

PMD Beauty Clean Acne

PMD Clean Acne er et smart ansigtsrenseapparat, som anvender SonicGlow™ Technology til at sørge for en dybdegående, daglig rengøring af ansigtshuden. Clean Acne fjerner hudens urenheder ved at nedbryde snavs og olie inde fra porerne, mens den opstrammer og udglatter huden. Desuden benytter Clean Acne blå lysterapi til at dræbe de bakterier, som forårsager akne, og giver dig en ren og glødende hud. Velegnet til alle hudtyper, den blide silkonebørste er hygiejnisk, antibakteriel, vandtæt og - som det bedste - skal ikke udskiftes.



Fordele

- ✓ Fjerner makeup og urenheder fra huden
- ✓ Behandler let til moderat akne
- ✓ Minimerer fremkomsten af hudorme
- ✓ Reducerer olietilstopning
- ✓ Løfter, opstrammer og toner huden



Teknisk information

SonicGlow™ Technology:
7.000 vibrationer pr. minut

Genopladelig, USB-opladningsledning medfølger

Vandtæt, kan bruges under bruseren

Inkluderer beskyttelsesbriller

2 modusser til rensning af huden

3-minutters Blue Light Therapy Spot Treatment: virkningsfuld LED til medicinsk brug, anvendes specifikt til behandling af let til moderat akne

2 års garanti

Inkluderer et opbevaringsetui

Anvendelse



1: Skyl ansigtet med varmt vand og masser forsigtigt rensmidlet ind i huden.



2: Skyl PMD Clean Acne under vand og tænd for apparatet.



3: Benyttes sammen med modus 1 eller 2 for at opnå de bedste rensningsresultater.



4: Bevæg børstehovedet i cirkulære bevægelser og rens hele ansigtet. Det er sikkert at bruge mere tid på områder, du personligt bekymrer dig mere om.



5: Skyl ansigtet og PMD Clean Acne for at fjerne eventuelt overskydende rengøringsmiddel og dup huden tør.



6: Tænd for den blå lysterapi og behandl områderne med let til moderat akne. PMD Clean Acne vibrerer for at angive starten på den 3 minutter lange behandling af uren hud. Gentag efter behov.

Brug kun som anført. Hvis instruktionerne ikke følges, kan det føre til udslæt, rødme eller endda skade. Hvis dette opstår, skal du afbryde brug og kontakte en læge. Brug beskyttelsesbriller, og se ikke direkte ind i LED'en, mens du bruger den. Produktet er kun beregnet til ekstern brug. Undgå følsomme områder herunder ethvert område med ødelagt, irriteret eller kløende hud. Produktet skal opbevares utilgængeligt for børn. PMD er ikke ansvarlig for funktionsfejl eller skader, hvis produktet ikke bruges efter hensigten. Ikke beregnet til klinisk eller kommerciel brug. Hvis du føler ubehag eller rødme i huden efter brug i mere end to dage, skal du holde op med at bruge dette apparat. Hvis du er følsom over for lys eller har andre symptomer efter brug, bedes du kontakte kundeservice. Effekterne af PMD Clean er ikke altid umiddelbart synlige, og resultaterne kan variere.