

PMD Beauty Clean Acne

PMD Clean Acne on nutikas SonicGlow™ tehnoloogiat kasutav näopuhastushari, mis tagab sügava puhastuse igapäevaselt. Clean Acne eemaldab näonahalt mustuse lõhkudes mustuse ja õli pooride seest, samal ajal kui nahka pinguldatakse ja silutakse. Enamgi veel, Clean Acne kasutab sinist valgusteraapiat, mis tapab aknet põhjustavaid baktereid jättes naha puhtaks ja õhetavaks. Sobib kõigile nahatüüpidele, õrn silikoonhari on hügieeniline, antibakteriaalne, veekindel ja - parim - ei vaja kunagi asendamist uuega.



Kasud

- ✓ Eemaldab nahalt meigi ja mustuse
- ✓ Ravib kerget kuni mõõdukat aknet
- ✓ Minimiseerib mustade täppide teket
- ✓ Vähendab õli kogunemist
- ✓ Tõstab, pinguldab nahka ja ühtlustab nahatooni



Tehniline informatsioon

SonicGlow™ Technology:
7,000 vibratsiooni
minutis

laetav, kaasas
USB-laadimisjuhe

Veekindel,
saab kasutada
duši all

2 puhastusrežiimi

3-minutiline Blue Light
Therapy Spot Treatment:
jõulised meditsiinilised
LEDid on kasutusel just
kerge kuni mõõduka
akne raviks

2-aastane
tootjagarantii

kaasas
kaitseprillid

kaasas
hoiukarp

Kuidas kasutada



1: Loputa nägu sooja veega ja hõõru õrnalt puhastuskreem sisse.



2: Loputa PMD Clean Acne vee all ja lülita käima.



3: Kasuta 1. või 2. režiimi saavutamaks parim puhastustulemus.



4: Liiguta harja pead ringjate liigutustega, puhastades nii kogu nägu. Oma probleemsetele aladele võib kulutada rohkem aega, see on turvaline.



5: Loputa nägu ja PMD Clean Acne liigsest puhastuskreemist ja tupsuta kuivaks.



6: Lülita sisse sinine valgusteraapia ja kasuta kerge kuni mõõduka akne aladel. PMD Clean Acne vibreerib andmaks märku 3-minutilise vistrikuravi alustamisest. Korda vastavalt vajadusele.

Kasutage ainult vastavalt juhistele. Juhiste mittejärgimine võib põhjustada löövet, punetust või isegi vigastusi. Kui see juhtub, lõpetage kasutamine ja konsulteerige arstiga. Kandke kaitseprille ja ärge vaadake kasutamise ajal otse LED-valgusesse. Toode on ette nähtud ainult välispidiseks kasutamiseks. Vältige tundlikke piirkondi, sealhulgas katkise, ärritunud või sügeleva nahaga piirkondi. Hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas. PMD ei vastuta rikete ega vigastuste eest, kui toodet ei kasutata ettenähtud viisil. Ei ole ette nähtud kliiniliseks ega kommertskasutuseks. Kui tunnete pärast kasutamist ebamugavustunnet või nahapunetust, mis kestab kauem kui kaks päeva, lõpetage selle seadme kasutamine. Kui olete pärast kasutamist valgustundlik või teil on muid probleeme, võtke palun ühendust klienditeenindusega. PMD Cleani mõju ei ole alati kohe nähtav ja tulemused võivad erineda.