

PMD Beauty Clean Acne

PMD Beauty Clean Acne on älykäs kasvojenpuhdistuslaite, jonka hyödyntämä SonicGlow™-teknologia takaa iholle päivittäisen syväpuhdistuksen. Clean Acne poistaa ihon epäpuhtaudet hajottamalla likaa ja talia ihohuokosista samalla kiinteyttäen ja silottaen ihoa. Tämän lisäksi Clean Acne käyttää sinistä LED-valohoitoa, joka tuhoaa aknea aiheuttavat bakteerit jättäen ihon puhtaaksi ja hehkuvaksi. Kaikille ihotyypeille sopiva hellävarainen silikoniharja on hygieeninen, antibakteerinen, vedenkestävä ja - mikä parasta - sitä ei tarvitse koskaan vaihtaa.



Hyödyt

- ✓ Poistaa meikin ja epäpuhtaudet iholta
- ✓ Hoitaa lievää ja keskivaikeaa aknea
- ✓ Ehkäisee mustapäiden muodostumista
- ✓ Hillitsee ihon öljyntuotantoa
- ✓ Kiinteyttää ja tasoittaa ihoa



Tekniset tiedot

SonicGlow™-teknologia:
7000 värähtelyä
minuutissa

Ladattava,
mukana
USB-latauskaapeli

Vedenkestävä,
voi käyttää
suihkussa

2 asetusta puhdistukseen

3 minuutin sinistä
LED-valoterapiaa
hyödyntävä täsmähoito:
tehokkaat
lääketieteellisen tason
LEDit, joita käytetään
erityisesti lievän ja
keskivaikean aknen
hoitoon

2 vuoden
takuu

Mukana
säilytyskotelo

Mukana
suojalasit

Käyttöohjeet



1: Huuhtelee kasvot lämpimällä vedellä ja hiero iholle puhdistustuotetta.



2: Huuhtelee PMD Clean Acne veden alla ja käynnistää se.



3: Parhaan puhdistustuloksen saavuttamiseksi käytä asetusta 1 tai 2.



4: Liikuta harjaspäätä pyörivin liikkein, kunnes koko kasvot on puhdistettu. On turvallista käyttää enemmän aikaa ongelma-alueilla.



5: Huuhtelee kasvot ja PMD Clean Acne ylimääräisestä puhdistustuotteesta ja taputtele ne kuivaksi.



6: Kytke sininen valohoito päälle ja kohdista alueille, joilla on lievää tai keskivaikeaa aknea. PMD Clean Acne värisee merkiksi 3 minuutin täsmähoidon alkamisesta. Toista tarvittaessa.

Käytä vain ohjeiden mukaan. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa ihottumaa, punoitusta tai jopa vamman. Jos näin tapahtuu, lopeta laitteen käyttö ja konsultoi lääkintähenkilökuntaa. Käytä suojalaseja äläkä katso suoraan LED-valoon käytön aikana. Tuote on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön. Vältä herkkiä ihoalueita, kuten rikkoutunutta, ärtynyttä tai kutisevaa ihoa. Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. PMD ei ole vastuussa häiriöistä tai vammoista, jos tuotetta ei käytetä tarkoitettulla tavalla. Ei ole tarkoitettu ammatilliseen tai kaupalliseen käyttöön. Jos iholla tuntuu epämukavuutta tai se punoitaa yli kaksi päivää käytön jälkeen, lopeta laitteen käyttö. Jos olet herkkä valolle tai sinulla on muita oireita käytön jälkeen, ota yhteyttä asiakaspalveluun. PMD Clean -laitteen tulokset eivät välttämättä näy heti ja ne voivat vaihdella.