

# PMD Beauty Clean Mini

## PMD Beauty Clean

PMD Clean for effektiv rengøring og en sundere teint.

Denne smarte soniske ansigtsrens fjerner hudens urenheder ved at nedbryde snavs og olie inde fra porerne, mens den opstrammer og udglatter huden. Den holdbare silikonebørste er hygiejnisk, antibakteriel og vandafvisende og er velegnet til alle hudtyper. Giv dig selv en massage ved at bruge den anden side af enheden, når du påfører serum og fugtighedscreme.

Den kompakte Mini er perfekt til at tage med på farten og har de samme resultater som andre PMD Cleans.



### Fordele

- ✓ Fjerner makeup og urenheder fra huden
- ✓ Minimerer forekomsten af hudorme
- ✓ Reducerer oliestopning
- ✓ Løfter, opstrammer og toner huden



### Teknisk information

SonicGlow™-teknologi:  
over 7.000 vibrationer i  
minuttet

Vandtæt,  
kan bruges  
i bruseren

2 års  
garanti



4 tilstande:  
1 og 2 til rengøring,  
3 og 4 til påføring af  
hudplejeprodukter



AAA-batteri  
(medfølger)

SonicGlow™-teknologi:  
over 7.000 vibrationer i  
minuttet

Vandtæt,  
kan bruges  
i bruseren

2 års  
garanti



4 tilstande:  
1 og 2 til rengøring,  
3 og 4 til påføring af  
hudplejeprodukter



AA-batteri  
(medfølger)

### Sådan bruges den



**1:** Fugt ansigt med varmt vand.



**2:** Skyl apparatet.



**3:** Påfør rensemiddel til PMD Clean.



**4:** Slå PMD Clean til tilstand 1 eller 2 for rengøring.



**5:** Bevæg børstehovedet i cirkulære bevægelser, og rens hele ansigtet. Det er sikkert at bruge mere tid på områder, du personligt bekymrer dig mere om.



**6:** Skyl ansigtet, og dup tørt.



**7:** Brug den anden side af enheden og tilstand 3 eller 4 til at påføre fugtighedscreme.



**8:** Udskift batteriet hver 2. måned. For at slukke PMD Clean skal du holde knappen nede i tre sekunder.

Brug kun som anført. Hvis instruktionerne ikke følges, kan det føre til udslæt, rødme eller endda skade. Hvis dette opstår, skal du afbryde brug og kontakte en læge. Produktet er kun beregnet til ekstern brug. Undgå følsomme områder herunder områder med ødelagt, irriteret eller kløende hud. Produktet skal opbevares utilgængeligt for børn. PMD er ikke ansvarlig for funktionsfejl eller skader, hvis produktet ikke bruges efter hensigten. Ikke beregnet til klinisk eller kommerciel brug. Effekterne af PMD Clean er ikke altid umiddelbart synlige, og resultaterne kan variere.