

Personal Microderm Classic

Personal Microderm Classic tekee ihosta raikkaan, heleän ja kuulaan.

Tämä vallankumouksellinen, kotona käytettävä kuorintalaite takaa samat uskomattomat tulokset kuin ammattilaisen tekemässä mikrodermabrasio-hoidossa. Laitteessa yhdistyvät patentoitu, pyöriviä levyjä hyödyntävä teknologia ja täydellisesti kalibroitu imuteho, jotka tekevät ihosta raikkaan ja kuulaan.

Viikoittainen käyttö vähentää pienten juonteiden esiintyvyyttä sekä ryppyjä, epäpuhtauksia ja laajentuneita ihohuokosia. Patentoidut pyörivät levyt kuorivat kuollutta, sameaa ihosolukkoa pois ihon pinnalta, mikä aktivoi uusien solujen muodostumista, jolloin ihosta tulee heleä ja nuorekas. Lisäksi ihosta tulee vastaanottavaisempi ihonhoitotuotteille, jotka imeytyvät jopa 20 kertaa syvemmälle.



Hyödyt

- ✓ Häivyttää pieniä juonteita & ryppyjä
- ✓ Pienentää laajentuneita ihohuokosia
- ✓ Vähentää epäpuhtauksien esiintyvyyttä
- ✓ Tasoittaa ihon pintaa
- ✓ Häivyttää maksaläiskiiä
- ✓ Tehostaa kollageenin ja elastiinin tuotantoa
- ✓ Nopeuttaa ihosolujen uusiutumista



Tekniset tiedot



Käyttöohje



1: Puhdista ja kuivaa iho huolellisesti.



2: Aseta haluttu levy ja kierrä pää kiinni.



3: Laita johto kiinni ja aseta laite päälle.



4: Harjoittele käsivarteen tai jalkaan käyttäen valkoista levyä ennen kasvoille käyttämistä.



5: Liikuta laitetta nopeasti kasvojen poikki ylöspäin suuntaavin liikkein ja pidä laite koko ajan liikkeessä. Älä jätä laitetta paikoilleen yhteen kohtaan. Käsittele jokainen ihoalue vain kerran jokaisella hoitokerralla.



6: Vedä iho tiukalle auttaaksesi laitetta liukumaan pehmeästi.



7: Viimeistele iho kasvovedellä ja kosteusvoiteella. Toista 6-7 päivän välein.



8: Puhdista pää ja suodatin jokaisen käytön jälkeen vedellä ja saippualla.

Käytä vain ohjeiden mukaisesti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen (kuten saman kohdan hoitaminen monta kertaa, liian suuri nopeus, paine, pysähtyminen yhteen kohtaan tai muu tarkoitukseton käyttö) voi aiheuttaa ihottumaa, punoitusta, kutinaa tai jopa vammaa. Jos näin tapahtuu, lopeta käyttö ja konsultoi lääkintähenkilökuntaa. Tuote on tarkoitettu vain ulkoiseen käyttöön. Vältä herkkiä ihoalueita, kuten rikkoutunutta, ärsyyntyynyttä tai kutisevaa ihoa. Tuote ja sen laturi eivät ole vedenkestäviä. Älä käytä veden lähettyvillä, ihon ollessa märkä tai jos iho on kostea ihonhoitotuotteesta. Säilytä lasten ulottumattomissa äläkä käytä alle 16-vuotiailla lapsilla. PMD ei ole vastuussa häiriöistä tai vammoista, jos tuotetta ei käytetä tarkoitetulla tavalla. Ei ole tarkoitettu ammatilliseen tai kaupalliseen käyttöön. Personal Microderm -laitteen tulokset eivät välttämättä näy heti ja ne voivat vaihdella. Älä käytä aktiiveja tai ihoa kuorivia tuotteita 48 tuntiin ennen tai jälkeen Personal Microderm -laitteen käytön - ihosi saattaa olla herkistynyt.