

PMD Beauty Personal Microderm Pro Berry

Personal Microderm Pro svaigai, starojošai un tīrai ādai.

Šī revolucionārā pilinga ierīce lietošanai mājas apstākļos nodrošina tikpat izcilus rezultātus kā profesionālās mikrodermabrazijas procedūras, kas tiek veiktas salonā. Apvieno patentētu rotējošo disku tehnoloģiju ar perfekti kalibrētu vakuuma sūkšanu, lai āda izskatītos svaiga un starojoša. Personal Microderm Pro aprīkots ar viegli uzmaucamiem uzgaliem, diviem ātruma iestatījumiem un pilnu pilinga disku klāstu.

Iknedēļas procedūras samazina sīkās grumbiņas un krunciņas, pinnes un paplašinātās poras. Patentētie rotējošie diski noņem atmirušās, blāvas šūnas no ādas virsmas, tādējādi stimulējot jaunu šūnu augšanu un padarot ādu mirdzošu un jauneklīgu. Jūsu ādas kopšanas līdzekļi var iekļūt 20 reizes dziļāk, palielinot ādas kopšanas priekšrocības.



Ieguvumi

- ✓ Samazina sīkās līnijas un grumbiņas
- ✓ Vizuāli samazināt poras
- ✓ Samazina redzamos izsitumus
- ✓ Izlīdzina ādas tekstūru
- ✓ Vizuāli samazina tumšos plankumus
- ✓ Veicina kolagēna un elastīga veidošanos
- ✓ Stimulē jaunu šūnu augšanu



Tehniskā informācija



Lietošana



1: Rūpīgi attīriet un nosusiniet ādu.



2: Ievietojiet izvēlēto disku un uzskrūvējiet uzgali.



3: Pieslēdziet un ieslēdziet ierīci.



4: Izmantojot balto disku, pirms lietošanas uz sejas iemēģiniet to uz rokas vai kājas.



5: Pārvietojiet ierīci ātri pār ādu, kustoties uz augšu, un turpiniet to nepārtrauktā kustībā. Ilgstoši neturiet virs izsitumu vietām. Vienā apstrādes reizē veiciet tikai vienu piegājieni katrai zonai.



6: Nostiepiet ādu, lai palīdzētu ierīcei vienmērīgi slīdēt pa ādu.



7: Pēc tam uzklājiet toniku un mitrinošu līdzekli. Atkārtojiet reizi 6–7 dienās.



8: Pēc katras lietošanas reizes mazgājiet uzgali un filtru ar ūdeni un ziepēm.

Lietojiet tikai atbilstoši norādījumiem. Norādījumu neievērošana (tostarp vairākkārtēji piegājieni, pārāk augsts iestatījums, spiediens, apstāšanās vienā vietā vai citi neparedzēti lietošanas veidi) var izraisīt izsitumus, apsārtumu, niezi vai pat ievainojumus. Ja tas notiek, pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar ārstu. Izstrādājums paredzēts tikai ārigai lietošanai. Izvairieties no jutīgām zonām, tostarp jebkurām vietām ar bojātu, kairinātu vai niezošu ādu. Izstrādājums un lādētājs nav ūdensizturīgi. Nelietojiet ūdens tuvumā, kamēr āda ir mitra vai kamēr āda ir mitra izstrādājuma iedarbības rezultātā. Uzglabāt izstrādājumu bērniem nepieejamā vietā un nelietot bērniem līdz 16 gadu vecumam. PMD neuzņemas atbildību par darbības traucējumiem vai traumām, ja izstrādājums netiek lietots atbilstoši paredzētajam mērķim. Nav paredzēts klīniskai vai komerciālai lietošanai. Personal Microderm iedarbība ne vienmēr ir redzama uzreiz, un rezultāti var atšķirties. 48 stundas pirms vai pēc Personal Microderm lietošanas nelietojiet nekādus aktīvus vai pilinga ādas kopšanas līdzekļus – jūsu āda var būt jutīgāka.