

Wave Pro

PMD Wave Pro er en avanceret hudplejespatel, der udtrækker, infunderer og løfter ved hjælp af SonicGlow™-teknologi og EMS (elektronisk muskelstimulation) for at efterlade huden strålende og glødende.

PMD Wave Pro har 3 tilstande: Exfoliering og udtrækning, Infusion og Løft.

Udtrækning: Udtrækningsfunktionen bruger negative ioner, der hjælper med at fjerne snavs, døde hudceller og talg fra porerne.

Præcis Xtractor™: I kombination med udtrækningsfunktionen hjælper Præcis Xtractor™ med at fjerne hudorme og hvide hudorme.

Infusion: Infusionsfunktionen bruger positive ioner, der deler hudplejeprodukterne op i mindre molekyler. Dette gør det lettere for huden at absorbere dem.

EMS (elektronisk muskelstimulation): EMS bruger en elektrisk strøm til at stimulere musklerne og hjælper med at give et mere tonet og ungdommeligt udseende.



Fordele:

- ✓ Minimerer synligheden af forstørrede porer og hudorme.
- ✓ Reducerer ophobning af olie.
- ✓ Gør huden blødere og glattere.
- ✓ Forbedrer hudplejeprodukternes absorption.
- ✓ Løfter og toner huden.



Teknisk information:



Sådan bruges det:



1: Fugt huden med vand eller toner. Tænd for tilstand 1 (Udtrækning). Med forsiden vendt nedad, glide blidt opad og udad. Placer Præcis Xtractor™ over hudorm eller hvid hudorm og tryk forsigtigt ned for at udtrække. Det er sikkert at bruge Udtrækningsfunktionen en gang om ugen.



2: Påfør hudplejeprodukt på huden og tænd for tilstand 2 (Infusion). Brug bagsiden af enheden og infusér forsigtigt hudplejeproduktet opad. Det er sikkert at bruge tilstand 2 dagligt.



3: Spray ansigtet med toner. Tænd for tilstand 3 (Løft). Sørg for, at dine fingre er på begge Touch Points på siderne af Wave PRO og løft opad og udad ved smilerynker, øjenbryn og læbelinjer. Det er sikkert at bruge tilstand 3 dagligt.