

Wave Pro

PMD Wave Pro on edistyksellinen, lastamainen ihonhoitoväline, joka kuorii, tehostaa ihonhoitotuotteiden imeytymistä sekä kiinteyttää ihoa SonicGlow™-teknologian ja EMS:n (sähköisen lihasstimulaation) avulla tehden ihosta hehkuvan ja säteilevän.

PMD Wave Pro:ssa on 3 asetusta: kuoriva ja epäpuhtauksia poistava Extract-asetus, ihonhoitotuotteita imeyttävä Infuse-asetus ja kiinteyttävä Lifting-asetus.

Extract: Hyödyntää negatiivisia ioneja, jotka auttavat irrottamaan likaa, kuolleita ihosoluja ja talia ihohuokosista.
Precise Xtractor™: Yhdistettynä Extract-asetukseen Precise Xtractor™ auttaa poistamaan mustapäitä ja valkopäitä.

Infuse: Hyödyntää positiivisia ioneja, jotka pilkkovat ihonhoitotuotteiden sisältämät ainesosat pienemmiksi molekyyleiksi. Tämän ansiosta ihonhoitotuotteet imeytyvät ihoon helpommin.

EMS (elektroninen lihasstimulaatio): Käyttää sähkövirtaa stimuloimaan lihaksia, mikä auttaa saavuttamaan kiinteämmän ja nuorekkaamman näköisen ihon.



Hyödyt:

- ✓ Pienentää laajentuneita ihohuokosia ja mustapäitä
- ✓ Vähentää ylimäärästä öljyä iholla
- ✓ Tekee ihosta pehmeämmän ja sileämmän
- ✓ Tehostaa ihonhoitotuotteiden imeytymistä
- ✓ Kohottaa ja kiinteyttää kasvojen ihoa

Tekniset tiedot:



Käyttö:



1: Kostuta iho vedellä tai kasvovedellä. Kytke päälle asetus 1 (Extract). Käännä laitteen etupuoli osoittamaan alaspäin, ja liu'uta laitetta varovasti ylös- ja ulospäin suuntautuvien liikkein. Aseta Precise Xtractor™ mustapäiden tai valkopäiden päälle ja paina varovasti alaspäin poistaaksesi ne. Extract-asetusta on turvallista käyttää kerran viikossa.



2: Levitä iholle haluamaasi ihonhoitotuotetta ja kytke päälle asetus 2 (Infuse). Imeytä ihonhoitotuotteet iholle käyttäen laitteen takaosaa varovasti ylöspäin suuntautuvien liikkein. Infuse-asetusta on turvallista käyttää päivittäin.



3: Levitä iholle kasvovettä. Kytke päälle asetus 3 (Lift). Varmista, että sormesi ovat Wave PRO -laitteen molemmilla sivuilla olevilla kosketuspisteillä, ja liikuta laitetta ylös- ja ulospäin suuntautuvien liikkein silmäkulmien, kulmakarvojen ja huulten juonteiden kohdalla. Lift-asetusta on turvallista käyttää päivittäin.