

Wave Pro

PMD Wave Pro ir uzlabota ādas kopšanas lāpstiņa, kas ekstrahē, ievada un paceļ, izmantojot SonicGlow™ tehnoloģiju un EMS (elektronisko muskuļu stimulāciju), lai āda kļūtu mirdzoša un mirdzoša.

PMD Wave Pro ir 3 režīmi: pīlings un ekstrakcija, infūzija un pacelšana.

Ekstrakts: Ekstrakcijas režīmā tiek izmantoti negatīvie joni, kas palīdz izcelt no porām grūžus, atmirušo ādu un sebumu.
Precise Xtractor™: apvienojumā ar Ekstrakcijas režīmu Precise Xtractor™ palīdz iztīrīt poras un iznīcināt baltās pumpiņas.

Infuse: Infuse režīmā tiek izmantoti pozitīvi joni, kas sadala ādas kopšanas līdzekļus mazākās molekulās. Tas ļauj ādas kopšanai vieglāk iesūkties ādā.

EMS (elektroniskā muskuļu stimulācija): EMS izmanto elektrisko strāvu, lai stimulētu muskuļus, palīdzot nodrošināt tonusu un jauneklīgāku izskatu.



leguvumi:

- ✓ Samazina paplašinātu poru un melno punktu izskatu
- ✓ Samazina eļļas sastrēgumus
- ✓ Padara ādu maigāku un gludāku
- ✓ Uzlabo ādas kopšanas līdzekļu uzsūkšanos
- ✓ Paceļ un tonizē ādu



Tehniskā informācija:



Lietošana:



1: Samitriniet ādu ar ūdeni vai toniku. Ieslēdziet 1. režīmu. Kad priekšpuse ir pagriezta uz leju, viegli slīdiet uz augšu un uz āru. Novietojiet Precise Xtractor™ virs melngalvju vai baltgalvju un viegli nospiediet uz leju, lai to izņemtu. Ir droši izmantot Ekstrakta režīmu reizi nedēļā.



2: Uzklājiet ādas kopšanas līdzekļus uz ādas un ieslēdziet 2. režīmu. Izmantojot ierīces aizmuguri, maigi iestrādājat ādas kopšanas līdzekļus ar augšupvērstām kustībām. Lietojiet 2. režīmu katru dienu.



3: Notīriet seju ar toneri. Ieslēdziet 3. režīmu. Pārliecinieties, vai jūsu pirksti atrodas uz abiem pieskāriena punktiem Wave PRO sānos, un paceliet tos augšup un ārā pa vārnu kājiņām, uzacīm un lūpu līnijām. Ir droši lietot 3. režīmu katru dienu.