

Wave Pro

PMD Wave Pro er en avansert hudpleiespatel som eksfolierer, tilfører og løfter huden ved hjelp av SonicGlow™-teknologi og EMS (elektronisk muskelstimulering) for å etterlate huden strålende og glødende.

PMD Wave Pro har 3 moduser: Eksfoliering og uttrekking, Tilføring og Løfting.

Uttrekking: Uttrekkingsmodus bruker negative ioner som bidrar til å fjerne smuss, døde hudceller og talg fra porene.
Precise Xtractor™: I kombinasjon med Uttrekkingsmodus hjelper Precise Xtractor™ med å fjerne hudormer og kviser.

Tilføring: Tilføringsmodus bruker positive ioner som deler opp hudpleieprodukter i mindre molekyler. Dette gjør at hudpleie kan absorberes lettere i huden.

EMS (elektronisk muskelstimulering): EMS bruker elektrisk strøm for å stimulere musklene, noe som bidrar til å gi et mer tonet og ungdommelig utseende.



Fordeler:

- ✓ Minimerer synligheten av forstørrede porer og hudormer
- ✓ Reduserer oljeoppbygging
- ✓ Gjør huden mykere og glattere
- ✓ Forbedrer absorpsjonen av hudpleieprodukter
- ✓ Løfter og toner huden

Teknisk informasjon:



Bruksanvisning:



1: Fukt huden med vann eller toner. Aktiver modus 1 (Uttrekking). Med forsiden vendt ned, beveg spatelen forsiktig oppover og utover. Plasser Precise Xtractor™ over hudorm eller kvise og trykk forsiktig ned for å fjerne. Det er trygt å bruke Uttrekkingsmodus en gang i uken.



2: Påfør hudpleieprodukter på huden og aktiver modus 2 (Tilføring). Bruk baksiden av enheten for å forsiktig tilføre hudpleieprodukter med oppoverbevegelser. Det er trygt å bruke modus 2 daglig.



3: Spray ansiktet med toner. Aktiver modus 3 (Løfting). Pass på at fingrene dine er på begge berøringspunktene på sidene av Wave PRO, og løft oppover og utover ved smilerynker, øyenbryn og leppeområdet. Det er trygt å bruke modus 3 daglig.