

Wave Pro

PMD Wave Pro är en avancerad hudvårdsspatel som extraherar, infuserar och lyfter med hjälp av SonicGlow™-teknologi och EMS (elektrisk muskelstimulering) för att ge huden en strålande och lysande effekt.

PMD Wave Pro har 3 lägen: Exfoliera & Extrahera, Infusera och Lyfta.

Extrahera: Extraheringsläget använder negativa joner som hjälper till att lyfta bort smuts, döda hudceller och talg från porerna.
Precise Xtractor™: Tillsammans med extraheringsläget hjälper Precise Xtractor™ till att avlägsna pormaskar och vitlök.

Infusera: Infuseringsläget använder positiva joner som delar upp hudvården i mindre molekyler. Detta gör att hudvården kan absorberas mer lätt av huden.

EMS (elektrisk muskelstimulering): EMS använder en elektrisk ström för att stimulera musklerna och hjälper till att ge en mer tonad och ungdomlig utstrålning.



Fördelar:

- ✓ Minimerar synligheten av förstorade porer och pormaskar.
- ✓ Minskar överflödigt olja.
- ✓ Gör huden mjukare och lenare.
- ✓ Förbättrar absorberingen av hudvårdsprodukter.
- ✓ Lyftar och tonar huden.



Teknisk information:



Användning:



1: Fukta huden med vatten eller ansiktsvatten. Starta läge 1 (Extrahera). Med den främre sidan nedåt, glid försiktigt uppåt och utåt. Placera Precise Xtractor™ över pormasken eller vitlöken och tryck försiktigt ned för att extrahera. Det är säkert att använda extraheringsläget en gång i veckan.



2: Applicera hudvård på huden och aktivera läge 2 (Infusera). Använd baksidan av enheten för att försiktigt infusera hudvården med uppåtgående rörelser. Det är säkert att använda läge 2 dagligen.



3: Spraya ansiktet med ansiktsvatten. Starta läge 3 (Lyft). Se till att fingrarna är på de båda Touch Points på sidorna av Wave PRO och lyft uppåt och utåt längs kråksparkar, ögonbryn och läpplinjer. Det är säkert att använda läge 3 dagligen.