



Bathroom Safety Rail

Soporte de seguridad para el baño

Multi-use at sink or as toilet safety frame

Uso múltiple en el fregadero o como
marco de seguridad del inodoro



⚠ WARNING: Read **ALL** warnings and instructions on enclosed insert prior to operating device.

⚠ ADVERTENCIA: Lea **TODAS** las advertencias e instrucciones en el inserto adjunto antes de operar el dispositivo.

Save these instructions.

Please refer to warning insert for additional information.

Guarde estas instrucciones.

Consulte el inserto de advertencia para obtener
información adicional.

B369



Carex Health Brands

INDICATIONS FOR USE

This device is intended to provide stability assistance for end users with moderate stability or balance issues.



CAUTION! Read ALL instructions and warnings prior to assembly and use. Failure to use this device as intended may increase the risk of injury to the user or damage the device.

- If you do not understand these instructions, contact a healthcare professional before attempting to use.
- Inspect all parts for shipping damages before use. If there is shipping damage – **DO NOT USE**. Contact Compass Health Brands.



WARNINGS

- The device is to be used as a safety frame only. It is not designed to support the entire weight of the individual.
- Periodically check frame screws to make sure rail is securely attached. Tighten if necessary.
- This safety rail has a weight limit of 300 lbs. (136kg). **ALWAYS** observe the weight limit on the labeling of your device.
- **ALWAYS INSPECT SAFETY RAIL PRIOR TO USE.** Properly inspecting and maintaining your device can reduce the risk of injury. Make sure that all parts are secure and are in good working order.
- **ALWAYS** check the fasteners for the tightness prior. Make sure that if device is not in good working order or fasteners cannot be tightened, **DISCONTINUE USE OF THE DEVICE**.
- **DO NOT** use this device if you are unable to evenly balance your weight between the two handles.
- **DO NOT** use the device if you have a history of dizziness, balance problems, or a need for a device that can support heavy leaning. Consult a healthcare provider to determine if this device is right for you.
- **ALWAYS** make sure the device is fully opened and the folding legs are locked in position before use.
- This is not a toy. **DO NOT** let children play on/with safety rail.
- **BE AWARE** of your surroundings when operating the safety rail. Look for hazards and avoid them. Avoid surfaces with water, sand, gravel, dirt, leaves and other debris. Wet, slick, uneven and/or rough surfaces may impair traction and contribute to possible accidents. Loose cords and unsecured rugs may move suddenly and cause a loss of balance. **DO NOT** use this device in mud, ice, or puddles.
- **NEVER** use near steps, sloped driveway/hills with a steep incline (never greater than 15 degrees). **DO NOT** walk backwards down a slope.

- **DO NOT** use stairs or escalators while using this safety rail. **DO NOT** use near swimming pool areas.
- **ALWAYS** take additional care and move slowly when moving from carpeted to hard surface floors or cracks/separation in walkway surfaces; avoid sharp bumps, drainage grates, and sudden surface changes.
- **DO NOT** use while under the influence of mind-altering drugs, alcohol or while suffering from dizziness.
- **DO NOT** store in direct sunlight or outdoors. Exposure to extreme temperatures (heat, cold, moisture, etc.) may make surfaces (seat, hand grips, etc.) hot to the touch, weak or brittle.
- Ensure hand grips and skin contact surfaces are cool to the touch before use.
- **DO NOT** use this device as a “walker” – it is for standing and bathroom safety support **ONLY**.
- **FAILURE TO USE COMMON SENSE AND HEED THE ABOVE WARNINGS FURTHER INCREASES RISK OF SERIOUS INJURY. USE AT YOUR OWN RISK AND WITH APPROPRIATE AND SERIOUS ATTENTION TO SAFE OPERATION. USE CAUTION.**

CLEANING AND MAINTENANCE

- **NEVER** use organic solvents, abrasive cleaners or scouring pads on any part of the Bathroom Safety Rail.
- Use a mild soap and water solution, rinse with clean water, then dry with a soft cloth. Ensure that the Bathroom Safety Rail is well rinsed before using.
- Check fit and tightness of all wing nuts, hex bolts and E-clips **WEEKLY** to ensure that the Bathroom Safety Rail is stable and safe to use.

INDICACIONES DE USO

Este dispositivo tiene como objetivo proporcionar asistencia de estabilidad para usuarios finales con problemas moderados de estabilidad o equilibrio.



¡PRECAUCIÓN! Lea TODAS las instrucciones y advertencias antes del ensamblaje y uso. Si no utiliza este dispositivo como está previsto, puede aumentar el riesgo de que el usuario sufra lesiones o el dispositivo se dañe.

- Si no entiende estas instrucciones, comuníquese con un profesional de la salud antes de intentar usar el producto.
- Antes del uso, revise que no haya daños durante de envío. Si hay daños de envío: **NO UTILICE EL ARTÍCULO.** Comuníquese con Compass Health Brands.



ADVERTENCIAS

- El dispositivo debe utilizarse como una estructura de seguridad. **NO** está diseñado para soportar el peso total de una persona.
- Revise periódicamente los tornillos de la estructura para asegurarse de que el riel esté bien sujeto. Si es necesario, ajústelo.
- Este riel de seguridad tiene un límite de peso de 300 libras (136 kg). **SIEMPRE** observe el límite de peso en la etiqueta de su dispositivo.
- **SIEMPRE INSPECCIONE EL RIEL DE SEGURIDAD ANTES DE USARLO.** Inspeccionar y realizar el mantenimiento de su dispositivo de manera adecuada puede reducir el riesgo de lesiones. Asegúrese de que todas las piezas estén seguras y en buen estado de funcionamiento.
- **SIEMPRE** compruebe que los elementos de fijación se encuentren correctamente ajustados antes de su uso. Si el dispositivo no se encuentra en buen estado de funcionamiento o los sujetadores no pueden ajustarse, **ASEGÚRESE DE DEJAR DE UTILIZARLO.**
- **NO** use este dispositivo si no puede equilibrar su peso de manera uniforme entre las dos manijas.
- **NO** use este dispositivo si tiene historial de mareos, problemas de equilibrio o la necesidad de un dispositivo que pueda soportar inclinaciones pesadas. Consulte con un proveedor de atención médica para determinar si este dispositivo es adecuado para usted.
- **SIEMPRE** asegúrese de que el dispositivo esté completamente abierto y que las patas plegables estén bloqueadas en la posición correcta antes de usarlo.
- Este producto no es un juguete. **NO** permita que los niños jueguen encima/con el riel de seguridad.

- **SEA CONSCIENTE** de su alrededor cuando utilice el riel de seguridad. Advierta los peligros y evítelos. Evite las calles y superficies con agua, arena, grava, tierra, hojas y otros desechos. Las superficies húmedas, resbaladizas, irregulares o muy rugosas pueden poner en peligro la tracción y propiciar posibles accidentes. Los cables sueltos y las alfombras que no son fijas pueden moverse repentinamente y causar una pérdida de equilibrio. **NO** use este dispositivo en barro, hielo o charcos de agua.
- **NUNCA** lo use cerca de escalones, calles inclinadas/colinas con una pendiente pronunciada (nunca más de 15 grados). **NO** camine hacia atrás por una pendiente.
- **NO** use escaleras ni escaleras mecánicas mientras usa el riel de seguridad. **NO** lo use cerca de áreas de piscinas.
- **SIEMPRE** tenga más cuidado y camine despacio cuando pase de un piso alfombrado a pisos de superficie dura o grietas/separaciones en superficies de calzada; evite los baches, rejillas de drenaje y cambios bruscos de superficie.
- **NO** lo utilice bajo la influencia de drogas psicoactivas o alcohol, ni mientras padece mareos.
- **NO** almacene este producto bajo la luz solar directa o al aire libre. La exposición a temperaturas extremas (calor, frío, humedad, etc.) puede hacer que las superficies (asiento, empuñaduras, etc.) se calienten al tacto, se debiliten o se quiebren.
- Asegúrese de que las empuñaduras y las superficies de contacto con la piel estén frías al tacto antes de su uso.
- **NO** use este dispositivo como un "andador," pues **SOLO** debe utilizarse para dar un soporte al pararse y para seguridad en el baño.
- **NO USAR EL SENTIDO COMÚN Y NO PRESTAR ATENCIÓN A LAS ADVERTENCIAS ANTES MENCIONADAS AUMENTA EL RIESGO DE LESIONES GRAVES. UTILICE BAJO SU RESPONSABILIDAD Y PRESTANDO LA DEBIDA ATENCIÓN PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO. UTILICE CON PRECAUCIÓN.**

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- **NUNCA** utilice disolventes orgánicos, limpiadores abrasivos o esponjas sobre ninguna parte del riel de seguridad para el baño.
- Utilice una solución suave de agua y jabón, enjuague con agua limpia y seque con un paño suave. Asegúrese de que el riel de seguridad esté bien lavado antes de usarlo.
- Verifique el ajuste de todas las tuercas, los pernos hexagonales y las perillas de las alas **CADA SEMANA** para asegurarse de que el riel de seguridad para el baño esté estable y sea seguro de usar.

1 Part check Revisión de partes

Frame / Estructura



(4) Legs / Patas



(4) Lock washers /
Arandelas de
seguridad



(4) Wing nuts / Tuercas
de mariposa



(4) Hex bolts / Pernos
hexagonales




(4) E-clips / Perillas
de las alas



Note: Actual items may vary from what is shown.

Nota: Los artículos reales pueden variar de los que se muestran.

2 Assembly Ensamblaje



Remove all packaging material, unfold and open top frame.


Retire todo el material de embalaje y despliegue y abra la estructura superior.

Assembly (continued) Ensamblaje (continuación)




Secure frame by inserting all E-clips.

Asegure la estructura insertando todas las perillas de las alas.



Assemble legs.

Ensamble las patas.



Secure legs using hex bolt, plastic washer and tighten with black wing nut. Punch out will hold hex bolt in place as you firmly tighten wing nut.

Asegure las patas utilizando un perno hexagonal, una arandela de plástico y apriete con una tuerca de mariposa negra. Perforar mantendrá el perno hexagonal en su lugar mientras aprieta firmemente la tuerca de mariposa.

Ensure all bolts are fixed in place and wing nuts have been firmly tightened before each use.

Asegúrese de que todos los pernos estén fijos en su lugar y que las tuercas de mariposa se hayan apretado firmemente antes de cada uso.

3 Adjusting the height Ajuste de la altura



⚠ WARNING: Make sure detent buttons are securely locked into place.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que los botones de retención estén fijados en su lugar.

Adjust leg extensions to appropriate height using detent buttons.

Ajuste las extensiones de las patas a la altura adecuada con los botones de retención.



Set bathroom safety rail around toilet (as shown) or use for balance at sink. Ensure floor is dry when using.

Coloque el riel de seguridad del baño alrededor del inodoro (como se muestra) o úselo para mantener el equilibrio en el lavabo. Asegúrese de que el piso esté seco al usarlo.



COMPASSHEALTH

42-B36900_04 © 2019

Manufactured for / Fabricado por: Compass Health Brands Corp.
Middleburg Heights, OH 44130 • www.compasshealthbrands.com
Phone / Teléfono 800.376.7263 • Made in China / Hecho en China