

breo[®]

Massagun S1


Massage Device Instructions

按摩槍使用說明書

Faszienpistole Bedienungsanleitung

Manuel d'Instruction Pistolet à fascia

V 1.0




E N	Massage Device Instructions	1/
C N	按摩槍使用說明書	7/
D E	Faszienpistole Gebrauchsanweisung	13/
F R	Manuel d'Instruction pour pistolet à fascia	20/

breo[®]

Massagun S1


Massage Device Instructions

V 1.0



Overview

- [1] Flat Head (Non-removable)
- [2] Shortcut Button (Single tap to pause / Start)
- [3] Charging / Gear indicator
- [4] Power Button (Selecting gears / Power switch)
- [5] Charging Port



Flat Head:

Massage flat major muscle groups on the back.



Spherical Head:

Relax soft tissues and sensitive muscles.



Cone Head:

Percuss deep tissues like meridians and acupoint, etc.




U-shaped Head:

Massage neck (not cervical vertebrae) and tendon.

Start to Use

1. Massage Head Combination


The device can be used directly with the built-in massage head (flat head) on it, or combine with another one depending on your needs. See complete combination as below.



2. Power ON / OFF

Power on: Long press the power button.

Power off: Long press the power button.



3. Selecting Gears

Single tap power button to switch gears cyclically after powering on.

Gears	Rated rotate speed (rpm)
First gear	About 2000
Second gear	About 2400
Third gear	About 3000
Fourth gear	Auto change
Standby mode	0

Gears	First gear	Second gear	Third gear	Fourth gear
Gear indicator				

4. Locked Motor Protection

If the rotating is blocked , the product will enter standby mode automatically (indicators remain).Users can restart it (return to the previous gear) by single tap the shortcut button in 15 seconds. If no operation in 15 seconds, the product will power off automatically.



Do not press the massage head firmly to block the motor rotation while using, otherwise it will reduce the service life of the product!

5. Intelligent Protection

This product has intelligent protection function. In order to prevent muscle injury caused by massaging for a long time, it will enter standby mode (indicators remain) after working for 10 minutes continuously. Single tap the shortcut button in 5 seconds to restart and return to the previous gear and re-timing. If there is no operation within 5 seconds, it will power off automatically.

6. Battery Indicator


Indicator while using	Description
Indicator light keeps on	Fully charged
Indicator light flashes	Need recharging
Turn off after indicator light flashes	Low power, will auto power off

Indicator while charging	Description
	Charging completed
	High level of battery
	Medium level of battery
	Low power

7. Charging



Do not use it while charging.



8. Specifications

Product Name: Massagun S1

Product Model: Sport-M310

Input: 5V $\equiv$

Power: 10W

Operating Voltage Range: 6.6V-8.4V

Operating Temperature Range: 0°C ~+40°C

Charging Temperature Range: 0°C ~+40°C

Battery Capacity: 1100mAh

Charging Time: About 2Hours

Weight: About 195g

Size: 79×33×116.5mm

Theoretical Battery Life: About 4 Hours (Test in lab environment under the first gear with flat head)

List

- | | |
|-----------------------------------|----|
| ① Main Body (including flat head) | ×1 |
| ② Spherical Head | ×1 |
| ③ Cone Head | ×1 |
| ④ U-shaped Head | ×1 |
| ⑤ USB-C Cable | ×1 |
| ⑥ Manual | ×1 |



WARNING

1.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

2.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

3.it must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.

4.This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.


5.This appliance contains batteries that are non-replaceable.

breo[®]

Massagun S1


按摩槍使用說明書

V 1.0



產品簡介

- [1] 平頭（不可拆卸）
- [2] 快捷鍵（單擊暫停 / 啟動）
- [3] 充電 / 檔位指示燈
- [4] 電源鍵（檔位切換 / 電源開關）
- [5] 充電接口



平頭：
按摩腰背平型大肌群



球頭：
放鬆軟組織及敏感肌群



圓錐頭：
衝擊深層組織，如經絡、穴位等




U 型頭：
按摩頸部（非頸椎）與跟腱處

產品使用

1. 組合按摩頭

按摩槍自帶按摩頭（平頭），可獨立使用；


也可根據需求將按摩頭組合使用，安裝效果如下圖。



2. 開機 / 關機

開機：長按電源鍵。

關機：長按電源鍵。



3. 檔位切換

開機後，單擊電源鍵可循環切換檔位。

檔位	額定轉速 (轉 / 分鐘)
一檔	約 2000
二檔	約 2400
三檔	約 3000
四檔	智能變速
待機	0

檔位	一檔	二檔	三檔	四檔
檔位 指示燈	● ● ☀	● ☀ ●	☀ ● ●	☀ ☀ ☀

4. 堵轉保護

堵轉會使產品自動進入待機狀態（指示燈保持當前狀態），15 秒內單擊快捷鍵可喚醒啟動工作（進入待機前檔位），15 秒之內無操作自動關機。



使用時，請勿強力按壓按摩頭阻礙電機轉動，否則會降低設備使用壽命！

5. 智能保護

本機具有智能保護 功能。為防止長時間按摩肌肉受到損傷，連續工作 10 分鐘後進入待機狀態（指示燈保持當前狀態），5 秒內單擊快捷鍵可喚醒啟動工作，進入待機前檔位重新計時，5 秒內無操作自動關機。

6. 電源指示燈


使用中電量指示	描述
指示燈常亮	電量充足
指示燈閃爍	需要充電
指示燈閃爍至關機	電量低，即將關機

充電指示	描述
	充電完成
	高電量
	中電量
	低電量

7. 充電



禁止充電時使用。



8. 參數型號

產品名稱：Massagun S1

產品型號：Sport-M310

輸入：5V =

功率：10W

工作電壓範圍：6.6V-8.4V

工作溫度範圍：0°C ~+40°C

充電溫度範圍：0°C ~+40°C

電池容量：1100mAh

充電時長：約 2 小時

主機重量：約 195 克

產品尺寸：79×33×116.5mm

理論續航時長：約 4 小時（實驗室環境平頭一檔測試）

清單

- | | |
|--------------|----|
| ① 主機（含平頭） | ×1 |
| ② 球頭 | ×1 |
| ③ 圓錐頭 | ×1 |
| ④ U 型頭 | ×1 |
| ⑤ Type-C 充電線 | ×1 |
| ⑥ 說明書 | ×1 |



警告


1. 本設備不適合身體、感官或智力低下或缺乏經驗和知識的人（包括兒童）使用，除非有負責其安全的人員對其進行監督或指導他們使用設備。
2. 應監督兒童，以確保他們不玩本設備。
3. 它只能在與設備上的標記相對應的安全特低電壓下供電。
4. 本設備含有隻有技術人員才能更換的電池。
5. 本設備含有不可更換的電池。

breo®

Massagun S1


Faszienpistole Bedienungsanleitung

V 1.0



Produktübersicht

- [1] Flachkopf (nicht abnehmbar)
- [2] Tastenkombinationen (Einmal Klick zum Anhalten / Starten)
- [3] Lade- / Gängeanzeige
- [4] Netztaste (Gangschalter / Netzschalter)
- [5] Ladeanschluss



Flachkopf:

Massiert die großen flachen Muskeln des unteren Rückens.



Kugelkopf:

Entspannt Weichteilgewebe und empfindliche Muskeln.



Kegelkopf:

Wirkt auf tief liegende Gewebe, wie Meridiane und Akupunkturpunkte.




U-förmiger Kopf:

Massiert den Nacken (nicht die Halswirbelsäule) und die Achillessehne.

Verwendung des Produkts

1. Kombiniertes Massagekopf


Die Faszienpistole wird mit einem Massagekopf (flacher Kopf) geliefert, kann unabhängig verwendet werden; sie kann auch in Kombination mit dem Massagekopf je nach Bedarf verwendet werden, die Installationswirkung ist wie folgt.



2. Einschalten / Ausschalten

Einschalten: Drücken Sie lange auf den Netzschalter.

Ausschalten: Drücken Sie lange auf den Netzschalter.



3. Gangumschalten

Nach dem Einschalten klicken Sie auf die Einschalttaste, um durch die Gänge zu schalten.

Getriebe	Nenndrehzahl(U/min)
Erster Gang	ca. 2000
Zweiter Gang	ca. 2400
Dritter Gang	ca. 3000
Vier Gang	Intelligente variable Geschwindigkeit
Standby-Modus	0

Getriebe	Erster Gang	Zweiter Gang	Dritter Gang	Vier Gang
Anzeige				

4. Blockierschutz

Wenn das Drehen blockiert ist, wechselt das Produkt automatisch in den Standby-Modus (Anzeigen bleiben), wacht innerhalb von 15 Sekunden durch Drücken einer Schnelltaste auf (wechselt in den Vor-Standby-Modus) und schaltet sich innerhalb von 15 Sekunden automatisch ohne Bedienung ab.



Bitte drücken Sie bei der Benutzung nicht gewaltsam auf den Massagekopf, um die Rotation des Motors nicht zu behindern, da sonst die Lebensdauer des Gerätes verkürzt wird!

5. Protection smart

Diese Maschine verfügt über eine intelligente Schutzfunktion. Um eine Schädigung der Muskeln durch langes Massieren zu vermeiden, schaltet das Gerät nach 10 Minuten ununterbrochener Arbeit in den Standby-Modus (die

Kontrollleuchte bleibt in ihrem aktuellen Zustand) und kann durch Drücken der Schnellaste innerhalb von 5 Sekunden zum Arbeiten aufgeweckt werden, bevor es in den Standby-Modus wechselt und sich ohne Bedienung innerhalb von 5 Sekunden automatisch ausschaltet.


6. Betriebsanzeige

Anzeige während der Benutzung	Beschreibung
Anzeige leuchtet ständig	Vollständig aufgeladen
Anzeige blinkt	Aufladen erforderlich
Ausschalten nach Blinken der Anzeige	Niedriger Stromverbrauch, schaltet sich automatisch aus
Indicateur lors du chargement	Beschreibung
	Ladevorgang abgeschlossen
	Hohe Stromleitung
	Mittlere Leistung
	Schwache Leistung

7. Aufladen



Die Verwendung während des Ladens ist verboten.



8. Parametermodell

Produktname: Massagun S1

Modell: Sport-M310

Eingang: 5V =

Leistung: 10W

Betriebsspannungsbereich: 6.6V-8.4V

Betriebstemperaturbereich: 0°C ~+40°C

Ladetemperaturbereich: 0°C ~+40°C

Batteriekapazität: 1100mAh

Ladezeit: ca.2Std.

Gewicht des Geräts: ca.195g

Produktgröße: 79×33×116.5mm

Theoretische Ausdauer: ca.4Std. (Test des ersten Gangs in Laborumgebung mit Flachkopf)

Liste

- | | |
|-------------------------------|----|
| ① Hauptkörper (mit Flachkopf) | ×1 |
| ② Kugelkopf | ×1 |
| ③ Konischer Kopf | ×1 |
| ④ U-förmiger Kopf | ×1 |
| ⑤ Type-C-Ladekabel | ×1 |
| ⑥ Gebrauchsanweisung | ×1 |



Warnen

1.Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen Sicherheit.

2.Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

3.es darf nur mit Schutzkleinspannung entsprechend der Kennzeichnung am Gerät versorgt werden.

4.Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von Fachkräften ausgetauscht werden können.


5.Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.

breo.

Massagun S1


Manuel d'Instruction Pistolet à fascia

V 1.0



Aperçu

- [1] Tête de massage plate (non amovible)
- [2] Touche de raccourci (simple clic pour la pause / démarrage)
- [3] Voyant de charge / vitesse
- [4] Bouton d'Alimentation (commutateur de vitesse / interrupteur d'alimentation)
- [5] Port de charge



Tête de massage plate:

Massage des grands groupes musculaires plats dorso-lombaires.



Tête de massage sphérique:

Détendre les tissus mous et les groupes musculaire sensibles.



Tête de massage conique:

Impact aux tissus profonds, tels que les méridiens, les points d'acupuncture, etc.




Tête de massage en U:

Masser le cou (au lieu du rachis cervical) et le tendon d'Achille.

Mode d'emploi


1. Tête de massage combinées

Le pistolet fascia se muni d'une tête de massage (tête de massage plate), qui peut être utilisée indépendamment ; Selon vos besoins, les têtes de massage peuvent également être utilisées de manière combinée. Le schéma de synthèse après le montage est présenté ci-dessous.



2. Démarrage / Arrêt

Démarrage: appui long sur le bouton d'alimentation.
Arrêt: appui long sur le bouton d'alimentation.



3. Commutation de vitesse

Après la mise sous tension, un simple clic sur le bouton d'Alimentation permet de commuter la vitesse de manière cyclique.

Vitesses	Vitesse de rotation nominale (tr/min)
Première vitesse	environ 2000
Deuxième vitesse	environ 2400
Troisième vitesse	environ 3000
Quatrième vitesse	Variation de vitesse intelligente
Standby-Modus	0

Vitesses	Première vitesse	Deuxième vitesse	Troisième vitesse	Quatrième vitesse
Voyant				

4. Protection blocage du moteur

Si la rotation est bloquée, le produit entrera automatiquement en mode veille (les indicateurs restent), et un clic sur la touche de raccourci dans les 15 secondes permet de le réveiller pour redémarrer le fonctionnement (passer à la vitesse avant le mode veille), et il s'éteindra automatiquement si aucune opération n'est effectuée dans les 15 secondes.



N'appuyez pas avec force sur la tête de massage pour bloquer la rotation du moteur lors de l'utilisation, sinon cela réduira la durée de vie du produit!

5. Protection smart

Le produit est doté d'une fonction de protection intelligente. Afin d'éviter que les muscles ne soient blessés pendant le massage de longue durée, il passe au état de veille au bout de 10 minutes de fonctionnement continu (le voyant reste en état actuel), cliquez sur

la touche de raccourci dans les 5 secondes pour réveiller la machine et redémarrer le fonctionnement ; l'appareil recommence le chronométrage avec même vitesse avant de passer en mode veille, et il s'éteindra automatiquement si aucune opération n'est effectuée dans les 5 secondes.

6. Voyant d'Alimentation


Indication de la batterie pendant l'utilisation	Description
Le voyant reste toujours allumé	Pleinement chargé
Le voyant clignote	Avoir besoin de recharger
Le voyant clignote jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne	Batterie faible, il s'éteindra automatiquement

Indicateur lors du chargement	Description
	Chargement terminé
	Niveau de batterie élevé
	Batterie moyenne
	Batterie faible

7. Chargement électrique



Ne l'utilisez pas pendant le chargement.



8. Spécifications

Désignation du produit : Massagun S1

Modèle : Sport-M310

Entrée: 5V ==

Puissance: 10W

Plage de tension de fonctionnement : 6.6V-8.4V

Plage de température de travail : 0°C ~+40°C

Plage de température pendant chargement : 0°C ~+40°C

Capacité de la batterie : 1100mAh

Durée du chargement: environ 2 heures

Poids de l'unité principale : environ 195g

Dimensions : 79×33×116.5mm

Endurance théorique de la batterie : environ 4 heures

(essai avec la tête de massage plate en première vitesse dans un environnement laboratoire)

Liste de colisage

- | | |
|---|----|
| ① Unité principale (y compris la tête de massage plate) | ×1 |
| ② Tête de massage sphérique | ×1 |
| ③ Tête de massage conique | ×1 |
| ④ Tête de massage en U | ×1 |
| ⑤ Câble de charge de type C | ×1 |
| ⑥ Manuel | ×1 |



Avertir

- 1.Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- 2.Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. il ne doit être alimenté qu'en très basse tension de sécurité correspondant au marquage sur l'appareil.
- 4.Cet appareil contient des piles qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
- 5.Cet appareil contient des piles non remplaçables.

Contraindications

1. Cancers
2. Metal bone anastomosis (do not use the device directly in the fracture area)
3. Osteoporosis
4. Vein thrombosis and pulsation
5. Hypertension
6. Pregnant woman
7. Varicose veins
8. Acute inflammation
9. Do not massage the bony area
10. Do not massage surgical site
11. Do not massage the cervical vertebrae and spine
12. Kidney stones (do not use the device near the kidneys)
13. Do not massage one episode for more than 5 minutes

Safety Instruction

1. It is recommend to massage your body after wearing dry clothes or placing a clean and dry towel on massage part, then gently press and move the device.
2. High-speed and high-pressure massage can only be used to soft tissues without feeling pain or maladjustments. Do not massage head and any skeletal sites with high speed and high pressure.
3. Massage the same part of the body with high speed and high pressure for a long time will.
4. Please keep your fingers, hair or, any other body hair away from the extendable part of the device to prevent pinching and clipping.
5. Do not discard or misuse this device.
6. Do not modify this device by yourself without permission.
7. Do not operate or charge the device when nobody was around.
8. This device is for adults only.
9. People with contraindicated symptoms should use this device with doctor's permission.

Notice

1. Make sure the massage head is not blocked by external force when the device is power on. If it is blocked, it will pause for a while and try to restart.
2. DO NOT contact the product with water or other liquid for the massage device is not waterproof.
3. DO NOT disassemble the product except marked detachable. It need send to after-sales or authorized service center to fix it if you accidentally disassemble it and cause abnormal work. The relevant costs are borne by users.
4. Prolonged continuous operation may cause the motor surface

temperature to rise, please operate carefully.

5. DO NOT drop or strike the product. If the product is abnormal, contact After-sales support.

Storage and Maintenance

1. Keep the product out of the reach of children and pets.
2. DO NOT leave the product near heat sources such as a furnace or heater. DO NOT leave the product inside of a vehicle on hot days.
3. Please storage the product in a dry environment.
4. DO NOT overcharge or overuse the battery, otherwise, it will cause damage to the battery core.
5. Never use the product when the temperature is too high or too low.

Precautions when discarding the product

The lithium ion battery used by the product is a recyclable and renewable valuable resource.

When discarding it, please have it handled by a professional agency that can recycle chargeable batteries. Before discarding the product, power it off and take the lithium ion battery out from it following the steps below. The battery is to be disposed of safely.

1. Disassemble the top housing with help of a professional tool.
2. Pull out the batter terminals from the PCBA.
3. Use a professional cutter to cut off the bottom housing and then take out the battery.

禁忌

1. 禁止癌症患者使用
2. 禁止接受金屬骨針內固定術的患者使用（禁止直接在骨折部位使用）
3. 禁止骨質疏鬆患者使用
4. 禁止靜脈血栓和搏動患者使用
5. 禁止高血壓患者使用
6. 禁止孕婦使用
7. 禁止靜脈舒張患者使用
8. 禁止急性炎症患者使用
9. 禁止按摩骨頭部位
10. 禁止在術後部位使用
11. 禁止直接按摩頸椎、脊椎
12. 謹慎給腎結石患者使用（不要靠近腎臟區域）
13. 按摩同一個部位，不要超過 5 分鐘

安全說明

1. 按摩部位建議身著乾燥乾淨的衣物或放置乾淨乾燥的毛巾後使用，需輕輕按壓並移動。
2. 在不產生疼痛感和不適感的情況下，只能對身體軟組織部位使用高速和加壓使用，不可以對頭部和身體任何骨骼部位使用高速和高壓。
3. 頻繁的高速、高壓對同一部位施壓會造成擦傷，有疼痛感和不適應立即停止使用。
4. 手指、頭髮或全身任何部位毛髮請遠離設備伸縮部位，防止夾痛、夾傷。
5. 請勿丟棄和錯誤使用本產品。
6. 請勿私自對本產品做任何改裝。
7. 請勿在無人的狀態下運行或對本產品充電。
8. 本產品僅供成年人使用。
9. 禁忌範圍症狀人群請在醫生許可下使用本產品。

注意

1. 本產品在啟動時請確保按摩頭前無障礙物，如受外力阻擋，將短暫暫停後重新嘗試啟動。
2. 本產品不防水，請勿將本產品接觸到水或其他液體。
3. 請勿拆卸產品整機，如不慎拆開導致工作異常，請寄回重新調試。由此產生的費用全部由客戶承擔。
4. 長時間持續工作可能導致電機表面溫度升高，請謹慎操作。
5. 嚴禁摔落或碰撞，摔落或碰撞本產品有可能使其損壞，導致工作異常。如出現摔落或者碰撞導致工作異常，請及時聯繫售後。

存儲和保養

1. 請將本產品存放在兒童及寵物接觸不到的地方。
2. 禁止將本產品放在靠近熱源（火爐或加熱器等）的地方以及將置於熱天的汽車內。
3. 請在乾燥的環境中存儲。
4. 切勿過充、過放電池，否則將對電芯造成損害。
5. 切勿在溫度太高或太低的環境下使用本產品。

產品廢棄時注意事項

本产品所用的电池是可回收再生资源。请在废弃时交给可进行充电式电池回收再生处理的专业机构进行处理。在废弃器具前，必须将电池从器具中取出。在取出电池时，器具必须断电。电池应安全地处置。

取出步骤：

1. 用专业工具将开关盖板撬开。
2. 将电池引线端子从主板拔出。
3. 再用专业铁剪将外壳剪开，取出电池。

免責聲明

感謝您選用本產品。本文所提及的內容關係到您的安全、合法權益及責任，請務必認真閱讀，以及按照指導正確設置和使用本產品。不按照本文的說明和注意事項來操作，可能會給您和周圍人帶來傷害，損壞本產品或周圍產品。

禁止任何用戶的任何非法用途。使用者將為購買和使用產品的一切行為負責。對於本產品，本公司不承擔終端客戶對本產品所有調試和使用當中的風險和責任（包括直接間接或者協力廠商的損失）。

我公司對於任何從非正常管道獲得或不明用途的產品，將不予任何服務。

Kontraindikationen

1. Verboten für Krebspatienten
2. Verboten bei Patienten, die sich einer internen Fixierung mit Metallknochenstiften unterziehen (direkte Anwendung an der Frakturstelle ist verboten)
3. Verboten bei Patienten mit Osteoporose
4. Verboten bei Patienten mit venöser Thrombose und Pulsation
5. Verbot der Anwendung bei Patienten mit Bluthochdruck
6. Verbot der Anwendung bei Schwangeren
7. Verboten bei Patienten mit venöser Diastase
8. Verboten für Patienten mit akuter Entzündung
9. Keine Massage von knöchernen Bereichen
10. Verboten an post-operativen Stellen
11. Die direkte Massage der Halswirbelsäule und der Wirbelsäule ist verboten
12. Vorsicht bei der Verabreichung an Patienten mit Nierensteinen (nicht in der Nähe des Nierenbereichs)
13. Massieren Sie die gleiche Stelle nicht länger als 3 Minuten

Sicherheitshinweise

1. Es wird empfohlen, die Massagefläche nach dem Tragen von trockener und sauberer Kleidung oder dem Auflegen eines sauberen und trockenen Handtuchs aufzutragen, das sanft gedrückt und bewegt werden muss.
2. Wenn keine Schmerzen und Beschwerden auftreten, nur die Weichteilbereiche des Körpers mit hoher Geschwindigkeit und Druck verwenden, nicht den Kopf und alle Skelettbereiche des Körpers mit hoher Geschwindigkeit und hohem Druck.
3. Häufige Anwendung von hoher Geschwindigkeit und hohem Druck auf denselben Bereich führt zu Abschürfungen, beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Sie Schmerzen und Unbehagen spüren.
4. Halten Sie Finger, Haare oder andere Körperteile vom einziehbaren Teil des Geräts fern, um Quetschschmerzen und Verletzungen zu vermeiden.
5. Bitte werfen Sie dieses Produkt nicht weg und verwenden Sie es nicht unsachgemäß.
6. Bitte nehmen Sie keine Änderungen an diesem Produkt selbst vor.
7. Betreiben oder laden Sie dieses Produkt nicht unbeaufsichtigt.
8. Dieses Produkt ist nur für Erwachsene geeignet.
9. Kontraindizierten Bereich von Symptomen Menschen verwenden Sie bitte das Produkt unter der Erlaubnis eines Arztes.

Achtung

1. Bitte stellen Sie sicher, dass sich kein Hindernis vor dem Massagekopf befindet, wenn dieses Produkt gestartet wird, wenn es durch äußere Kraft blockiert wird, wird es kurz pausieren und versuchen, erneut zu starten.
2. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht, bitte bringen Sie dieses Produkt nicht in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

3. Bitte zerlegen Sie nicht das gesamte Produkt. Wenn Sie es versehentlich zerlegen und einen abnormalen Betrieb verursachen, senden Sie es zur erneuten Inbetriebnahme zurück. Die dadurch entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Kunden.
4. Lange Zeit kontinuierliche Arbeit kann dazu führen, dass die Motoroberflächentemperatur steigt, bitte arbeiten Sie mit Vorsicht.
5. Es ist strengstens verboten, dieses Produkt fallen zu lassen oder mit ihm zu kollidieren, da dies zu Schäden und Fehlfunktionen führen kann. Wenn ein Sturz oder eine Kollision zu einer abnormalen Arbeit führt, wenden Sie sich bitte umgehend an den Kundendienst.

Lagerung und Wartung

1. Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
2. Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle (Ofen oder Heizung usw.) oder an heißen Tagen in einem Auto auf.
3. Bitte in trockener Umgebung lagern.
4. Laden Sie die Batterie nicht zu stark auf oder entladen Sie sie nicht zu stark, da dies zu Schäden an den Batteriezellen führt.
5. Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung, in der die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist.

Vorsichtsmaßnahmen beim Entsorgen des Produkts

Die in diesem Produkt verwendete Batterie ist ein recycelbarer und erneuerbarer Rohstoff. Wenn Sie das Gerät entsorgen, übergeben Sie es bitte einer professionellen Organisation, die Akkus recyceln kann, zur Entsorgung. Bevor Sie das Gerät entsorgen, muss die Batterie aus dem Gerät entfernt werden. Beim Entfernen der Batterien muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden. Batterien sollten sicher entsorgt werden.

Schritte zur Entfernung:

1. Verwenden Sie ein professionelles Werkzeug, um die Schalterabdeckung abzuhebeln.
2. Ziehen Sie die Klemmen der Batteriekabel von der Hauptplatine ab.
3. Schneiden Sie dann mit einer professionellen Eisenschere das Gehäuse auf und entnehmen Sie die Batterie.

Contre-indications

1. Cancers
2. Anastomose osseuse métallique (Défense de l'utiliser directement sur la zone de fracture)
3. Ostéoporose
4. Thrombose veineuse et pulsation
5. Hypertension
6. Femmes enceintes
7. Varice veineuse
8. Inflammation aiguë
9. Ne massez pas la zone osseuse
10. Ne massez pas la zone chirurgicale
11. Ne massez pas le rachis cervical et la colonne vertébrale
12. Utilisation prudente chez les personnes souffrant des calculs rénaux (ne pas approcher la région des reins)
13. La durée du massage sur une même zone ne doit pas excéder 3 minutes

Consignes de sécurité

1. Le client doit effectuer le massage après avoir porté des vêtements secs ou placé une serviette propre et sèche sur la zone de massage, et exerce une pression légère en déplaçant doucement l'appareil.
2. Le massage à vitesse et pression élevée ne peut être effectué que sur les tissus mous à condition qu'aucune douleur ou inconfort ne soit ressenti ; Impossible de masser la tête et toutes zones squelettiques à haute vitesse et haute pression.
3. Le massage prolongé à haute vitesse et pression sur une même zone corporelle provoquera des ecchymoses. Veuillez cesser de l'utiliser immédiatement si vous vous sentez la douleur ou l'inconfort.
4. Gardez vos doigts, vos cheveux ou tout poil corporel à l'écart de la partie extensible et rétractable de l'appareil pour éviter les pincements et les blessures.
5. Ne jetez ni utilisez ce produit à mauvais escient.
6. N'apportez aucune modification au produit sans autorisation.
7. N'utilisez ni charger le produit sans surveillance humaine.
8. Ce produit est exclusivement destiné aux adultes.
9. Les personnes souffrant des symptômes cités dans le cadre des contre-indications, ne peuvent utiliser le produit qu'avec l'autorisation d'un médecin.

Remarque

1. Assurez-vous que la tête de massage n'est pas bloquée par une force externe lorsque l'appareil est mise sous tension. S'il est bloqué, il se mettra en pause pendant un moment et essaiera de redémarrer.

2. NE PAS exposer le produit à l'eau ou aux autres liquide car l'appareil de massage à percussion n'est pas étanche.
3. NE démontez PAS le produit sauf s'il est marqué démontable. Il doit être envoyé au service après-vente pour le réparer si vous le démontez accidentellement et causez un fonctionnement anormal. Tous les frais qui en découlent seront à la charge du client.
4. Un fonctionnement continu prolongé peut entraîner la hausse de la température superficielle du moteur, veuillez manipuler avec prudence.
5. La chute ou la collision du produit peut l'endommager et provoquer un fonctionnement anormal. En cas de dysfonctionnement à cause de la chute ou collision, veuillez contacter notre service après-vente.

Stockage et entretien

1. Gardez à l'écart des enfants et des animaux domestiques.
2. NE laissez pas le produit à proximité d'une source de chaleur (four ou réchauffeur, etc.) ni le placez à l'intérieur d'un véhicule lors des journées chaudes.
3. Veuillez le stocker dans un environnement sec.
4. NE surchargez ni surutilisez la batterie, sinon cela endommagera le noyau de la batterie.
5. N'utilisez pas le produit dans un environnement présentant une température trop élevée ou trop basse.

Précautions relatives à la mise au rebut du produit

La batterie utilisée par le produit consiste une ressource précieuse recyclable et renouvelable. Lors de sa mise au rebut, veuillez la confier à un organisme professionnel qui est capable de procéder au recyclage des batteries rechargeables. Avant l'élimination du produit, la batterie doit être retirée de l'appareil. Mettez-le hors tension avant le retrait de la batterie. La batterie doit être mise au rebut en toute sécurité. Procédez aux étapes suivantes :

1. Démontez le boîtier supérieur à l'aide d'un outil spécifique.
2. Retirez la borne de la batterie de la carte de circuit imprimé.
3. Coupez le boîtier inférieur à l'aide d'un cutter spécifiques, puis sortez la batterie.

FCC regulatory conformance:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This document is subject to change without notice.

説明書内容如有更新，恕不另行通知。

Der Inhalt der Betriebsanleitung kann ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden.

Le contenu du manuel peut être modifié sans préavis.

To read or download the instruction manual, please access the product page by scanning the QR code below or visiting our official website via the following link.
<https://www.breo.eu.com>

EUTREP APEX CE SPECIALISTS LIMITED
UNIT 3D NORTH POINT HOUSE, NORTH POINT
BUSINESS PARK, NEW MALLOW ROAD, CORK, T23
AT2P, IREL AND
Email: info@apex-ce.com



Shenzhen Breo Technology Co., LTD
19/F, Hisense Southern Building, No.1777 Chuangye
Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen 518054, China
Web: www.breo.com Email: service_global@breo.com

