

Infant-to-Toddler Electric Toothbrush

EN Cleaning

Rinse brush head with water before and after each use. Inspect carefully before each use. Ensure the brush head is connected properly. Throw away at the first sign of damage or weakness. Not suitable for boiling, steam sterilization, or dishwasher use.

Instructions

Always use under adult supervision. Press and release the power button to turn on, adjust vibration strength, and to turn off. Be gentle when brushing around new teeth. Rinse the brush head with water after each use. Replace brush head every 3 months or earlier if bristles appear worn/faded or loose.

Powered by 1 AAA Alkaline, non-rechargeable battery (included). To access the battery compartment, turn the notch at the bottom of the handle in the direction of the unlock symbol using a flat edge tool. Once unlocked, remove the bottom cover. To insert a new battery, observe proper polarity as indicated. Use only AAA alkaline batteries. Dispose of old battery properly. Follow local or state regulations for battery disposal or recycling.

WARNING!

- Always use this product with adult supervision.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Keep out of reach of children when not in use.
- Not suitable for children under 1 year of age.
- For tooth brushing only. DO NOT BITE OR CHEW. Do not use as a toy.
- Do not submerge in water.
- Do not use if any parts are loose or damaged.
- Contains a battery. Keep battery compartment securely closed at all times.
- Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.
- If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed.

Brosse à dents électrique de nourrisson à bambin

FR Nettoyage

Rincez la tête de brosse à l'eau avant et après chaque utilisation. Inspectez soigneusement le produit avant chaque usage. Assurez-vous que la tête de brosse est correctement fixée. Jetez le produit dès qu'il montre tout signe de dommage ou de faiblesse. Ne convient pas à l'eau bouillante, au stérilisateur à la vapeur, ni au lave-vaisselle.

Instructions

Utilisez toujours sous la supervision d'un adulte. Appuyez sur le bouton d'alimentation et relâchez-le pour allumer, ajustez l'intensité des vibrations, puis éteignez. Brossez délicatement le contour des nouvelles dents. Rincez la tête de brosse sous l'eau après chaque utilisation. Remplacez la tête de brosse tous les 3 mois ou plus tôt si les poils semblent usés/décourés ou desserrés.

Fonctionne avec 1 pile alcaline AAA non rechargeable (incluse). Pour accéder au compartiment à pile, tournez l'encoche au bas du manche dans le sens du symbole de déverrouillage à l'aide d'un outil à bord plat. Une fois déverrouillé, retirez le couvercle inférieur. Pour insérer une nouvelle pile, respectez la polarité indiquée. Utilisez uniquement des piles alcalines AAA. Jetez la pile usagée de manière appropriée. Suivez les réglementations locales ou provinciales pour l'élimination ou le recyclage des piles.

AVERTISSEMENT !

- Utilisez toujours ce produit sous la supervision d'un adulte.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou qui ne possèdent pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, à condition qu'ils aient reçu d'une personne responsable de leur sécurité la supervision ou les instructions requises à l'utilisation sécuritaire de l'appareil.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Gardez hors de portée des enfants lorsque le produit n'est pas utilisé.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 1 an.
- Pour le brossage des dents uniquement. NE PAS MORDRE NI MÂCHER. N'utilisez pas le produit comme jouet.
- Ne submergez pas l'appareil dans l'eau.
- N'utilisez pas le produit si des pièces sont desserrées ou endommagées.
- Contient une pile. Gardez le compartiment à pile fermé de manière sécuritaire en tout temps.
- Retirez les piles usagées de l'appareil et jetez-les de façon sécuritaire.
- Retirez les piles si vous prévoyez ranger l'appareil pour une période prolongée.

Cepillo de dientes eléctrico para bebés y niños pequeños

ES Limpieza

Enjuague el cabezal del cepillo con agua antes y después de cada uso. Inspeccione con cuidado antes de cada uso. Asegúrese de que el cabezal del cepillo esté bien colocado. Deséchelo tan pronto como lo vea dañado o deteriorado. No se debe hervir, esterilizar al vapor ni lavar en el lavavajillas.

Instrucciones

Siempre debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto. Pulse y suelte el botón de encendido para encenderlo, ajustar la intensidad de la vibración y apagarlo. Cepille con suavidad alrededor de los dientes nuevos. Enjuague el cabezal del cepillo con agua después de cada uso. Reemplace el cabezal del cepillo cada 3 meses o antes, si las cerdas se ven gastadas/descoloridas o sueltas.

Funciona con 1 pila alcalina AAA, no recargable (incluida). Para acceder al compartimento de la pila, gire la muesca situada en la parte inferior del mango en la dirección indicada por el símbolo de desbloqueo con una herramienta de borde plano. Una vez desbloqueado, retire la tapa inferior. Para introducir una pila nueva, observe la polaridad correcta indicada. Utilice únicamente pilas alcalinas AAA. Deseche la pila usada de forma adecuada. Siga la normativa local o estatal para la eliminación o reciclaje de las pilas.

¡ADVERTENCIA!

- Este producto siempre debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, a menos que sea bajo la supervisión o instrucciones de una persona responsable de su seguridad.
- Se deberá supervisar a los niños para evitar que jueguen con el aparato. Mantener fuera del alcance de los niños cuando no se use.
- No es apto para niños menores de 1 año.
- Únicamente para el cepillado de los dientes. NO MORDER NI MASTICAR. No usar como juguete.
- No sumergir en agua.
- No utilizar si alguna pieza está suelta o dañada.
- Contiene una pila. Mantener el compartimento de la pila bien cerrado en todo momento.
- Las pilas gastadas deben retirarse del aparato y eliminarse de forma segura.
- Si el aparato no se va a utilizar durante un periodo prolongado, se deben retirar las pilas.