



Infant Gripebelt™



EN


WARM

microwave the pack
for up to 15 seconds –
see pack for more instructions



SWADDLE

secure adjustable band
(fit 2-3 fingers between belly
and band) to gently
compress the midsection



ENGAGE

distract with soft black
& white plush toy to
help stimulate
baby's vision

For cold comfort: For use on infant, consult with a healthcare provider.

⚠ WARNING!


Product can cause burns if too hot. Remove immediately at any sign of irritation or distress. Do not leave on during sleep. Do not secure strap too tightly. The gel pack is not a toy. Keep gel pack out of reach of children when not in use. Monitor during use. Do not microwave gel pack when frozen.

Cleaning: Remove gel pack from plush toy. Connect fastener strips before washing. Machine wash – delicate. Tumble dry low. Inspect carefully before each use. Throw away at the first sign of damage or weakness.

FR

RÉCHAUFFER

chauffez le bloc à micro-ondes pendant 15 secondes maximum – voir du bloc pour plus d'instructions



EMMAILLOTER

attachez la courroie ajustable (en plaçant 2 ou 3 doigts entre le ventre et la courroie) pour comprimer légèrement l'abdomen



DISTRAIRE

distrayez avec le jouet noir et blanc qui stimule la vision de bébé

Pour un confort froid : Pour utilisation avec les bébés, consultez un professionnel de la santé.

⚠ AVERTISSEMENT !


Ce produit peut causer des brûlures s'il est trop chaud. Retirez immédiatement le produit en cas de signe d'irritation ou de détresse. Ne laissez pas le produit en place pendant le sommeil. Ne serrez pas trop la courroie. Le bloc pour compresse n'est pas un jouet. Gardez le bloc pour compresse hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé. Supervisez pendant l'usage. S'il est gelé, ne le mettez pas au four à micro-ondes.

Nettoyage : Retirez le bloc pour compresse de la peluche. Connectez les bandes de fixation avant le lavage. Lavage en machine – délicat. Sécher à la machine à basse température. Inspectez soigneusement le produit avant chaque usage. Jetez le produit dès qu'il montre tout signe de dommage ou de faiblesse.

ES

CALIENTE

ponga la compresa en el microondas
hasta por 15 segundos –
vea más instrucciones en la compresa



ENVUELVA

asegure la banda ajustable
(que quepan 2 o 3 dedos
entre el estómago y la
banda) para ceñir
suavemente el abdomen



PARTICIPE

distraiga con el
juguete de felpa
blanco y negro para
ayudar a estimular la
visión del bebé

Para un alivio frío: Consulte con un proveedor de cuidados de la salud para utilizar con bebés.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

El producto puede causar quemaduras si está muy caliente. Quite inmediatamente si ve alguna señal de irritación o malestar. No lo deje puesto mientras el bebé duerme. No apriete mucho la correa. La compresa de gel no es un juguete. Mantenga la compresa de gel fuera del alcance de los niños cuando no la utilice. Vigile durante el uso. No ponga la compresa congelada en el microondas.

Limpieza: Retire la compresa de gel del muñeco de felpa. Coloque las tiras de sujeción juntas antes de lavar. Lavado a máquina – delicado. Secar en la secadora a baja temperatura. Inspeccione con cuidado antes de cada uso. Deséchelo tan pronto lo vea dañado o frágil.