

## EN Nasal Aspirator

The Nasal Aspirator is easy to use and quickly clears blockages in baby's nose to relieve nasal congestion.

**To clear blockages in baby's nose:** Before first use clean with warm, soapy water. Begin by holding baby in an upright position. Squeeze the aspirator bulb while placing the tip of the aspirator in baby's nostril and gently release bulb to create a vacuum, drawing out the blockage from baby's nasal passages. Repeat with other nostril. Take caution not to use excessive force or over-insert the aspirator into the nostril.

**To clean:** It is important to clean the aspirator after every use with warm, soapy water. For best results, squeeze and release the bulb repeatedly while submerged in water. Squeeze out all excess water from the bulb in order to dry.

## FR Aspirateur nasal

L'aspirateur nasal est facile à utiliser et il élimine rapidement les obstructions du nez de bébé pour soulager la congestion nasale.

**Pour retirer les occlusions du nez du bébé :** Avant la première utilisation, nettoyez à l'eau chaude savonneuse. Tenez le bébé en position verticale. Pressez la poire d'aspiration tout en plaçant la pointe de l'aspirateur dans la narine du bébé, puis relâchez délicatement la poire pour générer une succion et évacuer l'occlusion des voies nasales du bébé. Répétez dans l'autre narine. Prenez soin de ne pas exercer une force excessive ni d'insérer l'aspirateur trop profondément dans la narine.

**Pour nettoyer :** Il est important de nettoyer l'aspirateur à l'eau tiède savonneuse après chaque usage. Pour de meilleurs résultats, pressez et relâchez la poire plusieurs fois pendant qu'elle est submergée dans l'eau. Pressez pour évacuer l'excédent d'eau de la poire afin qu'elle sèche.

## ES Aspirador nasal

El Aspirador nasal es fácil de usar y destapa rápidamente la nariz del bebé para aliviar la congestión nasal.

**Para destapar la nariz del bebé:** Antes del primer uso, límpielo con agua tibia y jabón. Comience por sostener al bebé en posición vertical. Con la punta del aspirador en la fosa nasal del bebé, apriete y suelte suavemente la pera del aspirador para crear un vacío, lo que destapará los conductos nasales del bebé. Repita con la otra fosa nasal. Tenga cuidado de no usar demasiada fuerza ni insertar demasiado el aspirador en la fosa nasal.

**Para limpiar:** Es importante limpiar el aspirador después de cada uso con agua tibia jabonosa. Para obtener mejores resultados, apriete y suelte la pera varias veces mientras lo mantiene sumergido en el agua. Apriete hasta sacar el exceso de agua de la pera para que seque.