


EN Nipple Shields with Sterilizer Case

Size 1 — up to 24 mm | Size 2 — 25 mm and up


Cleaning: Always use nipple shields under the care of a medical professional or lactation consultant. Before the first use and after every use, wash nipple shields with warm soapy water, rinse clean, sterilize, and air dry.

Sterilizer Instructions: Rest the nipple shields on top of the holders inside the case. Add 5 teaspoons / 1 oz / 25 mL of water to the bottom reservoir. Close case securely and microwave for 3 minutes using a 700-1000 watt microwave. Use caution when removing the case from the microwave, **it will be hot!** Drain water from the case and open lid to allow nipple shields to dry and cool for at least 5 minutes. Once cool, wipe out any remaining water drops to ensure that case is dry before closing lid to store.




Instructions for Use:


- ① With clean hands, hold the nipple shield in both hands. The shiny side should be facing your skin and the matte side facing out.




- ② Position the cut out where baby's nose will be.




- ③ Gently stretch the shield over your breast, ensuring your nipple fully fits.



- ④ If needed, a small amount of nipple cream may be first applied to your skin to help with shield adhesion. Do not apply to your nipple.



- ⑤ Smooth the sides down for full adhesion.




FR Téterelles avec étui de stérilisation

Taille 1 — 24 mm et moins | Taille 2 — 25 mm et plus


Nettoyage : Utilisez toujours les téterelles en suivant les recommandations d'un professionnel de la santé ou d'une consultante en allaitement. Après la première utilisation et par la suite après chaque utilisation, lavez les téterelles à l'eau chaude savonneuse, rincez, stérilisez et laissez sécher à l'air.

Mode d'emploi du stérilisateur : Déposez les téterelles sur les supports, à l'intérieur de l'étui. Versez 5 cuillerées à thé (25 mL/1 oz) d'eau dans le fond du réservoir. Fermez l'étui complètement et placez-le pendant 3 minutes dans un four à micro-ondes de 700 à 1000 watts. Usez de prudence en retirant l'étui du four à micro-ondes, **car il sera alors chaud!** Videz l'eau de l'étui et ouvrez le couvercle pour permettre aux téterelles de sécher et de refroidir pendant au moins 5 minutes. Une fois refroidi, essuyez les gouttes d'eau restantes afin que l'étui soit sec avant d'être refermé et rangé.




Instructions d'utilisation :


- ① Lavez-vous les mains puis prenez une téterelle avec vos deux mains. Le côté lustré doit être en contact avec votre peau et le côté mat doit être à l'extérieur.




- ② Placez le côté incurvé là où reposera le nez du bébé.




- ③ Étirez délicatement la téterelle sur votre sein en veillant à ce que votre mamelon soit entièrement recouvert.



- ④ Au besoin, vous pouvez ajouter une petite quantité de crème à mamelon sur votre peau pour favoriser l'adhésion de la téterelle sur la peau. Évitez d'appliquer sur le mamelon.



- ⑤ Lissez les rebords pour assurer une bonne adhésion.




ES Protectores de pezón con estuche esterilizador

Tamaño 1 — hasta 24 mm | Tamaño 2 — 25 mm en adelante


Limpieza: Utilice siempre los protectores de pezón bajo el cuidado de un profesional médico o una asesora de lactancia. Antes de usar por primera vez y después de cada uso, lave los protectores de pezón con agua tibia jabonosa, enjuague, esterilice y deje secar al aire.

Instrucciones del esterilizador: Coloque los protectores de pezón en la parte superior de los soportes dentro del estuche. Agregue 5 cucharaditas / 1 onza / 25 mL de agua al depósito inferior. Cierre bien el estuche y ponga en el microondas durante 3 minutos usando un microondas de 700 a 1000 vatios. Tenga cuidado al retirar el estuche del microondas, ¡estará caliente! Escurra el agua del estuche y abra la tapa para permitir que los protectores de pezón se sequen y enfrien por lo menos durante cinco minutos. Cuando estén fríos, seque las gotas de agua que puedan quedar para asegurarse de que el estuche esté seco antes de cerrar la tapa para guardarlo.




Instrucciones de uso:


- 1 Con las manos limpias, sujete el protector de pezón con las dos manos. El lado brillante debe estar orientado hacia su piel y el lado mate hacia fuera.




- 2 Coloque la abertura en el lugar donde estará la nariz del bebé.



- 3 Estire suavemente el protector sobre el pecho, asegurándose de que el pezón encaje por completo.



- 4 Si es necesario, puede aplicarse primero una pequeña cantidad de crema para el pezón en la piel para ayudar a que el protector se adhiera mejor. No la aplique en el pezón.



- 5 Alise los lados hacia abajo para conseguir una completa adhesión.

