

EN Dr. Brown's® Specialty Feeding System

Includes the Infant-Paced Feeding Valve

Dr. Brown's® Specialty Feeding System was designed in collaboration with medical professionals seeking an oral feeding solution for infants identified with complex feeding challenges such as those often observed in infants with cleft lip and palate, ankyloglossia, high-arched palate, oro-neuromotor dysfunction, common or rare syndromic sequences, and/or craniofacial anomalies.

The Specialty Feeding System assists infants who are unable to generate adequate suction to retrieve fluid from a bottle. This bottle system allows the infant to retrieve fluid by compressing the nipple. The Infant-Paced Feeding Valve (blue one-way valve) can be inserted into any Dr. Brown's nipple to create a "compression" nipple.

Benefits of the Specialty Feeding System:

- Consistent and reliable nipple flow rates
- Infant directed feeding vs. manually expressed boluses by feeder
- Requires minimal assembly
- Helps decrease gassiness/air intake and burping with non-squeeze method
- Preserves Vitamins A, C, and E in breast milk
- Easy to clean and safe for dishwasher and sterilizer. Refer to bottle instructions for more information on bottle cleaning and use.
- The full bottle system and nipples are BPA free and do not contain natural rubber latex.
- Exhibits a typical feeding bottle design

NOTE: With the Infant-Paced Feeding Valve (blue one-way valve) in place, the nipple will fill as infant elevates tongue to the underside of the nipple during feeding. No manual priming of the nipple is necessary.

Technical Notes:


NOTE: The Specialty Feeding System WILL NOT FUNCTION as intended without the INSERT, RESERVOIR, and INFANT-PACED FEEDING VALVE.

- The Specialty Feeding System is composed of an Options+ bottle system with the internal vent system, a silicone nipple, and the Infant-Paced Feeding Valve.
- If the reservoir remains over 1/3 full when the bottle is placed upright, check that the nipple/teat hole is clear and that the insert and reservoir are firmly pressed together. The reservoir bulb can be emptied by momentarily loosening the nipple/teat collar. Be sure to re-tighten before feeding.
- If leaking occurs, the collar may have been screwed on to the bottle too tightly or too loosely. Unscrew the collar from the bottle and re-screw the collar back onto the bottle to ensure optimal functioning.
- If leaking occurs, the insert and reservoir may not be properly assembled. Be sure the insert and reservoir are connected securely.
- If you are having difficulty using the Specialty Feeding System, call **Dr. Brown's Customer Service at 1-800-778-9001** or contact us at: **help@drbrownsbaby.com**. For purchases made outside the United States and Canada, please contact your local distributor.

WARNING! Valves are small parts. Keep out of reach of children.

IMPORTANT – Consult your health care provider before using the Dr. Brown's® Specialty Feeding System to confirm this bottle system is recommended for your child's feeding challenge.

ASSEMBLY AND FEEDING



1. Insert the Infant-Paced Valve (blue one-way valve) into the nipple/teat.

For Wide-Neck version, it may be preferable to insert nipple into collar before inserting Infant-Paced Feeding Valve.

2. Make sure the valve is fully secured, flush with the nipple/teat.
3. Insert the nipple/teat into the collar.
4. Make sure the nipple/teat is fully seated in the collar.
5. Assemble the Internal Vent System by placing the insert into the reservoir to snugly fit together.
6. Place the assembled Internal Vent System into the bottle.
7. Ensure the insert makes full contact with the top of the bottle.
8. Affix the collar to the bottle and turn until closed (do not over-tighten).

If warming the bottle – do not complete steps 6-8 until after the warming is complete to prevent leakage. Use a storage/travel cap. Always test the temperature of milk before feeding baby.

Do not shake the bottle. Shaking will cause air bubbles. Formula should be stirred gently to fully dissolve lumps as lumps can clog nipple/teat holes. Fill to the desired amount.

To prevent potential leaks, do not fill the bottle above the FILL LINE WARNING.

BEFORE FIRST AND EACH USE

Before first use, fully disassemble all parts, wash the product. To prevent a possible choking hazard, pull on the nipple/teat in all directions before each use to ensure it does not tear. Inspect carefully, especially when the child develops teeth. Discontinue use and replace the nipple/teat immediately if any signs of wear or damage are visible, such as cracking or change of shape. Small pieces can accidentally be inhaled and cause serious injury.

CLEANING

CAUTION: Do not use the wire cleaning brush to clean the nipple/teat as this will cause it to tear.

Be sure to remove wire cleaning brush from bottle before cleaning. Fully disassemble all parts and wash prior to each use. All parts are safe for use in dishwasher (top rack only), electric sterilizer, microwave sterilizer, or boiling water. Do not microwave wire cleaning brush.

REMINDERS

For proper bottle and venting function, only use Dr. Brown's® nipples/teats with this bottle; other brands may leak or flow too fast or too slow. When feeding your baby, hold the bottle so that the reservoir tube hole in the bottom of the bottle is not covered by liquid (approximately at a 45° angle). Keep your baby propped up during feeding. Remove from your baby's mouth when they are not feeding.

When transporting bottles, always keep them upright and use storage/travel cap or disk to help prevent leaking. During air travel, remove internal parts and secure with travel cap or disk to prevent leaking from air pressure.


For your child's safety and health

WARNING!

- Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
- Always check food temperature before feeding.
- Throw away at the first signs of damage or weakness.
- Keep components not in use out of the reach of children.
- Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child can be strangled.
- Never use feeding nipples/teats as a pacifier/soother.
- Always use this product with adult supervision.
- Glass containers may break.
- Always check the nipples/teats for signs of wear and replace when damaged.
- Do not use a microwave oven to heat the bottle as microwave ovens can create hotspots in milk/formula and/or bottle components.
- Do not leave the nipple/teat in direct sunlight, heat, or in sterilizing solution for longer than recommended as this may weaken the nipple/teat.
- Do not allow a child to walk, or run while using any bottle.
- Do not let a child take a bottle to bed or self-feed for long periods.

GLASS WARNING

Dr. Brown's glass bottles are made of borosilicate glass. Glass bottles may break. Bottles should always be inspected before each use for sharp edges, fragments, or flakes of glass that may have become dislodged and loose inside the bottle. Do not use if there are any cracks or chips on the bottle. Sudden temperature changes can cause glass bottles to crack or break. Do not freeze glass bottles. **Never allow the child to stand, walk, or run while using a glass bottle. Do not allow baby to self feed.**



Bottle Components

- 1 Cover/Cap
- 2 Collar
- 3 Nipple/Teat
- 4 Infant-Paced Feeding Valve (blue one-way valve)
- 5 Travel Disk
- 6 Insert
- 7 Reservoir Tube
- 8 **Vent Assembly:** Press firmly together to prevent leakage

FR Système d'allaitement spécial de Dr. Brown's®

Avec valve d'écoulement personnalisé

Le **système d'allaitement spécial** de Dr. Brown's® a été conçu avec la collaboration de professionnels de la santé afin d'offrir une solution d'alimentation par voie orale pour les nourrissons éprouvant des problèmes complexes d'alimentation par voie orale, tels que ceux souvent observés chez les nourrissons qui souffrent d'une fente labiale/palatine, d'ankyloglossie, d'une voûte palatine ogivale, de dysfonctionnements oro-moteurs/neuromoteurs, de séquences syndromiques courantes ou rares ou d'anomalies craniofaciales.

Le Système d'allaitement spécial est conçu pour aider les nourrissons incapables de générer une succion adéquate pour extraire le liquide d'un biberon typique. La valve d'écoulement personnalisé permet au nourrisson d'extraire le liquide en comprimant la tétine. La valve d'écoulement personnalisé (valve antiretour bleue) peut s'insérer dans toute tétine Dr. Brown's afin de créer une tétine de « compression ».

Avantages du système d'allaitement spécial :

- Tétine à débit constant et fiable
- Allaitement dirigé par le nourrisson vs bolus extrait manuellement par un distributeur
- Assemblage minimal requis
- Contribue à réduire les gaz/l'ingestion d'air et les renvois sans exercer de pression sur le biberon
- Préserve les vitamines A, C et E contenues dans le lait maternel.
- Facile à nettoyer et convient au lave-vaisselle et le stérilisateur. Consultez le mode d'emploi pour plus d'information sur le nettoyage et l'utilisation des biberons.
- L'ensemble du système de biberons et de tétines est exempt de BPA et il ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.
- Design de biberon standard

REMARQUE : Une fois la valve d'écoulement personnalisé (valve bleue unidirectionnelle) en place, la tétine se remplit de liquide dès que le nourrisson soulève la langue sous la tétine pendant le boire. Aucun amorçage manuel n'est nécessaire.

Précisions techniques :

REMARQUE : Sans le RACCORD, LE RÉSERVOIR et LA VALVE D'ÉCOULEMENT PERSONNALISÉ, le Système d'allaitement spécial NE FONCTIONNERA PAS comme prévu.



- Le Système d'allaitement spécial est composé d'un système Options+ de ventilation intégrée, d'une tétine en silicone et de la valve d'écoulement personnalisé.
- Si le réservoir reste au 1/3 pleine lorsque le biberon est à la verticale, vous assurer que le trou de la tétine n'est pas obstrué et que le raccord et le réservoir sont pressés fermement l'un contre l'autre. L'ampoule du réservoir peut être vidée en desserrant momentanément la bague de serrage de la tétine. Assurez-vous de la resserrer avant de nourrir le bébé.
- En cas de fuite, la bague de serrage peut être trop ou pas assez serrée sur le biberon. Dévissez la bague du biberon, puis resserrez-la pour assurer un fonctionnement optimal.
- En cas de fuite, le raccord et le réservoir ne sont peut-être pas assemblés correctement. Assurez-vous que le raccord blanc et le réservoir bleu sont bien en place.
- Si vous éprouvez des difficultés à utiliser le Système d'allaitement spécial, téléphonez **le service à la clientèle de Dr. Brown's à 1-800-778-9001** ou contactez-nous à **help@drbrownsbaby.com**. Pour les achats effectués à l'extérieur des États-Unis et du Canada, veuillez contacter votre distributeur local.

AVERTISSEMENT! Les valves sont de petites pièces.

Conservez-les hors de portée des enfants.

IMPORTANT – Consultez un professionnel de la santé avant d'utiliser le Système d'allaitement spécial de Dr. Brown's® afin de confirmer si ce système d'allaitement est recommandé pour les difficultés qu'éprouve votre bébé.

ASSEMBLAGE ET ALLAITEMENT



ES Sistema de alimentación especializado Dr. Brown's®

Incluye la Válvula de alimentación adaptada al ritmo del bebé

El Sistema de alimentación especializado Dr Brown's® se diseñó en colaboración con profesionales médicos que buscaban una solución a la alimentación por boca para los bebés identificados con grandes dificultades para alimentarse, como las observadas en bebés con paladar hendido y labio leporino, anquiloglosia, arco palatal alto, disfunciones oromotoras y neuromotoras, secuencias sindrómicas comunes o raras y/o anomalías craneofaciales.

El Sistema de alimentación especializado se diseñó para ayudar a los bebés que no pueden generar la succión adecuada para extraer el líquido de un biberón convencional. La Válvula de alimentación adaptada al ritmo del bebé permite al bebé extraer el líquido mediante la compresión de la tetina. La Válvula de alimentación adaptada al ritmo del bebé (válvula azul) se puede insertar en cualquier tetina Dr. Brown's para crear una tetina de "compresión".

Beneficios del Sistema de alimentación especializado:

- Tasa de flujo de la tetina consistente y confiable
- Alimentación dirigida por el bebé frente a bolos extraídos manualmente por la persona que lo alimenta
- Requiere ensamblaje mínimo
- Ayuda a reducir los gases/entrada de aire y eructos con el método sin apretar
- Conserva las vitaminas A, C y E de la leche materna.
- Fácil de limpiar y puede ponerse en el lavavajillas y el esterilizador. Consulte las instrucciones del biberón para obtener más información sobre la limpieza y el uso del biberón.
- El sistema de biberón completo y las tetinas no contienen BPA ni látex de caucho natural.
- Presenta un diseño de biberón para alimentación típica

NOTA: Con la Válvula de alimentación adaptada al ritmo del bebé (válvula azul de una vía) colocada, la tetina se llenará de líquido cuando el bebé eleve la lengua hasta la parte inferior de la tetina durante la alimentación. No es necesario el cebado manual de la tetina.

Notas técnicas:

NOTA: El Sistema de alimentación especializado NO FUNCIONARÁ correctamente sin el INSERTO, el DEPÓSITO y la VÁLVULA DE ALIMENTACIÓN ADAPTADA AL RITMO DEL BEBÉ.


- El Sistema de alimentación especializado está compuesto por un sistema de biberón Options+ con el sistema de ventilación interna, una tetina de silicona y la Válvula de alimentación adaptada al ritmo del bebé.
- Mantiene 1/3 llena cuando el biberón está en posición vertical, asegúrese de que el agujero de la tetina esté despejado y que el inserto y el depósito estén firmemente unidos. La cámara del depósito se puede vaciar aflojando momentáneamente el cuello de la tetina. Asegúrese de volver a apretar antes de alimentar al bebé.
- Si hay fugas, puede que el cuello esté muy apretado o muy suelto en el biberón. Desenrosque el cuello del biberón y vuelva a enroscarlo en el biberón para asegurar el funcionamiento óptimo.
- Si hay fugas, puede que el inserto y el depósito no estén armados correctamente. Asegúrese de que el inserto blanco y el depósito azul estén bien conectados.
- Si tiene dificultades al usar el Sistema de alimentación especializado, llamar **al servicio de atención al cliente de Dr. Brown's al 1-800-778-9001** o contáctenos en **help@drbrownsbaby.com**. Para compras realizadas fuera de los EE. UU. y Canadá, por favor, comuníquese con su distribuidor local.

¡ADVERTENCIA! Las válvulas son piezas pequeñas.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

IMPORTANTE – Consulte a su médico antes de usar el Sistema de alimentación especializado Dr. Brown's® para confirmar que este sistema de biberones es recomendable para las dificultades de su hijo para alimentarse.

MONTAJE Y ALIMENTACIÓN



1. Coloque la Válvula adaptada al ritmo del bebé (válvula azul de una vía) en la tetina.
Para la versión de boca ancha, puede ser preferible insertar la tetina en el cuello antes de insertar la Válvula de alimentación adaptada al ritmo del bebé.
2. Asegúrese de que la válvula esté bien segura, alineada con la base de la tetina.
3. Inserte la tetina en el cuello.
4. Asegúrese de que la tetina esté bien situada en el cuello.
5. Monte el Sistema de ventilación interna colocando el inserto en el depósito para que encaje perfectamente.
6. Coloque el Sistema de ventilación interna armado en el biberón.
7. Asegúrese de que el inserto esté haciendo contacto completo con la parte superior del biberón.
8. Coloque el cuello en el biberón y gire hasta que cierre (no lo apriete demasiado).

Si va a calentar el biberón – no realice los pasos 6 a 8 hasta haber terminado el calentamiento para evitar fugas. Use la tapa para almacenamiento/viaje. Compruebe siempre la temperatura de la leche antes de alimentar al bebé.

No agite el biberón. Si lo agita, se formarán burbujas de aire. La fórmula debe removerse suavemente para disolver los terrones, ya que estos pueden obstruir los orificios de la tetina. Llene con la cantidad deseada. Para prevenir posibles escapes, no llene el biberón por encima de la ADVERTENCIA DE LA LÍNEA DE LLENADO.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ Y DE CADA USO

Antes del primer uso, desarme por completo todas las piezas y lave el producto. Para evitar el posible riesgo de atragantamiento, tire de la tetina en todas las direcciones antes de cada uso para asegurarse de que no se rompa. Inspecciónela con atención, especialmente cuando al bebé le salgan los primeros dientes. Interrumpa el uso y reemplace la tetina de inmediato si muestra algún signo de deterioro o daño, como fisuras o cambios de forma. Los trozos pequeños pueden inhalarse accidentalmente y causar lesiones graves.

LIMPIEZA

PRECAUCIÓN: No utilice el cepillo de limpieza metálico para limpiar la tetina, ya que causará roturas.

Asegúrese de retirar el cepillo de limpieza metálico del biberón antes de limpiarlo. Desmonte completamente todas las piezas y lávelas antes de cada uso. Todas las piezas pueden lavarse en el lavavajillas (solo en la rejilla superior), en el esterilizador eléctrico o para microondas, o en agua hirviendo. No ponga en el microondas el cepillo de limpieza metálico.

RECORDATORIOS

Para lograr una función adecuada del biberón y del sistema de ventilación, utilice solo tetinas Dr. Brown's® con este biberón; otras marcas pueden gotear o tener un flujo muy lento o muy rápido. Cuando alimente a su bebé, sujete el biberón de manera que el orificio del tubo del depósito en el fondo del biberón no esté cubierto con líquido (aproximadamente en un ángulo de 45 grados). Mantenga al bebé semisentado durante la alimentación. Retire el biberón de la boca del bebé cuando no se esté alimentando.

Cuando transporte los biberones, manténgalos siempre en posición vertical y utilice la tapa o el disco para almacenamiento o viaje para prevenir escapes. Si viaja en avión, retire las piezas internas y asegure con la tapa o el disco para viaje, para evitar escapes debido a la presión del aire.

Para la seguridad y salud de su hijo

¡ADVERTENCIA!

- Chupar líquidos de forma continua y prolongada causará caries dentales.
- Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de alimentar.
- Deséchlo tan pronto la vea dañada o frágil.
- Mantenga todos los componentes fuera del alcance de los niños cuando no los utilice.
- Nunca la sujete a cordones, cintas ni partes sueltas de la ropa. El niño corre peligro de estrangulamiento.
- Nunca utilice las tetinas como chupete.
- Siempre utilice este producto bajo la supervisión de un adulto.
- Los envases de vidrio se pueden romper.
- Siempre revise que las tetinas no tengan signos de desgaste y reemplácelas cuando estén dañadas.
- No utilice el horno de microondas para calentar el biberón, ya que los hornos de microondas puedan crear zonas calientes en la leche o fórmula o en los componentes del biberón.
- No deje la tetina expuesta a la luz solar directa o al calor ni en una solución para esterilizar durante más tiempo del recomendado, ya que esto puede debilitar la tetina.
- No permita que el niño camine o corra mientras usa el biberón.
- No permita que el niño se vaya a dormir con el biberón ni que se alimente solo durante períodos prolongados.

ADVERTENCIA SOBRE EL VIDRIO

Los biberones de vidrio Dr. Brown's están hechos de vidrio de borosilicato. Los biberones de vidrio se pueden romper. Los biberones se deben inspeccionar antes de cada uso para comprobar que no tengan bordes afilados, fragmentos o láminas de vidrio que se hayan desprendido y estén sueltos dentro del biberón. No utilice el biberón si está agrietado o astillado. Los cambios repentinos de temperatura pueden causar que los biberones de vidrio se agrieten o se rompan. No congele los biberones de vidrio.

Nunca permita que el niño esté parado, camine o corra mientras usa un biberón de vidrio. No permita que el bebé se alimente solo.

Componentes del biberón

- 1 Tapa
- 2 Cuello
- 3 Tetina
- 4 la Válvula de alimentación adaptada al ritmo del bebé (válvula azul de una vía)
- 5 Disco para viaje
- 6 Inserto
- 7 Tubo del depósito
- 8 **Sistema de ventilación:**
Presione firmemente para prevenir escapes

