

User Manual





Product Name:
Core Baby Kit

Recommended Age: 0+ Months

Product Features:
This all-in-one kit covers all baby care essentials, perfect for daily use, keeping your baby healthy, clean, and hygienic.



CONTENTS

Package Contents 01

Cleansing Care 02

Grooming Care 03

Health Care 04


CUSTOMER SERVICE 05

Warranty 06


Warning 07

Package Contents

Cleansing Care



Baby Bath Brush



Baby Cradle Cap Brush



Finger Toothbrush

Grooming Care



Nail Scissors



Nail Clipper



Nail File



Comb

Health Care



Nasal Aspirator




Gas Relief Tubes



Storage Case



Cleansing Care



Baby Bath Brush

Product Features:

Soft and safe, ideal for cleaning the baby's entire body, removing dirt while protecting delicate skin.

How to Use:

Apply baby body wash on the brush and gently massage the baby's body to clean the skin. Rinse off the body wash, ensuring the baby's skin is clean without residue.

Cradle Cap Brush

Product Features:

Specially designed for the baby's scalp, gently cleans the scalp and helps remove cradle cap, keeping the scalp clean and healthy.

How to Use:

Apply baby shampoo on the brush and gently massage the baby's scalp, being extra gentle around the fontanel. Rinse off the shampoo, ensuring the scalp is thoroughly clean.

Safety

Water Temperature: Ensure the water temperature is around 37° C to avoid overheating or cooling.

Gentle Handling: Always be gentle to avoid irritating the baby's skin or scalp.

Product Cleaning: Clean the brushes with warm water after each use and air dry to prevent bacterial growth.

Adult Supervision: Always use under adult supervision to ensure the baby's safety.



Baby Finger Toothbrush

This is a dual-sided finger toothbrush designed with bristles on the front for cleaning your baby's teeth and bumps on the back for tongue cleaning. The thoughtful design allows parents to easily provide full oral care for their baby, ensuring thorough cleaning of both the teeth and tongue.

Product Features:

Front Bristles: Designed for cleaning your baby's teeth and gums. The soft bristles provide gentle oral care, ensuring comfort during use.

Back Bumps: Designed to gently massage and clean the baby's tongue, removing residue and bacteria to maintain oral hygiene.

How to Use:

Wear the Toothbrush: Slide the toothbrush onto your finger, making sure the bristles are covering the fingertip.

Clean Teeth: Gently brush the baby's teeth and gums with the bristled side in soft, circular motions.

Clean Tongue: Use the back bumps to gently massage and clean the baby's tongue.


Clean the Toothbrush: After each use, rinse the finger toothbrush with warm water and mild detergent, and let it air dry.

Safety

Ensure the toothbrush is clean and intact before each use.

Thoroughly clean the toothbrush after each use to prevent bacterial growth.

It is recommended to replace the toothbrush every 3 months to maintain hygiene.



Baby-Badebürste

Produktmerkmale:

Weich und sicher, ideal für die Ganzkörperreinigung Ihres Babys, entfernt Schmutz und schützt gleichzeitig die empfindliche Haut.

Anwendung:

Baby-Körperseife auf die Bürste geben und zur Reinigung der Haut den Körper des Babys sanft massieren. Spülen Sie die Körperseife ab und stellen Sie sicher, dass die Haut des Babys rückstandsfrei sauber ist.

Wiegenhutbürste

Produktmerkmale:

Sie wurde speziell für die Kopfhaut von Babys entwickelt, reinigt sanft die Kopfhaut und hilft, Milchschorf zu entfernen und die Kopfhaut sauber und gesund zu halten.

Anwendung:

Babyshampoo auf die Bürste geben und die Kopfhaut des Babys sanft massieren, dabei besonders vorsichtig im Bereich der Fontanelle vorgehen und das Shampoo abspülen.

Sicherheit

Wassertemperatur: Vergewissern Sie sich, dass die Wassertemperatur etwa 37° C beträgt, um Überhitzung oder Abkühlung zu vermeiden.

Sanfte Handhabung: Seien Sie immer sanft, um die Haut oder Kopfhaut des Babys nicht zu reizen.

Produktreinigung: Reinigen Sie die Bürsten nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und lassen Sie sie an der Luft trocknen, um das Entstehen von Bakterien zu verhindern.

Beaufsichtigung durch Erwachsene: Verwenden Sie die Bürste immer unter Aufsicht eines Erwachsenen, um die Sicherheit des Babys zu gewährleisten.



Baby-Fingerzahnbürste

Es handelt sich um eine doppelseitige Fingerzahnbürste mit Borsten auf der Vorderseite zum Putzen der Zähne Ihres Babys und Noppen auf der Rückseite zum Reinigen der Zunge. Das durchdachte Design ermöglicht es Eltern, die Mundpflege ihres Babys zu vereinfachen und eine gründliche Reinigung von Zähnen und Zunge zu gewährleisten.

Produktmerkmale:

Vordere Borsten: Zur Reinigung der Zähne und des Zahnfleisches Ihres Babys. Die weichen Borsten sorgen für eine sanfte Mundpflege und gewährleisten einen hohen Komfort bei der Anwendung.

Noppen auf der Rückseite: Entwickelt, um die Zunge des Babys sanft zu massieren und zu reinigen und Rückstände und Bakterien zu entfernen, um die Mundhygiene zu erhalten.

Verwendung:

Fingerzahnbürste: Stecken Sie die Zahnbürste auf Ihren Finger und achten Sie darauf, dass die Borsten die Fingerspitze bedecken.

Saubere Zähne: Bürsten Sie die Zähne und das Zahnfleisch des Babys sanft mit der Borstenseite in weichen, kreisenden Bewegungen.

Saubere Zunge: Verwenden Sie die hinteren Noppen, um die Zunge des Babys sanft zu massieren und zu reinigen.


Reinigen der Zahnbürste: Spülen Sie die Fingerzahnbürste nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

Sicherheit

Stellen Sie sicher, dass die Zahnbürste vor jedem Gebrauch sauber und intakt ist.

Reinigen Sie die Zahnbürste nach jedem Gebrauch gründlich, um das Wachstum von Bakterien zu verhindern.

Es wird empfohlen, die Zahnbürste alle 3 Monate auszutauschen, um die Hygiene zu erhalten.



Brosse pour le bain

Caractéristiques du produit :

Douce et sûre, idéale pour nettoyer tout le corps du bébé, éliminer la saleté tout en protégeant la peau délicate.

Mode d'emploi :

appliquez le gel douche pour bébé sur la brosse et massez doucement le corps de bébé pour nettoyer sa peau. Rincez le gel douche en veillant à ce que la peau du bébé soit propre et sans résidus.

Brosse pour les croûtes de lait

Caractéristiques du produit :

spécialement conçue pour les bébés, elle nettoie délicatement le cuir chevelu et aide à éliminer les croûtes de lait, gardant le cuir chevelu propre et sain.

Mode d'emploi :

appliquez du shampoing pour bébé sur la brosse et massez doucement le cuir chevelu du bébé, en étant particulièrement doux autour de la fontanelle. Rincez le shampoing, en vous assurant que le cuir chevelu est parfaitement propre.

Sécurité

Température de l'eau : veillez à ce que la température de l'eau soit d'environ 37 ° C pour éviter que le bébé n'ait trop chaud ou trop froid.

Application douce : agissez toujours en douceur pour éviter d'irriter la peau ou le cuir chevelu du bébé.

Nettoyage du produit : nettoyez les brosses à l'eau tiède après chaque utilisation et laissez-les sécher à l'air libre pour éviter la prolifération de bactéries.

Supervision d'un adulte : assurez toujours la surveillance d'un adulte pour garantir la sécurité du bébé.



Brosse à dents à doigt

Il s'agit d'une brosse à dents à doigt à double face conçue avec des poils à l'avant pour nettoyer les dents de votre bébé et des bosses à l'arrière pour nettoyer la langue. Bien pensée, sa conception permet aux parents de prodiguer facilement des soins bucco-dentaires complets à leur bébé, en assurant un nettoyage minutieux des dents et de la langue.

Caractéristiques du produit :

Poils avant : conçus pour nettoyer les dents et les gencives de votre bébé. Les poils souples assurent des soins bucco-dentaires en douceur et garantissent le confort d'utilisation.

Bossages arrière : conçus pour masser et nettoyer en douceur la langue du bébé, en éliminant les résidus et les bactéries afin de préserver l'hygiène bucco-dentaire.

Mode d'emploi :

Enfilez la brosse à dents : faites glisser la brosse à dents sur votre doigt, en veillant à ce que les poils recouvrent le bout du doigt.

Nettoyez les dents : brossez délicatement les dents et les gencives du bébé avec le côté garni de poils en effectuant des mouvements doux et circulaires.

Nettoyez la langue : utilisez les bossages arrière pour masser et nettoyer délicatement la langue de bébé.


Nettoyez la brosse à dents : après chaque utilisation, rincez la brosse à dents à l'eau tiède et un détergent doux, puis laissez-la sécher à l'air libre.

Sécurité

Assurez-vous que la brosse à dents est propre et intacte avant chaque utilisation.

Nettoyez soigneusement la brosse à dents après chaque utilisation pour éviter la prolifération des bactéries.

Il est recommandé de remplacer la brosse à dents tous les trois mois pour maintenir un bon niveau d'hygiène.



Spazzola per bagnetto

Caratteristiche del prodotto:

morbida e sicura, ideale per la pulizia di tutto il corpo del neonato, rimuove lo sporco proteggendo la pelle delicata.

Modalità d'uso:

applicare il detergente corpo per neonati sulla spazzola e massaggiare il neonato per pulire la pelle. Sciacquare il detergente, controllando che la pelle del neonato sia pulita, senza residui.

Spazzola per rimuovere la crosta latte

Caratteristiche del prodotto:

ideata appositamente per il cuoio capelluto del neonato, pulisce delicatamente favorendo la rimozione della crosta latte, mantenendo il cuoio capelluto pulito e sano.

Modalità d'uso:

applicare lo shampoo per neonati sulla spazzola e massaggiare delicatamente il cuoio capelluto, agendo con estrema cautela in prossimità della fontanella. Sciacquare lo shampoo, controllando che il cuoio capelluto sia accuratamente pulito.

Sicurezza

Temperatura dell'acqua: controllare che la temperatura dell'acqua sia attorno ai 37° C evitando livelli più caldi o più freddi.

Azione delicata: agire sempre con delicatezza per evitare di irritare la pelle o il cuoio capelluto del bambino. Pulizia del prodotto: dopo l'uso, pulire le spazzole con acqua calda e asciugare all'aria per evitare la proliferazione di batteri. Supervisione di un adulto: utilizzare sempre sotto la supervisione di un adulto a protezione della sicurezza del bambino.



Spazzolino da dito per neonati

Si tratta di uno spazzolino per dito, doppio, con setole sulla parte anteriore per la pulizia dei denti del neonato e sporgenze sul retro per pulire la lingua. La particolare progettazione consente ai genitori di svolgere l'igiene orale completa del bambino con molta facilità, garantendo una pulizia approfondita di denti e lingua.

Caratteristiche del prodotto:

Setole anteriori: studiate per la pulizia dei denti e delle gengive del neonato. Le setole sono morbide, favoriscono l'igiene orale delicata e sono pratiche da usare.

Sporgenze sul retro: studiate per massaggiare delicatamente e pulire la lingua del neonato, con rimozione di residui e batteri per preservare l'igiene orale.

Modalità d'uso:

Come indossare lo spazzolino per dito: far scorrere lo spazzolino sul dito, controllando che le setole coprano la punta.

Pulizia dei denti: spazzolare delicatamente i denti e le gengive del neonato con il lato provvisto di setole eseguendo movimenti circolari e delicati.

Pulizia della lingua: usare le sporgenze sul retro per massaggiare delicatamente e pulire la lingua del bambino.


Pulizia dello spazzolino: dopo ogni utilizzo, sciacquare lo spazzolino per dito con acqua pulita e detergente delicato e lasciare asciugare all'aria.

Sicurezza

Prima di ogni utilizzo controllare che lo spazzolino sia pulito e integro.

Pulire approfonditamente lo spazzolino per dito dopo ogni utilizzo per impedire la proliferazione di batteri.

Si consiglia di sostituire lo spazzolino per dito ogni 3 mesi per garantire l'igiene.



Cepillo de baño para bebé

Características del producto:

suave y seguro, ideal para limpiar todo el cuerpo del bebé, eliminando la suciedad y protegiendo al mismo tiempo su delicada piel.

Modo de empleo:

aplica jabón corporal para bebés en el cepillo y masajea suavemente el cuerpo del bebé para limpiar la piel. Aclara el gel de baño, asegurándote de que la piel del bebé queda limpia y sin residuos.

Cepillo para la costra láctea

Características del producto:

especialmente diseñado para el cuero cabelludo del bebé, limpia suavemente el cuero cabelludo y ayuda a eliminar la costra láctea, manteniendo el cuero cabelludo limpio y sano.

Modo de empleo:

aplica champú para bebé en el cepillo y masajea suavemente el cuero cabelludo del bebé con especial cuidado alrededor de la fontanela. Aclara el champú, asegurándote de que el cuero cabelludo quede completamente limpio.

Seguridad

Temperatura del agua: asegúrate de que la temperatura del agua sea de unos 37 °C para evitar el sobrecalentamiento o el enfriamiento.

Hazlo con cuidado: actúa siempre con delicadeza para evitar irritar la piel o el cuero cabelludo del bebé.

Limpieza del producto: limpia los cepillos con agua tibia después de cada uso y sécalos al aire para evitar la proliferación de bacterias.

Supervisión de un adulto: utilízalo siempre bajo la supervisión de un adulto para garantizar la seguridad del bebé.



Cepillo de dientes de dedo para bebé

Se trata de un cepillo de dientes de dedo de doble cara diseñado con cerdas en la parte delantera para limpiar los dientes del bebé y con protuberancias en la parte trasera para limpiar la lengua. Su estudiado diseño permite a los padres proporcionar fácilmente un cuidado bucal completo a su bebé, garantizando una limpieza a fondo tanto de los dientes como de la lengua.

Características del producto:

Cerdas delanteras: diseñadas para limpiar los dientes y la encías de tu bebé. Las cerdas suaves proporcionan un cuidado bucal delicado, garantizando un uso cómodo.

Protuberancias traseras: diseñadas para masajear y limpiar suavemente la lengua del bebé, eliminando residuos y bacterias para mantener la higiene bucal.

Modo de uso:

Ponte el cepillo de dientes: desliza el cepillo de dientes sobre el dedo asegurándote de que las cerdas cubran toda la punta.

Limpia los dientes: cepilla suavemente los dientes y las encías del bebé con el lado con cerdas haciendo movimientos suaves y circulares.

Limpia la lengua: utiliza las protuberancias traseras para masajear suavemente y limpiar la lengua del bebé.

Limpia el cepillo de dientes: después de cada uso, enjuaga el cepillo de dientes de dedo con agua tibia y detergente suave, y déjalo secar al aire.

Seguridad

Asegúrate de que el cepillo de dientes esté limpio e intacto antes de cada uso.

Limpia a fondo el cepillo de dientes después de cada uso para evitar la proliferación de bacterias.

Se recomienda sustituir el cepillo de dientes cada 3 meses para mantener la higiene.



Grooming Care



Nail Scissors

Mini blades designed for babies, providing precise nail trimming. Safe and easy to use.

Nail File

Gentle nail file to smooth the edges of the nails, preventing the baby from scratching themselves.

Nail Clipper

Curved design tailored for small baby nails, allowing easy trimming without over-cutting.

How to Use:

- Gently trim the baby's nails using the nail scissors or nail clipper, ensuring smooth cuts without cutting too short
- After trimming, gently use the nail file to smooth the edges of the nails, preventing any rough spots that could scratch.

Safety

Ensure Safety: Be gentle when trimming the baby's nails to avoid cutting the baby's skin.

Clean the Tools: Clean the nail scissors, clippers, and file after each use to prevent bacterial growth.

Avoid Over-Cutting: Don't trim too much of the nail at once to avoid discomfort from overly short nails.

Adult Supervision: Always use these tools under adult supervision to ensure safety



Baby Comb

Curved Design: The comb is designed with a curve to perfectly fit the baby's head, providing a gentle brushing experience that avoids pulling.

Safety

Gentle Handling: Always be gentle when combing, especially around the soft fontanel area.

Safe Storage: Keep the comb out of the baby's reach to avoid accidental use or swallowing.



Nagelschere

Mini-Schneiden für Babys, die ein präzises Schneiden der Nägel ermöglichen. Sicher und einfach in der Anwendung.

Nagelfeile

Sanfte Nagelfeile zum Glätten der Nagelränder, damit sich das Baby nicht kratzt.

Nagelknipser

Gebogenes Design, das auf kleine Babynägel zugeschnitten ist und einfaches Trimmen ohne Überschneiden ermöglicht.

Verwendung:

- Schneiden Sie die Nägel des Babys vorsichtig mit einer Nagelschere oder einem Nagelknipser, ohne sie zu kurz zu schneiden.
- Nach dem Trimmen glätten Sie die Ränder der Nägel vorsichtig mit der Nagelfeile, um raue Stellen zu vermeiden, die Kratzer verursachen könnten.

Sicherheit

Achten Sie auf Sicherheit: Schneiden Sie die Fingernägel Ihres Babys vorsichtig, um die Haut nicht zu verletzen. Die Werkzeuge reinigen: Reinigen Sie die Nagelschere, den Nagelknipser und die Feile nach jedem Gebrauch, um ein Auftreten von Bakterien zu verhindern.

Vermeiden Sie Überschneidungen: Schneiden Sie nicht zu viel vom Nagel auf einmal, um Unannehmlichkeiten durch zu kurze Nägel zu vermeiden.

Beaufsichtigung durch Erwachsene: Verwenden Sie diese Werkzeuge immer unter Aufsicht von Erwachsenen, um die Sicherheit zu gewährleisten.



Baby-Kamm

Gebogenes Design: Der Kamm ist so geformt, dass er sich perfekt an den Kopf des Babys anpasst und ein sanftes, zupfloses Kämmen ermöglicht.

Sicherheit

Sanfte Handhabung: Gehen Sie beim Kämmen stets behutsam vor, insbesondere im Bereich der weichen Fontanelle.

Sichere Lagerung: Bewahren Sie den Kamm außerhalb der Reichweite des Babys auf, um eine versehentliche Nutzung oder Verschlucken zu vermeiden.



Ciseaux à ongles

mini lames conçues pour les bébés, permettant de couper les ongles avec précision. Sécurité et facilité d'utilisation.

Lime à ongles

lime à ongles douce pour lisser les bords des ongles, empêchant le bébé de s'égratigner.

Coupe-ongles

conception incurvée adaptée aux petits ongles des bébés, permettant de les couper facilement sans les abîmer.

Mode d'emploi :

-Coupez délicatement les ongles de bébé à l'aide des ciseaux à ongles ou du coupe-ongles, en veillant à ce que les coupes soient lisses et pas trop courtes.

-Après avoir coupé les ongles, utilisez délicatement la lime à ongles pour lisser les bords des ongles, afin d'éviter toute aspérité susceptible de griffer bébé.

Sécurité

Assurez la sécurité : coupez les ongles de votre bébé avec précaution en évitant de lui couper la peau.

Nettoyez les outils : nettoyez les ciseaux à ongles, le coupe-ongles et la lime après chaque utilisation pour éviter la prolifération des bactéries.

Évitez de couper trop court : ne coupez pas une trop grande partie de l'ongle à la fois afin d'éviter l'inconfort dû à des ongles trop courts.

Supervision d'un adulte : utilisez toujours ces outils sous la surveillance d'un adulte pour garantir la sécurité.



Peigne pour bébé

Design incurvé : le peigne est conçu avec une courbe pour s'adapter parfaitement à la tête de bébé, pour un brossage en douceur qui évite les tiraillements.

Sécurité

Application douce : faites toujours preuve de douceur pour peigner bébé, en particulier autour de la fontanelle.
Rangement sûr : gardez le peigne hors de portée du bébé pour éviter qu'il ne l'utilise ou ne l'avale accidentellement.



Forbici per unghie

mini-lame ideate per bambini che consentono un taglio preciso dell'unghia. Sicure e facili da utilizzare.

Lima per unghie

delicata lima per i bordi delle unghie che consente di evitare che il bambino si graffi.

Tagliaunghie

di forma curva, studiato per le unghie dei neonati; facilitano il taglio, evitando di eccedere.

Modalità d'uso:

- Tagliare delicatamente le unghie del bambino utilizzando le apposite forbici o il tagliaunghie, per tagliare in modo uniforme senza eccedere
- Dopo il taglio, utilizzare con delicatezza, la lima per i bordi delle unghie, eliminando i punti ruvidi che potrebbero graffiare.

Sicurezza

Azione sicura: durante il taglio delle unghie procedere con cautela per evitare di tagliare la pelle del bambino.

Pulizia degli strumenti: dopo ogni utilizzo pulire le forbici, il tagliaunghie e la lima per impedire la proliferazione di batteri.

Senza eccessi: non tagliare le unghie in maniera eccessiva evitando il fastidio provocato dalle unghie troppo corte.

Supervisione di un adulto: utilizzare questi strumenti sempre sotto la supervisione di un adulto a protezione della sicurezza.



Pettine per neonati

Forma curva: il pettine è curvo per adattarsi perfettamente alla testa del neonato, garantendo una piacevole esperienza di pettinatura senza strappi.

Sicurezza

Delicatezza: agire sempre con delicatezza, soprattutto in prossimità dell'area della fontanella.

Conservazione sicura: conservare il pettine al di fuori della portata del bambino, impedendo l'uso involontario e l'ingestione.



Tijeras para uñas

minicuchillas diseñadas para bebés que permiten cortar las uñas con precisión. Seguro y fácil de usar.

Lima para uñas

lima suave para alisar los bordes de las uñas evitando que el bebé se arañe.

Cortaúñas

diseño curvado adaptado a las uñas pequeñas de los bebés que permite recortarlas fácilmente sin cortarlas en exceso.

Modo de uso:

- Recorta suavemente las uñas del bebé utilizando las tijeras para uñas o el cortaúñas, asegurándote de que los cortes sean suaves y no demasiado cortos
- Después de recortarlas, utiliza suavemente la lima de uñas para alisar los bordes de las uñas, evitando cualquier aspereza que pueda arañarlas.

Seguridad

La seguridad es lo primero: ten mucho cuidado al cortar las uñas del bebé para evitar cortar la piel. Limpia las herramientas: limpia las tijeras para uñas, el cortaúñas y la lima después de cada uso para evitar la proliferación de bacterias. Evita cortar demasiado: no recortes demasiada uña de una vez para evitar las molestias de unas uñas demasiado cortas. Supervisión de un adulto: utiliza siempre estas herramientas bajo la supervisión de un adulto para garantizar la seguridad




Peine para bebé

Diseño curvo: el peine está diseñado con una curva para adaptarse perfectamente a la cabeza del bebé, proporcionando un cepillado suave que evita tirones.

Seguridad

Hazlo con cuidado: actúa siempre con delicadeza al peinarlo, sobre todo alrededor de la zona blanda de la fontanela.

Almacenamiento seguro: mantén el peine fuera del alcance del bebé para evitar que lo utilice o se lo trague accidentalmente.



**Health
Care**



Baby Gas Relief Tubes

Product Features:

Gentle Gas Relief: Designed to help babies release trapped gas from the stomach, alleviating discomfort and fussiness caused by gas buildup.

Safe and Soft Material: Made from medical-grade soft materials to ensure safety and comfort during use.

How to Use:

Clean the gas relief tube before use, rinsing it with warm water.

Apply a small amount of baby-safe lubricant or petroleum jelly to the tip of the tube for easier insertion.

Lay the baby on their back and gently lift their legs as if changing a diaper.

Carefully insert the tip of the gas relief tube into the baby's rectum (no more than 1–2 cm deep).

Hold the tube in place for about 10–15 seconds to allow the gas to pass. Be gentle and avoid forcing the tube.

Gently remove the tube and clean it immediately after use.

Safety

Moderate Use: Use the gas relief tube only when needed. Do not use for more than 10–15 seconds at a time and avoid frequent use within a day.

Hygiene: Clean the gas relief tube thoroughly before and after each use. Regularly disinfect the tube to ensure hygiene.

Use Lubricant: Always apply baby-safe lubricant before use to avoid discomfort or injury during insertion.

Adult Supervision: Always use under adult supervision to ensure the baby's safety.

Emergency: If the baby shows signs of discomfort or if there are any abnormal reactions, stop using the tube immediately and consult a doctor.



Baby Nasal Aspirator

Product Features:

Gentle Nasal Cleaning: The nasal aspirator is designed to gently clean the baby's nasal passages, helping them breathe more easily, especially during colds or congestion.

Soft Silicone Tip: The aspirator comes with a soft silicone nozzle that is safe and non-irritating for the baby's delicate nasal passages.

Easy Squeeze Design: The aspirator features a squeeze bulb that allows parents to control the suction, ensuring gentle and effective removal of nasal secretions.

How to Use:

Before use, clean the aspirator with warm water and mild detergent.

Lay the baby down or keep them in a sitting position, ensuring their head is stable.

Gently insert the soft silicone tip into the baby's nostril, being careful not to insert it too deeply.

Squeeze the bulb to create suction, and release it to gently draw out the mucus.

After each use, clean the aspirator with warm water and mild detergent to maintain hygiene.

Safety

Gentle Handling: Always be gentle when using the aspirator and avoid inserting the tip too deeply to prevent any harm to the baby's nasal passages.

Clean After Each Use: Always clean the aspirator after each use to prevent bacterial growth.

Adult Supervision: Always use the nasal aspirator under adult supervision to ensure safety.

Control Frequency: Use the nasal aspirator as needed and avoid frequent use to prevent irritation to the nasal lining.



Baby-Blähentlastungsschläuche

Produktmerkmale:

Sanfte Blähungsentlastung: Entwickelt, um Babys dabei zu helfen, eingeschlossene Gase aus dem Magen zu lösen, und Unbehagen und Aufregung zu lindern, die durch Gasansammlungen verursacht werden.

Sichere und weiche Materialien: Hergestellt aus weichen Materialien in medizinischer Qualität, um Sicherheit und Komfort während der Anwendung zu gewährleisten.

Verwendung:

Reinigen Sie den Blähungsentlastungsschlauch vor dem Gebrauch, indem Sie ihn mit warmem Wasser ausspülen.

Tragen Sie eine kleine Menge babysicheres Gleitmittel oder Vaseline auf die Spitze des Schlauches auf, um das Einführen zu erleichtern.

Legen Sie das Baby auf den Rücken und heben Sie die Beine sanft an, als würden Sie eine Windel wechseln.

Führen Sie die Spitze des Blähungsentlastungsschlauchs vorsichtig in den Enddarm des Babys ein (nicht mehr als 1-2 cm tief).

Halten Sie den Schlauch etwa 10-15 Sekunden lang fest, damit das Gas entweichen kann. Gehen Sie vorsichtig vor und vermeiden Sie ein Aufdrücken des Schlauchs.

Nehmen Sie den Schlauch vorsichtig heraus und reinigen Sie ihn sofort nach der Anwendung.

Sicherheit

Mäßige Nutzung: Verwenden Sie das Blähungsentlastungsrohr nur bei Bedarf. Verwenden Sie es nicht länger als 10-15 Sekunden am Stück und vermeiden Sie häufigen Gebrauch innerhalb eines Tages.

Hygiene: Reinigen Sie den Blähungsentlastungsschlauch vor und nach jeder Anwendung gründlich. Desinfizieren Sie den Schlauch regelmäßig, um die Hygiene zu gewährleisten.

Schmiermittel verwenden: Tragen Sie vor dem Gebrauch immer ein babygerechtes Gleitmittel auf, um Unbehagen oder Verletzungen beim Einführen zu vermeiden.

Beaufsichtigung durch Erwachsene: Verwenden Sie die Bürste immer unter Aufsicht eines Erwachsenen, um die Sicherheit des Babys zu gewährleisten.

Notfall: Wenn das Baby Anzeichen von Unwohlsein oder ungewöhnliche Reaktionen zeigt, beenden Sie die Verwendung der Sonde sofort und suchen Sie einen Arzt auf.



Baby-Nasensauger

Produktmerkmale:

Sanfte Nasenreinigung: Der Nasensauger reinigt sanft die Nasengänge des Babys und hilft ihm, leichter zu atmen,

besonders bei Erkältungen oder Verstopfung.

Weiche Silikonspitze: Der Sauger ist mit einer weichen Silikondüse ausgestattet, die sicher und reizfrei für die empfindlichen Nasengänge des Babys ist.

Einfaches Drück-Design: Der Sauger verfügt über einen Drückkolben, mit dem die Eltern die Absaugung kontrollieren können, um eine sanfte und effektive Entfernung von Nasensekret zu gewährleisten.

Verwendung:

Reinigen Sie den Sauger vor dem Gebrauch mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.

Legen Sie das Baby hin oder halten Sie es in einer sitzenden Position und achten Sie darauf, dass sein Kopf stabil ist. Führen Sie die weiche Silikonspitze vorsichtig in das Nasenloch des Babys ein und achten Sie darauf, dass Sie sie nicht zu tief einführen.

Drücken Sie den Kolben zusammen, um einen Sog zu erzeugen, und lassen Sie ihn los, um den Schleim sanft abzusaugen.

Reinigen Sie den Sauger nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel, um die Hygiene zu wahren.

Sicherheit

Vorsichtige Handhabung: Gehen Sie bei der Verwendung des Saugers immer behutsam vor und vermeiden Sie es, die Spitze zu tief einzuführen, um die Nasengänge des Babys nicht zu verletzen.

Nach jedem Gebrauch reinigen: Reinigen Sie den Sauger nach jedem Gebrauch, um das Wachstum von Bakterien zu verhindern.

Beaufsichtigung durch Erwachsene: Verwenden Sie den Nasensauger immer unter Aufsicht von Erwachsenen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Häufigkeit: Verwenden Sie den Nasensauger nach Bedarf und vermeiden Sie häufigen Gebrauch, um eine Reizung der Nasenschleimhaut zu vermeiden.



Tubes de soulagement des gaz pour bébé

Caractéristiques du produit:

Soulagement en douceur des gaz : conçu pour aider les bébés à évacuer les gaz emprisonnés dans l'estomac, soulageant ainsi l'inconfort et évitant l'agitation causés par l'accumulation de gaz.

Matériau sûr et doux : fabriqué à partir de matériaux souples de qualité médicale pour garantir la sécurité et le confort d'utilisation.

Mode d'emploi :

Nettoyez le tube de soulagement des gaz avant de l'utiliser, en le rinçant à l'eau chaude.

Appliquez une petite quantité de lubrifiant pour bébé ou de vaseline à l'extrémité du tube pour faciliter l'insertion.

Allongez le bébé sur le dos et soulevez délicatement ses jambes comme si vous changiez sa couche.

Insérez avec précaution l'extrémité de la sonde de gaz dans le rectum de bébé (pas plus de 1 à 2 cm de profondeur).

Maintenez le tube en place pendant environ 10 à 15 secondes pour permettre au gaz de passer. Soyez doux et évitez de forcer sur le tube.

Retirez délicatement le tube et nettoyez-le immédiatement après utilisation.

Sécurité

Utilisation modérée : n'utilisez le tube de soulagement des gaz qu'en cas de besoin. Ne l'utilisez pas plus de 10 à 15 secondes à la fois et évitez les utilisations fréquentes au cours d'une même journée.

Nettoyez soigneusement le tube de soulagement de gaz avant et après chaque utilisation. Désinfectez régulièrement le tube pour garantir l'hygiène.

Utilisez un lubrifiant : appliquez toujours un lubrifiant sans danger pour les bébés avant l'utilisation afin d'éviter toute gêne ou blessure lors de l'insertion.

Supervision d'un adulte : assurez toujours la surveillance d'un adulte pour garantir la sécurité du bébé.

Si le bébé montre des signes d'inconfort ou des réactions anormales, cessez immédiatement d'utiliser le tube et consultez un médecin.



Aspirateur nasal pour bébé

Caractéristiques du produit:

Nettoyage nasal en douceur : l'aspirateur nasal est conçu pour nettoyer en douceur les voies nasales du bébé et l'aider à respirer plus facilement, notamment en cas de rhume ou de congestion.

Embout en silicone souple : l'aspirateur est doté d'un embout en silicone souple qui ne présente aucun danger et n'irrite pas les voies nasales délicates de bébé.

Conception à pression facile : l'aspirateur est doté d'une poire à presser qui permet aux parents de contrôler l'aspiration, assurant ainsi une élimination douce et efficace des sécrétions nasales.

Mode d'emploi :

Avant utilisation, nettoyez l'aspirateur avec de l'eau chaude et un détergent doux.

Allongez le bébé ou maintenez-le en position assise, en veillant à ce que sa tête soit stable.

Insérez délicatement l'embout en silicone souple dans la narine du bébé, en veillant à ne pas l'enfoncer trop profondément.

Pressez la poire pour créer une aspiration, puis relâchez-la pour aspirer doucement le mucus.

Après chaque utilisation, nettoyez l'aspirateur avec de l'eau tiède et un détergent doux pour assurer l'hygiène.

Sécurité

Application douce : faites toujours preuve de douceur lorsque vous utilisez l'aspirateur et évitez d'insérer l'embout trop profondément pour ne pas endommager les voies nasales du bébé.

Nettoyez après chaque utilisation : nettoyez toujours l'aspirateur après chaque utilisation pour éviter la prolifération des bactéries.

Supervision d'un adulte : utilisez toujours l'aspirateur nasal sous la surveillance d'un adulte pour garantir la sécurité

Contrôlez la fréquence : utilisez l'aspirateur nasal selon les besoins et évitez les utilisations fréquentes pour éviter d'irriter la muqueuse nasale.



Sondino anti-coliche gassose per

Caratteristiche del prodotto:

Rimedio delicato per le coliche: studiato per aiutare i bambini nella fuoriuscita del gas intrappolato nell'intestino, attenuando il fastidio e le crisi provocate dall'accumulo di gas.

Materiale sicuro e morbido: realizzato con materiali morbidi per uso medico per garantire la sicurezza e la comodità d'utilizzo.

Modalità d'uso:

Pulire il sondino anti-colica prima dell'uso, sciacquandolo sotto l'acqua tiepida.

Applicare una piccola quantità di lubrificante sicuro per l'uso nei bambini o vasellina sulla punta del sondino per semplificarne l'inserimento.

Stendere il bambino in posizione supina, sollevare le gambe come se si dovesse cambiare il pannolino.

Inserire con attenzione la punta del sondino nel retto del bambino (non superare 1-2 cm di profondità).

Lasciare il sondino in posizione per circa 10-15 secondi consentendo il passaggio del gas intestinale. Agire con delicatezza senza forzare il sondino.

Rimuovere delicatamente il sondino e pulirlo immediatamente dopo l'uso.

Sicurezza

Uso moderato: utilizzare il sondino anti-coliche solo se necessario. Non utilizzare per più di 10-15 secondi alla volta ed evitare l'uso frequente nell'arco della giornata.

Igiene: pulire il sondino anti-coliche prima e dopo ogni uso. Disinfettare con regolarità il sondino per garantire l'igiene.

Uso di lubrificante: prima dell'uso applicare sempre del lubrificante sicuro per l'uso nei bambini per evitare dolore o lesioni durante l'inserimento.

Supervisione di un adulto: utilizzare sempre sotto la supervisione di un adulto a protezione della sicurezza del bambino.

Emergenza: se il bambino sembra infastidito o se reagisce in modo anomalo, interrompere immediatamente l'uso del sondino e consultare un medico.



Aspiratore nasale per bambini

Caratteristiche del prodotto:

Pulizia nasale delicata: l'aspiratore nasale è studiato per pulire delicatamente i passaggi nasali del bambino,

permettendogli di respirare con maggiore facilità durante il raffreddore o in presenza di congestione nasale.

Punta morbida in silicone: l'aspiratore è provvisto di un ugello morbido in silicone che è sicuro e non irritante per i delicati passaggi nasali del bambino.

Struttura facile da comprimere: l'aspiratore è dotato di un bulbo comprimibile che consente ai genitori di regolare l'aspirazione garantendo una rimozione delicata ed efficace delle secrezioni nasali.

Modalità d'uso:

Prima dell'uso, pulire l'aspiratore con acqua tiepida e detergente delicato.

Stendere il bambino o mantenerlo seduto, con la testa in posizione stabile.

Inserire delicatamente la punta in morbido silicone nella narice senza penetrare in profondità.

Comprimere il bulbo per aspirare e rilasciarlo per estrarre il muco.

Dopo ogni uso, pulire l'aspiratore con acqua tiepida e detergente delicato per mantenere l'igiene.

Sicurezza

Gestione delicata: quando si utilizza l'aspiratore procedere sempre con cautela ed evitare di inserire la punta troppo in profondità evitando di danneggiare le cavità nasali del bambino.

Pulire dopo ogni uso: pulire sempre l'aspiratore dopo averlo utilizzato per impedire la proliferazione di batteri.

Supervisione di un adulto: utilizzare l'aspiratore nasale sotto la supervisione di un adulto a protezione della sicurezza.

Controllare la frequenza: utilizzare l'aspiratore nasale solo se necessario evitando l'uso frequente per impedire eventuali irritazioni ai rivestimenti nasali.



Tubos para aliviar los gases del bebé

Características del producto:

Alivio suave de los gases: diseñado para ayudar a los bebés a liberar los gases atrapados en el estómago, aliviando el malestar y la irritabilidad causados por la acumulación de gases.

Material seguro y suave: fabricado con materiales suaves de grado médico para garantizar la seguridad y la comodidad durante el uso.

Modo de uso:

Limpia el tubo de alivio de gases enjuagándolo con agua tibia antes de utilizarlo.

Aplica una pequeña cantidad de lubricante apto para bebés o vaselina en la punta del tubo para facilitar la inserción.

Tumba al bebé bocarriba y levántale suavemente las piernas como si le estuvieras cambiando un pañal.

Introduce con cuidado la punta del tubo de alivio de gases en el recto del bebé (a no más de 1-2 cm de profundidad).

Mantén el tubo en su sitio durante unos 10-15 segundos para permitir el paso del gas. Ten cuidado y evita forzar el tubo.

Retira suavemente el tubo y límpialo inmediatamente después de usarlo.

Seguridad

Uso moderado: utiliza el tubo de alivio de gases solo cuando sea necesario. No lo utilices durante más de 10-15 segundos seguidos y evita su uso frecuente en un mismo día.

Higiene: limpia bien el tubo de alivio de gases antes y después de cada uso. Desinfecta regularmente el tubo para garantizar la higiene.

Utiliza lubricante: aplica siempre lubricante seguro para bebés antes de usar el tubo para evitar molestias o lesiones durante la inserción.

Supervisión de un adulto: utilízalo siempre bajo la supervisión de un adulto para garantizar la seguridad del bebé.

En caso de emergencia: si el bebé muestra signos de malestar o si se produce alguna reacción anormal, deja de utilizar el tubo inmediatamente y consulta a un médico.



Aspirador nasal para bebé

Características del producto:

Limpieza nasal suave: el aspirador nasal está diseñado para limpiar suavemente las fosas nasales del bebé, ayudándole a respirar con más facilidad especialmente durante los resfriados o la congestión.

Punta de silicona blanda: el aspirador viene con una punta de silicona blanda que es segura y no irrita las delicadas fosas nasales del bebé.

Diseño fácil de apretar: el aspirador dispone de una pera de apriete que permite a los padres controlar la succión, garantizando una eliminación suave y eficaz de las secreciones nasales.

Modo de uso:

Antes de utilizarlo, limpia el aspirador con agua tibia y un detergente suave.

Tumba al bebé o mantenlo sentado, asegurándote de que la cabeza esté en una posición estable.

Introduce suavemente la punta de silicona blanda en la fosa nasal del bebé con cuidado de no introducirla demasiado.

Aprieta la pera para crear succión y suéltala para extraer suavemente la mucosidad.

Después de cada uso, limpia el aspirador con agua tibia y detergente suave para mantener la higiene.

Seguridad

Manipulación cuidadosa: utiliza siempre el aspirador con suavidad y evita introducir la punta demasiado para no dañar las fosas nasales del bebé.

Limpieza después de cada uso: limpia siempre el aspirador después de cada uso para evitar la proliferación de bacterias.

Supervisión de un adulto: utiliza siempre el aspirador nasal bajo la supervisión de un adulto para garantizar la seguridad.

Controla la frecuencia: utiliza el aspirador nasal según sea necesario y evita su uso frecuente para evitar la irritación de la mucosa nasal.

CUSTOMER SERVICE

Warranty

12-Month Limited Warranty

support@momcozy.com



Prolinx Global LTD
27 Old Gloucester Street London, WC1N 3AX, UK



Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239 Duesseldorf Germany

Manufacturer: Hong Kong Lute Technology Co., Limited

Address: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong

US Importer:

Company: SHARE INFO INC.

Address: 3557 158th St Flushing, NY 11358 USA


Product Name: CORE BABY KIT

Model Number: CK17

Email: support@momcozy.com

 Warning-The product must be operated by adult.

MADE IN CHINA



 @momcozy

 @momcozy

 @momcozy

 @momcozy

 @momcozyofficial

www.momcozy.com