

momcozy

**ELITE
BABY
KIT**

User Manual





CONTENTS

Package Contents **01**

Cleansing Care **02**

Grooming Care **03**

Health Care **04**


CUSTOMER SERVICE **05**

Warranty **06**


Warning **07**

Package Contents

Cleansing Care



Baby Bath Brush



Baby Cradle
Cap Brush



Finger
Toothbrush



Comb



Teether

Grooming Care



Electric Nail Trimmer



Electric Nasal Aspirator

Health Care



Heated Tummy Wrap



Thermometer




Medicine
Pacifier



Storage Case

Cleansing
Care



Baby Bath Brush

Product Features:

Soft and safe, ideal for cleaning the baby's entire body, removing dirt while protecting delicate skin.

How to Use:

Apply baby body wash on the brush and gently massage the baby's body to clean the skin. Rinse off the body wash, ensuring the baby's skin is clean without residue.

Cradle Cap Brush

Product Features:

Specially designed for the baby's scalp, gently cleans the scalp and helps remove cradle cap, keeping the scalp clean and healthy.

How to Use:

Apply baby shampoo on the brush and gently massage the baby's scalp, being extra gentle around the fontanel. Rinse off the shampoo, ensuring the scalp is thoroughly clean.

Safety

Water Temperature: Ensure the water temperature is around 37° C to avoid overheating or cooling.

Gentle Handling: Always be gentle to avoid irritating the baby's skin or scalp.

Product Cleaning: Clean the brushes with warm water after each use and air dry to prevent bacterial growth.

Adult Supervision: Always use under adult supervision to ensure the baby's safety.



Baby Comb

Curved Design: The comb is designed with a curve to perfectly fit the baby's head, providing a gentle brushing experience that avoids pulling.

Safety

Gentle Handling: Always be gentle when combing, especially around the soft fontanel area.

Safe Storage: Keep the comb out of the baby's reach to avoid accidental use or swallowing.



Baby Finger Toothbrush

This is a dual-sided finger toothbrush designed with bristles on the front for cleaning your baby's teeth and bumps on the back for tongue cleaning. The thoughtful design allows parents to easily provide full oral care for their baby, ensuring thorough cleaning of both the teeth and tongue.

Product Features:

Front Bristles: Designed for cleaning your baby's teeth and gums. The soft bristles provide gentle oral care, ensuring comfort during use.

Back Bumps: Designed to gently massage and clean the baby's tongue, removing residue and bacteria to maintain oral hygiene.

How to Use:

Wear the Toothbrush: Slide the toothbrush onto your finger, making sure the bristles are covering the fingertip.

Clean Teeth: Gently brush the baby's teeth and gums with the bristled side in soft, circular motions.

Clean Tongue: Use the back bumps to gently massage and clean the baby's tongue.

Clean the Toothbrush: After each use, rinse the finger toothbrush with warm water and mild detergent, and let it air dry.

Safety

Ensure the toothbrush is clean and intact before each use.

Thoroughly clean the toothbrush after each use to prevent bacterial growth.

It is recommended to replace the toothbrush every 3 months to maintain hygiene.



Baby Giraffe Teether

Product Features:

Cute Design: Giraffe shape and bright colors attract the baby's attention.

Multiple Chewing Points: 3D chewing points relieve teething discomfort and improve chewing ability.

Safe Material: Made from food-grade rubber, heat-resistant and non-toxic.

UV Sterilization: UV-treated, durable and hygienic.

One-Piece Design: Seamless design, prevents dirt buildup, easy to clean.


Easy to Grip: Anti-slip handle fits baby's hand, easy to hold.

Safety

Clean and sterilize before each use.

Store in a dry place, avoid direct sunlight.

Replace the teether regularly to ensure hygiene.



Baby-Badebürste

Produktmerkmale:

Weich und sicher, ideal für die Ganzkörperreinigung Ihres Babys, entfernt Schmutz und schützt gleichzeitig die empfindliche Haut.

Anwendung:

Baby-Körperseife auf die Bürste geben und zur Reinigung der Haut den Körper des Babys sanft massieren. Spülen Sie die Körperseife ab und stellen Sie sicher, dass die Haut des Babys rückstandsfrei sauber ist.

Wiegenhutbürste

Produktmerkmale:

Sie wurde speziell für die Kopfhaut von Babys entwickelt, reinigt sanft die Kopfhaut und hilft, Milchschorf zu entfernen und die Kopfhaut sauber und gesund zu halten.

Anwendung:

Babyshampoo auf die Bürste geben und die Kopfhaut des Babys sanft massieren, dabei besonders vorsichtig im Bereich der Fontanelle vorgehen und das Shampoo abspülen.

Sicherheit

Wassertemperatur: Vergewissern Sie sich, dass die Wassertemperatur etwa 37 °C beträgt, um Überhitzung oder Abkühlung zu vermeiden.

Sanfte Handhabung: Seien Sie immer sanft, um die Haut oder Kopfhaut des Babys nicht zu reizen.

Produktreinigung: Reinigen Sie die Bürsten nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und lassen Sie sie an der Luft trocknen, um das Entstehen von Bakterien zu verhindern.

Beaufsichtigung durch Erwachsene: Verwenden Sie die Bürste immer unter Aufsicht eines Erwachsenen, um die Sicherheit des Babys zu gewährleisten.



Baby-Kamm

Gebogenes Design: Der Kamm ist so geformt, dass er sich perfekt an den Kopf des Babys anpasst und ein sanftes, zupfloses Kämmen ermöglicht.

Sicherheit

Sanfte Handhabung: Gehen Sie beim Kämmen stets behutsam vor, insbesondere im Bereich der weichen Fontanelle.

Sichere Lagerung: Bewahren Sie den Kamm außerhalb der Reichweite des Babys auf, um eine versehentliche Nutzung oder Verschlucken zu vermeiden.



Baby-Fingerzahnbürste

Es handelt sich um eine doppelseitige Fingerzahnbürste mit Borsten auf der Vorderseite zum Putzen der Zähne Ihres Babys und Noppen auf der Rückseite zum Reinigen der Zunge. Das durchdachte Design ermöglicht es Eltern, die Mundpflege ihres Babys zu vereinfachen und eine gründliche Reinigung von Zähnen und Zunge zu gewährleisten.

Produktmerkmale:

Vordere Borsten: Zur Reinigung der Zähne und des Zahnfleisches Ihres Babys. Die weichen Borsten sorgen für eine sanfte Mundpflege und gewährleisten einen hohen Komfort bei der Anwendung.

Noppen auf der Rückseite: Entwickelt, um die Zunge des Babys sanft zu massieren und zu reinigen und Rückstände und Bakterien zu entfernen, um die Mundhygiene zu erhalten.

Verwendung:

Fingerzahnbürste: Stecken Sie die Zahnbürste auf Ihren Finger und achten Sie darauf, dass die Borsten die Fingerspitze bedecken.

Saubere Zähne: Bürsten Sie die Zähne und das Zahnfleisch des Babys sanft mit der Borstenseite in weichen, kreisenden Bewegungen.

Saubere Zunge: Verwenden Sie die hinteren Noppen, um die Zunge des Babys sanft zu massieren und zu reinigen.

Reinigen der Zahnbürste: Spülen Sie die Fingerzahnbürste nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

Sicherheit

Stellen Sie sicher, dass die Zahnbürste vor jedem Gebrauch sauber und intakt ist.

Reinigen Sie die Zahnbürste nach jedem Gebrauch gründlich, um das Wachstum von Bakterien zu verhindern.

Es wird empfohlen, die Zahnbürste alle 3 Monate auszutauschen, um die Hygiene zu erhalten.




Baby-Giraffen-Beißring

Produktmerkmale:

- Niedliches Design: Die Giraffenform und hellen Farben ziehen die Aufmerksamkeit des Babys auf sich.
- Mehrere Kauzonen: 3D-Kaupunkte lindern Beschwerden beim Ziehen und verbessern die Kaufähigkeit.
- Hitzebeständiges und ungiftiges Material aus lebensmittelechtem Gummi.
- UV-Sterilisation: UV-behandelt, langlebig und hygienisch.
- Einteiliges Design: Nahtloses Design, verhindert Schmutzablagerungen, leicht zu reinigen.
- Leicht zu handhaben: Der rutschfeste Griff passt sich der Hand des Babys an und ist leicht zu halten.

Sicherheit

- Vor jedem Gebrauch reinigen und sterilisieren.
- An einem trockenen Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Zur Gewährleistung der Hygiene den Beißring regelmäßig austauschen.



Brosse pour le bain

Caractéristiques du produit :

Douce et sûre, idéale pour nettoyer tout le corps du bébé, éliminer la saleté tout en protégeant la peau délicate.

Mode d'emploi :

Appliquez le gel douche pour bébé sur la brosse et massez doucement le corps de bébé pour nettoyer sa peau. Rincez le gel douche en veillant à ce que la peau du bébé soit propre et sans résidus.

Brosse pour les croûtes de lait

Caractéristiques du produit :

Spécialement conçue pour les bébés, elle nettoie délicatement le cuir chevelu et aide à éliminer les croûtes de lait, gardant le cuir chevelu propre et sain.

Mode d'emploi:

Appliquez du shampoing pour bébé sur la brosse et massez doucement le cuir chevelu du bébé, en étant particulièrement doux autour de la fontanelle. Rincez le shampoing, en vous assurant que le cuir chevelu est parfaitement propre.

Sécurité

Température de l'eau : veillez à ce que la température de l'eau soit d'environ 37 ° c pour éviter que le bébé n'ait trop chaud ou trop froid.

Application douce : agissez toujours en douceur pour éviter d'irriter la peau ou le cuir chevelu du bébé.

Nettoyage du produit : nettoyez les brosses à l'eau tiède après chaque utilisation et laissez-les sécher à l'air libre pour éviter la prolifération de bactéries.

Supervision d'un adulte : assurez toujours la surveillance d'un adulte pour garantir la sécurité du bébé.



Peigne pour bébé

Design incurvé : le peigne est conçu avec une courbe pour s'adapter parfaitement à la tête de bébé, pour un brossage en douceur qui évite les tiraillements.

Sécurité

Application douce : faites toujours preuve de douceur pour peigner bébé, en particulier autour de la fontanelle.
Rangement sûr : gardez le peigne hors de portée du bébé pour éviter qu'il ne l'utilise ou ne l'avale accidentellement.



Brosse à dents à doigt

Il s'agit d'une brosse à dents à doigt à double face conçue avec des poils à l'avant pour nettoyer les dents de votre bébé et des bossages à l'arrière pour nettoyer la langue. Bien pensée, sa conception permet aux parents de prodiguer facilement des soins bucco-dentaires complets à leur bébé, en assurant un nettoyage minutieux des dents et de la langue.

Caractéristiques du produit :

Poils avant : conçus pour nettoyer les dents et les gencives de votre bébé. Les poils souples assurent des soins bucco-dentaires en douceur et garantissent le confort d'utilisation.

Bossages arrière : conçus pour masser et nettoyer en douceur la langue du bébé, en éliminant les résidus et les bactéries afin de préserver l'hygiène bucco-dentaire.

Mode d'emploi :

Enfilez la brosse à dents : faites glisser la brosse à dents sur votre doigt, en veillant à ce que les poils recouvrent le bout du doigt.

Nettoyez les dents : brossez délicatement les dents et les gencives du bébé avec le côté garni de poils en effectuant des mouvements doux et circulaires.

Nettoyez la langue : utilisez les bossages arrière pour masser et nettoyer délicatement la langue de bébé.

Nettoyez la brosse à dents : après chaque utilisation, rincez la brosse à dents à l'eau tiède et un détergent doux, puis laissez-la sécher à l'air libre.

Sécurité

Assurez-vous que la brosse à dents est propre et intacte avant chaque utilisation.

Nettoyez soigneusement la brosse à dents après chaque utilisation pour éviter la prolifération des bactéries.

Il est recommandé de remplacer la brosse à dents tous les trois mois pour maintenir un bon niveau d'hygiène.



Anneau de Dentition Girafe

Caractéristiques du produit :

Design mignon : la forme de la girafe et ses couleurs vives attirent l'attention de bébé.

Points de mastication multiples : les points de mastication en 3D soulagent l'inconfort de la formation des dents et améliorent la capacité de mastication.

Matériau sûr : fabriqué en caoutchouc de qualité alimentaire, résistant à la chaleur et non toxique.

Stérilisation aux UV : traitement aux UV, durable et hygiénique.

Conception monobloc : conception sans jonction, empêchant l'accumulation de saletés, facile à nettoyer.


Facile à saisir : la poignée antidérapante s'adapte à la main de bébé, facile à tenir.

Sécurité

À nettoyer et à stériliser avant chaque utilisation.

À ranger dans un endroit sec, éviter la lumière directe du soleil.

Remplacez régulièrement le jouet de dentition pour garantir l'hygiène.



Spazzola per bagnetto

Caratteristiche del prodotto:

Morbida e sicura, ideale per la pulizia di tutto il corpo del neonato, rimuove lo sporco proteggendo la pelle delicata.

Modalità d'uso:

Applicare il detergente corpo per neonati sulla spazzola e massaggiare il neonato per pulire la pelle. Sciacquare il detergente, controllando che la pelle del neonato sia pulita, senza residui.

Spazzola per rimuovere la crosta latte

Caratteristiche del prodotto:

Ideata appositamente per il cuoio capelluto del neonato, pulisce delicatamente favorendo la rimozione della crosta latte, mantenendo il cuoio capelluto pulito e sano.

Modalità d'uso:

Applicare lo shampoo per neonati sulla spazzola e massaggiare delicatamente il cuoio capelluto, agendo con estrema cautela in prossimità della fontanella. Sciacquare lo shampoo, controllando che il cuoio capelluto sia accuratamente pulito.

Sicurezza

Temperatura dell'acqua: controllare che la temperatura dell'acqua sia attorno ai 37 °c evitando livelli più caldi o più freddi.

Azione delicata: agire sempre con delicatezza per evitare di irritare la pelle o il cuoio capelluto del bambino.

Pulizia del prodotto: dopo l'uso, pulire le spazzole con acqua calda e asciugare all'aria per evitare la proliferazione di batteri.

Supervisione di un adulto: utilizzare sempre sotto la supervisione di un adulto a protezione della sicurezza del bambino.



Pettine per neonati

Forma curva: il pettine è curvo per adattarsi perfettamente alla testa del neonato, garantendo una piacevole esperienza di pettinatura senza strappi.

Sicurezza

Delicatezza: agire sempre con delicatezza, soprattutto in prossimità dell'area della fontanella.

Conservazione sicura: conservare il pettine al di fuori della portata del bambino, impedendo l'uso involontario e l'ingestione.



Spazzolino da dito per neonati

Si tratta di uno spazzolino per dito, doppio, con setole sulla parte anteriore per la pulizia dei denti del neonato e sporgenze sul retro per pulire la lingua. La particolare progettazione consente ai genitori di svolgere l'igiene orale completa del bambino con molta facilità, garantendo una pulizia approfondita di denti e lingua.

Caratteristiche del prodotto:

Setole anteriori: studiate per la pulizia dei denti e delle gengive del neonato. Le setole sono morbide, favoriscono l'igiene orale delicata e sono pratiche da usare.

Sporgenze sul retro: studiate per massaggiare delicatamente e pulire la lingua del neonato, con rimozione di residui e batteri per preservare l'igiene orale.

Modalità d'uso:

Come indossare lo spazzolino per dito: far scorrere lo spazzolino sul dito, controllando che le setole coprano la punta.

Pulizia dei denti: spazzolare delicatamente i denti e le gengive del neonato con il lato provvisto di setole eseguendo movimenti circolari e delicati.

Pulizia della lingua: usare le sporgenze sul retro per massaggiare delicatamente e pulire la lingua del bambino.

Pulizia dello spazzolino: dopo ogni utilizzo, sciacquare lo spazzolino per dito con acqua pulita e detergente delicato e lasciare asciugare all'aria.

Sicurezza

Prima di ogni utilizzo controllare che lo spazzolino sia pulito e integro.

Pulire approfonditamente lo spazzolino per dito dopo ogni utilizzo per impedire la proliferazione di batteri.

Si consiglia di sostituire lo spazzolino per dito ogni 3 mesi per garantire l'igiene.



Massaggiagengive a forma di giraffa

Caratteristiche del prodotto:

Design simpatico: la forma della giraffa e i colori accesi attirano l'attenzione del neonato.

Più punti di masticazione: i punti di masticazione in 3d attenuano il fastidio della dentizione e migliorano la capacità di masticazione.

Sicurezza dei materiali: realizzato con gomma alimentare, resistente al calore e atossica.

Sterilizzazione uv: trattamento agli uv, duraturo e igienico.

Monopezzo: struttura uniforme che impedisce l'accumulo di sporco ed è facile da pulire.


Facile da afferrare: impugnatura antiscivolo adatta alla mano del neonato, facile da afferrare.

Sicurezza

Pulire e sterilizzare prima di ogni utilizzo.

Conservare in un luogo asciutto, evitando l'irraggiamento solare diretto.

Sostituire il massaggiagengive con regolarità per garantire l'igiene.



Cepillo de baño para bebé

Características del producto:

Suave y seguro, ideal para limpiar todo el cuerpo del bebé, eliminando la suciedad y protegiendo al mismo tiempo su delicada piel.

Modo de empleo:

Aplica jabón corporal para bebés en el cepillo y masajea suavemente el cuerpo del bebé para limpiar la piel. Aclara el gel de baño, asegurándote de que la piel del bebé queda limpia y sin residuos.

Cepillo para la costra láctea

Características del producto:

Especialmente diseñado para el cuero cabelludo del bebé, limpia suavemente el cuero cabelludo y ayuda a eliminar la costra láctea, manteniendo el cuero cabelludo limpio y sano.

Modo de empleo:

Aplica champú para bebé en el cepillo y masajea suavemente el cuero cabelludo del bebé con especial cuidado alrededor de la fontanela. Aclara el champú, asegurándote de que el cuero cabelludo quede completamente limpio.

Seguridad

Temperatura del agua: asegúrate de que la temperatura del agua sea de unos 37 ° c

Para evitar el sobrecalentamiento o el enfriamiento.

Hazlo con cuidado: actúa siempre con delicadeza para evitar irritar la piel o el cuero cabelludo del bebé.

Limpieza del producto: limpia los cepillos con agua tibia después de cada uso y sécalos al aire para evitar la proliferación de bacterias.

Supervisión de un adulto: utilízalo siempre bajo la supervisión de un adulto para garantizar la seguridad del bebé.



Peine para bebé

Diseño curvo: el peine está diseñado con una curva para adaptarse perfectamente a la cabeza del bebé, proporcionando un cepillado suave que evita tirones.

Seguridad

Hazlo con cuidado: actúa siempre con delicadeza al peinarlo, sobre todo alrededor de la zona blanda de la fontanela.

Almacenamiento seguro: mantén el peine fuera del alcance del bebé para evitar que lo utilice o se lo trague accidentalmente.



Cepillo de dientes de dedo para bebé

Se trata de un cepillo de dientes de dedo de doble cara diseñado con cerdas en la parte delantera para limpiar los dientes del bebé y con protuberancias en la parte trasera para limpiar la lengua. Su estudiado diseño permite a los padres proporcionar fácilmente un cuidado bucal completo a su bebé, garantizando una limpieza a fondo tanto de los dientes como de la lengua.

Características del producto:

Cerdas delanteras: diseñadas para limpiar los dientes y la encía de tu bebé. Las cerdas suaves proporcionan un cuidado bucal delicado, garantizando un uso cómodo.

Protuberancias traseras: diseñadas para masajear y limpiar suavemente la lengua del bebé, eliminando residuos y bacterias para mantener la higiene bucal.

Modo de uso:

Ponte el cepillo de dientes: desliza el cepillo de dientes sobre el dedo asegurándote de que las cerdas cubran toda la punta.

Limpia los dientes: cepilla suavemente los dientes y las encías del bebé con el lado con cerdas haciendo movimientos suaves y circulares.

Limpia la lengua: utiliza las protuberancias traseras para masajear suavemente y limpiar la lengua del bebé.

Limpia el cepillo de dientes: después de cada uso, enjuaga el cepillo de dientes de dedo con agua tibia y detergente suave, y déjalo secar al aire.

Seguridad

Asegúrate de que el cepillo de dientes esté limpio e intacto antes de cada uso.

Limpia a fondo el cepillo de dientes después de cada uso para evitar la proliferación de bacterias.

Se recomienda sustituir el cepillo de dientes cada 3 meses para mantener la higiene.



Mordedor de jirafa para bebé

Características del producto:

Bonito diseño: la forma de jirafa y los colores vivos llaman la atención del bebé.

Varios puntos de masticación: los puntos de masticación en 3d alivian las molestias de la dentición y mejoran la capacidad de masticar.

Material seguro: fabricado con caucho de calidad alimentaria, resistente al calor y no tóxico.

Esterilización uv: con tratamiento uv, duradero e higiénico.

Diseño de una sola pieza: diseño sin juntas para evitar la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza.

Fácil de agarrar: el mango antideslizante se adapta a la mano del bebé y es muy fácil de sujetar.

Seguridad

Limpia y esteriliza antes de cada uso.

Guárdalo en un lugar seco, evita la luz solar directa.

Cambia el mordedor con regularidad para garantizar la higiene.



Grooming
Care



Baby Electric Nail File

Product Features:

Rechargeable: Type-C port, no battery replacement needed.

Multiple Heads: 7 grinding heads for different age groups.

Low Noise: Below 35dB, suitable for use while the baby sleeps.

Safe Design: Touch-stop function to protect baby's fingers.

LED Light: 360° illumination, ideal for nighttime use.

How to Use:

Take out a suitable grinding head and install it on the main unit.

Long-press the power button to turn on the main unit, then short-press it to select the appropriate mode.

Place the grinding head close to the nail and adjust the position of the main unit until the nail is trimmed to the desired shape and length.

Operation Instructions:

Product Name: Electric Baby Nail File Kit

Model: NC02

Input voltage: DC 5V $\pm$ 1A

Battery capacity: 600mAh

Charging time: About 1 hour

Working time: About 6 hours

Safety

Clean all parts after each use to ensure hygiene.

Always operate under adult supervision to ensure the baby's comfort.

Do not immerse the product in water to avoid damaging electrical parts.

Only use the provided charging cable, and avoid charging in damp environments.



Baby Electric Nasal Aspirator Instruction

Product Features:

- Suction Levels: Adjustable suction for different nasal needs.
- LED Lights and Music: Provides calming lights and soothing music.
- Safe Material: BPA-free silicone tips, suitable for all ages.
- Removable Storage Cup: Easy to clean, ensuring hygiene.
- Rechargeable: Type-C port with long battery life.
- Portable Design: Includes a storage case for travel.

Operation Instructions:

- Power: Press and hold for 1.5 seconds to turn on/off.
- Suction Level: Short press to switch between levels, long press to pause/resume.
- Light: Short press to toggle the light.
- Music: Short press to turn on music and change tracks, long press for 1 second to turn it off.

How to Use:

- Select the appropriate suction level.
- Gently insert the tip into the baby's nostril to clear mucus.
- Detach and clean the storage cup after use.

Safety

- Clean all parts after each use.
- Always use under adult supervision.
- The device cannot be used while charging.
- Do not submerge the device in water, empty any water residue after cleaning.
- Do not let collected nasal discharge exceed half of the storage cup to avoid overflow.



Elektrische Baby-Nagelfeile

Produktmerkmale:

Wiederaufladbar: Typ-C-Anschluss, kein Batteriewechsel erforderlich.
Mehrere Aufsätze: 7 Schleifaufsätze für verschiedene Altersgruppen.

Geräuscharm: Unter 35 dB, geeignet für den Gebrauch während das Baby schläft.

Sicheres Design: Die Touch-Stopp-Funktion schützt die Finger des Babys.

LED-Licht: 360° -Beleuchtung, ideal für den Einsatz in der Nacht.

Verwendung:

Nehmen Sie einen geeigneten Schleifaufsatz heraus und setzen Sie ihn auf das Gerät.

Drücken Sie lang auf die Einschalttaste, um das Gerät einzuschalten, und dann kurz, um den entsprechenden Modus zu wählen.

Setzen Sie den Schleifaufsatz in der Nähe des Nagels an und stellen Sie die Position des Geräts so ein, dass der Nagel in die gewünschte Form und Länge gebracht wird.

Produktinformationen:

Produktname: Elektrisches Baby-Nagelfeilenset

Modell: NC02

Eingangsspannung: DC 5V $\pm$ 1A

Batteriekapazität: 600 mAh

Ladezeit: Etwa 1 Stunde

Betriebszeit: Etwa 6 Stunden

Sicherheit

Reinigen Sie alle Teile nach jedem Gebrauch, um die Hygiene zu gewährleisten.

Verwenden Sie das Gerät immer unter Aufsicht von Erwachsenen, um den Komfort des Babys zu gewährleisten.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein, um eine Beschädigung der elektrischen Bauteile zu vermeiden.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel, und vermeiden Sie das Aufladen in feuchter Umgebung.



Elektrischer Baby-Nasensauger – Anleitung

Produktmerkmale:

Saugstufen: Einstellbare Saugleistung für unterschiedliche nasale Bedürfnisse.

LED-Lichter und Musik: Mit beruhigender Beleuchtung und Musik.

Sicheres Material: BPA-freie Silikonspitzen, geeignet für alle Altersgruppen.

Abnehmbare Auffangschale: Leicht zu reinigen, sorgt für ausreichende Hygiene.

Wiederaufladbar: Typ-C-Anschluss mit langer Akkulaufzeit.

Tragbares Design: Inklusive Aufbewahrungsetui für unterwegs.

Betriebsanleitung:

Einschalten: Halten Sie die Taste 1, 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- und auszuschalten.

Licht: Kurz drücken, um das Licht einzuschalten.

Musik: Kurz drücken, um die Musik einzuschalten und den Titel zu wechseln, 1 Sekunde lang drücken, um sie auszuschalten.

Verwendung:

Wählen Sie die geeignete Saugstufe.

Führen Sie die Spitze sanft in das Nasenloch des Babys ein, um den Schleim zu lösen.

Nehmen Sie den Auffangbehälter nach Gebrauch ab und reinigen Sie ihn.

Sicherheit

Reinigen Sie alle Teile nach jedem Gebrauch.

Immer unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein. Leeren Sie nach der Reinigung alle Wasserreste aus.

Lassen Sie den gesammelten Nasenausfluss nicht über die Hälfte des Auffangbehälters hinausgehen, um ein Überlaufen zu vermeiden.



Lime à ongles électrique

Caractéristiques du produit :

Rechargeable : port USB de type C, ne nécessite pas de changement de pile.
Plusieurs têtes : 7 têtes de lime pour différents groupes d'âge.

Faible bruit : moins de 35 dB, elle peut être utilisée pendant que bébé dort.
Conception sûre : fonction d'arrêt au toucher pour protéger les doigts de bébé.
Éclairage à LED : éclairage à 360°, idéal pour une utilisation de nuit.

Mode d'emploi :

Retirez une tête de lime appropriée et installez-la sur l'unité principale.
Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'unité principale, puis appuyez brièvement pour sélectionner le mode voulu.
Approchez la tête de lime de l'ongle et ajustez la position de l'unité principale jusqu'à ce que l'ongle soit coupé à la forme et à la longueur souhaitées.

Informations sur le produit :

Nom du produit : kit de lime à ongles électrique pour bébé
Modèle : NC02
Tension d'entrée : DC 5V $\pm$ 1A
Capacité de la batterie : 600mAh
Temps de charge : environ 1 heure
Durée de fonctionnement : environ 6 heures

Sécurité

Nettoyez toutes les pièces après chaque utilisation pour garantir l'hygiène.
Assurez toujours la surveillance d'un adulte pour garantir le confort de bébé.
Ne plongez pas le produit dans l'eau pour éviter d'endommager les parties électriques.
N'utilisez que le câble de charge fourni et évitez de recharger le produit dans un environnement humide.



Aspirateur Nasal Électrique pour Bébé

Caractéristiques du produit :

Niveaux d'aspiration : aspiration réglable pour différents besoins.

Lumières LED et musique : diffuse des lumières et une musique apaisantes.

Matériau sûr : embouts en silicone sans BPA, adaptés à tous les âges.

Gobelet de rangement amovible : facile à nettoyer, il garantit l'hygiène du produit.

Rechargeable : port USB de type C avec longue autonomie de la batterie.

Conception portative : comprend un étui de rangement pour les déplacements.

Instructions d'utilisation:

Marche/Arrêt : appuyer 1, 5 seconde pour allumer/éteindre.

Niveau d'aspiration : une pression courte permet de passer d'un niveau à l'autre, une pression longue permet de mettre en pause/reprendre.

Lumière : une pression brève permet d'allumer ou d'éteindre la lumière.

Une pression courte permet d'activer la musique et de changer de piste, une pression longue d'une seconde permet de l'éteindre.

Mode d'emploi :

Sélectionnez le niveau d'aspiration approprié.

Insérez délicatement l'embout dans la narine du bébé pour éliminer les mucosités.

Détachez et nettoyez le gobelet de stockage après utilisation.

Sécurité

Nettoyez toutes les pièces après chaque utilisation.

Toujours à utiliser sous la surveillance d'un adulte.

L'appareil ne peut pas être utilisé lorsqu'il est en charge.

N'immergez pas l'appareil dans l'eau, évacuez tout résidu d'eau après le nettoyage.

Ne laissez pas l'écoulement nasal collecté dépasser la moitié du gobelet de stockage afin d'éviter tout débordement.



Lima per unghie elettrica per neonati

Caratteristiche del prodotto:

Ricaricabile: porta tipo C, senza necessità di sostituire la batteria.

Testine multiple: 7 testine di limatura per vari gruppi di età.

Bassa rumorosità: inferiore a 35 dB, indicata per l'uso durante il sonno del neonato.

Design sicuro: funzione di arresto per proteggere le dita del bambino.

Luce LED: illuminazione a 360°, ideale per l'uso notturno.

Modalità d'uso:

Estrarre una testina di limatura idonea e montarla sull'unità principale.

Premere a lungo il pulsante per accendere l'unità principale, e praticare delle brevi pressioni per selezionare la modalità appropriata.

Avvicinare la testina di limatura all'unghia, regolando la posizione dell'unità principale, finché l'unghia non ha la forma e la lunghezza desiderata.

Informazioni sul prodotto:

Nome del prodotto: Kit lima per unghie neonati elettrica

Modello: NC02

Tensione in entrata: DC 5V $\pm$ 1A

Capacità batteria: 600mAh

Tempo di carica: 1 ora circa

Tempo di funzionamento: circa 6 ore

Sicurezza

Dopo l'uso pulire ogni componente per garantire l'igiene.

Utilizzare sempre sotto la supervisione di un adulto per garantire il comfort del bambino.

Non immergere il prodotto in acqua per evitare di danneggiare i componenti elettrici.

Utilizzare solo il cavo per la ricarica in dotazione ed evitare di effettuare la ricarica in ambienti umidi.



Istruzioni per l'aspiratore nasale elettrico per bambini

Caratteristiche del prodotto:

Livelli di aspirazione: aspirazione regolabile in base alle esigenze del caso.
Luci LED e musica: emette luci rilassanti e musica calmante

Sicurezza dei materiali: punte in silicone senza BPA, adatto per tutte le età.

Serbatoio di accumulo rimovibile: facile da pulire a garanzia dell'igiene.

Ricaricabile: porta tipo C con lunga durata della batteria.

Trasportabile: è inclusa una custodia per la conservazione per il trasporto.

Istruzioni di funzionamento:

Alimentazione: premere e tenere premuto per 1, 5 secondi per accendere/spegnere.

Livello di aspirazione: premere brevemente per passare tra i vari livelli, premere a lungo per interrompere/riprendere il funzionamento.

Luce: premere brevemente per attivare la luce.

Musica: premere per accendere la musica e cambiare brani, premere per 1 secondo per spegnerla.

Modalità d'uso:

Selezionare il livello di aspirazione adeguato.

Inserire delicatamente la punta nella narice del bambino per aspirare il muco.

Staccare e pulire il serbatoio d'accumulo dopo l'uso.

Sicurezza

Dopo l'uso pulire tutti i componenti.

Da usare sempre sotto la supervisione di un adulto.

Il dispositivo non può essere utilizzato mentre è in carica.

Non immergere il dispositivo in acqua, svuotare i residui d'acqua dopo la pulizia.

Evitare che il muco aspirato superi la metà del serbatoio di accumulo per impedire che trabocchi.



Lima de uñas eléctrica para bebé

Características del producto:

Recargable: puerto Tipo-C, no es necesario cambiar la batería.

Varios cabezales: 7 cabezales de afilado para diferentes grupos de edad.

Bajo nivel de ruido: por debajo de 35 dB, adecuado para utilizarlo mientras el bebé duerme.

Diseño seguro: función de parada táctil para proteger los dedos del bebé.

Luz LED: iluminación de 360°, ideal para uso nocturno.

Modo de uso:

Saca un cabezal de lijado adecuado e instálalo en la unidad principal.

Presiona prolongadamente el botón de encendido para encender la unidad principal y, a continuación, presiónalo brevemente para seleccionar el modo adecuado.

Coloca el cabezal de lijado cerca de la uña y ajusta la posición de la unidad principal hasta que la uña quede recortada con la forma y longitud deseadas.

Información del producto:

Nombre del producto Kit de lima de uñas eléctrica para bebé

Modelo: NC02

Tensión de entrada: DC 5V = 1A

Capacidad de la batería: 600 mAh

Tiempo de carga: aproximadamente 1 hora

Tiempo de funcionamiento: unas 6 horas

Seguridad

Limpia todas las piezas después de cada uso para garantizar la higiene.

Actúa siempre bajo la supervisión de un adulto para garantizar la comodidad del bebé.

No sumerjas el producto en agua para evitar dañar las piezas eléctricas.

Solo utiliza el cable de carga suministrado y evita cargarlo en ambientes húmedos.



Instrucciones del aspirador nasal eléctrico para bebé

Características del producto:

Niveles de succión: succión ajustable para diferentes necesidades nasales.
Luzes LED y música: luces tranquilizadoras y música relajante.

Material seguro: puntas de silicona sin BPA, aptas para todas las edades.

Vaso de almacenamiento extraíble: fácil de limpiar, garantiza la higiene.

Recargable: puerto tipo-C con batería de larga duración.

Diseño portátil: incluye un estuche almacenamiento para cuando te vayas de viaje.

Instrucciones de uso:

Encendido: mantén pulsado durante 1, 5 segundos para encender/apagar.

Nivel de succión: pulsa brevemente para cambiar entre niveles, pulsa prolongadamente para pausar/reanudar.
Luz: pulsa brevemente para activar la luz.

Música: pulsa brevemente para activar la música y cambiar de pista, pulsa prolongadamente durante 1 segundo para desactivarla.

Modo de uso:

Selecciona el nivel de succión adecuado.
Introduce suavemente la punta en la fosa nasal del bebé para eliminar la mucosidad.
Desmonta y limpia el recipiente después de usarlo.

Seguridad


Limpia todas las piezas después de cada uso.

Utilízalo siempre bajo la supervisión de un adulto.

El dispositivo no puede utilizarse mientras se está cargando.

No sumerjas el dispositivo en agua, vacía los restos de agua después de limpiarlo.

No dejes que la secreción nasal recogida supere la mitad del recipiente de almacenamiento para evitar que rebose.



**Health
Care**



Baby Gas Relief Wrap

Product Features:

The gas relief wrap uses a heated gel pack to apply a warm compress to the baby's abdomen, helping relieve gas discomfort, promoting natural gas release, and providing a comforting warmth.

How to Use:

For Warm Compress: Place the gel pack in the microwave and heat for 15 seconds on medium heat. After heating, take the gel pack out and rub it in your hands to evenly distribute the heat. Insert the appropriately heated gel pack into the designated pocket in the gas relief wrap. Gently wrap the gas relief belt around the baby's waist, ensuring it's comfortably snug but not too tight.

Safety

Temperature Control: Ensure the gel pack is warm, not hot, to avoid burning the baby's delicate skin.
Usage Time: Limit each session to no more than 20 minutes to prevent discomfort from prolonged heat exposure.
Regular Checks: Regularly inspect the gel pack for any damage or leaks to avoid contact with the baby's skin.
Adult Supervision: Always use the product under adult supervision to ensure the baby's safety and comfort.
Storage: After use, store the gel pack in a cool, dry place away from direct sunlight or high heat.



Digital Thermometer

Product Features:

This digital thermometer accurately measures body temperature via oral, axillary, or rectal methods. The LCD display provides clear readings, and the auto-off function conserves battery life.

Measurement:

Oral Measurement: Place the thermometer under the tongue. Approximate measuring time is 1 minute.

Axillary Measurement: Place the thermometer under the armpit. Approximate measuring time is 5 minutes.

Rectal Measurement: Apply water-soluble lubricant to the probe, and gently insert into the rectum. Approximate measuring time is 1 minute.

Reading: After the beep, the final temperature reading will be displayed on the screen.

Turn Off: Press the power button again to turn off, or the device will automatically shut down after about 8 minutes.

How to Use:

Turn On: Press the power button, and the thermometer will beep and begin measuring.

Important Notes

Clean the probe with 75% alcohol before and after each use.

Do not immerse the thermometer fully in water to avoid damage.

Avoid measuring immediately after strenuous exercise, bathing, or sun exposure to ensure accurate readings.

Store the thermometer in a dry, cool place away from direct sunlight.

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause
- Internal Chemical Burns in as little as 2 hours.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH** of CHILDREN.
- Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.
- Battery type: LR41 Nominal voltage: 1.5V





Baby Medicine Pacifier

Product Features:

Anti-Choking Design: The dual outlet design ensures a controlled flow rate, reducing the risk of choking during medication administration.

Accurate Dosage Control: The measuring marks on the transparent tube help parents precisely measure the correct amount of medication for safe use.

How to Use:

Fill the feeder with the required amount of medicine, using the measurement marks for precise dosing.

Gently place the nipple in the baby's mouth, allowing the medicine to flow gradually.

Lightly press the silicone bulb at the bottom to ensure a smooth flow of medicine into the baby's mouth.

Safety

Ensure the feeder is clean before use, and wash it immediately after use.

Do not sterilize with hot water or in the microwave. Hand wash with warm water is recommended.

Always administer medicine under adult supervision to ensure the baby's safety.

Regularly inspect the feeder for any damage or leaks before use.



Baby-Blähentlastungswickel

Produktmerkmale:

Der Blähungsentlastungswickel ist mit einer beheizten Gelpackung versehen. Dieses liegt als warme Komresse auf den Bauch des Babys und hilft, die Blähungsbeschwerden zu lindern, die natürliche Gasabgabe zu fördern und eine wohlige Wärme zu spenden.

Verwendung:

Für eine warme Komresse: Legen Sie die Gelpackung in die Mikrowelle und erhitzen Sie sie 15 Sekunden lang auf mittlerer Stufe.

Nach dem Erhitzen nehmen Sie die Gelpackung heraus und reiben sie in den Händen, um die Wärme gleichmäßig zu verteilen.

Legen Sie die erwärmte Gelpackung in die dafür vorgesehene Tasche des Blähungsentlastungswickels ein.

Legen Sie den Blähungsentlastungswickel sanft um die Taille des Babys und achten Sie darauf, dass er bequem, aber nicht zu fest sitzt.

Sicherheit

Temperaturkontrolle: Achten Sie darauf, dass die Gelpackung warm und nicht heiß ist, um Verbrennungen der zarten Babyhaut zu vermeiden.

Nutzungsdauer: Jede Anwendung sollte nicht länger als 20 Minuten dauern, um Unwohlsein durch zu lange Hitzeeinwirkung zu vermeiden.

Regelmäßig Prüfen: Überprüfen Sie die Gelpackung regelmäßig auf Beschädigungen oder undichte Stellen, um einen Kontakt mit der Haut des Babys zu vermeiden.

Beaufsichtigung durch Erwachsene: Verwenden Sie das Produkt immer unter Aufsicht eines Erwachsenen, um die Sicherheit und den Komfort des Babys zu gewährleisten.

Lagerung: Lagern Sie die Gelpackung nach dem Gebrauch an einem kühlen, trockenen Ort und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung oder starker Hitze.



Digitales Thermometer

Produktmerkmale:

Dieses digitale Thermometer misst die Körpertemperatur auf oralem, axillarem oder rektalem Weg. Das LCD-Display liefert klare Messwerte, und die automatische Abschaltfunktion schont die Batterie.

Verwendung:

Einschalten: Drücken Sie die Einschalttaste, das Thermometer piept und beginnt mit der Messung.

Messung:

Orale Messung: Legen Sie das Thermometer unter die Zunge. Die ungefähre Messzeit beträgt 1 Minute.

Achselhöhlenmessung: Legen Sie das Thermometer unter die Achselhöhle. Die ungefähre Messzeit beträgt 5 Minuten.

Rektale Messung: Tragen Sie wasserlösliches Gleitmittel auf die Sonde auf und führen Sie sie vorsichtig in das Rektum ein. Die ungefähre Messzeit beträgt 1 Minute.

Lesen: Nach dem Signalton wird der endgültige Temperaturwert auf dem Bildschirm angezeigt.

Ausschalten: Drücken Sie die Einschalttaste erneut, um das Gerät auszuschalten. Andernfalls schaltet sich das Gerät nach ca. 8 Minuten automatisch ab.

Wichtige Hinweise

Reinigen Sie die Sonde vor und nach jedem Gebrauch mit 75-prozentigem Alkohol.

Tauchen Sie das Thermometer nicht vollständig in Wasser ein, um Schäden zu vermeiden.

Vermeiden Sie Messungen unmittelbar nach anstrengender körperlicher Betätigung, Baden oder Sonnenexposition, um genaue Messwerte zu gewährleisten.

Bewahren Sie das Thermometer an einem trockenen, kühlen Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf.

Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, um seine Lebensdauer zu verlängern.



Medizinischer Baby-Schnuller

Produktmerkmale:

Erstickungsschutzdesign: Das Design mit zwei Auslässen sorgt für eine kontrollierte Durchflussrate und reduziert das Risiko des Verschluckens während der Medikamentenverabreichung.

Genaue Dosierung: Die Messmarkierungen auf dem transparenten Röhrchen helfen den Eltern, die richtige Medikamentenmenge genau abzumessen.

Verwendung:

Füllen Sie die gewünschte Menge des Medikaments in den Spender ein und verwenden Sie dabei die Messmarkierungen für eine genaue Dosierung.

Legen Sie den Saugnapf sanft in den Mund des Babys und lassen Sie das Medikament allmählich fließen.

Drücken Sie leicht auf den Silikonkolben am unteren Ende, damit die Medizin gleichmäßig in den Mund des Babys fließt.

Sicherheit

Vergewissern Sie sich, dass der Spender vor der Verwendung sauber ist, und waschen Sie ihn sofort nach der Verwendung.

Nicht mit heißem Wasser oder in der Mikrowelle sterilisieren. Es wird Handwäsche mit warmem Wasser empfohlen.

Verabreichen Sie Medikamente immer unter Aufsicht von Erwachsenen, um die Sicherheit des Babys zu gewährleisten.



Ceinture Chauffante Anti-coliques pour Bébé

Caractéristiques du produit :

L'enveloppe de soulagement des gaz utilise un gel chauffant pour appliquer une compresse chaude sur l'abdomen de bébé, aidant à soulager l'inconfort lié aux gaz, favorisant l'évacuation naturelle des gaz et apportant une chaleur réconfortante.

Mode d'emploi :

Pour une compresse chaude : placez la poche de gel dans un four à micro-ondes et chauffez-la pendant 15 secondes à température moyenne.

Après avoir chauffé la poche de gel, retirez-la et frottez-la dans vos mains pour répartir uniformément la chaleur. Insérez la poche de gel chauffée de manière appropriée dans la poche prévue à cet effet dans l'enveloppe de soulagement des gaz.

Enroulez délicatement la ceinture anti-gaz autour de la taille du bébé, en veillant à ce qu'elle soit confortablement serrée, mais pas trop.

Sécurité

Contrôle de la température : veillez à ce que la poche de gel soit tiède, et non chaude, afin d'éviter de brûler la peau délicate de bébé.

Durée d'utilisation : limitez chaque séance à 20 minutes maximum pour éviter tout inconfort dû à une exposition prolongée à la chaleur.

Contrôles réguliers : inspectez régulièrement la poche de gel pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée ou qu'elle ne fuit pas, afin d'éviter tout contact avec la peau du bébé.

Supervision d'un adulte : utilisez toujours ce produit sous la surveillance d'un adulte pour garantir la sécurité et le confort de bébé.

Après utilisation, conserver la poche de gel dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil ou d'une forte chaleur.



Thermomètre numérique

Caractéristiques du produit :

Ce thermomètre numérique mesure avec précision la température corporelle par voie orale, axillaire ou rectale. L'écran LCD fournit des relevés clairs et la fonction d'arrêt automatique permet de préserver la durée de vie des piles.

Mode d'emploi :

Allumer : appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, le thermomètre émet un bip et commence la mesure.

Mesure :

Mesure orale : placez le thermomètre sous la langue. Le temps de mesure approximatif est de 1 minute.

Mesure axillaire : placez le thermomètre sous l'aisselle. Le temps de mesure approximatif est de 5 minutes.

Mesure rectale : appliquez un lubrifiant soluble dans l'eau sur la sonde et insérez-la délicatement dans le rectum. Le temps de mesure approximatif est de 1 minute.

Après le bip, la température finale s'affiche à l'écran.

Éteindre : appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil, ou l'appareil s'éteindra automatiquement après environ 8 minutes.

Remarques importantes

Nettoyez la sonde avec de l'alcool à 75 % avant et après chaque utilisation.

N'immergez pas complètement le thermomètre dans l'eau pour éviter de l'endommager.

Évitez de prendre des mesures immédiatement après un exercice physique intense, un bain ou une exposition au soleil afin de garantir l'exactitude des mesures.

Conservez le thermomètre dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Retirez la batterie si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée afin de prolonger sa durée de vie.



Sucette doseuse de médicaments pour bébé

Caractéristiques du produit :

Conception anti-étouffement : la conception à double sortie assure un débit contrôlé, réduisant le risque d'étouffement lors de l'administration de médicaments.

Contrôle précis du dosage : les repères de mesure sur le tube transparent aident les parents à mesurer avec précision la bonne quantité de médicament pour une utilisation sûre.

Mode d'emploi :

Remplissez le réservoir avec la quantité de médicament nécessaire, en utilisant les repères de mesure pour un dosage précis.

Placez délicatement la tétine dans la bouche du bébé, en laissant le médicament s'écouler progressivement.

Appuyez légèrement sur la poire en silicone située au fond pour assurer un écoulement régulier du médicament dans la bouche de bébé.

Sécurité

Veillez à ce que le réservoir soit propre avant de l'utiliser et lavez-le immédiatement après usage.

Ne le stérilisez pas à l'eau chaude ou au micro-ondes. Il est recommandé de le laver à la main avec de l'eau tiède.

Il faut toujours administrer les médicaments sous la surveillance d'un adulte pour garantir la sécurité du bébé. Inspectez régulièrement le réservoir pour vérifier qu'il n'est pas endommagé ou qu'il ne présente pas de fuites avant de l'utiliser.



Cintura anti-coliche gassose per neonati

Caratteristiche del prodotto:

La cintura anti-coliche gassose per neonati agisce tramite il pacchetto di gel riscaldato che esercita una calda compressione sull'addome del bambino, attenuando il fastidio delle coliche, favorendo la naturale fuoriuscita del gas e generando un piacevole tepore.

Modalità d'uso:

Calda compressione: posizionare il pacchetto di gel nel microonde e scaldare per 15 secondi a temperatura media. Dopo la fase di riscaldamento, estrarre il pacchetto di gel e strofinarlo tra le mani per distribuire uniformemente il calore.

Inserire il pacchetto di gel adeguatamente riscaldato nell'apposita tasca della cintura anti-coliche gassose.

Avvolgere con delicatezza la cintura anti-coliche gassose attorno alla vita del bambino, controllando che aderisca in modo confortevole, senza stringere.

Sicurezza

Controllo della temperatura: controllare che il pacchetto di gel sia caldo ma non bollente, evitando così di ustionare la pelle delicata del neonato.

Tempo di utilizzo: limitare ogni sessione a non oltre 20 minuti per evitare eventuali fastidi dovuti all'esposizione prolungata al calore.

Controlli regolari: ispezionare con regolarità il pacchetto di gel per individuare eventuali danni o perdite evitando così il contatto con la pelle del bambino.

Supervisione di un adulto: utilizzare sempre il prodotto sotto la supervisione di un adulto a protezione della sicurezza e del comfort del bambino.

Conservazione: dopo l'uso, conservare il pacchetto di gel in un luogo fresco e asciutto, evitando l'irraggiamento solare diretto o calore elevato.



Termometro digitale

Caratteristiche del prodotto:

Questo termometro digitale misura con precisione la temperatura corporea per via orale, ascellare o rettale. Il display LCD è facile da leggere e la funzione di spegnimento automatico preserva la durata della batteria.

Modalità d'uso:

Accensione: premere il pulsante di alimentazione; il termometro emette un bip e inizia a misurare.

Misurazione:

Misurazione orale: posizionare il termometro sotto la lingua. Il tempo approssimativo per la misurazione è 1 minuto.

Misurazione ascellare: posizionare il termometro sotto l'ascella. Il tempo approssimativo per la misurazione è 5 minuti.

Misurazione rettale: applicare del lubrificante solubile in acqua sulla punta del termometro e inserirla delicatamente nel retto. Il tempo approssimativo per la misurazione è 1 minuto.

Lettura: dopo il bip, sullo schermo viene visualizzato il valore della temperatura finale.

Spegnimento: premere di nuovo il pulsante per spegnerlo, in alternativa il termometro si spegne automaticamente dopo 8 minuti.

Note importanti

pulire la punta del termometro con alcol al 75% prima di ogni utilizzo.

Non immergere il termometro completamente in acqua per evitare di danneggiarlo.

Per ottenere valori accurati, evitare di misurare la temperatura subito dopo esercizio intenso, il bagno o l'esposizione al sole.

Conservare il termometro in un luogo asciutto e fresco, evitando l'irraggiamento solare diretto.

Togliere la batteria dal dispositivo se non utilizzato per un determinato periodo per prolungarne la durata.



Ciuccio dispenser per medicinali

Caratteristiche del prodotto:

Anti-soffocamento: l'uscita doppia garantisce una velocità di flusso controllata riducendo il rischio di soffocamento durante la somministrazione dei medicinali.

Regolazione precisa del dosaggio: i segni di misura sul tubicino trasparente servono ai genitori per misurare con precisione la quantità corretta di medicinale per garantire un utilizzo sicuro.

Modalità d'uso:

Riempire l'alimentatore con la quantità richiesta di medicinale, utilizzando i segni di misurazione per assicurare il dosaggio preciso.

Posizionare con delicatezza il ciuccio nella bocca del bambino, consentendo alla medicina di defluire gradualmente.

Premere delicatamente il bulbo in silicone nella parte inferiore per favorire un flusso uniforme del medicinale nella bocca del bambino.

Sicurezza

Prima dell'uso controllare che l'alimentatore sia pulito e lavarlo immediatamente subito dopo l'uso.

Non sterilizzare con acqua calda o nel microonde. Si consiglia di lavarlo a mano con acqua tiepida.

Somministrare il medicinale sempre sotto la supervisione di un adulto per garantire la sicurezza del bambino.

Prima dell'uso, controllare con regolarità l'alimentatore per individuare eventuali danni o perdite.



Almohadilla para aliviar los gases del bebé

Características del producto:

La almohadilla para aliviar los gases utiliza un paquete de gel calentado para aplicar una compresa caliente en el abdomen del bebé, ayudando a aliviar las molestias causadas por los gases, favoreciendo su liberación natural y proporcionando un calor reconfortante.

Modo de uso:

Para la compresa caliente: coloca la compresa de gel en el microondas y caliéntala durante 15 segundos a potencia media.

Después de calentarla, saca la bolsa de gel y frótala en las manos para distribuir uniformemente el calor.

Introduce la bolsa de gel calentada correctamente en el bolsillo designado de la almohadilla para aliviar los gases.

Coloca con cuidado el cinturón alrededor de la cintura del bebé, asegurándote de que quede cómodamente ajustado pero no demasiado apretado.

Seguridad

Control de la temperatura: asegúrate de que la bolsa de gel esté templada, no caliente, para evitar quemar la delicada piel del bebé.

Tiempo de uso: limita cada sesión a no más de 20 minutos para evitar las molestias derivadas de una exposición prolongada al calor.

Comprobaciones periódicas: inspecciona regularmente el envase de gel para detectar cualquier daño o fuga y evitar que entre en contacto con la piel del bebé.

Supervisión de un adulto: utiliza el producto siempre bajo la supervisión de un adulto para garantizar la seguridad y el bienestar del bebé.

Almacenamiento: tras su uso, guarda la bolsa de gel en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa o del calor intenso.



Termómetro digital

Características del producto:

Este termómetro digital mide con precisión la temperatura corporal por vía oral, axilar o rectal. La pantalla LCD proporciona lecturas claras y la función de apagado automático conserva la duración de la pila.

Modo de uso:

Encendido: pulsa el botón de encendido; y el termómetro emitirá un pitido y empezará a medir.

Medición:

Medición oral: coloca el termómetro debajo de la lengua. El tiempo de medición aproximado es de 1 minuto.

Medición axilar: coloca el termómetro debajo de la axila. El tiempo de medición aproximado es de 5 minutos.

Medición rectal: aplica lubricante hidrosoluble a la sonda e introdúcela suavemente en el recto. El tiempo de medición aproximado es de 1 minuto.

Lectura: tras el pitido, se mostrará en la pantalla la lectura final de la temperatura.

Apagado: pulsa de nuevo el botón de encendido para apagar el termómetro. El dispositivo se apagará automáticamente transcurrido unos 8 minutos.

Notas importantes

Limpia la sonda con alcohol al 75 % antes y después de cada uso.

No sumerjas el termómetro completamente en agua para evitar daños.

Evita tomar la temperatura inmediatamente después de un ejercicio extenuante, de bañarte o de exponerte al sol para garantizar lecturas precisas.

Guarda el termómetro en un lugar seco y fresco, alejado de la luz solar directa.

Retira la pila si no vas a utilizar el dispositivo durante un periodo prolongado para prolongar su vida útil.



Chupete medicinal para bebé

Características del producto:

Diseño antiasfixia: el diseño de doble salida garantiza un caudal controlado, reduciendo el riesgo de asfixia durante la administración de la medicación.

Control preciso de la dosis: las marcas de medición del tubo transparente ayudan a los padres a medir con precisión la cantidad correcta de medicamento para un uso seguro.

Modo de uso:

Llena el alimentador con la cantidad necesaria de medicamento utilizando las marcas de medida para una dosificación precisa.

Coloca suavemente la tetina en la boca del bebé dejando que el medicamento fluya gradualmente.

Presiona ligeramente la pera de silicona de la parte inferior para que el medicamento fluya suavemente hacia la boca del bebé.

Seguridad

Asegúrate de que el alimentador está limpio antes de utilizarlo y lávalo inmediatamente después de usarlo.

No esterilices con agua caliente ni en el microondas. Se recomienda lavar a mano con agua templada.

Administra siempre el medicamento bajo la supervisión de un adulto para garantizar la seguridad del bebé.

Inspecciona periódicamente el alimentador antes de utilizarlo para detectar posibles daños o fugas.

CUSTOMER SERVICE

Warranty

12-Month Limited Warranty

support@momcozy.com

Manufactured for Hong Kong Lute Technology Co., Limited
Address: Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hongkong

Product Name: ELITE BABY KIT

Model Number: CK19

Email: support@momcozy.com



Warning-The product must be operated by adult.

MADE IN CHINA



 @momcozy

 @momcozy

 @momcozy

 @momcozy

 @momcozyofficial

www.momcozy.com