



NUFACE®

USER MANUAL

ENSURE YOUR BEST RESULTS!

GUIDE D'UTILISATION

OBTENEZ LES MEILLEURS RÉSULTATS!

MANUAL DEL USUARIO

OBTENGA LOS MEJORES RESULTADOS

BEDIENUNGSANLEITUNG

ERZIELEN SIE OPTIMALE ERGEBNISSE!

使用说明书

获得更佳的护理效果!

사용설명서

최상의 결과를 보장합니다!

LINE SMOOTHING DEVICE

APPAREIL LISSANT / DISPOSITIVO DE

ALISAMIENTO DE LÍNEAS FINAS DE

EXPRESIÓN / FALTENGLÄTTER /

淡纹美容仪 / 스킨 스무딩 기기

TABLE OF CONTENTS
SOMMAIRE
TABLA DE CONTENIDOS
INHALTSVERZEICHNIS
目次
목차

Getting to Know Your Device	2 - 3
Se familiariser avec l'appareil	2 - 3
Conociendo su dispositivo	2 - 3
Ihr Gerät	2 - 3
仪器概述	2 - 3
기기에 대해 알아보기	2 - 3
English	4 - 9
Français	10 - 16
Español	17 - 23
Deutsch	24 - 30
中文	31 - 35
한국어	36 - 41
General Specifications	42 - 43
Informations générales	42 - 43
Especificaciones generales	42 - 43
Allgemeine Gerätespezifikationen	42 - 43
规格	42 - 43
기 기 일 반 사 양	42 - 43

NÜFACE® FIX



GETTING TO KNOW YOUR DEVICE SE FAMILIARISER AVEC L'APPAREIL CONOCIENDO SU DISPOSITIVO

IHR GERÄT

仪器概述

기기에 대해 알아보기

1) Spheres (Electrodes)

Sphères (électrodes)
Esferas (Electrodes)
Kugeln (Elektroden)
护理头
구체(전극)

2) White LED Power Light

Voyant d'alimentation DEL blanc
Luz blanca LED de potencia
Weißes Statuslicht
白色 LED 指示灯
백색 LED 전원 표시등

3) Dual Function Power Button: Turns The Device On/Off

Bouton d'alimentation à double fonction : March/Arrêt + Contrôle d'intensité haut/bas
Botón doble función: Enciende/Apaga el dispositivo
Ein-/Ausschalttaste
开 / 关按钮
전원 온/오프 버튼

4) Energizing Hum Indicates The Device Is On (Not Shown)

Energizing Hum Indicates The Device Is On (Not Shown)
4)Zumbido energizante que indica que el dispositivo está encendido (no se muestra)
Betriebsgeräusch (Brummen, nicht dargestellt)
震动声表示仪器已开启 (未显示)
기기에서 느껴지는 진동은 기기가 켜져 있음을 나타냅니다 (표시되지 않음)

5) Protective Cap

Capuchon protecteur
Cubierta de protección
Schutzkappe
보호 캡
보호 캡

6) NuFACE FIX® Line Smoothing Serum 0.5 fl oz / 15 mL

NuFACE FIX® Sérüm Lissant 0.5 oz / 15 mL
Serum NuFACE Line Smoothing FIX 0.5 fl oz / 15 mL
NuFACE Faltenglättendes, Fixierendes Serum 0.5 oz / 15 mL
NuFACE FIX® 淡纹精华 0.5 oz / 15 mL
NuFACE FIX® 세럼 0.25 oz / 7.4 mL

7) Micro USB Cable (Not Shown)

Câble micro USB
Cable micro USB
Micro-USB-Kabel
Micro-USB 连接线 (未显示)
마이크로 USB 케이블



INTENDED USE

The NuFACE FIX® Device is intended for facial skin stimulation and is indicated for over-the-counter cosmetic use.

IMPORTANT INFORMATION

- Use your FIX Device only as described within this User Manual. The risks and dangers of using the FIX Device in any way that does not follow this User Manual might be unknown.
- Your NuFACE FIX® Device has a unique serial number located on the back of the device. Record your serial number and register your device online at www.MuNuFACE.com. A registration link can be found at the bottom of the webpage.

CONTRAINDICATIONS FOR USE

- Do not use this device if you have a history of epilepsy or seizures.
- Do not use if you have had recent surgery or other surgical procedures.
- Do not use if you have an electronic implanted device such as a defibrillator, neurostimulator, pacemaker, or ECG Monitor. If you use a body-worn medical device, such as an insulin pump - consult your healthcare provider.
- Do not use if you have any active cancer or over any suspicious or cancerous lesions.
- Do not use this device if you are pregnant. The safety of electrical stimulation during pregnancy has not been established.
- Do not use on infants or children under the age of 18.

*Consult your healthcare provider if any of the contraindications above apply to you.

⚠ WARNINGS

- If you are under the care of a physician, consult your physician before using this device.
- Apply stimulation only to normal, intact, clean, healthy skin. Do not use over red, swollen, infected, or inflamed areas or skin eruptions, e.g., phlebitis, thrombophlebitis, broken capillaries, varicose veins, etc. or near cancerous or open wounds.
- Do not operate FIX Device in the presence of electronic monitoring equipment (e.g., heart monitors, heart tracing or in close proximity (e.g. 1 m) to shortwave, microwave or electromagnetic therapy equipment as it may cause the medical equipment to malfunction. Such equipment may produce instability in FIX Device output and cause burns at the stimulation site.

Consult your healthcare provider:

- if you experience an adverse reaction from using the device and discontinue use.
- before using the device if you have painful areas.

Do not apply stimulation/use the device:

- across your chest as the introduction of electrical current into the chest may cause rhythmic disturbances to your heart, which could be lethal.
- in the eye area (circular muscle within the orbital rim), on the temples, or crossing over the heart.
- over areas of skin that lack normal sensation or painful areas.
- while bathing or showering.
- when there is a tendency to bleed following acute injury or breaks in bones.

⚠ WARNINGS (CONTINUED)

- while driving, operating machinery, or during any activity in which uncontrollable muscle twitching may put the user or the public at unnecessary risk of injury.
- at extreme temperatures.
- if it's not functioning properly due to damage caused by dropping or accidental submersion in water.

Discontinue use:

- if you suspect the device to be malfunctioning, or not operating properly please contact NuFACE.
- Never drop or insert any object into any openings on the device.
- Keep all electrical appliances (including the FIX Device and any NuFACE device) away from water (including baths, showers, and sinks).
- If the device begins to overheat, turn the device OFF immediately.
- Use of accessories, transducers and cables other than those specified, except for transducers and cables sold by the manufacturer of the FIX Device as replacement parts for internal components, may result in increased emissions or decreased immunity of the system.
- Keep this device out of the reach of children and pets.
- Use of controls or adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein, may result in injury.
- Do not disassemble the device as this may cause damage, malfunction, electrical shock, fire, or injury. There are no user-serviceable parts inside. **Note: Disassembly voids the warranty.**

PRECAUTIONS

The NuFACE FIX® Device is designed for cosmetic use only and for individuals in good health. If this is not the case for you, please consult your healthcare provider before use.

- The long-term effects of transcutaneous electrical stimulators are unknown.
- If you have suspected or diagnosed heart disease, you should follow precautions recommended by your healthcare provider.
- Some users may experience skin irritation or hypersensitivity due to the electrical stimulation or Microcurrent Activator. Irritation can usually be reduced by using an alternate NuFACE Microcurrent Activator.
- Skin irritation and burns beneath the electrodes have been reported with the use of other powered muscle stimulators. If you experience skin irritation or burning, discontinue use immediately.
- If using the FIX Device causes persistent pain or discomfort, discontinue use immediately.
- A slight tingling sensation may occur while using the FIX Device. If you feel the current, apply more NuFACE Microcurrent Activator. Lowering the intensity may reduce or eliminate this sensation.
- There may be a perception of flashing lights during the use of your FIX Device, resulting from the stimulation of your optic nerve. If you notice this condition constantly without the use of your device, consult your healthcare provider.
- The battery of the device is not removable by the user. If the device is to be disposed of do not put into a fire. Dispose of the device per local regulations.
- Inspect the device and do not use the device if you see any signs of internal battery leaks.





PRECAUTIONS (CONTINUED)

- The FIX Device is intended to be stored and used at room temperature. Do not store FIX Device in the sun or on a hot surface. High temperatures may be damaging. The device should be operated, transported and stored in the manner specified in this manual. Failure to use and maintain the device in accordance with the instructions outlined in this manual will void the warranty.
- Only use the Micro USB Cable provided with your FIX Device.

The NuFACE FIX® Device is intended for cosmetic use on the face as described. Any consequence resulting from misuse, application to other parts of the body or face, connection to improper voltage sources, dirty spheres, expired or non-NuFACE conductive alternative, or any other improper application is neither the responsibility of NuFACE nor its affiliates.

BEFORE USING YOUR DEVICE

1) Remove your FIX Device and Micro USB cable from the box.

2) Connect your FIX Device to a USB outlet to begin charging, safely away from any source of water, on a table or countertop. A single short pulse will occur when the device is properly connected. The white LED light will blink, showing that your FIX Device is charging. The light will stay illuminated when device is fully charged.

Note: The FIX Device cannot be used while plugged in and will not turn ON while charging.

3) **Important: Charge your FIX Device for 4 hours before the first use.** The white LED light flashes to indicate that the beauty device is charging. When charging is complete, the white light will light up continuously.

4) **Important: Test your skin to make sure you are not sensitive to the NuFACE Microcurrent Activator.** To do so, rub a dime-sized amount of Microcurrent Activator on your forearm and leave for 15-30 minutes before washing it off. If an allergic reaction (rash, redness, etc) develops, immediately contact NuFACE for recommendations on alternative NuFACE formulas. You should not initiate treatment with the FIX Device until your reaction to the Microcurrent Activator has been resolved.

5) When your FIX Device is ON it will emit an energizing hum and the white LEDs will illuminate.

Note: There is only one intensity level to the device.

6) **Important: Always ensure that the two (2) spheres remain in direct contact with the skin.** Avoid pulling or stretching the skin during treatment.

7) The FIX Device energizing hum will emit 3 rapid pulses during treatment when the battery needs recharging.

Note: The FIX Device will NOT contract the muscles. The current is soft, soothing, and mild when used correctly.

DEVICE FEEDBACK — INDICATES

- | | |
|----------------------|--|
| 3 Rapid Pulses ————— | Low Battery. Need to charge device. |
| 2 Long Pulses ————— | Device is charging. |
| 1 Long Pulse ————— | Device is still attached to charger. |
| | Disconnect in order to turn device ON. |

NUFACE MICROCURRENT ACTIVATOR


The essential first step to your microcurrent treatment to ensure optimal results. **Important:** Always apply Microcurrent Activator when using the FIX Device. Refer to packaging for use by date.

TREATMENT AREAS

The FIX Device is designed to smooth, and tighten the appearance of fine lines & wrinkles around the eyes, lips and forehead. Follow instructions below for best results, and refer to your Quick Start for more detailed images.

TREATMENT TECHNIQUES

Ensuring that both spheres are in contact with the skin, apply light to medium pressure while using the FIX Device feathering technique. This quick erasing motion delivers bursts of NuFACE® microcurrent energy to help firm, smooth and tighten skin.



HOW TO USE YOUR FIX DEVICE

Get ready to Firm, Smooth and Tighten.

The instructions below are designed to provide the most effective results when followed correctly.

1) Cleanse your face with an oil-free cleanser. Men should shave before treatment — facial hair can interfere with the conductivity of the spheres. **Note: Any cream, lotion, self tanner, and/or oil-based products on the skin can block the microcurrent.**

2) **Important: Apply a mask-like layer of the NuFACE Microcurrent Activator section-by-section as you treat.**

Note: Always apply a NuFACE Microcurrent Activator when using your FIX Device. Reapply if skin becomes dry during treatment to avoid any uncomfortable sensations.

3) Unplug the Micro USB Cable from your FIX Device and turn it ON by pressing the ON/OFF button; the white LEDs will illuminate and the energizing hum will begin when the device is ON.

4) Begin treatment by using the recommended technique shown. Refer to your Quick Start Guide for additional illustrations.

5) You can treat one or more treatment areas for the full 3-minute cycle. After treatment is complete, tap remaining NuFACE Microcurrent Activator into skin.

6) Turn OFF the FIX Device after treatment. See the "CLEANING" section for proper cleaning instructions.

Your FIX Device will automatically turn OFF after 3 minutes.

TREATMENT FREQUENCY

The FIX Device may be used up to 2 times a day per treatment area, 5 days a week.

Can be used as the finishing step to your NuFACE Trinity or Mini treatment.

RESULTS

Results may vary based on skin type and skin condition. Best results are achieved with regular use.

CARING FOR YOUR FIX DEVICE

Cleaning: Slightly dampen a soft, lint-free cloth with water or rubbing alcohol to clean your device after every treatment. **Do not immerse device in water at any time.**

Charging: Before first use, charge your FIX Device for 4 hours. After being fully charged, the device shall operate for up to 40 full 3-minute treatment cycles.

Battery Care: For ideal battery life, charge your FIX Device when the low battery indicator begins (3 rapid pulses during treatment). Note: The rechargeable battery of the FIX Device is not removable by the user. Use caution prior to using the device if it has been stored or not used for an extended period of time. Inspect the device and do not use it if there are any signs of internal battery leaks.

Important: If the device is to be disposed of, do not put into a fire. Dispose of the device and its batteries per local regulations.

Troubleshooting: If your FIX Device is not turning ON, plug it in and recharge device for 4 hours. If your device is still not working, if you need assistance, if you need to report unexpected events, or if you have any questions; please call NuFACE Client Services at 888-360-9171.

WARRANTY

NuFACE® warrants that all NuFACE® FIX devices are free from manufacture defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of your original purchase. Our obligation under this Warranty is limited to replacement of the product which will not extend the period of your Warranty. This Warranty does not cover damage covered by abuse, improper care, application of harmful chemicals, product that may have been altered in any way, loss of the device and product purchased from an unauthorized seller. NO OTHER WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED, WHETHER OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR OF MERCHANTABILITY OR OF ANY OTHER KIND, SHALL EXIST IN RESPECT TO SUCH PRODUCT.

For Devices Purchased in the US: For more information about your warranty or to initiate a warranty claim and receive a return authorization number, contact our Client Services Team via our website at www.MyNuFACE.com/warranty or by calling (888)360-9171. Must show receipt from an authorized seller as proof of purchase.

For Devices Purchased Outside of the US, International Returns and International Warranties: For all product purchased outside of the United States, warranty and returns are per your place of purchase—spa, retailer or distributor. Please consult your receipt or place of purchase for their return and warranty policy.



Conforms to EN IEC/UL: 60601-1, 60601-1-6, 60601-1-11, 60601-2-10, 60601-1-2, 60601-1-4, 60335-1, 60335-2

SYMBOLS

One or more of the following markings may appear on the FIX Device, User Manual or packaging.



European Conformity



European Representative



Part Number



Refer to Instruction Manual



Manufacturer



Comply with European Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC



Product must be disposed of in accordance with the WEEE directive



Type BF applied part, which is equipment that provides a particular degree of protection against electric shock. Particularly regarding allowable leakage current and of the protective earth connection.



Class II double insulated electrical device



Ingress protection rating: Protected from touch by fingers and objects greater than 12 millimeters. Protected from water spray less than 15 degrees from vertical.



Power On/Off



UTILISATION PRÉVUE

L'appareil NuFACE FIX® est spécialement conçu pour stimuler la peau du visage et convient à l'utilisation cosmétique en vente libre.

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Utilisez l'appareil FIX conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation uniquement. Les risques et dangers associés à l'utilisation de l'appareil FIX d'une manière qui ne respecte pas les instructions de ce manuel sont inconnus.
- Un numéro de série unique est situé au dos de l'appareil NuFACE FIX®. Enregistrez votre numéro de série et votre appareil en ligne sur www.MuNuFACE.com. Un lien pour enregistrer votre appareil se situe en bas de cette page Web.

CONTRE-INDICATIONS D'UTILISATION

- N'utilisez pas cet appareil si vous avez déjà souffert de crises épileptiques ou de convulsions.
- N'utilisez pas cet appareil si vous avez récemment subi une intervention chirurgicale.
- N'utilisez pas cet appareil si vous disposez d'un appareil électronique implanté tel qu'un défibrillateur, un neurostimulateur, un stimulateur cardiaque ou un moniteur ECG. Si vous portez un appareil médical sur votre corps, tel qu'une pompe à insuline, consultez votre professionnel de santé.
- N'utilisez pas cet appareil si vous souffrez d'un cancer et évitez son utilisation sur toute lésion suspecte ou cancéreuse.
- N'utilisez pas cet appareil si vous êtes enceinte. L'absence de risques de la stimulation électrique pendant la grossesse n'a pas été établie.
- N'utilisez pas cet appareil sur des nourrissons ou des enfants de moins de 18 ans.
- *Consultez votre professionnel de santé si l'une des contre-indications ci-dessus s'applique à vous.

⚠ AVERTISSEMENTS

- Si vous êtes suivi par un médecin, consultez-le avant d'utiliser cet appareil.
- Appliquez les stimulations uniquement sur une peau normale, intacte, propre et en santé. N'utilisez pas cet appareil sur toute zone enflée, infectée ou enflammée, ou sur toute éruption cutanée, telle que des phlébites, des thrombophlébites, des capillaires brisés, des varices, etc.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil FIX en présence d'équipement de surveillance électronique (ex. : moniteur cardiaque, tracé du rythme cardiaque) ou à proximité (ex. : à 1 mètre) d'un équipement de thérapie électromagnétique, à ondes courtes ou micro-ondes, car cela pourrait empêcher le bon fonctionnement de l'équipement médical. De tels équipements pourraient créer une instabilité au périphérique de sortie de l'appareil FIX et entraîner des brûlures dans la région stimulée.

Veillez consulter votre prestataire de soins de santé :

- si vous subissez une réaction indésirable lors de l'utilisation de l'appareil, cessez d'utiliser l'appareil.
- avant d'utiliser l'appareil si vous souffrez de douleurs sur certaines zones.

⚠ AVERTISSEMENTS (SUITE)

Ne pas appliquer de stimulation/utiliser l'appareil :

- en travers du thorax, car l'introduction d'un courant électrique sur la poitrine peut provoquer des troubles du rythme cardiaque, qui pourraient être mortels.
- dans la région des yeux (muscle circulaire à l'intérieur du rebord orbitaire), sur les tempes, ou traversant votre cou.
- sur les zones de peau qui sont dénuées de sensibilité normale ou sur les zones douloureuses.
- pendant le bain ou la douche.
- en cas de prédisposition à l'hémorragie suite à une blessure aiguë ou à des fractures osseuses.
- pendant la conduite, l'utilisation de machines ou toute activité dans laquelle des contractions musculaires involontaires peuvent exposer l'utilisateur ou le public à un risque inutile de blessure.
- dans des températures extrêmes.
- si l'appareil ne fonctionne pas correctement en raison de dommages causés par une chute ou une immersion dans l'eau.

Cessez l'utilisation :

- si vous pensez que l'appareil fonctionne mal ou ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter NuFACE.
- Ne laissez jamais tomber l'appareil et n'insérez jamais d'objet dans l'une de ses ouvertures.
- Tenez tous les appareils électriques (y compris l'appareil FIX et tout autre appareil NuFACE) à l'écart de l'eau (notamment des baignoires, des douches et des lavabos).
- Si l'appareil commence à surchauffer, éteignez-le immédiatement.
- L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés, à l'exception des transducteurs et des câbles vendus par le fabricant de l'appareil FIX comme pièces de remplacement pour les composants internes, peut entraîner des émissions accrues ou une protection du système diminuée.
- Conserved cet appareil hors de portée des enfants et des animaux.
- L'utilisation de commandes, réglages ou instructions autres que ceux spécifiés présente un risque de blessures.
- Ne démontez pas l'appareil et l'accessoire, car cela pourrait causer des dommages, des dysfonctionnements, des décharges électriques, un feu ou des blessures. L'accessoire ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. **Remarque : Le fait de démonter l'appareil annule toute garantie.**

PRÉCAUTIONS

- L'appareil NuFACE FIX® est conçu pour un usage cosmétique uniquement et à l'intention de personnes en bonne santé. Si ce n'est pas votre cas, veuillez consulter votre professionnel de santé avant toute utilisation.
- Les effets à long terme des stimulateurs électriques transcutanés sont inconnus.
- Si vous pensez souffrir ou avez été diagnostiqué d'une maladie cardiaque, nous vous conseillons de suivre les recommandations de votre professionnel de santé.
- Certains utilisateurs peuvent ressentir une hypersensibilité ou une irritation de la peau engendrée par les stimulations électriques ou par l'actuateur de microcourant. Les irritations peuvent être atténuées en utilisant un autre actuateur de microcourant NuFACE.





PRÉCAUTIONS (SUITE)

- Des irritations cutanées et des brûlures engendrées par les électrodes ont été rapportées suite à l'utilisation d'autres stimulateurs électriques musculaires. Si vous ressentez des sensations de brûlure ou des irritations cutanées, cessez immédiatement l'utilisation.
- Si l'utilisation de l'appareil FIX provoque des douleurs ou un inconfort persistants, cessez immédiatement l'utilisation.
- Une légère sensation de picotement peut apparaître suite à l'utilisation de l'appareil FIX. Si vous sentez le courant, appliquez plus d'activateur de microcourant NuFACE. Une diminution de l'intensité peut réduire ou éliminer cette sensation.
- Lors de l'utilisation de l'appareil FIX, vous pourriez être amené à percevoir une lumière clignotante en raison de la stimulation de votre nerf optique. Si ce phénomène se reproduit constamment, même lorsque vous n'utilisez plus l'appareil, consultez votre professionnel de santé.
- La batterie de l'appareil ne peut pas être retirée par l'utilisateur. Si vous devez vous débarrasser de l'appareil, ne le jetez pas dans un feu. Jetez l'appareil conformément aux réglementations locales.
- Examinez l'appareil et ne l'utilisez pas si vous remarquez un quelconque signe de fuite de la batterie interne.
- L'appareil FIX est prévu pour être rangé et utilisé dans une pièce à température ambiante. Ne rangez pas l'appareil FIX dans un endroit exposé au soleil ou sur une surface chaude. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil. L'appareil doit être utilisé, transporté et rangé de la façon indiquée dans ce manuel d'utilisation. Une utilisation et un entretien de l'appareil non conformes aux instructions de ce manuel d'utilisation entraîneront l'annulation de la garantie.
- Utilisez uniquement le câble micro USB fourni avec votre appareil FIX.

L'appareil lissant NuFACE FIX® est conçu à des fins cosmétiques pour être utilisé sur le visage, tel que décrit. NuFACE et ses affiliés ne peuvent être tenus responsables d'aucune conséquence résultant d'une mauvaise utilisation, d'une application à d'autres parties du corps ou du visage, d'une connexion à des sources de tension inappropriées, de sphères souillées, d'une solution conductrice alternative périmée ou n'appartenant pas à NuFACE, ou toute autre application inappropriée.

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

- Retirez l'appareil FIX et le câble micro USB de la boîte.
- Connecter l'appareil FIX à une sortie USB pour commencer à le charger, sur une table ou un comptoir, à l'écart de toute source d'eau. L'appareil émet une courte pulsation lorsqu'il est correctement branché. La lumière DEL blanche clignote pour indiquer que l'appareil FIX est en cours de chargement. Lorsque l'appareil est entièrement chargé, la lumière reste allumée.
Remarque : L'appareil FIX ne peut être utilisé en cours de charge et ne s'allume pas pendant son chargement.
- Important : Chargez l'appareil pendant 4 heures avant la première utilisation.** Pour indiquer que l'appareil FIX est en cours de chargement, une lumière DEL blanche clignote. Lorsque l'appareil FIX est entièrement rechargé, la lumière reste allumée.

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL (SUITE)

- Important : Faites un test cutané pour vous assurer que vous ne faites pas de réaction à l'activateur de microcourant NuFACE.** Pour ce faire, appliquez une quantité de l'activateur de microcourant de la taille d'une pièce de dix cents sur votre avant-bras et laissez-le reposer pendant 15 à 30 minutes avant de le rincer. Si une réaction allergique (éruption cutanée, rougeur, etc.) se développe, veuillez contacter immédiatement NuFACE pour obtenir des recommandations de formules NuFACE alternatives. Ne commencez pas le traitement avec l'appareil NuFACE FIX® tant que votre problème de réaction allergique au gel préparateur n'a pas été résolu.
- Lorsque l'appareil FIX est allumé, il émet un bourdonnement émergent et la DEL blanche s'éclaire.
Remarque: L'appareil ne dispose que d'un niveau d'intensité.

- Important : Veillez à ce que les deux (2) sphères restent en contact direct avec la peau.** Évitez d'ôter la peau au cours du traitement.

- Lorsque la batterie a besoin d'être rechargée, le bourdonnement de l'appareil FIX émet 3 brèves pulsations pendant le traitement.
Remarque: L'appareil FIX NE contracte PAS les muscles. Lorsque l'appareil est utilisé correctement, le courant est doux, apaisant et léger.

SON(S) EMIS PAR L'APPAREIL INDIQUE QUE...

- 3 brèves pulsations : Batterie faible. L'appareil doit être rechargé.
- 2 longues pulsations : L'appareil est en charge.
- 1 longue pulsation : L'appareil est toujours branché au chargeur. Déconnectez l'appareil pour l'allumer.

ACTIVATEUR DE MICRO-COURANT NuFACE


Activateur de microcourant NuFACE Le premier pas essentiel à votre traitement par microcourant pour vous garantir des résultats optimaux.
IMPORTANT: Appliquez toujours l'activateur de microcourant avant d'utiliser l'appareil FIX. Se référer à l'emballage pour la date d'expiration.

ZONES DE TRAITEMENT

L'appareil FIX a été conçu pour lisser et raffermir les rides et ridules autour des yeux, des lèvres et du front. Suivez les instructions ci-dessous pour obtenir les meilleurs résultats et rapportez-vous au Guide de démarrage rapide pour des images plus détaillées.

TECHNIQUE DE TRAITEMENT

En vous assurant que les deux sphères sont en contact avec la peau, exercez une pression douce à modérée en appliquant la technique de « l'estompage » de l'appareil FIX. Ce léger mouvement gonflant délivre des poussées d'énergie microcourant NuFACE agissant des effets lissant et raffermissant sur la peau.





COMMENT UTILISER L'APPAREIL FIX

Prête pour une peau lisse et ferme.

Les instructions ci-dessous ont été rédigées pour fournir les résultats les plus efficaces si vous les suivez correctement.

1) Nettoyez votre visage et votre cou avec un produit sans huile. Nous conseillons aux hommes de se raser avant le traitement, car les poils du visage peuvent nuire à la conductivité des sphères. **Remarque:** Les crèmes, lotions, autobronzants et/ou tout autre produit à base d'huile sur la peau peuvent bloquer le microcourant.

2) Important: Appliquez une couche d'activateur de microcourant NuFACE une zone après l'autre lors du traitement. **REMARQUE:** Appliquez toujours activateur de microcourant NuFACE avant d'utiliser l'appareil FIX. Appliquez davantage de produit si la peau devient sèche au cours du traitement afin d'éviter toute sensation d'inconfort.

3) Débranchez le câble micro USB de l'appareil FIX. Allumez l'appareil FIX en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt : les DEL blanches s'éclairent et le bourdonnement démarre alors.

4) Commencez le traitement en utilisant la technique recommandée, comme sur l'illustration. Rapportez-vous à votre guide de démarrage rapide pour des illustrations supplémentaires.

5) Vous pouvez traiter une ou plusieurs zones de traitement à la fois pendant le cycle de 3 minutes. Faites pénétrer le restant de serum NuFACE FIX dans la peau pour encore plus de bienfaits.

6) Voir la section « Prendre soin de son appareil » pour plus d'informations sur le nettoyage. **L'appareil FIX s'éteint automatiquement après 3 minutes pour vous indiquer que le traitement est terminé.**

DURÉE ET FRÉQUENCE DU TRAITEMENT

L'appareil FIX peut être utilisé jusqu'à 2 fois par jour par zone de traitement, 5 jours par semaine.

Peut être utilisé comme étape finale aux traitements Trinity ou Mini de NuFACE.

RÉSULTATS

Les résultats sont susceptibles de varier selon le type et l'état de la peau. Les meilleurs résultats sont obtenus avec une utilisation régulière.

PRENDRE SOIN DE SON APPAREIL FIX

Entretien: Utilisez un chiffon doux et non pelucheux légèrement humidifié avec de l'eau ou de l'alcool à friction pour nettoyer votre appareil après chaque traitement. **N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.**

Chargement: Avant la première utilisation, chargez votre appareil FIX pendant 4 heures. Après avoir été entièrement chargé, l'appareil devrait être opérationnel pour 40 cycles de traitement de 3 minutes.

Soin De La Batterie: Pour optimiser la durée de vie de la batterie, rechargez votre appareil FIX lorsque l'indicateur de batterie faible s'allume (3 brèves pulsations au cours du traitement).

PRENDRE SOIN DE SON APPAREIL FIX (SUITE)

Pour optimiser la durée de vie de la batterie, rechargez votre appareil FIX lorsque l'indicateur de batterie faible s'allume (3 brèves pulsations au cours du traitement).

Remarque : La batterie rechargeable de l'appareil FIX ne peut être retirée par l'utilisateur.

Soyez vigilant lorsque vous utilisez l'appareil après l'avoir entreposé ou après une longue période sans utilisation. Examinez l'appareil et ne l'utilisez pas si vous remarquez un quelconque signe de fuite de la batterie interne.

Important : Si l'appareil doit être mis au rebut, ne le placez pas dans un feu. Jetez l'appareil et ses batteries conformément à la réglementation locale.

Résolution de problèmes: Si l'appareil FIX ne s'allume pas, branchez-le et rechargez-le pendant 4 heures. Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, si vous avez besoin d'aide, si vous devez signaler des effets indésirables ou si vous avez des questions, veuillez appeler le service clients NuFACE au 1-888-360-9171.

GARANTIE

Pour les appareils achetés aux É.-U.: NuFACE® garantit que les appareils et accessoires NuFACE seront exempts de tout défaut de fabrication et de matériaux pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat de l'appareil lissant NuFACE FIX®. Toute usure anormale, immersion et chute ne sont pas couvertes par cette garantie. Celle-ci s'annule si le produit fait l'objet d'un accident, d'une utilisation anormale ou abusive, d'un entretien inapproprié ou d'une réparation inadéquate, d'une modification non autorisée ou de toute autre utilisation non évoquée dans ce manuel. Il est obligatoire de présenter le reçu comme preuve d'achat.

Procédure pour obtenir un remplacement dans le cadre de la garantie: Pour plus d'informations sur votre garantie ou pour demander un remplacement dans le cadre de la garantie et recevoir un numéro d'autorisation de retour, contactez notre équipe du service clientèle via notre site web www.MyNuFACE.com/warranty ou en appelant le 888-360-9171.

Pour les appareils achetés hors des É.-U., retours internationaux et garanties internationales: Tous les retours de produits à l'extérieur des États-Unis se font à votre lieu d'achat : spa, détaillant ou distributeur. Veuillez consulter votre reçu ou votre lieu d'achat pour connaître la politique de retour et de garantie.



Conforme aux normes EN CEI/UL: 60601-1, 60601-1-6, 60601-1-11, 60601-2-10, 60601-1-2, 60601-1-4, 60335-1, 60335-2

SYMBOLES

Une ou plusieurs de ces indications peuvent apparaître sur l'appareil FIX, le manuel d'utilisation ou l'emballage.



SYMBÔLES (SUITE)



Conformité européenne



Représentant européen



Numéro de pièce



Se référer au manuel d'utilisation



Fabricant



Conforme à la directive européenne 2002/95/EC sur la limitation de l'utilisation de substances dangereuses.



Le produit doit être jeté conformément à la directive DEEE.



Pièce appliquée de type BF. Il s'agit d'un dispositif garantissant un certain degré de protection contre une décharge électrique, particulièrement en ce qui a trait aux courants de fuite autorisés et la mise à la terre du conducteur de protection.



Appareil électrique à double isolation de classe II

IP22

Indice de protection : Protection du contact avec les doigts et les objets de plus de 12 millimètres. Protection des pulvérisations d'eau à moins de 15 degrés de la verticale.



Bouton Marche/Arrêt

USO PREVISTO

El dispositivo NuFACE FIX® está indicado como estimulador de la piel del rostro y es de venta libre para uso cosmético.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Utilice su dispositivo FIX solo como se describe en este Manual del usuario. Se desconocen los riesgos y peligros de usar este dispositivo FIX de cualquier manera diferente a la indicada en este Manual del usuario.
- Su dispositivo NuFACE FIX® tiene un número de serie exclusivo localizado en la parte de atrás. Copie su número de serie y registre su dispositivo en línea en www.MjNuFACE.com. Encontrará un enlace de registro en la parte inferior de la página web.

CONTRAINDICACIONES DE USO

- No use este dispositivo si tiene antecedentes de epilepsia o convulsiones.
- No lo use si ha tenido una cirugía reciente u otros procedimientos quirúrgicos.
- No lo use si tiene un dispositivo electrónico implantado, como un desfibrilador, neuroestimulador, marcapasos o monitor de ECG. Si usa un dispositivo médico en el cuerpo, tal como una bomba de insulina, consulte a su médico.
- No lo use si tiene algún cáncer activo o sobre cualquier lesión sospechosa o cancerosa.
- No lo use si está embarazada. No se ha probado la seguridad de la estimulación eléctrica durante el embarazo.
- No lo use en bebés y menores de 18 años.
- Consulte a su médico si se aplica a su caso alguna de las contraindicaciones anteriores



ADVERTENCIAS

- Si está bajo el cuidado de un médico, consúltelo antes de usar este dispositivo
- Aplique estimulación solo a la piel normal, sin lesiones, limpia y saludable. No lo use sobre áreas de piel hinchadas, infectadas, inflamadas o sobre erupciones cutáneas tales como flegmitis, tromboflebitis, capilares rotos, várices, etc., o cerca de heridas cancerosas o abiertas.
- No use el dispositivo FIX en presencia de equipos de monitoreo electrónico tales como monitores cardíacos, electrocardiogramas o a proximidad de ondas cortas (1 m por ej.), microondas o equipos de terapia electromagnéticos ya que puede afectar el funcionamiento de dichos equipos médicos. También pueden producir inestabilidad en el dispositivo FIX y causar quemaduras en el sitio de aplicación.

Consulte con su médico:

- if you experience an adverse reaction from using the device and discontinue use.
- before using the device if you have painful areas.

No aplique estimulación ni use el dispositivo:

- Sobre su pecho, dado que la aplicación de corriente eléctrica en el pecho puede causar alteraciones del ritmo cardíaco, lo cual puede ser letal.
- En la zona de los ojos (músculo circular en el borde de la órbita), en las sienes o cruzando por encima del corazón.
- En las áreas de la piel que no tengan sensibilidad normal o en áreas dolorosas.



⚠ ADVERTENCIAS (CONTINUACIÓN)

- Mientras se ducha o toma un baño de inmersión.
- Si tiene tendencia a sangrar por una herida aguda o huesos propensos a quebrarse.
- Mientras maneja, opera máquinas pesadas o durante toda actividad en que la contracción involuntaria de un músculo pueda exponer al usuario o al público a un riesgo innecesario.
- A temperaturas extremas.
- Si no funciona correctamente debido a daños causados por caídas o inmersión en agua.

Interrumpa su uso:

- Si sospecha que el dispositivo no funciona correctamente, contacte a NuFACE.
- Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura del dispositivo.
- Mantenga todos los electrodomésticos (incluido el dispositivo FIX y cualquier otro dispositivo de NuFACE) lejos del agua (incluidos baños, duchas y lavabos).
- Si el dispositivo comienza a sobrecalentarse, apáguelo inmediatamente.
- El uso de accesorios, transductores y cables distintos a los especificados, con la excepción de los vendidos por el fabricante del dispositivo FIX como piezas de repuesto para componentes internos, puede resultar en un aumento de emisiones o una disminución de la seguridad del sistema.
- Conserve este dispositivo fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- El uso de controles, ajustes o la realización de procedimientos diferentes a los aquí especificados, puede causar daños.
- No desarme el dispositivo ya que esto puede causar averías, mal funcionamiento, descarga eléctrica, incendio o daños. No hay ninguna pieza interior que pueda ser reparada por el usuario. **Nota: el desmontaje anula la garantía.**

PRECAUCIONES

- El dispositivo NuFACE FIX* está diseñado solo para uso cosmético y de personas con buena salud. Si este no es su caso, consulte a su médico antes de usarlo.
- Se desconocen los efectos a largo plazo de los estimuladores eléctricos transcutáneos.
 - Si sospecha o padece una enfermedad cardíaca, debe seguir las recomendaciones de su médico.
 - Algunos usuarios pueden experimentar irritación de la piel o hipersensibilidad debido a la estimulación eléctrica o al Activador de Microcorriente. La irritación generalmente se puede reducir mediante el uso de un medio conductor alternativo de NuFACE.
 - Se ha informado de irritación de la piel y quemaduras debajo de los electrodos con el uso de otros estimuladores eléctricos de los músculos. Si experimenta irritación o ardor en la piel, suspenda su uso inmediatamente.
 - Si la utilización del dispositivo Fix causa dolor o molestias persistentes, suspenda inmediatamente su uso.
 - Puede producirse una leve sensación de hormigueo al usar el dispositivo FIX. Si siente la corriente, aplique más Activador de microcorriente NuFACE. Disminuir la intensidad puede reducir o eliminar esta sensación.
 - Puede percibir luces intermitentes durante el uso de su dispositivo FIX como resultado de la estimulación del nervio óptico. Si nota esta condición de manera constante sin usar el dispositivo, consulte a su médico.

PRECAUCIONES (CONTINUACIÓN)

- La batería del dispositivo no puede ser extraída por el usuario. Si desecha el dispositivo, no lo arroje al fuego. Deseche el dispositivo según las normativas locales.
- Inspeccione el dispositivo y no lo use si observa signos de fugas en la batería interna.
- El dispositivo FIX está diseñado para ser almacenado y utilizado a temperatura ambiente. No lo almacene al sol o sobre una superficie caliente. Las altas temperaturas pueden ser perjudiciales. El dispositivo debe ser operado, transportado y almacenado de la manera especificada en este manual. No usar y no mantener el dispositivo de acuerdo con las instrucciones descritas en este manual anulará la garantía.
- Utilice únicamente el cable micro USB provisto con el dispositivo FIX.

El dispositivo NuFACE FIX* fue diseñado exclusivamente para uso cosmético en el rostro. Cualquier consecuencia resultante de su utilización en otras partes del cuerpo, conexión a una fuente de potencia inadecuada, esferas sucias, activador de microcorriente vencido o de marca diferente a NuFACE o cualquier otra aplicación que no corresponda, no es responsabilidad de NuFACE ni de sus afiliadas.

ANTES DE USAR SU DISPOSITIVO

- 1) Saque el dispositivo FIX y el cable micro USB de la caja.
- 2) Conecte el dispositivo FIX a un USB para empezar a cargarlo. Manténgalo alejado de cualquier fuente de agua, en una mesa o mostrador. Se producirá una breve pulsación cuando se conecte el dispositivo correctamente. El LED blanco brillará para indicar que FIX se está cargando. La luz permanecerá iluminada cuando el dispositivo esté completamente cargado.
Nota: el dispositivo FIX no puede ser utilizado enchufado y no se encenderá mientras está cargando.
- 3) **Importante: antes de usarlo por primera vez, cargue su dispositivo Fix durante 4 horas.** El parpadeo de la luz LED blanca indica que el dispositivo se está cargando. La luz blanca permanecerá encendida cuando el dispositivo esté completamente cargado.
- 4) **Importante: realice una prueba en su piel para asegurarse de que no es sensible al producto NuFACE Microcurrent Activator (Activador de Microcorriente NuFACE).** Para hacerlo, frote una pequeña cantidad del tamaño de una moneda de diez centavos de gel en su antebrazo y déjelo por 15-30 minutos antes de enjuagar. Si se desarrolla una reacción alérgica (erupción cutánea, enrojecimiento, etc.), comuníquese inmediatamente con NuFACE para recibir recomendaciones sobre fórmulas alternativas de NuFACE. No debe iniciar el tratamiento con el dispositivo FIX hasta que su reacción al gel no haya desaparecido.
- 5) Cuando el dispositivo FIX está encendido emite un zumbido energizante y las luces LED blancas se iluminan.
Nota: el dispositivo tiene solo un nivel de intensidad.
- 6) **Importante: asegúrese siempre que las dos (2) esferas permanezcan en contacto directo con la piel.** Evite tirar o estirar la piel durante el tratamiento.





7) El zumbido energizante del dispositivo FIX emitirá 3 pulsos rápidos durante el tratamiento cuando la batería necesite ser recargada.

Nota: El dispositivo FIX NO contrae los músculos.

La corriente es suave y liviana cuando se utiliza correctamente.

RETROALIMENTACIÓN

DEL DISPOSITIVO	INDICA
3 pulsos rápidos	Batería baja, necesita cargar el dispositivo.
2 pulsos largos	El dispositivo está cargando.
1 pulso largo	El dispositivo sigue conectado al cargador.
	Desconéctelo para poder encenderlo.

MICROACTIVADOR DE CORRIENTE NUFACE


Es el primer paso, fundamental para asegurar un óptimo resultado de su tratamiento de microcorriente. **Importante:** siempre aplique el Activador de Microcorriente cuando use el dispositivo FIX. Consulte el empaque para verificar la fecha.

ÁREAS DE TRATAMIENTO

El dispositivo FIX está diseñado para suavizar y contraer la apariencia de las líneas finas y las arrugas alrededor de los ojos, los labios y la frente. Siga las instrucciones para obtener mejores resultados. Consulte la guía de Inicio rápida para ver imágenes detalladas.

TÉCNICAS DE TRATAMIENTO

Asegurándose de que las dos esferas estén en contacto con la piel, aplique una presión ligera a media realizando una técnica de movimiento con el dispositivo FIX similar al ir y venir de una pluma. Este movimiento de borrado emite ráfagas de microcorriente del dispositivo FIX para ayudar a afirmar, suavizar y tensar la piel.



CÓMO USAR SU DISPOSITIVO FIX

Prepárese para reafirmar, suavizar y contraer su piel.

Las instrucciones a continuación están diseñadas para brindar, cuando se siguen correctamente, los resultados más efectivos.

1) Limpie su rostro y cuello con un limpiador sin aceite. Los hombres deben afeitarse antes del tratamiento facial ya que el pelo puede interferir con la conductividad de las esferas. **Nota:** cualquier crema, loción, autobronceador y/o producto a base de aceite en la piel puede bloquear la microcorriente

2) **Importante:** aplique una capa de Activador de Microcorriente NuFACE del espesor de una máscara, sección por sección, a medida que realiza el tratamiento.

Nota: siempre aplique el Activador de Microcorriente NuFACE cuando use el dispositivo FIX. Para evitar sensaciones incómodas, vuelva a reaplicarlo si la piel se seca durante el tratamiento.

CÓMO USAR SU DISPOSITIVO FIX (CONTINUACIÓN)

3) Desenchufe el cable micro USB de su dispositivo FIX y enciéndalo presionando en el botón Encendido/Apagado, las luces LED blancas se iluminarán y se escuchará un zumbido energizante cuando el dispositivo esté encendido.

4) Comience el tratamiento utilizando la técnica recomendada que se muestra. Consulte la Guía rápida de inicio para ilustraciones adicionales.

5) Puede tratar una de las zonas de tratamiento o más durante el ciclo completo de tres minutos. Una vez que haya terminado el tratamiento, reparta el resto de Activador de Microcorriente NuFACE por la piel.

6) Apague el dispositivo FIX después del tratamiento. Para saber cómo limpiarlo correctamente, consulte la sección "LIMPIEZA".

El dispositivo FIX se apagará automáticamente pasados tres minutos.

FRECUENCIA DE TRATAMIENTO

El dispositivo FIX puede ser utilizado hasta 2 veces por día por área de trata-miento, 5 veces a la semana.

Puede utilizarse como etapa final luego de su tratamiento con el NuFACE Trinity o Mini.

RESULTADOS

Los resultados pueden variar según el tipo y condición de la piel. Los mejores resultados se consiguen con el uso regular.

CUIDADO DE SU DISPOSITIVO FIX

Limpieza: Use un paño suave, sin pelusa y ligeramente humedecido con agua o alcohol para limpiar su dispositivo después de cada tratamiento. **Nunca sumerja el dispositivo en agua.**

Carga: Antes de utilizarlo por primera vez, cargue su dispositivo FIX durante 4 horas. Una vez esté completamente cargado, el dispositivo funcionará durante cuarenta ciclos de tratamiento de tres minutos completos.

Cuidado de la batería: Para optimizar la vida útil de la batería, cargue su dispositivo FIX cuando escuche el indicador de batería baja (3 pulsos rápidos durante el tratamiento).

Nota: la batería recargable del dispositivo FIX no puede ser quitada por el usuario. Tenga cuidado antes de usar el dispositivo si se ha almacenado o no se ha utilizado durante un período prolongado de tiempo. Inspeccione el dispositivo y no lo use si observa signos de fugas internas de la batería.

Importante: Si va a **desenchufar el dispositivo, no lo arroje al fuego.** Deseche el dispositivo y sus baterías siguiendo las regulaciones locales.

Solución de problemas: Si su dispositivo FIX no se enciende, enchúfelo y cárguelo por 4 horas. Si su dispositivo sigue sin funcionar, necesita ayuda o informar sobre eventos inesperados o si tiene alguna pregunta; por favor llame al Servicio al cliente de NuFACE al 888-360-9171.

GARANTÍA

NuFACE® garantiza que ninguno de los dispositivos y accesorios NuFACE FIX® tiene defectos de fabricación en materiales ni en calidad durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Nuestra obligación con esta Garantía se limita a sustituir el producto que no ampliará el periodo de su Garantía. Esta Garantía no cubre el daño cubierto por abuso, uso inadecuado, aplicación de químicos dañinos, productos que hayan podido ser alterados de cualquier forma, pérdida del dispositivo o producto comprado de un vendedor no autorizado. NO EXISTIRÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, YA SEA DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO O DE COMERCIABILIDAD O DE CUALQUIER OTRO TIPO, CON RESPECTO A DICHO PRODUCTO.

Para dispositivos comprados en EE. UU.: Para recibir más información sobre su garantía o para iniciar una reclamación de garantía y recibir un número de autorización de devolución, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente a través de nuestro sitio web en www.MyNuFACE.com/warranty o llamando al 888-360-9171. Debe mostrar el recibo de un vendedor autorizado como prueba de compra.

Para los dispositivos comprados fuera de EE.UU., devoluciones internacionales y garantías internacionales: Para todos los productos comprados fuera de los Estados Unidos, la garantía y las devoluciones se harán en base a su lugar de compra: spa, minorista o distribuidor. Por favor, consulte el recibo o el lugar de compra para conocer su política de devolución y garantía.



Conforme a EN IEC/UL: 60601-1, 60601-1-6, 60601-1-11, 60601-2-10, 60601-1-2, 60601-1-4, 60335-1, 60335-2

SÍMBOLOS

Una o más de las siguientes marcas pueden aparecer en el dispositivo FIX, el Manual del usuario o el empaque.



Conformidad europea



Representante europeo



Número de parte



Consulte el Manual de instrucciones



Fabricante



Cumple con la Directiva Europea de Restricción de Sustancias Peligrosas 2002/95/EC



Este producto debe ser desechado acorde con las directivas WEEE.



Parte aplicada Tipo BF, equipamiento que ofrece un grado particular de protección contra las descargas eléctricas y particularmente respecto a las corrientes de fugas y a la protección de la conexión a tierra.



Dispositivo eléctrico con doble aislación Clase II

IP22

Grado de protección IP 22: protegido del contacto con los dedos y con objetos mayores que 12 mm. Protegido del aerosol de agua a menos de 15 grados de la vertical.



Encender/Apagar



VERWENDUNGSZWECK

NuFACE FIX® ist für die Stimulation der Gesichtshaut vorgesehen und für die kosmetische Behandlung ohne ärztliche Verschreibung indiziert.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Verwenden Sie Ihr FIX-Gerät ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Bei abweichender Verwendung könnten unbekannte Risiken und Gefahren auftreten.
- NuFACE FIX® ist mit einer Seriennummer auf der Unterseite des Geräts versehen. Notieren Sie sich Ihre Seriennummer und registrieren Sie Ihr Gerät online auf www.MyNuFACE.com. Den Registrierungs-Link finden Sie im unteren Bereich der Webseite.

KONTRAINDIKATIONEN

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie an Epilepsie oder Krampfanfällen leiden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie sich kürzlich einer Operation oder einem chirurgischen Eingriff unterzogen haben.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie ein elektronisches Gerät wie einen Defibrillator, einen Neurostimulator, einen Herzschrittmacher oder einen Herzmonitor implantiert haben. Kontaktieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie ein medizinisches Gerät wie eine Insulinpumpe am Körper tragen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie Krebs oder eine verdächtige oder kanzeröse Läsion haben.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Schwangerschaft. Die Sicherheit von elektrischer Stimulation während der Schwangerschaft ist nicht erwiesen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht bei Kleinkindern und Kindern unter 18 Jahren.
- *Kontaktieren Sie Ihren Arzt, falls eine der oben genannten Kontraindikationen auf Sie zutreffen sollte.

⚠ WARNHINWEISE

- Kontaktieren Sie vor der Verwendung dieses Geräts Ihren Arzt, falls Sie in ärztlicher Behandlung sind.
- Behandeln Sie nur normale, unversehrte, reine und gesunde Haut. Stimulieren Sie keine geschwollenen, infizierten oder entzündeten Stellen oder Hautausschläge, z. B. Phlebitis, Thrombophlebitis, Couperose, Krampfadern usw.
- Verwenden Sie das FIX Gerät nicht in der Nähe von elektronischen Überwachungsgeräten (z. B. Herzmonitoren oder EKG-Geräten) oder in unmittelbarer Nähe (d. h. ca. 1 m) zu Kurzwellen-, Mikrowellen- oder elektromagnetischen Therapiegeräten, da die Funktionsfähigkeit der medizinischen Geräte gestört werden könnte. Darüber hinaus könnten sich diese Geräte auf die Stabilität der Geräteleitung Ihres FIX Geräts auswirken und Verbrennungen im Behandlungsbereich hervorrufen.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt:

- wenn Sie während oder nach der Anwendung des Geräts andauernde Kopfschmerzen und/oder Schmerzen verspüren, und stellen Sie die Verwendung ein.
- vor der Anwendung des Geräts, wenn Sie schmerzhaft Hautstellen besitzen.

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- im Brustbereich, da die Behandlung mit elektrischem Strom im Brustbereich zu Herzrhythmusstörungen führen kann, die tödlich sein können.

⚠ WARNHINWEISE (CONTINUED)

- im Bereich der Augen (ringförmiger Muskel innerhalb des Orbitalrands), an den Schläfen oder über dem Herzen
- an Stellen mit abnormalem Hautempfinden oder schmerzhaften Stellen.
- beim Baden oder Duschen.
- bei Blutungsgefahr nach akuten Verletzungen oder Knochenbrüchen.
- während des Fahrens, beim Bedienen von Maschinen oder bei jeder anderen Tätigkeit, bei der unwillkürliche Muskelkontraktionen den Benutzer oder die Allgemeinheit einem unnötigen Verletzungsrisiko aussetzen können.
- bei extremen Temperaturen.
- wenn das Gerät aufgrund von Schäden, Fallenlassen oder Wasserkontakt nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Stellen Sie die Verwendung ein:

- wenn Sie vermuten, dass das Gerät nicht oder nicht richtig funktioniert. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an NuFACE.
- Führen Sie niemals Gegenstände in eine der Öffnungen des Geräts ein.
- Halten Sie alle elektrischen Geräte (einschließlich des Trinity+ Geräts und aller NuFACE-Geräte) von Wasser fern (einschließlich Baden, Duschen und Waschbecken).
- wenn das Gerät überhitzt. Schalten Sie das Gerät in diesem Fall sofort aus.
- Die Verwendung von nicht spezifiziertem Zubehör, Wandlern und Kabeln, mit Ausnahme der vom Hersteller des FIX Geräts verkauften Wandler und Kabel, kann zu erhöhten Emissionen, verminderter Störfestigkeit des Systems oder zu Verletzungen führen.
- Bewahren Sie dieses Gerät außer Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Die Verwendung von Bedienelementen oder Einstellungen oder die Durchführung von Verfahren, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, kann zu Verletzungen führen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander, da dies zu Schäden, Fehlfunktionen, Stromschlägen, Feuer oder Verletzungen führen kann. Die Geräteteile können nicht vom Benutzer ersetzt oder repariert werden. **Hinweis: Die Garantie erlischt mit dem Auseinandernehmen des Geräts.**

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Der FIX ausschließlich für den kosmetischen Gebrauch und für Personen mit guter Gesundheit bestimmt. Wenn dies nicht auf Sie zutrifft, sollten Sie sich vor der Verwendung an Ihren Arzt wenden.
- Falls Sie an einer Herzkrankheit leiden oder ein Verdacht auf eine solche besteht, sollten Sie die empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen Ihres Arztes befolgen.
 - Durch die elektrische Stimulation oder den Mikrostrom-Aktivator kann es zu Hautreizungen oder Überempfindlichkeit kommen. Diese können für gewöhnlich durch einen alternativen Mikrostrom-Aktivator von NuFACE reduziert werden.
 - Bei anderen Muskelstimulatoren wurden bereits Hautreizungen oder Verbrennungen unter den Elektroden beobachtet. Stellen Sie die Verwendung bei Hautreizungen oder Verbrennungen unverzüglich ein.
 - Stellen Sie die Verwendung des FIX bei Schmerzen oder Unbehagen unverzüglich ein.
 - Während der Anwendung des FIX kann ein leichtes Kribbeln auftreten. Tragen Sie in diesem Fall etwas mehr Mikrostrom-Aktivator auf. Durch Verringerung der Intensität kann das Kribbeln verringert oder verhindert werden.



VORSICHTSMASSNAHMEN (FORTSETZUNG)

- Aufgrund der Stimulation des Sehnervs kann es während der Anwendung des FIX von Blitzlichtern kommen. Sollten Sie diesen Zustand dauerhaft ohne Verwendung des Gerätes bemerken, konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Die Batterie des Geräts kann nicht vom Benutzer entnommen werden. Entsorgung nicht ins Feuer geworfen werden. Entsorgen Sie das Gerät gemäß den lokalen Vorschriften.
- Prüfen Sie das Gerät und sehen Sie von der Verwendung ab, falls Sie Anzeichen für ein Auslaufen der Batterien erkennen sollten.
- Das FIX-Gerät sollte bei Raumtemperatur aufbewahrt und verwendet werden. Legen Sie das FIX-Gerät nicht in die Sonne oder auf eine heiße Oberfläche. Hohe Temperaturen können Schäden verursachen. Das Gerät sollte ausschließlich wie in der-
sem Handbuch angegeben betrieben, transportiert und aufbewahrt werden. Wird das Gerät nicht so bedient oder erwartet, wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben, erlischt die Garantie.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Micro-USB-Kabel.

Der NuFACE FIX®-Faltenglättter wurde ausschließlich für den kosmetischen Gebrauch am Körper, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, entwickelt. Jegliche Folgen aus einem falschen Gebrauch, der Anwendung an anderen Körperstellen oder anderen Gesichtspartien, dem Anschluss an unpassende Spannungsquellen, der Verwendung schmutziger Kugelelektroden oder abgelaufener oder nicht von NuFACE stammender leitender Mittel oder jeglicher anderer fehlerhafter Anwendung fallen nicht unter die Verantwortung von NuFACE oder seinen verbundenen Unternehmen.

VOR DER INBETRIEBNAHME IHRES NEUEN GERÄTS

1) Nehmen Sie Ihr FIX-Gerät und das Micro-USB-Kabel aus der Box.

2) Legen Sie Ihr FIX-Gerät in sicherem Abstand zu Wasserquellen auf einen Tisch oder eine Arbeitsplatte und verbinden Sie es mit einem USB-Anschluss, um den Ladevorgang zu starten. Wenn das Gerät korrekt verbunden ist, entsteht ein einzelner, kurzer Impuls. Das weiße LED-Licht blinkt und zeigt an, dass Ihr FIX-Gerät geladen wird. Wenn das Licht durchgehend leuchtet, ist das Gerät vollständig aufgeladen.
Hinweis: Sie können Ihr FIX-Gerät nicht verwenden, wenn das Gerät mit dem Ladekabel verbunden ist. Während des Ladens ist kein Einschalten möglich.

3) **Wichtig: Laden Sie Ihr FIX-Gerät vor der erstmaligen Verwendung 4 Stunden auf.** Das weiß blinkende LED-Licht zeigt an, dass Ihr FIX aufgeladen wird. Das Gerät ist vollständig geladen, wenn das Licht durchgehend leuchtet.

4) **Wichtig: Testen Sie Ihre Haut, um sicherzustellen, dass Sie nicht empfindlich auf den NuFACE Mikrostrom-Aktivator reagieren.** Tragen Sie dazu eine münzgroße Menge des Mikrostrom-Aktivators auf Ihren Unterarm auf und lassen Sie ihn 15-30 Minuten einwirken, ehe Sie ihn abwaschen. Wenden Sie sich bei allergischen Reaktionen (Hautausschlag, Rötung usw.) sofort an NuFACE, um Empfehlungen für alternative leitende NuFACE-Mittel zu erhalten. Verwenden Sie Ihr Trinity®-Gerät erst, wenn die Reaktion auf den Mikrostrom-Aktivator abgeklungen ist.

5) Im Eingeschalteten Zustand gibt Ihr FIX ein Betriebsgeräusch (Brummen) ab und das weiße LED-Licht leuchtet.
Hinweis: Es gibt nur eine Intensitätsstufe.

6) **Wichtig: Vergewissern Sie sich stets, dass die zwei (2) Kugelelektroden direkten Kontakt mit dem Behandlungsbereich haben.** Vermeiden Sie es, die Haut während der Behandlung zu straffen oder zu ziehen.

7) Während der Behandlung gibt das FIX-Gerät drei schnelle Impulse ab, um anzuzeigen, dass die Batterie aufgeladen werden muss.
Hinweis: Das FIX-Gerät verursacht KEINE Muskelkontraktionen. Die Mikrostromsignale sind bei richtiger Anwendung leicht, sanft und wohltuend.

GERÄTETÖNE — BEDEUTUNG

3 schnelle Impulse	— Niedriger Batteriestand. Gerät muss aufgeladen werden.
2 lange Impulse	— Gerät lädt.
1 langer Impuls	— Das Gerät ist an das Ladekabel angeschlossen. Trennen Sie das Gerät vom Ladekabel, um es einzuschalten.

NUFACE MIKROSTROM-AKTIVATOR


Der wichtige erste Schritt für optimale Ergebnisse nach Ihrer Mikrostrombehandlung: **Wichtig:** Tragen Sie vor der Verwendung des FIX Geräts stets Mikrostromaktivator auf. Mindestens halbtägig bis siehe Packung

BEHANDLUNGSBEREICHE

Das FIX-Gerät glättet und strafft feine Linien & Fältchen im Bereich der Augen, der Lippen und der Stirn. Befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Detaillierte Bilder finden Sie in der Schnellanleitung.

BEHANDLUNGSTECHNIKEN

Vergewissern Sie sich, dass beide Kugeln Kontakt mit der Haut haben und fahren Sie mit dem Gerät unter Anwendung leichten bis mittleren Drucks schnell über die Haut. Durch diese Streichbewegung wird NuFACE Mikrostromenergie freigesetzt, die die Haut wieder fest, glatt und straff wirken lässt.



VERWENDUNG IHRES FIX-GERÄTS

Machen Sie sich zum Festigen, Glätten und Straffen bereit.

Die nachstehenden Anweisungen garantieren bei korrekter Befolgung die effektivsten Ergebnisse.





1) Reinigen Sie Ihr Gesicht mit einem offenen Reiniger. Männer sollten sich vor der Behandlung rasieren – Gesichtsbearbeitung kann die Leitfähigkeit der Kugelelektroden beeinträchtigen. **Bitte beachten Sie:** Creme, Lotion, Selbstbräuner und/oder ölasierte Produkte auf der Haut können den Mikrostrom blockieren.

2) Reinigen Sie Ihr Gesicht mit einem offenen Reiniger.

Hinweis: Tragen Sie vor der Verwendung Ihres Mikrostrom-Gerätes stets einen NuFACE Mikrostrom-Aktivator auf. Tragen Sie das Gel erneut auf, falls die Haut während der Behandlung austrocknen sollte, um ein unangenehmes Gefühl zu vermeiden.

3) Ziehen Sie das Micro-USB-Kabel aus Ihrem FIX-Gerät und schalten Sie es ein, indem Sie den ON/OFF-Knopf betätigen. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchten die weißen LEDs auf und das energetisierende Summen erklingt.

4) Beginnen Sie mit der Behandlung, indem Sie die empfohlene Technik anwenden. Weitere Abbildungen finden Sie in Ihrer Schnellstartanleitung. Sie können einen oder mehrere Behandlungsbereiche über den

5) vollen 3-Minuten-Zyklus hinweg behandeln. Klopfen Sie nach Abschluss der Behandlung den überschüssigen NuFACE Mikrostromaktivator in die Haut ein.

6) Halten Sie das FIX-Gerät nach der Behandlung aus. Siehe Abschnitt „REINIGUNG“ für Anweisungen zur ordnungsgemäßen Reinigung. **Nach 3 Minuten schaltet sich Ihr FIX-Gerät automatisch aus.**

BEHANDLUNGSFREQUENZ

Das FIX-Gerät kann pro Behandlungsbereich an bis zu fünf Tagen in der Woche zweimal täglich verwendet werden. Das Gerät kann auch im Anschluss an die Behandlung mit Ihrem NuFACE Trinity* oder Ihrem NuFACE Mini verwendet werden.

ERGEBNISSE

Die Ergebnisse variieren je nach Hauttyp und Hautzustand. Optimale Resultate erzielen Sie bei einer regelmäßigen Verwendung.

GERÄTEPFLEGE FÜR IHR FIX-GERÄT

Reinigung: Verwenden Sie nach jeder Behandlung einen leicht feuchten, weichen, fusselfreien Lappen mit Wasser oder Reinigungsalkohol, um Ihr Gerät und Ihren Aufsatz zu reinigen. **Tauchen Sie das Gerät und den Aufsatz zu keiner Zeit in Wasser.**

Aufladung: Laden Sie Ihr FIX-Gerät vor dem ersten Gebrauch 4 Stunden lang auf. Nach der vollständigen Aufladung ist das Gerät für bis zu 40 vollständige 3-Minuten-Behandlungszyklen betriebsbereit.

Batteriepflege: Laden Sie Ihr FIX-Gerät auf, sobald das Gerät einen niedrigen Ladestand (3 Schnelle Impulse während der Behandlung) anzeigt, um die Batterielebensdauer zu maximieren. Hinweis: Die wiederaufladbare Batterie des FIX-Geräts kann nicht vom Benutzer entnommen werden. Prüfen Sie das Gerät, wenn es längere Zeit aufbewahrt oder nicht genutzt wurde. Prüfen Sie das Gerät und sehen Sie bei jeglichen Zeichen für ein Auslaufen der Batterie von der Verwendung ab.

GERÄTEPFLEGE (FORTSETZUNG)

Wichtig: Legen Sie das Gerät zur Entsorgung nicht ins Feuer. Entsorgen Sie das Gerät und seine Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften.

Problemlösung: Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Ladekabel und laden Sie es 4 Stunden auf, falls es nicht Eingeschaltet werden kann. Wenn Ihr Gerät noch immer nicht funktioniert, wenn Sie Hilfe benötigen, wenn Sie unerwartete Ereignisse melden möchten oder wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den NuFACE-Kundendienst unter info@mynuface.com oder 888-360-9171.

GARANTIE

NuFACE* gewährleistet für alle NuFACE FIX* Geräte und Aufsätze, dass Ihr Material und Ihre Verarbeitung für einen Zeitraum von ein (1) Jahr ab Ihrem Originalkaufdatum frei von Herstellungsfehlern sind. Unsere Verpflichtung im Rahmen dieser Gewährleistung ist auf den Ersatz des Produkts begrenzt und geht nicht über den Zeitraum des Gewährleistungsanspruchs hinaus. Diese Gewährleistung deckt keine Schäden aufgrund von Missbrauch, unsachgemäßem Umgang und Anwendung schädlicher Chemikalien sowie in jeglicher Weise veränderte Produkte, Geräteverlust und von einem nicht zugelassenen Händler erworbene Produkte ab. ES BESTEHT KEINERLEI EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG EINER EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN ZWECK ODER EINER MARKTGÄNGIGKEIT ODER ANDERWEITIG FÜR EIN SOLCHES PRODUKT.

Für innerhalb der USA erworbene Geräte: Um weitere Informationen über Ihre Gewährleistung zu erhalten oder um eine Gewährleistungsansprüche geltend zu machen und eine Rücksendenummer zu erhalten, wenden Sie sich an unsere Kundenbetreuung unter www.MjNuFACE.com/warranty oder 888-360-9171. Sie müssen eine Quittung eines zugelassenen Händlers als Kaufnachweis vorlegen.

Para los dispositivos comprados fuera de EEUU, devoluciones internacionales y garantías internacionales: Para todos los productos comprados fuera de los Estados Unidos, la garantía y las devoluciones se harán en base a su lugar de compra, spa, minorista o distribuidor. Por favor, consulte el recibo o el lugar de compra para conocer su política de devolución y garantía.



Entspricht EN CEI/UL: 60601-1, 60601-1-6, 60601-1-11, 60601-2-10, 60601-1-2, 60601-1-4, 60335-1, 60335-2

SYMBOLE

Auf dem FIX-Gerät der Bedienungsanleitung oder der Verpackung können Sie gegebenenfalls eines oder mehrere der folgenden Symbole finden.





SYMBOLE (FORTSETZUNG)



Europäische Konformität



Bevollmächtigter EU-Präsentant



Teilenummer



Siehe Bedienungsanleitung



Hersteller



Entspricht der europäischen RoHS-Richtlinie (Restriction of Hazardous Substances) 2002/95/EC



Produktergänzung gemäß der WEEE-Richtlinie erforderlich.



Anwendungsteil Typ FB mit einem bestimmten Schutzniveau vor Stromschlägen. Insbesondere in Bezug auf den zulässigen Ableitstrom und den Schutzleiteranschluss.



Doppelt isoliertes Elektrogerät der Schutzklasse II

IP22

Schutzart: Geschützt gegen Finger und Gegenstände mit Durchmesser > 12 Millimeter. Geschützt gegen Sprühwasser mit weniger als 15 Grad gegen die Vertikale.



Einschalten / Ausschalten

Benutzerhinweise

NuFACE FIX®: Textur美容仪用于面部刺激，针对非处方美容用途。

重要信息

FIX 美容仪的使用请严格按照本《使用说明书》、《使用说明书》所述以外的任何使用方式可能产生的风险和危险无从知晓。我们的每一台 NuFACE FIX® 美容仪均在背部标注了唯一序列号。您可记录下来，登陆官网www.MyNuFACE.com注册登记，注册链接入口在网页底部可见。

使用禁忌

- 有癫痫病史者，请勿使用。
- 近期曾接受外科手术或其他手术者，请勿使用。
- 身体若有电子植入仪器如除颤器、神经刺激器、起搏器或心脏监护仪等电子仪器，请勿使用。若有胰岛素泵等身体医疗辅助器，请在使用前咨询医生。
- 癌症患者或有疑似癌病者，请勿使用。
- 孕妇请勿使用。怀孕期间使用电刺激的安全性尚未确定。
- 婴儿或18周岁以下未成年人请勿使用。
- 如具备上述任何使用禁忌情况，请在使用前咨询医生。

警告

- 如您正在就医，请在使用前咨询医生。
- 仅在正常、无伤口、干净、健康的皮肤上使用。请勿在肿胀、感染、发炎部位、皮疹或皮肤溃烂处使用，如静脉炎、血栓性静脉炎、破裂的毛细血管、静脉曲张处。
- 在有电子监控设备（如心脏监护器、心脏追踪设备）的环境下，或与短波、微波、电磁治疗设备接近（如1米）的环境下，请勿使用 FIX 美容仪。如可能导致医疗设备故障。同时此类设备也可能造成 FIX 美容仪输出电流不稳定，并导致使用部位灼伤。

以下情况，请在使用前咨询医生：

- 如使用美容仪后，有不良反应，请停止使用。
- 如在使用前您有身体部位出现痛感。

以下情况，请勿使用电刺激/仪器：

- 请勿在胸腔部位使用，电流进入胸腔可能会导致心律失常，可能引起致命结果。
- 请勿在眼部（眼眶内的圆形肌肉）、太阳穴或心脏上方部位使用。
- 请在感知不正常或有痛感的皮肤上使用。
- 请勿在洗浴过程中使用。
- 当急性损伤或骨折后身体有出血倾向时，请勿使用。
- 请勿在驾驶、操作机械设备或任何活动期间使用，肌肉收缩可能会导致不必要的变形风险。
- 请勿在极端温度环境下使用。
- 若由于不慎进水导致美容仪故障或运行失常，请勿使用。

以下情况，请停止使用仪器：

- 如果您认为美容仪出现故障或运行失常，请停止使用，并联系用户服务中心。
- 请勿在此美容仪的任何开口处投入或插入任何物品。
- 请确保所有电子设备（包括FIX美容仪和任何NuFACE仪器）远离水源（包括浴缸、淋浴间和水槽）。
- 若美容仪出现过热情况，请立即关机。
- 使用非官方指定的配件、变压器和电源线，除非是FIX美容仪制造商售卖的变压器和电源线，否则可能会导致电流电压输出过大、设备稳定性降低、或者受伤。





警告 (接上页)

- 请将美容仪及其相关配件远离儿童和宠物可接触的地方。
- 不按本说明的仪器操作控制、使用方法步骤,可能会导致受伤。
- 请勿拆解美容仪,否则可能会导致损坏、故障、触电、起火或受伤。

美容仪没有用户可维修的零件。

注:拆解过的美容仪不享有保修服务。

安全注意事项

NuFACE FIX® 淡纹美容仪仅供美容用途使用,针对身体健康状况良好的人群。非上述情况,请在使用前咨询医生的专业意见。

- 经电刺激设备的长期效果尚不明确。
- 如果您疑似或诊断患有心脏病疾病,应遵循医生建议指引。
- 电刺激或电导介质有可能引起部分使用者皮肤受到刺激或出现过敏反应。使用其他替代的NuFACE电导介质可能会有减少不适感。
- 有报道指出其他肌肉刺激仪器会导致皮肤不适和灼伤。如果您有类似情况,请立即停止使用。
- 如果使用FIX美容仪导致持续疼痛或不适,请立即停止使用。
- 使用FIX美容仪时可能会出现轻微的刺激感。减低强度档位可减少或消除刺激感。
- 使用FIX美容仪时可能会由于视神经受到刺激而产生类似闪光感。若在不使用时也不断出现此状况,请咨询医生。
- 仪器的电池不可拆除。请勿将本产品投入火中,应根据当地规定回收或处理。
- 检查美容仪时若发现电池漏液迹象,请勿使用。
- 应在室温条件下储存和使用FIX美容仪。请勿将FIX美容仪置于太阳下或高温表面。高温可能会导致机器损坏。美容仪应按照本说明书规定的方式操作、运输及储存;若不按照本说明书内容,错误使用及保管美容仪,保修政策将作废。
- 仅使用FIX美容仪配备的USB充电线。

NuFACE FIX® 美容仪仅供面部美容用途使用。由于使用、用于其他身体部位、连接电压不当的电源器、使用不干净护理头、使用过期或非NuFACE官方电导介质,或其他任何不当操作所导致的不良后果,NuFACE及其附属主体概不负责。

使用须知

使用仪器前,请遵循以下步骤:

1) 从包装盒中取出FIX美容仪和USB连接线。

2) 连接FIX美容仪与USB连接线进行充电,放置在平面或桌面上,置于远离水源的地方。如果连接正确,美容仪将短暂震动提示1次。白色LED灯闪烁表示美容仪正在充电。充电完毕时,白色灯持续亮起。

注意:FIX美容仪充电时不能使用,也无法开启。

3) **重要:FIX美容仪首次使用前需充电4小时。**白色LED灯闪烁表示美容仪正在充电。充电完毕时,白色灯将持续亮起。

4) **重要:测试皮肤是否对NuFACE电导介质过敏。**将一角硬币大小的电导介质涂抹在您的前臂上停留15-30分钟,然后清洗。如果出现过敏反应(皮疹、发红等),请立即咨询NuFACE客服可替代的其他电导介质。在解决电导介质对皮肤产生的不良反应前,请勿开始使用FIX美容仪。

5) FIX美容仪开启时,会发出轻微的震动响,白色LED灯也会亮起。

注意:FIX美容仪只有一个档位。

使用前须知 (接上页)

6) **重要:始终保持2个护理头与皮肤直接接触。**护理过程中注意避免拉扯皮肤。

7) 护理过程中,如电量不足,FIX美容仪将震动提示3次。

注意:FIX美容仪不会导致肌肉收缩,使用正确时电流柔和、轻微、舒适。

仪器提示

3次快速震动 —— 电量不足,需充电。

2次震动 —— 正在充电。

1次震动 —— 仍在连接电源。
断开电源后才能开启。

NUFACE微电流电导介质

微电流护理的首要步骤,以获得更佳效果。


重要:使用FIX美容仪时,请始终涂抹微电流电导介质。并参阅包装的使用日期。

使用部位

FIX美容仪用于促进平滑、紧致眼周、眉周和前额的细纹和皱纹。参照以下使用指引以达到更佳的使用效果。关于更多详细使用图片请参照《快速使用指南》。

使用手法

将美容仪直接接触到需护理的部位,且用适中力度轻柔快速地滑动。这种轻柔快速和打圈的方法能够帮助NuFACE®微电流传导,从而饱满、抚平和紧致肌肤。



使用步骤

紧致肌肤、淡化细纹

参照以下使用指引且操作正确时可达更佳的处理效果。

1) 使用无油清洁乳清洁面部。男士在使用前应先清理面部胡须汗毛,以免干扰护理头的微电流传导。**注意:任何乳霜、乳液、美黑产品或油性产品都会影响皮肤的微电流传导。**

2) **重要:在需要护理的部位涂抹如面膜厚度的NuFACE微电流电导介质。**

注意:使用FIX美容仪时一定要涂抹NuFACE微电流电导介质。使用过程中,如果皮肤变干,请补涂微电流电导介质,以避免任何不适感。

3) 拔出FIX美容仪上的USB连接线。按下美容仪开/关按钮;美容仪开启时,白色LED提示灯将亮起,并发出轻微的震动响。





使用步骤 (接上页)

4) 按照图示的手法进行护理。请参照《快速使用指南》中的补充说明。

5) 您可以在3分钟护理中护理一个或多个部位。护理结束后, 轻拍剩余的NuFACE FIX®精华, 帮助肌肤吸收护肤成分。

6) 护理结束后, 关闭FIX美容仪。请参照“清洁”一节内容正确清洁仪器。

FIX 美容仪开启3分钟后将自动关闭。

使用频率

每个部位一天最多能使用 FIX 美容仪2次, 每周使用5天。可以作为 NuFACE Trinity 或 Mini 美容仪护理的最后一部。

使用效果

使用效果因肌肤类型和肌肤情况而异。坚持有规律使用, 效果更佳。

仪器保养

清洁: 每次使用后, 请用柔软的无绒布轻微沾水或酒精清洁美容仪。**任何时候均请勿将美容仪浸入水中。**

充电: 首次使用前, 请为FIX美容仪充电4小时。

充满电后, 美容仪大约可以运行40次 (每次3分钟)。

电池保养: 为保证电池的使用寿命, 当 FIX 美容仪提示电量不足时 (3次快速震动), 请为美容仪充电。

注意: FIX 美容仪的电池不建议用户自行拆除。

如果美容仪长时间存放或未使用, 请在使用前多加留意。检查美容仪时若发现任何电池漏液迹象, 请勿使用。

重要: 为了您的安全, 请联系用户服务中心处理废弃仪器和电池。请勿将仪器投入火中, 应根据当地规定回收或处理。

故障排除

如果 FIX 美容仪无法启动, 请给美容仪继续充电 4 个小时。如果您的美容仪仍然无法开启, 或如果您需要帮助和反馈意外事件, 或如果您有任何问题; 请联系 NuFACE 中国客服专线 400-931-6776。

保修

NuFACE® 承诺, 自购买日期起, 有关材质、工艺上的质量问题, NuFACE FIX®美容仪享有一年保修服务。我们在此保修期下的义务仅限于更换产品, 这不会延长您的保修期。保修仅适用于原始购买者, 不得转让。申请保修时, 需出示购买凭证。若本产品因意外、误用、滥用、保管或维修不当、擅自改装或说明书描述以外的其他使用操作而出现问题, 或产品从非授权渠道购买, 不享有保修服务。

符合上述保修政策, 消费者可以申请维修及更换产品。不符合上述保修政策, 因产品的任何暗示保证所引起的任何直接或间接损害, NuFACE概不负责。该保修政策仅适用于该产品型号。

中国以内地区的保修和退换货服务

中国以内地区的保修和退换货服务, 更多详情, 可联系我们的售后服务中心 (400-931-6776), 并出具授权销售渠道的购买凭证。

中国以外地区的保修和退换货服务

中国以外地区的保修和退换货服务应依照当地购买渠道的政策, 如国外的水疗中心、零售店、分销商等。详情请咨询购买凭证单位或购买地点。



符合EN IEC/UL: 60601-1, 60601-1-6, 60601-1-11, 60601-2-10, 60601-1-2, 60601-1-4, 60335-1, 60335-2

标志说明

FIX美容仪使用说明书或包装上可能出现以下一个或多个标志。



欧盟授权代表



零件编号



参考使用说明书



制造商



符合欧洲 RoHS 2002/95/EC 标准



仪器处置需符合 WEEE 标准



BF 型应用部件, 即对电击有特定防护的设备, 特指可允许的漏电流和保护接地连接。



FCC 认证



二类双重绝缘设备



防尘等级2, 防水等级2; IP22: 防止直径大于12mm的固体物体进入产品内; IPX2, 防止当产品在15度倾斜时, 垂直滴雨对产品有不良影响。



开/关





용도

NuFACE FIX* 미세전류를 이용하여 얼굴의 피부를 관리해 주는 미용용 기기입니다.

주요 정보

- 사용 설명서에 기재된 방법대로만 FIX 기기를 사용하십시오. 설명서의 지침을 따르지 않고 FIX 기기를 사용할 때의 위험 요소에 대해서는 알려진 바가 없습니다.
- NuFACE FIX* 기기의 뒷면에 고유의 일련 번호가 있습니다.
- www.MyNuFACE.com 에서 일련 번호를 기재하여 기기를 등록하십시오. 등록 링크는 웹 사이트 하단에 있습니다.

사용 시 주의사항

- 간접 또는 발작 병력이 있는 경우 사용하지 않습니다.
- 최근 수술 또는 기타 외과 치료를 받은 경우 사용하지 않습니다.
- 제동통기, 신경 자극기, 심박 조절기 또는 심전도 모니터와 같은 전자식 이식 장치가 있는 경우 사용하지 않습니다. 인술인 필름과 같은 신체 치료를 의료 기기를 사용하는 경우 담당 전문의와 상의하십시오.
- 암으로 치료를 받고 있거나 암으로 의심되는 병변이 있는 경우 사용하지 않습니다.
- 임신한 경우에는 본 기기를 사용하지 않습니다. 임신 기간 중 전기 자극의 안전성에 대해서는 확실한 바가 없습니다.
- 영유아 또는 18세 미만의 미성년자에게 사용하지 않습니다.
- 위 사항 중 하나라도 해당하는 경우 의사와 상담하십시오.

⚠ 경고

- 치료를 받고 있는 경우 기기 사용 전 전문의와 상담하십시오.
- 정상적이고 손상되지 않았으며 깨끗하고 건강한 피부에만 자극을 가하십시오. 부어올랐거나, 감염되었거나 열감이 있는 부위, 정맥염, 혈전 정맥염, 모세혈관 파열, 정맥류 등의 피부 부진이는 모두 사용하면 사용하지 않습니다.
- 손상 모니터, 심전도 추적기와 같은 전자 모니터링 장비가 있거나, 단상, 극조단파 또는 전자기파 치료 장비가 가까이(예: 1m) 있는 경우 의료기기의 작동동을 유발할 수 있으므로 FIX 장치를 작동하지 않습니다. 위의 장비들은 FIX 기기의 출력을 불 안정하게 만들어 정상적인 사용이 어려워질 수 있고 부상을 초래할 수 있습니다.

다음과 같은 경우 의사와 상담하십시오:

- 기기 사용 후 부작용이 발생한 경우 사용을 중단하고 의사와 상담하십시오.
- 기기 사용 전, 통증을 느끼는 부위가 있는 경우.

다음과 같은 경우 의사를 가거나 기기를 사용하지 않습니다:

- 다음과 진류가 유입되면 심장 박동 장치를 초래하여 치명적인 결과가 발생할 수 있으므로 가슴에 자극을 가하거나 기기를 사용하지 않습니다.
- 눈 주위(안과용의 원형 근육) 근처에는 또는 심장을 가로질러.
- 정상적인 피부 감각이 없거나 통증이 있는 부위에는 사용하지 않습니다.
- 사취나 목록 중 사용하지 않습니다.
- 극심한 부수이나 굴절에 의한 출혈이 있는 경우.
- 운전 중, 기계 작동 중 또는 통제 불가능한 근력 경련으로 인해 사용자 본인 및 대중에게 불필요한 위험을 초래할 수 있는 모든 행위 중에는 기기를 가하지 않습니다.
- 극심한 온도에서 사용하지 않습니다.
- 낙하한 침수 등에 의한 손상으로 기기가 제대로 작동하지 않는 경우.

⚠ 경고 (계속)

다음과 같은 경우 사용을 중단하십시오:

- 기기의 작동으로 기기가 제대로 작동하지 않는 것이 의심되는 경우 NuFACE에 문의하십시오.
- 기기의 통세에 어떠한 물건도 떨어뜨리거나 삽입하지 않습니다.
- 트리니티* 기기 및 기타 NuFACE 기기를 포함한 모든 전기 제품을 욕조, 샤워 및 싱크대와 같이 물이 담을 수 있는 곳에서 멀리 두십시오.
- 기기가 과열되기 시작하면 즉시 전원을 끄십시오.
- 미니+ 기기 제조업체에서 내부 구성 요소의 교체 부품으로 판매하는 변환기 및 케이블을 제외한 부속품, 변환기 및 케이블을 사용할 경우 물결음이 증가하거나 시스템의 내성이 저하되거나 부상을 초래할 수 있습니다.
- 비러들통과 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 여기에 표시되지 않은 제어 또는 조정을 사용하지거나 절차를 수행하는 경우 부상을 초래할 수 있습니다.
- 기기를 분해하지 않습니다. 손상, 오작동, 감전, 화재 또는 부상의 원인이 될 수 있습니다. 기기 내부에는 사용자가 정비할 수 있는 부품이 없습니다. 참고: 본체 시 보음이 무효화됩니다.

주의사항

- NuFACE FIX* 기기는 건강 상태가 양호한 개인의 미용 목적으로 설계된 제품입니다. 이에 해당하지 않는 경우 기기 사용 전 의사와 상담하십시오.
- 피하조직에 가해지는 전기 자극의 장기적인 영향은 알려진 바가 없습니다.
- 심장 질환으로 의심되는 병변이 있거나 진단을 받은 경우 사용 전 전문의와 상담이 필요합니다.
- 사용자에 따라 전기 자극이나 미세전류 활성화에 피부 자극이나 과민성을 유발할 수 있습니다. 일반적으로 다른 NuFACE 미세전류 활성화제를 사용하면 자극이 감소할 수 있습니다.
- 전극 아래의 피부 자극과 화상과 기타 전통 근육 자극기의 사용에서도 보고된 바 있습니다. 피부 자극이나 화상 증상이 있는 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- FIX 기기의 사용이 지속적인 통증 또는 불편을 초래할 경우 즉시 사용을 중단하십시오.
- FIX 기기를 사용하는 동안 시신경 자극으로 인해 빛이 깜빡이는 것처럼 느낄 수 있습니다. 기기를 사용하고 있지 않음에도 위 증상을 지속적으로 느낄 경우, NuFACE 고객센터로 문의 주십시오.
- FIX 기기를 사용하는 동안 시신경 자극으로 인해 빛이 깜빡이는 것처럼 느낄 수 있습니다. 기기를 사용하지 않는 동안에도 이러한 증상이 지속적으로 나타나는 경우 의사와 상담하십시오.
- 기기의 배터리는 사용자가 분리할 수 없습니다. 기기를 폐기해야 할 경우 불 속에 넣지 마십시오. 지역의 규정에 따라 기기를 폐기하십시오.
- 기기를 검사하여 배터리가 누출된 징후가 있는 경우 기기를 사용하지 않습니다.
- FIX 기기는 실온에서 보관 및 사용하도록 설계되었습니다. FIX 기기를 직사광선 아래 또는 뜨거운 표면 위에 방치하지 마십시오. 고온으로 인하여 손상될 수 있습니다. 기기는 본 설명서에 명시된 방법으로 작동, 운반 및 보관되어야 합니다.
- 본 설명서에 명시된 지침에 따라 기기를 사용하고 유지 및 관리하지 않을 경우 보증이 무효화됩니다.
- FIX 기기와 함께 제공되는 마이크로 USB 케이블만 사용하십시오.



주의사항 (계속)

NuFACE FIX* 기기는 안전 이용용으로 제작되었습니다.
NuFACE와 그 계열사는 오용, 신체의 다른 부위에 대한 사용, 잘못된 전압 콘센트 연결, 잘못된 관리로 인하여 발생하는 구제(기기의 피부 접촉면)의 부식 또는 NuFACE에서 제공하는 세면 의의의 화상등 및 기타 잘못된 사용으로 인해 발생한 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.

새로운 기기 사용 전 숙지사항

1) FIX 기기와 마이크로 USB 케이블을 상자에 분리합니다.

2) FIX 기기를 물에서 멀리 떨어진 테이블이나 카운터 위에 올려 놓고 USB 콘센트에 연결하여 충전합니다. 기기가 올바르게 연결되면 단발 펄스가 발생합니다. 흰색 LED 표시등이 깜빡이면서 FIX 기기가 충전 중임을 나타냅니다. 기기가 완전히 충전되면 표시등이 계속 켜져 있습니다.

참고: FIX 기기는 콘센트와 연결된 상태에서 사용할 수 없으며, 충전 중에는 전원 이 켜지지 않습니다.

3) FIX 기기를 USB 콘센트에 연결하여 충전합니다. 기기가 올바르게 연결되면 진 동과 함께 진원버튼의 LED가 완전히 깜빡입니다. 참고: FIX 기기는 콘센트와 연결된 상태에서 사용할 수 없으며, 충전 중에는 전원 이 켜지지 않습니다.

4) 중요: 피부가 NuFACE 미세전류 활성화에 민감하지는 않은지 테스트하여 확인하십시오. 팔뚝에 소량의 미세전류 활성화제를 바르고 15-30분 동안 방치한 후 씻어냅니다. 해당 부위가 붉게 변하거나 발진이나 생기는 등의 알레르기 반응이 나타나는 경우, 즉시 NuFACE에 문의하여 대체 가능한 NuFACE 제품에 대한 정보를 받으십시오. 미세전류 활성화제에 대한 반응이 해결될 때까지 미니+ 기기로 트리트먼트를 시작하지 마십시오.

5) FIX 기기의 전원이 켜져 있을 때는 행형거리는 소리와 함께 흰색 LED 표시 등이 켜집니다.

참고: 이 기기는 강도를 조절할 수 없습니다.

6) 중요: 항상 두 개의 구제가 피부에 직접 닿도록 하십시오. 관리 중에는 피부를 잡 어지지 마십시오.

7) 피부관리 중 배터리 충전이 필요한 경우 FIX 기기는 3회의 빠른 진동을 발 생시킵니다.

참고: FIX 기기는 군속을 수속시키지 않습니다.

기기 효과를 — 의미

3 빠른 진동 — 배터리 부족, 기기 충전 필요

2 긴 진동 — 기기 충전 중

1 긴 진동 — 기기가 아래 충전기에 연결되어 있습니다. 기기를 켜기 위해 연결을 해제하십시오.

NuFACE 미세전류 활성화제

미세전류 관리로 최상의 결과를 얻기 위한 첫 번째 필수 단계입니다.

중요: FIX 기기를 사용할 때는 항상 미세전류 활성화제를 발라주십시오.


패키지에 표시된 사용 지침을 참조하십시오.

사용 부위

FIX 기기는 눈, 입술, 이마 주위의 잔주름과 주름을 매끈하게 정돈하고 피부를 당겨주도록 설계되었습니다. 목 중앙에는 기기를 사용하지 않습니다. 최상의 결과를 얻을 수 있도록 다음의 지침을 준수하십시오.

사용 방법

항상 구제가 피부에 닿도록 하여 FIX 기기 패더링 기법을 사용하는 동안 가볍게 또는 중간 정도의 압력을 가하십시오. 이 빠른 소거 운동은 짧은 시간에 특별한 NuFACE* 미세전류 에너지로 전달하여 피부를 매끈하고 행행하게 당겨줍니다.



FIX 기기 사용 방법

피부를 매끈하고 행행하게 당겨줄 준비를 하세요.

다음의 지침은 사용자가 올바르게 이해하고 준수하였을 때 가장 효과적인 결과를 얻을 수 있도록 작성되었습니다.

1) 오일 프리 클렌징을 사용해 얼굴을 깨끗이 세안하십시오. 남성의 경우 수침이 구제의 전도성을 방해할 수 있으므로 관리를 시작하기 전에 면도를 하십시오. 참고: 피부에 남아 있는 크림, 로션, 선크 테너 및 또는 오일 기반의 제품은

2) 중요: 관리를 하며 부위별로 NuFACE 미세전류 활성화제를 마스크처럼 발라줍니다. 중요: 부위별로 관리 시작 직전 NuFACE 미세전류 활성화제(별도 판매)를 마스크처럼 발라줍니다

3) FIX 기기에서 마이크로 USB 케이블을 분리하고 ON/OFF 버튼을 눌러 기기의 전원을 켭니다. 기기가 켜지면 흰색 LED.

4) 표시된 권장 방법을 사용하여 트리트먼트를 시작합니다. 추가적인 도해 설명은 빠른 시작 가이드를 참조하십시오.

5)전체 3분 동안 하나 이상의 영역의 관리를 할 수 있습니다. 관리를 마친 후 피부에 남은 NuFACE 미세전류 활성화제를 톡톡 두드려줍니다.

6) 관리가 끝나면 FIX 기기의 전원을 끕니다. 올바른 세척 방법은 '세척' 항목을 참조하십시오. FIX 기기는 3분 후 자동으로 전원이 꺼집니다.

사용 주기

FIX 기기는 트리트먼트 영역당 최대 1회 2, 주 5일간 사용할 수 있습니다.

NuFACE Trinity* 또는 미니 트리트먼트의 마무리 단계로 사용할 수 있습니다.

참고: FIX 기기는 전원이 켜지고 3분이 지나면 자동으로 꺼집니다.

결과

결과와 피부 유형과 피부 상태에 따라 달라질 수 있습니다. 규칙적으로 사용하면 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.

기기 관리

관리방법: 부드럽고 보습이 없는 천을 물이나 알코올에 살짝 적신 수 기와 부속품을 닦아줍니다. 제품을 물이나 기타 액체에 절대 담그지 마십시오.





기기 관리 (계속)

충전: 처음 사용하기 전에 FIX 기기를 4시간 동안 충전하십시오. 완전히 충전된 기기는 최대 40회의 3분 트리트먼트에 사용할 수 있습니다.

충전: 배터리의 수명은 이상적으로 유지하기 위해 배터리 부족 표시기가 작동(트리트먼트 도중 3번의 빠른 펄스)하면 FIX 기기를 충전하십시오. 참고: FIX 기기의 충전용 배터리는 사용하지 않아야 합니다. 기기를 장기간 보관했거나 사용하지 않은 경우 다시 사용하기 전에 주의하십시오. 기기를 검사하여 배터리가 누출된 징후가 있는 경우 사용하지 마십시오.

중요: 기기를 폐기해야 할 경우 볼 속에 넣지 마십시오. 지역의 규정에 따라 기기와 배터리를 폐기하십시오.

문제 해결: FIX 기기가 켜지지 않으면 기기를 연결하고 4시간 동안 충전하십시오. 기기가 여전히 작동하지 않을 경우, 도움이 필요한 경우, 예기치 않은 문제가 발생한 경우 또는 문의 사항이 있는 경우 NuFACE 고객센터(info@mynuface.com 또는 888-360-9177)로 연락하십시오.

보증

NuFACE®는 모든 NuFACE FIX® 기기와 그 부속품에 대해 원 구매일로부터 1년 동안 재료와 기술에 제조상의 결함이 없음을 보증합니다. 본 보증에 따른 당사 의무는 보증 기간 중에 제품을 교체하는 것으로 제한됩니다. 본 보증은 남용, 부적절한 관리, 유해한 화학물질의 사용, 어떤 식으로든 변경되었을 수 있는 제품, 승인되지 않은 판매자로부터 구입한 기기 및 제품의 분실로 인한 손해에는 적용되지 않습니다. 특정 목적에 대한 적합성, 상품성 또는 기타 어떤 종류의 적합성에 관계없이 해당 제품과 관련하여 명시적이지거나 묵시적인 기타 어떠한 보증도 존재하지 않습니다.

미국에서 구입한 기기의 경우: 보증에 관한 자세한 정보가 필요하거나 보증 청구를 시작하고 받을 승인 반호를 발급받고자 하는 경우, 웹사이트 (www.MyNuFACE.com/warranty)나 전화(888)360-9177를 통해 고객센터에 문의하십시오. 구매 증빙 자료로 공식 판매자의 영수증을 제시해야 합니다.

미국 이외의 지역에서 구입한 기기의 경우, 국제 반품 및 국제 보증: 미국 이외의 지역에서 구입한 모든 제품은 미국 및 반품은 스과, 소매업체, 유통업체 등 구매처를 통해 이루어집니다. 반품 및 보증 정책에 대해서는 영수증을 확인하거나 구매처에 문의하십시오.



다음 EN IEC/UL 규정 준수: 60601-1, 60601-1-6, 60601-1-11, 60601-2-10, 60601-1-2, 60601-1-4, 60335-1, 60335-2

기호

다음 마킹 중 하나 이상이 트리니티 기기, 사용 설명서 또는 패키지에 표시될 수 있습니다.



유럽 적합성 인증



유럽공동체 승인 대표



부품 번호



사용 설명서 참조



제조사



2002/95/EC 유럽 유해물질 사용제한 지침 준수



기기는 WEEE 지침에 따라 폐기해야 합니다



BF형 장갑류: 전기 충격에 대한 특정 수준의 보호를 갖춘 장갑류, 특히 허용 누설 전류 및 보호 접지 연결에 관함.



클래스 II 이중 절연 전기 장치



IP 등급: 손가락과 12mm 이상의 물건에 의한 접촉으로부터 보호됨. 수직으로 15도 각도 이하의 물 분무로부터 보호됨.



기기 켜기/끄기





FIX DEVICE GENERAL SPECIFICATIONS

Device with Cap Measurements: 5.67 H x 0.9" D
 Device with Cap Net. Weight: 1.97 oz / 56 g
 Micro USB Cable Net. Weight: 0.67 oz / 19 g
 System Kit Gross Weight: 9.25 oz / 263 g
 Device with Cap Measurements: 5.67 H x 0.9" D
 Device with Cap Net. Weight: 1.97 oz / 56 g

Environmental Conditions

- Operating conditions: 10 to 40 ° C, 30 to 75%rh*, 700 to 1060hPa
- Storage conditions: -10 to 55 ° C, 10 to 90%rh*, 500 to 1060hPa
- Shipping condition: -10 to 55 ° C, 10 to 90%rh*, 500 to 1060hPa
- *Assuming non-condensing

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'APPAREIL FIX

Dimensions de l'appareil avec le capuchon : 5,67 po (L) x 0,9 po (P)
 Poids net de l'appareil avec le capuchon : 1,97 oz / 56 g
 Poids net du câble micro USB : 0,67 oz / 19 g
 Poids brut de l'ensemble du système : 0,55 lb / 252 g
 Dimensions de l'appareil avec le capuchon : 5,67 po (L) x 0,9 po (P)
 Poids net de l'appareil: Appareil: 1,97 oz / 56 g

Environmental Conditions

- Conditions d'utilisation : 10 à 40° C, 30 à 75 % d'HR*, 700 à 1060 hPa
- Conditions de stockage : -10 à 55° C, 10 à 90 % d'HR*, 500 à 1060 hPa
- Conditions de transport : -10 à 55° C, 10 à 90 % d'HR*, 500 à 1060 hPa
- *En supposant l'absence de condensation

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL DISPOSITIVO FIX

Dimensiones del dispositivo con cubierta: 5.67" H x 0.9" D (14.5cm A x 2.3 cm D)
 Peso neto del dispositivo con cubierta: 1.97 oz / 56 g
 Peso neto del cable micro USB: 0.67 oz / 19 g
 Peso total del sistema: 9.25 oz / 263 g
 Dimensiones del dispositivo con cubierta: 5.67" H x 0.9" D (14.5cm A x 2.3 cm D)
 Peso neto del dispositivo con cubierta: 1.97 oz / 56 g

Condiciones Ambientales

- Condiciones de funcionamiento: 10 to 40 ° C, 30 to 75%rh*, 700 to 1060hPa
- Condiciones de almacenamiento: -10 to 55 ° C, 10 to 90%rh*, 500 to 1060hPa
- Condiciones de envío: -10 to 55 ° C, 10 to 90%rh*, 500 to 1060hPa
- *Assumiendo que no hay condensación

ALLGEMEINE GERÄTESPEZIFIKATIONEN FIX GERÄT

Maße (Gerät mit Kappe): 14,5 cm x 2,3 cm (H x T)
 Nettogewicht (Gerät mit Kappe): 1,97 oz / 56 g
 Micro-USB-Kabel: 0,67 oz / 19 g
 Bruttogewicht Set: 0,55 lbs / 252 g

Conditions Environnementales

- Betriebsbedingungen: 10 bis 40 ° C, 30 bis 75 % rh*, 700 bis 1060 hPa
- Aufbewahrungsbedingungen: -10 bis 55 ° C, 10 bis 90 % rh*, 500 bis 1060 hPa
- Versandbedingungen: -10 bis 55 ° C, 10 bis 90 % rh*, 500 bis 1060 hPa
- * Ohne Kondensation

FIX美容仪一般规格

仪器尺寸 (带保护盖) : 5.67" (高) x 0.9" (宽)
 仪器净重 (带保护盖) : 1.97 oz / 56 g
 Micro-USB 连接线净重: 0.67 oz / 19 g
 套装毛重: 9.25 oz / 263 g
 仪器尺寸 (带保护盖) : 5.67" (高) x 0.9" (宽)
 仪器净重 (带保护盖) : 1.97 oz / 56 g

环境条件

使用时: 温度 10~40°C, 相对湿度 30~75%, 大气压 700~1060 百帕
 储存时: 温度 -10~55°C, 相对湿度 10~90%, 大气压 500~1060 百帕
 运输时: 温度 -10~55°C, 相对湿度 10~90%, 大气压 500~1060 百帕

FIX 기기 일반 사양

보조 캡 포함 기기 치수: 높이 5.67 인치 x 깊이 0.9 인치
 보조 캡 포함 기기 순 중량: 기기: 1.97 oz / 56 g
 마이크로 USB 케이블: 0.67 oz / 19 g
 시스템 키트 총 중량: 9.25 oz / 263 g
 보조 캡 포함 기기 치수: 높이 5.67 인치 x 깊이 0.9 인치
 보조 캡 포함 기기 순 중량 기기: 1.97oz / 56g

환경 조건

- 작동 조건: 10 ~ 40 ° C, 30 ~ 75%rh*, 700 ~ 1060hPa
- 보관 조건: -10 ~ 55 ° C, 10 ~ 90%rh*, 500 ~ 1060hPa
- 운송 조건: -10 ~ 55 ° C, 10 ~ 90%rh*, 500 ~ 1060hPa
- *비응축 가정







Manufactured by NuFACE® / Fabriqué par NuFACE® /
 Fabricado por NuFACE® / Hersteller: NuFACE® /
 NuFACE® 制造 / NuFACE® 에 의해 제조
 1325 Sycamore Avenue, Suite A, Vista, CA 92081
 1.888.360.9171 | www.MyNuFACE.com

©2021 NuFACE.

All Rights Reserved. / Tous droits réservés. / Todos los derechos reservados. / Alle Rechte vorbehalten. / 版权所有 / 모든 권리 보유.
 NuFACE® and Trinity® are registered trademarks of the Carol Cole Company Dba NuFACE. / NuFACE® et Trinity® sont des marques déposées de la société Carol Cole Company Dba NuFACE. / NuFACE® y Trinity® son marcas registradas de Carol Cole Company Dba NuFACE. / NuFACE® und Trinity® sind eingetragene Markenzeichen der Carol Cole Company Dba NuFACE. / NuFACE® 和 Trinity® 为卡罗尔科尔公司的注册商标 / NuFACE® 및 Trinity®는 사업체 이름 NuFACE로 운영 중인 Carol Cole Company 의 등록 상표입니다.

Device designed in California. Assembled in Mexico with U.S. and Imported Materials. / Appareil conçu en Californie. Assemblé au Mexique à partir de matériaux des États-Unis et importés. / Dispositivo diseñado en California. Ensamblado en México con material procedente de EE. UU. y de otros países. / Dieses Gerät wurde in Kalifornien entwickelt und in Mexiko aus importieren und in den USA hergestellten Materialien gefertigt. / 캘리포니아에서 설계된 기기. 미국산 및 수입 자재로 멕시코에서 조립.

Microcurrent Activator made in the USA of U.S. and Imported Materials. / Activateur de microcourant fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux provenant des États-Unis ou importés. / Activador de Microcorriente hecho en EE. UU. con material procedente de EE. UU. y de otros países. / Der Mikrostrom-Aktivator wird in den USA aus importierten und in den USA produzierten Materialien hergestellt. / 美国加州设计 墨西哥/美国组装 进口部件 / 캘리포니아에서 설계된 기기. 미국산 및 수입 자재로 멕시코에서 조립.



Medical Device Safety Service GmbH
 Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

BIORIUS_BE-7170_MANAGE
UK-LONDON WC2H 9JQ

N U F A C E®

75179-1

