



powered
by **BRAUN**

PRO 5000-5550
Deep Sweep™ 5000-5550



English	6
Español	15
Français	23

Internet:







www.oralb.com
www.oralb.ca
www.braun.com
www.service.braun.com








Braun GmbH
Frankfurter Strasse 145
61476 Kronberg
Germany/Allemagne/Alemania

Charger type 3757
Handle type 3764

Tipo de cargador 3757
Tipo de mango 3764

Type de chargeur 3757
Type de manche 3764





IMPORTANT SAFEGUARDS

Your Oral-B® toothbrush has been carefully designed to offer you and your family a unique brushing experience that is both safe and effective.

Read all instructions before using.

DANGER

In order to reduce the risk of electrocution:

1. Do not place or store the charger where it can fall or be pulled into a tub or sink.
2. Do not place the charger in water or other liquid.
3. Do not reach for a charger that has fallen into water. Unplug immediately.
4. Do not use while bathing.

WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury:

1. Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or persons with disabilities.
2. Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3. Keep cord away from heated surfaces.
4. Never drop the appliance or insert any object into any opening of the appliance.
5. Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged or if it has been dropped into water. If any of these occur, please contact a service center and return the product for examination and repair.

IMPORTANT

1. Periodically check the cord for damage. If cord is damaged, take the charging unit to an Oral-B Service Center. A damaged or non-functioning unit should no longer be used.
2. If the toothbrush handle is dropped, the brush head should be replaced before the next use even if no damage is visible.
3. Do not touch the power plug with wet hands. This can cause an electric shock.
4. When unplugging, always hold the power plug instead of the cord.
5. Do not modify or repair the product. This may cause fire, electric shock or injury. Consult your dealer for repairs or contact an Oral-B Service Center. Do not disassemble the product except when disposing of the battery.
6. When taking out the battery for disposal, use caution not to short the positive (+) and negative (-) terminals.
7. This product is not intended for use by children under age three.
8. This toothbrush is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.
9. Replace brush (head) every 3 months or sooner if brush head becomes worn.

CAUTION

If you are undergoing treatment for any oral care condition, consult your dental professional prior to use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

English

Important Information

- Your Oral-B 5000–6000 can be used with an interactive wireless display (SmartGuide) and/or with your Smart Phone (find details under «Connecting your toothbrush to your Smart Phone»).
- To avoid electromagnetic interference and/or compatibility conflicts, deactivate the radio transmission of your toothbrush handle (e) before using it in restricted surroundings, such as aircrafts or specially marked areas in hospitals.
- Deactivate radio transmission by simultaneously pressing the on/off (c) and mode button (d) for 3 seconds until the radio transmission display (f) goes off. Follow the same procedure to reactivate transmission again.
- Persons with pacemakers should always keep the toothbrush more than six inches (15 centimeters) from the pacemaker while turned on. Anytime you suspect interference is taking place, deactivate the radio transmission of your toothbrush.

Description

- a Brush head
- b Pressure sensor light (red) / visual timer light (green)
- c On/off button
- d Brushing mode button
- e Handle
- f Radio transmission display (with *Bluetooth*® wireless technology)
- g Charge level display
- h Charging unit (basic charger and brush head compartment with protective cover)
- i Travel case (depending on model)
- j Travel charger pouch (depending on model)

Specifications

For voltage specifications refer to the bottom of the charging unit.

Connecting and charging

This toothbrush has a waterproof handle, is electrically safe and designed for use in the bathroom.

- Plug the charger (h) into an electrical outlet and place the toothbrush handle (e) on the charging unit.
- The flashing blue lights indicate that the toothbrush is charging (picture 1, page 4); once it is fully charged, the lights turn off. A full charge can take up to 24 hours and enables up to ten days of regular brushing (twice a day, 2 minutes).
Note: After deep discharge, the blue lights might

not flash immediately; it can take up to 10–15 minutes.

- If the rechargeable battery is low a blue light is flashing on the charge level display (g) for some seconds when turning your toothbrush on/off. If the rechargeable battery is empty the motor will stop and an orange light is flashing on the charge level display; it will need a 40-minute charge before you can use it for a 2-minute brushing.
- For everyday use, the toothbrush handle can be stored on the charging unit to maintain it at full power. Overcharging is impossible. To maintain the maximum capacity of the rechargeable battery, unplug the charging unit and fully discharge the handle with regular use at least every 6 months.

Using your toothbrush

Brushing technique

Wet brush head and apply any kind of toothpaste. To avoid splashing, guide the brush head to your teeth before switching on the appliance (picture 2, page 4). When brushing your teeth with one of the Oral-B **oscillating-rotating brush heads** guide the brush head slowly from tooth to tooth, spending a few seconds on each tooth surface (picture 3, page 5). When using the Oral-B «**Deep Sweep**» brush head place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle towards the gumline. Apply light pressure and start brushing in back and forth motions, just like you would do with a manual toothbrush (picture 4, page 5). With any brush head start brushing the outsides, then the insides and finally the chewing surfaces. Brush all four quadrants of your mouth equally. You may also consult your dentist or dental hygienist about the right technique for you.

In the first days of using any electric toothbrush, your gums may bleed slightly. In general, bleeding should stop after a few days. Should it persist after 2 weeks, please consult your dentist or dental hygienist. If you have sensitive teeth and gums, Oral-B recommends using the «Sensitive» mode (optional in combination with the Oral-B Sensitive Gum Care brush head).

Timer

You can choose between «Professional» or «2-Minute» timer.

The «2-Minute» timer signals with a short stuttering sound and a green light (b) that the dentist recommended 2-minute brushing time has been reached.

The «Professional» timer signals with a short stuttering sound and a green light at 30-seconds intervals to move to the next quadrant of your mouth (45 seconds intervals within «Deep Clean» mode)

(picture 5, page 5). A long stuttering sound and a green light indicate the end of the professionally recommended 2-minute brushing time (3-minute brushing time within «Deep Clean» mode).

The timer memorizes the elapsed brushing time, even when the handle is briefly switched off during brushing. The timer resets if pausing longer than 30 seconds or briefly pressing the mode button (d) during pause.

Pressure sensor

If you put excessive pressure on your teeth, the red pressure sensor light (b) will light up (picture 5, page 5). Additionally, when brushing in «Daily Clean» or «Deep Clean» mode, the brushing mode will change to the «Sensitive» mode. Periodically check the operation of the pressure sensor by pressing moderately on the brush head during use.

Brushing modes

This toothbrush offers different brushing modes:

- «Daily Clean» – Standard mode for daily mouth cleaning
- «Deep Clean» – Mouth cleaning with extended brushing time of 45 seconds per quadrant (3 minute total brushing time)
- «Sensitive» – Gentle, yet thorough cleaning for sensitive areas
- «Whitening» – Polishing for occasional or everyday use
- «Massage» – Gentle massage of gums

Your toothbrush automatically starts in «Daily Clean» mode. To switch to other modes, successively press the mode button (picture 4, page 5). To return from any mode back to «Daily Clean» mode, press and hold the mode button.

The brushing mode is memorized even when the handle is briefly switched off during brushing. When pausing longer than 30 seconds or briefly pressing the mode button (d) during pause the brushing mode resets to «Daily Clean» mode.

Brush heads

Oral-B offers you a variety of different Oral-B brush heads that fit your Oral-B toothbrush handle.


Our **oscillating-rotating brush heads** can be used for tooth-by-tooth precision cleaning.

Oral-B CrossAction brush head




Our most advanced brush head. Angled bristles for a precise clean. Lifts and powers away plaque.

Oral-B Precision Clean brush head



provides effective and gentle cleaning action for both teeth and gums. The brush head cups each tooth with longer and denser bristles and reach deep between teeth at the same time.

Oral-B FlossAction brush head



features micropulse bristles that allow for an outstanding plaque removal in the interdental areas.

Oral-B 3D White brush head



features a special polishing cup to naturally whiten your teeth. Please note that children under 12 years old should not use the Oral-B «3D White» brush head.

Oral-B Sensitive Gum Care brush head



provides thorough cleaning for sensitive teeth and gums. It has an extra soft bristle texture that is gentle on teeth and gums.

Oral-B Ortho brush head



with special tufting pattern thoroughly cleans and gently removes plaque from teeth with braces.


Oral-B Power Tip brush head



The Power Tip is designed for cleaning between teeth as well as around bridges, crowns and implants. Position the Power Tip at a 45 degree angle to the gumline. Slowly guide the Power Tip along the gumline, pausing between teeth for excellent results.

Our **dynamic «Deep Sweep»** brush head can be used with all common brushing techniques.

Oral-B Deep Sweep brush head



features triple zone cleaning action for outstanding plaque removal, even in between teeth.

Oral-B brush heads feature light blue INDICATOR® bristles to help you monitor brush head replacement need. With thorough brushing, twice a day for two minutes, the blue color will fade halfway down

approximately in a 3-month period. If the bristles splay before the color recedes, you may exert too much pressure on teeth and gums.

We do not recommend using the Oral-B «FlossAction» or Oral-B «3D White» brush head with braces. You may use the Oral-B «Ortho» brush head, specifically designed to clean around braces and wires.

Connecting your toothbrush to your Smart Phone

Download the Oral-B™ app for free from App StoreSM or Google Play™. The Oral-B™ app gives you the opportunity to use your time more efficiently, chart your brushing progress and customize your toothbrush settings (for more benefits see the Oral-B™ app instructions).

- Start the Oral-B™ app and let it guide you through the *Bluetooth* pairing procedure. Note: Oral-B™ app functionality is limited if *Bluetooth* is deactivated on your phone (for directions please refer to your smart phone's user manual).
- Once you start using your toothbrush by lifting it off the plugged-in charger (h) or pressing any button (c)/(d), it automatically connects to the Oral-B™ app. If no connection has been established, briefly press the mode button (d) on your toothbrush handle and wait for a connection.
- Any further app instructions will be displayed on your smart phone.
- Keep your smart phone in close proximity when using it with your toothbrush handle. Make sure the smart phone is safely positioned in a dry place.

Note: Your smart phone must support *Bluetooth* 4.0 (or higher) in order to connect to your toothbrush handle.

Cleaning recommendations

After brushing, rinse your brush head under running water with the handle switched on. Switch off and remove the brush head. Clean handle and brush head separately; wipe them dry before reassembling. Disassemble the charging unit before cleaning. Brush head compartment and protective cover are dishwasher-safe. Basic charger should be cleaned with a damp cloth only.

The removable inner part of the travel case (i) is dishwasher-safe. The outer case should only be wiped clean with a damp cloth (picture 7, page 5). Make sure that travel case parts are completely dry before reassembling and toothbrush/brush heads are dry before storing in the travel case.

Note: Clean stains on the travel case surface immediately. Store travel case in a clean and dry place.

Subject to change without notice.

Environmental Notice


Product contains batteries and/or recyclable electric waste. For environment protection do not dispose in household waste, but for recycling take to electric waste collection points provided in your country.



Removing batteries

Handle battery

At the end of the product's useful life, open the handle as shown, remove the rechargeable battery and dispose of it according to local environmental regulations.



Caution! Opening the handle will destroy the appliance and invalidate the warranty.

Important information on Bluetooth® radio module

Although all indicated functions on the *Bluetooth* device are supported, Oral-B does not ensure 100% reliability in connection, and feature operation consistency.

Operation performance and connection reliability are direct consequences of each individual *Bluetooth* device, software version, as well as the operating system of those *Bluetooth* devices and company security regulations implemented on the device. Oral-B adheres to and strictly implements the *Bluetooth* standard by which *Bluetooth* devices can communicate and function in Oral-B toothbrushes. However, if device manufacturers fail to implement this standard, *Bluetooth* compatibility and features will be further compromised and the user may experience functional and feature-related issues. Please note that the software on the *Bluetooth* device can significantly affect compatibility and operation.

Satisfaction Guaranteed or Your Money Back!

Try Oral-B for 60 days, starting from the day of purchase. If you are not 100% satisfied, receive a full refund via a pre-paid card. No questions asked. Please return your product along with your name, address, contact phone number and the original cash register receipt indicating purchase price and date to the address below to receive a pre-paid card in the amount of your purchase (refunds in Canada include tax and Canada Post 1st class mail postage).

U.S. only:

Oral-B 60 Day Satisfaction Guarantee
4608 Appliance Drive
Suite 2
Belcamp, MD 21017

Canada only:

Attention: 60-Day Challenge
Braun MBG
PO Box 12060
Saint John, NB
E2L 5E7

Your Oral-B toothbrush must be returned in its original packaging and be postmarked no later than 60 days after the date of purchase. Please allow 6–8 weeks for handling. In the U.S., the shipment cost to return the product is the responsibility of the consumer.

Sorry: No refunds will be made for any Oral-B product damaged by accident, neglect, unreasonable use or lost in the post.

Terms and conditions apply. For further details please contact our customer service.

Warranty replacement brush heads

Oral-B warranty will be voided if electric rechargeable handle damage is found to be attributed to the use of non-Oral-B replacement brush heads.

Oral-B does not recommend the use of non Oral-B replacement brush heads.

- Oral-B has no control over the quality of non-Oral-B replacement brush heads. Therefore, we cannot ensure the cleaning performance of non-Oral-B replacement brush heads, as communicated with the electric rechargeable handle at time of initial purchase.
- Oral-B cannot ensure a good fit of non-Oral-B replacement brush heads.
- Oral-B cannot predict the long-term effect of non-Oral-B replacement brush heads on handle wear.

All Oral-B replacement brush heads carry the Oral-B logo and meet Oral-B's high quality standards. Oral-B does not sell replacement brush heads or handle parts under any other brand name.

Trouble Shooting

Problem	Possible reason	Remedy
TOOTHBRUSH		
1. Short stuttering sounds/flashing green light every 30 seconds (45 seconds in Deep Clean mode) 2. Stuttering sound/ flashing green light only after 2 minutes (3 minutes in Deep Clean mode)	1. «Professional timer» activated 2. «2-Minute timer» activated	1. Set your timer to 2-Minute timer; follow steps under «Personalizing the timer». 2. Set your timer to Professional timer (stuttering sounds/flashing green light every 30 seconds); follow steps under «Personalizing the timer».
Gums bleed slightly.	1. May happen in first days of Usage. 2. Brush head 3. Brushing mode	1. Bleeding should stop after a few days. Should it persist after 2 weeks, please consult your dentist or dental hygienist. 2. Try using the Oral-B «Sensitive» brush head. 3. Try using the «Sensitive» mode.
BRUSH HEADS		
Oral-B brush head does not fit Oral-B handle.	Oral-B brush head not compatible with your handle.	Oral-B brush heads that fit your Oral-B handle do not fit «Pulsonic», «VitalitySonic», «Sonic Complete», «CrossAction Power».
APP		
Toothbrush does not operate (properly) with Oral-B app.	1. Oral-B app is turned off. 2. <i>Bluetooth</i> is not activated on your smart phone. 3. Radio transmission is deactivated; radio transmission display (f) is turned off. 4. Connection to <i>Bluetooth</i> has been lost. 5 Your smart phone does not support <i>Bluetooth</i> 4.0 (or higher).	1. Turn on Oral-B app. 2. Activate <i>Bluetooth</i> on your smart phone; described in its user manual. 3. Activate the radio transmission by simultaneously pressing the on/off (c) and mode button (d) for 3 seconds until the radio transmission display (f) turns on. 4. Briefly press the mode button (d) to re-connect. Keep your smart phone in close proximity when using it with the toothbrush handle. 5. Your smart phone must support <i>Bluetooth</i> 4.0 (or higher) in order to connect to your toothbrush handle.
Reset to factory settings.	Original functionality wanted.	Press and hold on/off button (c) for 10 seconds until all indicator lights double blink simultaneously.

FOR USA ONLY

Limited 2-Year Warranty

Oral-B warrants this appliance to be free of defects in material and workmanship for a period of two years from the date of original purchase at retail. If the appliance exhibits such a defect, Oral-B will, at its option, repair or replace it without cost for parts and labor. The product must be carried in or shipped, prepaid and insured (recommended), to an authorized Oral-B Service Center. Proof of date of original purchase is required. The cost to ship the product to an authorized Service Center is the responsibility of the consumer, the cost to return the product to the consumer is the responsibility of Oral-B. This warranty does not cover finishes or normal wear, nor does it cover damage resulting from accident, misuse, dirt, water, tampering, unreasonable use, service performed or attempted by unauthorized service agencies, failure to provide reasonable and necessary maintenance, including recharging, or units that have been modified or used for commercial purposes.

This appliance is equipped with a *Bluetooth* Smart approved radio module. Failure to establish a *Bluetooth* Smart connection to specific smart phones is not covered under the device guarantee, unless the *Bluetooth* radio module of this appliance is damaged. The *Bluetooth* devices are warranted by their own manufacturers and not by Oral-B. Oral-B does not influence or make any recommendations to device manufacturers, and therefore Oral-B does not assume any responsibility for the number of compatible devices with our *Bluetooth* systems.

Oral-B reserves the right, without any prior notice, to make any technical modifications or changes to system implementation of device features, interface, and menu structure changes that are deemed necessary to ensure that Oral-B systems function reliably.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO TWO YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO EVENT WILL ORAL-B BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other legal rights which vary from state to state.

How to obtain service in the USA

Should this product require service, please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized Oral-B Service Center closest to you.

To obtain service:

- Carry the product in to the authorized Oral-B Service Center of your choice or,
- Ship the product to the authorized Oral-B Service Center of your choice. Pack the product well. Ship the product prepaid and insured (recommended). Include a copy of your proof of purchase to verify warranty coverage, if applicable.

To obtain original Oral-B replacement parts and accessories:

Contact an authorized Oral-B Service Center.

Please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized Oral-B Service Center closest to you.

To order original Oral-B replacement parts and accessories (including replacement brush heads) by phone: Please call 1-800-566-7252.

To speak to an Oral-B Consumer Service Representative: Please call 1-800-566-7252.

Declaration of conformity

This appliance complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this appliance may not cause harmful interference, and (2) this appliance must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Display unit: Tested to comply with FCC standards. FOR HOME OR OFFICE USE.

To change or modify any part of this appliance could void the authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

FOR CANADA ONLY

Limited 2-Year Warranty

In the event this appliance fails to function within the specified warranty period because of defects in material or workmanship, and the consumer returns the unit to an authorized service center, Braun Canada will, at its option either repair or replace the unit without additional charge to the consumer. This warranty does not cover any product which has been damaged by dropping, tampering, servicing performed or attempted by unauthorized service agencies, misuse or abuse. This warranty excludes units which have been modified or used for commercial purposes.

This appliance is equipped with a *Bluetooth* Smart approved radio module. Failure to establish a *Bluetooth* Smart connection to specific smart phones is not covered under the device guarantee, unless the *Bluetooth* radio module of this appliance is damaged. The *Bluetooth* devices are warranted by their own manufacturers and not by Oral-B. Oral-B does not influence or make any recommendations to device manufacturers, and therefore Oral-B does not assume any responsibility for the number of compatible devices with our *Bluetooth* systems.

Oral-B reserves the right, without any prior notice, to make any technical modifications or changes to system implementation of device features, interface, and menu structure changes that are deemed necessary to ensure that Oral-B systems function reliably.

To the extent allowed by law, Braun Canada shall not be responsible for loss of the product, loss of time, inconvenience, commercial loss, special or consequential damages. The provisions of this warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in applicable provincial legislation.

How to obtain service in Canada

Should this product require service, please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized Oral-B Service Center closest to you.

To obtain service:

- A. Carry the product in to the authorized Oral-B Service Center of your choice or,
- B. Ship the product to the authorized Oral-B Service Center of your choice. Pack the product well. Ship the product prepaid and insured (recommended). Include a copy of your proof of purchase to verify warranty coverage, if applicable.

To obtain original Oral-B replacement parts & accessories:

Contact an authorized Oral-B Service Center.

Please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized Oral-B Service Center closest to you.

To speak to an Oral-B Service Representative:

Please call 1-800-566-7252.

Declaration of conformity

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Su cepillo de dientes Oral-B® ha sido diseñado cuidadosamente para ofrecerle a usted y a su familia la posibilidad de disfrutar de una extraordinaria experiencia de cepillado que sea a la vez segura y eficaz.

Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.

PELIGRO

Para disminuir el riesgo de electrocución:

1. No coloque ni guarde el cargador donde pudiera caerse a la bañera o al lavamanos.
2. No coloque el cargador en agua ni en otros líquidos.
3. Si el cargador se cae al agua, no trate de sacarlo. Desenchúfelo de inmediato.
4. No lo use mientras se baña o se ducha.

ADVERTENCIA

Para disminuir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones:

1. Supervise detenidamente el uso de este aparato cuando sea empleado por, en o cerca de niños o personas discapacitadas.
2. Use este producto solamente para el propósito indicado tal como se describe en este manual. No utilice accesorios que no estén recomendados por el fabricante.
3. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
4. No deje caer el aparato ni le introduzca ningún objeto.
5. No use este producto si el enchufe o el cable están dañados, o si no funciona debidamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Ante cualquiera de estos eventos, comuníquese con un centro de servicio técnico y envíe el producto para su revisión y reparación.

IMPORTANTE

1. Revise el cable con frecuencia para detectar cualquier daño. Si el cable está dañado, lleve el cargador a un centro de servicio Oral-B. No use el aparato si está dañado o deja de funcionar.
2. Si el mango del cepillo dental se cae, se debe cambiar el cabezal del cepillo antes de volver a usarlo, incluso cuando a simple vista parezca no haber sufrido daño alguno.
3. No toque el enchufe con las manos mojadas, ya que puede sufrir una descarga eléctrica.
4. Para desenchufar el aparato, asegúrese de jalar del enchufe y no del cable.
5. No modifique ni repare el producto. Esto puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones. Consulte con su distribuidor o comuníquese con el centro de servicio Oral-B para obtener información sobre reparaciones. Solo desarme el producto para desechar la batería.
6. Al sacar la batería para desecharla, tenga cuidado de no causar un cortocircuito entre el polo positivo (+) y el negativo (-).
7. Niños menores de tres años de edad no deben usar este producto.
8. Este cepillo dental es un aparato de cuidado personal y no está diseñado para ser usado en varios pacientes en un consultorio o institución dental.
9. Reemplace el cabezal del cepillo cada 3 meses o antes si este se desgasta.

PRECAUCIÓN

Si está bajo tratamiento por alguna enfermedad bucal, consulte a su profesional dental antes de usar este producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Información importante

- Su cepillo dental Oral-B 5000–6000 se puede usar con un visualizador interactivo inalámbrico (pantalla SmartGuide) o con su teléfono inteligente (los detalles se encuentran en «Cómo conectar su cepillo dental a su teléfono inteligente»).
- Para evitar la interferencia electromagnética o conflictos de compatibilidad, desactive la transmisión radial del mango de su cepillo dental (e) antes de usarlo en áreas restringidas, como aviones o zonas especialmente designadas en hospitales.
- Para desactivar la transmisión radial del cepillo, oprima el botón de encendido y apagado (c) y el botón selector de modo (d) de manera simultánea durante 3 segundos hasta que la pantalla de transmisión radial (f) se apague. Realice el mismo procedimiento para restablecer nuevamente la transmisión.
- Cuando el cepillo dental está encendido, las personas con marcapasos siempre deben mantenerlo a una distancia mayor de seis pulgadas (15 centímetros) del marcapasos. Si piensa que existe alguna interferencia, desactive la transmisión radial del cepillo dental.

Descripción

- a Cabezal del cepillo
- b Luz del sensor de presión (roja) / Luz del medidor de tiempo (verde)
- c Botón de encendido y apagado
- d Botón de modos de cepillado
- e Mango
- f Pantalla de transmisión radial (con tecnología inalámbrica Bluetooth®)
- g Pantalla de nivel de carga
- h Cargador (cargador básico y compartimento del cabezal del cepillo con cubierta protectora)
- i Estuche portátil (depende del modelo)
- j Bolsa interior portátil (depende del modelo)

Especificaciones

Para ver las especificaciones de voltaje, consulte el texto que aparece en la parte inferior del cargador.

Cómo conectar y cargar

Este cepillo dental tiene un mango a prueba de agua, no presenta riesgo de descarga eléctrica y está diseñado para usarse en el cuarto de baño.

- Conecte el cargador (h) a un tomacorriente y coloque el mango del cepillo dental (e) en el cargador.
- Cuando las luces azules parpadean, indican que el cepillo dental se está cargando (imagen 1, página 4); cuando la carga se completa, las luces se apagan. La carga completa puede tomar hasta

24 horas y rinde hasta diez días de cepillado regular (dos veces al día por 2 minutos cada vez). Nota: Después de haberse descargado por completo, puede que las luces azules no parpadeen de inmediato; esto puede tomar hasta 10-15 minutos.

- Si la batería recargable está baja, la luz indicadora de carga baja azul parpadeará en el indicador de carga (g) durante algunos segundos cuando encienda o apague el cepillo dental. Si la batería recargable no tiene carga, el motor se detendrá y una luz anaranjada parpadeará en el indicador de carga; deberá cargarlo durante 40 minutos antes de usarlo para un cepillado de 2 minutos.
- Para usar el cepillo dental a diario, puede dejar el mango colocado en el cargador a fin de mantener la carga máxima. La batería nunca se sobrecargará. Para mantener la capacidad máxima de la batería recargable, desconecte el cargador y descargue el mango completamente usándolo regularmente. Descargue la batería completamente por lo menos cada 6 meses.

Cómo usar su cepillo dental

Técnica de cepillado

Enjuague el cabezal del cepillo y ponga cualquier tipo de pasta dental. Para evitar salpicaduras, acerque el cabezal del cepillo a los dientes antes de encender el aparato (imagen 2, página 4). Cuando esté usando uno de los **cabezales de oscilación y rotación de Oral-B**, guíe el cabezal del cepillo lentamente de un diente a otro, tomando varios segundos en cada superficie de los dientes (imagen 3, página 5). Al usar el **cabezal «Deep Sweep» de Oral-B**, coloque las cerdas del cepillo dental contra los dientes en un ligero ángulo inclinado en dirección a las encías. Aplique un poco de presión y comience el cepillado con movimientos hacia atrás y adelante, exactamente como lo haría con cepillo dental manual (imagen 4, página 5).

Con cualquier cabezal de cepillo dental, comience a cepillar la cara exterior y, luego, la cara interior. Finalmente, cepille las superficies de masticación. Cepille los cuatro cuadrantes de la boca en forma homogénea. También puede consultar a su dentista o higienista dental para saber qué técnica es la mejor para usted.

Durante los primeros días de uso de cualquier cepillo dental eléctrico, las encías pueden sangrar un poco. Por lo general, el sangrado debería detenerse en pocos días. Si el sangrado continúa al cabo de dos semanas, consulte con su dentista o higienista dental. Si tiene dientes o encías sensibles, Oral-B le recomienda usar el modo Sensible («Sensitive»), (opcional en combinación con el cabezal Sensible Oral-B para el cuidado de encías).

Medidor de tiempo

Puede escoger entre el medidor de tiempo profesional («Professional») o el de dos minutos («2-Minute»).

El medidor de tiempo de dos minutos emite un sonido corto intermitente y una luz verde se enciende (b) para indicar que el tiempo de cepillado de 2 minutos que recomiendan los dentistas se ha completado.

El medidor de tiempo del modo Profesional («Professional») emite un sonido corto intermitente y una luz verde se enciende a intervalos de 30 segundos para indicar que debe cepillar el cuadrante siguiente de su boca (intervalos de 45 segundos para el modo de Limpieza profunda («Deep Clean») (imagen 5, página 5). Un sonido largo intermitente y una luz verde indican que el tiempo de cepillado de 2 minutos que recomiendan los dentistas se ha completado (tiempo de cepillado de 3 minutos con el modo Limpieza profunda, «Deep Clean»).

El medidor de tiempo memoriza el tiempo de cepillado transcurrido, incluso cuando se apaga el mango brevemente durante el cepillado. El medidor de tiempo se vuelve a configurar cuando se realiza una pausa de más de 30 segundos o si se presiona brevemente el botón de modos de cepillado (d) durante la pausa.

Sensor de presión

Si aplica demasiada presión sobre sus dientes, se encenderá la luz roja del sensor de presión (b) (imagen 5, página 5). Además, cuando cepille sus dientes en el modo Limpieza diaria («Daily Clean») o Limpieza profunda («Deep Clean»), el modo de cepillado cambiará al modo Sensible («Sensitive»). De vez en cuando, revise el funcionamiento del sensor de presión al presionar con moderación el cabezal del cepillo durante el uso.

Modos de cepillado

Este cepillo dental le ofrece diferentes modos de cepillado:

Limpieza diaria («Daily Clean»)

- Modo estándar de limpieza bucal diaria.

Limpieza profunda («Deep Clean»)

- Limpieza bucal con tiempo de cepillado prolongado de 45 segundos por cuadrante (tiempo total de cepillado de 3 minutos).

Sensible («Sensitive»)

- Limpieza delicada pero minuciosa de las zonas sensibles.

Blanqueado («Whitening»)

- Pulido para uso diario u ocasional.

Masaje («Massage»)

- Masaje suave de las encías.

Su cepillo dental comienza a funcionar automáticamente en el modo Limpieza diaria («Daily Clean»). Para elegir otros modos, oprima sucesivamente el botón selector de modo (imagen 4, página 5). Para seleccionar nuevamente el modo Limpieza diaria, oprima el botón selector de modo y manténgalo presionado.

El modo de cepillado queda grabado en la memoria, incluso cuando se apaga el mango brevemente durante el cepillado. Cuando se hace una pausa durante más de 30 segundos o se oprime brevemente el botón selector de modo (d) durante la pausa, el modo Limpieza diaria se restablece.

Cabezales

Oral-B le brinda una variedad de cabezales de cepillo que se adaptan al mango de su cepillo dental Oral-B.


Nuestros **cabezales de oscilación y rotación** se pueden usar para limpiar los dientes con precisión uno por uno.

Cabezal Oral-B CrossAction




Nuestro cabezal de cepillo más avanzado. Tiene cerdas anguladas para brindar una limpieza precisa. Levanta y arrasa la placa dental

Cabezal Oral-B Precision Clean




proporciona una limpieza suave y eficaz tanto para los dientes como para las encías. El cabezal cubre cada diente con cerdas más largas y densas a la vez que llega a las áreas más profundas entre los dientes.

Cabezal Oral-B Oral-B FlossAction



cuenta con cerdas micropulse que permiten la máxima eliminación de la placa dental en las áreas interdentales.

Cabezal Oral-B 3D White



cuenta con un centro pulidor especial que blanquea los dientes de manera natural. Tenga en cuenta que los niños menores de 12 años no deben usar el cabezal de cepillo Oral-B 3D White.

Cabezal Sensible Oral-B para el cuidado de encías



brinda una limpieza profunda en dientes y encías sensibles. Tiene cerdas con textura extra suave que no maltratan los dientes ni las encías.

Cabezal Oral-B Ortho



con un patrón especial tipo penacho limpia profundamente y elimina suavemente la placa dental de los dientes con frenos.


Cabezal Oral-B Power Tip



El cabezal Power Tip se diseñó para limpiar entre los dientes y también alrededor de puentes, coronas e implantes. Coloque el cabezal Power Tip en un ángulo de 45 grados con respecto al borde de las encías. Guíe el cabezal Power Tip lentamente a lo largo del borde de la encía, haciendo una pausa entre cada diente para obtener resultados óptimos.

Nuestro cabezal **dinámico DeepSweep** se puede usar con todas las técnicas de cepillado regulares.

Cabezal Oral-B Deep Sweep



cuenta con una acción limpiadora de tres zonas que permite la máxima eliminación de la placa dental, aun entre los dientes.

Los cabezales Oral-B cuentan con cerdas azules indicadoras **INDICATOR®** para ayudarle a saber cuándo es necesario reemplazar el cabezal. Con un cepillado completo, dos veces al día durante dos minutos, el color azul se desvanecerá hasta la mitad en un periodo aproximado de 3 meses. Si las cerdas se separan y se abren antes de que se desvanezca el color, es posible que usted esté ejerciendo demasiada presión sobre los dientes y las encías.

No se recomienda usar los cabezales Oral-B FlossAction u Oral-B 3D White con frenos dentales. Puede utilizar el cabezal Oral-B Ortho, el cual está específicamente diseñado para limpiar alrededor de frenos y alambres.

Cómo conectar el cepillo dental a su teléfono inteligente

Descargue la aplicación gratuita de Oral-B™ del App Store^(SM) o de Google Play™. La aplicación de Oral-B™ le permite usar su tiempo de manera más eficiente, llevar un registro de su progreso de cepillado y personalizar la configuración de su cepillo dental (para ver más beneficios, lea las instrucciones de la aplicación de Oral-B™).

- Abra la aplicación de Oral-B™ y siga las instrucciones de sincronización con **Bluetooth**.
Nota: La funcionalidad de la aplicación de Oral-B™ será limitada si **Bluetooth** está desactivado en su teléfono (consulte el manual de usuario de su teléfono para ver las instrucciones respectivas).
- Una vez comience a usar su teléfono, al retirarlo del cargador conectado (h) o presionando cualquier botón (c)/(d), este se conectará automáticamente a la aplicación de Oral-B™. Si no se establece la conexión, presione brevemente el botón de modos (d) en el mango de su cepillo dental y espere a que se establezca la conexión.
- El resto de las instrucciones se mostrarán en su teléfono.
- Mantenga su teléfono cerca cuando esté usándolo en conjunto con el mango del cepillo dental. Asegúrese de poner su teléfono en un lugar seco.

Nota: Su teléfono debe tener **Bluetooth** versión 4.0 (o más reciente) para que pueda conectarse con el mango de su cepillo dental.

Recomendaciones de limpieza

Después de cepillarse, mantenga el mango encendido y enjuague el cabezal del cepillo con agua corriente. Apáguelo y retire el cabezal del cepillo. Limpie el mango y el cabezal del cepillo por separado; séquelos bien antes de unir las piezas nuevamente.

Desensamble el cargador antes de limpiarlo. El compartimiento del cabezal y la cubierta protectora se pueden lavar en el lavaplatos. El cargador básico se debe limpiar solamente con un paño húmedo. La parte interna removible del estuche portátil (i) se puede lavar en el lavaplatos. El cargador se debe limpiar solo con un paño húmedo (imagen 7, página 5). Asegúrese de que las partes del estuche portátil estén completamente secas antes de volver a ensamblarlo y de que el cepillo dental y los cabezales estén secos antes de guardarlos en el estuche portátil. Nota: Limpie de inmediato las manchas en el estuche portátil. Guarde el estuche portátil en un lugar limpio y seco.

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Aviso acerca del medio ambiente


Este producto contiene pilas y/o residuos eléctricos reciclables. Para proteger el medio ambiente, no deseche en la basura común del hogar. En lugar de eso, lleve el aparato a los puntos de recolección de basura electrónica de su país.



Cómo extraer las pilas

Pila del mango

Al final de la vida útil del producto, abra el mango como se muestra en el diagrama, saque la pila recargable y deséchela según las normas ambientales locales.



¡Precaución! Si abre el mango, destruirá el aparato y anulará la garantía.

Información importante sobre el módulo de radio Bluetooth®

Aunque todas las funciones del dispositivo *Bluetooth* que se han descrito son compatibles, Oral-B no asegura la confiabilidad de la conexión al 100 % ni la consistencia de funcionamiento de las características. El desempeño de operación y la confiabilidad de la conexión están directamente relacionadas con cada dispositivo *Bluetooth*, la versión de los programas, así como el sistema operativo de los dispositivos *Bluetooth* y las normas de seguridad de cada compañía implementadas en el dispositivo. Oral-B cumple con e implementa estrictamente el estándar de *Bluetooth* según el cual los dispositivos *Bluetooth* pueden funcionar y comunicarse en los cepillos dentales Oral-B. Sin embargo, si los fabricantes de dispositivos no implementan dicho estándar, la compatibilidad con *Bluetooth* y las características se podrán ver comprometidas y puede que el usuario experimente problemas relacionados con las características o en las funciones. Tenga en cuenta que el programa del dispositivo *Bluetooth* puede afectar de manera significativa la compatibilidad y el funcionamiento.

¡Satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero!

Pruebe Oral-B durante 60 días a partir de la fecha de compra. Si no queda 100 % satisfecho, le reembolsaremos el precio total de la compra mediante tarjeta prepagada. Sin preguntas. Para obtener su reembolso, envíe el producto junto con su nombre, dirección, número de teléfono y el recibo de compra original que indique el precio y la fecha de compra a la dirección que aparece a continuación para recibir una tarjeta prepagada por el monto de su compra (los reembolsos en Canadá incluyen impuestos y envío por correo en primera clase de Canada Post).

Solo para Estados Unidos:

Garantía de satisfacción garantizada de 60 días de Oral-B
4608 Appliance Drive
Suite 2
Belcamp, MD 21017

Solo para Canadá:

Attention: 60-Day Challenge
Braun MBG
PO Box 12060
Saint John, NB
E2L 5E7

Debe devolver el cepillo Oral-B Professional en su presentación original dentro de un paquete con timbre postal dentro de los 60 días a partir de la fecha de compra. Espere de 6 a 8 semanas para procesar. En EE. UU., el costo de envío para devolver el producto es responsabilidad del consumidor.

Lo sentimos: No se realizarán reembolsos para aquellos productos Oral-B Professional Care dañados por accidente, negligencia o uso indebido, o que se hayan perdido en el correo.

Se aplican términos y condiciones. Para obtener más información, comuníquese con nuestro centro de servicio al cliente.

Acerca de la garantía de los cabezales de repuesto

La garantía de Oral-B será anulada si se encuentra que el daño al mango eléctrico recargable se debió al uso de cabezales de repuesto que no eran de Oral-B.

Oral-B no recomienda el uso de cabezales de repuesto que no sean de Oral-B.

- Oral-B no puede controlar la calidad de cabezales de repuesto que no sean Oral-B. Por lo tanto, no aseguramos el rendimiento de limpieza de los cabezales de repuesto que no sean de Oral-B

- como se comunicó con el mango eléctrico recargable al momento de la compra inicial.
- Oral-B no puede asegurar el buen ajuste de los cabezales de repuesto que no sean de Oral-B.
 - Oral-B no puede predecir el efecto, a largo plazo, que los cabezales de repuesto que no son de Oral-B tendrán en el desgaste del mango.

Todos los cabezales de repuesto Oral-B tienen el logotipo de Oral-B y cumplen con los altos estándares de calidad de Oral-B. Oral-B no vende cabezales de repuesto o partes del mango bajo ningún otro nombre de marca.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
CEPILLO DENTAL		
1. Sonido corto intermitente/ luz verde que parpadea cada 30 segundos (45 segundos en el modo Limpieza profunda) 2. Sonido intermitente/luz verde que parpadea solo después de 2 minutos (3 minutos en el modo Limpieza profunda)	1. Medidor de tiempo Profesional («Professional») activado 2. Medidor de tiempo de 2 minutos («2-Minute») activado	1.«Seleccione el medidor de tiempo de 2 minutos; siga las instrucciones en «Cómo personalizar el medidor de tiempo». 2.«Seleccione el medidor de tiempo Profesional (sonidos intermitentes/luz que parpadea cada 30 segundos); siga las instrucciones en «Cómo personalizar el medidor de tiempo».
Las encías sangran ligeramente.	1. Puede que esto ocurra en los primeros días de uso. 2. Cabezal del cepillo 3. Modos de cepillado	1. Por lo general, el sangrado desaparecerá después de unos días. Si el sangrado continúa al cabo de dos semanas, consulte con su dentista o higienista dental. 2. Pruebe el cabezal del cepillo «Sensitive» (Sensitive) de Oral-B. 3. Pruebe el modo «Sensitive», (Sensitive).
CABEZALES DEL CEPILLO		
El cabezal del cepillo Oral-B no encaja en el mango Oral-B.	El cabezal del cepillo Oral-B no es compatible con su mango.	Los cabezales del cepillo que encajan en su mango Oral-B no sirven para usarse con los cepillos «Pulsonic», «VitalitySonic», «Sonic CompleteQ», «CrossAction Power».
APLICACIÓN		
El cepillo dental no funciona (bien) con la aplicación de Oral-B.	1. La aplicación de Oral-B está apagada. 2. El <i>Bluetooth</i> no está activado en su teléfono inteligente. 3. La transmisión de radio está desactivada; la pantalla de transmisión radial (f) está apagada. 4. Se ha perdido la conexión con <i>Bluetooth</i> . 5. Su teléfono inteligente no es compatible con <i>Bluetooth</i> versión 4.0 (o más actualizada).	1. Abra la aplicación de Oral-B. 2. Active el <i>Bluetooth</i> en su teléfono inteligente; como se indica en el manual de usuario del teléfono. 3. Active la transmisión radial del cepillo oprimiendo el botón de encendido y apagado (c) y el botón selector de modo (d) de manera simultánea durante 3 segundos hasta que la pantalla de transmisión radial (f) se encienda. 4. Presione brevemente el botón selector de modo (d) para conectarse de nuevo. Mantenga su teléfono inteligente cerca cuando lo use con el mango del cepillo dental. 5. Su teléfono inteligente debe ser compatible con <i>Bluetooth</i> versión 4.0 (o más actualizada) para poder conectarse con el mango de su cepillo dental.
Restablezca la configuración del fabricante.	Se desea la funcionalidad original.	Presione el botón de encendido y apagado (c) durante 10 segundos hasta que todas las luces indicadoras parpadeen dos veces simultáneamente.

SOLO PARA ESTADOS UNIDOS

Garantía limitada de 2 años

Oral-B garantiza que este aparato no presentará defectos en sus materiales ni en su fabricación durante un periodo de dos años a partir de la fecha de compra original al detalle. Si el aparato presentara algún defecto de este tipo, Oral-B se reserva la opción de repararlo o reemplazarlo sin costo alguno de repuestos y mano de obra. El producto debe llevarse o enviarse por correo prepago y asegurado (opción recomendada) a un Centro de Servicio Oral-B autorizado. Se requiere presentar el comprobante con la fecha original de compra.

El costo de envío del producto a un centro de servicio autorizado es responsabilidad del consumidor, el costo de la devolución del producto al consumidor es responsabilidad de Oral-B. Esta garantía no cubre el acabado ni el desgaste normal. Tampoco cubre ningún daño ocasionado por accidentes, uso indebido, suciedad, agua, alteraciones, abuso, reparaciones realizadas o intentadas por agencias de servicio no autorizadas, falta del mantenimiento necesario y razonable, incluida la recarga, o unidades que se han modificado o usado con fines comerciales.

Este aparato está dotado de un módulo de radio *Bluetooth* Smart aprobado. El no establecer una conexión *Bluetooth* Smart con ciertos teléfonos inteligentes no está contemplado en la garantía del aparato, a menos que el módulo de radio *Bluetooth* de este aparato esté dañado. Los dispositivos *Bluetooth* tienen garantía de sus fabricantes y no de Oral-B. Oral-B no influye en o hace recomendaciones a los fabricantes de dispositivos, y por lo tanto Oral-B no asume ninguna responsabilidad por el número de dispositivos compatibles con nuestros sistemas *Bluetooth*.

Oral-B se reserva el derecho, sin notificación previa, de hacer modificaciones técnicas o cambios a la implementación en el sistema de características del aparato, la interfaz o cambios en la estructura del menú que se consideren necesarios para asegurar el funcionamiento confiable de los sistemas de Oral-B.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, SE LIMITAN A DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA ORIGINAL DE COMPRA. ORAL-B NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA POR DAÑOS INDIRECTOS OCASIONADOS POR EL USO DE ESTE PRODUCTO.

En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de los daños indirectos o secundarios, por lo que es posible que la limitación anterior no rija para usted. Esta garantía le concede derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos legales que varían de un estado a otro.

Cómo obtener servicio en EE. UU.

En caso de que este producto requiera servicio técnico, llame al 1-800-566-7252 para que lo remitan al centro de servicio Oral-B autorizado de su localidad.

Para obtener servicio de reparación:

- A. Lleve el producto al centro de servicio Oral-B autorizado de su elección, o
- B. Envíe el producto al centro de servicio Oral-B autorizado de su elección. Empaque bien el producto y envíelo por correo prepago y asegurado (opción recomendada). Incluya una copia del comprobante de compra para corroborar la cobertura de la garantía, si corresponde.

Para obtener repuestos y accesorios originales Oral-B:
Comuníquese con un centro de servicio Oral-B autorizado.
Sírvaselo llamar al 1-800-566-7252 para que lo remitan al centro de servicio Oral-B autorizado de su localidad.

Para hacer pedidos de accesorios y repuestos originales Oral-B (incluso cabezas de repuesto) por teléfono: Sírvaselo llamar al 1-800-566-7252.

Para hablar con un representante de servicio al cliente de Oral-B:
Sírvaselo llamar al 1-800-566-7252.

Declaración de cumplimiento

Este aparato cumple con la parte 15 del reglamento de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (Federal Communications Commission, FCC). Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones: (1) este producto puede no causar interferencia dañina y (2) este producto debe recibir cualquier interferencia, inclusive la interferencia que puede causar el mal funcionamiento del producto.

Pantalla: sometida a pruebas de cumplimiento de las normas de la FCC. PARA USO EN EL HOGAR O LA OFICINA.

Los cambios o modificaciones hechos a cualquier parte de este aparato podrían anular la autoridad del usuario para utilizar este.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites para un aparato digital Clase B, conforme a la Parte 15 de la normativa de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (Federal Communications Commission, FCC). Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones radiales. Sin embargo, no se puede asegurar que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo en efecto causa una interferencia dañina a la señal de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se aconseja que el usuario trate de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Oriente la antena de recepción hacia otro punto o muévala.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente que forme parte de un circuito diferente del circuito al que el receptor está conectado.
- Busque asistencia del distribuidor o de un técnico de radio/TV.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Votre brosse à dents Oral-B® a été soigneusement conçue pour vous offrir à vous et à votre famille une expérience de brossage unique à la fois sécuritaire et efficace.

Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

DANGER

Pour réduire les risques d'électrocution :

1. Éviter de placer ou de ranger le chargeur à un endroit d'où il pourrait tomber ou être poussé dans la baignoire ou le lavabo.
2. Éviter d'immerger le chargeur dans l'eau ou dans tout autre liquide.
3. Ne pas toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau. Le débrancher immédiatement.
4. Ne pas utiliser dans le bain ou la douche.

MISE EN GARDE

Afin de réduire les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

1. L'utilisation de ce produit par un jeune enfant ou une personne handicapée, ou en présence de ces derniers, doit être faite sous étroite supervision.
2. Ce produit est conçu pour être utilisé conformément au mode d'emploi. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
3. Tenir le cordon loin des surfaces chaudes.
4. Ne jamais laisser tomber l'appareil ni introduire un objet dans un quelconque orifice de l'appareil.
5. Ne jamais utiliser ce produit si la prise ou le cordon sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé ou s'il a été immergé dans l'eau. Si l'une de ces situations se produit, veuillez communiquer avec un centre de services et retourner le produit pour qu'il soit examiné et réparé.

IMPORTANT

1. Vérifier régulièrement le cordon d'alimentation. Si le cordon est endommagé, apporter le chargeur dans un centre de services Oral-B. Ne pas utiliser un appareil endommagé ou qui ne fonctionne plus.
2. Si l'appareil tombe, la brosette devrait être remplacée avant d'être utilisée et ce, même si aucun dommage n'est apparent.
3. Ne pas toucher la prise d'alimentation avec les mains mouillées. Il y a risque d'électrocution.
4. Au moment de débrancher l'appareil, toujours tirer la prise, jamais le cordon d'alimentation.
5. Ne pas modifier ou réparer le produit. Cela pourrait causer un incendie, une électrocution ou une blessure. Communiquer avec votre détaillant ou le centre de services Oral-B si des réparations sont nécessaires. Ne pas démonter l'appareil sauf pour retirer la pile.
6. Au moment de retirer la pile pour la jeter, faire attention de ne pas court-circuiter les bornes positive (+) et négative (-).
7. Ce produit n'est pas conçu pour les enfants de moins de trois ans.
8. Cette brosse à dents est un appareil de soins personnels et n'est pas conçue pour être utilisée avec plusieurs patients dans un cabinet dentaire ou une institution.
9. Remplacer la brosette tous les 3 mois, ou plus tôt si la brosette est usée.

ATTENTION

Consultez votre professionnel dentaire avant usage si vous suivez tout traitement pour une affection buccale.

CONSERVER CES CONSIGNES

Renseignements importants

- Vous pouvez utiliser votre brosse à dents Oral-B 5000-6000 avec un écran d'affichage interactif sans fil (SmartGuide) ou avec votre téléphone intelligent (pour plus de détails, recherchez « Connecter votre brosse à dents à votre téléphone intelligent »).
- Pour éviter tout problème de compatibilité ou d'interférence électromagnétique, désactivez la transmission radio du manche de votre brosse à dents (e) avant de l'utiliser dans des zones réglementées comme les avions ou les endroits spécialement désignés dans les hôpitaux.
- Désactivez la transmission radio en appuyant simultanément sur les boutons marche/arrêt (c) et « mode » (d) pendant 3 secondes, jusqu'à ce que l'affichage de transmission radio (f) disparaisse. Suivez la même procédure pour réactiver la transmission radio.
- Les personnes qui ont un stimulateur cardiaque doivent toujours garder la brosse à dents à plus de 15 centimètres (6 pouces) du stimulateur lorsque celle-ci est en marche. En tout temps, si vous soupçonnez qu'il y a interférence, désactivez la transmission radio de votre brosse à dents.

Description

- a Brossette
- b Voyant lumineux du détecteur de pression (rouge) / voyant lumineux du minuteur (vert)
- c Bouton marche/arrêt
- d Bouton de choix de mode de brossage
- e Manche
- f Écran d'affichage à transmission radio (avec technologie sans fil Bluetooth®)
- g Indicateur de charge
- h Chargeur (chargeur de base et compartiment pour brosse avec couvercle protecteur)
- i Trousse de voyage (selon le modèle)
- j Trousse de voyage pour le chargeur (selon le modèle)

Spécifications

Pour connaître les spécifications électriques, consulter les renseignements imprimés sous le chargeur.

Branchement et chargement

Cette brosse à dents est dotée d'un manche à l'épreuve de l'eau et est un appareil électrique sécuritaire conçu pour être utilisé dans la salle de bains.

- Brancher le chargeur (h) à une prise de courant et placer le manche (e) sur le chargeur.

- Les voyants bleus clignotants indiquent que la brosse se charge (illustration 1, page 4). Lorsque la brosse est complètement chargée, les voyants s'éteignent. Il faut compter jusqu'à 24 heures pour charger complètement l'appareil, ce qui permet jusqu'à dix jours d'utilisation normale (2 fois par jour, pendant 2 minutes).
Remarque : Après une décharge complète, les voyants bleus peuvent ne pas clignoter immédiatement; cela peut prendre de 10 à 15 minutes avant qu'ils ne s'allument.
- Lorsque la pile rechargeable est faible, le voyant lumineux de charge faible bleu (g) se met à clignoter pendant quelques secondes au moment d'allumer ou d'éteindre la brosse à dents. Si la pile rechargeable est déchargée, le moteur s'arrêtera, un voyant lumineux de charge orange clignotera et la brosse devra être chargée pendant 40 minutes avant d'être utilisée pour un brossage de 2 minutes.
- Pour une utilisation quotidienne, le manche de la brosse à dents peut être rangé sur le chargeur afin qu'il conserve une charge maximale. Il n'y a aucun risque de surcharger la pile. Pour assurer le rendement optimal de la pile, débranchez le chargeur et laissez le manche se décharger complètement par une utilisation régulière, au moins une fois tous les 6 mois.

Brossage des dents

Technique de brossage

Mouillez la brosette et appliquez n'importe quel dentifrice. Pour éviter les éclaboussures, placez la brosse sur vos dents avant de la mettre en marche (illustration 2, page 4). Lorsque vous vous brossez les dents avec une des **brossettes oscillantes et rotatives** de Oral-B, déplacez lentement la brosette d'une dent à l'autre, en brossant la surface de chaque dent durant quelques secondes (illustration 3, page 5).

Lorsque vous utilisez une **brossette « Deep Sweep »** de Oral-B, placez les soies de la brosse sur les dents, en l'inclinant quelque peu vers la marge gingivale. Appliquez une légère pression et commencez à brosser en effectuant des mouvements de va-et-vient, comme avec une brosse à dents manuelle (illustration 4, page 5).

Avec n'importe quelle brosette, brossez d'abord les surfaces extérieures des dents, puis les surfaces intérieures, et enfin les surfaces de mastication. Brossez les quadrants de la bouche de façon égale. Vous pouvez aussi indiquer à vos patients la technique de brossage qui leur convient le mieux.

Durant les premiers jours d'utilisation d'une brosse à dents électrique, il est possible que vos gencives saignent légèrement. En général, ces saignements devraient cesser au bout de quelques jours. S'ils

persistent plus de deux semaines, veuillez consulter votre dentiste ou hygiéniste dentaire. Oral-B recommande aux gens dont les dents ou les gencives sont sensibles d'utiliser le mode « Sensible » (optionnel en combinaison avec la brosse à dents Sensitive Gum Care de Oral-B).

Minuteur

Vous pouvez choisir le minuteur « Professional » ou « 2 minutes ».

Le minuteur « 2 minutes » émet un bref son saccadé et un voyant lumineux vert (b) s'allume pour indiquer que le brossage de deux minutes recommandées par les dentistes est terminé.

Le minuteur « professionnel » émet un bref signal sonore toutes les 30 secondes pour vous indiquer le moment de changer de quadrant (45 secondes avec le mode « Nettoyage en profondeur ») (illustration 5, page 5). Un seul long signal et un voyant lumineux vert indiquent la fin du brossage de 2 minutes recommandé par les dentistes (3 minutes de brossage en mode « Nettoyage en profondeur »).

Le minuteur mémorise le temps de brossage écoulé, même lorsque le manche est brièvement mis en arrêt pendant le brossage. Le temps est remis à zéro lorsque le manche est mis en arrêt pendant plus de 30 secondes ou lorsque le bouton de choix de mode de brossage (d) est enfoncé brièvement lorsque le manche est mis en arrêt.

Détecteur de pression

Si vous exercez trop de pression sur vos dents, le voyant lumineux rouge du détecteur de pression (b) s'allumera (illustration 5, page 5). De plus, si vous êtes en mode de brossage « Nettoyage quotidien » ou « Nettoyage en profondeur », celui-ci passera au mode « Sensible ». Assurez-vous régulièrement du bon fonctionnement du détecteur de pression en appuyant modérément sur la brosse à dents lorsque vous vous brossez les dents.

Modes de brossage

Votre brosse offre différents modes de brossage :

- « **Nettoyage quotidien** »
 - Mode standard pour le nettoyage quotidien de la bouche.
- « **Nettoyage en profondeur** »
 - Pour un nettoyage buccal avec temps de brossage prolongé de 45 secondes par quadrant (total de 3 minutes).
- « **Sensible** »
 - Pour un nettoyage en douceur, mais complet, des zones sensibles.
- « **Blanchiment** »
 - Pour un polissage quotidien ou occasionnel.
- « **Massage** »
 - Pour masser délicatement les gencives.

La brosse à dents se met automatiquement en mode « Nettoyage quotidien ». Pour passer aux autres modes, appuyez successivement sur le bouton de choix de mode de brossage (illustration 4, page 5). Pour retourner au mode « Nettoyage quotidien », appuyez sur le bouton de choix de mode de brossage et maintenez-le enfoncé. Le mode de brossage est mémorisé même si le manche est brièvement mis en arrêt durant le brossage. Le mode de brossage revient à « Nettoyage quotidien » lorsque le manche est mis en arrêt pendant plus de 30 secondes ou lorsque le bouton de choix de mode de brossage (d) est enfoncé lorsque le manche est mis en arrêt.

Brossettes

Oral-B offre une variété de différentes brosettes qui conviennent à votre manche Oral-B.


Nos **brossettes oscillantes et rotatives** peuvent être utilisées pour un nettoyage précis dent par dent.

Brossette Oral-B CrossAction




Notre brosse à dents la plus avancée. Soies orientées pour un nettoyage précis. Soulève et déloge la plaque.

Brossette Oral-B Precision Clean




Procure une action nettoyante douce mais efficace pour les dents et les gencives. La brosse à dents enveloppe chaque dent avec ses soies plus longues et plus denses tout en atteignant en profondeur entre les dents.

Brossette Oral-B FlossAction



Met en vedette des soies micropulse qui enlèvent remarquablement la plaque entre les dents.

Brossette Oral-B 3D White



Met en vedette une cupule de polissage spéciale qui blanchit naturellement les dents. Veuillez noter que les enfants de moins de 12 ans ne devraient pas utiliser la brosse à dents 3D White de Oral-B.

Brossette Oral-B Sensitive Gum Care



Nettoie en profondeur les dents et les gencives sensibles. Ses soies extra souples sont douces pour les dents et les gencives.

Brossette Oral-B Ortho



Ses touffes de soies spéciales nettoient en profondeur et enlèvent délicatement la plaque sur les dents et les appareils orthodontiques.


Brossette Oral-B Power Tip



Cette brosse est conçue pour nettoyer entre les dents, ainsi qu'autour des ponts, des couronnes et des implants. Placez la brosse à angle de 45 degrés le long de la marge gingivale. Guidez lentement la brosse le long des gencives en effectuant une pause entre chaque dent pour obtenir des résultats optimaux.

Notre brosse **Deep Sweep dynamique** peut être utilisée avec toutes les techniques de brossage courantes.

Brossette Oral-B Deep Sweep



Met en vedette une action nettoyante triple zone pour déloger la plaque de façon remarquable même entre les dents.

Les brosses Oral-B se distinguent par leurs soies INDICATOR® bleu pâle qui vous aident à évaluer quand remplacer la brosse. Lorsque la brosse est utilisée correctement, c'est-à-dire deux fois par jour pendant deux minutes chaque fois, la couleur bleue des soies s'estompe à mi-hauteur après environ 3 mois d'utilisation. Si les soies s'aplatissent avant que la couleur ne s'estompe, c'est que vous exercez probablement une pression trop forte sur vos dents et vos gencives pendant le brossage.

Nous ne recommandons pas d'utiliser la brosse Oral-B FlossAction ou Oral-B 3D White si vous portez un appareil orthodontique. Vous pouvez utiliser la brosse Oral-B Ortho spécialement conçue pour nettoyer autour des broches et des fils.

Branchement de votre brosse à dents à votre téléphone intelligent

Téléchargez l'appli Oral-B™ dans l'App Store^(SM) ou dans Google Play™. L'appli Oral-B™ vous permet d'utiliser votre temps avec plus d'efficacité, crée des tableaux illustrant le progrès de votre brossage et

personnalise les paramètres de votre brosse à dents (pour consulter les avantages, consulter les instructions de l'appli Oral-B™).

- Démarrez l'appli Oral-B™ et suivez la procédure affichée pour effectuer le pairage *Bluetooth*. Remarque : Si la réceptivité *Bluetooth* de votre téléphone est désactivée, les fonctionnalités offertes par l'appli Oral-B™ seront limitées (consultez le guide de l'utilisateur de votre téléphone intelligent pour les directives).
- La brosse à dents se connectera automatiquement à l'appli Oral-B™ lorsque vous la mettrez en marche en la soulevant du chargeur électrique (h) ou en appuyant sur tout bouton (c)/(d). Si la connexion ne s'effectue pas, appuyez brièvement sur le bouton mode (d) du manche de votre brosse à dents et attendez que la connexion s'effectue.
- L'appli affichera toute autre directive sur votre téléphone intelligent.
- Lorsque vous utilisez votre brosse à dents, gardez votre téléphone intelligent à proximité. Assurez-vous que votre téléphone intelligent est placé dans un endroit sec et sécuritaire.

Remarque : Votre téléphone intelligent doit, pour pouvoir se connecter au manche de votre brosse à dents, supporter *Bluetooth* 4.0 (ou une version ultérieure).

Recommandations d'entretien

Après l'utilisation, rincez votre brosse sous l'eau courante pendant quelques secondes en gardant le manche en mode de marche. Éteignez le manche et retirez la brosse. Nettoyez les deux pièces séparément sous l'eau courante, puis essuyez-les avant d'assembler la brosse à nouveau. Démontez le chargeur avant de le nettoyer. Le compartiment à brosse et le couvercle protecteur vont au lave-vaisselle. Le chargeur de base doit être nettoyé avec un linge humide seulement.

La partie amovible de la trousse de voyage (i) va au lave-vaisselle. L'extérieur de la trousse de voyage doit être nettoyé avec un linge humide seulement (illustration 7, page 5). Assurez-vous que toutes les parties de la trousse de voyage soient complètement sèches avant de les réassembler et que le manche/brosse soient secs avant de les ranger dans la trousse de voyage. Remarque : nettoyez immédiatement les taches sur la trousse de voyage. Rangez la trousse de voyage dans un endroit propre et sec.

Sous réserve de modifications sans préavis.

Avis environnemental


Ce produit contient des piles et/ou des déchets électriques recyclables. Pour protéger l'environnement, ne pas jeter dans les ordures ménagères; déposer plutôt dans un point de collecte pour déchets électriques de votre région.



Retrait de la pile

Manipulation de la pile

À la fin de la vie utile du produit, ouvrir le compartiment à piles situé dans le manche tel qu'indiqué, retirer la pile et la jeter conformément aux règlements locaux.



Attention! L'ouverture du manche rend l'appareil inutilisable et invalide la garantie.

Renseignements importants sur le module radio Bluetooth®

Bien que toutes les fonctions indiquées sur l'appareil *Bluetooth* soient supportées, Oral-B ne peut garantir une fiabilité de connexion à 100 % ni la constance d'exécution des caractéristiques.

La performance d'exécution et la fiabilité de la connexion dépendent de chaque appareil *Bluetooth* individuel, de la version logicielle ainsi que du système d'exploitation de l'appareil *Bluetooth*, de même que des règles de sécurité intégrées à l'appareil par l'entreprise.

Oral-B adhère au standard *Bluetooth* et se conforme à celui-ci avec rigueur; un standard grâce auquel les appareils *Bluetooth* peuvent communiquer et fonctionner avec les brosses à dents Oral-B.

Si, toutefois, les fabricants ne se conforment pas à ce standard, la compatibilité et les caractéristiques *Bluetooth* seront compromises et l'utilisateur pourra alors rencontrer des problèmes en matière de fonctionnalité et de caractéristiques. Veuillez prendre note que l'aspect logiciel de l'appareil *Bluetooth* peut avoir un grand impact sur la compatibilité et l'usage.

Satisfaction garantie ou argent remis!

Essayez Oral-B pendant 60 jours, à partir de la date d'achat. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de ce produit, vous recevrez un remboursement complet sous forme de carte prépayée sans aucune question de notre part. Pour obtenir un remboursement complet, veuillez retourner le produit et envoyer votre nom, adresse, numéro de téléphone et le reçu de caisse original indiquant le prix et la date de l'achat à l'adresse ci-dessous pour recevoir une carte prépayée de la valeur de votre achat (au Canada, les remboursements comprennent la taxe et les frais postaux de première classe par Postes Canada).

Pour les États-Unis seulement :

Satisfaction garantie Défi 60 jours Oral-B
4608 Appliance Drive
Suite 2
Belcamp, MD 21017

Pour le Canada seulement :

À l'attention de : Défi 60 jours
Braun MBG
PO Box 12060
Saint-Jean (N.-B.)
E2L 5E7

Votre brosse à dents Oral-B doit être retournée dans son emballage original et postée au plus tard 60 jours après la date d'achat. Veuillez prévoir de 6 à 8 semaines pour le traitement de votre demande. Aux É.-U., les frais d'expédition pour retourner le produit sont aux frais du consommateur.

Nous sommes désolés, aucun remboursement ne sera effectué si le produit Oral-B a été endommagé par accident, par négligence ou par un usage abusif, ou qu'il a été perdu par la poste.

Des modalités s'appliquent. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.

Garantie des brossettes de rechange

La garantie Oral-B sera annulée si les dommages causés au manche électrique rechargeable sont attribuables à l'utilisation de brossettes de rechange d'une marque autre que Oral-B.

Oral-B ne recommande pas l'utilisation de brossettes autres que Oral-B.

- Oral-B n'a aucun contrôle sur la qualité des brossettes autres que Oral-B. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la performance de nettoyage de brossettes qui ne sont pas de marque Oral-B, tel qu'annoncé au moment de l'achat initial.
- Oral-B ne peut pas assurer le bon ajustement de brossettes autres que Oral-B.
- Oral-B ne peut prédire l'effet à long terme de l'utilisation de brossettes autres que Oral-B sur l'usure du manche.

Toutes les brossettes Oral-B portent le logo Oral-B et répondent aux standards de haute qualité Oral-B. Oral-B ne vend pas de brossettes ou de pièces détachées sous le nom d'autres marques.

Problème	Cause possible	Résolution
BROSSE À DENTS		
1. Brefs sons saccadés/ voyant lumineux vert clignotant toutes les 30 secondes (toutes les 45 secondes en mode « Deep Clean ») 2. Son saccadé/voyant lumineux vert clignotant après seulement 2 minutes (3 minutes en mode « Deep Clean »)	1. Minuteur « Professional » activé 2. Minuteur « 2 minutes » activé	1. Réglez votre minuteur à 2 minutes; suivez les directives sous « Personalizing the timer » (Personnalisation du minuteur). 2. Réglez votre minuteur à « Professional » (sons saccadés/voyant vert clignotant toutes les 30 secondes; suivez les étapes apparaissant sous « Personalizing the timer » (Personnalisation du minuteur).
Les gencives saignent légèrement.	1. Cela peut se produire au cours des premiers jours d'utilisation. 2. Brossette 3. Mode de brossage	1. Les saignements devraient cesser après quelques jours. S'ils persistent plus de deux semaines, veuillez consulter votre dentiste ou hygiéniste dentaire. 2. Essayez d'utiliser la brosse Oral-B « Sensitive ». 3. Essayez d'utiliser le mode « Sensitive ».
BROSSETTES		
La brosse Oral-B ne convient pas au manche Oral-B.	La brosse Oral-B n'est pas compatible avec votre manche.	Les brosettes Oral-B qui conviennent à votre manche Oral-B ne sont pas compatibles avec les manches «Pulsonic», «VitalitySonic», «Sonic Complete» et «CrossAction Power».
APPLI		
La brosse à dents ne fonctionne pas (correctement) avec l'appli Oral-B.	1. L'appli Oral-B est fermée. 2. <i>Bluetooth</i> n'est pas activé sur votre téléphone intelligent. 3. La transmission radio est désactivée; l'écran d'affichage de transmission radio (f) est éteint. 4. La connexion à <i>Bluetooth</i> est interrompue. 5. Votre téléphone intelligent ne supporte pas <i>Bluetooth</i> 4.0 (ou une version ultérieure).	1. Démarrez l'appli Oral-B. 2. Activez <i>Bluetooth</i> sur votre téléphone intelligent comme décrit dans son guide de l'utilisateur. 3. Activez la transmission radio en appuyant simultanément sur les boutons marche/arrêt (c) et Mode (d) pendant 3 secondes, jusqu'à ce que l'affichage de transmission radio (f) démarre. 4. Appuyez brièvement sur le bouton Mode (d) pour relancer la connexion. Lorsque vous utilisez votre brosse à dents, gardez votre téléphone intelligent à proximité. 5. Votre téléphone intelligent doit supporter <i>Bluetooth</i> 4.0 (ou une version ultérieure) pour se connecter au manche de votre brosse à dents.
Réinitialiser l'appareil aux réglages en usine.	Retour aux fonctionnalités originales désirées.	Maintenez le bouton marche/arrêt (c) enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que tous les voyants lumineux clignent simultanément deux fois.

POUR LE CANADA SEULEMENT

Garantie limitée de 2 ans

Si l'appareil présente un défaut de fonctionnement, au cours de la période stipulée par la garantie, causé par un vice de matériau ou de fabrication et que le consommateur retourne l'appareil à un centre de services autorisé, Braun Canada, à sa discrétion, réparera ou remplacera l'appareil sans frais additionnels pour le consommateur. La présente garantie ne couvre pas tout produit endommagé par chute, altération, réparation ou tentative de réparation par une agence de services non autorisée, mauvais usage ou usage abusif. La présente garantie ne couvre pas les éléments qui auront été modifiés ou utilisés à des fins commerciales.

Cet appareil possède un module radio approuvé *Bluetooth* Smart. La garantie de l'appareil ne concerne pas l'échec d'établir une connexion *Bluetooth* Smart à des téléphones intelligents précis, sauf si le module radio *Bluetooth* de cet appareil est endommagé. Les appareils *Bluetooth* sont sous la garantie de leur fabricant et non sous celle d'Oral-B. Oral-B n'influence pas les fabricants ni ne leur émet de recommandations; conséquemment, Oral-B n'est aucunement responsable du nombre d'appareils compatibles à nos systèmes *Bluetooth*.

Oral-B se réserve le droit d'effectuer sans préavis toute modification technique ou tout changement jugés nécessaires à l'implémentation au système des caractéristiques de l'appareil, de l'interface ou de la structure du menu pour veiller à ce que les systèmes Oral-B fonctionnent avec fiabilité.

Dans la mesure permise par la loi, Braun Canada ne pourra être tenue responsable de la perte du produit, de la perte de temps, du désagrément, du préjudice commercial ou des dommages spéciaux ou indirects. Les dispositions de la présente garantie s'ajoutent aux garanties légales et autres droits et recours prévus par les lois provinciales applicables et ne modifient ou ne diminuent en rien ces garanties, droits et recours.

Comment obtenir des services au Canada

Si ce produit devait avoir besoin d'un service après-vente, composez le 1-800-566-7252 pour que l'on vous dirige vers le centre de services autorisé Oral-B le plus près de chez vous.

Pour obtenir des services :

- A. Apportez le produit au centre de services Oral-B autorisé de votre choix; ou
- B. Expédiez le produit au centre de services Oral-B autorisé de votre choix. Emballez le produit correctement. Envoyez le produit port payé et assuré (recommandé). Incluez une copie de votre preuve d'achat afin de nous permettre de vérifier la couverture de la garantie, s'il y a lieu.

Pour obtenir des pièces originales Oral-B et des accessoires :

Communiquez avec un centre de services autorisé Oral-B.

Pour connaître le centre de services autorisé Oral-B le plus près de chez vous, veuillez composer le 1-800-566-7252.

Pour joindre un représentant du service à la clientèle Oral-B :

Veuillez composer le 1-800-566-7252.

Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme aux critères CNR exempts de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

