









Kids' Power Toothbrush



Charger Type 3757, Handle Type 4733

powered by **BRAUN**

97544926



IMPORTANT SAFEGUARDS

Dear parents,

The Braun Oral-B Kids' PowerToothbrush has been developed with leading dental professionals to effectively remove plaque from children's teeth. It will make it easier for your child to brush properly and thoroughly. We hope your child will enjoy his/her new Braun Oral-B appliance.

This appliance is suitable for children 3 years or older. Please read the use instructions carefully and completely before showing your child how to use the appliance. We recommend that parents supervise their children when they start using the appliance in order to help them become familiar with it.

Read all instructions before using.

DANGER

In order to reduce the risk of electrocution:

1. Do not place or store the charger where it can fall or be pulled into a tub or sink.
2. Do not place the charger in water or other liquid.
3. Do not reach for a charger that has fallen into water. Unplug immediately.
4. Do not use while bathing.

WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury:

1. Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or handicapped.
2. Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3. Keep cord away from heated surfaces.
4. Never drop the appliance or insert any object into any opening of the appliance.
5. Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged or if it has been dropped into water. If any of these occur, please contact a service center and return the product for examination and repair.

IMPORTANT

1. Periodically check the cord for damage. If cord is damaged, take the charging unit to an Oral-B Service Center. A damaged or non-functioning unit should no longer be used.
2. If the toothbrush handle is dropped, the brush head should be replaced before the next use even if no damage is visible.
3. Do not touch the power plug with wet hands. This can cause an electric shock.
4. When unplugging, always hold the power plug instead of the cord.
5. Do not modify or repair the product. This may cause fire, electric shock or injury. Consult your dealer for repairs or contact an Oral-B Service Center. Do not disassemble the product except when disposing of the battery.
6. When taking out the battery for disposal, use caution not to short the positive (+) and negative (–) terminals.
7. This product is not intended for use by children under age three.
8. This toothbrush is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.
9. For tooth brushing only. Do not use as a toy or without adult supervision.
10. Do not chew or bite on brush.
11. Replace brush (head) every 3 months or sooner if brush head becomes worn.

CAUTION

If you are undergoing treatment for any oral care condition, consult your dental professional prior to use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Description

- A Brush head
- B On/off switch
- C Squish Grip handle
- D Charge indicator
- E Charging unit

Specifications

For voltage specifications please refer to the bottom of the charging unit.

Connecting and charging

This toothbrush has a waterproof handle, is electrically safe and designed for use in the bathroom.

- Plug the charging unit (E) into an electrical outlet and place the toothbrush handle (C) on the charging unit.
- The charge indicator light (D) flashes while the handle is being charged, once it is fully charged the light turns off (1). A full charge can take up to 22 hours and enables up to seven days of regular brushing (twice a day, 2 minutes).
Note: If the charging light does not flash immediately, continue charging. It will appear in 10–15 minutes.
- For everyday use, the handle can be stored on the plugged-in charging unit to maintain the appliance at full power. Overcharging is impossible.

Battery maintenance

To maintain the maximum capacity of the rechargeable battery, unplug the charging unit and discharge the handle by regular use at least every 6 months.

Brushing with a music timer

Use the following steps to show and explain to your child how to use the appliance properly:

- When the handle is taken from the plugged-in charging unit, a short melody will sound.
- Put a small amount of toothpaste onto the brush head (we recommend kids toothpaste).
- First guide the brush head to the teeth, only then turn on the handle by pressing the on/off switch (B) (2).
- Start with the lower teeth: Slowly guide the brush head from tooth to tooth;
 - first the outsides,
 - then the insides,
 - finally the chewing surfaces (3).Do not scrub or press too hard. The toothbrush automatically provides the proper cleaning action.
- After one minute of operation, the brush movement will be interrupted by a short melody. This tells your child to move on to the upper teeth. Clean them – again tooth by tooth – until the next melody plays (after another minute of operation). This way you can make sure that your child brushes his/her teeth for at least 2 minutes as recommended by dental professionals (4).
- Turn off the handle by pressing the on/off switch (B) while the brush head is still in the mouth.

We recommend to replace the brush head every three months. The brush head is provided with a row of blue INDICATOR® bristles (3a). With proper brushing twice a day for two minutes, the color will disappear half-way down these bristles in a 3-month period (3b). If bristles begin to splay before the color starts to recede, this indicates that your child exerts too much pressure on teeth/gums (3c).

Replacement brush heads: Stages Power (EB10)

Available at your retailer or at Oral-B Braun Service Centers.

In the first few days of using any electric toothbrush, gums may bleed slightly. In general, bleeding should stop after a few days. Should it persist after 2 weeks, please consult your dentist or dental hygienist.

Cleaning


After use, rinse the brush head for several seconds under running water with the handle switched on. Then switch off the handle and take off the brush head. Rinse both parts separately under running water and wipe them dry before putting the handle back onto the charging unit. From time to time, also clean the charging unit with a damp cloth (5).

Environmental Notice

PRODUCT CONTAINS NICKEL-METAL HYDRIDE RECHARGEABLE BATTERIES. MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

Battery removal at the end of the product's useful life

Open the handle as shown, remove the battery and dispose of it according to local environmental regulations.



Caution! Opening the handle will destroy the appliance and invalidate the warranty.

Subject to change without notice.

FOR USA ONLY

Limited 2-Year Warranty

Oral-B warrants this appliance to be free of defects in material and workmanship for a period of two years from the date of original purchase.

If the appliance exhibits such a defect, Oral-B will, at its option, repair or replace it without cost for parts and labor. The product must be carried in or shipped, prepaid and insured (recommended), to an authorized Oral-B Service Center. Proof of date of original purchase is required.

The cost to ship the product to an authorized Service Center is the responsibility of the consumer, the cost to return the product to the consumer is the responsibility of Oral-B.

This warranty does not cover finishes or normal wear, nor does it cover damage resulting from accident, misuse, dirt, water, tampering, unreasonable use, service performed or attempted by unauthorized service agencies, failure to provide reasonable and necessary maintenance, including recharging, or units that have been modified or used for commercial purposes.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO TWO YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO EVENT WILL ORAL-B BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other legal rights which vary from state to state.

How to obtain service in the USA

Should this product require service, please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized Oral-B Service Center closest to you.

To obtain service:

A. Carry the product in to the authorized Oral-B Service Center of your choice or,

B. Ship the product to the authorized Oral-B Service Center of your choice.

Pack the product well. Ship the product prepaid and insured (recommended). Include a copy of your proof of purchase to verify warranty coverage, if applicable.

To obtain original Oral-B replacement parts and accessories:

Contact an authorized Oral-B Service Center.

Please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized Oral-B Service Center closest to you.

To order original Oral-B replacement parts and accessories (including replacement brush heads) by phone:

Please call 1-800-566-7252.

To speak to an Oral-B Consumer Service Representative:

Please call 1-800-566-7252.

FOR CANADA ONLY

Limited 2-Year Warranty

In the event this appliance fails to function within the specified warranty period because of defects in material or workmanship, and the consumer returns the unit to an authorized service center, Braun Canada will, at its option either repair or replace the unit without additional charge to the consumer. This warranty does not cover any product which has been damaged by dropping, tampering, servicing performed or attempted by unauthorized service agencies, misuse or abuse. This warranty excludes units which have been modified or used for commercial purposes.

To the extent allowed by law, Braun Canada shall not be responsible for loss of the product, loss of time, inconvenience, commercial loss, special or consequential damages. The provisions of this warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in applicable provincial legislation.

How to obtain service in Canada

Should this product require service, please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized Oral-B Service Center closest to you.

To obtain service:

- A. Carry the product in to the authorized Oral-B Service Center of your choice or,
- B. Ship the product to the authorized Oral-B Service Center of your choice.
Pack the product well. Ship the product prepaid and insured (recommended). Include a copy of your proof of purchase to verify warranty coverage, if applicable.

To obtain original Oral-B replacement parts & accessories:

Contact an authorized Oral-B Service Center.

Please call 1-800-566-7252 to be referred to the authorized Oral-B Service Center closest to you.

To speak to an Oral-B Service Representative:

Please call 1-800-566-7252.

FOR USA AND CANADA

Warranty replacement brush heads

Oral-B warranty will be voided if electric rechargeable handle damage is found to be attributed to the use of non-Oral-B replacement brush heads.

Oral-B does not recommend the use of non Oral-B replacement brush heads.

- Oral-B has no control over the quality of non-Oral-B replacement brush heads. Therefore, we cannot ensure the cleaning performance of non-Oral-B replacement brush heads, as communicated with the electric rechargeable handle at time of initial purchase.
- Oral-B cannot ensure a good fit of non-Oral-B replacement brush heads.
- Oral-B cannot predict the long-term effect of non-Oral-B replacement brush heads on handle wear.

All Oral-B replacement brush heads carry the Oral-B logo and meet Oral-B's high quality standards. Oral-B does not sell replacement brush heads or handle parts under any other brand name.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Queridos padres:

El cepillo eléctrico para niños Braun Oral-B Kids' PowerToothbrush ha sido desarrollado junto con los principales especialistas dentales para eliminar eficazmente la placa de los dientes de los niños.

A su hijo/a le será más sencillo cepillarse correctamente y a fondo. Esperamos que su hijo/a disfrute del nuevo cepillo de Braun Oral-B.

Este aparato es adecuado para niños mayores de 3 años.

Rogamos lean las instrucciones de uso completa y cuidadosamente antes de enseñarle a su hijo/a a utilizar el aparato. Recomendamos que los padres supervisen a sus hijos cuando empiecen a utilizar el aparato para ayudarles a familiarizarse con él.

Lea todos las instrucciones antes de usar.

PELIGRO

Para disminuir el riesgo de electrocución:

1. No coloque ni guarde el cargador donde pudiera caerse a la bañera o al lavamanos.
2. No coloque el cargador en agua ni en otros líquidos.
3. Si el cargador se cae al agua, no trate de sacarlo. Desenchúfelo de inmediato.
4. No lo use mientras se baña o se ducha.

ADVERTENCIA

Para disminuir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones:

1. Se requiere una cuidadosa supervisión mientras niños o personas minusválidas usan o están cerca del producto.
2. Use este producto solamente para el propósito indicado tal como se describe en este manual. No utilice accesorios que no estén recomendados por el fabricante.
3. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
4. No deje caer el aparato ni le introduzca ningún objeto.
5. No use este producto si el enchufe o el cable están dañados, si no funciona debidamente, si se ha caído o dañado o si se ha caído al agua. Ante cualquiera de estos eventos, comuníquese con un centro de servicio técnico y envíe el producto para su revisión y reparación.

IMPORTANTE

1. Revise el cable con frecuencia para detectar cualquier daño. Si el cable está dañado, lleve el cargador a un centro de servicio Oral-B. No use el aparato si está dañado o deja de funcionar.
2. Si el mango del cepillo dental se cae, se debe cambiar el cabezal del cepillo antes de volver a usarlo, incluso cuando a simple vista parezca no haber sufrido daño alguno.
3. No toque el enchufe con las manos mojadas, ya que puede sufrir una descarga eléctrica.
4. Para desenchufar el aparato, asegúrese de jalar del enchufe y no del cable.
5. No altere ni repare el producto, ya que puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones. Consulte con su distribuidor o comuníquese con el centro de servicio Oral-B para obtener información sobre reparaciones. Solo desarme el producto para desechar la pila.
6. Al sacar la pila para desecharla, tenga cuidado de no causar un cortocircuito entre el polo positivo (+) y el negativo (-).
7. Niños menores de tres años de edad no deben usar este producto.
8. Este cepillo dental es un aparato de cuidado personal y NO ha sido diseñado para el uso de varios pacientes en un consultorio dental o el uso institucional.

9. Exclusivamente para cepillarse los dientes. No use como juguete o sin supervisión de un adulto.
10. No mastique o muerda el cepillo.
11. Reemplace el cabezal del cepillo cada 3 meses o antes si este se desgasta.

PRECAUCIÓN

Si está bajo tratamiento por alguna enfermedad bucal, consulte a su profesional dental antes de usar este producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Descripción

- A Cabezal del cepillo
- B Interruptor de encendido/apagado
- C Mango de agarre suave
- D Indicador de carga
- E Cargador

Especificaciones

Para las especificaciones de voltaje, consulte la parte inferior de la unidad de carga.

Conexión y carga

Este cepillo dispone de un mango resistente al agua, es eléctricamente seguro y está diseñado para su uso en el baño.

- Conecte la unidad de carga (E) en un enchufe eléctrico y coloque el mango del cepillo (C) en la unidad de carga.
- La luz indicadora de carga (D) parpadea cuando el mango se está cargando, una vez que está completamente cargado, la luz se apaga (1). La carga completa se puede demorar hasta 22 horas y permite un uso hasta de siete días de cepillado normal (dos veces al día durante dos minutos).
Nota: si la luz de carga no parpadea inmediatamente, continúe la carga. Aparecerá en unos 10 o 15 minutos.
- Para el uso diario, el mango del cepillo se puede poner en la base de carga para mantenerlo completamente cargado. Sobrecargarlo es imposible.

Mantenimiento de la batería

Para conservar la batería funcionando al máximo rendimiento, desenchufe el cargador y deje que se descargue el mango por lo menos cada seis meses.

Cepillado con el temporizador musical

Siga los siguientes pasos para mostrar y explicar a su hijo/a cómo utilizar el aparato correctamente:

- Cuando se levanta el mango de la unidad de carga, suena una breve melodía.
- Ponga una pequeña cantidad de pasta dental en el cabezal del cepillo (es aconsejable usar una pasta dental para niños).
- En primer lugar, dirija el cabezal del cepillo hacia los dientes, únicamente después encienda el cepillo presionando el botón de encendido/apagado (B) (2).
- Comience por los dientes inferiores: Lentamente pase el cabezal del cepillo por cada diente;
 - primero la parte exterior,
 - luego la parte interior,
 - finalmente las superficies de masticación (3).No frote o presione demasiado fuerte. El cepillo automáticamente proporciona una acción limpiadora correcta.
- Tras un minuto de uso, el movimiento del cepillo será interrumpido por una breve melodía. Esta le avisa de que ha de proceder a la limpieza de los dientes superiores. Límpielos, nuevamente uno por uno, hasta que vuelva a sonar otra melodía (tras otro minuto de funcionamiento). De esta manera, puede estar usted seguro de que su hijo/a se ha cepillado los dientes durante al menos dos minutos, como recomiendan los expertos dentales (4).
- Apague el mango presionando el interruptor (B) mientras el cepillo aún se encuentra en la boca.

Es aconsejable reemplazar el cabezal cada 3 meses. Los cabezales Oral-B poseen una fila de cerdas INDICATOR® de color azul (3a). Con un cepillado adecuado, dos veces al día durante dos minutos, el color azul se desteñirá hasta la mitad de las cerdas en unos 3 meses (3b). Si las cerdas se separan antes de que el color se destiña, probablemente esté ejerciendo demasiada presión en dientes y encías (3c).

Cabezales de repuesto Oral-B Stages Power (EB10)

Disponibles en su distribuidor minorista o en los Centros de Servicio Oral-B Braun.

Durante los primeros días de usar un cepillo dental eléctrico, las encías pueden sangrar ligeramente. Por lo general, el sangrado desaparecerá luego de unos días. Si el sangrado continúa al cabo de dos semanas, consulte con su dentista o higienista dental.

Limpieza


Después de cada uso, enjuague bien el cabezal del cepillo de dientes con agua corriente durante varios segundos con el interruptor encendido. Apague el aparato y retire el cabezal del mango. Limpie ambas piezas por separado con agua corriente, y luego séquelas antes de volver a colocar el cepillo en el cargador. De vez en cuando, limpie también la base de carga con una toallita húmeda (5).

Aviso acerca del medio ambiente

ESTE PRODUCTO CONTIENE PILAS RECARGABLES DE HIDRURO METÁLICO DE NÍQUEL. SE DEBEN RECICLAR O DESECHAR DE FORMA APROPIADA.

Extracción de las pilas al final de la vida útil del producto

Abra el mango como se muestra en el diagrama, saque la pila recargable y deséchela según las normas ambientales locales.



¡Precaución! Si abre el mango, destruirá el aparato y anulará la garantía.

Sujeto a cambios sin notificación previa.

SOLO PARA EE. UU.

Garantía limitada de 2 años

Oral-B garantiza que este aparato no presentará defectos en sus materiales ni en su fabricación durante un periodo de dos años a partir de la fecha de compra original.

Si el aparato presentara algún defecto de este tipo, Oral-B se reserva la opción de repararlo o reemplazarlo sin costo alguno de repuestos y mano de obra.

El producto debe llevarse o enviarse por correo prepago y asegurado (opción recomendada) a un centro de servicio Oral-B autorizado. Se requiere presentar el comprobante con la fecha original de compra.

El costo de enviar el producto a un centro de servicio autorizado es responsabilidad del consumidor, el costo de devolverle el producto al consumidor es responsabilidad de Oral-B.

Esta garantía no cubre el acabado ni el desgaste normal. Tampoco cubre ningún daño ocasionado por accidentes, uso indebido, suciedad, agua, alteraciones, abuso, reparaciones realizadas o intentadas por agencias de servicio no autorizadas, falta del mantenimiento necesario y razonable, incluida la recarga, o unidades que se han modificado o usado con fines comerciales.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, SE LIMITAN A DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. ORAL-B NO SERÁ RESPONSABLE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE DAÑOS INDIRECTOS OCASIONADOS POR EL USO DE ESTE PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños indirectos o secundarios; por lo tanto, es posible que la limitación anterior no se aplique en su caso. Esta garantía le concede derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos legales que varían de un estado a otro.

Cómo obtener servicio técnico en EE. UU.

En caso de que este producto requiera servicio técnico, llame al 1-800-566-7252 para que lo

remitan al centro de servicio Oral-B autorizado de su localidad.

Para obtener servicio de reparación:

- A. Lleve el producto al centro de servicio Oral-B autorizado de su elección, o
- B. Envíe el producto al centro de servicio Oral-B autorizado de su elección. Empaque bien el producto y envíelo por correo prepago y asegurado (opción recomendada). Incluya una copia del comprobante de compra para corroborar la cobertura de la garantía, si corresponde.

Para obtener repuestos y accesorios originales Oral-B:

Comuníquese con un centro de servicio Oral-B autorizado.

Sírvase llamar al 1-800-566-7252

para que lo remitan al centro de servicio de su localidad.

Para hacer pedidos por teléfono de accesorios y repuestos originales de Oral-B (incluso los cabezales de repuesto), llame al 1-800-566-7252.

Para hablar con un representante de servicio al cliente de Oral-B, llame al 1-800-566-7252.

PARA EE. UU. Y CANADÁ

Acerca de la garantía de los cabezales de repuesto

La garantía de Oral-B quedará anulada si el daño del cepillo recargable se debe al uso de cabezales de repuesto que no sean Oral-B.

Oral-B no aconseja el uso de cabezales de repuesto que no sean Oral-B.

- Oral-B no puede controlar la calidad de los cabezales de repuesto que no sean Oral-B. Por ello, no podemos garantizar la capacidad de cepillado de los cabezales que no sean Oral-B, tal y como se comunica en el momento de la compra inicial del mango recargable del cepillo.
- Oral-B no puede garantizar que los cabezales que no sean Oral-B encajen correctamente.
- Oral-B no puede predecir el efecto a largo plazo en el desgaste del mango ocasionado por los cabezales de repuesto que no sean Oral-B.

Todos los cabezales de repuesto Oral-B llevan el logotipo de Oral-B y cumplen con los altos estándares de calidad de Oral-B. Oral-B no vende cabezales de repuesto o partes con el nombre de otras marcas.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Chers parents,

La brosse à dents électrique pour enfants Braun Oral-B a été mise au point avec le concours des meilleurs professionnels dentaires pour éliminer efficacement la plaque dentaire des enfants.

Cette brosse à dents permettra à votre enfant de se brosser les dents correctement plus facilement. Nous espérons que votre enfant appréciera pleinement son nouvel appareil Braun Oral-B.

Cet appareil convient aux enfants de 3 ans et plus. Veuillez lire ce mode d'emploi attentivement et complètement avant de montrer à votre enfant comment utiliser cet appareil. Nous recommandons aux parents de superviser leurs enfants lors des premières utilisations de l'appareil afin qu'ils se familiarisent avec celui-ci.

Lire toutes les instructions avant d'utiliser.

DANGER

Pour réduire les risques

d'électrocution :

1. Éviter de placer ou de ranger le chargeur à un endroit d'où il pourrait tomber ou être poussé dans la baignoire ou le lavabo.
2. Éviter d'immerger le chargeur dans l'eau ou dans tout autre liquide.
3. Ne pas tenter de récupérer le chargeur s'il est tombé dans l'eau. Le débrancher immédiatement.
4. Ne pas utiliser dans le bain ou la douche.

MISE EN GARDE

Afin de réduire les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

1. L'utilisation de cet appareil par un enfant ou une personne handicapée, ou en présence de ces derniers, doit être faite sous étroite supervision.
2. Ce produit est conçu pour être utilisé conformément au mode d'emploi. Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux recommandés par le fabricant.
3. Tenir le cordon loin des surfaces chaudes.
4. Ne jamais laisser tomber l'appareil ni introduire un objet dans un quelconque orifice de l'appareil.
5. Ne jamais utiliser ce produit si la prise ou le cordon sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé ou s'il a été immergé dans l'eau.

Si l'une de ces situations se produit, veuillez communiquer avec un centre de services et retourner le produit pour qu'il soit examiné et réparé.

IMPORTANT

1. Vérifier régulièrement le cordon d'alimentation. Si ce cordon est endommagé, apporter l'appareil dans un centre de services Oral-B. Ne pas utiliser un appareil électrique endommagé ou qui ne fonctionne plus.
2. Si l'appareil tombe, la brosette devrait être remplacée avant la prochaine utilisation et ce, même si aucun dommage n'est apparent.
3. Ne pas toucher la prise d'alimentation avec les mains mouillées. Il y a risque d'électrocution.
4. Au moment de débrancher l'appareil, toujours tirer la prise, jamais le cordon d'alimentation.
5. Ne pas modifier ou réparer le produit. Cela pourrait causer un incendie, une électrocution ou une blessure. Pour réparer l'appareil, consulter le fournisseur ou communiquer avec un centre de services Oral-B. Ne pas démonter l'appareil sauf pour retirer la pile.
6. Au moment de retirer la pile pour la jeter, faire attention de ne pas court-circuiter les bornes positive (+) et négative (-).

7. Ce produit n'est pas conçu pour les enfants de moins de trois ans.
8. Cette brosse à dents est un appareil de soins personnels et n'est pas conçue pour être utilisée avec plusieurs patients dans un cabinet ou une institution.
9. Pour le brossage des dents seulement. Ne pas utiliser comme jouet ou sans la supervision d'un adulte.
10. Ne pas mâcher ou mordre la brosse.
11. Remplacer la brosse (brossette) tous les trois mois ou plus tôt si la brosette est usée.

ATTENTION

Si vous suivez un traitement pour une affection buccale, consultez un professionnel des soins dentaires avant d'utiliser la brosse à dents.

CONSERVER CE MODE D'EMPLOI

Description

- A Brossette
- B Commutateur marche/arrêt
- C Manche antidérapant
- D Indicateur de charge
- E Chargeur

Spécifications

Les caractéristiques électriques du produit sont inscrites sous le chargeur.

Branchement et chargement

Votre brosse à dents est dotée d'un manche étanche, qui est d'une sécurité électrique absolue, et est conçue pour être utilisée dans une salle de bain.

- Brancher le chargeur (E) à une prise électrique et placer le manche (C) sur le chargeur.
- L'indicateur de charge (D) clignote indiquant que le manche se recharge. Quand la batterie est complètement chargée, l'indicateur de charge s'éteint (1). Une charge complète peut prendre jusqu'à 22 heures et offre une autonomie allant jusqu'à 7 jours de brossage régulier (2 brossages de 2 minutes chaque jour).
Note : Lorsque la batterie est très faible, il se peut que le voyant ne s'allume pas immédiatement. Cela peut prendre jusqu'à 10–15 minutes avant qu'il ne s'allume.
- Pour une utilisation quotidienne, le manche peut rester posé sur le chargeur pour que la brosse à dents conserve sa pleine capacité. Il n'y a aucun risque de surcharge.

Entretien de la pile

Pour que la pile conserve sa capacité maximale, débrancher le chargeur et décharger le manche par un usage régulier au moins tous les 6 mois.

Brossage avec un minuteur musical

Suivre les étapes ci-dessous pour montrer et expliquer à votre enfant comment bien utiliser l'appareil :

- Quand vous enlèverez le manche de son chargeur, vous entendrez jouer une courte mélodie.
- Mettre une petite quantité de dentifrice sur la brosette (nous recommandons un dentifrice pour enfant).
- Introduire la brosse dans la bouche avant de la mettre en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt (B) (2).
- Commencer par les dents du bas : Déplacer lentement la brosse dent par dent ;
 - tout d'abord sur les surfaces extérieures,
 - puis sur les surfaces intérieures
 - et enfin sur les surfaces de mastication (3).Ne pas frotter ou appuyer trop fort. La brosse à dents procure automatiquement la bonne action de brossage.
- Au bout d'une minute de brossage, le mouvement de la brosse est interrompu par une courte mélodie. Cela indique à votre enfant qu'il doit maintenant procéder au brossage des dents du haut. Brosser celles-ci – à nouveau dent après dent – jusqu'à ce que joue une nouvelle mélodie (après encore une minute de brossage). Ainsi vous pouvez être sûr(e) que votre enfant se brossera les dents pendant au moins 2 minutes, comme le recommandent les professionnels de soins dentaires (4).
- Appuyer sur le commutateur (B) pour arrêter la brosse à dents pendant qu'elle est encore dans la bouche.

Nous recommandons de remplacer la brosette tous les trois mois.

La brosette est munie d'une rangée de soies bleues INDICATOR® (3a).

À raison d'un brossage adéquat de 2 minutes, 2 fois par jour, la couleur s'effacera à la mi-hauteur des soies après 3 mois d'utilisation (3b). Si les

soies commencent à s'écarter avant que la couleur ne commence à s'effacer, cela signifie que votre enfant exerce une trop forte pression sur ses dents et ses gencives (3c).

Brossette de recharge: Oral-B Stages Power (EB 10)

Disponible chez les détaillants ou dans les centres de service agréés Oral-B Braun.

Durant les premiers jours d'utilisation d'une brosse à dents électrique, il est possible que les gencives saignent légèrement. En général, ces saignements devraient cesser au bout de quelques jours. S'ils persistent plus de deux semaines, veuillez consulter votre dentiste ou hygiéniste dentaire.

Entretien


Rincer la brosette sous l'eau du robinet, avec l'interrupteur en marche, pendant quelques secondes après utilisation. Arrêter l'appareil et ôter ensuite la brosette du manche. Nettoyer séparément les 2 parties sous l'eau du robinet. Ensuite essuyez-les avant de reposer le manche sur le chargeur. De temps à autre, vous pouvez aussi nettoyer la base de chargement avec un chiffon humide (5).

Respect de l'environnement

CONTIENT UNE PILE À HYDRURE MÉTALLIQUE DE NICKEL RECHARGEABLE. VEUILLEZ JETER OU RECYCLER CONVENABLEMENT.

Retrait de la pile à la fin de la vie utile du produit

Ouvrir le compartiment à pile situé dans le manche tel qu'indiqué, retirer la pile et la jeter conformément aux règlements locaux.



Attention! L'ouverture du manche rend l'appareil inutilisable et invalide la garantie.

Sujet à toute modification sans avis préalable.

POUR LE CANADA SEULEMENT

Garantie limitée de 2 ans

Si l'appareil présente un défaut de fonctionnement, au cours de la période stipulée par la garantie, causé par un vice de matériau ou de fabrication et que le consommateur retourne l'appareil à un centre de services autorisé, Braun Canada, à sa discrétion, réparera ou remplacera l'appareil sans frais additionnels pour le consommateur. La présente garantie ne couvre pas tout produit endommagé par chute, altération, réparation ou tentative de réparation par une agence de services non autorisée, mauvais usage ou usage abusif.

La présente garantie ne couvre pas les éléments qui auront été modifiés ou utilisés à des fins commerciales.

Dans la mesure permise par la loi, Braun Canada ne pourra être tenue responsable de la perte du produit, de la perte de temps, du désagrément, du préjudice commercial ou des dommages spéciaux ou indirects.

Les dispositions de la présente garantie s'ajoutent aux garanties légales et autres droits et recours prévus par les lois provinciales applicables et ne modifient ou ne diminuent en rien ces garanties, droits et recours.

Comment obtenir des services au Canada

Si ce produit devait avoir besoin d'un service après-vente, composez le 1-800-566-7252 pour que l'on vous dirige vers le centre de services autorisé Oral-B le plus près de chez vous.

Pour obtenir des services :

- A. Apportez le produit au centre de services Oral-B autorisé de votre choix; ou
- B. Expédiez le produit au centre de services Oral-B autorisé de votre choix. Emballez le produit correctement. Envoyez le produit port payé et assuré (recommandé). Inclure une copie de votre preuve d'achat afin de vérifier la couverture de la garantie, s'il y a lieu.

Pour obtenir des pièces originales

Oral-B et des accessoires :

Communiquez avec un centre de services autorisé Oral-B.

Pour connaître le centre de services autorisé Oral-B le plus près de chez vous, veuillez composer le 1-800-566-7252.

Pour joindre un représentant du

service à la clientèle Oral-B :

Veuillez composer le

1-800-566-7252.

POUR LES ÉTATS-UNIS ET LE CANADA

Garantie et brossettes de remplacement

La garantie Oral-B ne sera pas appliquée si les dommages du manche électrique rechargeable sont attribuables à l'utilisation de brossettes autres que Oral-B.

Oral-B ne recommande pas l'utilisation de brossettes autres que Oral-B.

- Oral-B n'a aucun contrôle sur la qualité des brossettes autres que Oral-B. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la performance de nettoyage de brossettes qui ne sont pas de marque Oral-B, tel qu'annoncé au moment de l'achat initial.
- Oral-B ne peut pas assurer le bon montage de brossettes autres que Oral-B.
- Oral-B ne peut prédire l'effet à long terme de l'utilisation de brossettes autres que Oral-B sur l'usure du manche.

Toutes les brossettes Oral-B portent le logo Oral-B et répondent aux standards de haute qualité Oral-B. Oral-B ne vend pas de brossettes ou de pièces détachées sous le nom d'autres marques.

English 3

Español 7

Français 11

Internet:

www.oralb.com

www.oralb.ca

www.braun.com

www.service.braun.com

Braun GmbH

Frankfurter Strasse 145

61476 Kronberg

Germany/Allemagne/Alemania

Charger Type 3757

Tipo de cargador 3757

Type de chargeur 3757

Handle Type 4733

Tipo de mango 4733

Type de manche 4733