


RENPHO

User Manual



Model: R-A031

Elis Nova

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. The scale is for household use only and not for medical or commercial purposes. It should not be used in diagnosing a disease, disorder or abnormal physical state.
4. Children under 8 or individuals who are pregnant, have osteoporosis, a pacemaker, artificial joints, portable ECG or other metal implants should use the scale for weighing purposes only and make sure to wear shoes to prevent any electric current when stepping onto the scale.
5. All body composition data provided is for reference and should not be used as a substitute for advice from a licensed healthcare professional.
6. Do not overload the scale. (Maximum Capacity: 400lb / 180kg)
7. Inspect the scale for any damage before each use. Do not use a damaged scale to avoid inaccuracy or injury.
8. Only use the provided charging cable and charger (DC 5V 0.5A, not included) to charge the scale.
9. To ensure accuracy, use the scale on a hard, flat and dry surface.
10. To avoid interference or danger, do not use the scale in an environment near equipment with strong electromagnetic fields.
11. To prevent injury, do not stand on the edges of the scale, jump on or stomp it.
12. The scale is a delicate and precise measuring device. Handle with care to avoid breakage.
13. The scale is not waterproof. Keep it dry and never submerge it in water. To clean the surface, use a damp cloth or glass cleaner. Do not use soap or chemical cleaning agents.
14. Do not expose the scale to direct sunlight or use it in high temperatures or extremely humid areas. Store the scale in a cool, dry place.

15. Do not attempt to disassemble the scale for any reason, as this may cause damage or void the warranty.

About the Battery

1. Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
2. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short-circuited by metal objects.
3. This appliance contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the appliance shall be properly disposed of.
4. Do not dismantle, open or shred battery.
5. Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
6. In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
7. Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or product manual for proper charging instructions.
8. Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.
9. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
10. CAUTION - The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not recharge, disassemble, heat above 100°C (212°F).

SAVE THESE INSTRUCTIONS




ABOUT YOUR ELIS NOVA

ITO Coated Platform

TFT-LCD

USB-C Charging Port (Cover)

Foot Pad



Reset Button



USB-C Charging Cable



User Manual

Icons


00:00					
Time	Pregnancy Mode	Baby Mode	Bluetooth Connectivity  Bluetooth is disconnected.  Bluetooth is connected.	Wi-Fi Connectivity  Wi-Fi is disconnected.  Wi-Fi is connected.  Wi-Fi is connected, but data sync to the app fails.	Low Battery Charge the scale.

kg lb st:lb	0.00/0.0		 Overloaded	
Units Switch the unit via the app.	Calibrated Calibrate the scale before each use.	User Identification Create a correct user profile in the app for user identification.	Overloaded Maximum Capacity: 400lb / 180kg.	Measuring Body Compositions Make sure to step on the scale with bare, dry feet.

* To preserve power, the scale will automatically shut off after 10 seconds of inactivity.

INITIALIZING/RESETTING YOUR ELIS NOVA

1. To initialize the scale, press and hold the Reset Button for 5 seconds or connect the scale to a power source using the provided charging cable and charger (not included).
2. To reset the scale, press and hold the Reset Button for 10 seconds.



RENPHO HEALTH APP SETUP

1. Download the Renpho Health App

Scan the QR code below or search for “Renpho Health” from the App Store or Google Play to download the app.

System requirement: iOS 12.0 or later, Android 7.0 or later



Note: Due to continuous updates and improvements, the “Renpho Health” App may appear slightly different.

2. Pair the Scale via Bluetooth

Before pairing, enable Bluetooth on your smartphone.

- a. Open the Renpho Health App, place the scale on a hard and flat surface, and step onto it with bare and dry feet.
- b. Tap “+” in the upper-right corner of the “Home” page and select your body fat scale from the device list.
- c. Follow the in-app instructions to complete Bluetooth pairing.

Note:

- Once you have successfully paired the scale with the app via Bluetooth, establish a Wi-Fi connection for automatic data synchronization, eliminating the need for a constant Bluetooth connection.
- After successful Bluetooth connection, you can customize the displayed information (up to 5 indicators) on the scale and choose your preferred avatar via the app.

3. Set up Wi-Fi Connectivity

Go to “Device” page, tap “” of the scale that has been connected via Bluetooth and follow the in-app instructions to complete Wi-Fi connection.

Note:

- Select the 2.4GHz Wi-Fi network and enter the correct Wi-Fi password. 5GHz Wi-Fi networks are not currently compatible with this scale.
- Once the Wi-Fi icon appears on the scale’s display, it indicates a successful connection.


For more app instructions, please scan the QR code or refer to the detailed user manual on our website.



CALIBRATING YOUR ELIS NOVA



Calibrate the scale before each use to ensure accuracy.

1. Place the scale on a flat, hard surface. Avoid any carpeting.
2. Step on the scale with a single foot to activate it and then step off.
3. The display will show “0.0” or “0.00” to indicate calibrating is complete.



USING YOUR ELIS NOVA


- * Create your correct user profile in the Renpho Health App before taking your first measurement. This ensures your measurements are precisely recorded and associated with your profile.
- 1. Make sure the scale is placed on a flat, hard surface.
- 2. After calibrating the scale, step on the scale with bare, dry feet, keep still and wait for the measurement(s) to be shown on the scale's display.
- 3. After measuring, the scale will transmit the data to the app via Bluetooth or Wi-Fi. Open the app to sync and view your detailed measurements, track your progress, and access additional features and insights.



CHARGING YOUR ELIS NOVA

Charging Time: approx. 3 hours

DC 5V 1A Charger (Not Included)



Note: Do not use the scale while charging.

TROUBLESHOOTING GUIDE

1. Display Issues

Display	Description/Cause
Weight, BMI, Body Fat, Weight Trend 	- User identification was detected by the scale. - This measurement was taken with bare feet.
Weight, BMI 	- User identification was detected by the scale. - This measurement was taken with socks or shoes.
Weight 	- User identification was not detected by the scale. - This measurement was taken with bare feet.
Weight 	- User identification was not detected by the scale. - This measurement was taken with socks or shoes.

2. Other Issues

Problem	Solution
I can get my data of weight, body fat, and BMI from the scale's display, but my family or friends failed.	Your family or friends must complete their profile information on your app using the "add a member" function or log in to the Renpho Health App with their own account.
I failed to set up Wi-Fi connectivity.	• Ensure the scale is paired with the Renpho Health App via Bluetooth before Wi-Fi connection. • Open the app and follow the on-screen instructions to reconnect the scale via Wi-Fi. Choose the 2.4GHz Wi-Fi network and enter the correct Wi-Fi passwords. • Prior to the Wi-Fi setup, relocate the scale near your router for better signal strength.
The scale cannot detect body fat and/or other data.	a. Ensure your feet are dry and bare. b. Stand and keep still until the final measurement(s) appear on the display. If still not available, try applying moisturizer to your feet and measure again, or ask another person to try the 2 steps mentioned above.
I registered an account on the RENPHO website but failed to use it to log in to the Renpho Health App.	The RENPHO website and Renpho Health App are two separate systems. Please create an account for the Renpho Health App.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Name: Body Fat Scale

Model: R-A031

Unit: kg / lb / st / st:lb

Capacity: 0.4-400lb / 0.2-180kg

Division: 0.2lb / 0.05kg

Dimension: 11.7 x 11.7 x 1.2inch / 297 x 297 x 30mm

Battery Capacity: 800mAh 2.96Wh

Input: 5V = 1A

Rated Power: 5W

WARRANTY POLICY

Your RENPHO product purchase is covered by a one year limited manufacturer warranty from the date of delivery. For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not void the product warranty.

CUSTOMER SERVICE

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.



TEL: +44(0)7434 666088 (UK ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-5:00PM (GMT)

+1(844) 417 0149 (US&CA)

Monday-Friday 9:00AM-4:30PM

1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)



Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

support@renpho.com (US&CA)

support-au@renpho.com (AU)

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

FCC Regulatory Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Regulatory Compliance

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1: This device may not cause interference.
- 2: This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol

The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste. Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.

3. Personal data

All end-users of WEEE are reminded that you are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.



1. The symbol of the crossed-out garbage can on batteries or accumulators indicates that they must not be disposed of in household waste at the end of their life.

2. You are legally obliged to return old batteries and accumulators after use. You can do this free of charge at a collection point in your area. Addresses of suitable collection points can be obtained from your city or local government.

3. Batteries may contain substances that are harmful to the environment and human health. The separate collection and recycling of old batteries and accumulators is intended to avoid negative effects on the environment and human health.

4. Please avoid the generation of waste from old batteries as far as possible, e.g. Please avoid littering public spaces by not carelessly leaving batteries or electrical and electronic equipment containing batteries.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU, Radio Equipment Regulations 2017, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximum RF power: 0.30 dBm

Operation frequency: 2402MHz to 2480MHz

Wifi 2.4G: Maximum RF power: 10.17 dBm

Operation frequency: 802.11b/g/n20:2412~2472 MHz ,

802.11n40:2422~2462 MHz

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE INSTRUKCJE PRZEZ UŻYCIEM

1. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani przez osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one objęte nadzorem lub instrukcją dotyczącą użycia urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
2. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
3. Waga jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego i nie do celów medycznych ani komercyjnych. Nie powinna być używana do diagnozowania choroby, zaburzenia lub nienormalnego stanu fizycznego.
4. Dzieci poniżej 8 roku życia lub osoby w ciąży, mające osteoporozę, rozrusznik serca, sztuczne stawy, przenośne EKG lub inne metalowe implanty powinny używać wagi tylko do celów ważenia i upewnić się, że noszą buty, aby zapobiec przepływowi prądu elektrycznego podczas wchodzenia na wagę.
5. Wszystkie dane dotyczące składu ciała są podawane w celach informacyjnych i nie powinny być używane jako substytut porady od licencjonowanego specjalisty ds. zdrowia.
6. Nie przeciążaj wagi. (Maksymalna pojemność: 400lb / 180kg)
7. Sprawdź wagę pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj uszkodzonej wagi, aby uniknąć nieścisłości lub obrażeń.
8. Używaj tylko dostarczonego kabla do ładowania i ładowarki (DC 5V 0.5A, nie dołączone) do ładowania wagi.
9. Aby zapewnić dokładność, używaj wagi na twardej, płaskiej i suchej powierzchni.
10. Aby uniknąć zakłóceń lub niebezpieczeństwa, nie używaj wagi w pobliżu urządzeń z silnymi polami elektromagnetycznymi.
11. Aby zapobiec obrażeniom, nie stawaj na krawędziach wagi, nie skacz na nią ani nie tup.
12. Waga jest delikatnym i precyzyjnym urządzeniem pomiarowym. Obsługuj ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia.
13. Waga nie jest wodoodporna. Utrzymuj ją w suchym stanie i nigdy nie zanurzaj w wodzie. Aby wyczyścić powierzchnię, użyj wilgotnej szmatki lub środka do czyszczenia szkła. Nie używaj mydła ani chemicznych środków czyszczących.

14. Nie wystawiaj wagi na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ani nie używaj jej w wysokich temperaturach lub w ekstremalnie wilgotnych miejscach. Przechowuj wagę w chłodnym, suchym miejscu.
15. Nie próbuj demontować wagi z jakiegokolwiek powodu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub unieważnienie gwarancji.

O baterii

1. Nie narażaj urządzenia ani baterii na nadmierne temperatury.
2. Bądź świadomy ryzyka zwarcia zacisków urządzenia zasilanego bateriami lub baterii przez metalowe przedmioty.
3. To urządzenie zawiera baterie, które są nieodwracalne. Gdy bateria osiągnie koniec swojego życia, urządzenie należy odpowiednio zutylizować.
4. Nie demontuj, nie otwieraj ani nie rozdrabniaj baterii.
5. Nie narażaj ogniw ani baterii na wstrząsy mechaniczne.
6. W przypadku wycieku ogniwa, nie pozwól, aby ciecz miała kontakt ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do kontaktu, umyj dotknięty obszar dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem.
7. Ogniwa wtórne i baterie muszą być naładowane przed użyciem. Zawsze używaj odpowiedniej ładowarki i zapoznaj się z instrukcjami producenta lub podręcznikiem produktu w celu uzyskania właściwych instrukcji ładowania.
8. Nie pozostawiaj baterii na długotrwałym ładowaniu, gdy nie jest używana.
9. Po długich okresach przechowywania może być konieczne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie ogniw lub baterii, aby uzyskać maksymalną wydajność.
10. **OSTRZEŻENIE** Bateria używana w tym urządzeniu może stanowić ryzyko pożaru lub oparzenia chemicznego, jeśli jest niewłaściwie traktowana. Nie ładuj ponownie, nie demontuj, nie podgrzewaj powyżej 100°C (212°F).

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

O TWOJEJ WADZE ELIS NOVA

Platforma pokryta ITO

TFT-LCD

Port ładowania
USB-C (obudowa)

Nóżka wag

Reset Button



USB-C Kabel do ładowania



Instrukcja Obsług

Icons


00:00					
Czas	Tryb Cięża	Tryb Dziecko	Łączność Bluetooth  Bluetooth rozłączony.  Bluetooth połączony.	Łączność Wi-Fi  Wi-Fi is rozłączone.  Wi-Fi is połączony.  Wi-Fi is połączony, ale brak synchronizacji danych z aplikacją.	Niski poziom baterii naładuj wagę.

kg lb st st:lb	0.00/0.0		 Overloaded	
Jednostki Zmie jednostki w aplikacji.	Kalibracja Skalibruj wagę przed użyciem.	Identyfikacja użytkownika Stwórz poprawny profil użytkownika w aplikacji.	Przeciążenie Maksymalne obciążenie 400lb / 180kg.	Mierzenie składu ciała Upewnij się że stajesz na wadze gołymi, suchymi stopami.

* Aby oszczędzać energię, waga automatycznie wyłączy się po 10 sekundach braku aktywności.

WŁĄCZANIE /RESETOWANIE WAGI ELIS NOVA

1. Aby zainicjować wagę, naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset przez 5 sekund lub podłącz wagę do źródła zasilania za pomocą dostarczonego kabla ładującego i ładowarki (nie dołączono).
2. To reset the scale, press and hold the Reset Button for 10 seconds.



APLIKACJA RENPHO HEALTH

1. Ściągnij aplikację Renpho Health

Skanuj kod QR poniżej lub wyszukaj „Renpho Health” w App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację.

Wymagania systemowe: iOS 12.0 lub nowszy, Android 7.0 lub nowszy



Uwaga: Z powodu ciągłych aktualizacji i ulepszeń aplikacja „Renpho Health” może wyglądać nieco inaczej.

2. Sparuj wagę przez Bluetooth

Przed sparowaniem włącz Bluetooth w swoim smartfonie.

- a. Otwórz aplikację Renpho Health, umieść wagę na twardej i płaskiej powierzchni, a następnie wejdź na nią boso i z suchymi stopami.
- b. Stuknij „+” w prawym górnym rogu strony „Strona główna” i wybierz swoją wagę do pomiaru tkanki tłuszczowej z listy urządzeń.
- c. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć parowanie Bluetooth.

UWAGA:

- Po pomyślnym sparowaniu wagi z aplikacją przez Bluetooth, nawiąż połączenie Wi-Fi w celu automatycznej synchronizacji danych, eliminując potrzebę stałego połączenia Bluetooth.
- Po pomyślnym połączeniu Bluetooth możesz dostosować wyświetlane informacje (do 5 wskaźników) na wadze i wybrać preferowaną awatar za pomocą aplikacji.

3. Połączenie Wi-Fi

Przejdź do strony „Urządzenie”, dotknij „” wagi, która została połączona przez Bluetooth i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zakończyć połączenie Wi-Fi.

Uwaga:

- Wybierz sieć Wi-Fi 2,4 GHz i wprowadź poprawne hasło Wi-Fi. Sieci Wi-Fi 5 GHz nie są obecnie kompatybilne z tą wagą.
- Gdy ikona Wi-Fi pojawi się na wyświetlaczu wagi, oznacza to pomyślne ołączenie.


Aby uzyskać więcej instrukcji dotyczących aplikacji, zeskanuj kod QR lub zapoznaj się ze szczegółową instrukcją obsługi na naszej stronie internetowej.



KALIBRACJA WAGI ELIS NOVA


Skalibruj wagę przed każdym użyciem, aby zapewnić dokładność pomiarów.

1. Umieść wagę na płaskiej, twardej powierzchni. Unikaj wykładzin.
2. Wejdź na wagę jedną stopą, aby ją aktywować, a następnie zejdź.
3. Wyświetlacz pokaże „0,0” lub „0,00”, aby wskazać, że kalibracja jest zakończona.



UŻYWANIE WAGI ELIS NOVA

- * Utwórz swój poprawny profil użytkownika w aplikacji Renpho Health przed dokonaniem pierwszego pomiaru. To zapewnia, że Twoje pomiary są dokładnie rejestrowane i powiązane z Twoim profilem.
- 1. Upewnij się, że waga jest umieszczona na płaskiej, twardej powierzchni.
- 2. Po skalibrowaniu wagi, wejdź na wagę bosą, z suchymi stopami, stań nieruchomo i poczekaj, aż pomiar(Y) zostaną wyświetlone na wyświetlaczu wagi.
- 3. Po pomiarze waga przekaże dane do aplikacji za pośrednictwem Bluetooth lub Wi-Fi. Otwórz aplikację, aby zsynchronizować i zobaczyć swoje szczegółowe pomiary, śledzić postępy oraz uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji i informacji.




ŁADOWANIE WAGI ELIS NOVA

Czas ładowania: ok. 3h

Ładowarka DC 5V 1A (brak w zestawie)

Port ładowania



Uwaga: Nie używaj wagi podczas ładowania.

PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

1. Problemy z wyświetlaczem

Wyświetlacz	Opis/Powód
Waga, BMI, Tkanka tłuszczowa, Trend wagi 	• Identyfikacja użytkownika została wykryta przez wagę. • Ten pomiar został wykonany na bosaka.
Waga, BMI 	• Identyfikacja użytkownika została wykryta przez wagę. • Ten pomiar został wykonany w skarpetkach lub butach.
Waga 	• Identyfikacja użytkownika nie została wykryta przez wagę. • Ten pomiar został wykonany na bosaka.
Waga 	• Identyfikacja użytkownika nie została wykryta przez wagę. • Ten pomiar został wykonany w skarpetkach lub butach.

2. INNE PROBLEMY

Problem	Rozwiązanie
Mogę uzyskać dane o wadze, tkance tłuszczowej i BMI z wyświetlacza wagi, ale moja rodzina lub przyjaciele nie mogli.	Twoja rodzina lub przyjaciele muszą uzupełnić swoje informacje profilowe w twojej aplikacji, korzystając z funkcji „dodaj członka” lub zalogować się do aplikacji Renpho Health za pomocą własnego konta.
Nie udało mi się skonfigurować łączności Wi-Fi.	• Upewnij się, że waga jest sparowana z aplikacją Renpho Health przez Bluetooth przed połączeniem Wi-Fi. • Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ponownie połączyć wagę przez Wi-Fi. Wybierz sieć Wi-Fi 2.4GHz i wprowadź poprawne hasła Wi-Fi. • Przed konfiguracją Wi-Fi przesuń wagę bliżej routera, aby uzyskać lepszą siłę sygnału.
Waga nie może wykryć tkanki tłuszczowej i/lub innych danych.	a. Upewnij się, że twoje stopy są suche i nagie. b. Stań i nie ruszaj się, aż na wyświetlaczu pojawią się ostateczne pomiary. Jeśli nadal nie są dostępne, spróbuj nałożyć na stopy nawilżacz i zmierz ponownie, lub poproś inną osobę, aby spróbowała 2 kroki wymienione powyżej.
Zarejestrowałem konto na stronie RENPHO, ale nie udało mi się użyć go do zalogowania się do aplikacji Renpho Health.	Strona internetowa RENPHO i aplikacja Renpho Health to dwa oddzielne systemy. Proszę utworzyć konto dla aplikacji Renpho Health.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa produktu: Waga z pomiarem tkanki tłuszczowej

Model: R-A031

Jednostki: kg / lb / st / st:lb

Zakres: 0.4-400lb / 0.2-180kg

Podział: 0.2lb / 0.05kg

Wymiar: 11.7 x 11.7 x 1.2inch / 297 x 297 x 30mm

Pojemność baterii: 800mAh 2.96Wh

Wejście: 5V = 1A

Moc znamionowa: 5W

GWARANCJA

Zakup produktu RENPHO objęty jest 2-letnią ograniczoną gwarancją producenta od daty dostawy.

Uwaga: Rejestracja produktu nie jest wymagana do uzyskania gwarancji. Jeśli zdecydujesz się nie rejestrować swojego produktu, nie unieważni to gwarancji na produkt.

CUSTOMER SERVICE

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.



TEL: +44(0)7434 666088 (UK ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-5:00PM (GMT)

+1(844) 417 0149 (US&CA)

Monday-Friday 9:00AM-4:30PM

1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)



Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

support@renpho.com (US&CA)

support-au@renpho.com (AU)

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

Zgodność z przepisami FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji

mieszkalnej. To urządzenie generuje, używa i może emitować energię radiową i, jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji.

Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik jest zachęcany do próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dealerem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Zgodność z przepisami ISED

To urządzenie zawiera nadajnik(y)/odbiornik(i) zwolnione z licencji, które są zgodne z RSS(y) zwolnione z licencji Kanadyjskiego Ministerstwa Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: 1: To urządzenie nie może powodować zakłóceń. 2: To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Nadajnik/odbiornik zwolniony z licencji zawarty w tym urządzeniu jest zgodny z CNR Ministerstwa Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego Kanady, które mają

zastosowanie do urządzeń radiowych zwolnionych z licencji. Działanie jest dozwolone pod warunkiem spełnienia dwóch następujących warunków:

1. Urządzenie nie może powodować zakłóceń;
2. Urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia radiowe, nawet jeśli zakłócenia mogą wpłynąć na jego działanie.



- 1. Znaczenie symbolu przekreślonego kosza na kółkach**
Symbol przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że jesteś prawnie zobowiązany do utylizacji tych urządzeń oddzielnie od niesegregowanych odpadów komunalnych, tzn. stare urządzenia muszą być utylizowane oddzielnie od odpadów domowych. Baterie lub akumulatory, które nie są zamontowane na stałe, muszą być wcześniej wyjęte i utylizowane oddzielnie.
- 2. Możliwości zwrotu starych urządzeń**
Właściciele ZSEE mogą je zwrócić lub oddać w ramach możliwości stworzonych i dostępnych przez publiczne organy zarządzania odpadami, aby zapewnić właściwą utylizację.
- 3. Dane osobowe**
Przypomina się wszystkim użytkownikom końcowym ZSEE, że są on odpowiedzialni za usunięcie danych osobowych z ZSEE przeznaczonego do utylizacji.



1. Symbol przekreślonego kosza na śmieci na bateriach lub akumulatorach wskazuje, że nie wolno ich wyrzucać wraz z odpadami domowymi po zakończeniu ich żywotności.
2. Jesteś prawnie zobowiązany do zwrotu zużytych baterii i akumulatorów po użyciu. Możesz to zrobić bezpłatnie w punkcie zbiórki w swojej okolicy. Adresy odpowiednich punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy.
3. Baterie mogą zawierać substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Oddzielna zbiórka i recykling zużytych baterii i akumulatorów ma na celu uniknięcie negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie.
4. Prosimy o unikanie wytwarzania odpadów ze zużytych baterii w miarę możliwości. Prosimy unikać zaśmiecania przestrzeni publicznych, nie pozostawiając beztrosko baterii lub sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawierającego baterie.



Niniejszym Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/EU, Dyrektywą 2011/65/EU, Przepisami dotyczącymi urządzeń radiowych 2017, Przepisami dotyczącymi ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 2012 oraz innymi stosownymi przepisami. Pełny tekst Deklaracji Zgodności można uzyskać pod następującym adresem internetowym: <https://renpho.eu/pages/compliance data>

Maksymalna moc RF: 0.30 dBm
Częstotliwość pracy: 2 402MHz do 2480MHz
Wifi 2.4G : Maksymalna moc RF: 10.17 dBm
Częstotliwość pracy: 8 02.11b/g/n 20:2412~2472 MHz ,
802.11n40:2422~2462 MHz

RENPHO