

RENPHO

USER MANUAL



Shiatsu Foot & Calf Massager

Model: R-D001R

CONTENTS

• ENGLISH	01 ~ 13
-----------	---------

• DEUTSCH	14 ~ 27
-----------	---------

• FRANÇAIS	28 ~ 41
------------	---------

• ITALIANO	42 ~ 54
------------	---------

• ESPAÑOL	55 ~ 67
-----------	---------

Thank you for choosing the RENPHO Foot and Calf Massager. Please use this product with the utmost care and safety in mind. To ensure safety and avoid any accidental damage or injury, please read this manual carefully and use the product only as indicated. Non-compliance may cause serious injuries, death and/or severe property damage.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. **WARNING** – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons.
 - a) This appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
 - b) Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
 - c) Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
 - d) Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
 - e) Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
 - f) Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
 - g) Keep the cord away from heated surfaces.

- h) Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
 - i) Never drop or insert any object into any opening.
 - j) Do not use outdoors.
 - k) Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
 - l) To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
4. The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.
 5. WARNING: Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
 6. WARNING: Do not stand on or in appliance. Use only while seated.
 7. DANGER-To reduce the risk of electric shock: The appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from the outlet when not in use, and before cleaning, putting on or taking off parts.
 8. WARNING: Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
 9. WARNING: Keep the cord away from heated surfaces.
 10. DANGER: Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
 11. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 12. The switch or controlled unit must not be allowed to get wet during washing and that during drying the cord must be positioned to ensure that water does not flow into the switch or control.
 13. SERVICING OF DOUBLE-INSULATED PRODUCTS. In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated product, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated product

requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace.

14. The device is intended for household use only and not intended for medical use. It should not be used in treatment or alleviation of disease or abnormal physical state.

ABOUT THE BATTERY



1. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children.
2. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
3. Even used batteries may cause severe injury or death.
4. Call a local poison control center for treatment information.
5. Clean the battery contacts and also those of the equipment prior to battery installation.
6. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
7. Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
8. Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
9. Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.
10. Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
11. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
12. Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.

13. Always select the correct size and type of battery most suitable for the intended use. Information provided with the equipment to assist correct battery selection should be retained for reference.
14. In case of ingestion of a cell or battery, seek medical assistance promptly. Swallowing lithium coin cells or batteries can cause chemical burns, perforation of soft tissue, and in severe cases can cause death. They must be removed immediately if swallowed.
15. Do not allow children to replace batteries without adult supervision.
16. Do not force discharge batteries. Do not deform batteries. Do not dispose of batteries in fire.
17. Exhausted batteries should be immediately removed from equipment and properly disposed of. When discharged batteries are kept in the equipment for a long time, electrolyte leakage can occur causing damage to the equipment and/or personal injury.
18. A lithium battery with a damaged container should not be exposed to water.
19. Store unused batteries in their original packaging away from metal objects. If already unpacked, do not mix or jumble batteries.
20. Do not use modified or damaged batteries.
21. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short-circuited by metal objects.

WARNING

1. Do Not Crush – Avoid sharp folds.
2. Carefully examine the covering before each use. Discard the appliance if the covering shows any sign of deterioration, such as checking, blistering, or cracking.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ABOUT THE FOOT AND CALF MASSAGER

1. Specifications

Model: R-D001R

Input: AC 100-240V 50/60Hz

Rated Power: 60W

Auto-off Timer: 15min/20min/30min

Product Size: L584*W395*H246mm/23*15.6*9.7 inches

Product Weight: 7.5kg/16.5lb

2. Package Included

1 x Foot and Calf Massager

1 x Remote Control

3. Overview



Control Panel



Detachable foot cover with zipper

Magnetic area designed to place the remote control



Remote Control

4. Button Introduction

Button Name	Function
Power	Power ON/OFF
Air Mode	Full feet(Default), Forefeet, Rear feet, OFF
Air Intensity	1 (Default) / 2 / 3 / 4
Knead Intensity	L(Default) / M / H / OFF
Time (Auto-off)	15min (Default) / 20min / 30min
Heat	Instep+Bottom (Default), Instep, Bottom, OFF

Tips: Use your thumb to press buttons to get better touch sensitivity.

USING THE PRODUCT

Massage Postures

When massaging calves, it is recommended to turn on only the Air pressure or Kneading function, and start from the lowest intensity.



Massage Feet



Massage Calves



Massage Arms

We recommend you limit massaging to 15-30 minutes. Longer massage time may cause mild pain.


Operation

1. Connect the plug to the power source. The Power indicator flashes White accompanied by a beep sound and the massager enters standby mode.

2. Press the  Button to turn on the massager. Check the default Mode and Intensity in **Button Introduction** chart.
3. Press the  Button to switch the auto-off time among 15, 20, or 30 minutes. The timer will re-time each time you press the Time Button.
4. Press  to turn ON/OFF the Mode function or select Full foot, Fore foot or Rear foot area.
5. Press  Button to adjust the Air Intensity among 1/2/3/4.
6. Press the  Button to adjust the Knead Intensity among L/M/H/OFF.
7. Press the  Button to turn ON/OFF the heating function or select Full (Bottom+Instep), Instep or Bottom heating area.

Note:


- A: Heating, Kneading and Air pressure function can work independently.
 - B: Each press is accompanied by a beep sound and corresponding indicator light (When off, the LED goes out).
 - C: If none of the Heating, Kneading and Air pressure function is working, the Time and Power button indicator lights are on, and the massager will enter the standby state if there is no further operation within 10 seconds.
8. The foot massager fits up to US Men's size 14 (EU Men's size 48.5).
 9. Removable mesh: Unzip to remove and clean



REPLACE THE BATTERY

1. For AU Only


- Use a screwdriver to unscrew the fixing screw on the battery compartment.
 - Push the locking tab on the bottom edge of the remote control and hold it.
 - Pull the battery door out and install a CR2025 battery.
 - Push the battery door back in and tighten the fixing screw.
- Tip: Keep the "+" symbol on the battery facing upwards when placing the battery in the battery door.



2. For Not AU

- Push the locking tab on the bottom edge of the remote control and hold it.
- Pull the battery door out and install a CR2025 battery.
- Push the battery door back in and tighten the fixing screw.

Tip: Keep the "+" symbol on the battery facing upwards when placing the battery in the battery door.



PRODUCT CARE AND MAINTENANCE

1. The use of non-rated voltage is prohibited.
2. It is prohibited for non-professional personnel to repair the massager or replace parts.
3. Do not use or store the appliance in wet environments or high temperatures.
4. Unplug the power cord from the outlet after using.
5. Ensure that the operation of this product does not exceed more than 30 minutes at any given time.
6. If you feel unwell or in any unusual discomfort, please stop using the product immediately.
7. If a high temperature or foul odor is experienced while using the product, stop using immediately and unplug the device.
8. Any Individual who may be pregnant or recently gave birth, has a heart condition or a pacemaker, suffers from diabetes or other sensory impairment, phlebitis and/or thrombosis, joint dysfunction, inflammation or injuries, weak bones, osteoporosis, a high fever, an abnormal or curved spine, is at an increased risk of developing blood clots, has pins/screws / artificial joints or other medical devices implanted in his / her body, is being treated for a medical condition or physical injury or is under a doctor's care should consult with a medical professional before using a massaging device designed for home use.

9. Do not use sharp objects to handle the product in order to avoid damage.
10. Please keep the product clean. You can use soft cotton cloth and neutral detergent to clean it.
11. The product is a temperature-protection device; it will automatically shut off when the temperature exceeds the safe limit.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Common problem	Possible Cause	Solution
The product does not work.	1. Disconnected power or loose plug causing poor contact. 2. The power switch is off or time is up. 3. The motor auto shuts off due to the device being on too long activating overheating protection.	1. Re-plug to the power source. 2. Turn the power switch on again. 3. Use the massager after the motor cools off naturally.
The massage intensity is too high or too low.	1. Your feet is positioned at the wrong angle. 2. Didn't choose intensity level which is right for you.	1. Adjust the contact angle to get moderate intensity. 2. The massager has 4 intensity levels, choose the intensity you prefer. We recommend low intensity to begin with.

Common problem	Possible Cause	Solution
No heating or insufficient heating.	1. The heating function isn't turned on. 2. The working heat area might be bottom, not full/Instep. 3. The product structure and working principle limits how fast the bottom can heat up. Therefore, the heating-up may seem a bit slow, wait a few minutes longer. 4. The ambient temperature or the internal temperature of the product is too high, the heating function will be turned off because of the over-heated protection.	1. Press the "Heat" button. The white indicator light should turn on. 2. Choose the Full Heat area to get more sufficient heating. 3. It takes about a few minutes to fully heat up. Please be patient as this is to avoid the temperature rising too fast. 4. After the internal temperature drops, the heating function will be auto-turned on.
The touch panel is not working properly.	1. Fingers are wet. 2. Insufficient touch area.	1. Dry your fingers before touching the button. 2. Use your thumb to press buttons to get better touch sensitivity.

WARRANTY POLICY

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

CUSTOMER SERVICE

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.



TEL: +1(844) 417 0149 (US&CA)

Monday-Friday 9:00AM-4:30PM

1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (AEST)

+44(0)7434 666088 (UK ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-5:00PM (GMT)



Email: support@renpho.com (US&CA)

support-au@renpho.com (AU)

support-eu@renpho.com (UK&EU)

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol



The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste. Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.



1. The symbol of the crossed-out garbage can on batteries or accumulators indicates that they must not be disposed of in household waste at the end of their life.
2. You are legally obliged to return old batteries and accumulators after use. You can do this free of charge at a retail store or other collection point in your area. Addresses of suitable collection points can be obtained from your city or local government.
3. Batteries may contain substances that are harmful to the environment and human health. The separate collection and recycling of old batteries and accumulators is intended to avoid negative effects on the environment and human health.
4. Please avoid the generation of waste from old batteries as far as possible, e.g. Please avoid littering public spaces by not carelessly leaving batteries or electrical and electronic equipment containing batteries.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2011/65/EU, The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Vielen Dank, dass Sie sich für das RENPHO Fuß- und Wadenmassagegerät entschieden haben. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit größter Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen. Um die Sicherheit zu gewährleisten und versehentliche Schäden oder Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie dieses Handbuch bitte sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt nur wie angegeben. Bei Nichtbeachtung können schwere Verletzungen, Tod und/oder schwere Sachschäden die Folge sein.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN.

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit einer Behinderung (mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten) oder durch Personen bestimmt, die nicht über die notwendige Erfahrung und das erforderliche Wissen verfügen, um das Gerät sicher zu bedienen – es sei denn, sie werden von einer dafür verantwortlichen erwachsenen Person ordnungsgemäß beaufsichtigt oder unterwiesen.
2. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden, um sicherzustellen, dass sie nicht damit spielen.
3. **WARNUNG** - So verringern Sie das Risiko von Feuer, Stromschlägen oder Personenschäden:
 - a) Lassen Sie dieses Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Steckdose angeschlossen ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, und bevor Sie Teile an- oder abmontieren.
 - b) Verwenden Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kissen. Eine übermäßige Hitzeentwicklung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
 - c) Wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern, körperlich eingeschränkten oder behinderten Personen verwendet

wird, ist eine sorgfältige Beaufsichtigung erforderlich.

- d) Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine Zubehöreile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
 - e) Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist.
 - f) Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel herum und benutzen Sie das Kabel nicht als Griff.
 - g) Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
 - h) Nutzen Sie das Gerät niemals, wenn die Luftöffnungen blockiert sind. Achten Sie darauf, dass die Luftöffnungen frei von Fusseln, Haaren usw. sind.
 - i) Lassen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen fallen und stecken Sie sie nichts dort hinein.
 - j) Nicht im Freien verwenden.
 - k) Verwenden Sie die Matratze nicht an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder an denen medizinischer Sauerstoff verabreicht wird.
 - l) Zum Trennen des Geräts schalten Sie alle Regler aus und ziehen den Stecker aus der Steckdose.
4. Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Hitzeunempfindliche Personen müssen bei der Benutzung des Geräts vorsichtig sein.
5. **WARNUNG:** Verwenden Sie beheizte Flächen mit Vorsicht! Sie können schwere Verbrennungen verursachen. Verwenden Sie das Gerät nicht auf empfindlichen Hautstellen, an Hautstellen, wo Sie keine Hitze spüren können oder bei schlechter Durchblutung. Die unbeaufsichtigte Verwendung von beheizten Geräten durch Kinder sowie geistig und / oder körperlich behinderte Personen kann gefährlich sein.
6. **WARNUNG:** Stellen Sie sich nicht auf oder in das Gerät. Nur im Sitzen verwenden.
7. **GEFAHR** – Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern: Lassen Sie dieses Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Steckdose angeschlossen ist. Ziehen Sie den Stecker aus der

Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, und bevor Sie Teile an- oder abmontieren.

8. **WARNUNG:** Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel herum und benutzen Sie das Kabel nicht als Griff.
9. **WARNUNG:** Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
10. **GEFAHR:** Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker.
11. Sollte das Netzkabel beschädigt sein, ist es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich fachkundigen Person zu ersetzen, um jegliche Gefahren zu vermeiden.
12. Beim Waschen dürfen weder der Schalter noch die Steuereinheit nass werden, wobei beim Trocknen das Kabel so verlegt werden muss, dass kein Wasser in den Schalter oder die Steuerung gelangt.
13. **WARTUNG VON DOPPELT ISOLIERTEN PRODUKTEN.** In einem doppelt isolierten Gerät sind zwei Isolationssysteme anstelle einer Erdung vorhanden. Bei einem doppelt isolierten Produkt ist kein Erdungsmittel vorhanden, und das Gerät sollte auch nicht mit einem Erdungsmittel ausgestattet werden. Die Wartung eines doppelt isolierten Produkts erfordert äußerste Sorgfalt und Systemkenntnisse und sollte nur von qualifiziertem Wartungspersonal durchgeführt werden. Ersatzteile für ein doppelt isoliertes Gerät müssen mit den Teilen identisch sein, die sie ersetzen.
14. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch und nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht zur Behandlung oder Linderung von Krankheiten oder abnormalen körperlichen Zuständen verwendet werden.

ÜBER DIE BATTERIE

WARNING



1. Entfernen Sie verbrauchte Batterien und recyceln oder entsorgen Sie sie sofort gemäß den örtlichen Vorschriften und halten Sie sie von Kindern fern.
2. Entsorgen Sie die Batterien NICHT im Hausmüll und verbrennen Sie sie nicht.

3. Selbst verbrauchte Batterien können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
4. Rufen Sie eine örtliche Giftnotrufzentrale an, um Informationen zur Behandlung zu erhalten.
5. Reinigen Sie die Batteriekontakte sowie die Kontakte des Geräts, ehe Sie diese einsetzen.
6. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
7. Nicht zwangsentladen, aufladen, zerlegen, über die vom Hersteller angegebene Temperatur hinaus erhitzen oder verbrennen. Andernfalls kann es zu Verletzungen durch Entlüftung, Leckage oder Explosion kommen, die chemische Verbrennungen zur Folge haben.
8. Stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Polarität (+ und -) eingelegt sind.
9. Kombinieren Sie nicht alte und neue Batterien, verschiedene Marken oder Batterietypen, wie Alkali-, Zink-Kohle- oder wiederaufladbare Batterien.
10. Entfernen Sie die Batterien aus Geräten, die längere Zeit nicht benutzt werden, und recyceln oder entsorgen Sie sie sofort entsprechend den örtlichen Vorschriften.
11. Verschließen Sie das Batteriefach immer vollständig. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, entfernen Sie die Batterien und halten Sie sie von Kindern fern.
12. Setzen Sie das Gerät oder die Batterie nicht übermäßigen Temperaturen aus.
13. Wählen Sie stets die richtige Batterieart und gröÙe, die für den jeweiligen Gebrauch am besten geeignet ist. Bewahren Sie die mit dem Gerät gelieferten Informationen zur Auswahl der richtigen Batterie zu Referenzzwecken auf.
14. Im Falle des Verschluckens einer Batterie ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen. Das Verschlucken von Lithium-Knopfzellen oder -Batterien kann zu chemischen Verbrennungen, Perforationen des Weichgewebes und in schweren Fällen zum Tod führen. Sie müssen sofort entfernt werden, wenn sie verschluckt werden.

15. Lassen Sie Kinder die Batterien nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen austauschen.
16. Batterien dürfen nicht zwangsentladen werden. Verformen Sie Batterien nicht. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien nicht durch Feuer.
17. Erschöpfte Batterien sind sofort aus dem Gerät zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Wird eine entladene Batterie über einen längeren Zeitraum im Gerät belassen, kann Elektrolyt auslaufen und das Gerät beschädigen bzw. Personen verletzen.
18. Eine Lithiumbatterie mit einem beschädigten Behälter sollte nicht mit Wasser in Berührung kommen.
19. Bewahren Sie ungenutzte Batterien in ihrer Originalverpackung und fern von Metallgegenständen auf. Wenn Sie die Batterie bereits ausgepackt haben, mischen Sie sie nicht bzw. bringen Sie sie nicht durcheinander.
20. Verwenden Sie keine modifizierten oder beschädigten Batterien.
21. Beachten Sie die Gefahr, dass die Batterie oder das batteriebetriebene Gerät durch metallische Gegenstände kurzgeschlossen werden können.

WARNUNG:

1. Nicht quetschen – Vermeiden Sie scharfe Falten.
2. Untersuchen Sie den Bezug vor jedem Gebrauch sorgfältig. Entsorgen Sie das Gerät, wenn die Abdeckung Anzeichen von Verschlechterung, wie zum Beispiel Karoriss-, Blasen- oder Rissbildung.

**HEBEN SIE DIESE
HINWEISE BITTE AUF**

ÜBER DAS FUß- UND WADENMASSAGEGERÄT

1. Technische Daten

Modell: R-D001R

Eingang: Wechselstrom 100–240 V 50/60 Hz

Nennleistung: 60 W

Auto-Off-Timer: 15 min/20 min/30 min

Produktgröße: L 584 * W 395 * H 246 mm

Produktgewicht: 7,5 kg

2. Lieferumfang

1 x Fuß- und Wadenmassagegerät

1 x Fernbedienung

3. Übersicht



Bedienpanel

Abnehmbarer
Fußüberzug
mit Reißversch
luss



Magnetischer
Bereich zum
Aufstellen der
Fernbedienung



Fernbedienung

4. Tasteneinführung

Tastenname	Funktion
Power	Ein-/Ausschalten
Luftmodus	Full feet(Default), Fore feet, Rear feet, AUS
Luftintensität	1 (Standard) / 2 / 3 / 4
Knetintensität	L (Standard) / M / H / OFF
Zeit (Automatische Ausschaltung)	15 Min. (Standard) / 20 Min. / 30 Min.
Wärme	Fußspann + -sohle (Standard), Fußspann, Fußsohle, AUS

VERWENDUNG DES PRODUKTS

Massage-Positionen

Beim Massieren von Waden wird empfohlen, nur die Luftdruck- oder Knetfunktion einzuschalten und mit der niedrigsten Intensität zu beginnen.



Fußmassage



Unterschenkelmassage



Armmassage

Wir empfehlen Ihnen, die Massage auf 15 –30 Minuten zu beschränken. Eine längere Massagezeit kann leichte Schmerzen verursachen.

Betrieb

1. Verbinden Sie den Stecker mit der Stromquelle. Die Power-Anzeige blinkt weiß, begleitet von einem Piepton und das Massagegerät wechselt in den Standby-Modus.

2. Drücken Sie die  Taste, um das Massagegerät einzuschalten. Überprüfen Sie den Standardmodus und die Intensität in der Tasteneinführung stabelle.
3. Drücken Sie die  Taste, um die automatische Ausschaltzeit (15, 20 oder 30 Minuten) zu wählen. Der Timer wird jedes Mal neu eingestellt, wenn Sie die Zeittaste drücken.
4. Drücken Sie  um die Modusfunktion ein-/auszuschalten oder wählen Sie Ganzer Fuß-, Vorderfuß- oder Hinterfußbereich.
5. Drücken Sie die  die Taste, um die Luftintensität auf 1/2/3/4 einzustellen.
6. Drücken Sie die  Taste, um die Knetintensität zwischen L/M/H/AUS einzustellen.
7. Drücken Sie die  Taste, um die Heizfunktion ein-/auszuschalten oder wählen Sie den Heizbereich Ganzer Fuß (Fußsohle + -spann), Spann oder Sohle.

Anmerkung:


A: Heiz-, Knet- und Luftdruckfunktion können unabhängig voneinander arbeiten.

B: Jedes Drücken wird von einem Piepton und einer entsprechenden Kontrollleuchte begleitet (wenn aus, erlischt die LED).

C: Wenn keine der Heiz-, Knet- und Luftdruckfunktionen funktioniert, leuchten die Kontrollleuchten der Zeit- und Einschalttaste und das Massagegerät wechselt in den Standby-Zustand, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine weitere Bedienung erfolgt.

8. Das Fußmassagegerät eignet sich für Füße bis zu US-Männergröße 14 (EU-Männergröße 48,5).


9. Removable mesh: Unzip to remove and clean



BATTERIE AUSTAUSCHEN

1. Nur für AU


- Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Befestigungsschraube am Batteriefach zu lösen.
- Drücken Sie die Verriegelungslasche an der Unterkante der Fernbedienung und halten Sie sie fest.
- Ziehen Sie das Batteriefach heraus und setzen Sie eine CR2025-Batterie ein.
- Schieben Sie das Batteriefach wieder ein und ziehen Sie die Tipp: Achten Sie darauf, dass das "+"-Symbol auf der Batterie nach oben zeigt, wenn Sie die Batterie in das Batteriefach einsetzen.



2. Für Nicht-AU

- Drücken Sie die Verriegelungslasche an der Unterkante der Fernbedienung und halten Sie sie fest.
- Ziehen Sie das Batteriefach heraus und setzen Sie eine CR2025-Batterie ein.
- Schieben Sie das Batteriefach wieder ein und ziehen Sie die Befestigungsschraube an.

Tipp: Achten Sie darauf, dass das "+"-Symbol auf der Batterie nach oben zeigt, wenn Sie die Batterie in das Batteriefach einsetzen.



PRODUKTPFLEGE UND -WARTUNG

1. Die Verwendung von Nicht-Nennspannung ist verboten.
2. Es ist Laien untersagt, das Massagegerät zu reparieren oder Teile auszutauschen.
3. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in nassen Umgebungen oder hohen Temperaturen.
4. Ziehen Sie das Netzkabel nach der Verwendung aus der Steckdose.
5. Stellen Sie sicher, dass der Betrieb dieses Produkts zu keinem Zeitpunkt länger als 30 Minuten dauert.
6. Wenn Sie sich unwohl fühlen oder ungewöhnliche Beschwerden haben, stellen Sie die Verwendung des Produkts bitte sofort ein.
7. Wenn während der Verwendung des Produkts eine hohe Temperatur oder ein übler Geruch auftritt, stellen Sie die Verwendung sofort ein und ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose.
8. Jede Person, die möglicherweise schwanger ist oder vor kurzem entbunden hat, eine Herzerkrankung oder einen Herzschrittmacher hat, an Diabetes oder anderen Sinnesstörungen, Phlebitis und/oder Thrombose, Gelenkfunktionsstörungen, Entzündungen oder Verletzungen, Knochenschwäche, Osteoporose oder hohem Fieber leidet, eine abnorme oder gekrümmte Wirbelsäule oder ein erhöhtes Risiko für die Bildung von Blutgerinnseln hat, der Nadeln/Schrauben/künstliche Gelenke oder andere medizinische Geräte in ihrem Körper implantiert wurden, die wegen einer Krankheit oder einer körperlichen Verletzung in Behandlung ist oder in ärztlicher Behandlung ist, sollte einen Arzt konsultieren, bevor sie ein Massagegerät für den Heimgebrauch verwendet.
9. Verwenden Sie beim Umgang mit dem Produkt keine scharfen Gegenstände, um Beschädigungen zu vermeiden.
10. Bitte halten Sie das Produkt sauber. Zur Reinigung können Sie ein weiches Wattepad und ein neutrales Reinigungsmittel verwenden.

11. Das Produkt ist ein Temperaturschutzgerät. Es wird automatisch abgeschaltet, wenn die Temperatur den sicheren Grenzwert überschreitet.

FEHLERBEHEBUNGSLEITFADEN

Häufige Probleme	Mögliche Ursache	Lösungen
Das Produkt funktioniert nicht.	1. Stromversorgung unterbrochen oder Stecker locker, was zu schlechtem Kontakt führt. 2. Der Netzschalter ist ausgeschaltet oder die Zeit ist abgelaufen. 3. Der Motor schaltet sich automatisch ab, weil das Gerät zu lange eingeschaltet war und der Überhitzungsschutz aktiviert wird.	1. Wieder an die Stromquelle anschließen. 2. Netzschalter wieder einschalten. 3. Massagegerät verwenden, nachdem der Motor auf natürliche Weise abgekühlt ist.
Die Massageintensität ist zu hoch oder zu niedrig.	1. Ihre Füße sind im falschen Winkel positioniert. 2. Sie haben nicht die für Sie richtige Intensitätsstufe gewählt.	1. Passen Sie den Kontaktwinkel an, um eine mäßige Intensität zu erzielen. 2. Das Massagegerät hat 4 Intensitätsstufen, wählen Sie die Intensität, die Sie bevorzugen. Wir empfehlen zunächst eine niedrige Intensität.

Häufige Probleme	Mögliche Ursache	Lösungen
Keine Wärme oder unzureichende Wärme.	1. Die Heizfunktion ist nicht eingeschaltet. 2. Der Arbeitswärmebereich ist möglicherweise Fußsohle, Ferse, Fußspann. 3. Die Produktstruktur und das Funktionsprinzip schränken ein, wie schnell sich der Boden aufheizen kann. Daher kann das Aufheizen etwas langsam erscheinen, warten Sie einige Minuten länger. 4. Die Umgebungstemperatur oder die Innentemperatur des Produkts ist zu hoch, die Heizfunktion wird wegen des Überhitzungsschutzes abgeschaltet.	1. Drücken Sie die Taste „Heizen“. Die weiße Kontrollleuchte sollte aufleuchten. 2. Wählen Sie den Bereich „Volle Hitze“, um eine ausreichende Erwärmung zu erzielen. 3. Es dauert etwa ein paar Minuten, bis das Gerät vollständig aufgeheizt ist. Bitte haben Sie etwas Geduld. Dies verhindert, dass die Temperatur zu schnell ansteigt. 4. Nachdem die Innentemperatur gefallen ist, wird die Heizfunktion automatisch eingeschaltet.
Das Touchpanel funktioniert nicht richtig.	1. Finger sind nass. 2. Unzureichender Berührungsbereich.	1. Trocknen Sie Ihre Finger, bevor Sie die Taste berühren. 2. Verwenden Sie Ihren Daumen, um die Tasten zu drücken und eine bessere Berührungsempfindlichkeit zu erzielen.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

KUNDENDIENST

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.



Tel: +49 40 23969285 (DE ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)



Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.

1. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten



Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten (EAR)

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.



1. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass sie am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.
2. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenlos bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Stadt oder Gemeinde.
3. Batterien können Substanzen enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Durch die getrennte Sammlung und Wiederverwertung alter Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.
4. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfall aus Altbatterien so weit wie möglich. Vermeiden Sie z. B. die Vermüllung öffentlicher Plätze, indem Sie Batterien oder elektrische und elektronische Geräte, die Batterien enthalten, nicht achtlos zurücklassen.



Hiermit erklärt Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. Ltd. dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/30/EU, der Richtlinie 2014/35/EU, der Richtlinie 2011/65/EU, und anderen relevanten Bestimmungen übereinstimmt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Merci d'avoir choisi ce masseur pour pieds et mollets RENPHO. Veuillez utiliser ce produit avec le plus grand soin et en toute sécurité. Pour garantir la sécurité et éviter tout risque de dommage ou blessure, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et utiliser l'appareil uniquement comme indiqué. Le non-respect des consignes peut entraîner des blessures graves, la mort et/ou des dégâts matériels importants.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes vivant avec un handicap (physique, sensoriel ou cognitif réduit), ni par des personnes n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires pour l'utiliser en toute sécurité, à moins qu'elles ne soient correctement supervisées ou formées par une personne responsable.
2. Les enfants doivent être sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. **AVERTISSEMENT** – Pour réduire le risque de brûlure, d'incendie, d'électrification et de blessures:
 - a) L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, d'installer ou de retirer des éléments.
 - b) Ne faites pas fonctionner l'appareil sous une couverture ou un oreiller. Un chauffage excessif peut se produire et provoquer un incendie, une électrification ou des blessures.
 - c) Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou près d'enfants, de personnes invalides ou handicapées.

- d) Utilisez uniquement cet appareil pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce mode d'emploi. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
 - e) N' utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, s' il ne fonctionne pas correctement, s' il est tombé ou endommagé, ou s' il est tombé dans l' eau.
 - f) Ne transportez pas cet appareil par son câble d' alimentation et n' utilisez pas ce câble comme poignée.
 - g) Tenez le cordon loin des surfaces chauffées.
 - h) Ne faites jamais fonctionner cet appareil si les orifices d' aération sont obstrués. Veillez à ce que les orifices d' aération soient exempts de peluches, de cheveux, etc.
 - i) Ne laissez jamais tomber et n'insérez jamais d'objets dans un orifice.
 - j) Ne pas utiliser à l' extérieur.
 - k) N'utilisez jamais cet appareil à proximité de produits en aérosol (spray) ou dans des endroits où de l' oxygène est administré.
 - l) Pour débranchez cet appareil, appuyez sur le bouton d' arrêt, puis retirez la fiche de la prise électrique.
4. Cet appareil possède une surface chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lors de l' utilisation de l' appareil.
5. AVERTISSEMENT: Utilisez les surfaces chauffées avec prudence. Peut causer de graves brûlures. N'utilisez pas cet appareil sur des zones cutanées insensibles et où la circulation sanguine est mauvaise. L'utilisation sans surveillance de la fonction de chauffage par des enfants ou des personnes inaptes peut être dangereuse.
6. AVERTISSEMENT: Ne vous tenez pas debout sur ou dans l' appareil. Utilisez-le uniquement en position assise.
7. DANGER - Pour réduire le risque d' électrocution : L' appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu' il est branché. Débranchez-le lorsqu' il n' est pas utilisé et avant de le nettoyer, d' installer ou de retirer des éléments.
8. AVERTISSEMENT - Ne transportez pas cet appareil par son câble d' alimentation et n' utilisez pas ce câble comme poignée.

9. AVERTISSEMENT - Tenez le cordon loin des surfaces chauffées.
10. DANGER : n' essayez jamais de récupérer un appareil électrique s' il est tombé dans l' eau. Débranchez-le immédiatement.
11. Si le chargeur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou une personne qualifiée pour éviter tout risque.
12. L'interrupteur ou l'unité de commande ne doit pas être mouillé pendant le lavage. Pendant le séchage, le cordon doit être positionné de manière à empêcher l'eau de pénétrer dans l'interrupteur ou la commande.
13. ENTRETIEN DES APPAREILS À DOUBLE ISOLATION. Dans un appareil à double isolation, deux systèmes d'isolation sont fournis au lieu de la mise à la terre. Aucun moyen de mise à la terre n'est prévu sur un produit à double isolation, et aucun moyen de mise à la terre ne doit être ajouté à l'appareil. L'entretien d'un produit à double isolation nécessite un soin et une connaissance extrêmes du système, et ne doit être effectué que par du personnel de maintenance qualifié. Les pièces de rechange d'un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces qu'elles remplacent.
14. L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement et pas pour un usage médical. Il ne doit pas être utilisé dans le traitement ou le soulagement d' une maladie ou d' un état physique anormal.

À PROPOS DE LA BATTERIE

WARNING



1. Retirez les piles usagées et recyclez-les immédiatement ou éliminez-les conformément à la réglementation locale. Tenez-les hors de portée des enfants.
2. Ne jetez pas les piles ou batteries avec les déchets ménagers et ne les incinérez pas.
3. Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles.

4. Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur les mesures à prendre.
5. Nettoyez les bornes de la pile ainsi que celles de l' appareil avant d' installer la pile.
6. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
7. Ne forcez pas la décharge ou la recharge, ne désassemblez pas, n' incinerez pas, ne chauffez pas au-delà de la température nominale spécifiée par le fabricant toute pile ou batterie. Vous risqueriez de vous blesser en raison d' un dégagement, d' une fuite ou d' une explosion pouvant provoquer des brûlures de nature chimique.
8. Veillez à ce que les piles ou batteries soient installées correctement en respectant la polarité (+ et -).
9. Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves, ni des marques ou des types de piles différents, tels que des piles alcalines, des piles au carbone-zinc ou des piles rechargeables.
10. Retirez, puis recyclez ou éliminez immédiatement, et conformément à la réglementation locale, les piles ou batteries des équipements non utilisés pendant une période prolongée.
11. Refermez toujours complètement le compartiment à piles ou batteries. Si le compartiment à piles ne ferme pas correctement, cessez d' utiliser le produit, retirez les piles ou batteries et tenez-les hors de portée des enfants.
12. Ne pas exposer l'appareil ou la batterie à des températures excessives.
13. Choisissez toujours la taille et le type de pile les mieux adaptés à l' utilisation prévue. Les informations fournies avec l' équipement pour faciliter le choix de la pile doivent être conservées pour consultation ultérieure.
14. En cas d' ingestion d' une pile ou d' une batterie, consultez rapidement un médecin. L' ingestion de piles ou de batteries au lithium peut provoquer des brûlures de nature chimique, la perforation des tissus mous et, dans les cas les plus graves, la mort. Elles doivent être retirées immédiatement en cas d' ingestion.

15. Ne laissez pas les enfants remplacer les piles ou batteries sans la surveillance d' un adulte.
16. Ne forcez pas la décharge des piles ou batteries. Ne déformez pas les piles ou batteries. Ne jetez pas les piles ou batteries au feu.
17. Retirez immédiatement les piles déchargées de l' appareil et éliminez-les de manière appropriée. Lorsque vous laissez des piles déchargées dans un appareil pendant une longue période, une fuite d' électrolyte peut se produire et endommager l' appareil et/ou provoquer des blessures.
18. Une pile au lithium dont l' enveloppe est endommagée ne doit pas être exposée à l' eau.
19. Conservez les piles non utilisées dans leur emballage d' origine, à l' écart de tout objet métallique. Si elles sont déjà déballées, ne les mélangez pas.
20. Ne pas utiliser de piles modifiées ou endommagées.
21. Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de l'appareil ou de la batterie par des objets métalliques.

AVERTISSEMENT :

1. Ne brisez pas cet appareil. Évitez de plier le câble.
2. Examinez soigneusement le revêtement avant chaque utilisation. Jetez cet appareil si son revêtement présente des signes de détérioration comme des fissures, des boursouflures ou des craquelures.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

À PROPOS DE L'APPAREIL DE MASSAGE POUR PIEDS ET MOLLETS DE

1. Caractéristiques

Modèle : R-D001R

Entrée : 100-240 V AC, 50/60 Hz

Puissance nominale : 60 W

Extinction automatique : 15 min/20 min/30 min

Dimensions de l' appareil : L. 584 x P. 395 x H. 246 mm

Poids : 7,5 kg

2. Contenu de l'emballage

1 x appareil de massage pour pieds et mollets

1 x télécommande

3. Vue d' ensemble



4. Définition des boutons

Nom du bouton	Fonction
Pouvoir	Allumage/extinction
Mode aérien	Pied complet (par défaut), Cou-de-pied, Plante du pied, éteint
Intensité de l'air	1 (par défaut) / 2 / 3 / 4

Nom du bouton	Fonction
Intensité de pétrissage	Faible (par défaut) / moyenne / élevée / éteint
Heure (arrêt automatique)	15 min (par défaut) / 20 min / 30 min
Chaleur	Cou-de-pied + plante (par défaut), Cou-de-pied, Plante, éteint

Conseil : Appuyez sur les boutons avec votre pouce pour une meilleure sensibilité.

UTILISATION DU PRODUIT

Positions de massage

Pour le massage des mollets, il est recommandé d'activer uniquement la fonction Air pressure (pression d'air) ou Kneading (massage), et de commencer par l'intensité la plus faible.



Massage des pieds



Massage des mollets



Massage des bras

Nous vous recommandons de limiter vos séances de massage à 15-30 minutes. Un massage plus long peut provoquer de légères douleurs.

Fonctionnement

1. Branchez la fiche dans la prise de courant. Le témoin d'alimentation clignote en blanc et l'appareil émet un bip. L'appareil passe en mode veille.

2. Appuyez sur le bouton  pour mettre l'appareil en route. Pour connaître le mode et l'intensité par défaut, consultez le tableau de définition des boutons.
3. Appuyez sur le bouton  pour définir le délai avant extinction automatique à 15, 20 ou 30 minutes. Ce délai est réinitialisé chaque fois que vous appuyez sur le bouton de l'horloge.
4. Appuyez sur le bouton  pour activer/désactiver la fonction de mode ou sélectionner l'une des zones Pied complet, Cou-de-pied ou Plante du pied.
5. Appuyez sur le bouton  pour modifier l'intensité de l'air (1/2/3/4).
6. Appuyez sur le bouton  pour modifier la puissance du massage (faible/moyenne/élevée/éteint).
7. Appuyez sur le bouton  pour allumer/éteindre la fonction de chauffage ou bien sélectionner la zone de chauffage : Pied complet (plante + cou-de-pied), Cou-de-pied ou Plante.

Remarques :


A : Les fonctions de chauffage, de massage et de pression d'air peuvent fonctionner indépendamment les unes des autres.

B : Chaque pression est confirmée par un bip et l'allumage du témoin lumineux (lorsque l'appareil est éteint, la LED s'éteint).

C : Si aucune des fonctions Chauffage, Massage et Pression d'air n'est sélectionnée, les témoins lumineux des boutons Durée et Mise en route s'allument et l'appareil de massage se met en veille si aucune autre action n'est effectuée dans les 10 secondes.

8. L'appareil de massage des pieds convient à des pointures maximales de 48,5 EU (14 US hommes).

9. Housse amovible : Dézippez-la pour l'enlever et la nettoyer.




POUR L'AU UNIQUEMENT

1. Pour l'AU uniquement

- Utilisez un tournevis pour dévisser la vis de fixation du compartiment de la pile.
- Poussez la languette de verrouillage sur le bord inférieur de la télécommande et maintenez-la.
- Tirez le couvercle du compartiment de la pile et installez une pile CR2025.
- Remettez le couvercle de la batterie en place et revissez la vis de fixation.


Remarque : le symbole « + » de la pile doit être orienté vers le haut lorsque vous la placez dans le compartiment à pile.



2. Autre que AU

- Poussez la languette de verrouillage sur le bord inférieur de la télécommande et maintenez-la.
- Tirez le couvercle du compartiment de la pile et installez une pile CR2025.
- Remettez le couvercle de la batterie en place et revissez la vis de fixation.

Remarque : le symbole « + » de la pile doit être orienté vers le haut lorsque vous la placez dans le compartiment à pile.



ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU PRODUIT

1. L'utilisation d'une tension non nominale est interdite.
2. Il est interdit aux non-professionnels de réparer cet appareil et de remplacer ses composants.
3. N'utilisez et ne conservez pas cet appareil dans un environnement humide ou chaud.
4. Débranchez le câble d'alimentation après utilisation.
5. N'utilisez pas cet appareil plus de 30 minutes par séance.
6. Si vous ne vous sentez pas bien ou si vous ressentez un inconfort inhabituel, cessez immédiatement l'utilisation de cet appareil.
7. En cas de température élevée ou d'odeur inhabituelle durant l'utilisation de cet appareil, cessez immédiatement de l'utiliser et débranchez-le.
8. Toute personne pouvant être enceinte ou qui a récemment accouché, qui souffre d'un problème cardiaque ou qui porte un stimulateur cardiaque, qui souffre de diabète ou d'une déficience sensorielle, de phlébite et/ou de thrombose, de dysfonctionnement articulaire, d'inflammation ou de blessures, de faiblesse osseuse, d'ostéoporose, de fièvre, de déformation de la colonne vertébrale, qui présente un risque accru de formation de caillots sanguins, qui a des broches/vis/articulations artificielles ou autres dispositifs médicaux implantés, qui est traitée pour une affection médicale ou une blessure physique ou qui est suivie par un médecin, doit consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser tout appareil de massage conçu pour un usage domestique.
9. N'utilisez pas d'objets pointus pour manipuler le produit afin d'éviter de l'endommager.
10. Veuillez conserver cet appareil propre. Vous pouvez utiliser un morceau de coton doux et un détergent neutre pour le nettoyer.
11. Cet appareil possède un dispositif de protection contre les surchauffes. Il s'arrête automatiquement lorsque la température dépasse la limite de sécurité.

GUIDE DE RÉOLUTION DES PROBLÈMES

Problèmes courant	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	1. Le câble d' alimentation est débranché ou la fiche est mal connectée. 2. Le bouton de mise en marche est sur la position OFF ou l' appareil s' est éteint automatiquement. 3. L' appareil s' est arrêté automatiquement pour protéger le moteur de la surchauffe.	1. Rebranchez l' appareil dans la prise de courant. 2. Appuyez à nouveau sur le bouton de mise en marche. 3. Recommencez à utiliser l' appareil de massage une fois que le moteur aura été refroidi.
L'intensité de massage est trop faible ou trop importante.	1. L' angle de votre pied n' est pas adéquat. 2. Vous n' avez pas sélectionné l' intensité qui correspond à vos besoins.	1. Modifiez l' angle de contact pour atteindre une intensité modérée. 2. L' appareil de massage possède 4 niveaux d' intensité. Sélectionnez celui que vous préférez. Nous vous recommandons de commencer par l' intensité la plus faible.

Problèmes courant	Cause possible	Solution
Le chauffage ne fonctionne pas ou insuffisamment.	1. La fonction de chauffage n' est pas activée. 2. La zone de chauffe est peut-être définie sur Plante du pied et non sur Pied complet ou Cou-de-pied. 3. La structure de l' appareil et son fonctionnement limitent la rapidité de chauffe de la plante du pied. Patientez quelques minutes supplémentaires. 4. Si la température ambiante ou la température interne de l' appareil est trop élevée, la fonction de chauffage sera désactivée pour protéger l' appareil contre la surchauffe.	1. Appuyez sur le bouton « Heat ». Le témoin lumineux blanc doit s' allumer. 2. Choisissez la zone Pied complet pour maximiser la zone de chauffe. 3. Il faut plusieurs minutes à l' appareil pour atteindre la température demandée. Cela permet d' éviter une augmentation trop rapide de la température. 4. Lorsque la température interne chute, le chauffage est automatiquement remis en route.
La console de commande ne fonctionne pas correctement.	1. Vos doigts sont humides. 2. La zone de contact est insuffisante.	1. Séchez-vous les doigts avant d' appuyer sur le bouton. 2. Utilisez votre pouce pour appuyer sur les boutons, car la sensibilité est meilleure.

GARANTIE

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

SERVICE CLIENT

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.



Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)

*En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.

1. Signification du logo de la poubelle barrée



Le logo de la poubelle barrée indique que vous êtes légalement tenu de vous débarrasser de l'appareil séparément des déchets municipaux non triés (ordures ménagères). Les piles ou batteries rechargeables non installées de façon permanente doivent être préalablement retirées et éliminées séparément.

2. Possibilités de reprise des appareils usagers

Les propriétaires de DEEE peuvent les rapporter ou de les faire collecter conformément aux mesures mises en place par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Ceci garantira une élimination appropriée.



1. Le symbole de la poubelle barrée sur des piles ou accumulateurs indique que ces produits, une fois en fin de vie, ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
2. Vous êtes légalement tenu de retourner les piles et batteries usagées après utilisation. Vous pouvez le faire gratuitement dans un point de collecte près de chez vous. Les adresses des points de collecte appropriés peuvent être obtenues auprès de votre municipalité ou des autorités locales.
3. Les batteries peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine. La collecte séparée et le recyclage des piles et accumulateurs usagés visent à éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.
4. Dans la mesure du possible, évitez de créer des déchets à partir de piles usagées. Par exemple, évitez de jeter négligemment sur la voie publique des piles ou des appareils électriques contenant des piles.



Par la présente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/30/UE, à la directive 2014/35/UE, à la directive 2011/65/UE, et à d'autres dispositions pertinentes. Le texte intégral de la Déclaration de conformité peut être consulté à l'adresse internet suivante : <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Grazie per aver scelto il Massaggiatore per piedi e polpacci RENPHO. Utilizzare questo prodotto con la massima cura e sicurezza in mente. Per garantire la sicurezza ed evitare qualsiasi danno o lesione accidentali, leggere attentamente il presente manuale e utilizzare il prodotto soltanto sulla base delle indicazioni fornite. Il mancato rispetto di tali indicazioni può provocare lesioni gravi, morte o danni gravi alla proprietà.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

1. Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con disabilità (condizioni fisiche, sensoriali o cognitive ridotte) o di soggetti privi dell'esperienza e delle conoscenze necessarie per utilizzarlo in sicurezza, a meno che non siano adeguatamente supervisionati o istruiti da una persona responsabile.
2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
3. **AVVISO** - Per ridurre il rischio di bruciature, incendi, elettro-shock o lesioni a persone, attieniti alle seguenti istruzioni:
 - a) L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato. Scollegare dalla presa quando non in uso, e prima di mettere o togliere le parti.
 - b) Non azionare il dispositivo sotto un cuscino o una coperta. Potrebbe verificarsi un eccessivo riscaldamento, causando incendi, scosse elettriche o lesioni a persone.
 - c) È necessaria una stretta supervisione quando il dispositivo viene utilizzato da, su o in prossimità di bambini, soggetti invalidi o persone disabili.
 - d) Utilizzare questo dispositivo solo per l'uso previsto come descritto nel presente manuale. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.
 - e) Non azionare mai questo apparecchio in caso di cavo o spina danneggiati, malfunzionamento, caduta accidentale, danni o

- caduta in acqua.
- f) Non trasportare l'apparecchio per il cavo di alimentazione o utilizzare tale cavo come manico.
 - g) Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
 - h) Non azionare mai l'apparecchio con le prese d'aria bloccate. Mantenere le prese d'aria libere da lanugine, capelli, ecc.
 - i) Non far cadere o inserire mai oggetti in nessuna apertura.
 - j) Non utilizzare all'esterno.
 - k) Non azionare in zone dove vengono utilizzati prodotti aerosol (spray) o in cui venga somministrato ossigeno.
 - l) Per scollegare l'apparecchio, disattivare tutti i comandi e rimuovere la spina dalla presa elettrica.
4. L'apparecchio ha una superficie riscaldata. Le persone insensibili al calore devono fare attenzione quando usano l'apparecchio.
 5. **AVVISO:** Utilizzare con attenzione le superfici riscaldate. Può causare gravi ustioni. Non utilizzare su zone cutanee insensibili o in presenza di cattiva circolazione sanguigna. L'usosenza supervisione del calore da parte di bambini o persone incapaci può essere pericoloso.
 6. **AVVISO:** Non posizionarsi sopra l'apparecchio o all'interno dell'apparecchio; utilizzare solo da seduti.
 7. **PERICOLO** –Per ridurre il rischio di scosse elettriche e incendi: L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato. Scollegare dalla presa quando non in uso, e prima di mettere o togliere le parti.
 8. **AVVISO** - Non trasportare l'apparecchio per il cavo di alimentazione o utilizzare tale cavo come manico.
 9. **AVVISO** - Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
 10. **PERICOLO:** non toccare alcun apparecchio caduto in acqua. Scollegare immediatamente.
 11. Se il caricabatterie è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da una persona similmente qualificata, al fine di evitare qualsiasi pericolo.
 12. L'interruttore o l'unità di controllo non devono bagnarsi durante il lavaggio, e durante l'asciugatura il cavo deve essere posizionato in modo da garantire che l'acqua non fluisca nell'interruttore o nel comando.

13. **MANUTENZIONE DI PRODOTTI A DOPPIO ISOLAMENTO.** In un apparecchio a doppio isolamento, vengono forniti due sistemi di isolamento anziché la messa a terra. Nessun mezzo di messa a terra è fornito su un prodotto a doppio isolamento, né deve essere aggiunto un mezzo per la messa a terra all'apparecchio. La manutenzione di un prodotto a doppio isolamento richiede estrema cura e conoscenza del sistema e deve essere eseguita solo da personale di assistenza qualificato. Le parti di ricambio di un apparecchio a doppio isolamento devono essere identiche alle parti che sostituiscono.
14. Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico e non per scopi medici. Non deve essere utilizzato per curare o alleviare malattie o stati fisici anomali.

INFORMAZIONI SULLA BATTERIA



1. Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie usate in base alle normative locali, e tenere lontano dalla portata dei bambini.
2. **NON** gettare le batterie nei rifiuti domestici o incenerirle.
3. Anche le batterie usate possono causare gravi lesioni o la morte.
4. Chiamare un centro antiveleni locale per informazioni sul trattamento.
5. Prima dell'installazione della batteria, pulire i contatti della batteria e quelli del dispositivo.
6. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
7. Non forzare lo scaricamento, la ricarica, lo smontaggio, non riscaldare (temperatura nominale specificata dal produttore) o incenerire. Ciò potrebbe provocare lesioni dovute a sfiato, perdite o esplosioni con conseguenti ustioni chimiche.
8. Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente per quanto riguarda la polarità (+ e -).

9. Non mischiare batterie vecchie e nuove, di marche o tipi di batterie diverse, come batterie alcaline, carbonio-zinco o ricaricabili.
10. Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie delle apparecchiature non utilizzate per un lungo periodo di tempo, in base alle normative locali.
11. Fissare sempre completamente il vano batteria. Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto, rimuovere le batterie e tenerle lontane dalla portata dei bambini.
12. Non esporre l'apparecchio o la batteria a temperature eccessive.
13. Selezionare sempre il formato e il tipo di batteria corretti in base all'uso previsto. Le informazioni fornite con l'apparecchiatura per facilitare la corretta selezione della batteria devono essere conservate per futura consultazione.
14. In caso di ingestione di una cella o di una batteria, richiedere immediatamente assistenza medica. L'ingestione di pile o batterie al litio può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e, nei casi più gravi, può causare la morte. Devono essere rimosse immediatamente in caso di ingestione.
15. Non permettere ai bambini di sostituire le batterie senza la supervisione di un adulto.
16. Non forzare lo scaricamento delle batterie. Non deformare le batterie. Non gettare le batterie nel fuoco.
17. La batteria esausta deve essere immediatamente rimossa dal dispositivo e smaltita correttamente. Se la batteria scarica viene lasciata nel dispositivo per un lungo periodo, possono verificarsi perdite di elettrolita, con conseguenti danni al dispositivo stesso e/o lesioni personali.
18. Una batteria al litio con un contenitore danneggiato non deve essere esposta all'acqua.
19. Conservare la batteria non utilizzata nella sua confezione originale e lontano da oggetti metallici. Non mischiare o riporre alla rinfusa la batteria già disimballata.
20. Non utilizzare batterie modificate o danneggiate.

21. Prestare attenzione al rischio di cortocircuito dei terminali dell'apparecchio alimentato a batteria o della batteria stessa da parte di oggetti metallici.

ATTENZIONE:

1. Non schiacciare o piegare il cavo.
2. PERICOLO: esaminare attentamente il rivestimento prima di ogni utilizzo. Smaltire l' apparecchio in presenza di segni di deterioramento, come checking, bruciature o spaccature.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

INFORMAZIONI SUL MASSAGGIATORE PER PIEDI E POLPACCI

1. Specifiche tecniche

Modello: R-D001R

Tensione in ingresso: AC 100-240 V 50/60 Hz

Potenza nominale: 60W

Timer di spegnimento automatico: 15 min./20 min./30 min.

Dimensioni del prodotto: 584 mm x 395 mm x 246 mm


Peso del prodotto: 7,5 kg

2. Contenuto della confezione

1 x Massaggiatore per piedi e polpacci

1 x Telecomando

3. Panoramica



4. Introduzione ai pulsanti

Nome del	Funzione
Alimentazione	ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
Modalità dell' aria	Piedi completi (predefinita), avampiede, parte posteriore, SPENTA
Intensità dell' aria	Intensità aria: 1 (predefinita) / 2 / 3 / 4
Intensità del massaggio	Intensità massaggio: L (predefinita) / M / H / SPENTA
Timer (spegnimento automatico)	Timer: 15 min. (predefinito)/20 min./30 min.
Riscaldamento	Riscaldamento: Collo + pianta (predefinito), collo, pianta, SPENTO

Suggerimenti: utilizzare il pollice per premere i pulsanti ed ottenere una migliore sensibilità al tatto.

UTILIZZO DEL PRODOTTO

Posizioni dei massaggi

Per il massaggio ai polpacci, si consiglia di accendere soltanto la funzione di Pressione ad aria o Impastamento, iniziando dall'intensità più bassa.



**Massaggio
ai piedi**



**Massaggio
ai polpacci**



**Massaggio alle
braccia**

Suggeriamo di limitare la durata del massaggio a 15-30 minuti. Massaggi più lunghi possono provocare lievi dolori.


Funzionamento

1. Collegare la spina alla fonte di alimentazione. La spia dell'indicatore di alimentazione lampeggerà bianca, accompagnata da un bip sonoro. Il massaggiatore entrerà in modalità stand-by.
2. Premere il pulsant  per accendere il massaggiatore. Verificare la modalità e l'intensità predefinite nella tabella d'introduzione ai pulsanti.
3. Premere il pulsante  per regolare lo spegnimento automatico tra 15, 20 o 30 minuti. Il timer si riprogrammerà ogni volta che premerai il relativo pulsante.
4. Premere il pulsante  per ACCENDERE/SPEGNERE la funzione Modalità o selezionare piede completo, avampiede o parte posteriore.
5. Premere il pulsante  per regolare l'intensità dell'aria tra i livelli 1, 2, 3 o 4.
6. Premere il pulsante  per regolare l'intensità del massaggio tra L/M/H/SPENTA.

7. Premere il pulsante  per ATTIVARE/DISATTIVARE la funzione di riscaldamento o selezionare area di riscaldamento completa (collo + pianta), collo o pianta.

Nota bene


- A: le funzioni di Riscaldamento, Massaggio e Pressione ad aria possono funzionare in maniera indipendente.
B: ciascuna pressione è accompagnata da un bip sonoro e dalla corrispondente spia dell'indicatore (quando la funzione viene spenta, anche il LED si spegne).
C: Se nessuna delle funzioni di Riscaldamento, Massaggio e Pressione ad aria è in funzione, le spie dei pulsanti Timer e di Alimentazione restano accese e il massaggiatore entrerà in stand-by qualora non vengano eseguite operazioni entro 10 secondi.
8. Il massaggiatore può contenere piedi fino al numero 14 (misura maschile USA) o al 48 e ½ (misura maschile UE).
9. Rivestimento rimovibile: aprire la chiusura lampo per



SOSTITUIRE LA BATTERIA

1. Solo per AU

- Utilizzare un cacciavite per svitare la vite di fissaggio sul vano batteria.
- Spingere la linguetta di bloccaggio sul bordo inferiore del telecomando e tenerla premuta.
- Estrarre lo sportello della batteria e installare una batteria CR2025.
- Spingere nuovamente lo sportello della batteria e serrare la vite di fissaggio.




Suggerimento: tenere il simbolo "+" sulla batteria rivolto verso l'alto, quando si posiziona la batteria nel vano della batteria.

2. Per non AU

- Spingere la linguetta di bloccaggio sul bordo inferiore del telecomando e tenerla premuta.
- Estrarre lo sportello della batteria e installare una batteria CR2025.
- Spingere nuovamente lo sportello della batteria e serrare la vite di fissaggio.

Suggerimento: tenere il simbolo "+" sulla batteria rivolto verso l'alto, quando si posiziona la batteria nel vano della batteria.



CURA E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

- È vietato l'uso di un voltaggio diverso da quello nominale.
- È vietata la riparazione del massaggiatore o la sostituzione di componenti da parte di personale non qualificato.
- Non utilizzare o riporre l'apparecchio in ambienti umidi o esposti ad alte temperature.
- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa dopo l'uso.
- Assicurarsi che il funzionamento di questo prodotto non superi i 30 minuti in ogni caso.
- In caso di malessere o fastidio insolito, interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto.
- In caso si avvertano odori strani o alte temperature, interrompere immediatamente l'uso e scollegare il dispositivo dalla presa.
- In caso di gravidanza o parto recente, disturbi cardiaci o utilizzo di pacemaker, diabete o altri squilibri sensoriali, flebite e/o trombosi, disfunzioni delle articolazioni, infiammazioni o lesioni, ossa deboli, osteoporosi, febbre alta, curva spinale anomala, alto rischio di sviluppare trombi, perni/viti/articolazioni artificiali o altri dispositivi medici impiantati nel corpo, trattamento di patologie mediche o lesioni fisiche o cure mediche in corso,

consultare un professionista sanitario prima di utilizzare il dispositivo massaggiante ideato per uso domestico.

9. Non utilizzare oggetti affilati per maneggiare il prodotto, al fine di evitare danni.
10. Mantenere il prodotto pulito. Per pulirlo, è possibile utilizzare un panno morbido di cotone e un detergente neutro.
11. Il prodotto dispone di un meccanismo di protezione dalle alte temperature. Il dispositivo si spegnerà automaticamente quando la temperatura supererà i limiti di sicurezza.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibili cause	Soluzioni
Il prodotto non funziona.	1. Alimentazione disconnessa o spina allentata che provoca scarso contatto. 2. L' interruttore è spento o il tempo è scaduto. 3. Il motore si è spento automaticamente a causa dell' attivazione del dispositivo di protezione dal surriscaldamento.	1. Ricollegare la spina alla fonte di alimentazione. 2. Riaccendere l' interruttore. 3. Utilizzare il massaggiatore dopo che il motore si sarà raffreddato naturalmente
L'intensità del massaggio è troppo alta o troppo bassa.	1. I piedi sono posizionati nell' angolazione sbagliata. 2. Non è stato scelto il livello di intensità adatto.	1. Regolare l' angolazione di contatto per ottenere una moderata intensità. 2. Il massaggiatore dispone di 4 livelli d' intensità: scegliere quello preferito. Sugeriamo di iniziare con un livello più basso.

Problema	Possibili cause	Soluzioni
Riscaldamento assente o insufficiente.	1. La funzione di riscaldamento non è accesa. 2. La struttura del prodotto e i relativi principi di funzionamento limitano la velocità con cui il fondo può riscaldarsi. Pertanto, il riscaldamento può sembrare un po' lento, ma bisogna attendere qualche minuto in più. 3. La temperatura dell' ambiente o quella interna al prodotto sono troppo alte. 4. La funzione di riscaldamento verrà spenta a causa del dispositivo di protezione dal surriscaldamento.	1. Premere il pulsante "Riscaldamento" . La spia dell' indicatore dovrebbe illuminarsi di bianco. 2. Scegliere il riscaldamento completo dell' area per avere calore sufficiente. 3. Per un riscaldamento completo, occorrono alcuni minuti. Attendere pazientemente, poiché questo serve a evitare che la temperatura aumenti troppo rapidamente. 4. Dopo che la temperatura interna sarà scesa, la funzione di riscaldamento verrà riattivata automaticamente.
Il pannello di controllo non funziona correttamente.	1. Le dita sono bagnate. 2. Area del tocco insufficiente.	1. Asciugare le dita prima di toccare il pulsante. 2. Per una maggiore sensibilità al tocco, usare il pollice per premere i pulsanti.

NORME SULLA GARANZIA

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

ASSISTENZA CLIENTI

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

 **Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)**

*Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. **NON** buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.

1. Significato del simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato



Il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato significa che sei legalmente obbligato a smaltire questi apparecchi separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati, vale a dire i vecchi apparecchi devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Le batterie o le batterie ricaricabili che non sono installate in modo permanente devono essere rimosse preventivamente e smaltite separatamente.

2. Opzioni per la restituzione di vecchi elettrodomestici

I proprietari di RAEE possono restituirli o raccogliarli scegliendo tra le possibilità previste e disponibili dalle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti per garantire il corretto smaltimento.



1. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato riportato sulle batterie o sugli accumulatori indica che a fine vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.
2. Sei legalmente obbligato a restituire batterie e accumulatori utilizzati dopo l'uso. Puoi farlo gratuitamente presso un punto di raccolta nella tua zona. Gli indirizzi dei punti di raccolta idonei possono essere richiesti presso la propria città o il governo locale.
3. Le batterie possono contenere sostanze nocive per l'ambiente e la salute umana. La raccolta differenziata e il riciclaggio di batterie e accumulatori utilizzati hanno lo scopo di evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.
4. Evita il più possibile la produzione di rifiuti da batterie vecchie; ad esempio, evita di gettare rifiuti negli spazi pubblici abbandonando con noncuranza batterie o apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti batterie.



Con la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. dichiara che questa apparecchiatura è conforme a: Direttiva 2014/30/UE, Direttiva 2014/35/UE, Direttiva 2011/65/UE, e altre disposizioni rilevanti. Il testo completo della Dichiarazione di conformità è reperibile al seguente indirizzo Internet: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Gracias por escoger este masajeador de pies y pantorrillas de RENPHO. Utilice siempre este producto con precaución y de forma segura. Para garantizar su seguridad y evitar cualquier accidente o lesión, lea detenidamente este manual y use el producto solo para las finalidades indicadas. En caso contrario, podría arriesgarse a sufrir lesiones graves, daños en las personas o las cosas, o incluso la muerte.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR .

1. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
2. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato .
3. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas .
 - a) Este El aparato nunca debe dejarse desatendido cuando esté enchufado. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de poner o quitar piezas.
 - b) No lo opere debajo de una manta o almohada. Puede producirse un calentamiento excesivo y provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
 - c) Es necesaria una estrecha supervisión cuando este aparato es utilizado por, sobre o cerca de niños, inválidos o personas discapacitadas.
 - d) Utilice este aparato únicamente para el uso previsto como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

- e) Nunca utilice este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua.
- f) No transporte este aparato por el cable de alimentación ni utilice el cable como asa.
- g) Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- h) Nunca opere el aparato con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, pelos, etc.
- i) Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- j) No lo utilice al aire libre.
- k) No lo opere donde se estén utilizando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- l) Para desconectar, gire todos los controles a la posición de apagado y luego retire el enchufe del tomacorriente.
- 4. El aparato tiene una superficie calentada. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado al utilizar el aparato.
- 5. **ADVERTENCIA:** Utilice las superficies calientes con cuidado. Puede causar quemaduras graves. No utilizar sobre zonas de piel insensibles o en presencia de mala circulación. El uso de calor sin supervisión por parte de niños o personas incapacitadas puede resultar peligroso.
- 6. **ADVERTENCIA:** No se suba aparato. Úselo sólo mientras está sentado.
- 7. **PELIGRO** - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica : El aparato nunca debe dejarse desatendido cuando esté enchufado. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo , poner o quitar piezas.
- 8. **ADVERTENCIA :** No transporte este aparato por el cable de alimentación ni utilice el cable como asa.
- 9. **ADVERTENCIA :** Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- 10. **PELIGRO :** No intente alcanzar un aparato que se haya caído al agua. Desenchufe inmediatamente.
- 11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.

12. No se debe permitir que el interruptor o la unidad de control se mojen durante el lavado y durante el secado el cable debe colocarse de manera que garantice que el agua no fluya hacia el interruptor o el control.
13. **MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS CON DOBLE AISLAMIENTO.**
En un aparato con doble aislamiento, se proporcionan dos sistemas de aislamiento en lugar de conexión a tierra. No se proporcionan medios de conexión a tierra en un producto con doble aislamiento, ni se debe agregar un medio de conexión a tierra al aparato. El mantenimiento de un producto con doble aislamiento requiere extremo cuidado y conocimiento del sistema y debe ser realizado únicamente por personal de servicio calificado. Las piezas de repuesto para un aparato con doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas que reemplazan."
14. El dispositivo está destinado únicamente para uso doméstico y no para uso médico. No debe utilizarse para el tratamiento o alivio de enfermedades o estados físicos anormales.

ACERCA DE LA BATERÍA



1. Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgalas fuera del alcance de los niños.
2. NO deseche las baterías en la basura doméstica ni las incinere.
3. Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
4. Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.
5. Limpie los contactos de la batería y también los del dispositivo antes de la instalación de la batería.
6. Las baterías no recargables no se deben recargar.

7. No fuerce la descarga, recargue, desarme, caliente por encima de (la temperatura nominal especificada por el fabricante) ni incinere. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras químicas.
8. Asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).
9. No mezcle pilas viejas y nuevas, de diferentes marcas o tipos de pilas, como alcalinas, de carbono-zinc o recargables.
10. Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías de los equipos que no se utilicen durante un período prolongado de acuerdo con las regulaciones locales.
11. Siempre asegure completamente el compartimiento de la batería. Si el compartimiento de las baterías no cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las baterías y manténgalas fuera del alcance de los niños.
12. No exponga el aparato o la batería a temperaturas excesivas.
13. Seleccione siempre el tamaño y tipo de batería más adecuado para el uso previsto. La información proporcionada con el equipo para asistir en la selección correcta de la batería debe conservarse como referencia.
14. En caso de ingestión de una celda o batería, busque asistencia médica de inmediato. La ingestión de pilas o pilas de botón de litio puede provocar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y, en casos graves, puede provocar la muerte. Deben retirarse inmediatamente en caso de ingestión.
15. No permita que los niños reemplacen las baterías sin la supervisión de un adulto.
16. No fuerce la descarga de las baterías. No deforme las baterías. No arroje las baterías al fuego.
17. Una batería agotada debe ser retirada inmediatamente del dispositivo y desechada adecuadamente. Si una batería descargada permanece por mucho tiempo en el dispositivo, puede ocurrir una fuga de electrolito causando daños al dispositivo y/o lesiones personales.
18. Una batería de litio con el recipiente dañado no debe exponerse al agua.

19. Almacene las baterías sin usar en su embalaje original lejos de objetos metálicos. Si ya están desempaquetadas, no mezcle o revuelva las baterías.
20. No use baterías modificadas o dañadas.
21. Tenga en cuenta el riesgo de cortocircuito de los terminales del aparato o la batería alimentada por objetos metálicos.

ATENCIÓN:

1. No golpee el aparato ni lo guarde de modo que se dañe.
2. Compruebe cuidadosamente la cubierta antes de cada uso y no use el aparato si dicha cubierta muestra signos de deterioro tales como grietas o deformaciones.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

SOBRE EL MASAJEADOR DE PIES Y PANTORRILLAS DE

1. Datos técnicos

Modelo: R-D001R

Corriente: CA 100-240 V - 50/60 Hz

Potencia nominal: 60 W

Temporizador de apagado automático: 15/20/30 minutos

Tamaño del producto: 584 mm (largo) x 395 mm
(ancho) x 246 mm (alto)

Peso del producto: 7,5 kg

2. Incluido en el paquete

1 x Masajeador de pies y pantorrillas de

1 x Mando a distancia

3. Vista general



4. Botones

Nombre	Función
Encendido	Encendido y apagado
Modo de aire	Pies completos (por defecto)/Parte delantera/Parte trasera/Apagado
Intensidad del aire	1 (por defecto)/2/3/4
Intensidad de amasamiento	Baja (por defecto)/Mediana/Alta/Apagado
Tiempo (apagado automático)	15 (por defecto)/20/30 minutos
Calor	Empeine y planta (por defecto)/Empeine/Planta/Apagado

Consejos: Use el pulgar para pulsar los botones, puesto que permite un mejor reconocimiento táctil.

USO DEL PRODUCTO

Posturas de masaje

Quando masajee sus pantorrillas, se recomienda que encienda solo la función de presión por aire o de amasamiento y que empiece con la intensidad más baja.



**Masaje para
pies**



**Masaje para
pantorrillas**



**Masaje para
brazos**

Le recomendamos limitar el masaje a 15-30 minutos; un uso más prolongado podría causarle dolor.

Funcionamiento

1. Enchufe el aparato a la corriente. El indicador de encendido parpadeará en blanco y se oirá un pitido. El masajeador se encenderá en modo de espera.
2. Pulse el botón  para encender el masajeador. Compruebe la tabla de modos e intensidades por defecto.
3. Pulse el botón  para cambiar el ajuste de apagado automático: 15, 20 o 30 minutos. El temporizador se reiniciará cada vez que pulse el botón.
4. Pulse el botón  para activar o desactivar el modo o seleccionar la zona de los pies (completo, delantera o trasera).
5. Pulse el botón  para ajustar la intensidad del aire (1/2/3/4).
6. Pulse el botón  para ajustar la intensidad del amasamiento (B/M/A/Apagado).
7. Pulse el botón  para activar/desactivar la función de calentamiento o para seleccionar el área de calentamiento: completa (planta + empeine), empeine o planta.

Notas:


A: Las funciones de calor, amasamiento y aire pueden funcionar por separado.

B: Cada pulsación va acompañada de un pitido y el indicador LED emitirá la luz correspondiente (apagándose cuando el aparato se apague).

C: Si no está en funcionamiento ninguna de las funciones (calor, amasamiento y presión por aire), y los indicadores de tiempo y encendido están iluminados, el masajeador entrará en modo de espera si no hay ninguna acción pasados 10 segundos.

8. El masajeador de pies es apto para tamaños de pie hasta el 48.5, tamaño europeo (el equivalente al tamaño 14 estadounidense).

9. La funda de tela se puede quitar para lavarla.



REEMPLAZO DE LA BATERÍA


1. Solo para Australia

a. Use un destornillador para desatornillar el tornillo de fijación del compartimento de la batería.

b. Presione la pestaña de bloqueo en el borde inferior del control remoto y manténgala presionada.

c. Extraiga la tapa del compartimento de la batería e instale una batería CR2025.

d. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería y apriete el tornillo de fijación.




Consejo: Mantenga el símbolo "+" de la batería hacia arriba al colocarla en la tapa.

2. Para modelos no AU

- Presione la pestaña de bloqueo en el borde inferior del control remoto y manténgala presionada.
- Extraiga la tapa de la batería e instale una batería CR2025.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería y apriete el tornillo de fijación.

Consejo: Mantenga el símbolo "+" de la batería hacia arriba al colocarla en la tapa.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- Está prohibido el uso de un voltaje diferente al indicado.
- Está prohibido que personal no profesional repare el masajeador o cambie cualquiera de sus componentes.
- No use ni almacene este aparato en lugares húmedos o mojados ni donde haya altas temperaturas.
- Desenchufe siempre el aparato después de su uso.
- Asegúrese de que, en ninguna circunstancia, el funcionamiento de este producto supere los 30 minutos.
- Si siente cualquier tipo de incomodidad, deje de usar el aparato de inmediato.
- Si mientras usa el producto nota un olor desagradable o la temperatura es anormalmente alta, deje de usarlo de inmediato y desenchúfelo de la corriente.
- Las siguientes personas no deben utilizar este masajeador de uso doméstico sin consultarlo antes con un médico: mujeres que podrían estar embarazadas o que hayan dado a luz hace poco, diabéticos, personas con enfermedades cardíacas o marcapasos, cualquier tipo de discapacidad sensorial, flebitis, trombosis, disfunción en las articulaciones, inflamación o lesiones, osteoporosis u otras enfermedades óseas, fiebre alta,

anormalidades en la columna vertebral, mayor riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos, articulaciones artificiales o reforzadas con materiales metálicos, o algún dispositivo médico implantado en su cuerpo, personas en tratamiento por enfermedad o lesión física, o personas bajo los cuidados de un profesional médico.

9. No use objetos afilados o punzantes mientras use el aparato.
10. Por favor, conserve limpio el aparato. Para ello, puede usar un paño suave de algodón y un detergente/jabón neutral.
11. Este aparato cuenta con un mecanismo de protección para casos de sobrecalentamiento y se apagará automáticamente si la temperatura supera el límite de seguridad.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posibles motivo	Solucione
El producto no funciona.	1. No hay corriente o el enchufe está suelto y no hace buen contacto. 2. El interruptor está apagado o se ha acabado el tiempo. 3. El motor se ha apagado automáticamente por sobrecalentamiento.	1. Vuelva a conectar el aparato a la corriente. 2. Encienda el interruptor. 3. Use el masajeador cuando el motor se haya enfriado de forma natural.
La intensidad del masaje es demasiado alta o baja.	1. No ha colocado los pies en el ángulo correcto. 2. No ha escogido el nivel de intensidad adecuado para usted.	1. Ajuste el ángulo de contacto para lograr una intensidad moderada. 2. El masajeador tiene 4 niveles de intensidad; escoja el que prefiera. Le recomendamos

Problema	Posibles motivo	Solucion
No hay calor o es insuficiente.	1. La función de calor no está activada. 2. Es posible que el área de calor sea para la planta, no completa o para el empeine. 3. La estructura del producto y su funcionamiento determinan la velocidad a la que la parte inferior se puede calentar. Por lo tanto, podría parecer que el calentamiento es lento, por lo que tendrá que esperar unos minutos más. 4. La temperatura ambiente o la temperatura interna del producto son demasiado altas. La protección contra sobrecalentamientos	1. Pulse el botón "Calor" . Se encenderá el indicador en blanco. 2. Escoja la zona de calentamiento completa para conseguir el calor suficiente. 3. Se tarda unos pocos minutos en calentar completamente. Tenga paciencia, puesto que esto es así para evitar que la temperatura suba demasiado rápido. 4. En cuanto la temperatura interna disminuya, la función de calentamiento se activará automáticamente.
El panel táctil no funciona correctamente.	1. Tiene los dedos húmedos. 2. El área táctil no es suficiente.	1. Séquese los dedos antes de tocar el botón. 2. Use su pulgar para pulsar los botones, puesto que permite un mejor reconocimiento táctil.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

 **Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)**

*Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/repelación.

1. Significado del símbolo del contenedor con ruedas tachado



El símbolo del contenedor con ruedas tachado significa que usted está legalmente obligado a eliminar estos aparatos por separado de los residuos municipales no clasificados, es decir, los aparatos viejos deben eliminarse por separado de los residuos domésticos. Las pilas o acumuladores que no estén instalados permanentemente deben retirarse previamente y desecharse por separado.

2. Opciones para devolver electrodomésticos viejos

Los propietarios de RAEE pueden devolverlos o recogerlos en el marco de las posibilidades establecidas y disponibles por las autoridades públicas de gestión de residuos para garantizar su adecuada eliminación.



1. El símbolo del cubo de basura tachado en las pilas o acumuladores indica que no deben desecharse con la basura doméstica al final de su vida.
2. Estás legalmente obligado a devolver las pilas y acumuladores usados tras su uso. Puedes hacerlo de forma gratuita en un punto de recogida de tu zona. Puede obtener las direcciones de los puntos de recogida adecuados en su ciudad o gobierno local.
3. Las baterías pueden contener sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud humana. La recogida selectiva y el reciclaje de pilas y acumuladores usados tienen como objetivo evitar efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana.
4. Evite en la medida de lo posible la generación de residuos a partir de baterías viejas, p. Evite tirar basura en los espacios públicos y no deje descuidadamente pilas o aparatos eléctricos y electrónicos que las contengan.



Por la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declara que este equipo cumple con la Directiva 2014/30/UE, la Directiva 2014/35/UE, la Directiva 2011/65/UE, y otras disposiciones pertinentes. El texto completo de la Declaración de Conformidad se puede obtener en la siguiente dirección de Internet:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

FCC Regulatory Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Regulatory Compliance

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RENPHO