


RENPHO

USER MANUAL



EYERIS 2

Model: R-G006

CONTENTS

• ENGLISH	01-11
-----------	-------

• DEUTSCH	12-23
-----------	-------

• FRANÇAIS	24-35
------------	-------

• ITALIANO	36-46
------------	-------

• ESPAÑOL	47-57
-----------	-------

Thank you for purchasing the RENPHO Eyeris 2! Please read this instruction manual carefully and use the product only as indicated. RENPHO accepts no responsibility for any cause of injuries due to misuse or negligence to follow the instructions outlined. Please keep this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.

1. This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
3. The device is intended for household use only and not intended for medical use. It should not be used in treatment or alleviation of disease or abnormal physical state.
4. Cleaning and maintenance should not be conducted by children.
5. Please consult your doctor before use if you fit into any of the following user groups:
 - Persons who had undergone eye surgery or eye conditions such as glaucoma, cataract and retinal detachment
 - The elderly
 - Pregnant or postpartum women
 - Persons who are allergic to leather material
 - Persons with skin infections, sensitivity, redness and/or burns on the skin
 - Persons with any swelling or wound around the eye area
 - Persons using a pacemaker or other implantable medical devices
 - Persons with a heart condition, malignant tumors, or other serious health conditions
 - Persons undergoing medical treatment
 - Persons with high or abnormal blood pressure
6. If you experience any discomfort during use, stop using the device immediately.

7. Remove contact lenses, glasses, false eyelashes, hairpins, and any other accessories before use.
8. Do not use the device while driving, walking, or running.
9. Avoid contact with sharp objects.
10. High temperatures may cause burns to occur regardless of the control setting. Do not use the device on infants, persons who are with disabilities, sleeping or unconscious. Check frequently where the skin is in contact with the heated area to reduce the risk of blistering.

DANGER - To reduce the risk of electric shock:

1. Never use pins or other metallic fasteners with this device.
2. Do not use the device with wet hands or submerge the device in water or any liquid.

CAUTION - To reduce the risk of burns:

1. Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
2. The device has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the device.

WARNING - To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
2. Close supervision is necessary when this device is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
3. Use this device only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this device if it is not working properly, has been damaged, or dropped into water.
5. Never drop or insert any object into any opening.
6. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

About the battery:

1. Do not use while bathing or in a shower.
2. Do not place or store device where it can fall or be pulled into a tub or sink.

3. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. Never operate on a soft surface such as a bed or couch where the air openings may be blocked.
5. Do not expose the device or battery to excessive temperatures.
6. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated device or battery being short-circuited by metal objects.
7. This device contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the device shall be properly disposed of.
8. Do not dismantle, open or shred battery.
9. Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
10. In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
11. Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or product manual for proper charging instructions.
12. Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.
13. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
14. CAUTION - The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not recharge, disassemble, heat above 100°C (212°F).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ABOUT THE PRODUCT

1. What's in the Box

1 x Eyeris 2
1 x USB-C Charging Cable
1 x Storage Bag

2. Technical Specifications

Product Name: Eye Massager
Model: R-G006
Input: 5V  1A
Rated Power: 5W
Battery Capacity: 1500mAh 5.55Wh
Product Weight: 325g / 0.7lb
Product Size: 205 x 115 x 97mm /
8.1 x 4.5 x 3.8inch

USING THE PRODUCT


1. Charging

- Fully charge the device before the first use.
- Use the provided charging cable and a DC 5V 1A charger (not included) to charge the device when the power indicator flashes red slowly, accompanied by a voice prompt "Low power, please charge".
- It takes about 3 hours to fully charge the device. Once charging is complete, the indicator will turn solid red.
- If the device is being charged at a voltage higher than 5V, the indicator will keep flashing red quickly for 1min and then turns off, indicating an improper charger is used.

Note: Do not use the device while charging.

2. Wearing

- Remove any eye accessories (e.g., eyeglasses, contact lenses, false eyelashes, etc.) that may hinder you from using the device.
- Wear the device and ensure it fits your eyes properly. Adjust the elastic headband at the back of your head to fit your head.





Note:

- Upon first use, it is recommended to start with soft pressure and then choose strong pressure if comfortable. If you feel any pain during use, switch back to soft pressure or loosen the headband.
- It is not recommended to use the device for more than 20 minutes at a time.

- Your vision may become blurry for a while, as expected after using the device. It is recommended to close your eyes for a few minutes until your vision goes back to normal.
- It is recommended to wipe any sweat, eye cream, or cosmetic residue left on the protein leather surface after use to prolong the lifespan of the device.

3. Operation



Power / Timer Button

- Press and hold to turn on/off the device.

The indicator will be solid white once the device is turned on.

- Press to cycle the auto-off timer through 10/15 (default)/20min.



Heat / Silent Mode Button

- Press to cycle through low heat/high heat (default)/no temperature.
- Press and hold to switch between voice mode (default) and silent mode.

In silent mode, voice broadcast and music will be disabled.



Air Pressure / Vibration Button

- Press to cycle the air pressure through soft pressure (default)/strong pressure/no pressure.
- Press and hold to turn on/off the vibration.
The vibration is off by default.



Volume / Next Track Button

- Press to adjust the music volume level among level 0 (default)/1/2/3/4/5 (maximum volume).
- Press and hold to switch to the next music track.

Note: If no pressure and no temperature are selected, and the vibration function is disabled, the device will automatically shut off after 10 seconds of inactivity.

4. Bluetooth Connection

Turn on your smartphone's Bluetooth. Search for "R-G006" and connect to play your own music through the device. Once paired successfully, the indicator turns solid blue and the device will be automatically connected to Bluetooth next time.

Note: After Bluetooth connection, your music will play through the device at a default volume level of 5.

5. Auto-off Timer (10/15/20min)

Once the timer is set, the device will operate for the selected duration and then automatically shut off.

6. Memory Function

The device will recall the last settings of air pressure, vibration, heat and timer once turned on again.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Turn off the device before cleaning. Use a soft cotton cloth dampened with mild detergent to wipe it clean.
2. Do not expose the device to direct sunlight or high temperature. If the device has not been used for over 3 months, please recharge it before use.
3. Do not disassemble the device by yourself, as it may cause damage and void the manufacturer's warranty.
4. Battery life can vary by application and/or operating conditions. If the device is not in use for a long period, please keep it powered off and charge it once a month to prolong its lifespan.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible Cause	Solution
There is a mechanical or air sound coming from the device	Normal sound of air pressure or air inflation	No action is necessary
Power-on failure	Out of power	Charge the device
Low massage intensity or weak air pressure	Low battery	Charge the device
The device stopped working suddenly	Out of power	Charge the device
	Built-in auto-off timer is activated	Restart the device for another massage session if needed. It is not recommended to use this device for more than 20 minutes at a time

Problem	Possible Cause	Solution
The device cannot be charged	Using other types of charging cables	Use the provided charging cable only
	Using improper charger with voltage as not indicated	Use the DC 5V 1A charger only
	Low battery protection is triggered due to prolonged non-charging	Contact after-sales service team
No heat	No temperature or low heat is selected	Switch to high heat
	Built-in heat protection is triggered due to excessive use	Turn the device off and let it cool down
	The device needs time to warm up	Wait for 1 minute after power on
No air pressure	No pressure is selected	Switch to soft pressure or strong pressure
No broadcast or music	Volume level is too low or volume level is at level 0	Adjust the volume level
	Silent mode is activated	Switch to voice mode

WARRANTY POLICY

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty.

If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

CUSTOMER SERVICE

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

✉ **Email:** **support-eu@renpho.com (UK&EU)**
support@renpho.com (US&CA)
support-au@renpho.com (AU)

☎ **TEL:** **+44(0)7434 666088 (UK ONLY)**
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM (GMT)
+1(844) 417 0149 (US&CA)
Monday-Friday 9:00AM-4:30PM
1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (AEST)

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

FCC Regulatory Compliance

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Regulatory Compliance

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1: This device may not cause interference.
- 2: This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol

The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste. Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.

3. Personal data

All end-users of WEEE are reminded that you are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.



1. The symbol of the crossed-out garbage can on batteries or accumulators indicates that they must not be disposed of in household waste at the end of their life.
2. You are legally obliged to return old batteries and accumulators after use. You can do this free of charge at a collection point in your area. Addresses of suitable collection points can be obtained from your city or local government.
3. Batteries may contain substances that are harmful to the environment and human health. The separate collection and recycling of old batteries and accumulators is intended to avoid negative effects on the environment and human health.
4. Please avoid the generation of waste from old batteries as far as possible, e.g. Please avoid littering public spaces by not carelessly leaving batteries or electrical and electronic equipment containing batteries.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU, Radio Equipment Regulations 2017, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximum RF power: -0.11 dBm

Operation frequency: 2402 MHz to 2480 MHz

Vielen Dank, dass Sie sich für das RENPHO Augenmassagegerät entschieden haben! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt nur wie angegeben. RENPHO übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen aufgrund von Missbrauch oder Fahrlässigkeit bei der Befolgung der beschriebenen Anweisungen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

WICHTIGE SICHERHEIT-SHINWEISE

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN.

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit einer Behinderung (mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten) oder durch Personen bestimmt, die nicht über die notwendige Erfahrung und das erforderliche Wissen verfügen, um das Gerät sicher zu bedienen – es sei denn, sie werden von einer dafür verantwortlichen erwachsenen Person ordnungsgemäß beaufsichtigt oder unterwiesen.
2. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden, um sicherzustellen, dass sie nicht damit spielen.
3. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch und nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht zur Behandlung oder Linderung von Krankheiten oder abnormalen körperlichen Zuständen verwendet werden.
4. Reinigung und Wartung sind nicht von Kindern durchzuführen.
5. Wenn Sie zu einer der folgenden Benutzergruppen gehören, konsultieren Sie bitte vor der Anwendung einen Arzt:
 - Personen, die sich einer Augenoperation unterzogen haben oder unter Augenerkrankungen wie Glaukom, Katarakt und Netzhautablösung leiden
 - Ältere Menschen
 - Schwangere oder Frauen nach der Geburt
 - Personen, die auf Wildleder oder Milchfasern allergisch reagieren

- Personen mit Hautinfektionen, Empfindlichkeiten, Rötungen und/oder Verbrennungen der Haut
 - Menschen mit Schwellungen oder Wunden um die Augenpartie
 - Personen, die einen Herzschrittmacher oder andere implantierbare medizinische Geräte tragen
 - Personen mit einer Herzerkrankung, bösartigen Tumoren oder anderen schweren Gesundheitsproblemen
 - Personen, die sich in medizinischer Behandlung befinden
 - Personen mit hohem oder abnormalem Blutdruck
6. Wenn Sie während der Anwendung irgendwelche Beschwerden verspüren, dann stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.
 7. Entfernen Sie vor der Verwendung Kontaktlinsen, Brillen, falsche Wimpern, Haarnadeln, Haarschmuck usw.
 8. Verwenden Sie das Gerät nicht beim Fahren, Gehen oder Joggen.
 9. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des Gerätes mit scharfen Gegenständen.
 10. Ungeachtet der Einstellung des Reglers können hohe Temperaturen entstehen, die Verbrennungen verursachen können. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Kleinkindern oder Personen mit Behinderung, ebensowenig bei schlafenden oder bewusstlosen Personen. Kontrollieren Sie regelmäßig die Hautpartien, die mit dem erhitzten Bereich des Produkts in Berührung kommen, um die Gefahr einer Blasenbildung zu verringern.

GEFAHR - Beachten Sie Folgendes, um das Risiko von Stromschlägen zu verringern:

1. Verwenden Sie in Verbindung mit diesem Gerät niemals Nägel oder andere metallische Befestigungsmittel.
2. Tauchen Sie das Produkt NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG - So verringern Sie das Risiko von Verbrennungen:

1. Verwenden Sie beheizte Flächen mit Vorsicht! Sie können schwere Verbrennungen verursachen. Verwenden Sie das Gerät nicht auf empfindlichen Hautstellen, an Hautstellen, wo Sie keine Hitze spüren können oder bei schlechter Durchblutung. Die unbeaufsichtigte Verwendung von beheizten Geräten durch Kinder sowie geistig und / oder körperlich behinderte Personen kann gefährlich sein.

2. Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Hitzeunempfindliche Personen müssen bei der Benutzung des Geräts vorsichtig sein.

WARNUNG – So verringern Sie das Risiko von Feuer, Stromschlägen oder Personenschäden:

1. Verwenden Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kissen. Eine übermäßige Hitzeentwicklung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
2. Wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern, körperlich eingeschränkten oder behinderten Personen verwendet wird, ist eine sorgfältige Beaufsichtigung erforderlich.
3. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
4. Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist.
5. Lassen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen fallen und stecken Sie sie nichts dort hinein.
6. Verwenden Sie die Matratze nicht an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder an denen medizinischer Sauerstoff verabreicht wird.

Über die Batterie:

1. Verwenden Sie es nicht beim Baden oder Duschen.
2. Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen es herunterfallen oder in eine Wanne oder ein Waschbecken gezogen werden könnte.
3. Legen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und lassen Sie es nicht in diese fallen.
4. Verwenden Sie das Gerät keinesfalls auf weichen Oberflächen wie etwa auf einem Bett oder einer Couch, da auf derartigen Oberflächen die Luftöffnungen verschlossen werden könnten.
5. Setzen Sie das Gerät oder den Akku nicht übermäßigen Temperaturen aus.
6. Beachten Sie das Risiko, dass die Anschlüsse des batteriebetriebenen Geräts oder des Akkus durch metallische Gegenstände kurzgeschlossen werden können.
7. Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Batterien. Wenn die Batterie am Ende ihrer Lebensdauer ist, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden.

8. Akku nicht zerlegen, öffnen oder zerkleinern.
9. Setzen Sie Zellen oder Akkus keinen mechanischen Stößen aus.
10. Sollte eine Zelle undicht sein, darf die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. Waschen Sie bei Kontakt die betroffene Stelle mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
11. Sekundärzellen und Akkus müssen vor dem Gebrauch aufgeladen werden. Verwenden Sie immer das richtige Ladegerät und lesen Sie die Anweisungen zum richtigen Laden in den Anweisungen des Herstellers oder im Produkthandbuch.
12. Lassen Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum aufladen, wenn Sie ihn nicht verwenden.
13. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Zellen oder Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um die maximale Leistung zu erzielen.
14. **ACHTUNG** – Bei dem in diesem Gerät verwendeten Akku besteht bei unsachgemäßer Handhabung die Gefahr eines Brandes oder einer Verätzung. Nicht aufladen, zerlegen, über 100 °C (212 °F) erhitzen.

VERWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN

ÜBER DAS PRODUKT

1. Der Inhalt der Packung

1 x Eyeris 2
1 x C-USB-Kabel
1 x Aufbewahrungstasche

2. Technische Daten

Produktname: Augenmassagegerät
Modell: R-G006
Eingang: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
Nennleistung: 5 W
Batteriekapazität: 1500 mAh 5.55 Wh
Produktgewicht: 325 g
Produktgröße: 205 × 115 × 97 mm

VERWENDUNG DES PRODUKTS


1. Aufladen

- Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel und ein DC 5V 1A-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten), um das Gerät aufzuladen, wenn die Betriebsanzeige langsam rot blinkt, begleitet von der Sprachansage „Low power, please charge“ (Batterie fast leer, bitte aufladen)
- Es dauert etwa 3 Stunden, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Betriebsanzeige durchgehend rot.
- Wenn das Gerät mit einer höheren Spannung als 5 V geladen wird, blinkt die Anzeige 1 Minute lang schnell rot und erlischt dann, was bedeutet, dass ein ungeeignetes Ladegerät verwendet wird.

Hinweis: Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.

2. Tragen


- Entfernen Sie alles auf Ihren Augen (z. B. Brillen, Kontaktlinsen, falsche Wimpern usw.), das Sie bei der Verwendung des Geräts behindern könnte.
- Tragen Sie das Gerät und stellen Sie sicher, dass es richtig auf Ihren Augen sitzt. Passen Sie das elastische Band Ihres Hinterkopfes an Ihren Kopf an.



Hinweis:

- Bei der ersten Anwendung empfiehlt es sich, mit sanftem Druck zu beginnen und dann, wenn es angenehm ist, einen stärkeren Druck auszuwählen. Wenn Sie während des Gebrauchs Schmerzen verspüren, wechseln Sie wieder zu sanftem Druck oder lockern Sie das Stirnband.
- Es wird empfohlen, das Gerät nicht länger als jeweils 20 Minuten zu verwenden.
- Ihre Sicht kann nach der Benutzung des Geräts eine Zeit lang verschwommen sein, was nichts Ungewöhnliches ist. In diesem Fall ist es ratsam, die Augen für einige Minuten zu schließen, bis sich Ihre Sehkraft wieder normalisiert hat.
- Um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, wird empfohlen, nach dem Gebrauch Schweiß-, Augencreme- oder Kosmetikrückstände von der Proteinlederoberfläche abzuwischen.

3. Betrieb





Power-/Timer-Taste

- a. Gedrückt halten, um das Gerät ein-/auszuschalten.
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, sind alle Anzeigen an.
- b. Drücken Sie die Taste, um den Timer für die automatische Abschaltung auf 10/15 (Standard)/20 Minuten einzustellen.



Heiz-/Stumm Modus-Taste

- a. Drücken Sie diese Taste, um zwischen Niedrige Hitze/Hohe Hitze (Standard)/Keine Temperatur zu wechseln.
- b. Halten Sie die Taste gedrückt, um zwischen dem Sprachmodus (Standard) und dem Stumm-Modus zu wechseln.
Im Ruhemodus werden Sprachübertragung und Musik deaktiviert.



Luftdruck-/Vibrations-Taste

- a. Drücken Sie die Taste, um beim Luftdruck zwischen Sanfter Druck (Standard)/Starker Druck/Kein Druck zu wechseln.
- b. Gedrückt halten, um die Vibration ein-/ auszuschalten.
Die Vibration ist standardmäßig ausgeschaltet.



Lautstärke/Nächster-Titel-Taste

- a. Drücken Sie die Taste, um die Musiklautstärke auf Stufe 0 (Standard)/1/2/3/4/5 (maximale Lautstärke) einzustellen.
- b. Halten Sie die Taste gedrückt, um zum nächsten Musiktitel zu wechseln.

Hinweis: Wenn kein Druck und keine Temperatur ausgewählt sind und die Vibrationsfunktion deaktiviert ist, schaltet sich das Gerät nach 10 Sekunden Inaktivität automatisch aus.

4. Bluetooth-Verbindung

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones ein. Suchen Sie nach „R-G006“ und stellen Sie eine Verbindung her, um Ihre eigene Musik über das Gerät abzuspielen. Nach erfolgreicher Kopplung wird das Gerät bei jedem Einschalten automatisch mit Bluetooth verbunden.

Hinweis: Nach der Bluetooth-Verbindung wird Ihre Musik über das Gerät mit einer Standardlautstärke von 5 wiedergegeben.

5. Abschaltautomatik: (10/15/20 Minuten)

Sobald der Timer eingestellt ist, arbeitet das Gerät für die gewählte Dauer und schaltet sich dann automatisch aus.

6. Speicherfunktion

Nach dem Wiedereinschalten ruft das Gerät die letzten Einstellungen für Luftdruck, Vibration, Hitze und den Timer ab.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus. Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches Baumwolltuch, das mit einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist.
2. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus. Wenn das Gerät länger als 3 Monate nicht verwendet wurde, laden Sie es bitte vor der Verwendung auf.
3. Bauen Sie das Gerät nicht selbst auseinander. Andernfalls kann es zu Schäden kommen und die Herstellergarantie erlöschen.
4. Die Batterielebensdauer kann je nach Anwendung und/oder Betriebsbedingungen variieren. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, lassen Sie es bitte ausgeschaltet und laden Sie es einmal im Monat auf, um seine Lebensdauer zu verlängern.

ANLEITUNG ZUR PROBLEMBEHEBUNG

Problem	Ursache	Lösung
Aus dem Gerät kommt ein mechanisches oder Luftgeräusch	Normales Luftdruck- oder Aufblasgeräusch	Sie müssen nichts tun
Einschaltfehler	Schwache Batterie schaltet das Gerät aus	Laden Sie das Gerät rechtzeitig auf
Niedrige Massageintensität oder schwacher Luftdruck	Niedriger Batteriestatus	Laden Sie das Gerät auf
Das Gerät funktioniert plötzlich nicht mehr	Wenn die Batterie schwach ist, schaltet sich das Gerät ab	Laden Sie das Gerät auf
	Eingebauter Auto-Off-Timer ist aktiviert	Starten Sie das Gerät bei Bedarf für eine weitere Massagesitzung neu. Es wird nicht empfohlen, dieses Gerät länger als 20 Minuten am Stück zu verwenden
Das Gerät kann nicht aufgeladen werden	Verwendung anderer Arten von Ladekabeln	Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Typ-C-Ladekabel

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät kann nicht aufgeladen werden	Verwendung eines ungeeigneten Ladegeräts mit einer nicht angegebenen Spannung	Verwenden Sie nur das DC 5V 1A-Ladegerät
	Der Schutz vor niedrigem Batteriestand wird durch längeres Nichtladen ausgelöst	Wenden Sie sich an den Kundendienst
Keine Wärme	Es wurde keine Temperatur oder geringe Wärme ausgewählt	Zu hohe Wärme wechseln
	Eingebauter Hitzeschutz wird durch übermäßigen Gebrauch ausgelöst	Schalten Sie es für eine Weile aus, damit es sich abkühlen kann
	Das Gerät benötigt Zeit zum Aufwärmen	Warten Sie nach dem Einschalten 1 Minute
Kein Luftdruck	„Kein Druck“ ausgewählt	Wechseln Sie zu weichem oder starkem Druck
Keine Übertragung oder Musik	Die Lautstärke ist zu niedrig oder die Lautstärke ist auf Stufe 0	Passen Sie die Lautstärke an
	Ruhemodus ist eingeschaltet	Wechseln Sie in den Sprachmodus

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

KUNDENDIENST

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.

✉ **Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)**

☎ **TEL: +49 40 23969285 (DE ONLY)**
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.



1. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten (EAR)

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.

3. Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.



1. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass sie am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.
2. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenlos bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Stadt oder Gemeinde.
3. Batterien können Substanzen enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Durch die getrennte Sammlung und Wiederverwertung alter Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.
4. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfall aus Altbatterien so weit wie möglich. Vermeiden Sie z. B. die Vermüllung öffentlicher Plätze, indem Sie Batterien oder elektrische und elektronische Geräte, die Batterien enthalten, nicht achtlos zurücklassen.



Hiermit erklärt Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. Ltd. dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/53/EU, der Richtlinie 2011/65/EU, und anderen relevanten Bestimmungen übereinstimmt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximale HF-Leistung: -0.11 dBm

Betriebsfrequenz: 2402 MHz to 2480 MHz

Merci d'avoir acheté ce MassEUR pour les yeux RENPHO ! Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et utiliser le produit uniquement comme indiqué. RENPHO n'acceptera aucune responsabilité pour toute blessure due à une mauvaise utilisation ou au non-respect des instructions présentes dans ce document. Conservez ce mode d'emploi pour le consulter ultérieurement au besoin.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes vivant avec un handicap (physique, sensoriel ou cognitif réduit), ni par des personnes n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires pour l'utiliser en toute sécurité, à moins qu'elles ne soient correctement supervisées ou formées par une personne responsable.
2. Les enfants doivent être sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement et pas pour un usage médical. Il ne doit pas être utilisé dans le traitement ou le soulagement d'une maladie ou d'un état physique anormal.
4. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.
5. Veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation si vous appartenez à l'un des groupes d'utilisateurs suivants :
 - Personnes ayant subi une opération de l'œil ou souffrant d'une affection oculaire comme le glaucome, la cataracte et un décollement de la rétine
 - Personnes âgées
 - Femmes enceintes ou ayant récemment accouché
 - Personnes allergiques au cuir
 - Personnes souffrant d'infections cutanées, de sensibilité, de rougeurs et/ou de brûlures de la peau

- Personnes présentant un gonflement ou une plaie autour de l'œil
 - Personnes utilisant un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif médical implanté
 - Personnes souffrant de problèmes cardiaques, de tumeurs malignes ou d'autres problèmes de santé graves
 - Personnes sous traitement médical
 - Personnes ayant une pression sanguine élevée ou anormale
6. Si vous ressentez une gêne pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.
 7. Retirez vos lentilles de contact, lunettes, faux cils, épingles à cheveux, accessoires pour cheveux, etc. avant d'utiliser cet appareil.
 8. N'utilisez pas cet appareil en conduisant ou en marchant.
 9. Évitez tout contact avec des objets pointus.
 10. Les températures élevées peuvent provoquer des brûlures, quel que soit le réglage. N'utilisez pas l'appareil sur des bébés ou des personnes handicapées, endormies ou inconscientes. Vérifiez fréquemment les endroits où la peau est en contact avec la zone chauffée afin de réduire le risque de formation de cloques.

DANGER - Pour réduire le risque d'électrisation:

1. N'utilisez jamais d'épingles ou d'autres fixations métalliques avec cet appareil.
2. N'utilisez pas l'appareil avec des mains mouillées et ne l'immergez pas dans l'eau ou dans un autre liquide.

ATTENTION - Pour réduire le risque de brûlure:

1. Utilisez les surfaces chauffées avec prudence. Peut causer de graves brûlures. N'utilisez pas cet appareil sur des zones cutanées insensibles et où la circulation sanguine est mauvaise. L'utilisation sans surveillance de la fonction de chauffage par des enfants ou des personnes inaptes peut être dangereuse.
2. Cet appareil possède une surface chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lors de l'utilisation de l'appareil.

AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de brûlure, d'incendie, d'électrisation et de blessures:

1. Ne faites pas fonctionner l'appareil sous une couverture ou un

oreiller. Un chauffage excessif peut se produire et provoquer un incendie, une électrisation ou des blessures.

2. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou près d'enfants, de personnes invalides ou handicapées.
3. Utilisez uniquement cet appareil pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce mode d'emploi. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. N'utilisez jamais cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.
5. Ne laissez jamais tomber et n'insérez jamais d'objets dans un orifice.
6. N'utilisez jamais cet appareil à proximité de produits en aérosol (spray) ou dans des endroits où de l'oxygène est administré.

À propos de la batterie:

1. Ne l'utilisez pas lorsque vous prenez un bain ou une douche.
2. Ne placez pas et ne rangez pas cet appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
3. Ne le plongez et ne le faites jamais tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.
4. N'utilisez jamais cet appareil sur une surface molle telle qu'un lit ou un canapé où les orifices d'arrivée d'air peuvent être bloqués.
5. N'exposez pas l'appareil ou la batterie à des températures excessives.
6. Soyez conscient du risque de court-circuiter les bornes de l'appareil fonctionnant sur batterie ou la batterie elle-même avec des objets métalliques.
7. Cet appareil contient des batteries non remplaçables. Lorsque la batterie est en fin de vie, l'appareil doit être correctement mis au rebut.
8. Ne pas démonter, ni ouvrir ni déchiqueter la batterie.
9. Ne pas soumettre les piles ou les batteries à des chocs mécaniques.
10. En cas de fuite de la batterie, il ne faut pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, il faut laver la zone touchée avec une grande quantité d'eau et consulter un médecin.
11. Les piles secondaires et les batteries doivent être chargées avant

utilisation. Il faut toujours utiliser le chargeur approprié et se reporter aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour obtenir des instructions de charge appropriées.

12. Ne pas laisser une batterie en charge prolongée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
13. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les piles ou les batteries plusieurs fois pour obtenir des performances optimales.
14. ATTENTION – La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise manipulation. Ne pas recharger, ni démonter, ni chauffer à une température supérieure à 100°C (212°F).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

À PROPOS DU PRODUIT

1. Contenu

- 1 Eyeris 2
- 1 câble USB-C
- 1 sac de rangement

2. Spécifications

- Nom du produit :
masseur pour les yeux
- Modèle : R-G006
- Tension d'entrée : 5 V $\approx$ 1 A
- Puissance nominale : 5 W
- Capacité de la batterie : 1500 mAh
5.55 Wh
- Poids : 325 g
- Dimensions : 205 x 115 x 97 mm

UTILISATION DE L'APPAREIL

1. Chargement


- a. Rechargez complètement l'appareil avant la première utilisation.
- b. Utilisez le câble de chargement fourni et un chargeur 5 V DC, 1 A (non fourni) pour recharger l'appareil lorsque le voyant d'alimentation clignote lentement en rouge, accompagné du message vocal « Low power, please charge » (Batterie faible. Rechargez-la).
- c. Il faut environ 3 heures pour recharger complètement l'appareil. Une fois la recharge terminée, le témoin lumineux d'alimentation reste allumé en rouge sans clignoter.
- d. Si l'appareil est chargé à une tension supérieure à 5 V, l'indicateur clignote rapidement en rouge pendant 1 minute, puis s'éteint, indiquant que le chargeur n'est pas compatible.

Remarque: n'utilisez pas cet appareil lorsqu'il est en cours de chargement.

2. Mise en place

- a. Retirez tout accessoire oculaire (lunettes, lentilles de contact, faux cils, etc.) qui pourrait vous gêner dans l'utilisation de l'appareil.


- b. Portez l'appareil et assurez-vous qu'il convient parfaitement à vos yeux. Ajustez le bandeau élastique l'arrière de votre tête pour l'adapter à votre tête.




Remarque :

- Lors de la première utilisation, il est recommandé de commencer par une pression douce, puis de choisir une pression forte si vous êtes à l'aise. Si vous ressentez une douleur pendant l'utilisation, revenez à une pression douce ou desserrez le bandeau.
- Il est conseillé de ne pas utiliser l'appareil pendant plus de 20 minutes d'affilée.
- Votre vision peut devenir floue pendant un petit moment, ce qui est normal après l'utilisation de cet appareil. Il est recommandé de fermer les yeux pendant quelques minutes jusqu'à ce que votre vision revienne à la normale.
- Il est recommandé d'essuyer toute trace de sueur, de crème pour les yeux ou de résidu cosmétique laissé sur la surface du cuir protéiné après utilisation pour prolonger la durée de vie de l'appareil.

3. Fonctionnement





Bouton Alimentation / Minuterie

- Maintenez appuyé pour allumer/éteindre l'appareil.
Le témoin lumineux sera allumé en blanc fixe lorsque l'appareil aura démarré.
- Appuyez pour faire défiler la minuterie d'extinction automatique entre 10, 15 (par défaut) et 20 min.



Bouton Chaleur / Mode Silencieux

- Appuyez pour faire défiler entre faible chaleur / chaleur élevée (par défaut) / éteint.
- Maintenez cette touche enfoncée pour passer du mode vocal (par défaut) au mode silencieux.
En mode silencieux, la diffusion de la voix et de la musique sera désactivée.



Bouton Pression pneumatique / Vibrations

- Appuyez pour faire défiler la pression pneumatique entre faible (par défaut), puissante et désactivée.
- Maintenez appuyé pour allumer / éteindre les vibrations.
Les vibrations sont éteintes par défaut.



Bouton Volume / Morceau suivant

- Appuyez pour modifier le volume de la musique parmi les niveaux 0 (par défaut), 1, 2, 3, 4, 5 (volume maximum).
- Maintenez appuyé pour passer au morceau suivant.

Remarque : si aucune pression ou température n'est sélectionnée et que les vibrations sont désactivées, l'appareil s'éteint automatiquement après 10 secondes d'inactivité.

4. Connexion Bluetooth

Activez le Bluetooth du smartphone. Recherchez « R-G006 » et connectez-vous pour écouter votre propre musique sur l'appareil. Une fois apparié avec succès, le témoin lumineux restera allumé en bleu et l'appareil sera automatiquement connecté en Bluetooth chaque fois qu'il sera allumé.

Remarque : une fois connecté en Bluetooth, votre musique sera diffusée par l'appareil au niveau de volume par défaut, le niveau 5.

5. Minuterie d'extinction automatique (10, 15, 20 min)

Une fois la minuterie réglée, l'appareil fonctionne pendant la durée sélectionnée, puis s'éteint automatiquement.

6. Fonction de mémorisation

L'appareil retrouvera les derniers réglages de la pression pneumatique, des vibrations, de la chaleur et de la minuterie lors de sa prochaine remise en marche.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

1. Éteignez l'appareil avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon doux en coton imbibé de détergent doux pour l'essuyer.
2. N'exposez pas cet appareil à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant plus de 3 mois, veuillez le recharger avant de l'utiliser.
3. Ne démontez pas l'appareil vous-même. Cela pourrait l'endommager et annuler la garantie du fabricant.
4. L'autonomie de la batterie peut varier en fonction de l'application et/ou des conditions de fonctionnement. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez le conserver éteint et le recharger une fois par mois pour prolonger sa durée de vie.

GUIDE DE RÉOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Cause	Solution
Un bruit mécanique ou d'air provient de l'appareil	Ce bruit est normal et provient de la pression ou du gonflage de l'air	Il n'y a rien à faire
L'appareil ne se met pas en route	La batterie faible empêche l'appareil de s'allumer	Rechargez l'appareil en temps voulu
Faible intensité du massage ou faible pression d'air	La batterie est déchargée	Rechargez l'appareil
L'appareil s'arrête de fonctionner subitement	La batterie faible empêche l'appareil de s'allumer	Rechargez l'appareil
	La minuterie d'extinction automatique est activée	Redémarrez l'appareil pour commencer une nouvelle séance de massage si nécessaire. Il n'est pas recommandé d'utiliser cet appareil pendant plus de 20 minutes d'affilée
L'appareil ne peut pas être rechargé	Le type de câble de recharge utilisé est incorrect	Utilisez uniquement le câble de chargement USB Type-C fourni

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne peut pas être rechargé	La tension du chargeur utilisé est incorrecte	Utilisez uniquement le chargeur 5 V DC, 1 A
	La protection contre la batterie faible se déclenche si vous n'avez pas rechargé l'appareil depuis longtemps	Contactez le service après-vente
La chaleur ne fonctionne pas	Aucune température ou la chaleur faible a été sélectionnée	Allumez la chaleur élevée
	La protection contre la surchauffe a été déclenchée après une utilisation excessive	Éteignez l'appareil pendant un moment pour le laisser refroidir
	L'appareil a besoin de temps pour chauffer	Patientez 1 minute après avoir allumé l'appareil
Il n'y a pas de pression pneumatique	Mode sans pression pneumatique sélectionné	Passez à la pression faible ou puissante
Le son n'est pas diffusé	Le niveau du volume est trop faible ou le niveau 0 a été sélectionné	Ajustez le volume
	Le mode Silence a été activé	Passez au mode vocal

GARANTIE

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez:
<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

SERVICE CLIENT

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.

✉ **Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)**

*En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.



1. Signification du logo de la poubelle barrée

Le logo de la poubelle barrée indique que vous êtes légalement tenu de vous débarrasser de l'appareil séparément des déchets municipaux non triés (ordures ménagères). Les piles ou batteries rechargeables non installées de façon permanente doivent être préalablement retirées et éliminées séparément.

2. Possibilités de reprise des appareils usagers

Les propriétaires de DEEE peuvent les rapporter ou de les faire collecter conformément aux mesures mises en place par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Ceci garantira une élimination appropriée.

3. Données personnelles

Tous les utilisateurs finaux de DEEE sont responsables de la suppression des données personnelles contenues dans ces DEEE avant de les mettre au rebut.



1. Le symbole de la poubelle barrée sur des piles ou accumulateurs indique que ces produits, une fois en fin de vie, ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
2. Vous êtes légalement tenu de retourner les piles et batteries usagées après utilisation. Vous pouvez le faire gratuitement dans un point de collecte près de chez vous. Les adresses des points de collecte appropriés peuvent être obtenues auprès de votre municipalité ou des autorités locales.
3. Les batteries peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine. La collecte séparée et le recyclage des piles et accumulateurs usagés visent à éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.
4. Dans la mesure du possible, évitez de créer des déchets à partir de piles usagées. Par exemple, évitez de jeter négligemment sur la voie publique des piles ou des appareils électriques contenant des piles.



Par la présente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/53/UE, à la directive 2011/65/UE, et à d'autres dispositions pertinentes. Le texte intégral de la Déclaration de conformité peut être consulté à l'adresse internet suivante:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Puissance Rf Maximale De: -0.11 dBm

Fréquence De Fonctionnement: 2402 MHz to 2480 MHz

Grazie per aver acquistato Eye Massager RENPHO! Leggere attentamente il presente manuale d'istruzioni e utilizzare il prodotto soltanto seguendo le indicazioni fornite. RENPHO accetterà alcuna responsabilità per qualsiasi causa di lesioni dovuta a uno improprio o negligenza nel seguire le istruzioni riportate. Conservare questo manuale per riferimenti futuri.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

1. Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con disabilità (condizioni fisiche, sensoriali o cognitive ridotte) o di soggetti privi dell'esperienza e delle conoscenze necessarie per utilizzarlo in sicurezza, a meno che non siano adeguatamente supervisionati o istruiti da una persona responsabile.
2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
3. Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico e non per scopi medici. Non deve essere utilizzato per curare o alleviare malattie o stati fisici anomali.
4. La pulizia e la manutenzione non andrebbero eseguite dai bambini senza supervisione.
5. Consultare un medico prima dell'uso se si rientra in uno dei seguenti gruppi di utenti:
 - Persone che hanno subito un intervento chirurgico agli occhi o che presentano patologie oculari, quali glaucoma, cataratta e distacco della retina
 - Soggetti anziani
 - Donne in gravidanza o che hanno partorito da poco
 - Soggetti allergici ai materiali in pelle
 - Soggetti che presentano infezioni dermiche, ipersensibilità, arrossamento e/o ustioni sulla pelle
 - Persone che presentano gonfiore o ferite al contorno occhi
 - Persone che utilizzano un pacemaker o altri dispositivi medici

impiantabili

- Soggetti che presentano disturbi cardiaci, tumori maligni o altre gravi patologie
 - Persone che ricevono cure mediche
 - Soggetti che soffrono di pressione alta o anomala
6. Se si avverte un disagio durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo.
 7. Prima dell'uso, rimuovere lenti, occhiali, ciglia finte, forcine e qualsiasi altro accessorio.
 8. Non utilizzare il dispositivo mentre si guida, si cammina o si corre.
 9. Evitare il contatto con oggetti affilati.
 10. Le temperature elevate potrebbero causare ustioni, indipendentemente dall'impostazione del comando. Non utilizzare il dispositivo su neonati o persone con disabilità, addormentate o incoscienti. Controllare frequentemente i punti in cui la pelle è a contatto con l'area riscaldata per ridurre il rischio di vesciche.

PERICOLO - Per ridurre il rischio di scosse elettriche:

1. Non utilizzare mai spilli o altre chiusure metalliche con questo dispositivo.
2. Non utilizzare il dispositivo con mani bagnate e non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.

ATTENZIONE - Per ridurre il rischio di bruciature:

1. Utilizzare con attenzione le superfici riscaldate. Può causare gravi ustioni. Non utilizzare su zone cutanee insensibili o in presenza di cattiva circolazione sanguigna. L'uso senza supervisione del calore da parte di bambini o persone incapaci può essere pericoloso.
2. L'apparecchio ha una superficie riscaldata. Le persone insensibili al calore devono fare attenzione quando usano l'apparecchio.

AVVISO - Per ridurre il rischio di bruciature, incendi, elettro-shock o lesioni a persone, attieniti alle seguenti istruzioni:

1. Non azionare il dispositivo sotto un cuscino o una coperta. Potrebbe verificarsi un eccessivo riscaldamento, causando incendi, scosse elettriche o lesioni a persone.
2. È necessaria una stretta supervisione quando il dispositivo viene utilizzato da, su o in prossimità di bambini, soggetti invalidi o persone disabili.

3. Utilizzare questo dispositivo solo per l'uso previsto come descritto nel presente manuale. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.
4. Non azionare mai questo dispositivo in caso di malfunzionamento, danneggiamento o caduta in acqua.
5. Non far cadere o inserire mai oggetti in nessuna apertura.
6. Non azionare in zone dove vengono utilizzati prodotti aerosol (spray) o in cui venga somministrato ossigeno.

Informazioni sulla batteria:

1. Non utilizzare mentre ci si fa il bagno o la doccia.
2. Non collocare o riporre il dispositivo in aree in cui potrebbe cadere o essere trascinato in una vasca o un lavandino.
3. Non collocare o far cadere in acqua o altri liquidi.
4. Non azionare mai su una superficie morbida come un letto o un divano dove le prese d'aria potrebbero essere bloccate.
5. Non esporre l'elettrodomestico o la batteria a temperature eccessive.
6. Prestare attenzione al rischio di cortocircuitare i terminali dell'elettrodomestico alimentato a batteria o della batteria stessa con oggetti metallici.
7. Questo elettrodomestico contiene batterie non sostituibili. Quando la batteria è esausta, l'elettrodomestico deve essere smaltito correttamente.
8. Non smontare, aprire o distruggere la batteria.
9. Non sottoporre le celle o le batterie a shock meccanici.
10. In caso di perdite dalla cella, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
11. Le batterie e le celle secondarie devono essere caricate prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricabatterie corretto e fare riferimento alle istruzioni del produttore o al manuale del prodotto per istruzioni corrette sulla ricarica.
12. Non lasciare la batteria in carica per un periodo prolungato quando non viene utilizzata.
13. Dopo lunghi periodi di inattività, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte le celle o le batterie per ottenere le massime prestazioni.
14. **ATTENZIONE:** la batteria utilizzata in questo dispositivo può

presentare un rischio di incendio o ustioni chimiche se usata male. Non ricaricare, smontare, riscaldare a temperatura superiore a 100°C (212 °F).

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

1. Contenuto della confezione

- 1 Eyeris 2
- 1 cavo USB-C
- 1 custodia

2. Specifiche tecniche

- Nome del prodotto: Eye Massager
- Modello: R-G006
- Alimentazione: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A
- Potenza nominale: 5W
- Capacità della batteria: 1500 mAh
5.55 Wh
- Peso del prodotto: 325 g
- Dimensioni del prodotto:
205 x 115 x 97 mm

UTILIZZO DEL PRODOTTO


1. Ricarica

- Caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo.
- Utilizzare il cavo di ricarica in dotazione e un caricabatterie CC 5 V 1 A (non incluso) per caricare il dispositivo quando la spia di alimentazione lampeggia lentamente in rosso, insieme a un messaggio vocale "Bassa potenza, caricare".
- Il dispositivo impiegherà circa 3 ore per caricarsi completamente. Una volta completata la ricarica, la spia diventerà di colore rosso fisso.
- Se il dispositivo viene caricato a una tensione superiore a 5 V, la spia continuerà a lampeggiare rapidamente in rosso per 1 minuto e poi si spegnerà, indicando che è stato utilizzato un caricabatterie non corretto.

Nota bene: non utilizzare il dispositivo mentre è in fase di ricarica.

2. Come indossare il dispositivo


1. Rimuovere tutti gli accessori (occhiali da vista, lenti a contatto, ciglia finte, ecc.) che possano pregiudicare l'utilizzo del dispositivo.
2. Indossare il dispositivo e assicurarsi che si adatti correttamente agli occhi. Regolare la banda elastica la testa per adattarla alla propria testa.




Nota bene:

- Nell'utilizzo iniziale, ti consigliamo di iniziare con una pressione leggera e quindi di passare a una pressione forte, se sei comodo. Se avverti dolore durante l'uso, torna alla pressione leggera o allenta la fascia.
- È consigliabile non utilizzare il dispositivo per più di 20 minuti per volta.
- La vista potrebbe offuscarsi per un breve lasso di tempo, come prevedibile dopo aver utilizzato il dispositivo. Si consiglia di chiudere gli occhi per qualche minuto, finché la vista non sarà tornata alla normalità.
- Dopo l'uso, si consiglia di rimuovere eventuali residui di sudore, crema per gli occhi o cosmetici rimasti sulla superficie in pelle proteica per prolungare la durata del dispositivo.

3. Funzionamento





Pulsante di accensione/timer

- Tenere premuto per accendere/spegnere il dispositivo.
La spia sarà bianca fissa una volta acceso il dispositivo.
- Premere per alternare il timer di spegnimento automatico tra 10/15 (impostazione predefinita)/20 minuti.



Pulsante calore/modalità silenziosa

- Premere per alternare tra calore basso/calore alto (impostazione predefinita)/nessuna temperatura.
- Tenere premuto per passare dalla modalità vocale (predefinita) alla modalità silenziosa.
Nella modalità silenziosa, la trasmissione della voce e della musica verrà disabilitata.



Pulsante pressione dell'aria/vibrazione

- Premere per alternare la pressione dell'aria tra pressione leggera (impostazione predefinita)/pressione forte/nessuna pressione.
- Tenere premuto per attivare/disattivare la vibrazione.
La vibrazione è disattivata per impostazione predefinita.



Pulsante Volume/Brano successivo

- Premere per regolare il livello del volume della musica tra il livello 0 (impostazione predefinita)/1/2/3/4/5 (volume massimo).
- Tenere premuto per passare al brano musicale successivo.

Nota: se non vengono selezionate né pressione né temperatura e la

funzione di vibrazione è disabilitata, il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 10 secondi di inattività.

4. Connessione Bluetooth

Attivare la funzione Bluetooth del proprio smartphone. Cercare "R-G006" e connettersi per riprodurre la propria musica attraverso il dispositivo. Una volta effettuata correttamente l'associazione, la spia diventa di colore blu fisso e il dispositivo si conatterà automaticamente al Bluetooth ogni volta che verrà acceso.

Nota: dopo la connessione Bluetooth, la tua musica verrà riprodotta attraverso il dispositivo a un livello di volume predefinito di 5.

5. Timer di spegnimento automatico (10/15/20 minuti)

Una volta impostato il timer, il dispositivo funzionerà per la durata selezionata e poi si spegnerà automaticamente.

6. Funzione di memori

Una volta riacceso, il dispositivo ricorderà le ultime impostazioni di pressione dell'aria, vibrazione, calore e timer.

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Spegner il dispositivo prima di procedere con la pulizia. Per la pulizia, utilizzare un panno di cotone morbido inumidito con detergente non aggressivo.
2. Non esporre il dispositivo alla luce del sole diretta o alle alte temperature. Se il dispositivo non è stato utilizzato da oltre 3 mesi, procedere con la carica prima dell'uso.
3. Non smontare il dispositivo di propria iniziativa. In caso contrario, potrebbero essere arrecati dei danni, invalidando la garanzia del produttore.
4. La durata della batteria può variare in base all'applicazione e/o alle condizioni di funzionamento. Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, tenerlo spento e caricarlo una volta al mese per prolungare la durata del suo ciclo di vita.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa	Soluzione
Dal dispositivo proviene un suono meccanico o prodotto dall'aria	Suono normale della pressione dell'aria o del gonfiaggio ad opera della stessa	Nessuna azione richiesta
Impossibilità di accensione	La batteria scarica spegne il dispositivo	Caricare la batteria in tempo utile
Intensità di massaggio bassa o pressione dell'aria debole	Batteria scarica	Caricare il dispositivo
Il dispositivo smette improvvisamente di funzionare	La batteria scarica spegne il dispositivo	Caricare il dispositivo
	Il timer integrato di spegnimento automatico risulta attivato	Riavviare il dispositivo per un'altra sessione di massaggio, se necessario. Non è consigliabile utilizzare questo dispositivo per più di 20 minuti alla volta
Non è possibile caricare il dispositivo	Utilizzo di cavi di caricamento di altra tipologia	Utilizzare soltanto il cavo di caricamento di tipo C fornito nella confezione
	Utilizzo di caricabatteria non corretto con voltaggio diverso da quello indicato	Utilizzare soltanto un caricabatteria DC 5V 1A

Problema	Causa	Soluzione
Non è possibile caricare il dispositivo	Il meccanismo di protezione in caso di batteria scarica si è attivato a causa del mancato caricamento per un periodo di tempo prolungato	Contatta il team di assistenza post-vendita
Assenza di riscaldamento	Non viene selezionata alcuna temperatura o calore basso	Passa a calore alto
	Il meccanismo di protezione integrato nella funzione di riscaldamento si è attivato a causa dell'uso eccessivo del dispositivo	Spegnere per un po' il dispositivo e lasciarlo raffreddare
	Il dispositivo ha bisogno di tempo per riscaldarsi	Attendere 1 minuto dopo l'accensione
Nessuna pressione dell'aria	Modalità "Nessuna pressione" selezionata	Passare alla pressione leggera/forte.
Nessuna trasmissione o musica	Il livello del volume è troppo basso o si trova al livello 0	Regola il livello del volume
	La modalità "Silenzioso" è attivata	Passa alla modalità vocale

NORME SULLA GARANZIA

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

ASSISTENZA CLIENTI

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

✉ **Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)**

*Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. **NON** buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.



1. Significato del simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato

Il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato significa che sei legalmente obbligato a smaltire questi apparecchi separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati, vale a dire i vecchi apparecchi devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Le batterie o le batterie ricaricabili che non sono installate in modo permanente devono essere rimosse preventivamente e smaltite separatamente.

2. Opzioni per la restituzione di vecchi elettrodomestici

I proprietari di RAEE possono restituirli o raccogliarli scegliendo tra le possibilità previste e disponibili dalle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti per garantire il corretto smaltimento.

3. Dati personali

Si ricorda a tutti gli utenti finali di RAEE che l'utente è responsabile dell'eliminazione dei dati personali dai RAEE da smaltire.



1. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato riportato sulle batterie o sugli accumulatori indica che a fine vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.
2. Sei legalmente obbligato a restituire batterie e accumulatori utilizzati dopo l'uso. Puoi farlo gratuitamente presso un punto di raccolta nella tua zona. Gli indirizzi dei punti di raccolta idonei possono essere richiesti presso la propria città o il governo locale.
3. Le batterie possono contenere sostanze nocive per l'ambiente e la salute umana. La raccolta differenziata e il riciclaggio di batterie e accumulatori utilizzati hanno lo scopo di evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.
4. Evita il più possibile la produzione di rifiuti da batterie vecchie; ad esempio, evita di gettare rifiuti negli spazi pubblici abbandonando con noncuranza batterie o apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti batterie.



Con la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. dichiara che questa apparecchiatura è conforme a: Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2011/65/UE, e altre disposizioni rilevanti. Il testo completo della Dichiarazione di conformità è reperibile al seguente indirizzo Internet:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Potenza RF Massima: -0.11 dBm

Frequenza Operativa: 2402 MHz to 2480 MHz

¡Gracias por comprar RENPHO Eye Massager! Por favor, lea este manual de instrucciones y utilice el producto únicamente tal y como se indica en él. RENPHO no se hace responsable de los daños derivados de un mal uso del producto ni de aquellos que se produzcan por no seguir las instrucciones que aquí se especifican. Guarde este manual para consultas futuras.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR.

1. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
2. Hay que supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. El dispositivo está destinado únicamente para uso doméstico y no para uso médico. No debe utilizarse para el tratamiento o alivio de enfermedades o estados físicos anormales.
4. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por los niños.
5. Consulte a su médico antes de usar si encaja en alguno de los siguientes grupos de usuarios:
 - Personas que se habían sometido a cirugía ocular o afecciones oculares como glaucoma, catarata y desapego de retina
 - Los ancianos
 - Mujeres embarazadas o posparto
 - Personas alérgicas al cuero
 - Personas con infecciones de la piel, sensibilidad, enrojecimiento y/o quemaduras en la piel
 - Personas con hinchazón o herida alrededor del área de los ojos
 - Personas que usan un marcapasos u otros dispositivos médicos

- implantables
- Personas con afección cardíaca, tumores malignos u otras afecciones de salud graves
- Personas sometidas a tratamiento médico
- Personas con presión arterial alta o anormal
- 6. Si experimenta alguna incomodidad durante el uso, deje de usar el dispositivo de inmediato.
- 7. Retire las lentes de contacto, las gafas, las pestañas postizas, las horquillas y cualquier otro accesorio antes de su uso.
- 8. No use el dispositivo mientras conduce, camina o corre.
- 9. Evite el contacto con objetos afilados.
- 10. Las altas temperaturas pueden hacer que ocurran quemaduras independientemente de la configuración de control. No use el dispositivo en bebés, personas con discapacidad, durmiendo o inconsciente. Verifique con frecuencia dónde la piel está en contacto con el área calentada para reducir el riesgo de ampollas.

PELIGRO - Para reducir el riesgo de electrocución:

- 1. Nunca use pines u otros sujetadores metálicos con este dispositivo.
- 2. No use el dispositivo con manos húmedas ni sumerge el dispositivo en agua o cualquier líquido.

PRECAUCIÓN - Para reducir el riesgo de quemaduras:

- 1. Para evitar que se produzcan quemaduras graves, utilice las superficies calientes con cuidado. No lo utilice sobre zonas de la piel muy sensibles o con mala circulación. El uso sin supervisión de la función de calor por parte de niños y personas discapacitadas puede suponer un peligro.
- 2. El aparato tiene una superficie calentada. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado al utilizar el aparato.

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas:

- 1. No utilice el dispositivo debajo de una sábana o almohada. El producto se puede sobrecalentar y provocar fuego, electrocución o daños personales.
- 2. El dispositivo requiere supervisión cuando se utiliza con o cerca de niños, personas con diversidad funcional o lesionadas.
- 3. Utilice este producto solo con el fin para el que ha sido diseñado,

- tal y como se describe en el manual. No utilice accesorios que no estén recomendados por el fabricante.
4. Nunca utilice este dispositivo si no funciona correctamente, si se ha dañado o se ha caído al agua.
 5. Nunca introduzca o deje que entren objetos en ninguna de sus aperturas.
 6. No lo utilice en zonas donde se usan productos con aerosoles (esprays) o se administre oxígeno.

Instrucciones específicas sobre la batería:

1. No utilizarlo durante el baño o la ducha.
2. No coloque ni almacene el dispositivo en un lugar donde pueda caerse o ser tirado a una bañera o lavabo.
3. No lo coloque ni lo deje caer al agua u otros líquidos.
4. Nunca opere sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde las aberturas de aire puedan estar bloqueadas.
5. No exponga el dispositivo ni la batería a temperaturas excesivas.
6. Tenga en cuenta el riesgo de que los terminales del dispositivo alimentado por batería o la batería se cortocircuiten con objetos metálicos.
7. Este dispositivo contiene baterías que no se pueden reemplazar. Cuando la batería llegue al final de su vida útil, el dispositivo deberá ser desechado correctamente.
8. No desmonte, abra ni triture la batería.
9. No someta las pilas o baterías a golpes mecánicos.
10. En caso de fuga de una celda, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se ha producido contacto, lave la zona afectada con abundante agua y busque atención médica.
11. Las pilas y baterías secundarias deben cargarse antes de su uso. Utilice siempre el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del producto para obtener instrucciones de carga adecuadas.
12. No deje una batería cargando durante un tiempo prolongado cuando no esté en uso.
13. Después de períodos prolongados de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las celdas o baterías varias veces para obtener el máximo rendimiento.
14. PRECAUCIÓN: la batería utilizada en este dispositivo puede presentar riesgo de incendio o quemaduras químicas si no se

trata correctamente. No recargue, desmonte ni caliente a más de 100°C (212°F).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ACERCA DEL PRODUCTO

1. Contenido de la caja

- 1 Eyeris 2
- 1 cable USB C
- 1 bolsa de almacenamiento

2. Información del producto

- Nombre: Eye Massager
- Modelo: R-G006
- Entrada: 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
- Potencia nominal: 5 W
- Capacidad de la batería: 1500 mAh
5.55 Wh
- Peso del producto: 325 g
- Tamaño del producto:
205 x 115 x 97 mm

USO DEL PRODUCTO


1. Cargar

- Cargue completamente el dispositivo antes de utilizarlo por primera vez.
- Utilice el cable de carga proporcionado y un cargador de CC de 5 V, 1 A (no incluido) para cargar el dispositivo cuando el indicador de alimentación parpadee en rojo lentamente, acompañado de un mensaje de voz "Baja potencia, cargue".
- El dispositivo tarda alrededor de 3 horas en cargarse completamente. Cuando se complete la carga, el indicador de encendido se mostrará en color rojo.
- Si el dispositivo se está cargando a un voltaje superior a 5 V, el indicador seguirá parpadeando en rojo rápidamente durante 1 minuto y luego se apagará, lo que indica que se utiliza un cargador incorrecto.

Nota: No utilice el dispositivo mientras se carga.

2. Colocación


- Retire de los ojos cualquier tipo de objeto o accesorio (p. ej., gafas, lentillas, pestañas postizas, etc.) que pueda obstaculizar el uso del dispositivo.
- Colóquese el dispositivo y asegúrese de que se adapta a sus ojos adecuadamente. Ajuste la diadema elástica la parte posterior de su cabeza para que se ajuste a su cabeza.




Nota:

- En el uso inicial, se recomienda comenzar con una presión suave y luego elegir presión fuerte si es cómodo. Si siente algún dolor durante el uso, vuelva a presionar suavemente o afloje la diadema.
- No se recomienda utilizar el dispositivo durante más de 20 minutos seguidos.
- Es normal que, temporalmente, su vista se vuelva algo borrosa después de haber usado el aparato. Le recomendamos que cierre sus ojos durante unos minutos hasta que su vista vuelva a la normalidad.
- Se recomienda limpiar cualquier sudor, crema para ojos o residuo cosmético que haya quedado en la superficie de cuero proteico después de su uso para prolongar la vida útil del dispositivo.

3. Uso





Botón de Encendido / Temporizador

- Mantenga presionado para encender o apagar el dispositivo.
El indicador estará en blanco sólido una vez que el dispositivo esté encendido.
- Presione para cambiar el temporizador de apagado automático entre 10/15 (predeterminado)/20min.



Botón de Calor / Modo Silencioso

- Presione para alternar la temperatura entre calor bajo/calor alto (predeterminado)/sin temperatura.
- Manténgalo pulsado para cambiar entre el modo de voz (por defecto) y el modo silencioso.
En el modo silencioso, la transmisión de voz y la música estarán desactivadas.



Botón de Presión de Aire / Vibración

- Presione para cambiar la presión de aire entre presión suave (predeterminado)/presión fuerte/sin presión.
- Mantenga presionado para activar o desactivar la vibración.
La vibración está desactivada por defecto.



Botón de Volumen / Siguiente Pista

- Presione para ajustar el nivel de volumen de la música entre el nivel 0 (predeterminado)/1/2/3/4/5 (volumen máximo).
- Mantenga presionado para pasar a la siguiente pista de música.

Nota: Si no se selecciona presión ni temperatura, y la función de vibración está desactivada, el dispositivo se apagará automáticamente después de 10 segundos de inactividad.

4. Conexión Bluetooth

Habilite la función Bluetooth de su smartphone. Busque "R-G006" y conéctese para reproducir su propia música a través del dispositivo. Una vez que se realice el emparejamiento correctamente, el indicador se iluminará en azul y el dispositivo se conectará de forma automática al Bluetooth cada vez que se encienda.

Nota: Después de la conexión Bluetooth, su música se reproducirá a través del dispositivo a un nivel de volumen predeterminado de 5.

5. Temporizador de Apagado Automático (10/15/20min)

Una vez que el temporizador está ajustado, el dispositivo funcionará durante la duración seleccionada y luego se apagará automáticamente.

6. Función de Memoria

El dispositivo recordará los últimos ajustes de presión de aire, vibración, calor y temporizador una vez que se encienda nuevamente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Apague el dispositivo antes de limpiarlo. Use un paño de algodón suave con un poco de detergente suave para limpiarlo.
2. No exponga el dispositivo a la luz directa del sol ni a altas temperaturas. Si el dispositivo no se ha utilizado durante más de 3 meses, por favor, recárguelo antes de usarlo de nuevo.
3. No desmonte el dispositivo. Ello podría causar daños y anular la garantía del fabricante.
4. La vida útil de la batería varía según la aplicación que se haga del producto o las condiciones de uso. Si el dispositivo no se ha utilizado durante un largo periodo de tiempo, manténgalo apagado y cárguelo una vez al mes para alargar su vida útil.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
Se escucha un sonido mecánico o de aire proveniente del dispositivo	Es el sonido normal de la presión de aire o de inflado	No es necesario hacer nada
No se enciende	El dispositivo se apaga cuando tiene poca batería	Cargue el dispositivo a tiempo
Poca intensidad de masaje o poca presión de aire	Batería baja	Cargue el dispositivo
El dispositivo deja de funcionar de forma repentina	El dispositivo se apaga cuando tiene poca batería	Cargue el dispositivo
	El temporizador de apagado automático está activado	Reinicie el dispositivo para otra sesión de masaje si es necesario. No se recomienda usar este dispositivo durante más de 20 minutos seguidos
El dispositivo no se carga	Se ha usado otro tipo de cable de carga	Use solo el cable de carga Tipo C que viene en la caja
	Se ha usado un cargador inadecuado con un voltaje diferente al indicado	Use solo un cargador de 5 V y 1 A CC

Problema	Causa	Solución
	Se ha activado la protección de batería baja dado que no se ha cargado desde hace tiempo	Contacte con el equipo de servicio de posventa
No emite calor	Se selecciona sin temperatura o calor bajo	Cambie a calor alto
	La protección del calor integrada se ha activado debido a un uso excesivo	Apáguelo un rato para que se enfríe
	El dispositivo necesita tiempo para calentarse	Espere 1 minuto después de encenderlo
No hay presión de aire	Se ha seleccionado «Sin presión»	Cambie a presión suave o presión fuerte
No se emiten mensajes ni música	El volumen está demasiado bajo o el volumen está a 0	Ajuste el nivel de volumen
	El modo silencio está activado	Cambie al modo de voz

POLÍTICA DE GARANTÍA

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

✉ **Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)**

*Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/repación.



1. Significado del símbolo del contenedor con ruedas tachado

El símbolo del contenedor con ruedas tachado significa que usted está legalmente obligado a eliminar estos aparatos por separado de los residuos municipales no clasificados, es decir, los aparatos viejos deben eliminarse por separado de los residuos domésticos. Las pilas o acumuladores que no estén instalados permanentemente deben retirarse previamente y desecharse por separado.

2. Opciones para devolver electrodomésticos viejos

Los propietarios de RAEE pueden devolverlos o recogerlos en el marco de las posibilidades establecidas y disponibles por las autoridades públicas de gestión de residuos para garantizar su adecuada eliminación.

3. Datos personales

Se recuerda a todos los usuarios finales de RAEE que usted es responsable de eliminar los datos personales de los RAEE que se van a eliminar.



1. El símbolo del cubo de basura tachado en las pilas o acumuladores indica que no deben desecharse con la basura doméstica al final de su vida.
2. Estás legalmente obligado a devolver las pilas y acumuladores usados tras su uso. Puedes hacerlo de forma gratuita en un punto de recogida de tu zona. Puede obtener las direcciones de los puntos de recogida adecuados en su ciudad o gobierno local.
3. Las baterías pueden contener sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud humana. La recogida selectiva y el reciclaje de pilas y acumuladores usados tienen como objetivo evitar efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana.
4. Evite en la medida de lo posible la generación de residuos a partir de baterías viejas, p. Evite tirar basura en los espacios públicos y no deje descuidadamente pilas o aparatos eléctricos y electrónicos que las contengan.



Por la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declara que este equipo cumple con la Directiva 2014/53/UE, la Directiva 2011/65/UE, y otras disposiciones pertinentes. El texto completo de la Declaración de Conformidad se puede obtener en la siguiente dirección de Internet:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Potencia Máxima de RF: -0.11 dBm

Frecuencia de Operación: 2402 MHz to 2480 MHz

RENPHO