

RENPHO

USER MANUAL



ELIS 2X L

Model: R-MSB01

CONTENTS

- ENGLISH 01 ~ 10

-
- DEUTSCH 11 ~ 20

-
- FRANÇAIS 21 ~ 30

-
- ITALIANO 31 ~ 40

-
- ESPAÑOL 41 ~ 50
-

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. The scale is for household use only and not for medical or commercial purposes. It should not be used in diagnosing a disease, disorder or abnormal physical state.
4. Children under 8 or individuals who are pregnant, have osteoporosis, a pacemaker, artificial joints, portable ECG or other metal implants should use the scale for weighing purposes only and make sure to wear shoes to prevent any electric current when stepping onto the scale.
5. All body composition data provided is for reference and should not be used as a substitute for advice from a licensed healthcare professional.
6. Do not overload the scale.
7. Inspect the scale for any damage before each use. Do not use a damaged scale to avoid inaccuracy or injury.
8. In case of any malfunction, check the battery power first. If necessary, replace the batteries.
9. To ensure accuracy, use the scale on a hard, flat and dry surface.
10. To avoid interference or danger, do not use the scale in an environment near equipment with strong electromagnetic fields.
11. To prevent injury, do not stand on the edges of the scale, jump on or stomp it.
12. The scale is a delicate and precise measuring device. Handle with care to avoid breakage.
13. The scale is not waterproof. Keep it dry and never submerge it in water. To clean the surface, use a damp cloth or glass cleaner. Do not use soap or chemical cleaning agents.

14. Do not expose the scale to direct sunlight or use it in high temperatures or extremely humid areas. Store the scale in a cool, dry place.
15. Do not attempt to disassemble the scale for any reason, as this may cause damage or void the warranty.

About the Battery

1. Do not expose the scale or battery to excessive temperatures.
2. Replace all batteries of a set at the same time.
3. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
4. Exhausted batteries are to be removed from the scale and safely disposed of.
5. If the scale is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed.
6. Do not use modified or damaged batteries.
7. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated scale or battery being short-circuited by metal objects.
8. This scale contains non-rechargeable batteries, these batteries are not to be recharged.
9. Always insert batteries correctly according to the polarity (+ and -) marked on the battery and scale.
10. Do not heat, short-circuit, force discharge, encapsulate and/or modify the batteries. Do not deform or dismantle the batteries.
11. Keep batteries out of the reach of children.
12. Do not charge the batteries.
13. Do not weld or solder directly to batteries.
14. Do not dispose of batteries in fire.
15. Do not allow children to replace batteries without adult supervision.
16. Store unused batteries in their original packaging away from metal objects. If already unpacked, do not mix or jumble batteries.



SAVE THESE INSTRUCTIONS

WHAT'S IN THE BOX

Elis 2X L x1

AAA Battery x3

ABOUT YOUR ELIS 2X L




Icons

			
Body Fat Percentage	BMI	Muscle Percentage	
			
Bone Mass Percentage	Body Water Percentage	Metabolic Age	
			
Underweight	Normal	Overweight	Obesity
			
Calibrating Calibrate the scale before each use.	Overloaded Maximum Capacity: 500lbs / 225kg	Low Battery Replace the batteries.	Units Switched via the app.

INSTALLING THE BATTERIES

Install the provided batteries into the scale before use.
Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and –) marked on the battery and scale.



Note:

- Clean the battery contacts and also those of the scale prior to battery installation.
- Always select the correct size and type of battery most suitable for the

intended use. Do not mix new and used batteries or batteries of different types or brands.

- Replace all batteries of a set at the same time.
- Do not short-circuit, charge or force discharge the batteries.
- Remove batteries from the scale if it is not to be used for an extended period of time unless it is for emergency purposes.

INSTALLING THE APP & PAIRING

1. Download the Renpho Health App

Scan the QR code below or search for “Renpho Health” from the App Store or Google Play to download the app.

System requirement: iOS 12.0 or later, Android 7.0 or later



Note:

Due to continuous updates and improvements, the “Renpho Health” App may appear slightly different.

2. Log in / Sign up

- a. Log in directly with an existing Renpho App account.
- b. If you do not have any Renpho App account, tap “Sign up” using your email address and fill in the personal information; this step is required for calculating your health measurements accurately.

Note:

You may also log in using Guest Mode if you do not wish to register. However, your measurement data will not be saved if you log it in on another device.

3. Pair the Scale


Before pairing, enable the wireless setting on your smartphone.

- a. Open the Renpho Health App, place the scale on a hard and flat surface, and step onto it with bare and dry feet.
- b. Tap “+” in the upper-right corner of the “Home” page and select your body fat scale from the device list.
- c. Follow the in-app instructions to complete pairing.

CALIBRATING YOUR ELIS 2X L

Calibrate the scale before each use to ensure accuracy.

1. Place the scale on a flat, hard surface. Avoid any carpeting.
2. Step on the scale with a single foot to activate it and then step off.
3. The display will show "CAL" and then "0.0" or "0.00" to indicate calibrating is complete.



CAL → 00



or



CAL → 0.00

USING YOUR ELIS 2X L

*Create your correct user profile in the Renpho Health App before taking your first measurement. This ensures your measurements are precisely recorded and associated with your profile.

1. Make sure the scale is placed on a flat, hard surface.
2. After calibrating the scale, step on the scale with bare and dry feet and keep still. Once you hear 2 short beeps, it indicates measuring is complete.
3. After measuring, the scale will transmit the data to the app. Open the app to sync and view your detailed measurements, track your progress, and access additional features and insights.





TROUBLESHOOTING GUIDE

1. Display Issues

Display	Measurement	Description / Cause
	Weight, BMI, body fat, muscle mass, body water, bone mass, metabolic age	- User identification was detected by the scale. - This measurement was taken with bare feet.
	Weight, BMI	- User identification was detected by the scale. - This measurement was taken with socks or shoes.
	Weight only	- User identification was not detected by the scale. - This measurement was taken with bare feet.
		- User identification was not detected by the scale. - This measurement was taken with socks or shoes.

2. Other Issues

Problem	Solution
The scale cannot detect body fat and / or other data.	a. Ensure your feet are dry and bare. b. Stand and keep still on the scale for about 10s to finish the weighing process. If still not available, try applying a little moisturizer to your feet and measure again or ask another person to repeat the 2 steps above, please be careful not to slip on the weighing platform.
I registered an account on the RENPHO website but cannot use it to log in on the Renpho Health App.	The RENPHO website and Renpho Health app are two different systems. Create an account on the Renpho Health App.
I can get my data of BMI, body fat, muscle mass, body water, bone mass and metabolic age from the scale's display, but my family or friends failed.	Your family or friends must complete their profile information on your app using the "add a member" function or log in to the Renpho Health App with their own account.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Name: Body Fat Scale

Model: R-MSB01

Maximum Capacity: 500 lbs / 225 kg

Division: 0.2lb / 0.05kg

Dimension: 11.8 x 11.8 x 0.9inch / 300 x 300 x 24mm

Batteries: 3 x 1.5V AAA (included)

WARRANTY POLICY

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty.

If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

CUSTOMER SERVICE

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

 **TEL: +44(0)7434 666088 (UK ONLY)**
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM (GMT)
+1(844) 417 0149 (US&CA)
Monday-Friday 9:00AM-4:30PM
1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (AEST)
+49 40 23969285 (DE ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)

 **Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)**
support@renpho.com (US&CA)
support-au@renpho.com (AU)

* For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.



1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol

The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste. Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.

3. Personal data

All end-users of WEEE are reminded that you are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.



1. The symbol of the crossed-out garbage can on batteries or accumulators indicates that they must not be disposed of in household waste at the end of their life.
2. You are legally obliged to return old batteries and accumulators after use. You can do this free of charge at a collection point in your area. Addresses of suitable collection points can be obtained from your city or local government.
3. Batteries may contain substances that are harmful to the environment and human health. The separate collection and recycling of old batteries and accumulators is intended to avoid negative effects on the environment and human health.
4. Please avoid the generation of waste from old batteries as far as possible, e.g. Please avoid littering public spaces by not carelessly leaving batteries or electrical and electronic equipment containing batteries.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU, Radio Equipment Regulations 2017, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximum RF power: 5.64dBm

Operation frequency: 2402MHz to 2480MHz

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG VOR DER BENUTZUNG DURCH.

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung bzw. Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt bzw. in der Verwendung des Geräts unterwiesen.
2. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden, um sicherzustellen, dass sie nicht damit spielen.
3. Diese Waage ist nur für den Hausgebrauch und nicht für medizinische oder kommerzielle Zwecke bestimmt. Es sollte nicht zur Diagnose einer Krankheit, Störung oder eines anormalen körperlichen Zustands verwendet werden.
4. Kinder unter 8 Jahren, Schwangere, Personen mit Osteoporose, Herzschrittmachern, künstlichen Gelenken, tragbaren EKG-Geräten oder anderen Metallimplantaten sollten die Waage nur zum Wiegen verwenden und darauf achten, dass sie beim Betreten der Waage Schuhe tragen, um jeglichen Fluss von elektrischem Strom zu vermeiden.
5. Sämtliche Daten über die Körperzusammensetzung dienen lediglich als Referenzwerte und dürfen nicht als Ersatz für eine Beratung durch einen zugelassenen Arzt betrachtet werden.
6. Belasten Sie die Waage nicht über die zulässige Höchstgrenze hinaus.
7. Überprüfen Sie die Waage vor jedem Gebrauch auf eventuelle Beschädigungen. Verwenden Sie keine beschädigte Waage, um Ungenauigkeiten bei der Messung sowie Verletzungen zu vermeiden.
8. Überprüfen Sie im Falle einer Störung zunächst die Batteriespannung. Ersetzen Sie die Batterien, falls erforderlich.
9. Verwenden Sie die Waage auf einer festen, ebenen und trockenen Oberfläche, um eine möglichst hohe Genauigkeit der Messung zu gewährleisten.
10. Verwenden Sie die Waage nicht in der Nähe von Geräten, die starke elektromagnetische Felder erzeugen, um Störungen oder sonstige Gefahren zu vermeiden.
11. Stellen Sie sich nicht auf die Kanten der Waage, springen Sie nicht auf das Gerät und treten Sie nicht darauf ein, um Verletzungen zu vermeiden.

12. Diese Waage ist ein empfindliches und präzises Messgerät. Behandeln Sie es vorsichtig, um Schäden und Brüche zu vermeiden.
13. Diese Waage ist nicht wasserdicht. Halten Sie sie trocken und tauchen Sie sie niemals in Wasser ein. Verwenden Sie zur Reinigung der Oberfläche ein feuchtes Tuch oder einen Glasreiniger. Verwenden Sie weder Seife noch andere chemische Reinigungsmittel.
14. Setzen Sie die Waage keinem direkten Sonnenlicht aus und verwenden Sie sie nicht bei hohen Temperaturen oder in extrem feuchten Räumen. Lagern Sie die Waage an einem kühlen, trockenen Ort.
15. Versuchen Sie auf keinen Fall, die Waage zu zerlegen, da dies zu Schäden am Gerät oder zum Erlöschen der Garantie führen kann.

Über die Batterie

1. Setzen Sie das Gerät bzw. die Batterien keinen übermäßig hohen Temperaturen aus.
2. Tauschen Sie alle Akkus eines Satzes gleichzeitig aus.
3. Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
4. Erschöpfte Batterien sind sofort aus dem Gerät zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsorgen.
5. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, sollten die Batterien entfernt werden.
6. Verwenden Sie keine modifizierten oder beschädigten Batterien.
7. Beachten Sie die Gefahr, dass die Batterie oder das batteriebetriebene Gerät durch metallische Gegenstände kurzgeschlossen werden können.
8. Dieses Gerät enthält nicht wiederaufladbare Batterien. Diese Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
9. Setzen Sie die Batterien immer richtig ein. Beachten Sie dabei die auf der Batterie und der Waage angegebene Polarität (+ und -).
10. Die Batterien dürfen nicht erhitzt, kurzgeschlossen, schnell entladen, eingekapselt und/oder modifiziert werden. Nehmen Sie Batterien nicht auseinander und deformieren Sie sie nicht.
11. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
12. Laden Sie Alkaline-Batterien nicht wieder auf.
13. Schweißen oder löten Sie nicht direkt an Batterien.
14. Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht ins Feuer.
15. Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht eines Erwachsenen auszutauschen.

16. Bewahren Sie unbenutzte Batterien in ihrer Originalverpackung auf und halten Sie sie von Metallgegenständen fern. Wenn Sie die Batterien bereits ausgepackt haben, dürfen Sie sie nicht mit anderen zusammengetan oder durcheinander gebracht werden.


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

LIEFERUMFANG

Elis 2X L x1

AAA-Batterien x3

ÜBER IHR ELIS 2X L




Symbole

			
Körperfettanteil	BMI	Muskelanteil	
			
Knochenmassenanteil	Körperwasseranteil	Metabolisches Alter	
			
Untergewicht	Normal	Übergewicht	Fettleibig
			
Kalibriert Kalibrieren Sie die Waage vor jedem Gebrauch.	Überladen Maximale Kapazität: 500 lbs / 225 kg.	Niedriger Batteriestand Tauschen Sie die Batterien aus.	Einheiten Über die App umgeschaltet.

DAS EINSETZEN DER BATTERIEN

Setzen Sie die mitgelieferten Batterien vor dem ersten Gebrauch in die Waage ein. Setzen Sie die Batterien immer richtig ein. Beachten Sie dabei die auf der Batterie und der Waage angegebene Polarität (+ und -).



Hinweise:

- Reinigen Sie vor dem Einsetzen der Batterien die Batteriekontakte sowie die Kontakte der Waage.
- Wählen Sie bei der Batterie immer die für die vorgesehene Nutzungsart

- passende Größe und den korrekten Typ aus. Mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batterien oder Batterien verschiedener Typen oder Marken.
- Tauschen Sie stets alle Batterien eines Satzes gleichzeitig aus.
 - Schließen Sie die Batterien nicht kurz, laden Sie sie nicht auf und entladen Sie sie nicht zwangsweise.
 - Nehmen Sie die Batterien aus der Waage heraus, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, es sei denn, es handelt sich um einen Notfall.

INSTALLATION DER APP UND KOPPLUNG

1. Laden Sie die „Renpho Health App“ herunter

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, oder suchen Sie im „Apple App-Store“ oder bei „Google Play“ nach „Renpho Health“, um die App herunterzuladen. Systemanforderungen: iOS 12.0 oder höher, Android 7.0 oder höher



Hinweis:

Aufgrund laufender Aktualisierungen und technischer Verbesserungen kann sich die „Renpho Health“-App möglicherweise ein wenig anders präsentieren.

2. Anmelden / Registrieren

- a. Melden Sie sich direkt mit einem bestehenden Renpho App-Konto an.
- b. Falls Sie kein Konto bei der Renpho-App haben sollten, tippen Sie anhand Ihrer E-Mail-Adresse auf „Anmelden“ und geben Sie Ihre persönlichen Daten ein; dieser Schritt ist erforderlich, um Ihre Gesundheitsmessungen genau zu berechnen

Hinweis:

Sie können sich auch im Gastmodus anmelden, wenn Sie kein Konto registrieren möchten. Ihre Messungen werden jedoch nicht gespeichert, wenn Sie sich auf einem anderen Gerät anmelden.

3. Die Waage koppeln


Aktivieren Sie vor der Kopplung die WLAN-Funktion auf Ihrem Smartphone.

- a. Öffnen Sie die Renpho Health-App, stellen Sie die Waage auf eine harte und flache Oberfläche und stellen Sie sich mit nackten und trockenen Füßen darauf.
- b. Tippen Sie oben rechts auf der Seite „Messung“ auf „+“, tippen Sie dann auf „Startseite“ und wählen Sie Ihre Körperfettwaage aus der Geräteliste aus.
- c. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Kopplung abzuschließen.

DIE KALIBRIERUNG

Kalibrieren Sie die Waage vor jedem Gebrauch neu, um maximale Genauigkeit zu gewährleisten.

1. Stellen Sie die Waage auf eine flache, feste Oberfläche. Vermeiden Sie Teppichböden.
2. Steigen Sie auf die Waage, um sie zu aktivieren. Steigen Sie dann wieder auf den Fussboden herab.
3. Auf der Anzeige erscheint „CAL“ und dann „0,0“ oder „0,00“, womit angezeigt wird, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist.



CAL → 0.0




oder

CAL → 0.00

DIE MESSUNG

*Erstellen Sie Ihr korrektes Benutzerprofil in der Renpho Health-App, bevor Sie Ihre erste Messung durchführen. Dadurch stellen Sie sicher, dass Ihre Messungen genau aufgezeichnet und Ihrem Profil zugeordnet werden.

1. Achten Sie darauf, dass die Waage auf einer flachen, harten Oberfläche steht.
2. Nachdem Sie die Waage kalibriert haben, treten Sie mit nackten und trockenen Füßen auf die Waage und halten Sie still. Sobald Sie 2 kurze Signaltöne hören, bedeutet dies, dass die Messung abgeschlossen ist.
3. Nach der Messung überträgt die Waage die Daten an die App. Öffnen Sie die App, um Ihre detaillierten Messungen zu synchronisieren und anzuzeigen, Ihren Fortschritt zu verfolgen und auf zusätzliche Funktionen und Erkenntnisse zuzugreifen.



FEHLERBEHEBUNGSANLEITUNG

1. Anzeigeproblem

Display	Messung	Beschreibung / Ursache
	Gewicht, BMI, Körperfett, Muskelmasse, Körperwasser, Knochenmasse, Stoffwechselalter	- Die Benutzeridentifikation wurde von der Waage erkannt. - Diese Messung wurde barfuß durchgeführt.
	Gewicht, BMI	- Die Benutzeridentifikation wurde von der Waage erkannt. - Diese Messung wurde mit Socken oder Schuhen durchgeführt.

	Nur Gewicht	• Die Benutzeridentifikation wurde von der Waage nicht erkannt. • Diese Messung wurde barfuß durchgeführt.
		• Die Benutzeridentifikation wurde von der Waage nicht erkannt. • Diese Messung wurde mit Socken oder Schuhen durchgeführt.

2. Andere Probleme

Problem	Lösung
Die Waage kann Körperfett und / oder andere Daten nicht erkennen.	a. Achten Sie darauf, dass Ihre Füße nackt und trocken sind. b. Stellen Sie sich auf die Waage und stehen Sie bis zum Ende des Wiegens, circa 10 Sek, still. Falls weiterhin nicht verfügbar, tragen Sie ein wenig Feuchtigkeitscreme auf Ihre Füße auf und wiegen Sie sich erneut, oder bitten Sie eine andere Person, die 2 genannten Schritte zu wiederholen. Bitte achten Sie darauf, nicht auf der Wiegeplattform auszurutschen.
Ich habe ein Konto auf der RENPHO Website registriert, aber ich kann mich nicht in die Renpho-Health-App einloggen.	Die RENPHO-Website und die Renpho-Health-App sind zwei separate Systeme. Erstellen Sie ein neues Konto in der Renpho-Health-App.
Ich kann meine Daten zu BMI, Körperfett, Muskelmasse, Körperwasser, Knochenmasse und Stoffwechselalter vom Display der Waage abrufen, aber bei meiner Familie oder Freunden ist es fehlgeschlagen.	Ihre Familie oder Freunde müssen ihre Profilinformationen in Ihrer App über die Funktion „Neues Mitglied“ vervollständigen oder sich mit einem eigenen Konto bei der Renpho-Health-App einloggen.

TECHNISCHE DATEN

Produktname: Körperfettwaage

Modell: R-MSB01

Maximale Kapazität: 500 lbs / 225 kg

Teilung: 0.2 lb / 0.05 kg

Größe: 300 x 300 x 24mm

Batterien: 3 x 1,5V AAA (im Lieferumfang enthalten)

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

KUNDENDIENST

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.

 **Email:** **support-eu@renpho.com (UK&EU)**

 **TEL:** **+49 40 23969285 (DE ONLY)**

Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.



1. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten (EAR)

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.

3. Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.



1. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass sie am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.
2. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenlos bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Stadt oder Gemeinde.
3. Batterien können Substanzen enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Durch die getrennte Sammlung und Wiederverwertung alter Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.
4. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfall aus Altbatterien so weit wie möglich. Vermeiden Sie z. B. die Vermüllung öffentlicher Plätze, indem Sie Batterien oder elektrische und elektronische Geräte, die Batterien enthalten, nicht achtlos zurücklassen.



Hiermit erklärt Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. Ltd. dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/53/EU, der Richtlinie 2011/65/EU, und anderen relevanten Bestimmungen übereinstimmt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Maximale HF-Leistung: 5.64 dBm
Betriebsfrequenz: 2402 MHz to 2480 MHz

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVEC SOIN AVANT UTILISATION.

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
2. Les enfants doivent être sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Cette balance est uniquement destinée à un usage domestique. Elle ne convient pas à un usage médical ou à un usage commercial. Ne doit pas être utilisé pour diagnostiquer une maladie, un trouble ou un état physique anormal.
4. Les enfants de moins de 8 ans, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'ostéoporose, les porteurs de stimulateurs cardiaques, d'articulations artificielles, d'ECG portables ou d'autres implants métalliques doivent utiliser la balance uniquement à des fins de pesée et veiller à porter des chaussures pour se protéger de tout courant électrique lorsqu'ils montent sur la balance.
5. Toutes les données relatives à la composition corporelle sont fournies à titre d'indication et ne doivent pas se substituer aux conseils d'un professionnel de la santé agréé.
6. Ne surchargez pas la balance.
7. Inspectez la balance avant chaque utilisation pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée. N'utilisez pas la balance si elle est endommagée afin d'éviter toute imprécision ou blessure.
8. En cas de dysfonctionnement, vérifiez d'abord l'état des piles. Remplacez-les si nécessaire.
9. Pour garantir une précision optimale, utilisez la balance sur une surface dure, plate et sèche.
10. Pour éviter toute interférence et tout danger, n'utilisez pas la balance à proximité d'un équipement émettant un puissant champ électromagnétique.
11. Pour éviter toutes blessures, ne vous tenez pas sur les bords de la balance, ne sautez pas dessus et ne la piétinez pas.
12. Cette balance est un appareil de mesure délicat et précis. Manipulez-la avec précaution pour éviter de l'endommager.

13. Cette balance n'est pas étanche. Conservez-la au sec et ne l'immergez jamais dans l'eau. Pour nettoyer la surface, utilisez un chiffon humide ou un produit de nettoyage pour vitres. N'utilisez pas de savon ou de produits de nettoyage chimiques.
14. N'exposez pas la balance à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas à des températures élevées ou dans des endroits extrêmement humides. Conservez la balance dans un endroit frais et sec.
15. N'essayez pas de démonter la balance pour quelque raison que ce soit, car cela pourrait l'endommager et annuler la garantie.

À propos de la batterie

1. N'exposez pas l'appareil ou les piles à des températures excessives.
2. Remplacer toutes les piles en même temps.
3. Ne pas mélanger différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées.
4. Retirez immédiatement les piles déchargées de l'appareil et éliminez-les de manière appropriée.
5. Si l'appareil doit être stocké inutilisé pendant une longue période, les piles doivent être retirées.
6. Ne pas utiliser de piles modifiées ou endommagées.
7. Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de l'appareil ou de la batterie par des objets métalliques.
8. Cet appareil contient des piles non rechargeables ; ces piles ne doivent pas être rechargées.
9. Insérez toujours les piles en respectant la polarité (+ et -) indiquée sur la pile et la balance.
10. Ne chauffez pas, ne court-circuitiez pas, ne forcez pas la décharge, n'encapsulez et ne modifiez pas les piles. Ne déformez pas et ne démonter pas les piles.
11. Conservez les piles hors de portée des enfants.
12. Ne rechargez pas les piles.
13. Ne soudez pas et ne brasez pas directement sur les piles.
14. Ne jetez pas les piles au feu.
15. Ne laissez pas les enfants remplacer les piles sans la surveillance d'un adulte.
16. Conservez les piles non utilisées dans leur emballage d'origine, à l'écart des objets métalliques. Si elles sont déjà déballées, ne les mélangez pas.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONTENU

Elis 2X L x1

piles AAA x3

À PROPOS DE VOTRE ELIS 2X L




Icônes

			
Pourcentage de graisse corporelle	IMC	Pourcentage musculaire	
			
Pourcentage de masse osseuse	Pourcentage d'eau corporelle	Âge métabolique	
			
Poids insuffisant	Normal	Surpoids	Obésité
			
Calibrée Étalonnez le pèse-personne avant chaque utilisation.	Surcharge Capacité maximale: 500 lbs / 225 kg.	Batterie faible Remplacez les piles.	Unités Commutation sur l'application.

MISE EN PLACE DES PILES

Installez les piles fournies dans le pèse-personne avant de l'utiliser. Insérez toujours les piles correctement en respectant la polarité (+ et -) indiquée sur les piles et le pèse-personne.



Remarque :

- Nettoyez les bornes de la pile ainsi que celles du pèse-personne avant de mettre les piles en place.
- Choisissez toujours la taille et le type de pile qui conviennent le mieux à

- l'utilisation prévue. N'utilisez pas simultanément des piles neuves et des piles usagées, ou des piles de marques ou de types différents.
- Remplacez toutes les piles en même temps.
 - Ne pas court-circuiter, charger ou décharger les piles.
 - Retirez les piles de la balance si elle ne doit pas être utilisée pendant une période prolongée, à moins qu'il ne s'agisse d'une situation d'urgence.

INSTALLATION DE L'APPLICATION ET APPAIRAGE

1. Télécharger l'application Renpho Health

Scannez le code QR ci-dessous ou recherchez « Renpho Health » sur l'App Store ou Google Play pour télécharger l'application.

Configuration requise : iOS 12.0 ou version ultérieure, Android 7.0 ou version ultérieure.



Remarque :

en raison de la publication régulière de mises à jour et d'améliorations, l'application Renpho Health peut apparaître légèrement différente de celle présentée sur les illustrations.

2. Connexion / inscription

- a. Identifiez-vous directement avec votre compte Renpho existant.
- b. Si vous n'avez pas de compte Renpho App, appuyez sur « Inscription » en indiquant votre adresse e-mail et remplissez les informations personnelles. Cette étape est nécessaire pour calculer vos mesures de santé avec précision.

Remarque :

Vous pouvez également vous connecter en utilisant le mode invité si vous ne souhaitez pas créer de compte. Toutefois, vos mesures ne seront pas enregistrées si vous vous connectez sur un autre appareil.

3. Appairer la balance


Avant de procéder à l'appairage, activez les paramètres sans fil sur votre smartphone.

- a. Ouvrez l'application Renpho Health, placez la balance sur une surface dure et plate, et montez dessus, vos pieds devant être nus et secs.
- b. Appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page « Page d'accueil » et sélectionnez votre balance de graisse corporelle dans la liste des appareils.
- c. Suivez les instructions de l'application pour terminer l'appairage.

ÉTALONNAGE

Étalonnez le pèse-personne avant chaque utilisation pour garantir une précision optimale.

1. Placez le pèse-personne sur une surface plane et dure. Évitez de la placer sur un tapis ou de la moquette.
2. Montez sur le pèse-personne d'un seul pied pour l'activer, puis descendez.
3. L'écran affiche « CAL » puis « 0.0 » ou « 0.00 » pour indiquer que l'étalonnage est terminé.



CAL → 0.0





ou

CAL → 0.00

UTILISER VOTRE ELIS 2X L

*Créez votre profil d'utilisateur sur l'application Renpho Health avant de prendre votre première mesure. Cela permet de s'assurer que vos mesures sont enregistrées avec précision et associées à votre profil.

1. Assurez-vous que le pèse-personne est placée sur une surface plane et dure.
2. Après avoir calibré le pèse-personne, montez dessus avec les pieds nus et secs et restez immobile. Lorsque vous entendez deux bips courts, cela signifie que la mesure est terminée.
3. Une fois la mesure effectuée, le pèse-personne transmet les données à l'application. Ouvrez l'application pour synchroniser et afficher vos mesures détaillées, suivre vos progrès et accéder à des fonctionnalités et des informations supplémentaires.



GUIDE DE DÉPANNAGE

1. Problèmes d'affichage

Affichage	Mesure	Description / cause
	Poids, IMC, graisse corporelle, masse musculaire, eau corporelle, masse osseuse, âge métabolique	- L'utilisateur a bien été identifié par le pèse-personne. - Cette mesure a été prise pieds nus.
	Poids, IMC	- L'utilisateur a bien été identifié par le pèse-personne. - Cette mesure a été prise avec des chaussettes ou des chaussures.

	Poids uniquement	• L'utilisateur n'a pas été identifié par le pèse-personne. • Cette mesure a été prise pieds nus.
		• L'utilisateur n'a pas été identifié par le pèse-personne. • Cette mesure a été prise avec des chaussettes ou des chaussures.

2. Autres problèmes

Problème	Solution
Le pèse-personne ne peut pas détecter la graisse corporelle ou d'autres données.	a. Assurez-vous que vos pieds sont bien secs et nus. b. Restez debout et immobile sur le pèse-personne pendant environ 10 secondes pour que le processus de pesée se termine. Si le résultat n'est toujours pas disponible, essayez d'appliquer un peu de crème hydratante sur vos pieds et pesez-vous à nouveau ou demandez à une autre personne de répéter les 2 étapes ci-dessus, en faisant attention de ne pas glisser sur la surface de pesée.
J'ai créé un compte sur le site web de RENPHO, mais je n'arrive pas à l'utiliser pour me connecter à l'application Renpho Health.	Le site web RENPHO et l'application Renpho Health sont deux systèmes différents. Créez un compte sur l'application Renpho Health.
Je peux obtenir mes données d'IMC, de graisse corporelle, de masse musculaire, d'eau corporelle, de masse osseuse et d'âge métabolique sur l'écran du pèse-personne, mais ma famille ou mes amis n'ont pas réussi.	Votre famille ou vos amis doivent renseigner les informations sur leur propre profil sur votre application en utilisant la fonction « Ajouter un membre » ou s'identifier sur l'application Renpho Health avec leur propre compte.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom du produit: Balance de Graisse Corporelle

Modèle: R-MSB01

Capacité maximale: 500 lbs / 225 kg

Division: 0.2 lb / 0.05 kg

Taille: 300 x 300 x 24mm

Batterien: 3 x 1,5V AAA (incluses)

GARANTIE

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez:
<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

SERVICE CLIENT

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.

✉ **Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)**

*En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.



1. Signification du logo de la poubelle barrée

Le logo de la poubelle barrée indique que vous êtes légalement tenu de vous débarrasser de l'appareil séparément des déchets municipaux non triés (ordures ménagères). Les piles ou batteries rechargeables non installées de façon permanente doivent être préalablement retirées et éliminées séparément.

2. Possibilités de reprise des appareils usagers

Les propriétaires de DEEE peuvent les rapporter ou de les faire collecter conformément aux mesures mises en place par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Ceci garantira une élimination appropriée.

3. Données personnelles

Tous les utilisateurs finaux de DEEE sont responsables de la suppression des données personnelles contenues dans ces DEEE avant de les mettre au rebut.



1. Le symbole de la poubelle barrée sur des piles ou accumulateurs indique que ces produits, une fois en fin de vie, ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
2. Vous êtes légalement tenu de retourner les piles et batteries usagées après utilisation. Vous pouvez le faire gratuitement dans un point de collecte près de chez vous. Les adresses des points de collecte appropriés peuvent être obtenues auprès de votre municipalité ou des autorités locales.
3. Les batteries peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine. La collecte séparée et le recyclage des piles et accumulateurs usagés visent à éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.
4. Dans la mesure du possible, évitez de créer des déchets à partir de piles usagées. Par exemple, évitez de jeter négligemment sur la voie publique des piles ou des appareils électriques contenant des piles.



Par la présente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/53/UE, à la directive 2011/65/UE, et à d'autres dispositions pertinentes. Le texte intégral de la Déclaration de conformité peut être consulté à l'adresse internet suivante: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Puissance Rf Maximale De : 5,64 dBm

Fréquence De Fonctionnement : 2402 Mhz To 2480 Mhz

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

1. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso del dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza.
2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
3. La bilancia è progettata esclusivamente per uso domestico e non è concepita per uso medico o commerciale. Non deve essere utilizzato per diagnosticare una malattia, un disturbo o uno stato fisico anormale.
4. I bambini di età inferiore a 8 anni o le persone incinte, con osteoporosi, pacemaker, articolazioni artificiali, ECG portatile o altri impianti metallici devono utilizzare la bilancia solo a scopo di pesatura e assicurarsi di indossare scarpe per evitare qualsiasi corrente elettrica quando salgono sulla bilancia.
5. Tutti i dati sulla composizione corporea forniti sono di riferimento e non devono essere utilizzati in sostituzione del consiglio di un operatore sanitario autorizzato.
6. Non sovraccaricare la bilancia.
7. Ispezionare la bilancia alla ricerca di eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare una bilancia danneggiata per evitare imprecisioni o lesioni.
8. In caso di malfunzionamento, controllare prima la carica della batteria. Se necessario, sostituire le batterie.
9. Per garantirne la precisione di misurazione, utilizzare la bilancia su una superficie dura, piana e asciutta.
10. Per evitare interferenze o pericoli, non utilizzare la bilancia in un ambiente vicino ad apparecchiature con forti campi elettromagnetici.
11. Per evitare lesioni, non salire sui bordi della bilancia, non saltarci sopra o calpestarla.
12. La bilancia è uno strumento di misurazione delicato e preciso. Maneggiare con cura per evitare rotture.
13. La bilancia non è impermeabile. Mantenerla asciutta e non immergerla mai in acqua. Per pulire la superficie, utilizzare un panno umido o un detergente per vetri. Non utilizzare sapone o detergenti chimici.

14. Non esporre la bilancia alla luce solare diretta né utilizzarla a temperature elevate o in aree estremamente umide. Conservare la bilancia in un luogo fresco e asciutto.
15. Non tentare di smontare la bilancia per nessun motivo, poiché ciò potrebbe causare danni o invalidare la garanzia.

Informazioni sulla batteria

1. Non esporre il dispositivo o le batterie a temperature eccessive.
2. Sostituire tutte le batterie di un set nello stesso momento.
3. Non mescolare diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate.
4. La batteria esausta deve essere immediatamente rimossa dal dispositivo e smaltita correttamente.
5. Se l'apparecchio deve essere conservato inutilizzato per lungo tempo, rimuovere le batterie.
6. Non utilizzare batterie modificate o danneggiate.
7. Prestare attenzione al rischio di cortocircuito dei terminali dell'apparecchio alimentato a batteria o della batteria stessa da parte di oggetti metallici.
8. Questo apparecchio contiene batterie non ricaricabili; tali batterie non devono essere ricaricate.
9. Inserire sempre le batterie correttamente rispettando la polarità (+ e -) indicata sulla batteria e sulla bilancia.
10. Non riscaldare, cortocircuitare, scaricare forzatamente, incapsulare e/o modificare le batterie. Non deformare o smontare le batterie.
11. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
12. Non caricare le batterie.
13. Non saldare o fondere direttamente con le batterie.
14. Non gettare le batterie nel fuoco.
15. Non permettere ai bambini di sostituire le batterie senza la supervisione di un adulto.
16. Conservare le batterie non utilizzate nella loro confezione originale e lontano da oggetti metallici. Non mischiare o riporre alla rinfusa le batterie già disimballate.


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Elis 2X L x1

batterie AAA x3

INFORMAZIONI SULLA ELIS 2X L




Icone

			
Percentuale di grasso corporeo	IMC	Percentuale muscolare	
			
Percentuale di massa ossea	Percentuale di acqua corporea	Età metabolica	
			
Sottopeso	Normale	Il peso eccessivo	Obesità
			
Calibrata Ricalibrare la bilancia prima di ogni utilizzo.	Sovraccarico Capacità massima: 500 lbs / 225 kg.	Batteria scarica Sostituire le batterie.	Unità di misura Si commutano tramite l'app.

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

Installare le batterie fornite insieme alla bilancia, prima dell'uso. Inserire sempre le batterie correttamente rispettando la polarità (+ e -) indicata sulla batteria e sulla bilancia.



Nota:

- Prima dell'installazione della batteria, pulire i contatti della batteria e quelli della bilancia.
- Selezionare sempre il formato e il tipo di batteria corretti in base all'uso previsto. Non mischiare batterie nuove e usate o batterie di marche o tipi differenti.

- Sostituire tutte le batterie di un set nello stesso momento.
- Non cortocircuitare, caricare o scaricare forzatamente le batterie.
- Rimuovere le batterie dalla bilancia se non viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato, a meno che non si tratti di un'emergenza.

INSTALLAZIONE DELL'APP E ASSOCIAZIONE

1. Scaricare l'app Renpho Health

Scansionare il codice QR qui sotto o cercare "Renpho Health" su App Store o Google Play per scaricare l'app.

Requisiti di sistema: iOS 12.0 o versioni successive, Android 7.0 o versioni successive.



Nota:

A causa dei continui aggiornamenti e miglioramenti, l'app "Renpho Health" potrebbe apparire leggermente diversa.

2. Effettuare l'accesso / la registrazione

- a. Accedere direttamente con un account Renpho App esistente.
- b. Se non si dispone di alcun account dell'app Renpho, toccare "Registrati" utilizzando l'indirizzo e-mail e inserire le informazioni personali; questo passaggio è necessario per calcolare accuratamente le proprie misurazioni.

Nota:

si può anche accedere utilizzando la modalità ospite, se non si desidera registrare un account. Tuttavia, le misurazioni non verranno salvate, se si accede su un altro dispositivo.

3. Abbinare la bilancia


Prima dell'associazione, abilitare l'impostazione wireless sul proprio smartphone.

- a. Aprire l'app "Renpho Health" e salire sulla bilancia con i piedi nudi e asciutti.
- b. Toccare "+" nell'angolo in alto a destra della pagina "Pagina iniziale" e selezionare la bilancia con indicazione della composizione corporea dall'elenco dei dispositivi.
- c. Segui le istruzioni all'interno dell'app per completare l'associazione.

CALIBRAZIONE

Ricalibrare la bilancia prima di ogni utilizzo per garantirne la precisione di misurazione.

1. Posizionare la bilancia su una superficie piana e solida. Evitare di posizionarla sui tappeti.
2. Salire sulla bilancia con un solo piede per attivarla e poi scendere.
3. Il display mostrerà "CAL" e poi "0.0" o "0.00", per indicare che la ricalibrazione è completa.



CAL → 0.0





oppure

CAL → 0.00

USO DE SU ELIS 2X L

*Creare il proprio profilo utente corretto nell'app Renpho Health prima di effettuare la prima misurazione. Ciò garantisce che le misurazioni siano registrate e associate con precisione al proprio profilo.

1. Assicurarsi che la bilancia sia posizionata su una superficie piana e solida.
2. Dopo aver calibrato la bilancia, salire sulla bilancia a piedi nudi e asciutti e restare fermi. Quando si sentono 2 brevi segnali acustici, questo vuol dire che la misurazione è completa.
3. Dopo la misurazione, la bilancia trasmette i dati all'app. Aprire l'app per sincronizzare e visualizzare le misurazioni dettagliate, tenere traccia dei progressi e accedere a ulteriori funzioni e approfondimenti.



GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. Problemi di visualizzazione

Display	Misurazione	Descrizione/Causa
	Peso, IMC, grasso corporeo, massa muscolare, acqua corporea, massa ossea, età metabolica	- L'identificazione dell'utente è stata rilevata dalla bilancia. - Questa misurazione è stata effettuata a piedi nudi.
	Peso, IMC	- L'identificazione dell'utente è stata rilevata dalla bilancia. - Questa misurazione è stata effettuata con calzini o scarpe.

	Solo peso	• L'identificazione dell'utente non è stata rilevata dalla bilancia. • Questa misurazione è stata effettuata a piedi nudi.
		• L'identificazione dell'utente non è stata rilevata dalla bilancia. • Questa misurazione è stata effettuata con calzini o scarpe.

2. Altri problemi

Problema	Soluzione
La bilancia non è in grado di rilevare il grasso corporeo e/o altri dati.	a. Assicurarsi che i piedi siano nudi e asciutti. b. Rimanere fermi sulla bilancia per circa 10 secondi per completare il processo di pesatura. Se ancora non è disponibile, provare ad applicare un po' di crema idratante sui piedi e misurare di nuovo o chiedere a un'altra persona di ripetere i 2 passaggi precedenti; prestare attenzione a non scivolare sulla piattaforma di pesatura.
Ho registrato un account sul sito web RENPHO, ma non riesco a utilizzarlo per accedere all'app Renpho Health.	Il sito web RENPHO e l'app Renpho Health sono due sistemi diversi. Creare un account sull'app Renpho Health.
Sono riuscito a ottenere i dati relativi a IMC, grasso corporeo, massa muscolare, acqua corporea, massa ossea ed età metabolica dal display della bilancia, ma la mia famiglia o i miei amici non ci sono riusciti.	La sua famiglia o i suoi amici devono completare le informazioni del profilo sulla sua app utilizzando la funzione "aggiungi un membro" o accedere all'app Renpho Health con il proprio account.

SPECIFICHE TECNICHE

Nome del prodotto: Bilancia Grasso Corporeo

Modello: R-MSB01

Capacità massima: 500 lbs / 225 kg

Divisione: 0.2 lb / 0.05 kg

Dimensione: 300 x 300 x 24mm

Batteria: 3 x 1,5V AAA (inclusi)

NORME SULLA GARANZIA

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

ASSISTENZA CLIENTI

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

✉ **Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)**

*Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. NON buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.



1. Significato del simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato

Il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato significa che sei legalmente obbligato a smaltire questi apparecchi separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati, vale a dire i vecchi apparecchi devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Le batterie o le batterie ricaricabili che non sono installate in modo permanente devono essere rimosse preventivamente e smaltite separatamente.

2. Opzioni per la restituzione di vecchi elettrodomestici

I proprietari di RAEE possono restituirli o raccogliarli scegliendo tra le possibilità previste e disponibili dalle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti per garantire il corretto smaltimento.

3. Dati personali

Si ricorda a tutti gli utenti finali di RAEE che l'utente è responsabile dell'eliminazione dei dati personali dai RAEE da smaltire.



1. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato riportato sulle batterie o sugli accumulatori indica che a fine vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.
2. Sei legalmente obbligato a restituire batterie e accumulatori utilizzati dopo l'uso. Puoi farlo gratuitamente presso un punto di raccolta nella tua zona. Gli indirizzi dei punti di raccolta idonei possono essere richiesti presso la propria città o il governo locale.
3. Le batterie possono contenere sostanze nocive per l'ambiente e la salute umana. La raccolta differenziata e il riciclaggio di batterie e accumulatori utilizzati hanno lo scopo di evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.
4. Evita il più possibile la produzione di rifiuti da batterie vecchie; ad esempio, evita di gettare rifiuti negli spazi pubblici abbandonando con noncuranza batterie o apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti batterie.



Con la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. dichiara che questa apparecchiatura è conforme a: Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2011/65/UE, e altre disposizioni rilevanti. Il testo completo della Dichiarazione di conformità è reperibile al seguente indirizzo Internet: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Potenza RF Massima: 5.64 dBm

Frequenza Operativa: 2402 MHz to 2480 MHz

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR.

1. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
2. Hay que supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. La báscula está hecha solo para uso doméstico y no para uso comercial o médico. No debe utilizarse para diagnosticar una enfermedad, trastorno o estado físico anormal.
4. Los niños menores de 8 años o las personas embarazadas, con osteoporosis, marcapasos, articulaciones artificiales, ECG portátil u otros implantes metálicos deben usar la báscula únicamente para conocer su peso y asegurarse de llevar zapatos para evitar cualquier corriente eléctrica al pisar la báscula.
5. Todos los datos de composición corporal proporcionados deben ser usados únicamente como referencia y no para sustituir las recomendaciones de un profesional sanitario cualificado.
6. No sobrecargue la báscula.
7. Inspeccione la báscula para detectar cualquier daño antes de cada uso. No utilice la báscula dañada para evitar imprecisiones o lesiones.
8. En caso de avería, compruebe primero la alimentación de la pila. Reemplace las pilas si es necesario.
9. Para garantizar la precisión, use la báscula en una superficie dura, plana y seca.
10. Para prevenir interferencias y posibles peligros, no utilice la báscula cerca de aparatos con fuertes campos electromagnéticos.
11. Para evitar lesiones, no se pare en los bordes de la báscula, salte sobre ella ni la pisotee.
12. La báscula es un dispositivo de medición delicado y preciso. Manéjela con cuidado para evitar roturas.
13. La báscula no es resistente al agua. Manténgala seca y nunca la sumerja en agua. Para limpiar la superficie, use un paño húmedo o un limpiacristales. No use jabón ni otros agentes químicos de limpieza.

14. No la exponga a la luz solar directa ni la use en temperaturas altas o zonas extremadamente húmedas. Guarde la báscula en un lugar fresco y seco.
15. No intente desmontar la báscula por ningún motivo, ya que podría causar daños o anular la garantía.

Acerca de la batería

1. No exponga el dispositivo ni las baterías a temperaturas excesivas.
2. Reemplace todas las baterías de un equipo al mismo tiempo.
3. No mezcle diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas.
4. Una batería agotada debe ser retirada inmediatamente del dispositivo y desechada adecuadamente.
5. Si el aparato va a almacenarse sin usar durante mucho tiempo, se deben quitar las baterías.
6. No use baterías modificadas o dañadas.
7. Tenga en cuenta el riesgo de cortocircuito de los terminales del aparato o la batería alimentada por objetos metálicos.
8. Este aparato contiene baterías no recargables; estas baterías no deben recargarse.
9. Introduzca siempre las pilas correctamente teniendo en cuenta la polaridad («+» y «-») marcada en la pila y en la báscula.
10. No caliente, cortocircuite, fuerce la descarga, encapsule y/o modifique las pilas. No deforme ni desmonte las baterías.
11. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
12. No cargue las pilas.
13. No suelde las pilas directamente.
14. No tire las baterías al fuego.
15. No permita que los niños reemplacen las baterías sin la supervisión de un adulto.
16. Guarde las pilas que no utilice en su paquete original y alejadas de objetos metálicos. Si ya las ha sacado de su envoltorio, no mezcle ni confunda las pilas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

QUÉ HAY EN LA CAJA


Elis 2X L x1

Batería AAA x3

ACERCA DE TU ELIS 2X L



Almohadilla para el pie




Iconos

			
Porcentaje de grasa corporal	IMC	Porcentaje muscular	
			
Porcentaje de masa ósea	Porcentaje de agua corporal	Edad metabólica	
			
Bajo de peso	Normal	Sobrepeso	Obesidad
<i>CAL</i>	<i>Err</i>	<i>Lo</i>	st lb kg
Calibrado Calibre la báscula antes de cada uso.	Sobrecargado Capacidad máxima: 500 lbs / 225 kg.	Batería baja Reemplace las baterías.	Unidades Cambiado a través de la aplicación.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

Instale las baterías proporcionadas en la báscula antes de usarla. Inserte siempre las baterías correctamente según la polaridad (+ y -) marcada en la batería y la escala.



Nota:

- Limpiar los contactos de la batería y también los de la báscula antes de la instalación de la batería.
- Seleccione siempre el tamaño correcto y el tipo de batería más adecuado para el uso previsto. No mezcle pilas nuevas y usadas ni pilas de diferentes tipos o marcas.

- Reemplace todas las baterías de un equipo al mismo tiempo.
- No cortocircuite, cargue ni fuerce la descarga de las pilas.
- Retire las pilas de la báscula si no va a utilizarla durante un periodo prolongado de tiempo, a menos que sea por motivos de emergencia.

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN Y EMPAREJAMIENTO

1. Descárguese la aplicación Renpho Health

Busque "Renpho Health" en Apple Store o Google Play, o escanee el código QR para descargar la aplicación.

Requisitos del sistema: iOS 12.0 o superior; Android 7.0 o superior.



Nota:

Debido a las continuas actualizaciones y mejoras, la aplicación "Renpho Health" puede que tenga un aspecto algo diferente.

2. Iniciar sesión / Registrarse

- a. Inicie sesión directamente con una cuenta existente de la Renpho App.
- b. Si no tiene ninguna cuenta de la aplicación Renpho, toque "Regístrese" utilizando su dirección de correo electrónico y complete la información personal; Este paso es necesario para calcular sus mediciones de salud con precisión.

Nota:

también puede iniciar sesión utilizando el Modo invitado en caso de que no desee crear una cuenta. Sin embargo, sus mediciones no se guardarán si inicia sesión con otro dispositivo.

3. Combinar la escala


Antes de emparejarse, habilite la configuración inalámbrica en su teléfono inteligente.

- a. Abra la aplicación Renpho Health, coloque la escala en una superficie dura y plana, y pise sobre ella con pies desnudos y secos.
- b. Toque "+" en la esquina superior derecha de la página "Página de inicio" y seleccione la báscula de grasa corporal en la lista de dispositivos.
- c. Siga las instrucciones en la aplicación para completar el emparejamiento.

CALIBRANDO SU ELIS 2X L

Calibre la báscula antes de cada uso para garantizar la precisión.

1. Coloque la báscula sobre una superficie plana y dura. Evite cualquier alfombra.
2. Súbete a la báscula con un solo pie para activarla y luego bájate.
3. La pantalla mostrará "CAL" y luego "0.0" o "0.00" para indicar que la calibración está completa.



CAL → 00





o

CAL → 000

USO DE SU ELIS 2X L

*Cree su perfil de usuario correcto en la aplicación Renpho Health antes de realizar su primera medición. Esto garantiza que sus mediciones se registren con precisión y se asocien con su perfil.

1. Asegúrese de que la báscula esté colocada sobre una superficie plana y dura.
2. Después de calibrar la escala, pise la escala con los pies desnudos y secos y manténgase quieto. Una vez que escuche 2 pitidos cortos, indica que la medición está completa.
3. Después de medir, la escala transmitirá los datos a la aplicación. Abra la aplicación para sincronizar y ver sus medidas detalladas, rastrear su progreso y acceder a características e ideas adicionales.



GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS

1. Problemas de visualización

Mostrar	Medición	Descripción / Causa
	Peso, IMC, grasa corporal, masa muscular, agua corporal, masa ósea, edad metabólica	- La identificación del usuario fue detectada por la escala. - Esta medida se tomó con los pies descalzos.
	Peso, IMC	- La identificación del usuario fue detectada por la escala. - Esta medida fue tomada con calcetines o zapatos.

	Solo peso	• La identificación del usuario no fue detectada por la escala. • Esta medida se tomó con los pies descalzos.
		• La identificación del usuario no fue detectada por la escala. • Esta medida fue tomada con calcetines o zapatos.

2. Otros asuntos

Problema	Solución
La escala no puede detectar grasa corporal y / u otros datos.	a. Asegúrese de que sus pies estén secos y desnudos. b. Párate y manténgalo en la escala durante unos 10s para terminar el proceso de pesaje. Si aún no está disponible, intente aplicar un poco de crema hidratante a sus pies y mida nuevamente o pídale a otra persona que repita los 2 pasos anteriores, tenga cuidado de no deslizarse en la plataforma de pesaje.
Registré una cuenta en el sitio web de RENPHO, pero no puedo usarla para iniciar sesión en la aplicación Renpho Health.	El sitio web de RENPHO y la aplicación Renpho Health son dos sistemas diferentes. Cree una cuenta en la aplicación Renpho Health.
Puedo obtener mis datos de IMC, grasa corporal, masa muscular, agua corporal, masa ósea y edad metabólica de la exhibición de la escala, pero mi familia o amigos fallaron.	Su familia o amigos deben completar su información de perfil en su aplicación utilizando la función "Agregar un miembro" o iniciar sesión en la aplicación Renpho Health con su propia cuenta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del producto: Báscula de Grasa Corporal

Modelo: R-MSB01

Maxima capacidad: 500 lbs / 225 kg

División: 0.2 lb / 0.05 kg

Tamaño: 300 x 300 x 24mm

Baterías: 3 x 1.5V AAA (incluidas)

POLÍTICA DE GARANTÍA

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite:
<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

✉ **Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)**

*Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/repelación.



1. Significado del símbolo del contenedor con ruedas tachado

El símbolo del contenedor con ruedas tachado significa que usted está legalmente obligado a eliminar estos aparatos por separado de los residuos municipales no clasificados, es decir, los aparatos viejos deben eliminarse por separado de los residuos domésticos. Las pilas o acumuladores que no estén instalados permanentemente deben retirarse previamente y desecharse por separado.

2. Opciones para devolver electrodomésticos viejos

Los propietarios de RAEE pueden devolverlos o recogerlos en el marco de las posibilidades establecidas y disponibles por las autoridades públicas de gestión de residuos para garantizar su adecuada eliminación.

3. Datos personales

Se recuerda a todos los usuarios finales de RAEE que usted es responsable de eliminar los datos personales de los RAEE que se van a eliminar.



1. El símbolo del cubo de basura tachado en las pilas o acumuladores indica que no deben desecharse con la basura doméstica al final de su vida.
2. Estás legalmente obligado a devolver las pilas y acumuladores usados tras su uso. Puedes hacerlo de forma gratuita en un punto de recogida de tu zona. Puede obtener las direcciones de los puntos de recogida adecuados en su ciudad o gobierno local.
3. Las baterías pueden contener sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud humana. La recogida selectiva y el reciclaje de pilas y acumuladores usados tienen como objetivo evitar efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana.
4. Evite en la medida de lo posible la generación de residuos a partir de baterías viejas, p. Evite tirar basura en los espacios públicos y no deje descuidadamente pilas o aparatos eléctricos y electrónicos que las contengan.



Por la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declara que este equipo cumple con la Directiva 2014/53/UE, la Directiva 2011/65/UE, y otras disposiciones pertinentes. El texto completo de la Declaración de Conformidad se puede obtener en la siguiente dirección de Internet:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Potencia Máxima de RF: 5.64 dBm

Frecuencia de Operación: 2402 MHz to 2480 MHz

FCC Regulatory Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Regulatory Compliance

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1: This device may not cause interference.
- 2: This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RENPHO