

RENPHO

Brugermanual



MORPHOSCAN

Model: R-MS01

INDHOLD

DANSK ······ 01-10

SUOMI ······ 11-21

ÍSLENSKA ······ 22-31

NORSK ······ 32-41

SVENSKA ······ 42-51

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

LÆS ALLE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT FØR BRUG.

1. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, ellermanglende erfaring og viden, medmindre de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
2. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
3. Vægten er kun til husholdningsbrug og ikke til medicinsk eller kommercielle formål. Det bør ikke anvendes til at diagnosticere en sygdom, lidelse eller unormal fysisk tilstand.
4. Børn under 8 år eller personer, der er gravide, har osteoporose, en pacemaker, kunstige led, bærbart EKG eller andet Metalimplantater bør kun bruge vægten til vejning. og sørg for at have sko på for at undgå elektrisk strøm, når du træder op på vægten.
5. Alle angivne data om kropssammensætning er kun vejledende og bør ikke bruges som erstatning for rådgivning fra en autoriseret sundhedsperson professionel.
6. Overbelast ikke vægten. (Maksimal kapacitet: 180 kg)
7. Undersøg vægten for skader før hver brug. Brug ikke en beskadiget vægt for at undgå unøjagtigheder eller skader.
8. Brug kun det medfølgende opladningskabel og oplader (DC 5V 0.5A, medfølger ikke) til at oplade vægten.
9. For at sikre nøjagtighed skal vægten bruges på en hård, flad og tør overflade.
10. For at undgå forstyrrelser eller fare må vægten ikke anvendes i et omgivelser i nærheden af udstyr med stærke elektromagnetiske felter.
11. For at undgå skader må du ikke stå på vægtens kanter, hoppe på eller trampe den.
12. Vægten er en delikat og præcis måleenhed. Håndter

medomhyggelig med at undgå brud.

13. Vægten er ikke vandtæt. Opbevar den tørt, og nedsenk den aldrig i vand. Brug en fugtig klud eller glasrens til at rengøre overfladen. Brug ikke sæbe eller kemiske rengøringsmidler.
14. Udsæt ikke vægten for direkte sollys, og brug den ikke i høje temperaturer. temperaturer eller ekstremt fugtige områder. Opbevar vægten et køligt og tørt sted.
15. Forsøg ikke at skille vægten ad, uanset årsag, da dette kan forårsage skade eller ugyldiggøre garantien.

Om batteriet

1. Udsæt ikke apparatet eller batteriet for høje temperaturer.
2. Vær opmærksom på risikoen for terminaler på det batteridrevne apparat eller at batteriet kortsluttes af metalgenstande.
3. Dette apparat indeholder batterier, der ikke kan udskiftes. Når batteriet er ved at være brugt op, skal apparatet udskiftes korrekt bortskaffet.
4. Batteriet må ikke skilles ad, åbnes eller rives i stykker.
5. Udsæt ikke celler eller batterier for mekaniske stød.
6. Hvis en celle lækker, må væsken ikke komme ind. kontakt med hud eller øjne. Hvis der har været kontakt, skal du skyllet det berørte område med rigelige mængder vand og søg lægehjælp råd.
7. Sekundære celler og batterier skal oplades før brug. Brug altid den korrekte oplader, og følg producentens anvisninger. instruktioner eller produktmanual for korrekte opladningsinstruktioner.
8. Lad ikke et batteri være på ladestand i længere tid, når det ikke er i brug.
9. Efter længere tids opbevaring kan det være nødvendigt at oplade og aflade cellerne eller batterierne flere gange for at opnå maksimal ydeevne.

10. ADVARSEL - Batteriet, der bruges i denne enhed, kan udgøre en risiko for brand eller kemisk forbrænding ved forkert behandling. Må ikke genoplades, skilles ad eller opvarmes til over 100 °C (212 °F).

GEM DISSE INSTRUKTIONER

HVAD ER DER I ÆSKEN

MorphoScan x1


USB-C opladningskabel x1

(kun til opladning, ikke til dataoverførsel)

Brugermanual x1


Lynguide x1

OM DIN MORPHOSCAN



8. Håndtag

9. Fodpuder



Ikoner


Ikon	Beskrivelse
	Kropsfedtprocent
	BMI
	Kropsvæskeprocent
	Skeletmuskelp procent
	Metabolisk alder
	Knoglemasseprocent
	Tynd
	Standard
	Overvægtig

Ikon	Beskrivelse
	Svært overvægtig
	 Opladning  Fuldt opladet
	Overbelastet Maksimal kapacitet: 180 kg.
	Lavt batteri Oplad vægten.
	Forkert måling Træd op på vægten og mål igen.
st lb kg	Enheder Skiftede via appen.

INITIALISERING/NULSTILUSTILLING AF DIN MORPHOSCAN


1. Tryk på nulstillingsknappen eller tilslut vægten til en stikkontakt før første brug. strømkilden ved hjælp af det medfølgende opladningskabel og oplader (medfølger ikke) for at initialisere vægten.
2. For at nulstille vægten skal du trykke på nulstillingsknappen.

Bemærk: Når du har nulstillet vægten, må du kun træde på den for at måle. når "000" eller "00" vises.



USB-C-opladningsport

OPLADNING AF DIN MORPHOSCAN



INSTALLATION AF APPEN OG PARRING

1. Download RENPHO Health-appen Scan QR-koden nedenfor, eller søg efter "RENPHO Health" App Store eller Google Play for at downloade appen.

Systemkrav: iOS 12.0 eller nyere, Android 7.0 eller nyere



Bemærk: På grund af løbende opdateringer og forbedringer er "RENPHO Sundhed"-appen kan se en smule anderledes ud.

2. Log ind / Tilmeld dig

- a. Log direkte ind med en eksisterende RENPHO App-konto.
- b. Hvis du ikke har en RENPHO App-konto, skal du trykke på "Tilmeld dig" ved hjælp af din e-mailadresse og udfyld de personlige oplysninger; dette trin er nødvendigt for at beregne dine helbreds målinger nøjagtigt.

Bemærk: Du kan også logge ind ved hjælp af gæstetilstand,

hvis du ikke ønsker det. registrer dig. Dine måledata gemmes dog ikke, hvis du logger ind på en anden enhed.

3. Par skalaen


Før parring skal du aktivere den trådløse forbindelse på din smartphone.

- Åbn RENPHO Health-appen, placer vægten på et hårdt og fladt underlagsoverfladen, og træd op på den med bare og tørre fødder.
- Tryk på "+" i øverste højre hjørne af "Hjem"-siden, og vælg din kropskompositionsvægt fra enhedslisten.
- Følg instruktionerne i appen for at fuldføre parringen.

BRUG AF DIN MORPHOSCAN

* Opret din korrekte brugerprofil i RENPHO Health-appen før du tager din første måling. Dette sikrer, at dine målinger registreres præcist og er knyttet til din profil.




- Placer vægten på en flad, hård overflade, og træd op på vægtenselektroderne med bare, tørre fødder. Sørg for, at der er plads mellem dine knæ og lår.



2. Grib fat i håndtaget med tommelfingrene på tommelfingerelektroderne, og de andre fingre på firefingerlektroderne.



3. Løft og hold håndtaget i korrekt niveau med dine arme naturligt hængt, let bøjet og væk fra din krop og mave. Stå oprejst, hold dig stille, og vent på, at din(e) endelige måling(er) vises på vægtens display.



4. Efter måling trækkes der forsigtigt i håndtaget (sørg for, at forlængerens er ikke mere end 30 cm) og sæt den forsigtigt tilbage på skalaen. Vægten sender dataene til appen. Åbn appen for at synkronisere og se dine detaljerede målinger, spore dine fremskridt og adgang til yderligere funktioner og indsigt.

FEJLFINDINGSVEJLEDNING

1. Jeg kan få mine data om vægt, kropsfedt og BMI fra vægtensdisplay, men min familie eller venner mislykkedes.- Din familie eller dine venner skal udfylde deres profiloplysninger på din app ved at trykke på "Tilføj bruger" på siden "Konto" eller logge ind på RENPHO Health-appen med deres egen konto.
2. Vægten kan ikke registrere kropsfedt og/eller andre data.
 - a. Sørg for, at dine fødder er tørre og bare.
 - b. Stå stille på vægten i cirka 10 sekunder for at afsluttemåleprocessen. Hvis det stadig ikke er muligt, så prøv at påføre lidt fugtighedscreme på dine fødder og mål igen eller bed en anden person om at prøve de 2 trin som nævnt ovenfor, pas på ikke at glide på vægtenplatform.
3. Vægten fungerer ikke korrekt, eller jeg får unøjagtige målinger. Tryk på nulstillingsknappen for at nulstille vægten.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produktnavn: Kropskompositionsvægt

Model: R-MS01

Maksimal kapacitet: 180 kg

Opdeling: 0,2 lb / 0,05 kg

Dimensioner: 12,2 x 13,6 x 2 tommer / 310 x 346 x 52 mm

Batterikapacitet: 500mAh 1,85wh

Indgang: 5V  0,5A

Nominel effekt: 2,5 W

GARANTIPOLITIKK

Dit køb af RENPHO-produkter er dækket af en begrænset producentgaranti på to år fra leveringsdatoen.

For garantivilkår, besøg venligst:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Bemærk: Produktregistrering er ikke påkrævet for garantien. Hvis du vælger ikke at registrere dit produkt, vil det ikke forringe produktgarantien.

KUNDESERVICE

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller bekymringer. RENPHOs kundeserviceteam garanterer hurtig respons og problemfri løsninger på ethvert problem, du måtte have i din virksomhed timer.

☎ TLF: 1(844) 417-0149 (USA og Canada)
Mandag-fredag 9:00-16:30
1800MY RENPHO (1800 69 7367) (KUN AUSTRALIEN)
Mandag-fredag 9:00-18:00 (AEST)
+44(0)7434-666088 (KUN i Storbritannien)
Mandag-fredag 9:00-17:00 (GMT)
+49 40 23969285 (KUN DE)
Mandag-fredag 9:00-18:00 (CET)
23388392(KUN HK)

✉ E-mail: support@renpho.com (USA og Canada)
support-au@renpho.com (AU)
support-hk@renpho.com (HK)
support-eu@renpho.com (Storbritannien og EU)

*Vedrørende defekte produkter eller returnering af varer, bedes du kontakte os med dit ordrenummer inden for den angivne garantiperiode. MÅ IKKE Bortskaf alle produktdele, da de måtte være nødvendige til inspektion/reparation.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ.

1. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset), joilla on alentuneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt, taikokemuksen ja tiedon puutteesta kärsiviä, ellei heitä ole valvottu tai opastettu laitteen käytössä heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö.
2. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he leikilaite.
3. Vaaka on tarkoitettu vain kotikäyttöön eikä lääketieteelliseen tai kaupallisiin tarkoituksiin. Sitä ei tule käyttää sairauden, häiriön tai epänormaalin fyysisen tilan diagnosointiin.
4. Alle 8-vuotiailla lapsilla tai raskaana olevilla henkilöillä on osteoporoosi, sydämentahdistin, tekonivelet, kannettava EKG tai muumetalli-implanttien kanssa tulisi käyttää vaakaa vain punnitustarkoituksiin ja varmistaa, että käytät kenkiä sähköiskun välttämiseksi, kunastuessa vaa'alle.
5. Kaikki annetut kehonkoostumustiedot ovat viitteellisiä, eikä niitä tule käyttää laillistetun terveydenhuollon ammattilaisen neuvojen korvikkeena ammattilainen.
6. Älä ylikuormita vaakaa. (Suurin kapasiteetti: 400 lb / 180 kg)
7. Tarkista vaaka mahdollisten vaurioiden varalta ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytävaurioitunutta vaakaa epätarkkuuden tai loukkaantumisen välttämiseksi.
8. Käytä vaa'an lataamiseen ainoastaan mukana toimitettua latauskaapelia ja laturia (DC 5V 0.5A, eivät sisälly toimitukseen).
9. Tarkkuuden varmistamiseksi käytä vaakaa kovalla, tasaisella ja kuivalla alustalla.
10. Häiriöiden tai vaaran välttämiseksi älä käytä vaakaa ympäristössä voimakkaiden sähkömagneettisten kenttien lähellä olevien laitteiden lähellä.
11. Vammojen välttämiseksi älä seiso vaa'an reunoilla, hyppää sen päälle tai talloa sitä.

12. Vaaka on herkkä ja tarkka mittaustilaite. Käsittele sitävaro rikkoutumista.
13. Vaaka ei ole vedenpitävä. Pidä se kuivana äläkä koskaan upota sitä veteen. vedellä. Puhdista pinta kostealla liinalla tai lasinpuhdistusaineella. Älä käytä saippuaa tai kemiallisia puhdistusaineita.
14. Älä altista vaakaa suoralle auringonvalolle äläkä käytä sitä korkeissa lämpötiloissa. lämpötiloissa tai erittäin kosteissa tiloissa. Säilytä vaakaa viileässä ja kuivassa paikassa.
15. Älä yritä purkaa vaakaa mistään syystä, sillä se voi aiheuttaa vahinkoja tai mitätöidä takuun.

Tietoja akusta

1. Älä altista laitetta tai akkua liian korkeille lämpötiloille.
2. Ole tietoinen paristokäyttöisen laitteen napoihin liittyvistä vaaroistatai akun oikosulku metalliesineiden vuoksi.
3. Tämä laite sisältää paristoja, joita ei voi vaihtaa. Kun pariston käyttöikä on lopussa, laite on hävitettävä asianmukaisesti hävitetty.
4. Älä pura, avaa tai silppua akkua.
5. Älä altista kennoja tai akkuja mekaanisille iskuille.
6. Jos kenno vuotaa, älä päästä nestettä sisään kosketusta ihoon tai silmiin. Jos ainetta on joutunut silmiin, pesehuuhtele vaurioitunut alue runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon neuvoja.
7. Toissijaiset kennot ja akut on ladattava ennen käyttöä. Käytä aina oikeaa laturia ja noudata valmistajan ohjeita. Katso latausohjeet ohjeista tai tuotteen käyttöoppaasta.
8. Älä jätä akkua latautumaan pitkäksi aikaa, kun sitä ei käytetä.
9. Pitkäaikaisen säilytyksen jälkeen voi olla tarpeen ladataja pura kennojen tai akkujen varaus useita kertoja saadaksesi maksimaalinen suorituskyky.
10. VAROITUS - Tässä laitteessa käytetty akku voi aiheuttaa

loukkaantumisvaaran tulipalo tai kemiallinen palovamma, jos sitä käsitellään väärin. Älä lataa uudelleen, pura tai kuumenna yli 100 °C:n (212 °F) lämpötilaan.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ


MorphoScan x1

USB-C-latauskaapeli x1 (Vain lataamiseen, ei tiedonsiirtoon)


Käyttöopas x1

Pikaopas x1

TIETOA MORFOSCAANISTASI



8. Kahva



9. Jalkatapit


Kuvakkeet

Kuvake	Kuvaus
	Kehon rasvaprosentti
	Painoindeksi
	Kehon nesteprosentti
	Luustolihasen prosenttiosuus
	Aineenvaihdunta-ikä
	Luumassan prosenttiosuus
	Ohut
	Standardi
	Ylipainoinen


Kuvake	Kuvaus
	Vakavasti ylipainoinen
	 Lataus  Täyteen ladattu
	Ylikuormitettu Suurin kapasiteetti: 180 kg.
	Akun varaustaso heikko Lataa vaaka.
	Väärä mittaus Astu vaa'alle ja mittaa uudelleen.
	Yksiköt Vaihdettu sovelluksen kautta.

MORPHOSCANIN ALUSTUS/NOLLAUS

- Ennen ensimmäistä käyttökertaa paina nollauspainiketta tai kytke vaaka pistorasiaan. virtalähteeseen mukana toimitetulla latauskaapelilla ja laturilla (eivät sisälly toimitukseen) vaa'an alustamiseksi.
 - Nollaa vaaka painamalla nollauspainiketta.
- Huomautus: Kun olet nollannut vaa'an, astu sille vain mittausta varten.kun näytössä näkyy "000" tai "00".



MORPHOSCANIN LATAAMINEN



SOVELLUKSEN ASENTAMINEN JA PARILLISUUDEN MUODOSTAMINEN

1. Lataa RENPHO Health -sovellus

Skannaa alla oleva QR-koodi tai hae "RENPHO Health" -palvelusta.App Store tai Google Play ladataksesi sovelluksen. Järjestelmävaatimukset: iOS 12.0 tai uudempi, Android 7.0 tai uudempi



Huomautus: Jatkuvien päivitysten ja parannusten vuoksi "RENPHO" Terveys-sovellus saattaa näyttää hieman erilaiselta.

2. Kirjaudu sisään / Rekisteröidy

a. Kirjaudu sisään suoraan olemassa olevalla RENPHO-sovellustilillä.

- b. Jos sinulla ei ole RENPHO-sovellustiliä, napauta ”Rekisteröidy” käyttämällä sähköpostiosoitteesi ja täyttyä henkilötietosi; tämä vaihe on välttämätön terveystietosi tarkkaa laskemista varten.

Huomautus: Voit kirjautua sisään myös vierastilassa, jos et halua rekisteröityä. Mittaustietojasi ei kuitenkaan tallenneta, jos kirjaudut sisään toisella laitteella.

3. Yhdistä vaaka



Ennen pariliitoksen muodostamista ota langaton yhteys käyttöön laitteessasi.älypuhelin.

- Avaa RENPHO Health -sovellus, aseta vaaka kovalle ja tasaiselle alustallepinnalle ja astu sille paljain ja kuivin jaloin.
- Napauta ”+”-merkkiä ”Koti”-sivun oikeassa yläkulmassa ja valitse kehonkoostumusvaa'asi laiteluettelosta.
- Viimeistele pariliitos noudattamalla sovelluksen ohjeita.

MORPHOSCANIN KÄYTTÖ

* Luo oikea käyttäjäprofiilisi RENPHO Health -sovelluksessa ennenensimmäisen mittauksesi ottaminen. Tämä varmistaa, että mittauksesi tallennetaan tarkasti ja liitetään profiiliisi.

1. Aseta vaaka tasaiselle ja kovalle alustalle ja astu vaa'an päälle.elektrodit paljain, kuivin jaloin. Varmista, että polvien ja reisien väliin jää tilaa.








2. Tartu kahvaan peukaloillasi peukaloelektrodien kohdalla jamaut sormet nelisormielektrodeilla.



3. Nosta kahvaa ja pidä sitä oikealla tasolla käsilläsi luonnollisesti roikkuen, hieman kumarassa ja poispäin kehostasi ja vatsastasi. Seiso suorassa, pysy paikallasi ja odota, kunnes lopullinen mittaustulos näkyy vaa'an näytössä.



4. Mittaamisen jälkeen vedä kahvasta hieman (varmista, että jatke on enintään 30 cm) ja aseta se varovasti takaisin vaa'alle. Vaaka lähettää tiedot sovellukseen. Avaa sovellus synkronoidaksesi ja tarkastellaksesi yksityiskohtaisia mittauksiasi, seurataksesi edistymistäsi ja käyttää lisäominaisuuksia ja -tietoja.

VIANETSINTÄOPAS

1. Voin saada painoni, kehon rasvaprosenttini ja painoindeksini vaa'altanäyttö, mutta perheeni tai ystäväni epäonnistuivat. Perheesi tai ystäväsi on täytettävä profiilitietonsa sovellukseesi napauttamalla ”Lisää käyttäjä” ”Tili”-sivulla tai kirjautumalla RENPHO Health -sovellukseen omalla tilillään.
2. Vaaka ei pysty havaitsemaan kehon rasvaprosenttia ja/tai muita tietoja.
 - a. Varmista, että jalkasi ovat kuivat ja paljaat.
 - b. Seiso paikallasi vaa'alla noin 10 sekuntia lopettaaksesi mittausprosessi.

Jos sitä ei vielääkään ole saatavilla, kokeile levittää hieman kosteusvoidetta jaloillesi ja mittaa uudelleen tai pyydä toista henkilöä kokeilemaan näitä kahta vaihetta edellä mainitun mukaisesti, ole varovainen, ettet liukastu punnituksen aikanaalusta.
3. Vaaka toimii virheellisesti tai saan epätarkkoja mittaustuloksia. Nollaa vaaka painamalla nollauspainiketta.

TEKNISET TIEDOT

Tuotteen nimi: Kehonkoostumusvaaka

Malli: R-MSC01

Maksimikapasiteetti: 180 kg

Jako: 0,2 paunaa / 0,05 kg

Mitat: 12,2 x 13,6 x 2 tuumaa / 310 x 346 x 52 mm

Akun kapasiteetti: 500mAh 1,85wh

Tulo: 5V  0.5A

Nimellisteho: 2,5 W

TAKUUEHTO

RENPHO-tuotteesi ostoksella on kahden vuoden takuu.ra-joitettu valmistajan takuu toimituspäivästä lukien.

Takuuehdot löytyvät osoitteesta:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Huomautus: Tuotteen rekisteröinti ei ole takuun edellytys.

Vaikka et rekisteröisi tuotettasi, se ei vähennätuotteen takuu.

ASIAKASPALVELU

Ota rohkeasti yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita. RENPHO:n asiakaspalvelutiimi takaa nopean reagoinnin ja vaivattoman ratkaisun kaikkiin liiketoimintaasi liittyviin ongelmiin tuntia.

 PUH: 1(844) 417-0149 (Yhdysvallat ja Kanada)
Maanantai–perjantai klo 9.00–16.30
1800MY RENPHO (1800 69 7367) (VAIN AUSTRALIA)
Maanantai–perjantai klo 9.00–18.00 (AEST)
+44(0)7434-666088 (VAIN ISO-BRITANNIASSA)
Maanantai–perjantai klo 9.00–17.00 (GMT)
+49 40 23969285 ((VAIN SA)
Maanantai–perjantai klo 9.00–18.00 (CET)
23388392(VAIN HK)

 Sähköposti: support@renpho.com (Yhdysvallat ja Kanada)
support-au@renpho.com (Australia)
support-hk@renpho.com (HK)
support-eu@renpho.com (Iso-Britannia ja EU)

*Viallisten tuotteiden tai palautuksen yhteydessä ota meihin yhteyttä tilausnumerosi kanssa määritetyn takuuajan sisällä. ÄLÄ hävitä kaikki tuotteen osat, koska niitä saatetaan tarvita tarkastuksessa/korjaus.

MIKILVÆGAR ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

LESID ALLAR LEIÐBEININGAR VANDLEGA FYRIR NOTKUN.

1. Þetta tæki er ekki ætlað til notkunar af einstaklingum (þar á meðal börn) með skerta líkamlega, skynjunar- eða andlega getu, eðaskorts á reynslu og þekkingu, nema þeir hafi fengið eftirlit eða leiðbeiningar varðandi notkun tækisins af aðila sem sérhæfir sig í notkun sá sem ber ábyrgð á öryggi þeirra.
2. Börn ættu að vera undir eftirliti til að tryggja að þau leiki sér ekki meðtækið.
3. Vogin er eingöngu til heimilisnota og ekki til lækninga eða í viðskiptalegum tilgangi. Það ætti ekki að nota það til að greina sjúkdóma, röskun eða óeðlilegt líkamlegt ástand.
4. Börn yngri en 8 ára eða einstaklingar sem eru barnshafandi, hafa beinþynningu, gangráð, gerviliðir, færanlegt hjartalínu-rit eða annað Málmígræðslur ættu aðeins að nota vogina til vigtar. og vertu viss um að vera í skóm til að koma í veg fyrir rafstraum þegar að stíga upp á vigtina.
5. Allar upplýsingar um líkamssamsetningu eru eingöngu til viðmiðunar og ættu ekki að veravera notað í stað ráðgjafar frá viðurkenndum heilbrigðisstarfsmanni fagmannlegur.
6. Ekki ofhlaða vogina. (Hámarksburðargeta: 400 lb / 180 kg)
7. Skoðið vogina fyrir hverja notkun og gætið þess að hún sé skemmd. Notið ekkiskemmda vog til að koma í veg fyrir ónákvæmni eða meiðsli.
8. Notið eingöngu meðfylgjandi hleðslusnúru og hleðslutæki (DC 5V 0.5A, fylgir ekki) til að hlaða vogina.
9. Til að tryggja nákvæmni skal nota vogina á hörðu, sléttu og þurru yfirborði.
10. Til að forðast truflanir eða hættu skal ekki nota vogina í umhverfi nálægt búnaði með sterkum rafsegulsviðum.
11. Til að koma í veg fyrir meiðsli skal ekki standa á brúnum vigtarinnar, hoppa á hana eða trampa það.
12. Vogin er fínlegt og nákvæmt mælitæki. Meðhöndlið meðgæta þess að forðast brot.

13. Vogin er ekki vatnsheld. Geymið hana þurra og setjið hana aldrei í vatn. Notið rakan klút eða glerhreinsiefni til að þrifa yfirborðið. Notið ekki sápu eða efnahreinsiefni.
14. Ekki láta vogina verða fyrir beinu sólarljósi eða nota hana í miklum hita. hitastig eða mjög rakt svæði. Geymið vogina á köldum og þurrum stað.
15. Reynið ekki að taka vogina í sundur af neinum ástæðum, þar sem það getur valdið skemmdum eða ógilt ábyrgðina.

Um rafhlöðuna

1. Ekki láta tækið eða rafhlöðuna verða fyrir miklum hita.
2. Verið meðvituð um hættuna sem fylgir skautum rafhlöðutækisins.eða rafhlaðan verður fyrir skammhlaupi vegna málmhluta.
3. Þetta tæki inniheldur rafhlöður sem ekki er hægt að skipta út. Þegar rafhlaðan er orðin tæmd skal tækið vera rétt endurnýtt fargað.
4. Ekki taka rafhlöðuna í sundur, opna hana eða rífa hana í sundur.
5. Ekki láta rafhlöður eða frumur verða fyrir vélrænum höggum.
6. Ef leki kemur upp úr rafhlöðunni, leyfið henni ekki að komast inn. snertingu við húð eða augu. Ef snerting hefur átt sér stað, skoliðSóttt svæði með miklu vatni og leitið lækni ráðgjöf.
7. Hlaða þarf auka rafhlöður og hleðslurafhlöður fyrir notkun. Notið alltaf rétt hleðslutæki og vísið til leiðbeininga framleiðanda. leiðbeiningarnar eða handbók vörunnar til að fá réttar leiðbeiningar um hleðslu.
8. Ekki skilja rafhlöðu eftir í langvarandi hleðslu þegar hún er ekki í notkun.
9. Eftir langvarandi geymslutíma gæti verið nauðsynlegt að hlaðaog tæma frumurnar eða rafhlöðurnar nokkrum sinnum til að fá hámarksafköst.

10. VARÚÐ - Rafhlaðan sem notuð er í þessu tæki getur valdið hættu á Eldsvoða eða efnabruna ef rangt er farið með það. Ekki endurhlaða, taka í sundur, hita yfir 100°C (212°F).

GEYMIÐ ÞESSAR LEIÐBEININGAR

HVAÐ ER Í KASSANUM


MorphoScan x1

USB-C hleðslusnúra x1 (eingöngu til hleðslu, ekki til gagnaflutnings)


Notendahandbók x1

Fljótleg leiðarvísir x1

UM MORPHOSCAN ÞÍNA



8. Handfang



9. Fótpúðar


Táknmyndir

Táknmynd	Lýsing
	Hlutfall líkamsfitu
	líkamspyngdarstuðull (BMI)
	Vatnshlutfall líkamans
	Hlutfall beinagrindarvöðva
	Efnaskiptaaldur
	Hlutfall beinmassa
	Þunn
	Staðall
	Of þung

Táknmynd	Lýsing
	Alvarlega of þung
	 Hleðsla  Fullhlaðið
	Ofhlaðið Hámarksburðargeta: 400 pund / 180 kg.
	Lítill rafhlaða Hleðdu vogina.
	Rangar mælingar Stígðu á vigtina og mældu aftur.
st lb kg	Einingar Skipti í gegnum appið.


AÐ FRUMSTÖÐVA/ENDURSTILLA MORPHOSCAN

1. Áður en vogin er notuð í fyrsta skipti skal ýta á endurstillingarhnappinn eða tengja hana við rafmagn. aflgjafa með því að nota meðfylgjandi hleðslusnúru og hleðslutæki (ekki innifalið) til að frumstillva vogina.
2. Til að endurstilla vogina, ýttu á endurstillingarhnappinn. Athugið: Eftir að kvarðinn hefur verið endurstílltur skal stíga á hann eingöngu til mælinga. Þegar „000“ eða „00“ birtist.



USB-C hleðslutengi

AÐ HLÆÐA MORPHOSCAN TÆKIÐ ÞITT



UPPSETTING APPSINS OG PARUN

1. Sæktu RENPHO heilsuforritið

Skannaðu QR kóðann hér að neðan eða leitaðu að „RENPHO Health“ App Store eða Google Play til að sækja appið.

Kerfiskröfur: iOS 12.0 eða nýrri, Android 7.0 eða nýrri



Athugið: Vegna stöðugra uppfærslna og úrbóta er „RENPHO„Heilsa“ appið gæti litið aðeins öðruvísi út.

2. Innskráning / Skráning

- Skráðu þig inn beint með núverandi RENPHO app aðgangi.
- Ef þú ert ekki með neinn RENPHO app reikning, smelltu á „Skrá þig“ með því að nota netfangið þitt og fylltu út persónuupplýsingar; þetta skref er nauðsynlegt til að reikna út heilsufarsmælingar þínar nákvæmlega.

Athugið: Þú getur einnig skráð þig inn með gestastillingu ef þú vilt ekki gera það. skrá. Hins vegar verða mælingagögnin þín ekki vistuð ef þú skráir þau inn á öðru tæki.


3. Paraðu kvarðann

Áður en þú parar tækið saman skaltu virkja þráðlausa tengingu á tækinu þínu.snjallsími.

- Opnaðu RENPHO heilsuappið, settu vogina á hart og flatt undirlag yfirborðið og stígðu á það berum og þurrum fótum.
- Ýttu á „+“ efst í hægra horninu á „Heimasíðunni“ og veldu líkamssamsetningarvogina þína af tækjalistanum.
- Fylgdu leiðbeiningunum í forritinu til að ljúka pöruninni.

AÐ NOTA MORPHOSCAN-SJÓÐSKIPTIÐ ÞITT

- * Búðu til rétta notandasniðið þitt í RENPHO Health appinu áður en þúað taka fyrstu mælinguna þína. Þetta tryggir að mælingarnar þínar séu nákvæmlega skráðar og tengdar prófílum þínum.
- Setjið vogina á slétt, hart yfirborð og stígið á hana. Rafskautin eru notuð með berum, þurrum fótum. Gakktu úr skugga um að það sé bil á milli hnjáa og læri.









2. Gríptu handfangið með þumalfingrunum á þumalrafskautunum oghina fingurna á fjögurra fingra rafskautunum.



3. Lyftu handfanginu og haltu því í rétta hæð með höndunum náttúrulega, hengdur, örllítið beygður og frá líkama þínum og kvið. Stattu uppréttur, vertu kyrr og bíddu eftir að lokamælingin(ar) birtist á skjá vogarinnar.



4. Eftir mælingu, togaðu varlega í handfangið (gættu þess að framlengingin sé ekki meira en 30 cm) og settu það varlega aftur á kvarðann. Vogin mun senda gögnin í appið.

Opnaðu appið til að samstillja og skoða nákvæmar mælingar, fylgjast með framvindu þinni og aðgang að viðbótareiginleikum og innsýn.

ÚRLEIÐARLEIÐBEININGAR

1. Ég get fengið gögn um þyngd, líkamssfitu og líkamspýngdarstuðul (BMI) af voginni.sýna, en fjölskylda mín eða vinir brugðust. Fjölskylda þín eða vinir verða að fylla út upplýsingar um prófílinn sinn á appið þitt með því að smella á „Bæta við notanda“ á síðunni „Reikningur“ eða skrá þig inn í RENPHO Health appið með eigin aðgangi.
2. Vigin getur ekki greint líkamssfitu og/eða aðrar upplýsingar.
 - a. Gakktu úr skugga um að fætarnir séu þurrir og berir.
 - b. Stattu kyrr á vigtinni í um 10 sekúndur til að kláramæliferlið. Ef það er enn ekki tiltækt, reyndu þá að bera smá rakakrem á fæturnaog mæla aftur eða biðja annan að prófa skrefin tvö sem getið er hér að ofan, vinsamlegast gætið þess að renna ekki á vigtuninnipallur.
3. Vigin bilar eða ég fæ ónákvæmar mælingar.Ýttu á endurstillingarhnappinn til að endurstilla vogina.

TÆKNIFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

Vöruheiti: Líkamssamsetningarvog

Gerð: R-MS01

Hámarksburðargeta: 400 pund / 180 kg

Deild: 0,2 pund / 0,05 kg

Stærð: 12,2 x 13,6 x 2 tommur / 310 x 346 x 52 mm

Rafhlöðuafkastageta: 500mAh 1,85wh

Inntak: 5V  0,5A

Afl: 2,5W

ÁBYRGÐARSTEFNA

Kaup þín á RENPHO vöru eru tryggð með tveggja ára ábyrgð.takmörkuð ábyrgð framleiðanda frá afhendingardegi.

Fyrir ábyrgðarskilmála, vinsamlegast farðu á:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Athugið: Skráning vöru er ekki nauðsynleg til að tryggja ábyrgðina. Ef þú velur að skrá ekki vöruna þína, mun það ekki draga úrábyrgð á vöru.

Þjónusta við viðskiptavinum

Hafðu samband við okkur ef þú hefur einhverjar spurningar eða áhyggjur.Þjónustuver RENPHO tryggir skjót viðbrögð og vandræðalausar lausnir á öllum vandamálum sem þú kannt að hafa innan fyrirtækisins klukkustundir.



SÍMI: 1(844) 417-0149 (Bandaríkin og Kanada)

Mánudaga til föstudaga kl. 9:00-16:30

1800MY RENPHO (1800 69 7367) (AÐEINS Ástralía)

Mánudaga til föstudaga kl. 9:00 til 18:00 (AEST)

+44(0)7434-666088 (AÐEINS Í BRETLANDI)

Mánudaga til föstudaga kl. 9:00 - 17:00 (GMT)

+49 40 23969285 (AÐEINS Í Þýskalandi)

Mánudaga til föstudaga kl. 9:00 - 18:00 (CET)

23388392(AÐEINS HK)



Netfang: support@renpho.com (Bandaríkin og Kanada)

support-au@renpho.com (Ástralía)

support-hk@renpho.com (HK)

support-eu@renpho.com (Bretland og ESB)

*Ef um gallaða vöru er að ræða eða ef vörur eru skilaðar, vinsamlegast hafið samband við okkur með pöntunarnúmerinu ykkar innan tilgreinds ábyrgðartímabils. EKKI fargið öllum hlutum vörunnar þar sem þeirra kann að vera þörf vegna skoðunar/viðgerð

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

LES ALLE INSTRUKSJONENE NØYE FØR BRUK.

1. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, ellermangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en personen som er ansvarlig for deres sikkerhet.
2. Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
3. Vekten er kun til husholdningsbruk og ikke til medisinsk eller kommersielle formål. Den skal ikke brukes til å diagnostisere sykdom, lidelse eller unormal fysisk tilstand.
4. Barn under 8 år eller personer som er gravide, har osteoporose, pacemaker, kunstige ledd, bærbart EKG eller andre Metallimplantater skal kun bruke vekten til veiing. og sørg for å bruke sko for å unngå elektrisk strøm nårå gå opp på vekten.
5. Alle oppgitte data om kroppssammensetning er kun for referanse og skal ikke brukes som erstatning for råd fra en autorisert helsepersonell profesjonell.
6. Ikke overbelast vekten. (Maksimal kapasitet: 180 kg)
7. Kontroller vekten for skader før hver bruk. Ikke bruk enskadet vekt for å unngå unøyaktighet eller skade.
8. Bruk kun den medfølgende ladekabelen og laderen (DC 5V 0.5A, ikke inkludert) til å lade vekten.
9. For å sikre nøyaktighet, bruk vekten på en hard, flat og tørr overflate.
10. For å unngå forstyrrelser eller fare, må du ikke bruke vekten i et miljø i nærheten av utstyr med sterke elektromagnetiske felt.
11. For å unngå skader, ikke stå på kantene av vekten, hopp på eller trampe den.
12. Vekten er en delikat og presis måleenhet. Håndter

medvær forsiktig for å unngå brudd.

13. Vekten er ikke vanntett. Oppbevar den tørt og aldri senk den ned i vann. Bruk en fuktig klut eller glassrens for å rengjøre overflaten. Ikke bruk såpe eller kjemiske rengjøringsmidler.
14. Ikke utsett vekten for direkte sollys eller bruk den i sterkt sollys. temperaturer eller ekstremt fuktige områder. Oppbevar vekten på et kjølig og tørt sted.
15. Ikke forsøk å demontere vekten uansett årsak, da dette kan forårsake skade eller ugyldiggjøre garantien.

Om batteriet

1. Ikke utsett apparatet eller batteriet for høye temperaturer.
2. Vær oppmerksom på risikoen for terminaler på det batteridrevne apparateteller at batteriet kortsluttes av metallgjenstander.
3. Dette apparatet inneholder batterier som ikke kan byttes ut. Når batteriet er utbrukt, skal apparatet settes inn på riktig måte avhendet.
4. Ikke demonter, åpne eller makuler batteriet.
5. Ikke utsett celler eller batterier for mekaniske støt.
6. Hvis en celle lekker, må du ikke la væsken komme inn kontakt med hud eller øyne. Hvis det har vært kontakt, vaskdet berørte området med rikelig med vann og oppsøk lege råd.
7. Sekundærceller og batterier må lades før bruk. Bruk alltid riktig lader og se produsentens instruksjoner. instruksjonene eller produkthåndboken for riktige ladeinstruksjoner.
8. Ikke la et batteri lades over lengre tid når det ikke er i bruk.
9. Etter lengre tids lagring kan det være nødvendig å lade oppog utlad cellene eller batteriene flere ganger for å oppnå maksimal ytelse.
10. FORSIKTIG – Batteriet som brukes i denne enheten kan

utgjøre en risiko for brann eller kjemisk etseskade ved feilbehandling. Ikke lad opp, demonter eller varm opp over 100 °C (212 °F).

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

HVA ER I ESKEN


MorphoScan x1

USB-C ladekabel x1 (kun for lading, ikke for dataoverføring)

Brukerhåndbok x1


Hurtigguide x1

OM DIN MORPHOSCAN



8. Håndtak

9. Fotputer




Ikoner

Ikoner	Beskrivelse
	Kroppsfettprosent
	BMI
	Kroppsvannprosent
	Skjelettmuskelprosent
	Metabolsk alder
	Benmasseprosent
	Tynn
	Standard
	Overvekt


Ikoner	Beskrivelse
	Sterkt overvektig
	 Lading  Fullt ladet
Err	Overbelastet Maksimal kapasitet: 180 kg.
Lo	Lavt batteri Lad vekten.
[	Feil måling Gå på vekten og mål igjen.
st lb kg	Enheter Byttet via appen.

INITIALISERING/TILBAKESTILLING AV MORPHOSCAN-EN

1. Før første gangs bruk, trykk på tilbakestillingsknappen eller koble vekten til en strømkilden ved hjelp av den medfølgende ladekabelen og laderen (ikke inkludert) for å initialisere vekten.
2. For å tilbakestille vekten, trykk på tilbakestillingsknappen.
Merk: Etter at du har tilbakestilt vekten, må du bare gå på den for å målenår «000» eller «00» vises.



LADER MORPHOSCAN-EN



INSTALLERE APPEN OG PARINGEN

1. Last ned RENPHO Health-appen

Skann QR-koden nedenfor eller søk etter «RENPHO Health» fra App Store eller Google Play for å laste ned appen.

Systemkrav: iOS 12.0 eller nyere, Android 7.0 eller nyere



Merk: På grunn av kontinuerlige oppdateringer og forbedringer, er «RENPHO«Helse»-appen kan se litt annerledes ut.

2. Logg inn / Registrer deg

- Logg inn direkte med en eksisterende RENPHO-appkonto.
- Hvis du ikke har noen RENPHO-appkonto, trykker du på «Registrer deg» med e-postadressen din og fyll ut den

personlige informasjonen. Dette trinnet er nødvendig for å beregne helsemålingene dine nøyaktig.

Merk: Du kan også logge inn med gjestemodus hvis du ikke ønsker det. registrer deg. Måledataene dine vil imidlertid ikke bli lagret hvis du logger den inn på en annen enhet.

3. Koble skalaen


Før paring, aktiver den trådløse tilkoblingen på din smarttelefon.

- Åpne RENPHO Health-appen, plasser vekten på et hardt og flatt underlagsoverflaten, og gå opp på den med bare og tørre føtter.
- Trykk på «+» øverst til høyre på «Hjem»-siden og velg kroppssammensetningsvekten din fra enhetslisten.
- Følg instruksjonene i appen for å fullføre paringen.

BRUK AV MORPHOSCAN-EN

* Opprett din riktige brukerprofil i RENPHO Health-appen før tar din første måling. Dette sikrer at målingene dine registreres nøyaktig og er knyttet til profilen din.

- Plasser vekten på en flat, hard overflate og stå på vektenselektroden med bare, tørre føtter. Sørg for at det er plass mellom knærne og lårene.








2. Grip håndtaket med tomlene på tommelelektroden og de andre fingrene på firefingererelektroden.



3. Løft og hold håndtaket til riktig nivå med armene dine naturlig hengt, lett bøyd og vekk fra kroppen og magen. Stå oppreist, hold deg stille og vent på at den/de endelige målingen(e) skal vises på vektens display.



4. Etter måling, trekk forsiktig i håndtaket (sørg for at forlengelsen er ikke mer enn 30 cm) og sett den forsiktig

tilbake på skalaen. Vekten vil overføre dataene til appen. Åpne appen for å synkronisere og se detaljerte målinger, spore fremgangen din og få tilgang til tilleggsfunksjoner og innsikt.

FEILSØKINGSVEILEDNING

1. Jeg kan få data om vekt, kroppsfett og BMI fra vektenskjermen, men familien eller vennene mine mislyktes. Familien eller vennene dine må fylle ut profilinformasjonen sin på appen din ved å trykke på «Legg til bruker» på «Konto»-siden eller logge inn på RENPHO Health-appen med sin egen konto.
2. Vekten kan ikke registrere kroppsfett og/eller andre data.
 - a. Sørg for at føttene dine er tørre og bare.
 - b. Stå og hold deg stille på vekten i omtrent 10 sekunder for å fullføre måleprosessen.

Hvis det fortsatt ikke er mulig, kan du prøve å påføre litt fuktighetskrem på føttene.og mål igjen, eller be en annen person om å prøve de to trinnene nevnt ovenfor, vær forsiktig så du ikke sklir på vektenplattform.
3. Vekten fungerer ikke som den skal, eller jeg får unøyaktige målinger. Trykk på tilbakestillingsknappen for å tilbakestille vekten.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Produktnavn: Kroppskomposisjonsvekt

Modell: R-MSC01

Maksimal kapasitet: 400 lb / 180 kg

Inndeling: 0,2 lb / 0,05 kg

Dimensjon: 12,2 x 13,6 x 2 tommer / 310 x 346 x 52 mm

Batterikapasitet: 500 mAh 1,85 wh

Inngang: 5V  0,5A

Nominell effekt: 2,5 W

GARANTIPOLICY

Dit kjøp af RENPHO-produkter er dekket af en begrænset producentgaranti på to år fra leveringsdatoen.

For garantivilkår, besøg venligst:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Bemærk: Produktregistrering er ikke påkrævet for garantien. Hvis du vælger ikke at registrere dit produkt, vil det ikke forringe produktgarantien.

KUNDESERVICE

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller bekymringer. RENPHOs kundeserviceteam garanterer rask respons og problemfrie løsninger på ethvert problem du måtte ha i bedriften timer.



TLF: 1(844) 417-0149 (USA og Canada)
Mandag–fredag 09:00–16:30
1800MY RENPHO (1800 69 7367) (KUN
AUSTRALIA)
Mandag–fredag 09:00–18:00 (AEST)
+44(0)7434-666088 (KUN STORBRITANNIA)
Mandag–fredag 09:00–17:00 (GMT)
+49 40 23969285 (KUN DE)
Mandag–fredag 09:00–18:00 (CET)
23388392(KUN HK)



E-post: support@renpho.com (USA og Canada)
support-au@renpho.com (AU)
support-hk@renpho.com (HK)
support-eu@renpho.com (Storbritannia og EU)

*Ved defekte produkter eller retur av varer, vennligst kontakt oss med ordrenummeret ditt innen den angitte garantiperioden. IKKE kast eventuelle produktdeleer etter behov for inspeksjon/reparete.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGA FÖRE ANVÄNDNING.

1. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, ellerbristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner om användningen av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
2. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker medapparaten.
3. Vågen är endast avsedd för hushållsbruk och inte för medicinska eller kommersiella ändamål. Den bör inte användas för att diagnostisera sjukdomar, störningar eller onormala fysiska tillstånd.
4. Barn under 8 år eller personer som är gravida har benskörhet, pacemaker, ledproteser, portabelt EKG eller annatMetallimplantat bör endast använda vågen för vägningsändamål och se till att bära skor för att undvika elektrisk ström närkliver upp på vågen.
5. All information om kroppssammansättning som anges är endast för referens och bör inteanvändas som ersättning för råd från en legitimerad sjukvårdspersonal professionell.
6. Överbelasta inte vågen. (Maximal kapacitet: 180 kg)
7. Kontrollera vågen för eventuella skador före varje användning. Använd inte enskadad våg för att undvika felaktigheter eller skador.
8. Använd endast den medföljande laddningskabeln och laddaren (DC 5V 0.5A, ingår ej) för att ladda vågen.
9. För att säkerställa noggrannhet, använd vågen på en hård, plan och torr yta.
10. För att undvika störningar eller fara, använd inte vågen i en miljö nära utrustning med starka elektromagnetiska fält.
11. För att förhindra skador, stå inte på vågens kanter, hoppa inte påeller stampa den.

12. Vågen är en känslig och precis mätanordning. Hantera medvar noga med att undvika brott.
13. Vågen är inte vattentät. Förvara den torrt och sänk den aldrig ner i vatten. Använd en fuktig trasa eller glasrengöringsmedel för att rengöra ytan. Använd inte tvål eller kemiska rengöringsmedel.
14. Utsätt inte vågen för direkt solljus och använd den inte i starka temperaturer. temperaturer eller extremt fuktiga områden. Förvara vågen på en sval och torr plats.
15. Försök inte att ta isär vågen av någon anledning, eftersom detkan orsaka skador eller ogiltigförklara garantin.

Om batteriet

1. Utsätt inte apparaten eller batteriet för höga temperaturer.
2. Var medveten om risken med poler på den batteridrivna apparateneller att batteriet kortsluts av metallföremål.
3. Denna apparat innehåller batterier som inte kan bytas ut. När batteriet är förbrukat ska apparaten återställas korrekt bortskaffas.
4. Batteriet får inte demonteras, öppnas eller rivas sönder.
5. Utsätt inte celler eller batterier för mekaniska stötar.
6. Om en cell läcker, se till att vätskan inte kommer in. kontakt med hud eller ögon. Om kontakt har uppstått, sköljdet drabbade området med rikligt med vatten och sök läkarvård råd.
7. Sekundärceller och batterier måste laddas före användning. Använd alltid rätt laddare och hänvisa till tillverkarens anvisningar. instruktioner eller produktmanual för korrekta laddningsinstruktioner.
8. Lämna inte ett batteri på laddning under längre tid när det inte används.
9. Efter längre perioder av förvaring kan det vara nödvändigt att ladda och urladda cellerna eller batterierna flera gånger för att få maximal prestanda.

10. VARNING - Batteriet som används i den här enheten kan utgöra en risk för brand eller kemisk brännskada om den hanteras felaktigt. Ladda inte om, demontera inte och värm inte över 100 °C (212 °F).

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

VAD FINNS I LÅDAN


MorphoScan x1

USB-C laddningskabel x1 (Endast för laddning, inte för dataöverföring)

Användarmanual x1


Snabbguide x1

OM DIN MORPHOSCAN



8. Hantera

9. Fotdynor




Ikoner

Ikön	Beskrivning
	Kroppsfettprocent
	BMI
	Kroppsvattenprocent
	Skelettmuskelprocent
	Metabolisk ålder
	Benmassaprocent
	Tunn
	Standard
	Övervikt


Ikön	Beskrivning
	Svårt överviktig
	 Laddning  Fulladdad
	Överbelastad Maximal kapacitet: 180 kg.
	Lågt batteri Ladda vågen.
	Felaktig mätning Stig på vågen och mät igen.
st lb kg	Enheter Byttes via appen.

INITIALISERA/ÅTERSTÄLLA DIN MORPHOSCAN

1. Tryck på återställningsknappen eller anslut vågen till en eluttag före första användningen. strömkällan med den medföljande laddningskabeln och laddaren (ingår ej) för att initiera vågen.
2. För att återställa vågen, tryck på återställningsknappen.
Obs: Efter att du återställt vågen, gå endast på den för mätning när "000" eller "00" visas.



LADDNING AV DIN MORPHOSCAN



INSTALLERA APPEN OCH PARKOPPLA

1. Ladda ner RENPHO Health-appen

Skanna QR-koden nedan eller sök efter "RENPHO Health" från App Store eller Google Play för att ladda ner appen.

Systemkrav: iOS 12.0 eller senare, Android 7.0 eller senare



Obs: På grund av kontinuerliga uppdateringar och förbättringar är "RENPHO"Appen "Hälsa" kan se något annorlunda ut.

2. Logga in / Registrera dig

- Logga in direkt med ett befintligt RENPHO-appkonto.
- Om du inte har något RENPHO-appkonto trycker du på "Registrera dig" med hjälp av din e-postadress och fyll i din personliga information; detta steg krävs för att beräkna dina hälsomått korrekt.

Obs: Du kan också logga in med gästläge om du inte vill registrera dig. Dina mätdata kommer dock inte att sparas om du loggar in på en annan enhet.

3. Para ihop skalan


Innan du parar ihop den, aktivera den trådlösa anslutningen på din smartphone.

- Öppna RENPHO Health-appen, placera vågen på ett hårt och plant underlagtytan och gå upp på den med bara och torra fötter.
- Tryck på "+" i det övre högra hörnet av sidan "Hem" och välj din kroppssammansättningsvåg från enhetslistan.
- Följ instruktionerna i appen för att slutföra parkopplingen.

ANVÄNDA DIN MORPHOSCAN

* Skapa din korrekta användarprofil i RENPHO Health-appen innan du gör din första mätning. Detta säkerställer att dina mått registreras exakt och kopplas till din profil.





- Placera vågen på en plan, hård yta och stig på vågenselektrodena med bara, torra fötter. Se till att det finns utrymme mellan knä och lår.



2. Ta tag i handtaget med tummarna på tumelektroderna och de andra fingrarna på fyrfingerelektroderna.



3. Lyft och håll handtaget till rätt nivå med dina armar naturligt hängda, lätt böjda och bort från kroppen och buken. Stå upprätt, sitt stilla och vänta på att dina slutliga mätningar visas på vågens display.



4. Dra försiktigt i handtaget efter mätningen (se till att förlängningen är högst 30 cm) och lägg försiktigt tillbaka den på vågen. Vågen kommer att överföra data till appen. Öppna appen för att synkronisera och visa dina detaljerade mätningar, följa dina framsteg och få tillgång till ytterligare funktioner och insikter.

FELSÖKNINGSGUIDE

1. Jag kan få mina data om vikt, kropps fett och BMI från vågens displayen, men min familj eller mina vänner misslyckades. Din familj eller dina vänner måste fylla i sin profilinformation på din app genom att trycka på "Lägg till användare" på sidan "Konto" eller logga in på RENPHO Health-appen med sitt eget konto.
2. Vågen kan inte detektera kropps fett och/eller andra data.
 - a. Se till att dina fötter är torra och bara.
 - b. Stå stilla på vågen i cirka 10 sekunder för att avslutamätprocessen. Om det fortfarande inte finns tillgängligt, försök att applicera lite fuktighetskräm på fötterna och mät igen eller be en annan person att prova de två stegen som nämnts ovan, var försiktig så att du inte halkar på vågen-plattform.
3. Vågen fungerar inte eller så får jag felaktiga mätningar. Tryck på återställningsknappen för att återställa vågen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Produktnamn: Kroppskompositions våg

Modell: R-MSC01

Maximal kapacitet: 180 kg

Vikt: 0,2 lb / 0,05 kg

Mått: 12,2 x 13,6 x 2 tum / 310 x 346 x 52 mm

Batterikapacitet: 500mAh 1,85wh

Ingång: 5V  0,5A

Nominell effekt: 2,5 W

GARANTIPOLICY

Ditt köp av RENPHO-produkter omfattas av två års begränsad tillverkargaranti från leveransdatum.

För garantivillkor, besök:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Obs: Produktregistrering krävs inte för garantin.

Om du väljer att inte registrera din produkt kommer det inte att minska produktgaranti.

KUNDSERVICE

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar. RENPHOs kundtjänstteam garanterar snabba svar och problemfria lösningar på alla problem du kan ha inom företaget timmar.



TEL: 1(844) 417-0149 (USA och Kanada)

Måndag–fredag 9:00–16:30

1800MY RENPHO (1800 69 7367) (ENDAST

AUSTRALIEN)

Måndag–fredag 9:00–18:00 (AEST)

+44(0)7434-666088 (ENDAST STORBRITANNIEN)

Måndag–fredag 9:00–17:00 (GMT)

+49 40 23969285 (ENDAST DE)

Måndag–fredag 9:00–18:00 (CET)

23388392 (ENDAST HK)



E-post: support@renpho.com (USA och Kanada)

support-au@renpho.com (AU)

support-hk@renpho.com (HK)

support-eu@renpho.com (Storbritannien och EU)

*Vid defekta produkter eller retur av varor, vänligen kontakta oss med ditt ordernummer inom den angivna garantiperioden. GÖR INTE kassera alla produktdelar som kan behövas för inspektion/repamera.

RENPHO