


RENPHO



**Embrace
Dorsi Red**

User manual

Model: R-WTR01

CONTENTS

● ENGLISH	01~11
-----------	-------

● DEUTSCH	12~22
-----------	-------

● FRANÇAIS	23~33
------------	-------

● ITALIANO	34~44
------------	-------

● ESPAÑOL	45~55
-----------	-------

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

1. The device is intended for household use only and not intended for medical use. It should not be used in treatment or alleviation of disease or abnormal physical state.
2. This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
4. **WARNING** - To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons.
 - a) This device should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
 - b) Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
 - c) Close supervision is necessary when this device is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
 - d) Use this device only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
 - e) Never operate this device if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
 - f) Do not carry this device by supply cord or use cord as a handle.
 - g) Keep the cord away from heated surfaces.
 - h) Never operate the device with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.

- i) Never drop or insert any object into any opening.
 - j) Do not use outdoors.
 - k) Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
 - l) To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
5. **DANGER** : Do not use while bathing or in a shower.
 6. **DANGER** : Do not place or store device where it can fall or be pulled into a tub or sink.
 7. **DANGER** : Do not place in or drop into water or other liquid.
 8. **WARNING**: Never operate on a soft surface such as a bed or couch where the air openings may be blocked.
 9. The device has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the device.
 10. **WARNING**: Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.

About the Battery:

1. Do not expose the device or battery to excessive temperatures.
2. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated device or battery being short-circuited by metal objects.
3. This device contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the device shall be properly disposed of.
4. Do not dismantle, open or shred battery.
5. Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
6. In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
7. Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or product manual for proper charging

instructions.

8. Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.
9. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
10. CAUTION - The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not recharge, disassemble, heat above 100°C (212°F).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ABOUT THE DEVICE

1. What's in the Box

Emberace Dorsi Red x 1

Extension Strap x 1

USB-C Charging Cable x 1

2. Technical Specifications

Product Name: Red Light Waist Band

Model: R-WTR01

Input: 5V $\equiv$ 2A

Battery Voltage: DC 3.7V

Battery Capacity: 5000mAh 18.5Wh

Charging Time: 4 h


Auto-off Timer: 30 Min

Extension Strap Length: 13.8 × 3.2 in / 35 × 8 cm



Product Size: 46.1 × 8.3 in / 117 × 21 cm

Applicable Waist Circumference: 27.6 - 55 in / 70 - 140 cm

3. Overview



Control Unit




USING THE DEVICE

Before Use


- * Place the device on your skin to use.
- * Keep the control unit side facing outward during use.

1. Wear the Device

Step 1: Position the application area at your lumbar region.




Step 2: Firmly and evenly pull both sides of the hook-and-loop belt and overlap them securely across your abdomen.



2. Use the Extension Strap (For Larger Waist Circumference)

Connect the extension strap to the hook-and-loop belt, then follow the instructions in "1. Wear the Device".



Note:

- * The device will shut off automatically after 30 minutes of use.
- * **Do not use the device during sleep.**
- * Do not expose eyes directly into the red light.
- * It is not recommended to use the device for more than 30 minutes at a time.
- * Avoid the risk of skin damage by beginning with the lowest settings of the red light and heat when both are enabled simultaneously.

Button Introduction

Button	Operation
	Press and hold to turn On / Off the device. Press to lock / unlock (default) the device.
	Press to select the vibration mode: M1, M2, M3, and Off.
	Press to select the red light intensity: P1, P2, P3, P4, P5, and P0 (Off).
	Press to select the heat level: L1, L2, L3, and Off.

Battery Indicator

Battery Level/Status	Indicator
70% - 100% / Fully Charged	Solid Green
40% - 70%	Solid Yellow
5% - 40%	Solid Red
<5% / Charging	Flashing Red

CLEANING & MAINTENANCE

1. Do not submerge the device in water or wash it in a machine.
2. Use a wet towel or brush to clean the surface of the device.
3. To store the device, loosely roll it toward the straps, loop the straps over the rolled ends, and then store the device in a cool, dry, dark place after each use. Avoid sharply folding the device.
4. Avoid placing items on the device to prevent damage.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Cause	Solution
The device stops working suddenly.	Batteries are weak or depleted.	Charge the device and restart it.
	30-min auto-off timer is activated.	Restart the device if needed.
No heating or insufficient heating.	No temperature / low heat is selected.	Adjust the heat level.
	The device needs time to warm up.	Allow up to 5 minutes to heat up.
	The device is overheating.	Built-in overheat protection. Allow the device to cool down and restart it.
Fail to turn on the device.	Batteries are weak or depleted.	Charge the device and restart it.
	Power Button was pressed for only a short duration.	Press and hold the Power Button to turn on the device.
Slow charging / no charging.	Use other types of charging cables.	Use the provided charging cable only.
The red light fails to light up or is blinking.	The light beads are malfunctioning.	Contact our Service Center.
	Batteries are weak or depleted.	Charge the device and restart it.

WARRANTY POLICY

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:
<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty.
If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

CUSTOMER SERVICE

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

- ☎ TEL: +44(0)7434 666088 (UK ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM (GMT)
+1(844) 417 0149 (US&CA)
Monday-Friday 9:00AM-4:30PM
1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (AEST)
+49 40 23969285 (DE ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)
- ✉ Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)
support@renpho.com (US&CA)
support-au@renpho.com (AU)

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

FCC Regulatory Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Regulatory Compliance

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1: This device may not cause interference.
- 2: This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol



The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste. Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.



1. The symbol of the crossed-out garbage can on batteries or accumulators indicates that they must not be disposed of in household waste at the end of their life.
2. You are legally obliged to return old batteries and accumulators after use. You can do this free of charge at a collection point in your area. Addresses of suitable collection points can be obtained from your city or local government.
3. Batteries may contain substances that are harmful to the environment and human health. The separate collection and recycling of old batteries and accumulators is intended to avoid negative effects on the environment and human health.
4. Please avoid the generation of waste from old batteries as far as possible, e.g. Please avoid littering public spaces by not carelessly leaving batteries or electrical and electronic equipment containing batteries.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN.

1. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch und nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht zur Behandlung oder Linderung von Krankheiten oder abnormalen körperlichen Zuständen verwendet werden.
2. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit einer Behinderung (mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten) oder durch Personen bestimmt, die nicht über die notwendige Erfahrung und das erforderliche Wissen verfügen, um das Gerät sicher zu bedienen - es sei denn, sie werden von einer dafür verantwortlichen erwachsenen Person ordnungsgemäß beaufsichtigt oder unterwiesen.
3. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden, um sicherzustellen, dass sie nicht damit spielen.
4. **WARNUNG** - So verringern Sie das Risiko von Feuer, Stromschlägen oder Personenschäden:
 - a) Lassen Sie dieses Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Steckdose angeschlossen ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, und bevor Sie Teile an- oder abmontieren.
 - b) Verwenden Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kissen. Eine übermäßige Hitzeentwicklung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
 - c) Wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern, körperlich eingeschränkten oder behinderten Personen verwendet wird, ist eine sorgfältige Beaufsichtigung erforderlich.
 - d) Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
 - e) Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist.

- f) Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel herum und benutzen Sie das Kabel nicht als Griff.
 - g) Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
 - h) Nutzen Sie das Gerät niemals, wenn die Luftöffnungen blockiert sind. Achten Sie darauf, dass die Luftöffnungen frei von Fusseln, Haaren usw. sind.
 - i) Lassen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen fallen und stecken Sie sie nichts dort hinein.
 - j) Nicht im Freien verwenden.
 - k) Verwenden Sie die Matratze nicht an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder an denen medizinischer Sauerstoff verabreicht wird.
 - l) Zum Trennen des Geräts schalten Sie alle Regler aus und ziehen den Stecker aus der Steckdose.
5. **GEFAHR:** Nicht beim Baden oder unter der Dusche verwenden.
 6. **GEFAHR:** Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder hineingezogen werden kann.
 7. **GEFAHR:** Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und achten Sie darauf, dass es nicht in Flüssigkeiten hineinfallen kann.
 8. **ACHTUNG:** Verwenden Sie das Gerät keinesfalls auf weichen Oberflächen wie etwa auf einem Bett oder einer Couch, da auf derartigen Oberflächen die Luftöffnungen verschlossen werden könnten.
 9. Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Hitzeunempfindliche Personen müssen bei der Benutzung des Geräts vorsichtig sein.
 10. **WARNUNG** - Verwenden Sie beheizte Flächen mit Vorsicht! Sie können schwere Verbrennungen verursachen. Verwenden Sie das Gerät nicht auf empfindlichen Hautstellen, an Hautstellen, wo Sie keine Hitze spüren können oder bei schlechter Durchblutung. Die unbeaufsichtigte Verwendung von beheizten Geräten durch Kinder sowie geistig und / oder körperlich behinderte Personen kann gefährlich sein.

Über die Batterie

1. Setzen Sie das Gerät oder den Akku nicht übermäßigen Temperaturen aus.

2. Beachten Sie das Risiko, dass die Anschlüsse des batteriebetriebenen Geräts oder des Akkus durch metallische Gegenstände kurzgeschlossen werden können.
3. Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Batterien. Wenn die Batterie am Ende ihrer Lebensdauer ist, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden.
4. Akku nicht zerlegen, öffnen oder zerkleinern.
5. Setzen Sie Zellen oder Akkus keinen mechanischen Stößen aus.
6. Sollte eine Zelle undicht sein, darf die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. Waschen Sie bei Kontakt die betroffene Stelle mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
7. Sekundärzellen und Akkus müssen vor dem Gebrauch aufgeladen werden. Verwenden Sie immer das richtige Ladegerät und lesen Sie die Anweisungen zum richtigen Laden in den Anweisungen des Herstellers oder im Produkthandbuch.
8. Lassen Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum aufladen, wenn Sie ihn nicht verwenden.
9. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Zellen oder Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um die maximale Leistung zu erzielen.
10. ACHTUNG – Bei dem in diesem Gerät verwendeten Akku besteht bei unsachgemäßer Handhabung die Gefahr eines Brandes oder einer Verätzung. Nicht aufladen, zerlegen, über 100 °C (212 °F) erhitzen.

VERWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN

ÜBER DAS GERÄT

1. Lieferumfang

Emberace Dorsi Red × 1
Verlängerungsgurt × 1
USB-C-Ladekabel × 1

2. Technische Daten

Produktname: Rotlicht-Taillenband

Modell: R-WTR01

Eingang: 5V  2A

Batteriespannung: DC 3,7V

Batteriekapazität: 5000mAh 18,5Wh

Ladezeit: 4 Std.


Automatische Abschaltfunktion: 30 Min

Länge des Verlängerungsgurts: 13,8 × 3,2 Zoll / 35 × 8 cm



Produktgröße: 46.1 × 8.3 Zoll / 117 × 21 cm

Geeigneter Taillenumfang: 27.6 - 55 Zoll / 70 - 140 cm

3. Übersicht



Steuereinheit




VERWENDUNG DES GERÄTS

Vor der Verwendung


- * Legen Sie das Gerät direkt auf die Haut.
- * Während der Verwendung muss die Seite mit der Steuereinheit nach außen zeigen.

1. Gerät anlegen

Schritt 1: Platzieren Sie den Anwendungsbereich an Ihrer Lendenwirbelsäule.




Schritt 2: Ziehen Sie beide Seiten des Klettverschluss-Gurts fest und gleichmäßig und legen Sie sie sicher über Ihren Bauch.



2. Verwendung des Verlängerungsgurts (für größere Taillenumfänge)

Verbinden Sie den Verlängerungsgurt mit dem Klettverschluss-Gurt und folgen Sie dann den Anweisungen unter „1. Gerät anlegen“.



Hinweis:

- * Das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab.
- * **Verwenden Sie das Gerät nicht während des Schlafs.**
- * Blicken Sie nicht direkt in das Rotlicht.
- * Es wird nicht empfohlen, das Gerät länger als 30 Minuten am Stück zu verwenden.
- * Um das Risiko von Hautschäden zu vermeiden, beginnen Sie bei gleichzeitiger Nutzung von Rotlicht und Wärme immer mit der niedrigsten Einstellung.

Tastenübersicht

Taste	Funktion
	Gedrückt halten, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Drücken, um das Gerät zu sperren/entsperren (Standard).
	Drücken, um den Vibrationsmodus auszuwählen: M1, M2, M3 und Aus.
	Drücken, um die Rotlichtintensität auszuwählen: P1, P2, P3, P4, P5 und P0 (Aus).
	Drücken, um die Wärmestufe auszuwählen: L1, L2, L3 und Aus.

Akkustandsanzeige

Akkustand/Status	Anzeige
70% - 100% / Voll geladen	Dauerhaft Grün
40% - 70%	Dauerhaft Gelb
5% - 40%	Dauerhaft Rot
< 5% / Laden	Blinkend Rot

REINIGUNG & WARTUNG

1. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser und waschen Sie es nicht in der Maschine.
2. Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem feuchten Tuch oder einer Bürste.
3. Rollen Sie das Gerät zur Aufbewahrung locker in Richtung der Gurte auf, legen Sie die Gurte über die aufgerollten Enden und bewahren Sie das Gerät nach jedem Gebrauch an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort auf. Vermeiden Sie es, das Gerät scharf zu knicken.
4. Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, um Schäden zu vermeiden.

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert plötzlich nicht mehr.	Die Batterien sind schwach oder leer.	Laden Sie das Gerät auf und starten Sie es neu.
	Der 30-Minuten-Timer für die automatische Abschaltung ist aktiviert.	Starten Sie das Gerät bei Bedarf neu.
Keine oder unzureichende Heizung	Es ist keine Temperatur/ niedrige Hitze ausgewählt.	Passen Sie die Wärmestufe an.
	Das Gerät benötigt Zeit zum Aufwärmen.	Bis zu 5 Minuten zum Aufheizen einplanen.
	Das Gerät überhitzt.	Eingebauter Überhitzungsschutz. Lassen Sie das Gerät abkühlen und starten Sie es neu.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Die Batterien sind schwach oder leer.	Laden Sie das Gerät auf und starten Sie es neu.
	Der Netzschalter wurde nur kurz gedrückt.	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
Langsames Laden / kein Laden.	Verwenden Sie andere Arten von Ladekabeln.	Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel.
Das rote Licht leuchtet nicht oder blinkt .	Die Lichtperle s funktionieren nicht richtig.	Kontaktieren Sie unser Service-Center.
	Die Batterien sind schwach oder leer.	Laden Sie das Gerät auf und starten Sie es neu.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

KUNDENDIENST

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.



TEL: +49 40 23969285 (DE ONLY)

Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)



Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.

1. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten



Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten (EAR)

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.



1. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass sie am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.
2. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenlos bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Stadt oder Gemeinde.
3. Batterien können Substanzen enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Durch die getrennte Sammlung und Wiederverwertung alter Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.
4. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfall aus Altbatterien so weit wie möglich. Vermeiden Sie z. B. die Vermüllung öffentlicher Plätze, indem Sie Batterien oder elektrische und elektronische Geräte, die Batterien enthalten, nicht achtlos zurücklassen.



Hiermit erklärt Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. Ltd. dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/30/EU, der Richtlinie 2011/65/EU, und anderen relevanten Bestimmungen übereinstimmt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

1. L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement et pas pour un usage médical. Il ne doit pas être utilisé dans le traitement ou le soulagement d'une maladie ou d'un état physique anormal.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes vivant avec un handicap (physique, sensoriel ou cognitif réduit), ni par des personnes n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires pour l'utiliser en toute sécurité, à moins qu'elles ne soient correctement supervisées ou formées par une personne responsable.
3. Les enfants doivent être sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
4. AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de brûlure, d'incendie, d'électrisation et de blessures:
 - a) L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, d'installer ou de retirer des éléments.
 - b) Ne faites pas fonctionner l'appareil sous une couverture ou un oreiller. Un chauffage excessif peut se produire et provoquer un incendie, une électrisation ou des blessures.
 - c) Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou près d'enfants, de personnes invalides ou handicapées.
 - d) Utilisez uniquement cet appareil pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce mode d'emploi. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
 - e) N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau.

- f) Ne transportez pas cet appareil par son câble d'alimentation et n'utilisez pas ce câble comme poignée.
- g) Tenez le cordon loin des surfaces chauffées.
- h) Ne faites jamais fonctionner cet appareil si les orifices d'aération sont obstrués. Veillez à ce que les orifices d'aération soient exempts de peluches, de cheveux, etc.
- i) Ne laissez jamais tomber et n'insérez jamais d'objets dans un orifice.
- j) Ne pas utiliser à l'extérieur.
- k) N'utilisez jamais cet appareil à proximité de produits en aérosol (spray) ou dans des endroits où de l'oxygène est administré.
- l) Pour débrancher cet appareil, appuyez sur le bouton d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise électrique.
- 5. **DANGER** : Ne pas utiliser dans le bain ou sous la douche.
- 6. **DANGER** : Ne pas placer ou ranger l'appareil près d'une baignoire ou d'un évier où il serait possible de le faire tomber.
- 7. **DANGER** : Ne pas mettre ni faire tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
- 8. **AVERTISSEMENT** : Ne jamais utiliser l'appareil sur une surface molle telle qu'un lit ou un canapé où les ouvertures d'aération pourraient être obstruées.
- 9. Cet appareil possède une surface chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lors de l'utilisation de l'appareil.
- 10. **AVERTISSEMENT** - Utilisez les surfaces chauffées avec prudence. Peut causer de graves brûlures. N'utilisez pas cet appareil sur des zones cutanées insensibles et où la circulation sanguine est mauvaise. L'utilisation sans surveillance de la fonction de chauffage par des enfants ou des personnes inaptes peut être dangereuse.

À propos de la batterie

- 1. N'exposez pas l'appareil ou la batterie à des températures excessives.
- 2. Soyez conscient du risque de court-circuiter les bornes de l'appareil fonctionnant sur batterie ou la batterie elle-même avec

des objets métalliques.

3. Cet appareil contient des batteries non remplaçables. Lorsque la batterie est en fin de vie, l'appareil doit être correctement mis au rebut.
4. Ne pas démonter, ni ouvrir ni déchiqueter la batterie.
5. Ne pas soumettre les piles ou les batteries à des chocs mécaniques.
6. En cas de fuite de la batterie, il ne faut pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, il faut laver la zone touchée avec une grande quantité d'eau et consulter un médecin.
7. Les piles secondaires et les batteries doivent être chargées avant utilisation. Il faut toujours utiliser le chargeur approprié et se reporter aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour obtenir des instructions de charge appropriées.
8. Ne pas laisser une batterie en charge prolongée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
9. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les piles ou les batteries plusieurs fois pour obtenir des performances optimales.
10. ATTENTION - La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise manipulation. Ne pas recharger, ni démonter, ni chauffer à une température supérieure à 100 °C (212 °F).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

À PROPOS DE L'APPAREIL

1. Contenu de la boîte

Emberace Dorsi Red × 1

Sangle d'extension × 1

Câble de chargement USB-C × 1

2. Caractéristiques techniques

Nom du produit : Ceinture à lumière rouge

Modèle : R-WTR01

Entrée : 5V  2A

Tension de la batterie : DC 3,7V

Capacité de la batterie : 5000mAh 18,5Wh

Temps de charge : 4 h


Minuterie d'arrêt automatique : 30 min

Longueur de la sangle d'extension : 13,8 × 3,2 pouces / 35 × 8 cm



Taille du produit : 46.1 × 8.3 pouces / 117 × 21 cm

Tour de taille applicable : 27.6 - 55 pouces / 70 - 140 cm

3. Vue d'ensemble



Unité de commande




UTILISATION DE L'APPAREIL

Avant utilisation


- * Placez l'appareil directement sur la peau.
- * Pendant l'utilisation, veillez à ce que la face avec l'unité de commande soit orientée vers l'extérieur.

1. Porter l'appareil

Étape 1 : Positionnez la zone d'application sur votre région lombaire.




Étape 2 : Tirez fermement et uniformément les deux côtés de la sangle auto-agrippante, puis superposez-les de façon sécurisée sur votre abdomen.



2. Utilisation de la sangle d'extension (pour un tour de taille plus grand)

Connectez la sangle d'extension à la sangle auto-agrippante, puis suivez les instructions de la section « 1. Porter l'appareil ».



Remarque :

- * L'appareil s'éteindra automatiquement après 30 minutes d'utilisation.
- * **N'utilisez pas l'appareil pendant le sommeil.**
- * Ne regardez pas directement la lumière rouge.
- * Il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil plus de 30 minutes à la fois.
- * Pour éviter tout risque de lésion cutanée, commencez par le niveau le plus bas de la lumière rouge et de la chaleur lorsque les deux fonctions sont activées simultanément.

Présentation des boutons

Bouton	Fonction
	Appuyer et maintenir pour allumer/éteindre l'appareil. Appuyer pour verrouiller/déverrouiller (par défaut) l'appareil.
	Appuyer pour sélectionner le mode vibration : M1, M2, M3 et Arrêt.
	Appuyer pour sélectionner l'intensité de la lumière rouge : P1, P2, P3, P4, P5 et P0 (Arrêt).
	Appuyer pour sélectionner le niveau de chaleur : L1, L2, L3 et Arrêt.

Indicateur de batterie

Niveau/Statut de la batterie	Indicateur
70% - 100% / Complètement chargé	Vert fixe
40% - 70%	Jaune fixe
5% - 40%	Rouge fixe
< 5% / En charge	Rouge clignotant

NETTOYAGE & ENTRETIEN

1. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et ne le lavez pas en machine.
2. Utilisez une serviette humide ou une brosse pour nettoyer la surface de l'appareil.
3. Pour ranger l'appareil, roulez-le sans serrer vers les sangles, passez les sangles autour des extrémités roulées, puis rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et sombre après chaque utilisation. Évitez de plier brusquement l'appareil.
4. Évitez de poser des objets sur l'appareil pour éviter tout dommage.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
L'appareil cesse de fonctionner soudainement.	Les piles sont faibles ou épuisées.	Chargez l'appareil et redémarrez-le.
	La minuterie d'arrêt automatique de 30 minutes est activée.	Redémarrez l'appareil si nécessaire.
Pas de chauffage ou chauffage insuffisant.	Aucune température / chaleur faible n'est sélectionnée.	Réglez le niveau de chaleur.
	L'appareil a besoin de temps pour se réchauffer.	Laisser chauffer jusqu'à 5 minutes.
	L'appareil surchauffe.	Protection intégrée contre la surchauffe. Laissez l'appareil refroidir, puis redémarrez-le.
Impossible d'allumer l'appareil.	Les piles sont faibles ou épuisées.	Chargez l'appareil et redémarrez-le.
	Le bouton d'alimentation a été enfoncé pendant une courte durée seulement.	Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer l'appareil.
Charge lente / pas de charge.	Utilisez d'autres types de câbles de charge.	Utilisez uniquement le câble de charge fourni.
Le voyant rouge ne s'allume pas ou clignote.	La perle lumineuse s fonctionnent mal.	Contactez notre centre de service.
	Les piles sont faibles ou épuisées.	Chargez l'appareil et redémarrez-le.

GARANTIE

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

SERVICE CLIENT

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.

✉ Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

* En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.

1. Signification du logo de la poubelle barrée



Le logo de la poubelle barrée indique que vous êtes légalement tenu de vous débarrasser de l'appareil séparément des déchets municipaux non triés (ordures ménagères). Les piles ou batteries rechargeables non installées de façon permanente doivent être préalablement retirées et éliminées séparément.

2. Possibilités de reprise des appareils usagés

Les propriétaires de DEEE peuvent les rapporter ou de les faire collecter conformément aux mesures mises en place par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Ceci garantira une élimination appropriée.



1. Le symbole de la poubelle barrée sur des piles ou accumulateurs indique que ces produits, une fois en fin de vie, ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
2. Vous êtes légalement tenu de retourner les piles et batteries usagées après utilisation. Vous pouvez le faire gratuitement dans un point de collecte près de chez vous. Les adresses des points de collecte appropriés peuvent être obtenues auprès de votre municipalité ou des autorités locales.
3. Les batteries peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine. La collecte séparée et le recyclage des piles et accumulateurs usagés visent à éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.
4. Dans la mesure du possible, évitez de créer des déchets à partir de piles usagées. Par exemple, évitez de jeter négligemment sur la voie publique des piles ou des appareils électriques contenant des piles.



Par la présente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/30/UE, à la directive 2011/65/UE, et à d'autres dispositions pertinentes. Le texte intégral de la Déclaration de conformité peut être consulté à l'adresse internet suivante : <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

1. Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico e non per scopi medici. Non deve essere utilizzato per curare o alleviare malattie o stati fisici anomali.
2. Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con disabilità (condizioni fisiche, sensoriali o cognitive ridotte) o di soggetti privi dell'esperienza e delle conoscenze necessarie per utilizzarlo in sicurezza, a meno che non siano adeguatamente supervisionati o istruiti da una persona responsabile.
3. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
4. **AVVISO** - Per ridurre il rischio di bruciature, incendi, elettro-shock o lesioni a persone, attieniti alle seguenti istruzioni:
 - a) L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato. Scollegare dalla presa quando non in uso, e prima di mettere o togliere le parti.
 - b) Non azionare il dispositivo sotto un cuscino o una coperta. Potrebbe verificarsi un eccessivo riscaldamento, causando incendi, scosse elettriche o lesioni a persone.
 - c) È necessaria una stretta supervisione quando il dispositivo viene utilizzato da, su o in prossimità di bambini, soggetti invalidi o persone disabili.
 - d) Utilizzare questo dispositivo solo per l'uso previsto come descritto nel presente manuale. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.
 - e) Non azionare mai questo apparecchio in caso di cavo o spina danneggiati, malfunzionamento, caduta accidentale, danni o caduta in acqua.

- f) Non trasportare l'apparecchio per il cavo di alimentazione o utilizzare tale cavo come manico.
 - g) Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
 - h) Non azionare mai l'apparecchio con le prese d'aria bloccate. Mantenere le prese d'aria libere da lanugine, capelli, ecc.
 - i) Non far cadere o inserire mai oggetti in nessuna apertura.
 - j) Non utilizzare all'esterno.
 - k) Non azionare in zone dove vengono utilizzati prodotti aerosol (spray) o in cui venga somministrato ossigeno.
 - l) Per scollegare l'apparecchio, disattivare tutti i comandi e rimuovere la spina dalla presa elettrica.
5. PERICOLO: utilizzare il dispositivo mentre ci si fa il bagno o la doccia.
6. PERICOLO: non collocare o riporre l'apparecchio in un luogo dove possa cadere o essere tirato in una vasca o in un lavandino.
7. PERICOLO: non immergere o far cadere in acqua o altri liquidi.
8. AVVERTENZA: non azionare mai su una superficie morbida come un letto o un divano dove le prese d'aria potrebbero essere bloccate.
9. L'apparecchio ha una superficie riscaldata. Le persone insensibili al calore devono fare attenzione quando usano l'apparecchio.
10. AVVISO - Utilizzare con attenzione le superfici riscaldate. Può causare gravi ustioni. Non utilizzare su zone cutanee insensibili o in presenza di cattiva circolazione sanguigna. L'usosenza supervisione del calore da parte di bambini o persone incapaci può essere pericoloso.

Informazioni sulla batteria

- 1. Non esporre l'elettrodomestico o la batteria a temperature eccessive.
- 2. Prestare attenzione al rischio di cortocircuitare i terminali dell'elettrodomestico alimentato a batteria o della batteria stessa

- con oggetti metallici.
3. Questo elettrodomestico contiene batterie non sostituibili. Quando la batteria è esausta, l'elettrodomestico deve essere smaltito correttamente.
 4. Non smontare, aprire o distruggere la batteria.
 5. Non sottoporre le celle o le batterie a shock meccanici.
 6. In caso di perdite dalla cella, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
 7. Le batterie e le celle secondarie devono essere caricate prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricabatterie corretto e fare riferimento alle istruzioni del produttore o al manuale del prodotto per istruzioni corrette sulla ricarica.
 8. Non lasciare la batteria in carica per un periodo prolungato quando non viene utilizzata.
 9. Dopo lunghi periodi di inattività, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte le celle o le batterie per ottenere le massime prestazioni.
 10. **ATTENZIONE:** la batteria utilizzata in questo dispositivo può presentare un rischio di incendio o ustioni chimiche se usata male. Non ricaricare, smontare, riscaldare a temperatura superiore a 100 °C (212 °F).

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

1. Contenuto della confezione

Embrace Dorsi Red × 1

Cinturino di estensione × 1

Cavo di ricarica USB-C × 1

2. Specifiche tecniche

Nome prodotto: Fascia a luce rossa per la vita

Modello: R-WTR01

Ingresso: 5V  2A

Tensione batteria: DC 3,7V

Capacità batteria: 5000mAh 18,5Wh

Tempo di ricarica: 4 h


Timer di spegnimento automatico: 30 min

Lunghezza della cinghia di estensione: 13,8 × 3,2 pollici / 35 × 8 cm

Dimensioni prodotto: 46.1 × 8.3 pollici / 117 × 21 cm

Circonferenza vita applicabile: 27.6 - 55 pollici / 70 - 140 cm

3. Panoramica



Unità di controllo

Porta di ricarica USB-C

Pulsante di accensione

Indicatore
modalità
vibrazione

Indicatore
luce rossa/
calore

Pulsante
vibrazione

Indicatore
batteria

Pulsante luce
rossa

Pulsante
calore



Cinturino di
estensione

Indicatore di
blocco (*Quando
bloccato, il display
si spegne*)


UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

Prima dell'uso


- * Posizionare il dispositivo direttamente sulla pelle.
- * Durante l'uso, assicurarsi che il lato con l'unità di controllo sia rivolto verso l'esterno.

1. Indossare il dispositivo

Fase 1: Posizionare l'area di applicazione nella zona lombare.




Fase 2: Tirare entrambe le estremità della cintura con chiusura a strappo in modo saldo e uniforme e sovrapporle in modo sicuro sull'addome.



2. Utilizzo del cinturino di estensione (per circonferenze vita maggiori)

Collegare il cinturino di estensione alla cintura con chiusura a strappo, quindi seguire le istruzioni riportate in "1. Indossare il dispositivo".



Nota:

- * Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di utilizzo.
- * **Non utilizzare il dispositivo durante il sonno.**
- * Non esporre gli occhi direttamente alla luce rossa.
- * Si sconsiglia di utilizzare il dispositivo per più di 30 minuti consecutivi.
- * Per evitare rischi di danni alla pelle, iniziare sempre con il livello più basso di luce rossa e calore quando entrambe le funzioni sono attivate contemporaneamente.

Introduzione ai pulsanti

Pulsante	Funzione
	Tenere premuto per accendere/spegnere il dispositivo. Premere per bloccare/sbloccare (predefinito) il dispositivo.
	Premere per selezionare la modalità vibrazione: M1, M2, M3 e Off.
	Premere per selezionare l'intensità della luce rossa: P1, P2, P3, P4, P5 e P0 (Off).
	Premere per selezionare il livello di calore: L1, L2, L3 e Off.

Indicatore della batteria

Livello/Stato della batteria	Indicatore
70% - 100% / Carica completa	Verde fisso
40% - 70%	Verde fisso
5% - 40%	Rosso fisso
< 5% / In carica	Rosso lampeggiante

PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Non immergere il dispositivo in acqua e non lavarlo in lavatrice.
2. Utilizzare un panno umido o una spazzola per pulire la superficie del dispositivo.
3. Per riporre il dispositivo, arrotolarlo delicatamente verso le cinghie, passare le cinghie sulle estremità arrotolate e conservare il dispositivo in un luogo fresco, asciutto e buio dopo ogni utilizzo. Evitare di piegare bruscamente il dispositivo.
4. Evitare di posare oggetti sul dispositivo per evitare danni.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa	Soluzione
Il dispositivo smette improvvisamente di funzionare.	Le batterie sono scariche o quasi scariche.	Caricare il dispositivo e riavviarlo.
	È attivato il timer di spegnimento automatico dopo 30 minuti.	Se necessario, riavviare il dispositivo.
Nessun riscaldamento o riscaldamento insufficiente	Non è selezionata alcuna temperatura/fuoco basso.	Regolare il livello di calore.
	Il dispositivo ha bisogno di tempo per riscaldarsi.	Lasciare riscaldare per circa 5 minuti.
	Il dispositivo si sta surriscaldando.	Protezione integrata contro il surriscaldamento. Lasciare raffreddare il dispositivo e riavviarlo.
Impossibile accendere il dispositivo.	Le batterie sono scariche o quasi scariche.	Caricare il dispositivo e riavviarlo.
	Il pulsante di accensione è stato premuto solo per un breve periodo.	Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
Ricarica lenta / nessuna ricarica.	Utilizzare altri tipi di cavi di ricarica.	Utilizzare solo il cavo di ricarica fornito.
La luce rossa non si accende o lampeggia .	La perla luminosa s non funzionano correttamente.	Contatta il nostro Centro Assistenza.
	Le batterie sono scariche o quasi scariche.	Caricare il dispositivo e riavviarlo.

NORME SULLA GARANZIA

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

ASSISTENZA CLIENTI

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

✉ Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

* Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. NON buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.

1. Significato del simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato



Il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato significa che sei legalmente obbligato a smaltire questi apparecchi separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati, vale a dire i vecchi apparecchi devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Le batterie o le batterie ricaricabili che non sono installate in modo permanente devono essere rimosse preventivamente e smaltite separatamente.

2. Opzioni per la restituzione di vecchi elettrodomestici

I proprietari di RAEE possono restituirli o raccogliarli scegliendo tra le possibilità previste e disponibili dalle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti per garantire il corretto smaltimento.



1. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato riportato sulle batterie o sugli accumulatori indica che a fine vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.
2. Sei legalmente obbligato a restituire batterie e accumulatori utilizzati dopo l'uso. Puoi farlo gratuitamente presso un punto di raccolta nella tua zona. Gli indirizzi dei punti di raccolta idonei possono essere richiesti presso la propria città o il governo locale.
3. Le batterie possono contenere sostanze nocive per l'ambiente e la salute umana. La raccolta differenziata e il riciclaggio di batterie e accumulatori utilizzati hanno lo scopo di evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.
4. Evita il più possibile la produzione di rifiuti da batterie vecchie; ad esempio, evita di gettare rifiuti negli spazi pubblici abbandonando con noncuranza batterie o apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti batterie."



Con la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. dichiara che questa apparecchiatura è conforme a: Direttiva 2014/30/UE, Direttiva 2011/65/UE, e altre disposizioni rilevanti. Il testo completo della Dichiarazione di conformità è reperibile al seguente indirizzo Internet: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

1. El dispositivo está destinado únicamente para uso doméstico y no para uso médico. No debe utilizarse para el tratamiento o alivio de enfermedades o estados físicos anormales.
2. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
3. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
4. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas .
 - a) Este El aparato nunca debe dejarse desatendido cuando esté enchufado. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de poner o quitar piezas.
 - b) No lo opere debajo de una manta o almohada. Puede producirse un calentamiento excesivo y provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
 - c) Es necesaria una estrecha supervisión cuando este aparato es utilizado por, sobre o cerca de niños, inválidos o personas discapacitadas.
 - d) Utilice este aparato únicamente para el uso previsto como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
 - e) Nunca utilice este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua.
 - f) No transporte este aparato por el cable de alimentación ni

utilice el cable como asa.

- g) Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- h) Nunca opere el aparato con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, pelos, etc.
- i) Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- j) No lo utilice al aire libre.
- k) No lo opere donde se estén utilizando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- l) Para desconectar, gire todos los controles a la posición de apagado y luego retire el enchufe del tomacorriente.
- 5. PELIGRO: No lo use mientras se baña o se ducha.
- 6. PELIGRO: No coloque ni guarde el aparato en un lugar donde pueda caerse o ser arrastrado hacia una bañera o un lavabo.
- 7. PELIGRO: No lo coloque ni lo deje caer en agua u otro líquido.
- 8. ADVERTENCIA: Nunca lo utilice sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde las aberturas de aire puedan estar bloqueadas.
- 9. El aparato tiene una superficie calentada. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado al utilizar el aparato.
- 10. ADVERTENCIA : Utilice las superficies calientes con cuidado. Puede causar quemaduras graves. No utilizar sobre zonas de piel insensibles o en presencia de mala circulación. El uso de calor sin supervisión por parte de niños o personas incapacitadas puede resultar peligroso.

Acerca de la batería

- 1. No exponga el dispositivo ni la batería a temperaturas excesivas.
- 2. Tenga en cuenta el riesgo de que los terminales del dispositivo alimentado por batería o la batería se cortocircuiten con objetos metálicos.
- 3. Este dispositivo contiene baterías que no se pueden reemplazar. Cuando la batería llegue al final de su vida útil, el dispositivo deberá ser desechado correctamente.
- 4. No desmonte, abra ni triture la batería.

5. No someta las pilas o baterías a golpes mecánicos.
6. En caso de fuga de una celda, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se ha producido contacto, lave la zona afectada con abundante agua y busque atención médica.
7. Las pilas y baterías secundarias deben cargarse antes de su uso. Utilice siempre el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del producto para obtener instrucciones de carga adecuadas.
8. No deje una batería cargando durante un tiempo prolongado cuando no esté en uso.
9. Después de períodos prolongados de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las celdas o baterías varias veces para obtener el máximo rendimiento.
10. PRECAUCIÓN: la batería utilizada en este dispositivo puede presentar riesgo de incendio o quemaduras químicas si no se trata correctamente. No recargue, desmonte ni caliente a más de 100 °C (212 °F).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ACERCA DEL DISPOSITIVO

1. ¿Qué hay en la caja ?

Emberace Dorsi Rojo × 1
Correa de extensión × 1
Cable de carga USB-C × 1

2. Especificaciones técnicas

Nombre del producto: Cinturón de luz roja

Modelo: R-WTR01

Entrada: 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Voltaje de la batería: CC 3,7 V

Capacidad de la batería: 5000 mAh 18,5 Wh

Tiempo de carga: 4 h


Temporizador de apagado automático: 30 minutos

Longitud de la correa de extensión: 13,8 × 3,2 pulgadas / 35 × 8 cm


Tamaño del producto: 46,1 × 8,3 pulgadas / 117 × 21 cm

Circunferencia de cintura aplicable: 27,6 - 55 pulgadas / 70 - 140 cm

3. Descripción general



Unidad de control




USO DEL DISPOSITIVO

Antes de usar


- * Coloque el dispositivo sobre su piel para utilizarlo.
- * Mantenga la unidad de control orientada hacia afuera durante el uso.

1. Use el dispositivo

Paso 1: Coloque el área de aplicación en su región lumbar.




Paso 2: Tire con firmeza y de manera uniforme de ambos lados del cinturón con velcro y superpóngalos de forma segura sobre su abdomen.



2. Utilice la correa de extensión (para una circunferencia de cintura más grande)

Conecte la correa de extensión al cinturón con velcro y siga las instrucciones en "1. Usar el dispositivo".



Nota:

- * El dispositivo se apagará automáticamente después de 30 minutos de uso.
- * **No utilice el dispositivo mientras duerme.**
- * No exponga los ojos directamente a la luz roja.
- * No se recomienda utilizar el dispositivo durante más de 30 minutos seguidos.
- * Evite el riesgo de dañar la piel comenzando con las configuraciones más bajas de luz roja y calor cuando ambas estén habilitadas simultáneamente.

Introducción del botón

Botón	Operación
	Mantenga presionado para encender / apagar el dispositivo. Presione para bloquear/desbloquear (predeterminado) el dispositivo.
	Presione para seleccionar el modo de vibración: M1, M2, M3 y Apagado.
	Presione para seleccionar la intensidad de la luz roja: P1, P2, P3, P4, P5 y P0 (Apagado).
	Presione para seleccionar el nivel de calor: L1, L2, L3 y Apagado.

Indicador de batería

Nivel/estado de la batería	Indicador
70% - 100% / Completamente cargado	Verde sólido
40% - 70%	Amarillo sólido
5% - 40%	Rojo sólido
< 5% / Cargando	Rojo intermitente

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. No sumerja el dispositivo en agua ni lo lave en la lavadora.
2. Utilice una toalla húmeda o un cepillo para limpiar la superficie del dispositivo.
3. Para guardar el dispositivo, enróllelo sin apretar hacia el Correas, páselas por los extremos enrollados y guarde el dispositivo en un lugar fresco, seco y oscuro después de cada uso. Evite doblarlo bruscamente.
4. Evite colocar objetos sobre el dispositivo para evitar daños.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
El dispositivo deja de funcionar de repente.	Las baterías están débiles o agotadas.	Cargue el dispositivo y reinicielo.
	El temporizador de apagado automático de 30 minutos está activado.	Reinicie el dispositivo si es necesario.
Sin calefacción o calefacción insuficiente	No se ha seleccionado ninguna temperatura/calor bajo.	Ajuste el nivel de calor.
	El dispositivo necesita tiempo para calentarse.	Dejar calentar durante 5 minutos.
	El dispositivo se está sobrecalentando.	Protección contra sobrecalentamiento integrada. Deje que el dispositivo se enfríe y reinicielo.
No se puede encender el dispositivo.	Las baterías están débiles o agotadas.	Cargue el dispositivo y reinicielo.
	El botón de encendido se presionó solo por un breve periodo.	Mantenga presionado el botón de encendido para encender el dispositivo.
Carga lenta/sin carga.	Utilice otros tipos de cables de carga.	Utilice únicamente el cable de carga proporcionado.
La luz roja no se enciende o parpadea .	La cuenta de luz s están funcionando mal.	Contacte con nuestro Centro de Servicio.
	Las baterías están débiles o agotadas.	Cargue el dispositivo y reinicielo.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

✉ Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)

* Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/reparación.

1. Significado del símbolo del contenedor con ruedas tachado



El símbolo del contenedor con ruedas tachado significa que usted está legalmente obligado a eliminar estos aparatos por separado de los residuos municipales no clasificados, es decir, los aparatos viejos deben eliminarse por separado de los residuos domésticos. Las pilas o acumuladores que no estén instalados permanentemente deben retirarse previamente y desecharse por separado.

2. Opciones para devolver electrodomésticos viejos

Los propietarios de RAEE pueden devolverlos o recogerlos en el marco de las posibilidades establecidas y disponibles por las autoridades públicas de gestión de residuos para garantizar su adecuada eliminación.



1. El símbolo del cubo de basura tachado en las pilas o acumuladores indica que no deben desecharse con la basura doméstica al final de su vida.
2. Estás legalmente obligado a devolver las pilas y acumuladores usados tras su uso. Puedes hacerlo de forma gratuita en un punto de recogida de tu zona. Puede obtener las direcciones de los puntos de recogida adecuados en su ciudad o gobierno local.
3. Las baterías pueden contener sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud humana. La recogida selectiva y el reciclaje de pilas y acumuladores usados tienen como objetivo evitar efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana.
4. Evite en la medida de lo posible la generación de residuos a partir de baterías viejas, p. Evite tirar basura en los espacios públicos y no deje descuidadamente pilas o aparatos eléctricos y electrónicos que las contengan."



Por la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declara que este equipo cumple con la Directiva 2014/30/UE, la Directiva 2011/65/UE, y otras disposiciones pertinentes. El texto completo de la Declaración de Conformidad se puede obtener en la siguiente dirección de Internet: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

RENPHO