


# RENPHO

## USER MANUAL



# EYERIS SMART

Model: RF-EM001S

# Contents

---

English..... 01-14

Deutsch..... 15-29

Français..... 30-44

Italiano..... 45-59

Español..... 60-73

Thank you for purchasing the RENPHO Eye Massager!  
Please read this instruction manual carefully and use the product only as indicated. RENPHO accepts no responsibility for any cause of injuries due to misuse or negligence to follow the instructions outlined. Please keep this manual for future reference.

## **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

### **READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.**

1. This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the device by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
3. The device is intended for household use only and not intended for medical use. It should not be used in treatment or alleviation of disease or abnormal physical state.
4. Cleaning and maintenance should not be conducted by children.
5. Please consult your doctor before use if you fit into any of the following user groups:
  - Persons who had undergone eye surgery or eye conditions such as glaucoma, cataract and retinal detachment
  - The elderly
  - Pregnant or postpartum women
  - Persons who are allergic to leather material
  - Persons with skin infections, sensitivity, redness and/or burns on the skin
  - Persons with any swelling or wound around the eye area
  - Persons using a pacemaker or other implantable medical devices
  - Persons with a heart condition, malignant tumors, or other serious health conditions

- Persons undergoing medical treatment
  - Persons with high or abnormal blood pressure
6. If you experience any discomfort during use, stop using the device immediately.
  7. Remove contact lenses, glasses, false eyelashes, hairpins, and any other accessories before use.
  8. Do not use the device while driving, walking, or running.
  9. Avoid contact with sharp objects.
  10. High temperatures may cause burns to occur regardless of the control setting. Do not use the device on infants, persons who are with disabilities, sleeping or unconscious. Check frequently where the skin is in contact with the heated area to reduce the risk of blistering.

**DANGER - To reduce the risk of electric shock:**

1. Never use pins or other metallic fasteners with this device.
2. Do not use the device with wet hands or submerge the device in water or any liquid.

**CAUTION - To reduce the risk of burns:**

1. Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
2. The device has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the device.

**WARNING - To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:**

1. Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
2. Close supervision is necessary when this device is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
3. Use this device only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this device if it is not working properly, has been damaged, or dropped into water.
5. Never drop or insert any object into any opening.
6. Do not operate where aerosol (spray) products are being

used or where oxygen is being administered.

### **About the battery:**

1. Do not use while bathing or in a shower.
2. Do not place or store device where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. Never operate on a soft surface such as a bed or couch where the air openings may be blocked.
5. Do not expose the device or battery to excessive temperatures.
6. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated device or battery being short-circuited by metal objects.
7. This device contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the device shall be properly disposed of.
8. Do not dismantle, open or shred battery.
9. Do not subject cells or batteries to mechanical shock.
10. In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
11. Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or product manual for proper charging instructions.
12. Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.
13. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
14. CAUTION - The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not recharge, disassemble, heat above 100°C (212°F).

# **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## ABOUT THE PRODUCT

### 1. What's in the Box

1 × Eyeris Smart

1 × USB-C Charging Cable

### 2. Technical Specifications

Product Name: Smart Eye Massager

Model: RF-EM001S

Input: 5V  $\equiv$  1A

Rated Power: 5W

Battery Capacity: 1500mAh 5.55Wh

Battery Voltage: DC 3.7V

Charging Time: about 3.5 hours

Working Time: 90-240mins

## USING THE PRODUCT


### 1. Charging

- a. Fully charge the device before the first use. Charge the device using the provided USB-C charging cable and a DC 5V 1A charger (not included).
- b. Low power warning: The indicator flashes red slowly, accompanied by a voice prompt "Low power, please charge".
- c. It takes about 3.5 hours to fully charge the device. The indicator flashes red slowly while charging. Once charging is complete, the indicator will turn solid red.

**Note:** Do not use the device while charging.


## 2. Wearing

- a. Remove any eye accessories (e.g. eyeglasses, contact lenses, false eyelashes, etc.) that may hinder you from using the device.
- b. Wear the device and ensure it fits your eyes properly. Adjust the elastic band to fit your head.



**Note:** Your vision may become blurry for a while, as expected after using the device. It is recommended to close your eyes for a few minutes until your vision goes back to normal.

## 3. Operation



## Indicator

| Status                                                   | Indicator                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Device is on                                             | Turns solid white                                                                              |
| Successful Bluetooth music connection/app connection     | Flashes blue slowly                                                                            |
| Successful Bluetooth music connection and app connection | Turns solid blue                                                                               |
| Low battery/charging                                     | Flashes red slowly                                                                             |
| Fully charged                                            | Turns solid red                                                                                |
| Charging at a voltage higher than 5V                     | Keeps flashing red quickly for 1min and then goes out, indicating an improper charger is used. |



**a. Press and hold to turn on/off the device.**

Once the device is turned on, the indicator will be solid white and the default setting is Air Pressure Level: soft, Heat: on, Volume Level: 3, Voice Mode: on, Bluetooth: on.

**b. Press to cycle through 5 modes:**

M1: Air Pressure + Heat

M2: Air Pressure + Heat + Vibration

M3: Air Pressure

M4: Heat Only

M5: Vibration



a. Press to cycle through soft pressure (Default)/strong pressure/no pressure.

b. Press and hold to switch between silent mode and voice mode.

Once silent mode is activated, the voice broadcast and built-in music will be disabled. The music from your phone or RENPHO Health App will be paused but can be resumed via your phone or app.



a. Press to cycle the music volume through Level 3 (Default)/Level 4/Level 5 (Max.)/Level 0/ Level 1/Level 2.

b. Press and hold to enter the next track when the device is playing music from your phone or RENPHO Health App.

**Note:** The volume of the voice broadcast cannot be adjusted.

## 4. Bluetooth Music Connection

a. Turn on the device and enable Bluetooth on your smartphone.

b. Search for “**RF-EM001S Music**” and connect it to play your own music playlist through the device.

**Note:** Once paired successfully, the device will be automatically connected to Bluetooth every time it is turned on.

## 5. Auto-off Timer

The device will automatically shut off after 15 minutes of continuous use unless you select another timer via the app.

## 6. Memory Function

- Except in DIY mode, the device will recall the last selected mode and pressure level once turned on again.
- Except in DIY mode, the device will recall the last selected pressure level and volume while switching modes.

## APP INSTRUCTIONS

### 1. Download the App

Scan the QR code below or search for “**RENPHO Health**” from the Apple App Store or Google Play to download the RENPHO Health App.



RENPHO Health



**Note:** Due to continuous updates and improvements, the "RENPHO Health" App may appear slightly different.

## 2. Log in/Sign up

- a. Log in directly with an existing RENPHO App account.
- b. If you don't have any RENPHO App account, tap **“Sign up”**. Register a new account for RENPHO Health App using your email address and complete your profile information.

## 3. Connect to the App

Before connecting to the RENPHO Health App, enable Bluetooth on your smartphone (Android System also requires location access) and turn on the eye massager.


### -Method 1

Open the app, and a window will pop up and tap **“Connect”**.



## -Method 2

- Open the app, and tap “+” on the top right corner of the “**Device**” page to pair manually.
- Select “**Message**” and tap “**Eyeris Smart**”.
- A window will pop up and tap “+”.



### Tips:

- When the eye massager is connected to the app, you will hear a voice prompt “app connected”.
- Once the device has started operating the mode set via the app, please do not touch any button on the device while wearing it to avoid changing the settings. Alternatively, you can lock the buttons via the app before wearing the device.

Want to get more out of Eyeris Smart? Scan the QR code or enter the URL to unlock more app features!



<https://renpho.com/pages/help-and-manual>

Discover how to lock the device buttons before use, preset the standard mode, set up a customized massage session and enjoy meditation MV or music. Take your eye relaxation to the next level with these awesome features!

## CLEANING & MAINTENANCE

1. Turn off the device or unplug the charging cable and allow the device to cool down before cleaning or storing.
2. Wipe the surface with a soft cotton cloth slightly dampened with mild detergent. Do not use abrasives, solvents, chemical cleaners, or harsh detergents.
3. Do not expose the device to direct sunlight or high temperatures. If the device has not been used for over 3 months, please charge it from time to time to prolong its lifespan.
4. It is recommended to wipe off any sweat, eye cream, or cosmetic residue left on the protein leather surface after use to prolong the lifespan of the device.
5. Do not disassemble the device by yourself. Otherwise, it may cause damage and void the manufacturer's warranty.

## TROUBLESHOOTING GUIDE

| Problem                                     | Possible Cause                                               | Solution                                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power-on failure.                           | Out of power.                                                | Charge the device.                                                                        |
|                                             | Short press the power button.                                | Long press the power button to turn on the device.                                        |
| Low air pressure.                           | Low battery.                                                 | Charge the device.                                                                        |
| No air pressure.                            | No air pressure is selected.                                 | Switch to soft/strong pressure.                                                           |
|                                             | The mode without air pressure is selected.                   | Select the mode with air pressure function.                                               |
| The device shuts off suddenly.              | Out of power.                                                | Charge the device.                                                                        |
|                                             | The built-in auto-off timer is activated.                    | Restart the device for another massage session if needed.                                 |
| The device cannot be charged.               | Use other types of charging cables.                          | Use the provided Type-C charging cable only.                                              |
|                                             | Use a charger with a voltage higher than 5V.                 | Use a DC 5V 1A charger.                                                                   |
| Fail to connect the device to the app.      | Your phone's Bluetooth is not enabled.                       | Enable Bluetooth on your smartphone and pair the device following the "APP INSTRUCTIONS". |
|                                             | The eye massager has been paired with another mobile device. | Unbind the eye massager on another mobile device.                                         |
| Fail to play Bluetooth music on the device. | Bluetooth music connection is disabled.                      | Enable Bluetooth on your smartphone and connect to "RF-EM001S Music".                     |
|                                             | Silent Mode is activated.                                    | Long press the Pressure button to switch to voice mode.                                   |

| Problem                                                                                       | Possible Cause | Solution         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| The app is not working.                                                                       | App error.     | Restart the app. |
| <b>If you encounter any other problems, please feel free to contact our customer service.</b> |                |                  |

## WARRANTY POLICY

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery. For warranty terms and conditions, please visit:

**<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>**

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

## CUSTOMER SERVICE

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

✉ **Email:** **support-eu@renpho.com (UK&EU)**  
**support@renpho.com (US&CA)**  
**support-au@renpho.com (AU)**

☎ **TEL:** **+44(0)7434 666088 (UK ONLY)**  
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM (GMT)  
**+1(844) 417 0149 (US&CA)**  
Monday-Friday 9:00AM-4:30PM  
**1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)**  
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (AEST)

\*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.



### 1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol

The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste. Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

### 2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.

### 3. Personal data

All end-users of WEEE are reminded that you are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.



1. The symbol of the crossed-out garbage can on batteries or accumulators indicates that they must not be disposed of in household waste at the end of their life.
2. You are legally obliged to return old batteries and accumulators after use. You can do this free of charge at a collection point in your area. Addresses of suitable collection points can be obtained from your city or local government.
3. Batteries may contain substances that are harmful to the environment and human health. The separate collection and recycling of old batteries and accumulators is intended to avoid negative effects on the environment and human health.
4. Please avoid the generation of waste from old batteries as far as possible, e.g. Please avoid littering public spaces by not carelessly leaving batteries or electrical and electronic equipment containing batteries.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU, Radio Equipment Regulations 2017, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

**Maximum RF power: 0.06dBm**

**Operation frequency: 2402MHz to 2480MHz**

Vielen Dank, dass Sie sich für das intelligente Augenmassagegerät von RENPHO entschieden haben! Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch und verwenden Sie das Gerät nur entsprechend den Anweisungen. RENPHO übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen aufgrund von Missbrauch oder Fahrlässigkeit bei der Befolgung der beschriebenen Anweisungen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

## **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

### **LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN.**

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit einer Behinderung (mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten) oder durch Personen bestimmt, die nicht über die notwendige Erfahrung und das erforderliche Wissen verfügen, um das Gerät sicher zu bedienen – es sei denn, sie werden von einer dafür verantwortlichen erwachsenen Person ordnungsgemäß beaufsichtigt oder unterwiesen.
2. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden, um sicherzustellen, dass sie nicht damit spielen.
3. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch und nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht zur Behandlung oder Linderung von Krankheiten oder abnormalen körperlichen Zuständen verwendet werden.
4. Reinigung und Wartung sind nicht von Kindern durchzuführen.
5. Wenn Sie zu einer der folgenden Benutzergruppen gehören, konsultieren Sie bitte vor der Anwendung einen Arzt:
  - Personen, die sich einer Augenoperation unterzogen haben oder unter Augenerkrankungen wie Glaukom, Katarakt und Netzhautablösung leiden
  - Ältere Menschen
  - Schwangere oder Frauen nach der Geburt
  - Personen, die auf Wildleder oder Milchfasern allergisch reagieren
  - Personen mit Hautinfektionen, Empfindlichkeiten, Rötungen

und/oder Verbrennungen der Haut

- Menschen mit Schwellungen oder Wunden um die Augenpartie
- Personen, die einen Herzschrittmacher oder andere implantierbare medizinische Geräte tragen
- Personen mit einer Herzerkrankung, bösartigen Tumoren oder anderen schweren Gesundheitsproblemen
- Personen, die sich in medizinischer Behandlung befinden
- Personen mit hohem oder abnormalem Blutdruck

6. Wenn Sie während der Anwendung irgendwelche Beschwerden verspüren, dann stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein.

7. Entfernen Sie vor der Verwendung Kontaktlinsen, Brillen, falsche Wimpern, Haarnadeln, Haarschmuck usw.

8. Verwenden Sie das Gerät nicht beim Fahren, Gehen oder Joggen.

9. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des Gerätes mit scharfen Gegenständen.

10. Ungeachtet der Einstellung des Reglers können hohe Temperaturen entstehen, die Verbrennungen verursachen können. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Kleinkindern oder Personen mit Behinderung, ebenso wenig bei schlafenden oder bewusstlosen Personen. Kontrollieren Sie regelmäßig die Hautpartien, die mit dem erhitzten Bereich des Produkts in Berührung kommen, um die Gefahr einer Blasenbildung zu verringern.

### **GEFAHR - Beachten Sie Folgendes, um das Risiko von Stromschlägen zu verringern:**

1. Verwenden Sie in Verbindung mit diesem Gerät niemals Nägel oder andere metallische Befestigungsmittel.
2. Tauchen Sie das Produkt NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

### **ACHTUNG - So verringern Sie das Risiko von Verbrennungen:**

1. Verwenden Sie beheizte Flächen mit Vorsicht! Sie können schwere Verbrennungen verursachen. Verwenden Sie das Gerät nicht auf empfindlichen Hautstellen, an Hautstellen, wo Sie keine Hitze spüren können oder bei schlechter Durchblutung. Die unbeaufsichtigte Verwendung von beheizten Geräten durch Kinder sowie geistig und / oder körperlich behinderte Personen kann gefährlich sein.

2. Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Hitzeunempfindliche Personen müssen bei der Benutzung des Geräts vorsichtig sein.

**WARNUNG – So verringern Sie das Risiko von Feuer, Stromschlägen oder Personenschäden:**

1. Verwenden Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kissen. Eine übermäßige Hitzeentwicklung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
2. Wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern, körperlich eingeschränkten oder behinderten Personen verwendet wird, ist eine sorgfältige Beaufsichtigung erforderlich.
3. Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
4. Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist.
5. Lassen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen fallen und stecken Sie nichts dort hinein.
6. Verwenden Sie die Matratze nicht an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder an denen medizinischer Sauerstoff verabreicht wird.

**Über die Batterie:**

1. Verwenden Sie es nicht beim Baden oder Duschen.
2. Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen es herunterfallen oder in eine Wanne oder ein Waschbecken gezogen werden könnte.
3. Legen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und lassen Sie es nicht in diese fallen.
4. Verwenden Sie das Gerät keinesfalls auf weichen Oberflächen wie etwa auf einem Bett oder einer Couch, da auf derartigen Oberflächen die Luftöffnungen verschlossen werden könnten.
5. Setzen Sie das Gerät oder den Akku nicht übermäßigen Temperaturen aus.
6. Beachten Sie das Risiko, dass die Anschlüsse des batteriebetriebenen Geräts oder des Akkus durch metallische Gegenstände kurzgeschlossen werden können.
7. Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Batterien. Wenn die Batterie am Ende ihrer Lebensdauer ist, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden.
8. Akku nicht zerlegen, öffnen oder zerkleinern.
9. Setzen Sie Zellen oder Akkus keinen mechanischen Stößen aus.

10. Sollte eine Zelle undicht sein, darf die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. Waschen Sie bei Kontakt die betroffene Stelle mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
11. Sekundärzellen und Akkus müssen vor dem Gebrauch aufgeladen werden. Verwenden Sie immer das richtige Ladegerät und lesen Sie die Anweisungen zum richtigen Laden in den Anweisungen des Herstellers oder im Produkthandbuch.
12. Lassen Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum aufladen, wenn Sie ihn nicht verwenden.
13. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Zellen oder Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um die maximale Leistung zu erzielen.
14. **ACHTUNG** – Bei dem in diesem Gerät verwendeten Akku besteht bei unsachgemäßer Handhabung die Gefahr eines Brandes oder einer Verätzung. Nicht aufladen, zerlegen, über 100 °C (212 °F) erhitzen.

# VERWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN

## ÜBER DAS PRODUKT

### 1. Lieferumfang

1 × Eyeris Smart

1 × USB-C-Ladekabel

### 2. Technische Daten

Produktname: Intelligentes Augenmassagegerät

Modell: RF-EM001S

Eingang: 5 V  $\equiv$  1 A

Nennleistung: 5 W

Batteriekapazität: 1500 mAh 5.55Wh

Batteriespannung: DC 3,7 V

Ladezeit: ca. 3,5 Stunden

Betriebszeit: 90–240 Min.

# VERWENDUNG DES PRODUKTS

## 1. Aufladen

- a. Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel und einem DC 5V 1A-Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten).
- b. Warnung bei niedrigem Stromverbrauch: Die Anzeige blinkt langsam rot, begleitet von der Sprachansage „Niedriger Stromverbrauch, bitte aufladen“.
- c. Es dauert etwa 3,5 Stunden, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Die Betriebsanzeige blinkt während des Ladevorgangs langsam rot. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Betriebsanzeige durchgehend rot.

**Hinweis:** Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.


## 2. Aufsetzen

- a. Entfernen Sie alles von Ihren Augen (z. B. Brillen, Kontaktlinsen, falsche Wimpern usw.), das Sie bei der Verwendung des Geräts behindern könnte.
- b. Setzen Sie das Gerät auf und vergewissern Sie sich, dass es ordnungsgemäß auf Ihre Augen passt. Passen Sie das elastische Band an Ihren Kopf an.



**Hinweis:** Ihre Sicht kann nach der Benutzung des Geräts eine Zeit lang verschwommen sein, was nichts Ungewöhnliches ist. In diesem Fall ist es ratsam, die Augen für einige Minuten zu schließen, bis sich Ihre Sehkraft wieder normalisiert hat.

### 3. Betrieb



### Indikatorbeschreibung

| Status                                                 | Indikator                                                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Gerät ist eingeschaltet.                               | Leuchtet durchgehend weiß.                                      |
| Erfolgreiche Bluetooth-Musik-/App-Verbindung.          | Langsam blinkendes blaues Licht.                                |
| Erfolgreiche Bluetooth-Musik- und App-Verbindung.      | Das Licht wechselt zu einem kontinuierlich leuchtenden Blauton. |
| Niedriger Batteriestand/<br>Das Gerät wird aufgeladen. | Das Licht blinkt langsam in einem Rotton.                       |
| Das Gerät wurde vollständig aufgeladen.                | Das Licht wechselt zu einem kontinuierlich leuchtenden Rotton.  |

| Status                                               | Indikator                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Aufladen mit einer Spannung von mehr als 5 Volt. | Blinkt 1 Minute lang schnell rot und schaltet sich dann aus, um anzuzeigen, dass ein falsches Ladegerät verwendet wurde. |



**a. Lange drücken, um das Gerät ein-/auszuschalten.**

Nach dem Einschalten des Geräts leuchtet die Anzeige durchgehend weiß und die Standardeinstellung ist  
 Luftdruckstufe: weich, Wärme: an, Lautstärke: 3,  
 Sprachmodus: an, Bluetooth: an.

**b. Kurz drücken, um durch 5 Modi zu schalten:**

M 1: Luftdruck + Wärme

M 2: Luftdruck + Wärme + Vibration

M 3: Luftdruck

M4: Nur Wärme

M5: Vibration



**a. Kurz drücken, um zwischen Sanfter Druck (Standard)/Starker Druck/Kein Druck zu wechseln.**

**b. Lang drücken, um zwischen Lautlos- und Sprachmodus zu wechseln.**

Im Ruhemodus werden Sprachübertragung und Musik deaktiviert. Die Musik von Ihrem Telefon oder der RENPHO Health App wird angehalten, kann aber über Ihr Telefon oder die App fortgesetzt werden.



**a. Zum Wechsel der Lautstärkestufen der Musik kurz drücken: Stufe 3 (Standard)/Stufe 4/Stufe 5 (Max.)/Stufe 0/Stufe 1/Stufe 2.**

**b. Lang drücken, um den nächsten Titel aufzurufen, wenn das Gerät Musik von Ihrem Telefon oder der „RENPHO Health“-App wiedergibt.**

**Hinweis:** Die Lautstärke der Sprachübertragung kann nicht eingestellt werden.

## 4. Bluetooth-Musikverbindung

- Schalten Sie das Gerät ein und aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone.
- Suchen Sie nach „**RF-EM001S Music**“ und stellen Sie eine Verbindung her, um Ihre eigene Musik-Playlist über das Gerät abzuspielen.

**Hinweis:** Nach erfolgreicher Kopplung wird das Gerät bei jedem Einschalten automatisch mit Bluetooth verbunden.

## 5. Automatische Abschaltfunktion (Timer)

Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten Dauerbetrieb automatisch ab, es sei denn, Sie wählen über die App einen anderen Timer aus.

## 6. Speicherfunktion

- Außer im DIY-Modus ruft das Gerät den zuletzt gewählten Modus und die zuletzt gewählte Druckeinheit ab, sobald es wieder eingeschaltet wird.
- Außer im DIY-Modus ruft das Gerät beim Umschalten der Modi die zuletzt gewählte Druckeinheit und Lautstärke ab.

## APP-ANWEISUNGEN

### 1. App herunterladen

Scannen Sie den QR-Code unten oder suchen Sie im Apple App Store oder bei Google Play nach „**RENPHO Health**“, um die RENPHO Health App herunterzuladen.



RENPHO Health

RENPHO Health



Download on the  
App Store



GET IT ON  
Google Play

**Hinweis:** Da die „RENPHO Health“-App regelmäßig aktualisiert und verbessert wird, könnte sie in einigen Bereichen inzwischen anders aussehen.

## 2. Anmelden/Registrieren

- a. Melden Sie sich direkt mit einem bestehenden Renpho-App-Konto an.
- b. Wenn Sie noch kein RENPHO-App-Konto haben, tippen Sie auf „Registrieren“. Registrieren Sie ein neues Konto der „RENPHO Health“-App mit Ihrer E-Mail-Adresse und vervollständigen Sie Ihre Profilinformationen.

## 3. Mit der App verbinden

Bevor Sie sich mit der „RENPHO Health“-App verbinden, aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone (bei Android-Systemen ist auch der Zugriff auf den Standort erforderlich) und schalten Sie das Augenmassagegerät ein.


### - Methode 1

Öffnen Sie die App. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie auf „**Verbinden**“ tippen müssen.



## – Methode 2

- Öffnen Sie die App und tippen Sie auf „+“ in der oberen rechten Ecke der Seite **„Gerät“**, um es manuell zu koppeln.
- Wählen Sie **„Massagegerät“** und tippen Sie auf **„Eyeris Smart“**.
- Es öffnet sich ein Fenster, tippen Sie auf „+“.--



### Tipps:

- Wenn das Augenmassagegerät mit der App verbunden ist, hören Sie die Sprachansage „App verbunden“.
- Sobald das Gerät den über die App eingestellten Modus aktiviert hat, berühren Sie bitte keine Taste am Gerät, während Sie es tragen, um eine Änderung der Einstellungen zu vermeiden. Alternativ können Sie die Tasten auch über die App sperren, bevor Sie das Gerät tragen.

Möchten Sie mehr aus Eyeris Smart herausholen?  
Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die URL ein,  
um weitere Funktionen der App freizuschalten!



<https://renpho.com/pages/help-and-manual>

Entdecken Sie, wie Sie die Tasten des Geräts vor dem Gebrauch sperren, den Standardmodus voreinstellen, eine individuelle Massagesitzung einrichten und Meditation MV oder Musik genießen können. Sorgen Sie für eine entspannte Augenpartie mit diesen fantastischen Funktionen!

## REINIGUNG UND WARTUNG

1. Vor Reinigung oder Lagerung des Geräts schalten Sie es aus oder ziehen Sie das Ladekabel ab und lassen das Gerät abkühlen.
2. Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Baumwolltuch ab, das leicht mit mildem Reinigungsmittel angefeuchtet wurde. Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel, chemische oder aggressive Reinigungsmittel.
3. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus. Wenn das Gerät länger als drei Monate nicht benutzt wurde, dann laden Sie es von Zeit zu Zeit bitte auf, um seine Lebensdauer zu verlängern.
4. Es wird empfohlen, Schweiß, Augencreme oder kosmetische Rückstände auf der Proteinlederoberfläche nach dem Gebrauch abzuwischen, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

5. Bauen Sie das Gerät nicht selbst auseinander. Dies könnte zu Schäden führen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

## ANLEITUNG ZUR PROBLEMBEHEBUNG

| Problem                                 | Mögliche Ursache                                                    | Lösung                                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Einschaltfehler                         | Der Akku ist leer.                                                  | Laden Sie das Gerät auf.                                              |
|                                         | Drücken Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste.                             | Drücken Sie lange auf die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. |
| Niedriger Luftdruck.                    | Schwache Batterie.                                                  | Laden Sie das Gerät auf.                                              |
| Kein Luftdruck                          | „Kein Luftdruck“ ausgewählt.                                        | Wechseln Sie zu weichem/starkem Druck.                                |
|                                         | Der Modus ohne Luftdruck ist gewählt.                               | Wählen Sie den Modus mit Luftdruckfunktion.                           |
| Das Gerät schaltet sich plötzlich aus.  | Der Akku ist leer.                                                  | Laden Sie das Gerät auf.                                              |
|                                         | Der eingebaute Auto-Off-Timer ist aktiviert.                        | Starten Sie das Gerät bei Bedarf für eine weitere Massagesitzung neu. |
| Das Gerät kann nicht aufgeladen werden. | Verwenden Sie einen anderen Ladekabeltyp.                           | Verwenden Sie nur das mitgelieferte Typ-C-Ladekabel.                  |
|                                         | Verwenden Sie ein Ladegerät mit einer Spannung von mehr als 5 Volt. | Verwenden Sie ein DC 5V 1A-Ladegerät.                                 |

| <b>Problem</b>                                                                           | <b>Mögliche Ursache</b>                                                | <b>Lösung</b>                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Gerät kann nicht mit der App verbunden werden.                                       | Die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons ist nicht aktiviert.             | Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone und koppeln Sie das Gerät gemäß den „APP-ANWEISUNGEN“.    |
| Das Gerät kann nicht mit der App verbunden werden.                                       | Das Augenmassagegerät wurde mit einem anderen mobilen Gerät gekoppelt. | Trennen Sie die Verbindung zwischen dem Augenmassagegerät und einem anderen mobilen Gerät.              |
| Bluetooth-Musik kann auf dem Gerät nicht abgespielt werden.                              | Die Bluetooth-Musikverbindung ist deaktiviert.                         | Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone und stellen Sie eine Verbindung zu „RF-EM001S Music“ her. |
|                                                                                          | Stummschaltung ist aktiviert.                                          | Drücken Sie lange auf die Drucktaste, um in den Sprachmodus zu wechseln.                                |
| Die App funktioniert nicht.                                                              | App-Fehler.                                                            | Starten Sie die App neu.                                                                                |
| <b>Bei anderweitigen Problemen können Sie sich gerne an unseren Kundendienst wenden.</b> |                                                                        |                                                                                                         |

## GARANTIEBESTIMMUNGEN

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.

Die Garantiebedingungen finden Sie unter:

**<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>**

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

## KUNDENDIENST

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.

 **Tel:** +49 40 23969285 (DE ONLY)  
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)

 **Email:** [support-eu@renpho.com](mailto:support-eu@renpho.com)(UK&EU)

\* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.



### 1. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

### 2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten (EAR)

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.

### 3. Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind."



1. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass sie am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen.
2. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenlos bei einer Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Stadt oder Gemeinde.
3. Batterien können Substanzen enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Durch die getrennte Sammlung und Wiederverwertung alter Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.
4. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfall aus Altbatterien so weit wie möglich. Vermeiden Sie z. B. die Vermüllung öffentlicher Plätze, indem Sie Batterien oder elektrische und elektronische Geräte, die Batterien enthalten, nicht achtlos zurücklassen.



Hiermit erklärt Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. Ltd. dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/53/EU, der Richtlinie 2011/65/EU, und anderen relevanten Bestimmungen übereinstimmt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden:  
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

**Maximale HF-Leistung: 0.06dBm**

**Betriebsfrequenz: 2402 MHz to 2480 MHz**

Merci d'avoir choisi cet appareil de massage intelligent pour les yeux RENPHO ! Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et utiliser cet appareil uniquement comme indiqué. RENPHO n'acceptera aucune responsabilité pour toute blessure due à une mauvaise utilisation ou au non-respect des instructions présentes dans ce document. Conservez ce mode d'emploi pour le consulter ultérieurement au besoin.

## **INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ**

### **LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.**

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes vivant avec un handicap (physique, sensoriel ou cognitif réduit), ni par des personnes n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires pour l'utiliser en toute sécurité, à moins qu'elles ne soient correctement supervisées ou formées par une personne responsable.
2. Les enfants doivent être sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement et pas pour un usage médical. Il ne doit pas être utilisé dans le traitement ou le soulagement d'une maladie ou d'un état physique anormal.
4. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.
5. Veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation si vous appartenez à l'un des groupes d'utilisateurs suivants:
  - Personnes ayant subi une opération de l'œil ou souffrant d'une affection oculaire comme le glaucome, la cataracte et un décollement de la rétine
  - Personnes âgées
  - Femmes enceintes ou ayant récemment accouché
  - Personnes allergiques au cuir
  - Personnes souffrant d'infections cutanées, de sensibilité, de rougeurs et/ou de brûlures de la peau
  - Personnes présentant un gonflement ou une plaie autour de l'œil
  - Personnes utilisant un stimulateur cardiaque ou tout autre

dispositif médical implanté

- Personnes souffrant de problèmes cardiaques, de tumeurs malignes ou d'autres problèmes de santé graves
  - Personnes sous traitement médical
  - Personnes ayant une pression sanguine élevée ou anormale
6. Si vous ressentez une gêne pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.
  7. Retirez vos lentilles de contact, lunettes, faux cils, épingles à cheveux, accessoires pour cheveux, etc. avant d'utiliser cet appareil.
  8. N'utilisez pas cet appareil en conduisant ou en marchant.
  9. Évitez tout contact avec des objets pointus.
  10. Les températures élevées peuvent provoquer des brûlures, quel que soit le réglage. N'utilisez pas l'appareil sur des bébés ou des personnes handicapées, endormies ou inconscientes. Vérifiez fréquemment les endroits où la peau est en contact avec la zone chauffée afin de réduire le risque de formation de cloques.

**DANGER - Pour réduire le risque d'électrisation:**

1. N'utilisez jamais d'épingles ou d'autres fixations métalliques avec cet appareil.
2. N'utilisez pas l'appareil avec des mains mouillées et ne l'immergez pas dans l'eau ou dans un autre liquide.

**ATTENTION - Pour réduire le risque de brûlure:**

1. Utilisez les surfaces chauffées avec prudence. Peut causer de graves brûlures. N'utilisez pas cet appareil sur des zones cutanées insensibles et où la circulation sanguine est mauvaise. L'utilisation sans surveillance de la fonction de chauffage par des enfants ou des personnes inaptes peut être dangereuse.
2. Cet appareil possède une surface chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lors de l'utilisation de l'appareil.

**AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de brûlure, d'incendie, d'électrisation et de blessures:**

1. Ne faites pas fonctionner l'appareil sous une couverture ou un oreiller. Un chauffage excessif peut se produire et provoquer un incendie, une électrisation ou des blessures.
2. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est

utilisé par, sur ou près d'enfants, de personnes invalides ou handicapées.

3. Utilisez uniquement cet appareil pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce mode d'emploi. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. N'utilisez jamais cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.
5. Ne laissez jamais tomber et n'insérez jamais d'objets dans un orifice.
6. N'utilisez jamais cet appareil à proximité de produits en aérosol (spray) ou dans des endroits où de l'oxygène est administré.

### **À propos de la batterie:**

1. Ne l'utilisez pas lorsque vous prenez un bain ou une douche.
2. Ne placez pas et ne rangez pas cet appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
3. Ne le plongez et ne le faites jamais tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.
4. N'utilisez jamais cet appareil sur une surface molle telle qu'un lit ou un canapé où les orifices d'arrivée d'air peuvent être bloqués.
5. N'exposez pas l'appareil ou la batterie à des températures excessives.
6. Soyez conscient du risque de court-circuiter les bornes de l'appareil fonctionnant sur batterie ou la batterie elle-même avec des objets métalliques.
7. Cet appareil contient des batteries non remplaçables. Lorsque la batterie est en fin de vie, l'appareil doit être correctement mis au rebut.
8. Ne pas démonter, ni ouvrir ni déchiqueter la batterie.
9. Ne pas soumettre les piles ou les batteries à des chocs mécaniques.
10. En cas de fuite de la batterie, il ne faut pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, il faut laver la zone touchée avec une grande quantité d'eau et consulter un médecin.
11. Les piles secondaires et les batteries doivent être chargées avant utilisation. Il faut toujours utiliser le chargeur approprié et se reporter aux instructions du fabricant ou au manuel du produit pour obtenir des instructions de charge appropriées.
12. Ne pas laisser une batterie en charge prolongée lorsqu'elle

n'est pas utilisée.

13. Après de longues périodes de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les piles ou les batteries plusieurs fois pour obtenir des performances optimales.
14. ATTENTION – La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise manipulation. Ne pas recharger, ni démonter, ni chauffer à une température supérieure à 100°C (212°F).

# CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## À PROPOS DU PRODUIT

### 1. Contenu

1 × Eyeris Smart

1 × Câble de chargement USB-C

### 2. Caractéristiques techniques

Nom : masseur intelligent pour les yeux

Modèle : RF-EM001S

Alimentation : 5 V  $\equiv$  1 A

Puissance nominale : 5 W

Capacité de la batterie : 1500 mAh 5.55Wh

Tension de la batterie : 3,7 V DC

Durée de la recharge : environ 3 h 30

Autonomie : 90 à 240 min

## UTILISATION DE L'APPAREIL

### 1. Chargement

- a. Chargez complètement l'appareil avant la première


utilisation. Rechargez l'appareil à l'aide du câble de recharge USB USB-C fourni et d'un chargeur 5 V DC, 1 A (non fourni).

- b. Avertissement de puissance faible : le témoin lumineux clignote lentement en rouge, accompagné du message vocal « Low power, please charge ».
- c. Il faut environ 3 h 30 pour recharger complètement l'appareil. Le témoin lumineux d'alimentation clignote lentement en rouge lorsque l'appareil est en charge. Une fois la recharge terminée, le témoin lumineux d'alimentation reste allumé en rouge sans clignoter.

**Remarque :** n'utilisez pas cet appareil lorsqu'il est en cours de recharge.


## 2. Utilisation

- a. Retirez tout accessoire oculaire (lunettes, lentilles de contact, faux cils, etc.) qui pourrait vous gêner dans l'utilisation de l'appareil.
- b. Mettez l'appareil en place et assurez-vous qu'il est parfaitement adapté à vos yeux. Ajustez le bandeau élastique pour l'adapter à votre tête.



**Remarque :** votre vision peut devenir floue pendant un petit moment, ce qui est normal après l'utilisation de cet appareil. Il est recommandé de fermer les yeux pendant quelques minutes jusqu'à ce que votre vision revienne à la normale.

### 3. Fonctionnement



#### Description du témoin lumineux

| Statut                                                                     | Témoin lumineux                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil est allumé                                                      | Blanc fixe                                                                                                                          |
| Connexion de la musique en Bluetooth ou à l'application réussie            | Bleu clignotant lentement                                                                                                           |
| Connexion de la musique en Bluetooth et connexion à l'application réussies | Bleu fixe                                                                                                                           |
| Batterie faible/en charge                                                  | Rouge clignotant lentement                                                                                                          |
| Complètement chargé                                                        | Rouge fixe                                                                                                                          |
| Chargement à une tension supérieure à 5 V                                  | Le voyant rouge clignote rapidement pendant 1 minute, puis s'éteint, ce qui indique que le chargeur n'est pas utilisé correctement. |



**a. Appuyez longuement pour allumer/éteindre l'appareil.**

Une fois l'appareil allumé, l'indicateur reste allumé en blanc fixe et les réglages par défaut sont les suivants.  
Niveau de pression d'air : léger, chaleur : activée, niveau de volume : 3, mode vocal : activé, Bluetooth : activé.

**b. Appuyez à nouveau pour faire défiler les 5 modes :**

M1 : pression pneumatique + chaleur

M2 : pression pneumatique + chaleur + vibrations

M3 : pression pneumatique

M4 : chaleur uniquement

M5 : Vibrations



**a. Appuyez brièvement pour faire défiler les modes suivants : pression faible (par défaut) / pression forte / sans pression.**

**b. Une pression longue permet de passer du mode silencieux au mode vocal.**

En mode silencieux, la diffusion vocale et la musique sont désactivées. La musique de votre téléphone ou de l'application RENPHO Health sera mise en pause, mais pourra être relancée sur votre téléphone ou l'application.



**a. Appuyez brièvement pour faire défiler les niveaux de volume de la musique : niveau 3 (par défaut), niveau 4, niveau 5, niveau 0, niveau 1, niveau 2.**

**b. Appuyez longuement pour passer au morceau suivant lorsque l'appareil diffuse de la musique depuis votre téléphone ou de l'application RENPHO Health.**

**Remarque :** le volume de l'émission vocale ne peut pas être réglé.

## **4. Connexion en Bluetooth de la musique**

**a. Allumez l'appareil et activez le Bluetooth sur votre appareil mobile.**

- b. Recherchez « **RF-EM001S Music** » et connectez-vous pour écouter votre propre liste de musique sur l'appareil.

**Remarque :** Une fois apparié avec succès, l'appareil sera automatiquement connecté en Bluetooth chaque fois qu'il s'allumera.

## 5. Minuterie d'extinction automatique

L'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes d'utilisation continue, à moins que vous ne sélectionnez une autre durée sur l'application.

## 6. Fonction de mémoire

- a. Lors de la prochaine utilisation, l'appareil réutilisera la dernière unité et le dernier niveau de pression définis, sauf en mode « DIY » (personnalisation).
- b. Sauf en mode « DIY » (personnalisation), l'appareil se souvient du dernier niveau de pression et du dernier volume sélectionnés lorsqu'il passe d'un mode à l'autre.


# INSTRUCTIONS CONCERNANT L'APPLICATION

## 1. Téléchargez l'application

Scannez le code QR ci-dessous ou cherchez « **RENPHO Health** » sur l'App Store d'Apple ou Google Play pour télécharger l'application RENPHO Health.



RENPHO Health



**Remarque :** en raison de la publication régulière de mises à jour et d'améliorations, votre version de l'application « **RENPHO Health** » peut apparaître légèrement différente de celle présentée ici.

## 2. Identification / création de compte

- Identifiez-vous directement avec votre compte RENPHO App existant.
- Si vous n'avez pas de compte RENPHO App, appuyez sur « Inscription ». Créez un nouveau compte sur l'application RENPHO Health en utilisant votre adresse e-mail et complétez votre profil.

## 3. Connexion à l'application

Avant de vous connecter à l'application RENPHO Health, activez le Bluetooth sur votre smartphone (le système Android nécessite également un accès à la géolocalisation) et allumez le masseur oculaire.


### - Méthode 1 :

Ouvrez l'application. Une fenêtre apparaîtra sur l'écran du téléphone. Appuyez sur « **Connecter** ».



## - Méthode 2 :

- Ouvrez l'application, appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page « **Appareil** » pour synchroniser l'appareil manuellement.
- Sélectionnez « **Masseur** » et appuyez sur « **Eyeris Smart** ».
- Une fenêtre apparaît. Appuyez sur « + ».



## Conseils :

- Lorsque le masseur pour les yeux est connecté à l'application, vous entendez le message vocal « App connected » indique que l'application est connectée.
- Une fois que l'appareil a commencé à fonctionner selon le mode défini sur l'appli, ne touchez à aucun bouton de l'appareil lorsque vous le portez afin d'éviter de modifier les réglages. Vous pouvez également verrouiller les boutons sur l'application avant de porter l'appareil.

Vous voulez tirer le meilleur parti d'Eyeris Smart ?  
Scannez le code QR ou saisissez l'URL pour débloquent  
d'autres fonctionnalités de l'application !



<https://renpho.com/pages/help-and-manual>

Découvrez comment verrouiller les boutons de l'appareil avant utilisation, prérégler le mode standard, configurer une séance de massage personnalisée et profiter de la méditation MV ou de la musique. Faites passer votre relaxation oculaire au niveau supérieur grâce à ces fonctions géniales !

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Éteignez l'appareil ou débranchez le câble de recharge et laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer ou de le ranger.
2. Essuyez la surface avec un chiffon doux en coton légèrement humidifié avec un détergent doux. N'utilisez pas de produits abrasifs, de solvants, de nettoyeurs chimiques ou de détergents puissants.
3. N'exposez pas cet appareil à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées. Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant plus de 3 mois, rechargez-le de temps en temps pour prolonger sa durée de vie.

4. Il est recommandé d'essuyer toute trace de sueur, de crème pour les yeux ou de résidus cosmétiques restants sur la surface en cuir protéiné après utilisation afin de prolonger la durée de vie de l'appareil.
5. Ne démontez pas l'appareil vous-même. Cela pourrait l'endommager et annuler la garantie du fabricant.

## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

| Problème                              | Cause possible                                       | Solution                                                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne s'allume pas.           | La batterie est déchargée.                           | Rechargez l'appareil.                                                      |
|                                       | Appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche.  | Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour allumer l'appareil.        |
| Pression pneumatique faible.          | Batterie faible.                                     | Rechargez l'appareil.                                                      |
| Il n'y a pas de pression pneumatique. | Mode sans pression pneumatique sélectionné.          | Passez à une pression douce ou forte.                                      |
|                                       | Mode sans pression pneumatique sélectionné.          | Sélectionnez un mode avec fonction de pression pneumatique.                |
| L'appareil s'éteint brusquement.      | La batterie est déchargée.                           | Rechargez l'appareil.                                                      |
|                                       | La minuterie d'extinction automatique a été activée. | Redémarrer l'appareil pour redémarrer une séance de massage si nécessaire. |

| <b>Problème</b>                                                                               | <b>Cause possible</b>                                                 | <b>Solution</b>                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne peut pas être rechargé.                                                         | Vous utilisez un autre câble de recharge.                             | N'utilisez que le câble de recharge USB Type-C fourni.                                                       |
|                                                                                               | Utilisez un chargeur dont la tension est supérieure à 5 V.            | Utilisez uniquement un chargeur 5 V DC, 1 A.                                                                 |
| Échec de la connexion de l'appareil à l'application.                                          | Le Bluetooth de votre téléphone n'est pas activé.                     | Activez le Bluetooth sur votre smartphone et appariez l'appareil en suivant les « INSTRUCTIONS DE L'APPLI ». |
|                                                                                               | Le masseur pour les yeux a été apparié avec un autre appareil mobile. | Désappariez l'appareil de massage de l'autre appareil mobile.                                                |
| La lecture de la musique en Bluetooth ne fonctionne pas sur l'appareil.                       | La connexion de la musique en Bluetooth est désactivée.               | Activez le Bluetooth sur votre smartphone et connectez-vous à « RF-EM001S Music ».                           |
|                                                                                               | Le mode Silencieux est activé.                                        | Appuyez longuement sur le bouton de Pression pour passer en mode vocal.                                      |
| L'application ne fonctionne pas.                                                              | Erreur de l'application.                                              | Redémarrez l'application.                                                                                    |
| <b>Si vous rencontrez d'autres problèmes, n'hésitez pas à contacter notre service client.</b> |                                                                       |                                                                                                              |

## GARANTIE

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez:

**<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>**

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

## SERVICE CLIENT

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.

 **Email:** [support-eu@renpho.com](mailto:support-eu@renpho.com)(UK&EU)

\* En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.



### 1. Signification du logo de la poubelle barrée

Le logo de la poubelle barrée indique que vous êtes légalement tenu de vous débarrasser de l'appareil séparément des déchets municipaux non triés (ordures ménagères). Les piles ou batteries rechargeables non installées de façon permanente doivent être préalablement retirées et éliminées séparément.

### 2. Possibilités de reprise des appareils usagers

Les propriétaires de DEEE peuvent les rapporter ou de les faire collecter conformément aux mesures mises en place par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Ceci garantira une élimination appropriée.

### 3. Données personnelles

Tous les utilisateurs finaux de DEEE sont responsables de la suppression des données personnelles contenues dans ces DEEE avant de les mettre au rebut.



1. Le symbole de la poubelle barrée sur des piles ou accumulateurs indique que ces produits, une fois en fin de vie, ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
2. Vous êtes légalement tenu de retourner les piles et batteries usagées après utilisation. Vous pouvez le faire gratuitement dans un point de collecte près de chez vous. Les adresses des points de collecte appropriés peuvent être obtenues auprès de votre municipalité ou des autorités locales.
3. Les batteries peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine. La collecte séparée et le recyclage des piles et accumulateurs usagés visent à éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.
4. Dans la mesure du possible, évitez de créer des déchets à partir de piles usagées. Par exemple, évitez de jeter négligemment sur la voie publique des piles ou des appareils électriques contenant des piles.



Par la présente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/53/UE, à la directive 2011/65/UE, et à d'autres dispositions pertinentes. Le texte intégral de la Déclaration de conformité peut être consulté à l'adresse internet suivante:  
**<https://renpho.eu/pages/compliance-data>**

**Puissance Rf Maximale De: 0.06dBm**

**Fréquence De Fonctionnement: 2402 MHz to 2480 MHz**

Grazie per aver scelto il massaggiatore oculare RENPHO! Leggere attentamente questo manuale utente e utilizzare il dispositivo solo come indicato. RENPHO non accetterà alcuna responsabilità per lesioni dovute a uso improprio o negligenza nel seguire le istruzioni riportate. Conservare questo manuale per consultazioni future.

## **IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

### **LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.**

1. Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con disabilità (condizioni fisiche, sensoriali o cognitive ridotte) o di soggetti privi dell'esperienza e delle conoscenze necessarie per utilizzarlo in sicurezza, a meno che non siano adeguatamente supervisionati o istruiti da una persona responsabile.
2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
3. Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico e non per scopi medici. Non deve essere utilizzato per curare o alleviare malattie o stati fisici anomali.
4. La pulizia e la manutenzione non andrebbero eseguite dai bambini senza supervisione.
5. Consultare un medico prima dell'uso se si rientra in uno dei seguenti gruppi di utenti:
  - Persone che hanno subito un intervento chirurgico agli occhi o che presentano patologie oculari, quali glaucoma, cataratta e distacco della retina
  - Soggetti anziani
  - Donne in gravidanza o che hanno partorito da poco
  - Soggetti allergici ai materiali in pelle
  - Soggetti che presentano infezioni dermiche, ipersensibilità, arrossamento e/o ustioni sulla pelle
  - Persone che presentano gonfiore o ferite al contorno occhi
  - Persone che utilizzano un pacemaker o altri dispositivi medici impiantabili
  - Soggetti che presentano disturbi cardiaci, tumori maligni o altre gravi patologie
  - Persone che ricevono cure mediche

- Soggetti che soffrono di pressione alta o anomala
- 6. Se si avverte un disagio durante l'uso, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo.
- 7. Prima dell'uso, rimuovere lenti, occhiali, ciglia finte, forcine e qualsiasi altro accessorio.
- 8. Non utilizzare il dispositivo mentre si guida, si cammina o si corre.
- 9. Evitare il contatto con oggetti affilati.
- 10. Le temperature elevate potrebbero causare ustioni, indipendentemente dall'impostazione del comando. Non utilizzare il dispositivo su neonati o persone con disabilità, addormentate o incoscienti. Controllare frequentemente i punti in cui la pelle è a contatto con l'area riscaldata per ridurre il rischio di vesciche.

**PERICOLO - Per ridurre il rischio di scosse elettriche:**

- 1. Non utilizzare mai spilli o altre chiusure metalliche con questo dispositivo.
- 2. Non utilizzare il dispositivo con mani bagnate e non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.

**ATTENZIONE - Per ridurre il rischio di bruciature:**

- 1. Utilizzare con attenzione le superfici riscaldate. Può causare gravi ustioni. Non utilizzare su zone cutanee insensibili o in presenza di cattiva circolazione sanguigna. L'usosenza supervisione del calore da parte di bambini o persone incapaci può essere pericoloso.
- 2. L'apparecchio ha una superficie riscaldata. Le persone insensibili al calore devono fare attenzione quando usano l'apparecchio.

**AVVISO - Per ridurre il rischio di bruciature, incendi, elettro-shock o lesioni a persone, attieniti alle seguenti istruzioni:**

- 1. Non azionare il dispositivo sotto un cuscino o una coperta. Potrebbe verificarsi un eccessivo riscaldamento, causando incendi, scosse elettriche o lesioni a persone.
- 2. È necessaria una stretta supervisione quando il dispositivo viene utilizzato da, su o in prossimità di bambini, soggetti invalidi o persone disabili.

3. Utilizzare questo dispositivo solo per l'uso previsto come descritto nel presente manuale. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.
4. Non azionare mai questo dispositivo in caso di malfunzionamento, danneggiamento o caduta in acqua.
5. Non far cadere o inserire mai oggetti in nessuna apertura.
6. Non azionare in zone dove vengono utilizzati prodotti aerosol (spray) o in cui venga somministrato ossigeno.

### **Informazioni sulla batteria:**

1. Non utilizzare mentre ci si fa il bagno o la doccia.
2. Non collocare o riporre il dispositivo in aree in cui potrebbe cadere o essere trascinato in una vasca o un lavandino.
3. Non collocare o far cadere in acqua o altri liquidi.
4. Non azionare mai su una superficie morbida come un letto o un divano dove le prese d'aria potrebbero essere bloccate.
5. Non esporre l'elettrodomestico o la batteria a temperature eccessive.
6. Prestare attenzione al rischio di cortocircuitare i terminali dell'elettrodomestico alimentato a batteria o della batteria stessa con oggetti metallici.
7. Questo elettrodomestico contiene batterie non sostituibili. Quando la batteria è esausta, l'elettrodomestico deve essere smaltito correttamente.
8. Non smontare, aprire o distruggere la batteria.
9. Non sottoporre le celle o le batterie a shock meccanici.
10. In caso di perdite dalla cella, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.
11. Le batterie e le celle secondarie devono essere caricate prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricabatterie corretto e fare riferimento alle istruzioni del produttore o al manuale del prodotto per istruzioni corrette sulla ricarica.
12. Non lasciare la batteria in carica per un periodo prolungato quando non viene utilizzata.
13. Dopo lunghi periodi di inattività, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte le celle o le batterie per ottenere le massime prestazioni.
14. **ATTENZIONE:** la batteria utilizzata in questo dispositivo può presentare un rischio di incendio o ustioni chimiche se usata male.

Non ricaricare, smontare, riscaldare a temperatura superiore a 100°C (212 °F).

# CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

### 1. Contenuto della confezione

1 Eyeris Smart

1 Cavo di ricarica USB-C

### 2. Specifiche tecniche

Nome del prodotto: Massaggiatore oculare Smart

Modello: RF-EM001S

Alimentazione: 5 V  $\equiv$  1 A

Potenza nominale: 5 W

Capacità della batteria: 1500 mAh 5.55Wh

Voltaggio batteria: CC a 3.7 V

Durata della carica: circa 3.5 ore

Tempo di funzionamento: 90-240 min

## UTILISATION DE L'APPAREIL

### 1. Ricarica

- a. Caricare completamente il dispositivo prima di procedere con il primo utilizzo. Ricaricare il dispositivo utilizzando il


cavo di ricarica di USB-C in dotazione e un caricabatterie 5 V 1 A (non incluso).

- b. Avviso di bassa potenza: l'indicatore lampeggia lentamente in rosso, accompagnato da un messaggio vocale "Bassa potenza, si prega di ricaricare".
- c. Il dispositivo impiegherà circa 3,5 ore per caricarsi completamente. Durante la carica, la spia diventerà rossa e lampeggerà lentamente. Una volta completata la ricarica, la spia diventerà di colore rosso fisso.

**Nota bene:** non utilizzare il dispositivo mentre è in fase di ricarica.


## 2. Come indossare il dispositivo

- a. Rimuovere tutti gli accessori (occhiali da vista, lenti a contatto, ciglia finte, ecc.) che possano pregiudicare l'utilizzo del dispositivo.
- b. Indossare il dispositivo e assicurarsi che si adatti correttamente agli occhi. Regolare la banda elastica per adattarla alla propria testa.



**Nota bene:** la vista potrebbe offuscarsi per un breve lasso di tempo, come prevedibile dopo aver utilizzato il dispositivo. Si consiglia di chiudere gli occhi per qualche minuto, finché la vista non sarà tornata alla normalità.

### 3. Funzionamento



#### Descrizione della spia

| Stato                                                                     | Spia                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il dispositivo è acceso                                                   | Diventa bianca e fissa                                                                                                                  |
| Connessione della musica/-connessione dell'app tramite Bluetooth riuscita | Lampeggia blu lentamente                                                                                                                |
| Connessione musicale e connessione app tramite Bluetooth riuscite         | Diventa blu fisso                                                                                                                       |
| Batteria in esaurimento/in carica                                         | Lampeggia rosso lentamente                                                                                                              |
| Carica completata                                                         | Diventa rossa e fissa                                                                                                                   |
| Ricarica a una tensione superiore a 5 V                                   | Continua a lampeggiare rapidamente in rosso per 1 minuto e poi si spegne, indicando che è stato utilizzato un caricabatterie inadeguato |



**a. Tenere premuto per accendere/spengere il dispositivo.**

Una volta acceso il dispositivo, la spia sarà bianca e fissa e l'impostazione predefinita sarà Livello di pressione dell'aria: leggero, Riscaldamento: attivato, Livello del volume: 3, Modalità vocale: attivata, Bluetooth: attivato.

**b. Premere brevemente per passare ciclicamente attraverso 5 modalità:**

Modalità 1: pressione dell'aria + riscaldamento

Modalità 2: pressione dell'aria + riscaldamento + vibrazione

Modalità 3: pressione dell'aria

Modalità 4: solo riscaldamento

Modalità 5: vibrazione



**a. Premere brevemente per cambiare ciclicamente intensità di pressione tra Leggera (impostazione predefinita)/Forte/Nessuna pressione.**

**b. Tenere premuto per passare dalla modalità silenziosa alla modalità vocale e viceversa.**

Una volta attivata la modalità silenziosa, la trasmissione della voce e della musica integrata verrà disabilitata. La riproduzione della musica dal telefono o dall'app RENPHO Health verrà messa in pausa, ma potrà essere ripresa tramite il telefono o l'app.



**a. Premere brevemente per passare ciclicamente da un livello di volume della musica all'altro: Livello 3 (predefinito)/Livello 4/Livello 5 (volume massimo)/Livello 0/Livello 1/Livello 2.**

**b. Tenere premuto per accedere alla traccia successiva quando il dispositivo riproduce musica dal telefono o dall'app RENPHO Health.**

**Nota bene:** il volume della trasmissione vocale non può essere regolato.

## **4. Connessione della musica tramite Bluetooth**

a. Accendere il dispositivo e abilitare il Bluetooth sullo

smartphone.

- b. Cercare **"RF-EM001S Music"** e connettersi per riprodurre la propria lista di riproduzione musicale attraverso il dispositivo.

**Nota bene:** una volta effettuata correttamente l'associazione, il dispositivo si conatterà automaticamente al Bluetooth ogni volta che verrà acceso.

## 5. Timer di spegnimento automatico

Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti di utilizzo continuo, a meno che non si selezioni un altro timer attraverso l'app.

## 6. Funzione di memoria

- a. Tranne che in modalità "Fai da te", il dispositivo ricorderà l'ultima modalità e l'ultimo livello di pressione una volta riacceso.
- b. Tranne che in modalità "Fai da te", il dispositivo ricorderà l'ultimo livello di pressione e l'ultimo volume selezionati durante la commutazione delle modalità.

## ISTRUZIONI DELL'APP

### 1. Scaricare l'app

Scansionare il codice QR qui sotto o cercare **"RENPHO Health"** nell'App Store di Apple o nel Google Play Store per scaricare l'app RENPHO Health.



RENPHO Health

RENPHO Health



Download on the  
App Store



GET IT ON  
Google Play

**Nota bene:** a causa dei continui aggiornamenti e miglioramenti, l'app "RENPHO Health" potrebbe apparire leggermente differente.

## 2. Effettuare l'accesso/la registrazione

- Accedere direttamente con un account già esistente sull'app RENPHO.
- In caso non si disponga di un account sull'app RENPHO, toccare "Registrati". Registrare un nuovo account per l'app RENPHO Health, utilizzando il proprio indirizzo e-mail, e completare le informazioni del profilo.

## 3. Connettersi all'app

Prima di connettersi all'app RENPHO Health, abilitare il Bluetooth sullo smartphone (il sistema Android richiede anche l'accesso alla posizione) e accendere il massaggiatore oculare.


### - Metodo 1

Aprendo l'app, comparirà una finestra, toccare quindi **"Connesso"**.



## - Metodo 2:

- Aprire l'app e toccare "+" nell'angolo in alto a destra della pagina "**Dispositivo**" per procedere con l'associazione manualmente.
- Selezionare "**Massaggiatore**" e toccare "**Eyeris Smart**".
- Comparirà una finestra sullo schermo del telefono, quindi toccare "+".



## Suggerimenti:

- Quando il massaggiatore oculare è collegato all'app, si udirà il messaggio vocale "app connessa".
- Una volta che il dispositivo ha iniziato a far funzionare la modalità impostata tramite l'app, si prega di non toccare alcun pulsante sul dispositivo mentre lo si indossa, in modo da evitare di modificare le impostazioni. In alternativa, è possibile bloccare i pulsanti tramite l'app prima di indossare il dispositivo.

Come sfruttare al meglio Eyeris Smart? Scansionare il codice QR o inserire l'URL per sbloccare altre funzionalità dell'app!



<https://renpho.com/pages/help-and-manual>

Sarà possibile scoprire come bloccare i pulsanti del dispositivo prima dell'uso, preimpostare la modalità standard, configurare una sessione di massaggio personalizzata e godersi la meditazione MV o la musica. Con queste fantastiche funzionalità, il rilassamento degli occhi sarà di livello superiore!

## **PULIZIA E MANUTENZIONE**

1. Spegnere il dispositivo o scollegare il cavo caricabatterie e lasciar raffreddare prima di procedere con la pulizia o la conservazione.
2. Strofinare la superficie con un panno in cotone morbido leggermente inumidito con un detersivo non aggressivo. Non utilizzare prodotti abrasivi, solventi, detergenti chimici o detersivi aggressivi.
3. Non esporre il dispositivo alla luce del sole diretta o alle alte temperature. Se il dispositivo non viene utilizzato per più di 3 mesi, ricaricarlo periodicamente per prolungarne la durata.

4. Si consiglia di rimuovere qualsiasi residuo di sudore, crema per gli occhi o cosmetico rimasto sulla superficie della pelle proteica dopo l'uso, in modo da prolungare la durata del dispositivo.
5. Non smontare il dispositivo di propria iniziativa. In caso contrario, potrebbero essere arrecati dei danni, invalidando così la garanzia del produttore.

## GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Problema                                  | Possibile Causa                                                | Soluzione                                                                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Il dispositivo non si accende.            | Batteria scarica.                                              | Caricare il dispositivo.                                                    |
|                                           | Premere brevemente il pulsante di accensione.                  | Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.      |
| Pressione dell'aria scarsa.               | Batteria scarica.                                              | Caricare il dispositivo.                                                    |
| Nessuna pressione dell'aria.              | Modalità "Nessuna pressione" selezionata.                      | Passare alla pressione leggera/forte.                                       |
|                                           | Viene selezionata la modalità senza pressione dell'aria.       | Selezionare la modalità che include la funzione di pressione dell'aria.     |
| Il dispositivo si spegne improvvisamente. | Batteria scarica.                                              | Caricare il dispositivo.                                                    |
|                                           | Il timer integrato di spegnimento automatico risulta attivato. | Riavviare il dispositivo per un'altra sessione di massaggio, se necessario. |

| <b>Problem</b>                                                                             | <b>Possibile Causa</b>                                                    | <b>Soluzione</b>                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non è possibile caricare il dispositivo.                                                   | Utilizzo di altri tipi di caricabatterie.                                 | Utilizzare solo il cavo caricabatterie incluso.                                                               |
|                                                                                            | Utilizzare un caricabatterie con tensione superiore a 5 V.                | Utilizzare un caricabatterie CC 5V 1A.                                                                        |
| Impossibile collegare il dispositivo all'app.                                              | Il Bluetooth del telefono non è abilitato.                                | Abilitare il Bluetooth sullo smartphone e associare il dispositivo seguendo la sezione "ISTRUZIONI DELL'APP". |
|                                                                                            | Il massaggiatore oculare è stato associato a un altro dispositivo mobile. | Disassociare il massaggiatore oculare dall'altro dispositivo mobile.                                          |
| Impossibile riprodurre musica Bluetooth sul dispositivo.                                   | La connessione musicale Bluetooth è disabilitata.                         | Abilitare il Bluetooth sullo smartphone e connettersi a "RF-EM001S Music".                                    |
|                                                                                            | La modalità Silenzioso è attivata.                                        | Tenere premuto il pulsante Pressione per passare alla modalità vocale.                                        |
| L'app non funziona.                                                                        | Errore dell'app.                                                          | Riavviare l'app.                                                                                              |
| <b>In caso di ulteriori problemi, non esitare a contattare il nostro servizio clienti.</b> |                                                                           |                                                                                                               |

## NORME SULLA GARANZIA

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

**<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>**

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

## ASSISTENZA CLIENTI

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

✉ **Email:** [support-eu@renpho.com](mailto:support-eu@renpho.com)(UK&EU)

\*Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. NON buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.



### 1. Significato del simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato

Il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato significa che sei legalmente obbligato a smaltire questi apparecchi separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati, vale a dire i vecchi apparecchi devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Le batterie o le batterie ricaricabili che non sono installate in modo permanente devono essere rimosse preventivamente e smaltite separatamente.

### 2. Opzioni per la restituzione di vecchi elettrodomestici

I proprietari di RAEE possono restituirli o raccogliarli scegliendo tra le possibilità previste e disponibili dalle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti per garantire il corretto smaltimento.

### 3. Dati personali

Si ricorda a tutti gli utenti finali di RAEE che l'utente è responsabile dell'eliminazione dei dati personali dai RAEE da smaltire.



1. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato riportato sulle batterie o sugli accumulatori indica che a fine vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.
2. Sei legalmente obbligato a restituire batterie e accumulatori utilizzati dopo l'uso. Puoi farlo gratuitamente presso un punto di raccolta nella tua zona. Gli indirizzi dei punti di raccolta idonei possono essere richiesti presso la propria città o il governo locale.
3. Le batterie possono contenere sostanze nocive per l'ambiente e la salute umana. La raccolta differenziata e il riciclaggio di batterie e accumulatori utilizzati hanno lo scopo di evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.
4. Evita il più possibile la produzione di rifiuti da batterie vecchie; ad esempio, evita di gettare rifiuti negli spazi pubblici abbandonando con noncuranza batterie o apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti batterie.



Con la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. dichiara che questa apparecchiatura è conforme a: Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2011/65/UE, e altre disposizioni rilevanti. Il testo completo della Dichiarazione di conformità è reperibile al seguente indirizzo Internet: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

**Potenza RF Massima: 0.06dBm**

**Frequenza Operativa: 2402 MHz to 2480 MHz**

¡Gracias por elegir el Masajeador inteligente de ojos RENPHO! Por favor, lea detenidamente este manual y utilice el producto únicamente para los usos aquí indicados. RENPHO no se hace responsable de los daños derivados de un mal uso del producto ni de aquellos que se produzcan por no seguir las instrucciones que aquí se especifican. Guarde este manual para consultas futuras.

## **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

### **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR.**

1. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
2. Hay que supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. El dispositivo está destinado únicamente para uso doméstico y no para uso médico. No debe utilizarse para el tratamiento o alivio de enfermedades o estados físicos anormales.
4. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por los niños.
5. Consulte a su médico antes de usar si encaja en alguno de los siguientes grupos de usuarios:
  - Personas que se habían sometido a cirugía ocular o afecciones oculares como glaucoma, catarata y desapego de retina
  - Los ancianos
  - Mujeres embarazadas o posparto
  - Personas alérgicas al cuero
  - Personas con infecciones de la piel, sensibilidad, enrojecimiento y/o quemaduras en la piel
  - Personas con hinchazón o herida alrededor del área de los ojos
  - Personas que usan un marcapasos u otros dispositivos médicos implantables
  - Personas con afección cardíaca, tumores malignos u otras afecciones de salud graves
  - Personas sometidas a tratamiento médico

- Personas con presión arterial alta o anormal
- 6. Si experimenta alguna incomodidad durante el uso, deje de usar el dispositivo de inmediato.
- 7. Retire las lentes de contacto, las gafas, las pestañas postizas, las horquillas y cualquier otro accesorio antes de su uso.
- 8. No use el dispositivo mientras conduce, camina o corre.
- 9. Evite el contacto con objetos afilados.
- 10. Las altas temperaturas pueden hacer que ocurran quemaduras independientemente de la configuración de control. No use el dispositivo en bebés, personas con discapacidad, durmiendo o inconsciente. Verifique con frecuencia dónde la piel está en contacto con el área calentada para reducir el riesgo de ampollas.

**PELIGRO - Para reducir el riesgo de electrocución:**

- 1. Nunca use pines u otros sujetadores metálicos con este dispositivo.
- 2. No use el dispositivo con manos húmedas ni sumerge el dispositivo en agua o cualquier líquido.

**PRECAUCIÓN - Para reducir el riesgo de quemaduras:**

- 1. Para evitar que se produzcan quemaduras graves, utilice las superficies calientes con cuidado. No lo utilice sobre zonas de la piel muy sensibles o con mala circulación. El uso sin supervisión de la función de calor por parte de niños y personas discapacitadas puede suponer un peligro.
- 2. El aparato tiene una superficie calentada. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado al utilizar el aparato.

**ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas:**

- 1. No utilice el dispositivo debajo de una sábana o almohada. El producto se puede sobrecalentar y provocar fuego, electrocución o daños personales.
- 2. El dispositivo requiere supervisión cuando se utiliza con o cerca de niños, personas con diversidad funcional o lesionadas.
- 3. Utilice este producto solo con el fin para el que ha sido diseñado, tal y como se describe en el manual. No utilice accesorios que no estén recomendados por el fabricante.
- 4. Nunca utilice este dispositivo si no funciona correctamente, si

- se ha dañado o se ha caído al agua.
5. Nunca introduzca o deje que entren objetos en ninguna de sus aperturas.
  6. No lo utilice en zonas donde se usan productos con aerosoles (esprays) o se administre oxígeno.

### **Instrucciones específicas sobre la batería:**

1. No utilizarlo durante el baño o la ducha.
2. No coloque ni almacene el dispositivo en un lugar donde pueda caerse o ser tirado a una bañera o lavabo.
3. No lo coloque ni lo deje caer al agua u otros líquidos.
4. Nunca opere sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde las aberturas de aire puedan estar bloqueadas.
5. No exponga el dispositivo ni la batería a temperaturas excesivas.
6. Tenga en cuenta el riesgo de que los terminales del dispositivo alimentado por batería o la batería se cortocircuiten con objetos metálicos.
7. Este dispositivo contiene baterías que no se pueden reemplazar. Cuando la batería llegue al final de su vida útil, el dispositivo deberá ser desechado correctamente.
8. No desmonte, abra ni triture la batería.
9. No someta las pilas o baterías a golpes mecánicos.
10. En caso de fuga de una celda, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se ha producido contacto, lave la zona afectada con abundante agua y busque atención médica.
11. Las pilas y baterías secundarias deben cargarse antes de su uso. Utilice siempre el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del producto para obtener instrucciones de carga adecuadas.
12. No deje una batería cargando durante un tiempo prolongado cuando no esté en uso.
13. Después de períodos prolongados de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las celdas o baterías varias veces para obtener el máximo rendimiento.
14. **PRECAUCIÓN:** la batería utilizada en este dispositivo puede presentar riesgo de incendio o quemaduras químicas si no se trata correctamente. No recargue, desmonte ni caliente a más de 100°C (212°F).

# GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## ACERCA DEL PRODUCTO

### 1. Contenido de la caja

1 × Eyeris Smart

1 × Cable de carga USB-C

### 2. Especificaciones técnicas

Nombre del producto: Masajeador de ojos inteligente

Modelo: RF-EM001S

Entrada: 5 V  $\equiv$  1 A

Potencia nominal: 5 W

Capacidad de la batería: 1500 mAh 5.55Wh

Voltaje de la batería: 3,7 V CC

Tiempo de carga: 3.5 horas aproximadamente

Tiempo de funcionamiento: 90-240 min

## USO DEL PRODUCTO


### 1. Cargar

- Cargue completamente el dispositivo antes de su primer uso. Cargue el dispositivo con el cable USB-C incluido y con un cargador de móvil de 5 V y 1 A (no incluido).
- Advertencia de baja potencia: el indicador parpadea en rojo lentamente, acompañado de un mensaje de voz "Baja potencia; por favor, cargue".
- El dispositivo tarda alrededor de 3,5 horas en cargarse completamente. El indicador de encendido parpadeará lentamente con una luz roja mientras se carga. Cuando se complete la carga, el indicador de encendido se mostrará en color rojo.

**Aviso: no utilice el dispositivo mientras está cargando.**


## 2. Colocación

- Retire de los ojos cualquier tipo de objeto o accesorio (p. ej., gafas, lentillas, pestañas postizas, etc.) que pueda obstaculizar el uso del dispositivo.
- Colóquese el dispositivo y asegúrese de que se adapta a sus ojos adecuadamente. Ajuste la cinta elástica a su cabeza.



**Nota:** su visión puede volverse borrosa durante un tiempo, como es de esperar después de utilizar el aparato. Le recomendamos que cierre sus ojos durante unos minutos hasta que su vista vuelva a la normalidad.

## 3. Uso



## Descripción del indicador

| Estado                                                      | Indicador                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El dispositivo está activado                                | Se vuelve blanco sólido                                                                                                                     |
| Conexión de música/aplicación por Bluetooth satisfactoria   | Parpadea lentamente en azul                                                                                                                 |
| Conexión de música y aplicación por Bluetooth satisfactoria | Se vuelve azul sólido                                                                                                                       |
| Batería baja/carga                                          | Parpadea lentamente en rojo                                                                                                                 |
| Completamente cargado                                       | La luz se pone verde                                                                                                                        |
| Carga a un voltaje superior a 5 V                           | Se mantiene parpadeando rápidamente en rojo durante 1 minuto y luego se apaga, lo que indica que se está utilizando un cargador inadecuado. |



### **a. Pulsación larga para encender/apagar el aparato.**

Una vez que el dispositivo esté encendido, el indicador será de color blanco sólido y la configuración predeterminada es Nivel de presión de aire: suave; Calor: encendido, Nivel de volumen: 3, Modo de voz: encendido, Bluetooth: encendido.

### **b. Haga una pulsación corta para cambiar de modo:**

M1: presión de aire + calor

M2: presión de aire + calor + vibración

M3: presión de aire

M4: solo calor

M5: vibración



a. Pulse brevemente para alternar entre presión suave (predeterminada)/presión fuerte/sin presión.

b. Mantenga pulsado para cambiar entre el modo silencioso y el modo de voz.

En el modo silencioso, se deshabilitarán los mensajes de voz y la música de fábrica. La música de su teléfono o de la aplicación RENPHO Health se pausará, pero se puede reanudar a través de su teléfono o aplicación.



a. Pulse brevemente para cambiar el volumen de la música por el nivel 3 (predeterminado)/nivel 4/nivel 5 (máx.)/nivel 0/nivel 1/nivel 2.

b. Mantenga pulsada la tecla para introducir la siguiente pista cuando el dispositivo esté reproduciendo música desde su teléfono o la aplicación RENPHO Health.

**Nota:** el volumen de la transmisión de voz no se puede ajustar.

## 4. Conexión de música por Bluetooth

a. Encienda el dispositivo y active el Bluetooth en su smartphone.

b. Busque "**RF-EM001S Music**" y conéctelo para reproducir su propia lista de reproducción de música a través del dispositivo.

**Nota:** una vez emparejado correctamente, el dispositivo se conectará automáticamente a Bluetooth cada vez que se encienda.

## 5. Temporizador de apagado automático

El aparato se apagará automáticamente tras 15 minutos de uso continuado, a menos que seleccione otro temporizador a través de la aplicación.

## 6. Función de memoria

- Excepto en el modo bricolaje, el aparato recuperará el último modo y nivel de presión seleccionados una vez encendido de nuevo.
- Excepto en el modo DIY, el dispositivo recuperará el último nivel de presión y volumen seleccionados mientras cambia de modo.

## INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN

### 1. Descargue la aplicación

Escanee el código QR a continuación o busque la aplicación de "RENPHO Health" en la Apple Store o Google Play para descargar la aplicación de RENPHO Health.



RENPHO Health



**Nota:** debido a las actualizaciones y mejoras continuas, la aplicación de "RENPHO Health" puede tener un aspecto algo distinto.

### 2. Iniciar sesión/Registro

- Inicie sesión directamente con una cuenta existente de la aplicación de RENPHO.
- Si no tiene ninguna cuenta de la aplicación de RENPHO, pulse "**Registrarse**". Registre una cuenta nueva en la aplicación de RENPHO Health con su dirección de correo electrónico y complete la información de su perfil.

### 3. Conéctese a la aplicación


Antes de conectarse a la aplicación RENPHO Health, habilite el Bluetooth en su teléfono inteligente (el sistema Android también requiere acceso a la ubicación) y encienda el masajeador de ojos.

#### -Método 1:

Abra la aplicación, aparecerá una ventana y pulse "**Conectado**".

#### -Método 2:

- Abra la aplicación y pulse "+" en la esquina superior derecha de la página "**Dispositivo**" para emparejar manualmente.
- Seleccione "**Masajeador**" y toque "**Eyeris Smart**".
- Aparecerá una ventana. Pulse "+".



## Recomendaciones:

- a. Cuando el masajeador de ojos esté conectado a la aplicación, escuchará el mensaje de voz "aplicación conectada".
- b. Una vez que el dispositivo haya comenzado a funcionar en el modo establecido a través de la aplicación, no toque ningún botón del dispositivo mientras lo usa para evitar cambiar la configuración. Alternativamente, puede bloquear los botones a través de la aplicación antes de usar el dispositivo.

¿Quieres sacarle más partido a Eyeris Smart? ¡Escanee el código QR o introduzca la URL para desbloquear más funciones de la aplicación!



<https://renpho.com/pages/help-and-manual>

Descubra cómo bloquear los botones del dispositivo antes de usarlo, preestablecer el modo estándar, configurar una sesión de masaje personalizada y disfrutar de meditación MV o música. ¡Lleve la relajación de sus ojos al siguiente nivel con estas increíbles funciones!

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Apague el dispositivo o desconecte el cable de carga y deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo o de guardarlo.
2. Limpie el aparato con un paño suave ligeramente humedecido con una solución de agua y jabón/detergente

no agresivo. No utilice productos químicos abrasivos, disolventes ni detergentes fuertes.

3. No exponga el dispositivo a la luz directa del sol ni a altas temperaturas. Si no ha utilizado el dispositivo durante más de 3 meses, cárguelo de vez en cuando para alargar su vida útil.
4. Se recomienda limpiar el sudor, la crema para los ojos o los residuos cosméticos que queden en la superficie del cuero con proteínas después de su uso para prolongar la vida útil del dispositivo.
5. No desmonte el dispositivo usted solo. Ello podría causar daños y anular la garantía del fabricante.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema                    | Causa posible                                                     | Solución                                                            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| No se enciende.             | Fuera de servicio.                                                | Cargue el dispositivo.                                              |
|                             | Pulse brevemente el botón de encendido.                           | Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el aparato.    |
| Presión de aire baja.       | Batería baja.                                                     | Cargue el dispositivo.                                              |
| No hay presión de aire.     | No se ha seleccionado ninguna presión de aire.                    | Cambie a presión suave/fuerte.                                      |
|                             | Se ha seleccionado el modo sin presión de aire.                   | Seleccione el modo con función de presión de aire.                  |
| El dispositivo no se carga. | Fuera de servicio.                                                | Cargue el dispositivo.                                              |
|                             | Se ha activado el temporizador de apagado automático incorporado. | Reinicie el dispositivo para otra sesión de masaje si es necesario. |

| Problema                                                                                                         | Causa posible                                                      | Solución                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El dispositivo no se carga.                                                                                      | Se ha utilizado otro tipo de cable de carga.                       | Solo utilice el cable de carga tipo C suministrado.                                                                        |
|                                                                                                                  | Utilice un cargador con un voltaje superior a 5 V.                 | Utilice un cargador de CC 5 V 1 A.                                                                                         |
| Error al conectar el dispositivo a la aplicación.                                                                | El Bluetooth de su teléfono no está habilitado.                    | Habilite el Bluetooth en su teléfono inteligente y empareje el dispositivo siguiendo las "INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN". |
|                                                                                                                  | El masajeador de ojos se ha emparejado con otro dispositivo móvil. | Desvincule el masajeador ocular en otro dispositivo móvil.                                                                 |
| No se puede reproducir música Bluetooth en el dispositivo.                                                       | La conexión de música Bluetooth está desactivada.                  | Habilite el Bluetooth en su teléfono inteligente y conéctese a "RF-EM001S Music".                                          |
|                                                                                                                  | El modo silencioso está activado                                   | Mantenga pulsado el botón Presión para cambiar al modo de voz.                                                             |
| La aplicación no funciona.                                                                                       | Error de la aplicación.                                            | Reinicie la aplicación.                                                                                                    |
| <b>Si tiene algún otro problema, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.</b> |                                                                    |                                                                                                                            |

## POLÍTICA DE GARANTÍA

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite:

**<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>**

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

## ATENCIÓN AL CLIENTE

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

 **Email:** [support-eu@renpho.com](mailto:support-eu@renpho.com)(UK&EU)

\*Para productos defectuosos o la devolución de los artículos, por favor, contacte con nosotros con su n.º de pedido dentro del periodo de garantía especificado. NO se deshaga de ninguna pieza del producto, ya que podrían ser necesarias para la inspección/repación.



### 1. Significado del símbolo del contenedor con ruedas tachado

El símbolo del contenedor con ruedas tachado significa que usted está legalmente obligado a eliminar estos aparatos por separado de los residuos municipales no clasificados, es decir, los aparatos viejos deben eliminarse por separado de los residuos domésticos. Las pilas o acumuladores que no estén instalados permanentemente deben retirarse previamente y desecharse por separado.

### 2. Opciones para devolver electrodomésticos viejos

Los propietarios de RAEE pueden devolverlos o recogerlos en el marco de las posibilidades establecidas y disponibles por las autoridades públicas de gestión de residuos para garantizar su adecuada eliminación.

### 3. Datos personales

Se recuerda a todos los usuarios finales de RAEE que usted es responsable de eliminar los datos personales de los RAEE que se van a eliminar.



1. El símbolo del cubo de basura tachado en las pilas o acumuladores indica que no deben desecharse con la basura doméstica al final de su vida.
2. Estás legalmente obligado a devolver las pilas y acumuladores usados tras su uso. Puedes hacerlo de forma gratuita en un punto de recogida de tu zona. Puede obtener las direcciones de los puntos de recogida adecuados en su ciudad o gobierno local.
3. Las baterías pueden contener sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud humana. La recogida selectiva y el reciclaje de pilas y acumuladores usados tienen como objetivo evitar efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana.
4. Evite en la medida de lo posible la generación de residuos a partir de baterías viejas, p. Evite tirar basura en los espacios públicos y no deje descuidadamente pilas o aparatos eléctricos y electrónicos que las contengan.



Por la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declara que este equipo cumple con la Directiva 2014/53/UE, la Directiva 2011/65/UE, y otras disposiciones pertinentes. El texto completo de la Declaración de Conformidad se puede obtener en la siguiente dirección de Internet:  
**<https://renpho.eu/pages/compliance-data>**

**Potencia Máxima de RF: 0.06dBm**

**Frecuencia de Operación: 2402 MHz to 2480 MHz**

# RENPHO