




EN English

ⓘ Please read the instruction manual carefully before using the product and be sure to keep this manual.

RA600 Infrared Ear Thermometer

This Rossmax infrared ear thermometer is intended for measuring human body temperature; while is not intended as a substitute for consultation with your physician. This thermometer has been clinically tested in the hospital based on the regulatory standard protocol and proven to be safe and accurate when used in accordance to the operating instruction manual.

- The quality of the infrared ear thermometer has been verified and conforms to the provisions of the EC Council directive 93/42/EEC (Medical Device Directive) Annex I essential requirements and applied harmonized standards. EN 12470-5: 2003 (Clinical thermometers-Part 5: Performance of infrared ear thermometers (with maximum device).
- This thermometer converts the ear temperature to display its "oral equivalent." (according to the result of the clinical evaluation)

LCD display

- It means measurable and reminds to use a probe cover for measurement.
- When battery icon always appears, please replace the battery.

How to use the RA600 Infrared Ear Thermometer

- To achieve accurate readings, make sure a clean Probe Cover is in place before each measurement and the ear canal is clean.
- Install the probe cover by clockwise rotating them fit it.
- Remove the probe cover by anti-clockwise rotating, then release it.
- Press the "On/Off/Memory" button, the thermometer is ready for use after the ear icon is flashing, two beeps are sounded, and three dash segments are appeared.
- As the ear canal is slightly curved, you have to pull the ear slight up and backwards before inserting the probe. This is important so that the tip of the Probe Cover can be pointed directly at the eardrum.
- Before measurement, the correct installation of the Probe Cover ensures an accurate measurement.
- Replace with a new Probe Cover after approx. 30 times of use to ensure an accurate reading.
- This thermometer must only be used with Rossmax Probe Covers, other covers can lead to inaccuracy. If running out of Probe Covers, please contact the original seller or distributor for buying new Probe Covers. Do never measure without Probe Cover or with a broken Probe Cover.
- Measuring the ear temperature:
 - with 1" measurement:** Use the index finger to trigger, by pressing "Start" button, a long beep will be sounded when measurement is done.
 - with 3" Scanning Mode:** for highest accuracy always use 3" Scanning Mode. Use the index finger to trigger, press and hold the "Start" button for 3 seconds to take measurement. Gently rotate the probe in the entire ear canal in order to find the highest temperature. Release the "Start" button until hearing a long beep sound and the measurement is completed.
- For the next measurement, ensure that there is no leakage or stains of Probe Cover before each measurement, otherwise replace the Probe Cover with a new one.
- Power off: If left idle for more than 1 minute, device will automatically shut off for extending battery life. Or press "On/Off/Memory" button for at least 3 seconds to turn the device off.
- Low Alarm: When the measuring temperature is higher than 37.5 °C (99.5°F), the reading will flash, the backlight will be enabled, and 4 short beeps will be sounded. If measuring temperature is higher than 42.2 °C (108.0°F), the display will show "Hi", the backlight will be enabled, and 4 short beeps will be sounded.

- It is recommended that you measure 3 times with the same ear within a short period of time. If the 3 consecutive measurements are different, select the highest temperature; or do a 3" Scanning Mode measurement to find highest temperature.

- To avoid the cross contamination risk, please clean the probe and Probe Cover according to "Clean and Storage" section after each use.

Enabling or disabling the beep sound

- Turn off the device.
- Hold down the "Start" button, then press and hold the "On/Off/Memory" button until the LCD shows "c".
- Press the "On/Off/Memory" change beep sound from on to off, then release the "On/Off/Memory" button.
- After 6 seconds without changing, the beep On/Off setting will be completed, and the unit will be entered into the measurement mode.

Switching between temperature scale Fahrenheit and Celsius

To change the Unit from "C" to "F":

- Turn off the device.
- Hold down the "Start" button, then press and hold the "On/Off/Memory" button until the LCD shows "c".
- Press the "Start" to change the "C" to "F", then release the "Start" button.
- During the setting adjustment, each old or new temperature scale setting will be flashing for 6 seconds. After 6 seconds without changing, the temperature scale adjustment will be completed, and the unit will be entered into measurement mode.

Memory function

There are total 9 memory for measurement records. If the reading of the thermometers is within the normal temperature range of 34.0 °C to 42.2 °C (93.2 °F to 108.0 °F), when the measurement is done, the measurement data is saved into memory.

- Press "On/Off/Memory" button to repeatedly to recall each temperature memory.

Cleaning and storage

The clean and intact probe cover is the major factor of accurate reading, and the probe is the most delicate of the thermometer. Use with care when cleaning it to avoid damage.

- Please use the cotton swab with the Alcohol to clean the lens (on the inside of the probe) and use the Alcohol pad to clean the probe cover.

- Allow the probe and probe cover to fully dry for at least 5 minutes.

- Please check the device if it falls and damages, if you can't make sure of it, please send the complete device to the nearest retailer for recalculation.

- Keep the unit dry and away from any liquid and direct sunlight. The probe should not be submerging into liquids.
- Please check the probe cover, ensure that there is no leakage or stains of probe cover before each measurement.

Change the battery

- This thermometer is equipped with one lithium cell (CR2032).
- Turn off the thermometer before replacing the battery.
- Open the battery cover: Hold the device and flip the battery out by sticking the pen tip into the battery storage well as illustrated.
- Insert a new battery and ensure the battery positive polarity is facing upward.
- Place back the battery cover.

- * The positive (+) side up and the negative (-) side pointed down.

Troubleshooting

Error message	Problem	Solution
E1 bi-bi-bi	The ambient temperature is not within the range between 10.0°C – 40.0°C (50.0°F – 104.0°F)	Allow the thermometer to keep in a room for at least 30 minutes at room temperature: 10°C to 40.0°C (50.0°F to 104.0°F)
EE bi-bi-bi	The system is not functioning properly.	Unload the battery, wait for 1 minute and re-power it. If the message reappears, contact the retailer for service.
Hi bi-bi-bi-bi	Temperature taken is higher than 42.2°C (108.0°F)	Ensure no break or dirt of the probe cover and take a new temperature measurement.
Lo bi-bi-bi-bi	Temperature taken is lower than 34.0°C (93.2°F)	Make sure the probe cover is clean and take a new temperature measurement.
Lo bi-bi-bi-bi	Low battery. Battery icon is flashing, still no beep message.	Suggest to replace the battery.
Lo bi-bi-bi-bi	Dead battery. Battery icon always enabled, no more measurements are possible.	Replace the battery

Specification

Temperature measurement range	34.0°C – 42.2°C (93.2°F – 108.0°F)
Accuracy	±0.2°C (0.4°F) during 35.0°C – 42.2°C (95.0°F – 108.0°F)
Operating temperature range	10.0°C – 40.0°C (50.0°F – 104.0°F), RH <95%, 700 – 1060 hPa
Storage and transportation temperature	Temperature: -25.0°C – 55.0°C (-13.0°F – 131.0°F), RH <95%, 700 – 1060 hPa
Memory	9 set
Display resolution	0.1°C
Battery	3V Lithium (CR2032 x 1)
Weight (with battery)	55g

ES

- Punta
- Pantalla LCD
- Botón de encendido/apagado/memoria
- Protector de punta
- Botón de inicio
- Tapa de pila

DE

- Sonde
- LCD
- Bouton ON/OFF/Memory
- Cache de sonde
- Starttaste
- Batteriefachdeckel

Size	12.0cm(L) x 3.5cm(w) x 2.8cm(H)
Probe cover	6 pcs
Auto shut down	60 sec
Battery life	3000 consecutive measurements or 1 year with 1-2 measurements per day including stand-by mode.
Safety classification	Class I type BF equipment
Clinical repeatability	0.08°C (< 1 year old), 0.10°C (1 – 5 years old), 0.07°C (> 5 years old)
IP Classification	IP22: Protection against harmful ingress of water and particulate matter

* Dispose of device and batteries according to local regulations

Caution

- Besides the oral temperature, the body temperature measured by ear may be different from measurements taken by rectal or axillary. Therefore, there is no any meaning to compare them. Take the temperature periodically to find out the normal ear temperature reading, then use that reading as the basis for comparison with any measurement taken when you suspect a fever.
- This thermometer is designed for ear temperature measurement. Do not use this thermometer for other body site measurement, or excessive dust.
- This device is not shock-protected. Do not drop, heavily pressure the unit or fall from high place.
- Do not bend the device.
- Do not disassemble or make modifications on the device.
- Please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at your local retailer or at appropriate collection points provided in your country.
- Do not boil the probe.
- Do not use the device if it operates abnormally or error message is showed.
- Do not use thinner or benzene to clean the device.
- Wipe the device clean before storing.
- When taking the device from storage below or above 10.0°C – 40.0°C (50.0°F – 104.0°F), place it in 10.0°C – 40.0°C (50.0°F – 104.0°F) temperature range for at least 30 minutes before use.
- Remove the battery if device is not used for a period of time.
- If this device is used according to the operation instruction, periodic re-calibration is not required. If you still have questions, please send the complete device to dealers.
- Do not use this device for diagnosis or treatment of any health problem on disease. Measurement results are for reference only. Contact your physician if you have or suspect any medical problems. Do not change your medications without the advice of your physician or healthcare professional.
- This device may not meet its performance specification if stored or used outside temperature and humidity ranges specified in specifications.
- Battery should neither be charged nor placed into the extreme environment, or it may explode.
- The thermometer contains small parts (e.g. battery, etc.) that can be swallowed by children. Therefore never leave the thermometer unattended to children.
- After wearing the probe cover, the ear thermometer probe must be vertically and snugly inserted into the ear canal so as to get the correct temperature reading.
- Be sure to consult a doctor if you feel that your health is in poor condition.
- Do not judge your health only on the presence or absence of a fever.
- Do not store or maintain device while in use.

ES Español

ⓘ Por favor, lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar el producto y asegúrese de guardarlo este manual.

RA600 Termómetro de oído infrarrojo

Este termómetro infrarrojo para oído sirve para la medición de la temperatura del cuerpo humano; si bien no pretende sustituir la consulta con su doctor. Este termómetro ha sido verificado clínicamente en entorno hospitalario basándose en los protocolos estandarizados y ha demostrado ser seguro y preciso cuando se usa de acuerdo a las instrucciones del manual de usuario.

- La calidad del termómetro de oído infrarrojo ha sido verificada y está en conformidad con las disposiciones de la Directiva 93/42/CEE del Consejo de la CE (directiva de productos sanitarios) Anexo I, relacionada con los requisitos esenciales del producto, y las normas armonizadas aplicables. EN12470-5: 2003 (Termómetros clínicos-Parte 5: Funcionamiento de termómetros de oído infrarrojos (con dispositivo de máxima).
- Este termómetro convierte la temperatura del oído al mal muestra que se visualizará su "equivalente oral" (en conformidad con el resultado de la evaluación clínica).

Pantalla LCD

- Si aparece el icono de pila, por favor sustituya la pila.

Modo de usar el Termómetro de oído infrarrojo RA600

- Para lograr lecturas precisas, asegúrese de que haya una tapa de sonda limpia colocada en su lugar antes de cada medición y que el canal auditivo esté limpio.
- Instale la tapa de la sonda girando en el sentido de las agujas del reloj y a continuación, fíela.
- Quite la tapa de la sonda girando en sentido contrario a las agujas del reloj y a continuación, líbreela.
- Presione el botón "Apagar/Encender/Memoria", el termómetro está preparado para usarse después de que el icono de la oreja parpadee. Se escuchan dos pitidos y aparecen tres segmentos con guion.
- Dado que el canal auditivo está ligeramente curvado, tiene que tirar de la oreja ligeramente hacia arriba y hacia atrás antes de insertar la sonda. Esto es importante para que la punta de la tapa de la sonda pueda apuntar directamente al tímpano.
- Antes de realizar la medición, asegúrese de instalar la sonda de la sonda correctamente para garantizar una medición precisa.
- Reemplace por una tapa de sonda nueva después de unos 30 usos para garantizar una lectura precisa.
- C Este termómetro solamente debe utilizarse con tapas de sonda Rossmax, ya que otras tapas pueden dar lugar a impresiones.
- Si se queda sin sonda de sonda, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor apropiado para comprar tapas de sonda nuevas. Nunca realice mediciones sin la tapa de sonda o con una tapa de sonda rota.
- Mida la temperatura del oído:

- Con medición de 1 segundo:** utilice el dedo índice para activar, presionando el botón "Iniciar". Sonará un pitido prolongado cuando la medición está hecha.

- Con el modo de análisis de 3 segundos:** para mayor precisión, utilice siempre el modo de análisis de 3 segundos. Utilice el dedo índice para activar, presione sin soltar el botón "Iniciar" durante 3 segundos para realizar la medición. Cuando la sonda en contacto con la piel, la temperatura será alta. Suelte el botón "Iniciar" hasta que escuche un pitido prolongado y la medición se complete.

- Para la siguiente medición, asegúrese de que no haya ninguna rotura o manchas en la tapa de la sonda antes de cada medición.

- Apague el aparato.
- Mantenga el botón de inicio pulsado y, a continuación, pulse el botón de encendido/apagado/memoria hasta que la pantalla LCD visualice "c".
- Pulse el botón de encendido/apagado/memoria para apagar los tonos y, a continuación suelte el botón de encendido/apagado/memoria.
- Use el mismo procedimiento para encender los tonos.

Encendido y apagado de los tonos

Para apagar los tonos:

- Apague el aparato.
- Mantenga el botón de inicio pulsado y, a continuación, pulse el botón de encendido/apagado/memoria hasta que la pantalla LCD visualice "c".
- Pulse el botón de encendido/apagado/memoria para apagar los tonos y, a continuación suelte el botón de encendido/apagado/memoria.
- Use el mismo procedimiento para encender los tonos.

Cambio de Fahrenheit a Celsius y viceversa

Para cambiar la unidad de "C" a "F":

- Apague el aparato.
- Mantenga el botón de inicio pulsado y, a continuación, pulse el botón de encendido/apagado/memoria hasta que la pantalla LCD visualice "c".
- Pulse el botón de inicio para cambiar de "C" a "F", a continuación, suelte el botón de inicio.
- Use el mismo procedimiento para cambiar la pantalla LCD de "F" a "C".

EN

- Probe cover
- Ear
- Battery
- °C/°F scale
- Temperature display

DE

- Galluko dangtelis
- Ohr
- Batterie
- °C/°F Skala
- Temperatranzeige

ES

Un total de 9 memorías ajustadas para la medición de la temperatura corporal. Si la lectura del termómetro está dentro del rango de temperatura normal de 34,0 °C a 42,2 °C (de 93,2 °F a 108,0 °F), al apagar el termómetro, los últimos datos de medición serán guardados en la memoria.

- *Vuelva a pulsar el botón "On/Off/Memory" para ver la temperatura guardada.

Limpeza y almacenaje

La limpieza e integridad de la tapa de la sonda es el factor principal de las lecturas precisas y la sonda es el elemento más delicado del termómetro. Extremar las precauciones cuando la limpie para evitar daños.

- Utilice un bastoncillo de algodón con alcohol para limpiar la lente (en el interior de la sonda) y utilice la almohadilla de alcohol para limpiar la tapa de la sonda.
- Deje que la sonda y su caja se sequen completamente durante al menos 5 minutos.
- Compruebe el dispositivo si se cae y se daña. Si no puede estar seguro del funcionamiento correcto dispositivo, envíe todo el dispositivo al proveedor más cercano para que lo vuelva a calibrar.
- Mantenga la unidad seca y alejada de cualquier líquido y de la luz solar directa. La sonda no se debe sumergir en líquidos.
- Compruebe la tapa de la sonda y asegúrese de que no hay roturas o manchas en la tapa de la misma antes de cada medición.

Cambio de pila

- El aparato se entregado con una pila tipo botón de litio (CR2032).
- Apague el termómetro antes de sustituir la pila.
- Abrá la tapa de pila. Detenga el aparato y extraiga la pila con un desatornillador pequeño.
- Meta una nueva pila debajo del gancho metálico en el lado izquierdo, y presione el lado derecho de la pila hacia abajo hasta que oiga un clic.
- Vuelva a colocar la tapa de pila.
- * El lado positivo (+) deberá montarse hacia arriba.

Localización de fallos

Error	Problema	Remedio
E1 bi-bi-bi	La temperatura ambiente no se encuentra en el rango de 10.0°C a 40.0°C (50.0°F – 104.0°F)	Deje que el termómetro permanezca por lo menos 30 minutos en un lugar a temperatura ambiente: de 10.0°C a 40.0°C (50.0°F – 104.0°F)
EE bi-bi-bi	El sistema no está funcionando adecuadamente.	Saque la pila, espere 1 minuto y vuelva a meterla. Si el mensaje vuelve a aparecer, contacte al distribuidor para un servicio posventa.
Hi bi-bi-bi-bi	El aparato no alcanza el estado de listo para funcionamiento después de encenderlo.	Sustituya la pila. Si el mensaje vuelve a aparecer, contacte al distribuidor para un servicio posventa.
Lo bi-bi-bi-bi	La temperatura medida es más alta que 42.2°C (108.0°F).	Verifique la integridad del protector de punta y vuelva a medir la temperatura.
Lo bi-bi-bi-bi	La temperatura medida es más baja que 34.0°C (93.2°F).	Asegúrese de que el protector de punta esté limpio y vuelva a medir la temperatura.
Lo bi-bi-bi-bi	La pila está baja y ya no es posible realizar más mediciones.	Sustituya la pila.
Lo bi-bi-bi-bi	Pila vacía: icono de pila encendido permanentemente. Ya no son posibles ningunas mediciones.	Sustituya la pila.

Especificaciones

Rango de medición de temperatura	34.0°C – 42.2°C (93.2°F – 108.0°F)
Exactitud	±0.2°C (0.4°F) durante 35.0°C – 42.2°C (95.0°F – 108.0°F), ±0.3°C (0.5°F) para otros rangos.

Rango de temperatura de operación	10.0°C – 40.0°C (50.0°F – 104.0°F), RH <95%, 700 – 1060hPa
Rango de temperatura de almacenaje	–25.0°C – 55.0°C (–13.0°F – 131.0°F), RH <95%, 700 – 1060hPa
Memoria	9 ajustes

Resolución de la pantalla	0.1
Pantalla	3V Lithium (CR2032 x 1)
Peso	55g (con batería)
Dimensiones	12.0cm x 3.5cm x 2.8cm (L x A x H)
Protector de punta	6 piezas
Apagado automático	60 s
Vida de la pila	3000 mediciones consecutivas o 1 año con 1 a 2 mediciones al día incluyendo el modo standby.
Clasificación de seguridad	Class I type BF equipment
Repetibilidad clínica	0.08 °C (< 1 año de edad), 0.10 °C (1 – 5 años de edad), 0.07 °C (> 5 años de edad)
Clasificación IP	IP22: Protección contra intrusiones de agua y partículas

- * Descarte el aparato y las pilas según las disposiciones locales

Precaución

- Es posible que la temperatura corporal medida en el oído sea diferente a la temperatura medida en la boca, el recto o la axila. Por lo tanto, no tiene sentido comparar estas temperaturas. Mida la temperatura periódicamente para averiguar la temperatura normal en el oído. A continuación use esta lectura como base para la comparación con mediciones realizadas al sospechar una fiebre.

- Este termómetro ha sido diseñado para medir la temperatura en el oído. No use este termómetro para mediciones de temperatura en otras partes del cuerpo.
- Mantenga la unidad seca y alejada de lugares expuestos a humedad, líquidos, luz directa del sol, altas temperaturas, alta humedad relativa o polvo excesivo.
- Este aparato no está protegido contra golpes. No deje caer el aparato, ni lo exponga a fuertes golpes.
- No doble el aparato.

- No desarme el dispositivo, ni realice cambios en él.

- Por favor, no deseché el producto en las basuras domésticas al terminar su vida útil. Es posible desecharlo con su distribuidor local o en algún punto de recollcción previsto para ello en su país.

- No hierva la punta.
- No use el aparato si funciona de modo anormal o si se visualiza algún mensaje de error.
- No use ningún disolvente o benceno para limpiar el aparato.
- Limpie el aparato con un trapo antes de guardarlo.
- Si el aparato ha estado guardado a temperaturas abajo de o por encima de 10.0°C – 40.0°C (50.0°F – 104.0°F), exóptalo a un rango de temperatura de 10.0°C – 40.0°C (50.0°F – 104.0°F) durante un mínimo de 30 minutos antes de usarlo.
- Saque la pila del aparato si no va a usar el mismo durante un periodo prolongado.
- Si el aparato es usado según las instrucciones para el manejo, no se requerirá ningún recalibrado periódico. En caso de dudas, por favor envíe el aparato completo al distribuidor.
- No use el aparato para diagnósticos o tratamientos en caso de algún problema de salud o alguna enfermedad. Los resultados de medición únicamente sirven de referencia. Póngase en contacto con su médico en caso de tener que sospechar algún problema médico. No lea su medicación sin consultar a su médico o profesional de atención a la salud.
- Es posible que el aparato no cumpla con las especificaciones de funcionamiento si es guardado o usado fuera de los rangos de temperatura y humedad especificados en ESPECIFICACIONES.
- La pila no debería ser cargada o ser expuesta a calor externo ya que podría explotar.
- El termómetro contiene partes pequeñas (e.g. pila, etc.) que podrían ser tragadas por niños. Por lo tanto, nunca deje el termómetro al alcance de niños sin vigilancia.
- El termómetro de oído deberá ser introducido correctamente para obtener una medición correcta de la temperatura.
- Asegúrese de consultar a un profesional médico si siente que está en malas condiciones de salud.
- No juzgue su salud únicamente a base de la presencia o no de una fiebre.
- No haga ningún mantenimiento del dispositivo mientras aun esté en funcionamiento.

DE Deutsch

ⓘ Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und heben Sie diese auf.

Infrarot-Ohrthermometer RA600

Dieses Rossmax Infrarot-Ohrthermometer bestimmt die menschliche Körpertemperatur; aber kein Ersatz für eine Beratung bei Ihrem Arzt. Dieses Thermometer wurde in einem Spital klinisch getestet, basierend auf dem regulatorischen Standard-Protokoll und gilt als sicher und exakt, sofern es gem. den Instruktionen in der Gebrauchsanweisung verwendet wird.


- Die Qualität des Geräts wurde überprüft und entspricht den Forderungen der Richtlinie des EU-Farbs 93/42/EWG (Medizinprodukte-Richtlinie) Anhang I, wesentliche Anforderungen, sowie den entsprechenden harmonisierten Normen. EN 12470-5: 2003 (Klinische Thermometer - Teil 5: Anforderungen an Infrarot-Ohrthermometer (mit Maximumvorrichtung).
- Dieses Thermometer rechnet die Ohrtemperatur in ihr Äquivalent für „orale Messung“ um. (entsprechend den Ergebnissen einer klinischen Prüfung).

LCD Anzeige

- Das Symbol bedeutet "messbereit" und erinnert daran, die Schutzhülle für die Messung zu verwenden.

- Wenn das Batteriesymbol angezeigt wird, ersetzen Sie bitte die Batterie.

PLUG & SECURE Probe Cover



Verwendung des Infrarot-Ohrthermometers RA600

- Um genaue Messwerte zu erhalten, stellen Sie sicher, dass vor jeder Messung eine saubere Schutzkappe angebracht und der Gehörgang sauber ist.
- Setzen Sie die Schutzkappe auf die Sensorspitze und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn, um diese zu fixieren.
- Entfernen Sie die Schutzkappe indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen und anheben.
- Drücken Sie die Taste "On/Off/Memory". Das Thermometer ist betriebereit, nachdem das Ohrsymbol blinkt, zwei Pieptöne ertönen und drei Strichsegmente angezeigt werden.
- Da der Gehörgang leicht gekrümmt ist, müssen Sie das Ohr vor dem Einführen der Sensorspitze leicht nach oben und nach hinten ziehen. Dies ist wichtig, damit die Spitze der Schutzkappe direkt auf das Trommelfell gerichtet ist.
- Vor der Messung muss die Schutzkappe korrekt angebracht werden um eine genaue Messung gewährleisten zu können.
- Ersetzen Sie die Schutzkappe nach ca. 30 Anwendungen, um weiterhin ein genaues Messergebnis zu gewährleisten.
- Dieses Thermometer darf nur mit Rossmax Schutzkappen verwendet werden. Andere Schutzkappen können zu Ungenauigkeiten der Messung führen. Wenn die Schutzkappen aufgebraucht sind, wenden Sie sich bitte an den ursprünglichen Verkäufer oder Händler, um neue Schutzkappen zu erwerben. Messen Sie niemals ohne oder mit einer defekten Schutzkappe.
- Messen der Ohrtemperatur:
 - 1» Messung:** Um die Messung auszulösen drücken Sie die "Start"-Taste mit ihrem Zeigefinger. Ein langer Piepton ertönt, wenn die Messung beendet ist.
 - 3» Scan-Modus:** Verwenden Sie immer den 3» Scan-Modus für höchste Genauigkeit der Messung. Um die Messung auszulösen drücken und halten Sie die "Start"-Taste für 3 Sekunden mit Ihrem Zeigefinger. Rotieren Sie die Sensorspitze vorsichtig im Gehörgang, um die höchste Temperatur zu ermitteln. Lassen Sie die «Start»-Taste los, bis ein langer Piepton ertönt und die Messung abgeschlossen ist.
 - Vergewissern Sie sich vor der nächsten Messung, dass die Schutzkappe keine Risse oder Flecken aufweist. Andernfalls ersetzen Sie die Schutzkappe durch eine neue.
- Ausschalten: Wenn das Gerät länger als 1 Minute nicht benutzt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern. Drücken Sie das "On / Off / Memory" -Taste für mindestens 3 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.
- Wiederholen Sie diese Schritte, um die Messwerte der Hintergrundbeleuchtung wird aktiviert und es ertönen 4 kurze Pieptöne. Wenn die Messung höher als 42,2 °C (108,0 °F) ist, wird auf dem Display das Symbol "Hi" angezeigt. Die Hintergrundbeleuchtung wird aktiviert und es ertönen 4 kurze Pieptöne.
- Es wird empfohlen, innerhalb kurzer Zeit dreimal am selben Ohr zu messen. Wenn die 3 aufeinanderfolgenden Messungen unterschiedlich sind, wählen Sie die höchste Temperatur oder führen Sie eine Messung im 3»-Scan-Modus durch, um die höchste Temperatur zu ermitteln.
- b Um das Risiko einer Kreuzkontamination zu vermeiden, reinigen Sie bitte die Sensorspitze und die Schutzkappe nach jedem Gebrauch Gemäss dem Abschnitt "Reinigung und Lagerung".

Ein- und Ausschalten der akustischen Signale

Schalten Sie die akustischen Signale ein oder aus:

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Halten Sie die Starttaste gedrückt, und drücken Sie dann die Einschalt- und Speichertaste, bis auf dem LCD-Display die Meldung "c" erscheint.
- Drücken Sie zum Ein- bzw. Ausschalten des akustischen