


SKG

Neck & Shoulder Massager H5 Mini



SKG Health Technologies Co., Ltd.

Address: 23A Floor, Building 3, Zhongke R&D Park, No. 009,
Gaoxin South 1st Road, High-tech Zone Community, Yuehai Street,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China.

Website : <https://www.skg.com/>



Made in China

USER MANUAL

Table of Content

EN:	IMPORTANT SAFEGUARDS	01
	SAVE THESE INSTRUCTIONS	02
	I-Instructions for Use	02
	II-Basic Product Parameters	02
	III-Device Description	03
	IV-Method of Wearing	05
	V-Maintenance	06
	VI-Troubleshooting	06
	VII-Notes for Product Scrap	07
	VIII-Certification Statement	07
	IX-Register & Support	08
DE:	WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	09
	BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF	10
	I-Gebrauchsanweisung	10
	II-Grundlegende Produktparameter	10
	III-Gerätebeschreibung	11
	IV-Tragemethode	13
	V-Wartung	14
	VI-Fehlersuche	14
	VII-Hinweise zur Produktentsorgung	15
	VIII-Zertifizierungserklärung	15
	IX-Registrierung & Unterstützung	16
FR:	CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	17
	GARDEZ CES INSTRUCTIONS À L'ESPRIT	18
	I-Mode d'emploi	18
	II-Paramètres de base de l'appareil	18
	III-Description du dispositif	19
	IV-Méthode pour le port	21
	V-Entretien	22
	VI-Dépannage	22
	VII-Conseil pour la mise au rebut de l'appareil	23
	VIII-Déclaration de Certification	23
	IX-Enregistrement & assistance	24
IT:	PRECAUZIONI IMPORTANTI	25
	CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI	26
	I-Istruzioni per l'uso	26
	II-Parametri base del prodotto	26
	III-Descrizione dispositivo	27
	IV-Metodo di utiliz	29
	V-Mantenzione	30
	VI-Risoluzione dei problemi	30
	VII-Note per lo smaltimento del prodotto	31
	VIII-Dichiarazione di Certificazione	31
	IX-Registrazione e assistenza	32
ES:	RECOMENDACIONES IMPORTANTES	33
	GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES	34
	I-Instrucciones de uso	34
	II-Parámetros básicos del producto	34
	III-Descripción del dispositivo	35
	IV-Cómo llevarlo	37
	V-Mantenimiento	38
	VI-Resolución de problemas	38
	VII-Notas para desecho del producto	39
	VIII-Declaración de Certificación	39
	IX-Registro y soporte	40
PL:	WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA	41
	ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE	42
	I-Instrukcja użytkowania	42
	II-Podstawowe parametry produktu	42
	III-Opis urządzenia	43
	IV-Metoda zakładania	45
	V-Konserwacja	46
	VI-Rozwiązywanie problemów	46
	VII-Uwagi dotyczące złomowania produktu	47
	VIII-Oświadczenie o Certyfikacji	47
	IX-Rejestracja i wsparcie	48

UA:	ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	49
	ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ	50
	I – Інструкції з використання	50
	II – Основні параметри виробу	50
	III – Опис пристрою	51
	IV – Спосіб надягання	53
	V – Обслуговування	54
	VI – Пошук та усунення несправностей	54
	VII – Примітки щодо утилізації виробу	55
	VIII-Свідчення про сертифікацію	55
	IX – Реєстрація та підтримка	56
TR:	ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ	57
	BU TALİMATLARI SAKLAYIN	58
	I-Kullanma Talimatları	58
	II-Temel Ürün Parametreleri	58
	III-Chizaj Açıklaması	59
	IV-Takma Yöntemi	61
	V-Bakım	62
	VI-Sorun Giderme	62
	VII-Ürün İmhası için Notlar	63
	VIII-Sertifika Bildirimi	63
	IX-Kayıt ve Destek	64
MY:	LANGKAH KESELAMATAN PENTING	65
	SIMPAN ARAHAN INI	66
	I-Arahan Penggunaan	66
	II-Parameter Asas Produk	66
	III-Keterangan Peranti	67
	IV-Kaedah Pemakaian	69
	V-Penyelenggaraan	70
	VI-Penyelesaian masalah	70
	VII-Nota untuk Pelupusan Produk	71
	VIII-Pengesahan Pengesahan	71
	IX-Pendaftaran & Sokongan	72
ID:	PERLINDUNGAN PENTING	73
	SIMPAN PETUNJUK INI	74
	I-Petunjuk Penggunaan	74
	II-Spesifikasi Dasar Produk	74
	III-Deskripsi Perangkat	75
	IV-Metode Pemakaian	77
	V-Pemeliharaan	78
	VI-Pemecahan Masalah	78
	VII-Catatan untuk Bongkaran Produk	79
	VIII-Pernyataan Sertifikasi	79
	IX-Pendaftaran & Dukungan	80
TH:	มาตรการป้องกันที่สำคัญ	81
	เก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต	82
	I-คำแนะนำการใช้งาน	82
	II-ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์พื้นฐาน	82
	III-คำอธิบายอุปกรณ์	83
	IV-วิธีการสวมใส่	85
	V-การบำรุงรักษา	86
	VI-การแก้ไขปัญหา	86
	VII-คำแนะนำการกำจัดผลิตภัณฑ์	87
	VIII-ประกาศรับรอง	87
	IX-การลงทะเบียนและการสนับสนุน	88
VN:	BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUAN TRỌNG	89
	LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN SAU	90
	I-Hướng dẫn sử dụng	90
	II-Thông số kỹ thuật cơ bản của sản phẩm	90
	III-Mô tả thiết bị	91
	IV-Cách đeo	93
	V-Bảo quản	94
	VI-Khắc phục sự cố	94
	VII-Lưu ý khi vứt bỏ sản phẩm	95
	VIII-Lời khai xác nhận	95
	IX-Đăng ký & Hỗ trợ	96

IMPORTANT SAFEGUARDS

EN

WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS, ESPECIALLY WHEN CHILDREN ARE PRESENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING



DANGER – TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK:

Always unplug the device from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.

- DO NOT reach for a device that has fallen into water. Unplug it immediately.
- DO NOT use the device while bathing or in a shower.
- DO NOT place or store the device where it can fall or be pulled into sink or tub.
- DO NOT place or drop the device in water or other liquid.
- DO NOT plug or unplug the charging cable with wet hands.



WARNING – TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTRIC SHOCK, FIRE OR INJURY TO PERSONS:

- The device should NEVER be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before putting on or taking off parts or attachments.
- Close supervision is necessary when this device is used by, on, or near children, invalids or disabled persons.
- Children should not use this device.
- Use this device only for its intended use as described in this manual. DO NOT use attachments not recommended by SKG; specifically any attachments not provided with the device.
- NEVER operate this device if it has a damaged power button, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
- NEVER drop or insert any object into any opening of the device.
- DO NOT operate the device where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- DO NOT operate the device under a blanket or pillow. Never cover the device when it is in operation, as excessive heating can occur, causing fire, electric shock or injury to persons.
- To disconnect, turn all controls to the "off" position.
- NEVER operate the device with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- NEVER operate the device on a soft surface such as a bed or couch where the air openings may be blocked.
- Use heated surfaces carefully. DO NOT use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of the heated device by children or incapacitated persons may be dangerous.
- DO NOT use this massager in close proximity to loose clothing, jewelry, or long hair.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION—PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.

- This product is not intended for medical use. It is intended only to provide a luxurious massage.
- Consult your doctor prior to using this product if you are pregnant, you have a pacemaker or have any concerns regarding your health.
- This product is not recommended for use by diabetics.
- NEVER leave the device unattended, especially when children are present.
- DO NOT use this product for more than 15 minutes at a time.
- NEVER use this product directly on swollen or inflamed areas, or on skin eruptions.
- DO NOT use this product as a substitute for medical attention.
- NEVER use this product while lying flat or in bed.
- NEVER use this product with a necklace on.
- This product should NEVER be used by any individual suffering from any physical ailment that would limit the user's capacity to operate the controls.
- This product should not be used by children or invalids without adult supervision.
- This product is not intended for use in automobiles.
- This product is intended for household use only.

I-Instructions for Use

The Neck Massager is designed for temporary relief of pain associated with sore and aching muscles in the back of the neck due to strain from exercise or normal household and work activities.

II-Basic Product Parameters

Model: H5 Mini

Product Name: Neck & Shoulder Massager

Rated Input Voltage: 5V ===

Battery Capacity: 2000mAh/14.8Wh

Rated Input Power: 10W

Operating environment:

Temperature range: 0°C-40°C

Relative Humidity: <80% RH, non-condensing

Atmospheric Pressure: 50Kpa-106Kpa

Storage and transportation environment:


Temperature range: -20°C to +55°C

Relative Humidity range: <95% RH, non-condensing

Atmospheric Pressure: 50Kpa-106Kpa

III-Device Description

1. General Description



2.Power On/Off

Press and hold the power button to turn on or off.

3.Massage Mode Control

This massager offers three speed settings:

- Mode 1: High speed (25 times/min)
- Mode 2: Medium speed (31 times/min)
- Mode 3: Low speed with vibrations

How to use:

- Press and hold to power on at high speed.
 - Press once for medium speed.
 - Press twice for low speed with vibrations.
 - Press three times to return to high speed.
- Repeat this sequence to cycle through the modes.

4.Heat Mode Control

This massager offers two heat settings:

- Low heat (orange light)
- High heat (red light)

The indicator light will be off when the heat mode is deselected.

To operate:

- Begin at low heat level.
- Press again for high heat.
- Press a third time to turn off heat.

Repeat the cycle as desired.

5.Power/Charge Indicator


Light Color	Light Color	Light Color
Blue light	Steady on	Battery level >25%
Orange light	Steady on	Battery level <24%
Orange light	Breathing	Battery charging
Blue light	Breathing	Full battery

6.Caution

All servicing of this massager must be performed by authorized SKG service personnel only.

Note: The device will automatically shut off after 10 minutes for your safety.


IV-Method of Wearing




Place the massager around your neck




Pull the port to the back (avoid discomfort caused by overtightening)



After use, press the buckle to release the shoulder strap



Release the back clips



Carefully remove the product from the shoulder to prevent falling

V-Maintenance

Storage

Place the massager in its box or in a safe, dry, cool place. Avoid contact with sharp edges or pointed objects which might cut or puncture the fabric surface. Keep the product out of reach of infants, children, and anyone who is fully or partially unconscious.

Cleaning

Turn off and allow it to cool down before cleaning. Spot clean only with a soft, slightly damp cloth. Never allow water or any other liquids to come into contact with the device. DO NOT immerse in any liquid to clean. NEVER use abrasive cleaners, brushes, gasoline, kerosene, glass / furniture polish or paint thinner for cleaning.

VI-Troubleshooting

Refer to the table for solutions to any problems. If the problem persists, please return the product to the dealer for repair.

Problem	Possible Cause	Solution
Unable to start	Low battery	Charge the product
	It can't be turned on	Long-press the power button to turn it on
	The product is still connected to the power socket	Remove the charging cable from the device
Unable to charge or the charging light is not on	The charging cable is not properly inserted into the power socket	Replug the charging cable
	Wrong charging cable used	Use a Type-C connector cable

⚠ WARNING

No modification of this device is allowed.
Do not modify this device without authorization of the manufacturer.
Any modification requires proper inspection and testing to ensure the device remains safe for use.

VII-Notes for Product Scrap



DANGER

Please support the recycling of rechargeable battery (lithium-ion battery).

The battery included in this product is a dedicated rechargeable battery, not intended in other products. Please do not charge the removed rechargeable battery.

- DO NOT throw it into a fire, or heat it up to high temperature.
- DO NOT pierce it with nails, impact it by gravity or disassemble it for modification.
- DO NOT connect the positive and negative poles of the battery directly with metal.
- DO NOT store it together with necklaces, hairpins, etc.
- DO NOT charge, use or place the battery in areas with high temperatures, such as near a fireplace or under direct sunlight.

• The above situations may cause heating, fire and breakage.



WARNING

Keep the removed rechargeable batteries out of reach of children to prevent accidental ingestion.

If a battery is swallowed, consult a doctor immediately.

In the event of a battery fluid leak, avoid touching the fluid and handle according to safety procedures.

- If battery electrolyte enters the eyes, rinse with clean water and seek medical advice without rubbing your eyes.
- If battery electrolyte contacts the skin, rinse the area with water and get medical help if needed.

Only disassemble scrapped products to prevent accidents such as fires or electric shocks. For battery repair, contact the dealer where you purchased the product. This does not include battery replacement.

The lithium-ion battery in this product is recyclable and should not be replaced; surrender it to a professional recycling agency when the product is discarded.

Always turn off the device before removing the battery for disposal.

To safely dispose of the battery, follow these simplified steps:

Use specialized tools to detach the device's casing.

Remove the internal circuit board and motor.

Extract the battery, sever its wires with pliers, and remove it completely.

VIII-Certification Statement



Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when used in a residential environment. This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a specific installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the device and the receiver.
- Connect the device to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



This device in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive (EU)2023/988. CAUTION: THERE IS A RISK OF EXPLOSION IF THE BATTERY IS REPLACED WITH AN INCORRECT

TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

EU Declaration of Conformity:

SKG Health Technologies Co., Ltd. hereby declare that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive (EU)2023/988. A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at <https://www.skg.com/pag-es/skg-declaration-of-conformity>.



Old electrical appliances must not be disposed of with the residual waste; they must be disposed of separately. Disposal at public collection points is free for private individuals. The owner of old devices is responsible for bringing them to these collecting points or similar facilities. By making this small personal effort, you contribute to the recycling of valuable raw materials and the proper treatment of toxic substances.

IX-Register & Support

Register your SKG product at support@skg.com to maximize support and visit <https://www.skg.com/> for expert tips, tutorials, and FAQs to optimize your device use.



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



OST_EU_20230214000009

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
succeservice2@hotmail.com

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN **DE**

BEI DER VERWENDUNG ELEKTRISCHER PRODUKTE, BESONDERS IN DER ANWESENHEIT VON KINDERN, SOLLTEN STETS DIE GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEFOLGT WERDEN, EINSCHLIESSLICH DER FOLGENDEN:
LESEN SIE VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN

GEFAHR – UM DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN:

Trennen Sie nach dem Gebrauch und vor der Reinigung des Geräts immer sofort den Stecker von der Steckdose.

- Greifen Sie NICHT nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie sofort den Netzstecker.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT beim Baden oder in der Dusche.
- Stellen oder lagern Sie das Gerät NICHT dort, wo es herunterfallen oder in ein Waschbecken oder eine Wanne gezogen werden kann.
- Spülen Sie das Gerät NICHT ab und tauchen Sie es NICHT in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- Verbinden oder trennen Sie das Ladekabel NICHT mit nassen Händen.

WARNUNG – UM DIE GEFAHR VON VERBRENNUNGEN, STROMSCHLÄGEN, FEUER ODER PERSONENVERLETZUNGEN ZU VERRINGERN:

- Das Gerät sollte NIEMALS unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es angeschlossen ist. Trennen Sie bei Nichtverwendung den Stecker von der Steckdose und bevor Sie Teile oder Aufsätze anbringen oder entfernen.
- Wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern, Invaliden oder behinderten Personen verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
- Kinder sollten dieses Gerät nicht benutzen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie KEINE Aufsätze, die nicht von SKG empfohlen oder nicht mit dem Gerät geliefert wurden.
- Nehmen Sie dieses Gerät NIEMALS in Betrieb, wenn der Einschaltknopf beschädigt ist, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist.
- Führen Sie NIEMALS Gegenstände in die Öffnungen des Geräts oder lassen Sie KEINE Gegenstände hineinfallen.
- Betreiben Sie das Gerät NICHT dort, wo Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder wo Sauerstoff verabreicht wird.
- Betreiben Sie das Gerät NICHT unter einer Bettdecke oder einem Kopfkissen. Decken Sie das Gerät niemals ab, wenn es sich in Betrieb befindet, da sonst eine übermäßige Erwärmung auftreten könnte, was zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen kann.
- Drehen Sie zum Trennen der Verbindung alle Bedienelemente in die Position „Aus“.
- Betreiben Sie das Gerät NIEMALS, wenn die Luftöffnungen behindert sind. Halten Sie die Luftöffnungen frei von Flusen, Haaren und dergleichen.
- Betreiben Sie das Gerät NIEMALS auf einer weichen Unterlage wie z. B., einem Bett oder einem Sofa, um die Luftöffnungen nicht zu behindern.
- Gehen Sie vorsichtig mit beheizten Flächen um. NICHT auf unempfindlichen Hautstellen oder bei schlechter Durchblutung anwenden. Die unbeaufsichtigte Verwendung des beheizten Geräts durch Kinder oder hilflose Personen kann gefährlich sein.
- Verwenden Sie das Massagegerät NICHT in der Nähe von loser Kleidung, Schmuck oder langen Haaren.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

VORSICHT - BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG SORGFÄLTIG DURCH.

- Dieses Produkt ist nicht für die medizinische Verwendung bestimmt. Es ist ausschließlich dazu bestimmt, eine luxuriöse Massage zu bieten.
- Beraten Sie sich vor der Verwendung dieses Produkts mit Ihrem Arzt, wenn Sie schwanger sind, einen Herzschrittmacher tragen oder gesundheitliche Bedenken haben.
- Die Verwendung dieses Produkts wird Diabetikern nicht empfohlen.
- Lassen Sie das Gerät NIEMALS unbeaufsichtigt, insbesondere in der Anwesenheit von Kindern.
- Verwenden Sie dieses Produkt NICHT länger als 15 Minuten am Stück.
- Verwenden Sie dieses Produkt NIEMALS direkt auf geschwollenen oder entzündeten Stellen oder auf Hautausbrüchen.
- Verwenden Sie dieses Produkt NICHT als Ersatz für einen Arztbesuch.
- Verwenden Sie dieses Produkt NIEMALS im Liegen oder im Bett.
- Verwenden Sie dieses Produkt NIEMALS mit einer Halskette.
- Dieses Produkt sollte NIEMALS von Personen verwendet werden, die aufgrund einer körperlichen Erkrankung in ihrer Fähigkeit, die Bedienelemente zu nutzen, eingeschränkt sind.
- Dieses Produkt sollte nicht von Kindern oder Personen mit Behinderungen ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung in Fahrzeugen bestimmt.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt.

I-Gebrauchsanweisung

Das Nackenmassagegerät dient der vorübergehenden Linderung von Nackenschmerzen, die durch sportliche Aktivitäten oder alltägliche Tätigkeiten zu Hause oder bei der Arbeit verursacht werden.

II-Grundlegende Produktparameter

Modell: H5 Mini

Produktbezeichnung: Nacken- und Schultermassagegerät

Eingangsnennspannung: 5V ===

Akkuleistung: 2000mAh/14,8Wh

Eingangsnennleistung: 10W

Betriebsumgebung:

Temperaturbereich: 0°C-40°C

Relative Luftfeuchtigkeit: <80% RH, nicht kondensierend

Atmosphärischer Druck: 50Kpa-106Kpa

Lagerung und Transportumgebung:


Temperaturbereich: -20°C bis +55°C

Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit: <95% RH, nicht kondensierend

Atmosphärischer Druck: 50Kpa-106Kpa

III-Gerätebeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung



2. Ein-/Aus-Taste

Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

3. Steuerung des Massagemodus

Dieses Massagegerät bietet drei Geschwindigkeitsstufen:

- Modus 1: Hochgeschwindigkeit (25 mal/min)
- Modus 2: Mittlere Geschwindigkeit (31 mal/min)
- Modus 3: Niedrige Geschwindigkeit mit Vibrationen

Verwendungsanleitung:

- Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät mit hoher Geschwindigkeit einzuschalten.
 - Drücken Sie einmal für mittlere Geschwindigkeit.
 - Drücken Sie zweimal für die niedrige Geschwindigkeit mit Vibrationen.
 - Drücken Sie dreimal, um zur Hochgeschwindigkeit zurückzukehren.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Modi zu durchlaufen.

4. Steuerung des Heizmodus

Dieses Massagegerät bietet zwei Wärmestufen:

- Geringe Hitze (orangefarbenes Licht)
- Hohe Hitze (rotes Licht)

Die Kontrollleuchte erlischt, wenn der Heizmodus abgewählt ist.

Zur Bedienung:

- Beginnen Sie mit einer niedrigen Heizstufe.
 - Drücken Sie erneut für hohe Hitze.
 - Drücken Sie ein drittes Mal, um die Hitze auszuschalten.
- Wiederholen Sie den Zyklus nach Belieben.

5. Strom-/Ladezustandsanzeige


Lichtfarbe	Status der Anzeigeluchte	Beschreibung
Blaues Licht	Dauerleuchten	Akkustand >25%
Orangefarbenes Licht	Dauerleuchten	Akkustand <24%
Orangefarbenes Licht	Atmung	Aufladen des Akkus
Blaues Licht	Atmung	Volles Akku

6. Vorsicht

Alle Wartungsarbeiten an diesem Massagegerät dürfen nur von autorisiertem SKG-Servicepersonal durchgeführt werden.

Hinweis: Zu Ihrer Sicherheit schaltet sich das Gerät nach 10 Minuten automatisch ab.


IV-Tragemethode




Legen Sie das Massagegerät um Ihren Hals




Ziehen Sie den Riemen nach hinten, um Unannehmlichkeiten durch zu starkes Ziehen zu vermeiden



Nach der Verwendung die Schnalle drücken, um den Schultergurt zu lösen



Lösen Sie die hinteren Clips



Nehmen Sie das Produkt vorsichtig von der Schulter, um ein Herunterfallen zu vermeiden.

V-Wartung

Lagerung

Legen Sie das Massagegerät in seine Verpackung oder an einen sicheren, trockenen und kühlen Ort. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder spitzen Gegenständen, welche die Stoffoberfläche beschädigen könnten. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Personen auf, die vollständig oder teilweise bewusstlos sind.

Reinigung

Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen. Nur punktuell mit einem weichen, leicht feuchten Tuch reinigen. Lassen Sie niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten mit dem Gerät in Kontakt kommen. Zum Reinigen NICHT in eine Flüssigkeit tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung NIEMALS Scheuermittel, Bürsten, Benzin, Kerosin, Glas-/Möbelpolitur oder Farbverdünner.

VI-Fehlersuche

Schauen Sie in der Tabelle nach, um Lösungen für etwaige Probleme zu finden. Wenn das Problem weiterhin besteht, geben Sie das Produkt bitte zur Reparatur an den Händler zurück.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kann nicht gestartet werden	Niedrige Akkuspannung	Laden Sie das Produkt auf
	Das Produkt kann nicht eingeschaltet werden	Langdrücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten
	Das Produkt ist noch mit der Steckdose verbunden	Trennen Sie das Ladekabel vom Gerät
Lädt nicht oder die Ladeanzeige leuchtet nicht	Das Ladekabel ist nicht ordnungsgemäß in die Steckdose eingeführt	Verbinden Sie das Ladekabel erneut
	Verwendung des falschen Ladekabels	Verwenden Sie ein Typ-C-Anschlusskabel

⚠️ WARNUNG

Es dürfen keine Änderungen an diesem Gerät vorgenommen werden. Nehmen Sie keine Änderungen an diesem Gerät ohne die Genehmigung des Herstellers vor.

Jegliche Änderung erfordert eine ordnungsgemäße Inspektion und Prüfung, um sicherzustellen, dass das Gerät weiterhin sicher verwendet werden kann.

VII-Hinweise zur Produktentsorgung



GEFAHR

Bitte unterstützen Sie das Recycling von wiederaufladbaren Akkus (Lithium-Ionen-Akkus). Beim in diesem Produkt verwendeten Akku handelt es sich um einen speziellen wiederaufladbaren Akku, der nicht für die Verwendung in anderen Produkten bestimmt ist. Bitte laden Sie den entnommenen Akku nicht auf.

- Werfen Sie ihn NICHT ins Feuer und erhitzen Sie ihn nicht übermäßig.
- Er darf NICHT mit Nägeln durchbohrt, durch die Schwerkraft belastet oder zur Veränderung zerlegt werden.
- Verbinden Sie die positiven und negativen Pole des Akkus NICHT direkt mit Metall.
- Bewahren Sie ihn NICHT zusammen mit Halsketten, Haarnadeln, usw., auf.
- Laden Sie den Akku NICHT auf, verwenden Sie ihn NICHT und legen Sie ihn NICHT an einem heißen Ort ab, z. B., neben einem Kamin oder unter der direkten Sonneneinstrahlung.
- Die oben genannten Situationen können zu Erhitzung, Brand und Bruch führen.



WARNING

Bitte lagern Sie die entnommenen Akkus außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kindern, um ein versehentliches Verschlucken zu verhindern.
Bei Verschlucken eines Akkus suchen Sie sofort einen Arzt auf.
Falls Akkuflüssigkeit ausläuft, vermeiden Sie es, die Flüssigkeit zu berühren, und gehen Sie entsprechend den Sicherheitsvorschriften vor.

- Wenn Akkuelektrolyt in die Augen gelangt, spülen Sie es mit klarem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf, ohne die Augen zu reiben.
- Wenn der Akkuelektrolyt mit der Haut in Berührung kommt, spülen Sie den Bereich mit Wasser ab und suchen Sie bei Bedarf ärztliche Hilfe auf.

Demontieren Sie nur verschrottete Produkte, um Unfälle wie Brände oder Stromschläge zu vermeiden.
Wenden Sie sich für eine Akkureparatur an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Der Austausch des Akkus ist im Preis nicht enthalten.
Der Lithium-Ionen-Akku dieses Produkts ist recycelbar und sollte nicht ersetzt werden. Geben Sie ihn bei Entsorgung des Produkts bei einer professionellen Recyclingstelle ab.
Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Akku zur Entsorgung entnehmen.

Um den Akku sicher zu entsorgen, befolgen Sie diese einfachen Schritte:
Verwenden Sie spezielle Werkzeuge, um das Gehäuse des Geräts zu entfernen.
Entfernen Sie die interne Platine und den Motor.
Entnehmen Sie den Akku, durchtrennen Sie seine Kabel mit einer Zange und entfernen Sie sie vollständig.

VIII-Zertifizierungserklärung



Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und es wurde befunden, dass es den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften entspricht. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung anhand einer

oder mehrerer der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- * Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- * Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- * Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- * Wenden Sie sich zur Unterstützung an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.



Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2023/988.
VORSICHT: EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DER AKKU DURCH EINEN

FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD. ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE AKKUS ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN.

EU-Konformitätserklärung:

Die SKG Health Technology Co. Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2023/988 entspricht. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist online verfügbar unter <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



Elektroaltgeräte dürfen nicht mit dem Restmüll, sondern müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an der kommunalen Sammelstelle durch Privatpersonen ist kostenfrei. Der Besitzer von Altgeräten ist dafür verantwortlich, die Geräte zu diesen oder ähnlichen Sammelstellen zu bringen.
Mit diesem geringen persönlichen Aufwand tragen Sie dazu bei, wertvolle Rohstoffe zu recyceln und Giftstoffe zu behandeln.

IX-Registrierung & Unterstützung

Registrieren Sie Ihr SKG-Produkt unter support@skg.com, um den besten Support zu erhalten, und besuchen Sie <https://www.skg.com/> für Expertentipps, Anleitungen und häufig gestellte Fragen (FAQs) zur optimalen Nutzung Ihres Geräts.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
succeservice2@hotmail.com

OST_EU_2023021400009

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES **FR**

TOUJOURS UTILISER LES APPAREILS ÉLECTRIQUES, EN PARTICULIER EN PRÉSENCE D'ENFANTS, EN RESPECTANT LES MESURES DE SÉCURITÉ DE BASE, NOTAMMENT LES SUIVANTES : LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION

DANGER – AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE :

Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique immédiatement après l'avoir utilisé et avant de le nettoyer.

- NE PAS toucher l'appareil s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- NE PAS utiliser l'appareil pendant le bain ou sous la douche.
- NE PAS poser ou ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou être entraîné dans l'évier ou la baignoire.
- NE PAS poser ou laisser tomber l'appareil dans l'eau ou dans toute autre liquide.
- NE PAS brancher ou débrancher le câble de chargement si vous avez les mains mouillées.

AVERTISSEMENT – FIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BRULURE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE OU DE BLESSURE :

- Ne JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Si l'appareil n'est pas en cours d'utilisation, avant de monter ou de démonter un accessoire, débranchez-le de la prise.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants, d'invalides ou de personnes handicapées.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisés par des enfants.
- Utilisez cet appareil uniquement dans le cadre de son usage prévu et tel que décrit dans ce manuel. NE PAS utiliser d'accessoires non recommandés par SKG, notamment des accessoires non fournis avec l'appareil.
- N'utilisez JAMAIS cet appareil si le bouton d'alimentation est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau.
- Ne laissez JAMAIS tomber cet appareil et n'insérez jamais d'objets dans ses ouvertures.
- NE faites PAS fonctionner l'appareil dans des endroits où des produits en aérosol sont utilisés ou dans des endroits où de l'oxygène est administré.
- NE PAS utiliser l'appareil sous une couverture ou un oreiller. Ne JAMAIS couvrir l'appareil lorsqu'il est en état de marche, car il pourrait surchauffer et provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
- Mettez toutes les commandes de cet appareil en position « Arrêt » avant de le débrancher.
- Ne faites JAMAIS fonctionner l'appareil lorsque les orifices d'aération sont obstrués. Veillez à ce que les orifices d'aération soient exempts de charpie, de cheveux, etc.
- N'utilisez JAMAIS cet appareil sur une surface molle telle qu'un lit ou un canapé, car ces surfaces peuvent obstruer les ouvertures d'aération.
- Faites attention lorsque vous manipulez les surfaces chaudes. NE PAS appliquer l'appareil sur des zones cutanées insensibles ou en présence d'une mauvaise circulation sanguine. L'utilisation sans surveillance de l'appareil chauffant par des enfants ou des personnes incapables peut être dangereuse.
- NE PAS utiliser ce masseur à proximité de vêtements amples, de bijoux ou de cheveux longs.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS À L'ESPRIT

ATTENTION - VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

- Ce produit n'est pas destiné à un usage médical. Il est uniquement destiné à effectuer un massage de luxe.
- Consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil, notamment si vous êtes enceinte, si vous portez un stimulateur cardiaque ou si vous avez des soucis de santé.
- Ce produit n'est pas recommandé pour les diabétiques.
- Ne laissez JAMAIS l'appareil sans surveillance, surtout en présence d'enfants.
- N'utilisez PAS cet appareil pendant plus de 15 minutes d'affilée.
- N'appliquez JAMAIS cet appareil directement sur des zones enflées ou enflammées, ou sur des éruptions cutanées.
- L'utilisation de cet appareil ne remplace PAS une consultation médicale.
- N'utilisez JAMAIS cet appareil lorsque vous êtes couché ou dans un lit.
- N'utilisez JAMAIS cet appareil avec un collier.
- L'utilisation de ce produit est INTERDITE aux personnes souffrant d'une affection physique limitant leurs capacités à manier les commandes.
- L'utilisation de ce produit est interdite aux enfants et aux personnes invalides, s'ils ne sont pas sous la surveillance d'un adulte.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans les automobiles.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.

I-Mode d'emploi

Le Masseur pour le cou permet de soulager temporairement la douleur associée des muscles endoloris et douloureux de la nuque qui surviennent après des exercices ou des activités domestiques et professionnelles normales.

II-Paramètres de base de l'appareil

Modèle : H5 Mini

Nom du produit : Masseur pour le cou et les épaules

Tension nominale d'entrée : 5V ===

Capacité de la batterie : 2000 mAh/14,8 Wh

Puissance nominale en entrée : 10 W

Environnement de travail :

Plage de température : 0°C - 40°C

Humidité relative : < 80 % RH, sans condensation

Pression atmosphérique : 50Kpa-106Kpa

Environnement de stockage et de transport :


Plage de température : De -20 °C à +55 °C

Plage d'humidité de fonctionnement : < 95 % RH, sans condensation

Pression atmosphérique : 50Kpa-106Kpa

III- Description du dispositif

1. Présentation générale



2. Alimentation Marche/Arrêt

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour allumer ou éteindre l'appareil.

3. Contrôle du mode de massage

Ce masseur comporte trois niveaux de vitesse :

- Mode 1 : Vitesse élevée (25 fois/min)
- Mode 2 : Vitesse moyenne (31 fois/min)
- Mode 3 : Vitesse faible avec vibrations

Comment l'utiliser :

- Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour mettre l'appareil en marche à grande vitesse.
 - Appuyer une fois pour passer à une vitesse moyenne.
 - Appuyer deux fois pour passer à une vitesse faible avec vibrations.
 - Appuyer trois fois pour revenir à la vitesse élevée.
- Répétez cette séquence pour passer d'un mode à l'autre.

4. Contrôle du mode Chaleur

Ce masseur offre deux réglages de chaleur :

- Chaleur faible (lumière orange)
- Chaleur élevée (lumière rouge)

Le voyant s'éteint lorsque le mode de chaleur est désactivé.

Pour utiliser l'appareil :

- Commencez par le niveau de chaleur faible.
 - Appuyer à nouveau sur le bouton pour passer à une chaleur élevée.
 - Appuyer une troisième fois pour désactiver la chaleur la chaleur.
- Répétez cette séquence pour effectuer le réglage de votre choix

5. Voyant de charge/d'alimentation


Couleur du voyant	État des voyants	Description
Lumière bleue	Constante	Niveau de la batterie >25 %
Lumière orange	Constante	Niveau de la batterie <24%
Lumière orange	La lumière clignote progressivement et lentement	Chargement de la batterie
Lumière bleue	La lumière clignote progressivement et lentement	Batterie pleine

6. Attention


Tous les travaux de réparation de ce masseur doivent être effectués uniquement par le personnel autorisé de SKG.

Remarque : L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes pour votre sécurité.


IV-Méthode pour le port




Placez le masseur autour de votre cou




Tirez la sangle vers l'arrière pour éviter toute gêne qui survient lorsque le serrage est excessif



sur la boucle pour libérer la bandoulière après toute utilisation



Relâchez les clips arrière



Retirez délicatement le produit de l'épaule afin d'éviter qu'il ne tombe

V-Entretien

Rangement

Rangez le masseur dans sa boîte ou dans un endroit sûr, sec et frais. Évitez de le mettre en contact avec des objets tranchants ou pointus qui pourraient couper ou percer la surface du tissu. Gardez cet appareil hors de portée des nourrissons, des enfants et de toute personne totalement ou partiellement inconsciente.

Nettoyage

Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. Nettoyez les taches en utilisant uniquement un chiffon doux et légèrement humide. Ne laissez JAMAIS l'eau ou tout autre liquide entrer en contact avec l'appareil. N'immergez PAS l'appareil dans un liquide pour le nettoyer. N'utilisez JAMAIS de nettoyeurs abrasifs, de brosses, d'essence, de kérosène, de produits pour vitres ou meubles ou de diluants pour peinture pour le nettoyage.

VI-Dépannage

Reportez-vous au tableau pour résoudre les problèmes éventuels. Si le problème persiste, renvoyez l'appareil au revendeur pour réparation.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne démarre pas	Batterie faible	Charger le produit
	Il ne s'allume pas	Gardez le doigt appuyé sur le bouton d'alimentation pour l'allumer.
	Le produit est toujours connecté à une prise de courant.	étirez le câble de chargement de l'appareil
Impossible de charger ou le voyant de charge n'est pas allumé	Le câble de chargement n'est pas correctement branché sur la prise d'alimentation	ebrancher le câble de chargement
	Mauvais câble de chargement utilisé	Utiliser un câble de type C

⚠ AVERTISSEMENT

Il est interdit de modifier cet appareil.
Ne pas modifier cet appareil sans obtenir l'autorisation du fabricant.
Toute modification de l'appareil doit être suivie d'une inspection et d'un test appropriés pour s'assurer qu'il peut être utilisé en toute sécurité.

VII- Conseil pour la mise au rebut de l'appareil



DANGER

Veuillez soutenir le recyclage des batteries rechargeables (batteries lithium-ion).

La batterie utilisée dans cet appareil est une batterie rechargeable spéciale qui ne doit pas être utilisée dans d'autres produits. Ne rechargez pas la batterie rechargeable si elle est retirée.

- ÉVITEZ de la soumettre au feu ou à des températures élevées.
- ÉVITEZ de percer la batterie avec des clous, ne la soumettez pas à un impact par gravité ou ne la démontez pas pour la modifier.
- ÉVITEZ brancher les bornes positives et négatives de la batterie directement à du métal.
- NE le rangez PAS avec des colliers, des épingles à cheveux, etc.
- NE chargez PAS, n'utilisez pas et ne posez pas la batterie dans des endroits soumis à des températures élevées, notamment près d'une cheminée ou sous la lumière directe du soleil.
- Ces scénarios peuvent provoquer des surchauffes, des incendies et des explosions.



AVERTISSEMENT

Rangez la batterie rechargeable retirée hors de la portée des enfants en bas âge afin d'éviter toute ingestion accidentelle.

En cas d'ingestion d'une batterie, consultez immédiatement un médecin.

En cas de fuite du liquide de la batterie, évitez de toucher le liquide et manipulez-le conformément aux procédures de sécurité.

- En cas de contact de l'électrolyte de la batterie avec les yeux, rincer l'œil à l'eau propre et consulter un médecin, tout en évitant de frotter les yeux.
- En cas de contact de l'électrolyte de la batterie avec la peau, rincez la zone affectée avec de l'eau et consultez un médecin si nécessaire.

Ne démontez que les appareils mis au rebut afin d'éviter les accidents, notamment des incendies ou des décharges électriques.

Pour faire réparer la batterie, contactez votre revendeur. Le remplacement de la batterie n'est pas inclus.

La batterie lithium-ion contenue dans cet appareil est recyclable et ne doit pas être remplacée ; remettez-la à une agence de recyclage professionnelle au moment de mettre cet appareil au rebut.

Éteignez toujours l'appareil avant de retirer la batterie pour la mettre au rebut.

Pour mettre la batterie au rebut en toute sécurité, suivez ces étapes simples :

Ouvrez le boîtier de l'appareil en utilisant des outils spécialisés.

Retirez le circuit imprimé interne et le moteur.

Sortez la batterie, coupez ses fils avec une pince et retirez-la complètement.

VIII-Déclaration de Certification



Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'est cependant pas garanti qu'aucune interférence ne sera générée dans le cadre d'une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement,

l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- * Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- * Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- * Brancher l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- * Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.



Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Le directive (EU)2023/988.

PRÉCAUTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE

PAR UN TYPE NON ADAPTÉ. ÉLIMINEZ LES BATTERIES USAGÉES EN RESPECTANT LES CONSIGNES.

Déclaration de conformité UE :

SKG Health Technologies Co., Ltd. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Le directive (EU)2023/988. La déclaration de conformité de l'UE est consultable en ligne à l'adresse <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



Les appareils électriques hors d'usage ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais séparément. L'élimination au point de collecte communal par des particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des vieux appareils de les apporter à ces points de collecte ou à tout autre point de collecte similaire. Vous contribuez par ce petit effort personnel au recyclage de matières premières précieuses et au traitement de substances toxiques.

IX-Enregistrement & assistance

Enregistrez votre produit SKG sur support@skg.com pour bénéficier d'une assistance maximale et consultez le site <https://www.skg.com/> pour obtenir des conseils d'experts, des tutoriels et des FAQ afin d'optimiser l'utilisation de votre appareil.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

successservice2@hotmail.com

OST_EU_20230214000009

PRECAUZIONI IMPORTANTI



DURANTE L'USO DI PRODOTTI ELETTRONICI, SPECIALMENTE IN PRESENZA DI BAMBINI, PRENDERE SEMPRE MISURE DI SICUREZZA BASILARI, TRA CUI: LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

PERICOLO – PER RIDURRE IL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE:

- Scollegare sempre il dispositivo dalla corrente elettrica immediatamente dopo l'uso e prima di pulirlo.
- NON tentare di prendere un dispositivo caduto in acqua. Scollegarlo immediatamente.
 - NON utilizzare il dispositivo durante il bagno o mentre si fa la doccia.
 - NON posizionare o conservare il dispositivo dove potrebbe cadere o venire spinto per sbaglio in un lavandino o in una vasca.
 - NON posizionare o far cadere il dispositivo in acqua o altri liquidi.
 - NON collegare o scollegare il cavo di ricarica con le mani bagnate.

AVVERTENZE – PER RIDURRE IL RISCHIO DI USTIONI, ELETTROCUZIONI, INCENDI O LESIONI A PERSONE:

- Il dispositivo non deve essere MAI lasciato incustodito quando collegato alla corrente. Scollegarlo dalla presa quando non in uso e prima di inserire o rimuovere parti o accessori.
- Durante l'utilizzo del dispositivo da parte di o vicino a bambini, persone disabili o persone con capacità motorie limitate, è necessaria un'attenta supervisione.
- I bambini non devono utilizzare il presente dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solamente per l'uso per cui è stato concepito come descritto dal manuale. NON utilizzare accessori non raccomandati da SKG; nello specifico, accessori non forniti con il dispositivo.
- MAI mettere in funzione il dispositivo se il pulsante di alimentazione è danneggiato, non funziona correttamente, è stato fatto cadere, è danneggiato o è stato fatto cadere dentro l'acqua.
- MAI far cadere o inserire alcun oggetto nelle bocchette del dispositivo.
- NON mettere in funzione il dispositivo in luoghi in cui vengono usati prodotti che emettono aerosol (spray) o in cui viene erogato ossigeno.
- NON mettere in funzione il dispositivo sotto una coperta o un cuscino. Non coprire mai il dispositivo mentre è in funzione, in quanto il riscaldamento eccessivo che ne deriverebbe potrebbe causare incendi, elettrocuzione o lesioni a persone.
- Per disconnettere, girare i controlli sulla posizione "off".
- MAI mettere in funzione il dispositivo con le bocchette d'aerazione bloccate. Tenere le bocchette libere da pelucchi, capelli e simili.
- MAI mettere in funzione il dispositivo su una superficie come un letto o un divano, in cui le bocchette d'aria potrebbero venire ostruite.
- Utilizzare le superfici riscaldate con cautela. NON utilizzare su aree della pelle prive di sensibilità o in presenza di scarsa circolazione. L'utilizzo non supervisionato da parte di bambini o persone debilitate del dispositivo riscaldato potrebbe essere pericoloso.
- NON utilizzare il massaggiatore in prossimità di abbigliamento largo, gioielli o capelli lunghi.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

ATTENZIONE—LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

- Questo apparecchio non è concepito per uso medico, ma solamente per fornire massaggi piacevoli.
- Consultare il proprio medico prima di utilizzare il prodotto se si è una persona in stato di gravidanza, si hanno pacemaker o si è preoccupati per il proprio stato di salute.
- Si sconsiglia l'utilizzo di questo prodotto da parte di persone diabetiche.
- MAI lasciare il dispositivo incustodito, specialmente in presenza di bambini.
- NON utilizzare il prodotto per più di 15 minuti alla volta.
- MAI utilizzare il prodotto direttamente su aree gonfie o infiammate o su eruzioni cutanee.
- NON utilizzare il prodotto per sostituire le normali cure mediche.
- MAI utilizzare il prodotto mentre si è coricati o a letto.
- MAI utilizzare il prodotto con indosso una collana.
- Il prodotto non deve MAI essere utilizzato da individui che soffrono di impedimenti fisici che limiterebbero le loro capacità di usare i controlli.
- Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini o persone disabili senza la supervisione di un adulto.
- Il prodotto non è concepito per l'utilizzo in automobili.
- Il prodotto è progettato solamente per l'uso domestico.

I-Istruzioni per l'uso

Il massaggiatore per collo è progettato per dare sollievo temporaneo a dolore associato a muscoli doloranti sul retro del collo a causa di stress dovuto a esercizi o a normali attività domestiche.

II- Parametri base del prodotto


Modello: H5 Mini
Nome del prodotto: Massaggiatore per collo e spalle
Tensione nominale in ingresso: 5 V $\pm$
Capacità della batteria: 2000 mAh/14,8 Wh
Potenza nominale in ingresso: 10 W

Condizioni di funzionamento:

Intervallo di temperatura: 0 °C - 40 °C
Umidità relativa: < 80% RH, senza condensa
Pressione atmosferica: 50 Kpa - 106 Kpa
Ambiente di conservazione e trasporto:
Intervallo di temperatura: -20 °C - +55 °C
Intervallo di umidità relativa: < 95% RH, senza condensa
Pressione atmosferica: 50 Kpa - 106 Kpa

III- Descrizione dispositivo

1. Descrizione generale



2. Accensione/spengimento

Tenere premuto il tasto di accensione per accenderlo o spegnerlo.

3. Controllo modalità di massaggio

Il massaggiatore ha tre impostazioni di velocità:

- Modalità 1: Velocità elevata (25 volte/min)
- Modalità 2: Velocità media (31 volte/min)
- Modalità 3: Velocità bassa con vibrazioni

Come utilizzarlo:

- Tenere premuto per attivare la velocità elevata.
 - Premere una volta per la velocità media.
 - Premere due volte per la velocità bassa con vibrazioni.
 - Premere tre volte per ritornare a velocità elevata.
- Ripetere questa sequenza per passare da una modalità all'altra.

4. Controllo modalità riscaldata

Il massaggiatore ha tre impostazioni di riscaldamento:

- Calore basso (spia arancione)
- Calore elevato (spia rossa)

La spia si spegnerà quando la modalità riscaldata è deselezionata.

Per metterla in funzione:

- Iniziare a livello di calore basso.
- Premere nuovamente per il calore elevato.
- Premere una terza volta per spegnere il calore.

Ripetere il ciclo come si desidera.

5. Spia di alimentazione/ricarica


Colore spia	Stato della spia luminosa	Descrizione
Spia blu	Accesa permanentemente	Carica della batteria > 25%
Spia arancione	Accesa permanentemente	Carica della batteria < 24%
Spia arancione	Lampeggiante lentamente	La batteria è in carica
Spia blu	Lampeggiante lentamente	Batteria carica

6. Attenzione


Tutte i servizi relativi al presente massaggiatore devono essere effettuati solamente da personale SKG autorizzato.

Note: Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti per ragioni di sicurezza.


IV-Metodo di utilizzo




Posizionare il massaggiatore attorno al collo




Tirare la cinghia verso il retro per evitare malessere da un'eccessiva aderenza



dopo l'uso premere la fibbia per rilasciare la cinghia delle spalle



Rilasciare le clip posteriori



Rimuovere con cautela il prodotto dalla spalla per prevenire la caduta

V-Manutenzione

Conservazione

Posizionare il massaggiatore nella sua scatola o in un posto sicuro, asciutto e fresco. Evitare contatti con angoli affilati o oggetti appuntiti che potrebbero causare tagli o fori sul tessuto superficiale. Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini, o persone completamente o parzialmente prive di sensi.

Pulizia

Spegnere e lasciar raffreddare prima di pulire il dispositivo. Pulire solamente le singole zone con un panno morbido e leggermente umido. Non consentire mai all'acqua o ad altri liquidi di entrare in contatto con il dispositivo. **NON** immergerlo in liquidi per pulirlo. MAI utilizzare agenti abrasivi, spazzole, benzina, kerosene, vetro / lucido per mobili o acquaregia per la pulizia.

VI-Risoluzione dei problemi

Si veda la tabella per le soluzioni a qualsiasi problema. Se il problema persiste, riportare il prodotto al fornitore per la riparazione.

Problema	Possibili cause	Soluzione
Impossibile avviarlo	Carica della batteria ridotta	Ricaricare il prodotto
	Il prodotto non si accende	Tenere premuto il tasto di accensione per accenderlo
	Il prodotto è ancora connesso alla presa di corrente	Rimuovere il cavo di ricarica al dispositivo
Impossibile ricaricare o luce di ricarica spenta	Il cavo di ricarica non è connesso adeguatamente alla presa di corrente	Ricollegare il cavo di ricarica
	Cavo di ricarica errato	Utilizzare un cavo con connettore Type-C

⚠ AVVERTENZE

Non è consentita alcuna modifica al dispositivo. Non modificare il dispositivo senza autorizzazione del produttore. Qualsiasi modifica richiede un'ispezione e verifiche accurate per assicurare che il dispositivo sia sempre sicuro per l'uso.

VII-Note per lo smaltimento del prodotto



PERICOLO

Sostenere il riciclaggio delle batterie al litio ricaricabili (batterie agli ioni di litio).

La batteria inclusa con questo prodotto è una batteria ricaricabile dedicata, non adatta per altri prodotti. Non caricare la batteria ricaricabile all'esterno del dispositivo.

- NON gettare nel fuoco o riscaldare fino a temperature elevate.
- NON forarla con chiodi, non sottoporla ad urti lasciandola cadere né smontarla per modificarla.
- NON connettere i poli positivi e negativi della batteria con del metallo.
- NON conservare insieme a collane, forcine, ecc.
- NON caricare, utilizzare o posizionare la batteria in aree ad alta temperatura come vicino a caminetti o sotto la luce diretta del sole.
- Le situazioni di cui sopra possono causare surriscaldamento, incendio e rottura.



AVVERTENZE

Mantenere le batterie ricaricabili fuori dalla portata di bambini per evitare che possano ingerirla accidentalmente.

Se la batteria viene ingerita, consultare immediatamente un medico.

Qualora la batteria secerna fluido, evitare di toccarlo e gestire la situazione secondo le procedure di sicurezza.

• Se gli elettroliti della batteria entrano in contatto con gli occhi, sciacquare con acqua pulita e consultare un medico. Non sfregarsi gli occhi.

• Se gli elettroliti della batteria entrano in contatto con la pelle, sciacquare l'area con acqua e richiedere assistenza medica.

Smontare solamente i prodotti di scarto per prevenire incidenti come incendi o elettrocuzioni.

Per riparazioni della batteria, contattare il fornitore dove si è comprato il prodotto. La sostituzione della batteria non è inclusa.

La batteria agli ioni di litio presente in questo prodotto è riciclabile e non deve essere sostituita; cederla a un'agenzia professionista nel settore del riciclaggio al momento di gettare il prodotto.

Spegnerne il dispositivo prima di rimuovere la batteria a fine di smaltimento.

Utilizzare utensili specifici per rimuovere la scocca del dispositivo.

Rimuovere la scheda il circuito stampato interno e il motorino.

Estrarre la batteria, recidere i cavi con delle pinze e rimuoverli completamente.

VIII-Dichiarazione di Certificazione



Note: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere verificata spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di

provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- * Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- * Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- * Collegare l'apparecchiatura a una presa su un impianto diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- * Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per ricevere assistenza.



Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva (UE)2023/988.

PRECAUZIONE: SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI TIPO

NON CORRETTO, SUSSISTE IL RISCHIO DI ESPLOSIONE. SMALTIRE LE BATTERIE USATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI.

Dichiarazione di adempimento UE:

SKG Health Technologies Co., Ltd. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva (EU)2023/988. Una copia della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile online all'indirizzo <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



Gli elettrodomestici obsoleti non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti generici, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento presso un punto di raccolta comunale da parte di privati è gratuito. Il proprietario degli elettrodomestici obsoleti è tenuto a portare gli apparecchi presso questi punti di raccolta o altri centri simili. Con questo piccolo sforzo personale si contribuisce al riciclaggio di materie prime preziose e al trattamento delle sostanze tossiche.

IX-Registrazione e assistenza

Registra il prodotto SKG da support@skg.com per avere il massimo dell'assistenza e visita <https://www.skg.com/> per i consigli degli esperti, guide e FAQ per ottimizzare l'uso del dispositivo.



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
succeservice2@hotmail.com

OST_EU_20230214000009

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

ES

AL UTILIZAR PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CON NIÑOS CERCA, SIEMPRE SE DEBEN SEGUIR LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD, INCLUYENDO: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR

PELIGRO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

Siempre desconecte el dispositivo del enchufe tras utilizarlo y antes de limpiarlo.

- NO intente coger un dispositivo que ha caído en el agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- NO utilice el dispositivo mientras se baña o ducha.
- NO coloque el dispositivo o lo almacene donde puede caerse o precipitarse a una bañera o fregadero.
- NO sitúe o coloque el dispositivo en agua u otros líquidos.
- NO enchufe o desenchufe el cable de carga con las manos mojadas.

ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, DESCARGAS ELÉCTRICAS, FUEGO O HERIDAS:

- El dispositivo NUNCA debe dejarse desatendido cuando esté enchufado. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de poner o quitar piezas o accesorios.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando este dispositivo sea utilizado por, sobre o cerca de niños, inválidos o personas discapacitadas.
- Los niños no deben usar nunca este dispositivo.
- Utilice este dispositivo solo para el uso previsto, tal y como se describe en este manual. NO utilice accesorios no recomendados por SKH; específicamente cualquier accesorio no proporcionado directamente con el dispositivo.
- NUNCA utilice este dispositivo si tiene un botón de encendido dañado o si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o caído en agua.
- NUNCA deje caer o inserte cualquier objeto en ninguna ranura del dispositivo.
- NO utilice el dispositivo donde se estén utilizando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- NO utilice el dispositivo bajo una manta o almohada. Nunca cubra el dispositivo cuando esté en funcionamiento, dado que podría darse una acumulación excesiva de calor, provocando fuego, descargas eléctricas o heridas.
- Para desconectarlo, cambie todos los controles a la posición «off» o «apagado».
- NUNCA utilice el dispositivo con las aberturas de aire bloqueadas. Manténgalas libres de obstáculos, polvo, pelos y similares.
- NUNCA utilice el dispositivo en una superficie blanda, como en una cama o sofá, donde puedan bloquearse las aberturas de aire.
- Utilice las superficies calientes con cuidado. NO las utilice sobre zonas sensibles de la piel o en zonas de mala circulación. El uso sin vigilancia del dispositivo calefactor por parte de niños o personas incapacitadas puede ser peligroso.
- NO utilice este masajeador cerca de ropa suelta, joyas o pelo largo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN—LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.

- Este producto no está destinado al uso médico. Solo pretende proporcionar un masaje de lujo.
- Consulte a su médico antes de utilizar este producto si está embarazada, lleva un marcapasos o tiene alguna duda sobre su salud.
- Este producto no está recomendado para ser utilizado por usuarios diabéticos.
- NUNCA deje el dispositivo sin vigilancia, especialmente cuando haya niños presentes.
- NO utilice este producto durante más de 15 minutos seguidos.
- NUNCA utilice este producto directamente sobre zonas hinchadas o inflamadas, ni sobre erupciones cutáneas.
- NO utilice este producto como sustituto de la atención médica.
- NUNCA utilice este producto tumbado o en la cama.
- NUNCA utilice este producto con un collar puesto.
- Este producto NUNCA debe ser utilizado por personas que padezcan alguna dolencia física que pudiera limitar la capacidad del usuario para manejar los mandos.
- Este producto no debe ser utilizado por niños o discapacitados sin la supervisión de un adulto.
- Este producto no está diseñado para su uso en automóviles.
- Este producto está diseñado para uso exclusivo en el hogar.

I-Instrucciones de uso

El masajeador de cuello está diseñado para proporcionar un alivio temporal del dolor asociado con los músculos tensos o dolores musculares en la parte trasera del cuello debido al ejercicio o actividades comunes del hogar.

II- Parámetros básicos del producto

Modelo: H5 Mini

Nombre del producto: Masajeador de hombro y cuello

Voltaje de entrada nominal: 5 V

Capacidad de la batería: 2000 mAh / 14,8 Wh

Potencia de entrada nominal: 10 W

Entorno operativo:

Rango de temperatura: 0°C-40°C

Humedad relativa: < 80 % HR, no condensante

Presión atmosférica: 50 Kpa - 106 Kpa

Entorno de almacenamiento y transporte:


Rango de temperatura: -20°C a +55°C

Rango de humedad relativa: < 95 % HR, no condensante

Presión atmosférica: 50 Kpa - 106 Kpa

III- Descripción del dispositivo

1. Descripción general



2. Encendido/Apagado

Presione y mantenga el botón de encendido para encender o apagarlo.

3. Control de modo de masaje

Este masajeador ofrece tres ajustes de velocidad:

- Modo 1: Velocidad alta (25 veces/min)
- Modo 2: Velocidad media (31 veces/min)
- Modo 3: Baja velocidad con vibraciones

Cómo usarlo:

- Pulse y mantenga para encender a alta velocidad.
- Pulse una vez para velocidad media.
- Pulse dos veces para baja velocidad con vibraciones.
- Pulse tres veces para volver a la alta velocidad.

Repita esta secuencia para cambiar entre los modos.

4. Control de modo de calefacción

Este masajeador ofrece dos ajustes de calor:

- Calor bajo (luz naranja)
- Calor alto (luz roja)

La luz indicadora se apagará cuando el modo de calor no esté seleccionado.

Para hacerlo funcionar:

- Empiece en el nivel de calor bajo.
- Pulse de nuevo para calor alto.
- Pulse una tercera vez para apagar el calor.

Repita el ciclo según quiera.

5. Indicador de carga/energía


Color de la luz	Estado de luz indicadora	Descripción
Luz azul	Color fijo	Nivel de batería > 25 %
Luz naranja	Color fijo	Nivel de batería < 24 %
Luz naranja	Respiración	Batería cargando
Luz azul	Respiración	Batería al completo

6. Precaución

Todo el mantenimiento de este masajeador debe ser realizado solo por personal de servicio autorizado de SKG.

Nota: El dispositivo se apagará automáticamente tras 10 minutos por su seguridad.


IV-Cómo llevarlo




Coloque el masajeador alrededor del cuello




Tire de la cinta hacia atrás para evitar las molestias causadas por un apriete excesivo



Después del uso, presione la hebilla para soltar la correa de hombro



Suelte los clips traseros



Retire con cuidado el producto del hombro para evitar que se caiga

V-Mantenimiento

Almacenamiento

Coloque el masajeador en su caja en un lugar seguro, seco y fresco. Evite el contacto con bordes afilados u objetos punzantes que pudieran cortar o pinchar la superficie de la tela. Mantenga este producto fuera del alcance de bebés, niños o personas total o parcialmente inconscientes.

Limpieza

Apáguelo y deje que se enfríe antes de limpiar. Limpie solo con un paño suave ligeramente humedecido. No permita nunca que el agua u otros líquidos entren en contacto con el dispositivo. NO lo sumerja en ningún líquido para limpiarlo. NUNCA utilice limpiadores abrasivos, cepillos, gasolina, queroseno, abrillantador de cristales/muebles o disolvente de pintura para la limpieza.

VI-Resolución de problemas

Consulte la tabla para obtener soluciones a cualquier problema. Si el problema persiste, devuelva el producto a su distribuidor para su reparación.

Problema	osible causa	Solución
No se puede iniciar	Batería baja	Cargue el producto
	No se puede encender	Mantenga pulsado el botón de encendido para encenderlo
	El producto sigue conectado a la toma de corriente	Retire el cable de carga del dispositivo
No se puede cargar o la luz de carga no está encendida	El cable de carga no está bien insertado en la toma de corriente	Vuelva a enchufar el cable de carga
	Se ha utilizado un cable de carga incorrecto	Utilice un cable con conector Tipo-C

⚠ ADVERTENCIA

No se permite modificar el dispositivo. No modifique el dispositivo sin autorización del fabricante. Cualquier modificación requiere una inspección adecuada, así como pruebas que garanticen que el dispositivo es seguro de usar.

VII-Notas para desecho del producto



PELIGRO

Apoye el reciclaje de baterías recargables (baterías de ion litio).

La batería incluida en este producto es una batería recargable dedicada, que no debe utilizarse en otros productos. No cargue la batería recargable estando retirada.

- NO la lance al fuego, caliente o eleve su temperatura.
- NO lo perforo con objetos punzantes, no la someta a impactos por gravedad ni la desmonte para su modificación.
- NO conecte los polos positivo y negativo de la batería directamente con metal.
- NO lo almacene junto con collares, horquillas, etc.
- NO cargue, use y coloque la batería en zonas de altas temperaturas, como cerca de la chimenea o bajo luz solar directa.
- Todas las situaciones anteriores pueden provocar sobrecalentamiento, fuego y roturas.



ADVERTENCIA

Mantenga las baterías recargables extraídas fuera del alcance de niños pequeños para evitar la ingesta accidental.

Si se traga una batería, consulte a un médico inmediatamente.

En caso de fuga de líquido de la batería, evite tocar el líquido y manipúlelo de acuerdo con los procedimientos de seguridad.

- Si el electrolito de la batería entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua limpia y acuda al médico sin frotarse los ojos.
- Si el electrolito de la batería entra en contacto con la piel, enjuague la zona con agua y obtenga ayuda médica si es necesario.

Solo desmonte los productos desechados para evitar accidentes como incendios o descargas eléctricas.

Para la reparación de la batería, contacte con el proveedor al que compró el producto. Esto no incluye la sustitución de la batería.

La batería de iones de litio de este producto es reciclable y no debe sustituirse; entréguela a una agencia de reciclaje profesional cuando deseche el producto.

Apague siempre el dispositivo antes de retirar la batería para su desecho.

Para desechar correctamente la batería, siga estos pasos simplificados:

Utilice herramientas especializadas para retirar la carcasa del producto.

Retire la placa de circuito interna y el motor.

Extraiga la batería, corte los cables con unas pinzas y retírela por completo.

VIII-Declaración de Certificación



Nota: Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el dispositivo, se recomienda al usuario

que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- * Reorientar o reubicar la antena receptora.
- * Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- * Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- * Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.



Este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2023/988 (UE).
PRECAUCIÓN: PUEDE HABER RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA

BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS UTILIZADAS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES.

Declaración de conformidad de la UE:

SKG Health technology Co. declara por la presente que este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva (UE)2023/988. Hay disponible una copia de la Declaración de conformidad de la UE en <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



Los aparatos eléctricos viejos no deben eliminarse junto con los residuos, sino por separado. La eliminación en el punto de recogida común a través de particulares es gratuita. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos de recogida o a otros similares. Con este pequeño esfuerzo personal, contribuye a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de sustancias tóxicas.

IX-Registro y soporte

Registre su producto SKG en support@skg.com para maximizar la asistencia y visite <https://www.skg.com/> para obtener consejos de expertos, tutoriales y preguntas frecuentes para optimizar el uso de su dispositivo.



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
succeservice2@hotmail.com

OST_EU_20230214000009

PODZAS UŻYWANIA PRODUKTÓW ELEKTRYCZNYCH, SZCZEGÓLNIE W OBECNOŚCI DZIECI, ZAWSZE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA, W TYM: PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM

NIEBEZPIECZEŃSTWO – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego natychmiast po użyciu i przed czyszczeniem.

- NIE sięgaj po urządzenie, które wpadło do wody. Odłącz je natychmiast.
- NIE używaj urządzenia podczas kąpieli lub pod prysznicem.
- NIE umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, gdzie może ono spaść lub zostać wciągnięte do zlewu lub wanny.
- NIE umieszczaj ani nie upuszczaj urządzenia do wody lub innego płynu.
- NIE podłączaj ani nie odłączaj kabla ładującego mokrymi rękoma.

OSTRZEŻENIE – ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POPARZENIA, PORAZENIA PRĄDEM, POŻARU LUB URAZU OSÓB:

- Urządzenia NIGDY nie należy pozostawiać bez nadzoru, gdy jest podłączone do prądu. Wyłącz z gniazdka, gdy nie jest ono używane oraz przed założeniem lub zdjęciem którejs części lub osprzętu urządzenia.
- Ścisły nadzór jest konieczny, gdy to urządzenie jest używane przez, na lub w pobliżu dzieci, osób niepełnosprawnych lub niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
- Dzieci nie powinny korzystać z tego urządzenia.
- Używaj tego urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, jak opisano w tej instrukcji. NIE używaj dodatków do urządzenia, które nie są zalecane przez SKG; szczególnie tych, które nie zostały dostarczone wraz z urządzeniem.
- NIGDY nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony przycisk zasilania, jeśli nie działa poprawnie, jeśli zostało upuszczone, uszkodzone, lub upuszczone do wody.
- NIGDY nie upuszczaj ani nie wkładaj żadnego przedmiotu do żadnego otworu urządzenia.
- NIE używaj urządzenia w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu (sprayu) lub gdzie podawany jest tlen.
- NIE używaj urządzenia pod kocem lub poduszką. Nigdy nie zakrywaj urządzenia, gdy jest w użyciu, ponieważ może dojść do nadmiernego nagrzewania, co może spowodować pożar, porażenie prądem lub zranienie osób.
- Aby rozłączyć, przestaw wszystkie pokręta na pozycję „off”.
- NIGDY nie używaj urządzenia, gdy otwory wentylacyjne są zablokowane. Otwory wentylacyjne należy utrzymywać w stanie wolnym od kłaczków, włosów itp.
- NIGDY nie używaj urządzenia na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko czy kanapa, gdzie otwory wentylacyjne mogą być zablokowane.
- Używaj ostrożnie podgrzewanych powierzchni. NIE stosować na nadwrażliwe obszary skóry lub w przypadku słabego krążenia. Nienadzorowane korzystanie z podgrzewanego urządzenia przez dzieci lub osoby niepełnosprawne może być niebezpieczne.
- NIE używaj tego masażera w pobliżu luźnej odzieży, biżuterii lub długich włosów.

UWAGA—NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM.

- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku medycznego. Jest on przeznaczony wyłącznie do zapewnienia luksusowego masażu.
- Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem tego produktu, jeśli jesteś w ciąży, masz rozrusznik serca lub masz jakiegokolwiek obawy dotyczące swojego zdrowia.
- Ten produkt nie jest zalecany do użytku przez diabetyków.
- NIGDY nie zostawiaj urządzenia bez opieki, szczególnie gdy w pobliżu są dzieci.
- NIE używaj tego produktu dłużej niż 15 minut jednorazowo.
- NIGDY nie używaj tego produktu bezpośrednio na spuchniętych lub zakażonych obszarach, ani na wykwitach skórnych.
- NIE używaj tego produktu jako substytutu dla pomocy medycznej.
- NIGDY nie używaj tego produktu leżąc płasko lub w łóżku.
- NIGDY nie używaj tego produktu mając na sobie naszyjnik.
- Ten produkt NIGDY nie powinien być używany przez osobę cierpiącą na jakiegokolwiek dolegliwości fizyczne, które ograniczałyby zdolność użytkownika do obsługi sterowania.
- Ten produkt nie powinien być używany przez dzieci ani osoby niepełnosprawne bez nadzoru dorosłych.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku w samochodach.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

I-Instrukcja użytkowania

Masażer do szyi jest zaprojektowany do tymczasowego łagodzenia bólu związanego z obolalymi i bolącymi mięśniami na tyle szyi spowodowanymi nadmiernym wysiłkiem podczas ćwiczeń lub normalnych domowych i zawodowych czynności.

II-Podstawowe parametry produktu


Model: H5 Mini
Nazwa produktu: Masażer do szyi i ramion
Znamionowe napięcie wejściowe: 5 V 
Pojemność baterii: 2000 mAh/14,8 Wh
Znamionowa moc wejściowa: 10 W

Środowisko pracy:

Zakres temperatur: 0°C-40°C
Wilgotność względna: <80% wilgotności względnej, bez kondensacji
Ciśnienie atmosferyczne: 50 Kpa-106 Kpa
Środowisko magazynowania i transportu:
Zakres temperatur: -20°C do +55°C
Zakres wilgotności względnej: <95% wilgotności względnej, bez kondensacji
Ciśnienie atmosferyczne: 50 Kpa-106 Kpa

III- Opis urządzenia

1. Opis ogólny



2. Włączanie/wyłączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć.

3. Kontrola trybu masażu

Ten masażer oferuje trzy ustawienia prędkości:

- Tryb 1: Wysoka prędkość (25 razy/min)
- Tryb 2: Średnia prędkość (31 razy/min)
- Tryb 3: Niska prędkość z wibracjami

Sposób użytkowania:

- Naciśnij i przytrzymać, aby włączyć na wysokiej prędkości.
 - Naciśnij raz dla średniej prędkości.
 - Naciśnij dwa razy, aby ustawić niską prędkość z wibracjami.
 - Naciśnij trzy razy, aby wrócić do wysokiej prędkości.
- Powtórz tę sekwencję, aby przełączać się między trybami.

4. Kontrola trybu grzania

Ten masażer oferuje dwa ustawienia nagrzewania:

- Niska temperatura (pomarańczowe światło)
- Wysoka temperatura (czerwone światło)

Lampka kontrolna będzie wyłączona, gdy tryb nagrzewania zostanie odznaczony.

Aby go obsługiwać:

- Zacznij od niskiego poziomu nagrzewania.
- Naciśnij ponownie dla wysokiego poziomu nagrzewania.
- Naciśnij trzeci raz, aby wyłączyć nagrzewanie.

Powtarzaj cykl według życzenia.

5. Lampka kontrolna zasilania/ładowania


Kolor światła	Wskaźnik lampki kontrolnej	Opis
Niebieskie światło	Świeci się	Poziom naładowania baterii >25%
Pomarańczowe światło	Świeci się	Poziom naładowania baterii <24%
Pomarańczowe światło	Miga	Ładowanie baterii
Niebieskie światło	Miga	Pełna bateria

6. Uwaga


Wszystkie czynności serwisowe tego masażera muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel serwisowy SKG.

Uwaga: Urządzenie automatycznie wyłączy się po 10 minutach dla Twojego bezpieczeństwa.


IV-Metoda zakładania




Umieść masażer na swojej szyi



Pociągnij pasek do tyłu, aby uniknąć dyskomfortu spowodowanego zbyt mocnym ściąganiem.



po użyciu naciśnij klamrę, aby zwolnić pasek na ramię



Ostrożnie zdejmij produkt z ramienia, aby zapobiec jego upadkowi

V-Konserwacja

Przechowywanie

Umieść masażer w pudełku lub w bezpiecznym, suchym, chłodnym miejscu. Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami lub spiczastymi przedmiotami, które mogą przeciąć lub przebić powierzchnię tkaniny. Przechowuj produkt poza zasięgiem niemowląt, dzieci oraz osób, które są całkowicie lub częściowo nieświadome.

Czyszczenie

Wyłącz i pozwól urządzeniu ostygnąć przed czyszczeniem. Czyść tylko miejscowo za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej szmatki. Nigdy nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami. NIE zanurzaj w żadnej cieczy do czyszczenia. NIGDY nie używaj środków czyszczących z ścierniwami, szczoteczek, benzyny, nafty, polerki do szkła/mebli czy rozcieńczalnika do farb do czyszczenia.

VI-Rozwiązywanie problemów

Zapoznaj się z tabelą, aby znaleźć rozwiązania wszelkich problemów. Jeżeli problem nadal występuje, zwróć produkt do sprzedawcy w celu naprawy.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można rozpocząć	Niski poziom naładowania baterii	Naładuj produkt
	Nie można go włączyć	Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie
	Produkt jest nadal podłączony do gniazda zasilania	Odłącz kabel ładujący od urządzenia
Nie można naładować lub kontrola ładowania nie świeci	Kabel ładujący nie jest prawidłowo podłączony do gniazda zasilania	Podłącz ponownie kabel ładujący
	Użyto złego kabla ładującego	Użyj kabla ze złączem typu C

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie wolno modyfikować tego urządzenia. Nie modyfikuj tego urządzenia bez autoryzacji producenta. Każda modyfikacja wymaga odpowiedniego sprawdzenia i testowania, aby zapewnić, że urządzenie nadal jest bezpieczne do użytku.

VII-Uwagi dotyczące złomowania produktu



NIEBIEZPIECZEŃSTWO

Postępować zgodnie z zasadami recyklingu baterii (baterie litowo-jonowe). Bateria w tym produkcie to dedykowany akumulator, nie jest on przeznaczony do innych produktów. Nie ładuj wyjątkowego akumulatora.

- NIE wyrzucaj go do ognia ani nie podgrzewaj do wysokiej temperatury.
- NIE przebijaj go gwoździami, nie narażaj na uderzenia grawitacyjne ani nie demontuj go w celu modyfikacji.
- NIE podłączaj dodatkich i ujemnych biegów akumulatora bezpośrednio do metalu.
- NIE przechowuj go razem z naszytnikami, spinakami do włosów itp.
- NIE ładuj, nie używaj ani nie umieszczaj baterii w miejscach o wysokiej temperaturze, na przykład przy kominku lub w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Powyższe sytuacje mogą spowodować nagrzewanie się, pożar i uszkodzenia.



OSTRZEŻENIE

Trzymaj wyjęte baterie poza zasięgiem dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu. Jeśli bateria zostanie połknięta, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

W przypadku wycieku płynu z baterii, unikaj dotykania płynu i postępuj zgodnie z procedurami bezpieczeństwa.

- Jeśli elektrolit baterii dostanie się do oczu, przemyj je czystą wodą i bez pocierania oczu, natychmiast zasięgnij porady lekarskiej.
- Jeśli elektrolit baterii dotknie skóry, przemyj miejsce wodą i w razie potrzeby zasięgnij pomocy medycznej.

Demontuj tylko wycofane z użycia produkty, aby zapobiec wypadkom, takim jak pożary czy porażenia prądem.

Aby naprawić baterię, skontaktuj się z dystrybutorem, u którego zakupiłeś produkt. Naprawa nie obejmuje wymiany baterii.

Bateria litowo-jonowa w tym produkcie nadaje się do recyklingu i nie powinna być wymieniana; oddaj ją do profesjonalnej organizacji recyklingowej, gdy produkt nie będzie już użytkowany.

Zawsze wyłączaj urządzenie przed poddaniem baterii utylizacji.

Aby bezpiecznie wyjąć baterię, postępuj zgodnie z tymi uproszczonymi krokami:

Użyj specjalistycznych narzędzi do zdjęcia obudowy urządzenia.

Wymij wewnętrzną płytę obwodową i silnik.

Wymij baterię, przetnij jej przewody kombinerkami i całkowicie ją usuń.

VIII-Oświadczenie o Certyfikacji



Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.

Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkalnej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które można określić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

* Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.

* Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikami.

* Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

* Aby uzyskać pomoc, skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym



To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy (UE)2023/988.

UWAGA: RYZYKO WYBUCHU, JEŚLI BATERIA ZOSTANIE WYMIENIONA

NA NIEPRAWIDŁOWY TYP. ZUŻYTE BATERIE NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

Deklaracja zgodności UE:

SKG Health Technologies Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy (EU)2023/988. Kopia deklaracji zgodności UE jest dostępna online pod adresem <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



Starych urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami reszkowymi - należy je utylizować osobno. Utylizacja w gminnym punkcie zbiórki przez osoby prywatne jest bezpłatna. Właściciel starych urządzeń jest odpowiedzialny za dostarczenie urządzeń do tych punktów zbiórki lub podobnych punktów zbiórki. Dzięki temu niewielkimi osobistemu wysiłkowi przyczyniasz się do recyklingu cennych surowców i przetwarzania substancji toksycznych

IX-Rejestracja i wsparcie

Zarejestruj swój produkt SKG na support@skg.com, aby maksymalnie wykorzystać wsparcie, a następnie odwiedź <https://www.skg.com/>, aby uzyskać eksperckie porady, wskazówki i odpowiedzi na często zadawane pytania, które pomogą Ci optymalnie korzystać z urządzenia.



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
succeservice2@hotmail.com

OST_EU_20230214000009

ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИРОБІВ, ОСОБЛИВО, ЯКЩО ПОРУЧ Є ДІТИ, ПОТРІБНО ЗАВЖДИ ДОТРИМУВАТИСЬ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ НАСТУПНІ: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ВИРОБУ ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ

НЕБЕЗПЕКА – ЩОБ ЗНИЗИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ:

Завжди відключайте пристрій від електричної розетки відразу після його використання та перед його чищенням.

- НЕ торкайтеся пристрою, якщо він упав у воду. негайно відключіть його від розетки.
- НЕ користуйтеся пристроєм, коли ви приймає ванну або душ.
- НЕ розміщуйте та НЕ зберігайте пристрій в зонах, де він може впасти у воду, наприклад, у ванну або унітаз.
- НЕ поміщайте та НЕ кидайте пристрій у воду або інші рідини.
- НЕ торкайтеся штекерів зарядного кабелю вологими руками.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ – ЩОБ ЗНИЗИТИ РИЗИК ПОЖЕЖИ, УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ АБО ТРАВМ:

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ залишати пристрій без нагляду, коли він увімкнений у розетку. Коли пристрій не використовується відключайте його від розетки. Це також стосується ситуацій, коли ви встановлюєте або знімаєте деталі або насадки.
- Якщо пристрій використовується дітьми, інвалідами або людьми з обмеженими можливостями, або поруч з ними, потрібен уважний нагляд.
- Діти не повинні гратися з пристроєм.
- Використовуйте пристрій виключно за призначенням, як описано у цьому керівництві. НЕ використовуйте насадки, які не рекомендовані компанією SKG; тобто ніякі насадки, які не входять до комплекту постачання пристрою.
- НІКОЛИ не експлуатуйте цей пристрій із пошкодженою кнопкою увімкнення/вимкнення, якщо вона не працює належним чином, якщо пристрій падав або пошкоджений, або потрапив у воду.
- НІКОЛИ не вставляйте в отвори пристрою ніякі предмети.
- НЕ експлуатуйте пристрій у місцях, де користуються аерозольними балончиками (спреями) або там, де працюють з киснем.
- НЕ експлуатуйте пристрій під ковдрою або подушкою. Ніколи не накривайте пристрій, коли він працює, тому що може виникнути надмірне нагрівання, яке може стати причиною пожежі, ураження електричним струмом або травм людей.
- Щоб відключити пристрій, поверніть всі елементи керування у вимкнене положення.
- НІКОЛИ не експлуатуйте пристрій, коли його вентиляційні отвори закриті. Слідкуйте, щоб у вентиляційних отворах не було ворсу, волосся тощо.
- НІКОЛИ не експлуатуйте пристрій на м'якій поверхні, наприклад на ліжку або дивані, де його вентиляційні отвори можуть бути закриті.
- Користуйтеся нагрітими поверхнями з обережністю. НЕ використовуйте пристрій на нечутливих зонах шкіри або якщо у вас погана циркуляція крові. Використання нагрітого пристрою дітьми або обмеженими в рухах особами без нагляду може бути небезпечним.
- НЕ використовуйте цей масажер близько до одягу, який не прилягає, ювелірних прикрас або довгого волосся.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – БУДЬ ЛАСКА, ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЮ ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ.

- Цей виріб не призначений для медичного використання. Він призначений тільки для надання розкішного масажу.
- Якщо ви вагітна жінка, маєте кардіостимулятор або будь-які занепокоєння щодо свого здоров'я, перед використанням цього виробу проконсультуйтеся з лікарем.
- Цим виробом не рекомендується користуватися діабетикам.
- НІКОЛИ не залишайте пристрій без нагляду, особливо, якщо поруч є діти.
- НЕ використовуйте цей виріб довше 15 хвилин за раз.
- НІКОЛИ не використовуйте цей виріб безпосередньо на зонах з набряками або запаленнями, або висипаннях на шкірі.
- НЕ використовуйте цей виріб, як заміну зверненню до лікаря.
- НІКОЛИ не використовуйте цей виріб лежачи у ліжку.
- НІКОЛИ не використовуйте цей виріб, якщо на вас надіте намисто.
- Цей виріб ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати за наявності будь-якого фізичного нездужання, яке може обмежувати спроможність користувача маніпулювати елементами керування.
- Цей виріб не повинен використовуватися дітьми або інвалідами без нагляду дорослих.
- Цей виріб не призначений для використання в автомобілях.
- Цей виріб призначений тільки для використання у побуті.

I – Інструкції з використання

Масажер для шиї призначений для тимчасового заспокоєння болю, пов'язаного із синцями та болями у м'язах у задній частині шиї через навантаження від фізичних вправ або звичайних дій у побуті та на роботі.

II – Основні параметри виробу

Модель: H5 Mini

Назва виробу: Масажер для шиї та плечей

Номинальна вхідна напруга: 5 В 

Ємність акумулятора: 2000 mAh / 14,8 Втгод

Номинальна вхідна потужність: 10 Вт

Умови експлуатації:

Діапазон температури: від 0 °C до 40 °C

Відносна вологість: <80 %, без утворення конденсату

Атмосферний тиск: від 50 кПа до 106 кПа

Середовище для зберігання та транспортування:


Діапазон температури: від -20 °C до +55 °C

Діапазон відносної вологості: <95 %, без утворення конденсату

Атмосферний тиск: від 50 кПа до 106 кПа

III- Опис пристрою

1. Загальний опис



2. Увімкнення/вимкнення живлення

Натисніть та утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення, щоб увімкнути або вимкнути пристрій.

3. Керування режимом масажу

Цей масажер пропонує три налаштування швидкості:

- Режим 1: висока швидкість (25 разів/хв)
- Режим 2: середня швидкість (31 разів/хв)
- Режим 3: низька швидкість із вібраціями

Як користуватися:

- Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути високу швидкість.
 - Натисніть один раз, щоб увімкнути середню швидкість.
 - Натисніть двічі, щоб увімкнути низьку швидкість з вібраціями.
 - Натисніть тричі, щоб повернутися до високої швидкості.
- Повторюйте цю послідовність, щоб перемикатися між режимами.

4. Керування режимом нагрівання

Цей масажер пропонує два налаштування нагрівання:

- Слабке тепло (оранжевий індикатор)
- Сильне тепло (червоний індикатор)

Якщо режим нагрівання скасувати, індикатор буде вимкнений.

Як керувати:

- Починайте із рівня слабого тепла.
- Натисніть ще раз, щоб перейти до сильного тепла.
- Натисніть третій раз, щоб вимкнути нагрівання.

Якщо бажаєте, повторіть цикл.

5. Індикатор живлення/заряджання


Колір індикатора	Стан індикатора	Опис
Синій колір	Горить постійно	Рівень заряду акумулятора >25 %
Оранжевий колір	Горить постійно	Рівень заряду акумулятора <24 %
Оранжевий колір	Мигає	Заряджання акумулятора
Синій колір	Мигає	Акумулятор заряджений

6. Застереження


Все обслуговування цього масажера повинне виконуватись тільки уповноваженим сервісним персоналом компанії SKG.

Примітка: Для вашої безпеки пристрій автоматично вимкнеться через 10 хвилин.

IV-Спосіб надягання




Розташуйте масажер навкруги шії




Потягніть ремінець на задній стороні, щоб уникнути дискомфорту внаслідок надмірно затягування



після використання натисніть пряжку, щоб відпустити плечовий ремінець



Відпустіть задні кліпси



Обережно зніміть виріб з плечей, щоб запобігти його падінню

V-Обслуговування

Зберігання

Покладіть масажер у його коробку або у безпечне, сухе, прохолодне місце. Уникайте контакту з гострими краями або гострими предметами, які можуть порізати або проткнути тканинну поверхню. Тримайте цей виріб у місцях, недоступних для немовлят, дітей або осіб, які повністю або частково знаходяться без свідомості.

Чищення

Перед чищенням вимкніть пристрій та дайте йому охолонути. Чистіть тільки м'якою, злегка вологою тканиною. Ніколи не дозволяйте воді або іншим рідиною контактувати з пристроєм. НЕ занурюйте пристрій у ніякі рідини для чищення. НІКОЛИ не використовуйте для чищення абразивні очищувачі, щітки, бензин, гас, поліроль для скла/меблів або розріджуюч фарби.

VI – Пошук та усунення несправностей

Див. таблицю з рішеннями будь-яких проблем. Якщо проблема залишається, поверніть виріб дилеру для ремонту.

Проблема	Можлива причина	Рішення
Виріб не запускається	Низький заряд акумулятора	Зарядіть виріб
	Неможливо увімкнути прилад	Натисніть та утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення, щоб увімкнути виріб
	Виріб все ще підключений зарядний кабель	Відключіть зарядний кабель від пристрою
Неможливо зарядити виріб або індикатор заряджання не горить	Зарядний кабель неправильно вставлений у зарядне гніздо	Вийміть та знову вставте зарядний кабель
	Використовується неправильний зарядний кабель	Скористайтеся зарядним кабелем Type-C

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не дозволяється модифікувати пристрій. Не модифікуйте цей пристрій без дозволу виробника. Після кожної модифікації потребується ретельна перевірка та тестування, щоб переконатися, що пристрій залишається безпечним для використання.

VII-Примітки щодо утилізації виробу



НЕБЕЗПЕКА

Будь ласка, здавайте акумулятор (літій-іонний акумулятор) на переробку.

У цьому виробі використовується спеціальний акумулятор, який не призначений для використання в інших виробках. Не заряджайте акумулятор, який вийнятий із пристрою.

- НЕ кидайте акумулятор у вогонь та не нагрівайте його до високої температури.
- НЕ протирайте акумулятор гвіздками, не стукайте по ньому, не розбирайте його для модифікування.
- НЕ торкайтесь одночасно плюсовою та мінусовою клеюмо акумулятора відкритого металу.
- НЕ зберігайте акумулятор разом із намістами, шпильками та волосся тощо.
- НЕ заряджайте, не використовуйте та не залишайте акумулятор у зонах з високою температурою, наприклад поруч з каміном або під прямими променями світла.
- Наведені вище ситуації можуть призвести до нагрівання акумулятора, пожежі та поламики.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Зберігайте видалений акумулятор у місці, недоступному для дітей, щоб запобігти його випадковому проковтуванню.

У разі проковтування акумулятора, негайно зверніться до лікаря.

У випадку протікання з акумулятора електроліту, уникайте торкання рідини та дійте згідно з безпечними процедурами.

- Якщо електроліт із акумулятора потрапляє в очі, не тріть їх, промийте їх чистою водою та зверніться за медичною допомогою.
- Якщо електроліт із акумулятора потрапляє на шкіру, промийте цю зону водою та, за потреби, зверніться за медичною допомогою.

Розбирайте утилізовані вироби тільки для того, щоб уникнути нещасних випадків, як то пожежі або ураження електричним струмом.

Для ремонту акумулятора зверніться до дилера, у якого ви купили виріб. Він не включає заміну акумулятора.

Літій-іонний акумулятор у цьому виробі підлягає переробці та не повинен замінюватись. Коли виріб утилізується, передайте акумулятор до агенції з професійної переробки.

Перед тим, як виймати акумулятор для утилізації, завжди виймайте пристрій.

Щоб безпечно утилізувати акумулятор, дотримуйтесь цих спрощених кроків:
Для від'єднання корпусу пристрою користуйтеся спеціальними інструментами.

Зніміть внутрішню друковану плату та двигун.

Витягніть акумулятор, перекусіть його дріти плоскогобцями та повністю зніміть його.

VIII-Свідцтво про сертифікацію



Примітка: цей продукт пройшов тестування і було встановлено, що він відповідає лімітним величинам для класу Б цифрового пристрою відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці ліміти розроблені для забезпечення розумної захищеності від шкідливого втручання під час використання в житловому середовищі. Цей продукт генерує, використовує і може радіочастинну енергію, і якщо його не встановити та використовувати згідно з інструкцією, може спричинити шкідливе втручання в радіосвязь.

Однак немає гарантії, що втручання не відбудеться в конкретній установці. Якщо цей продукт спричинює шкідливе втручання в радіосигнал або телебачення, що можна визначити вимиканням та вимиканням продукту, користувачеві рекомендується спробувати виправити втручання одним або кількома наступними способами:

- Змінити орієнтацію або перемістити приймаючу антену.
- Збільшити відстань між пристроєм та приймачем.
- Підключити пристрій до розетки в іншій мережі, ніж приймачеві.
- Звернутися до продавця або досвідченого радіо/телевізійного техника для допомоги.



Цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви (EU) 2023/988. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ІСНУЄ РИЗИК ВИБУХУ, ЯКЩО БАТЕРЕЮ ЗАМІЩУЄ НЕВПРАВЛЬНОЮ МОДЕЛЕЮ. ВИРІШУЙТЕ

ВИКОРИСТАТИ БАТЕРІЇ ЗГІДНО З ІНСТРУКЦІЙ.

Оголошення Європейського Союзу про відповідність:

СКГ Health Technologies Co., Ltd. оголошує, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви (EU) 2023/988. Копію Оголошення Європейського Союзу про відповідність можна знайти в Інтернеті за адресою <https://www.sksg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



Старі електричні прилади не повинні відкидатися з відходами; їх потрібно відкидати окремо. Відходження на загальнодоступних пунктах збору безплатне для приватних осіб. Власник старих пристроїв відповідальний за їх доставку до цих пунктів збору або подібних споруд. Завдяки цьому невеликому особистому зусиллю ви допомагаєте рециклінгу корисних сировин та правильному обробленню токсичних речовин.

IX – Реєстрація та підтримка

Зареєструйте ваш виріб марки SKG через електронну пошту support@skg.com, щоб максимально покращити підтримку, та відвідайте сайт <https://www.sksg.com/>, щоб отримати поради спеціалістів, посібники та відповіді на часті питання, щоб оптимізувати використання вашого пристрою.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



OST_EU_20230214000009

SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
succeservice2@hotmail.com

ÖZELLİKLE ÇOCUKLARIN BULUNDUĞU YERLERDE, ELEKTRİKLİ ÜRÜNLERİ KULLANIRKEN AŞAĞIDAKİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE TEMEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE HER ZAMAN UYULMALIDIR: KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN

⚠️ TEHLİKE – ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN:

- Kullandıktan hemen sonra ve temizlemeden önce daima cihazın fişini prizden çekin.
- Suya düşen bir cihazı uzanarak almaya ÇALIŞMAYIN. Hemen fişini çekin.
- Banyo yaparken veya duştayken cihazı KULLANMAYIN.
- Cihazı lavaboya veya küvette düşebileceği veya çekilebileceği bir yere KOYMAYIN veya böyle bir yerde SAKLAMAYIN.
- Cihazı su veya başka bir sıvının içine KOYMAYIN veya DÜŞÜRMEYİN.
- Şarj kablosunu ıslak elle TAKMAYIN veya ÇIKARMAYIN.

⚠️ UYARI – YANMA, ELEKTRİK ÇARPMASI, YANGIN VEYA YARALANMA RİSKLERİNİ AZALTMAK İÇİN:

- Cihaz fişe takılıyken ASLA başboş bırakılmamalıdır. Kullanılmadığında ve parçalarını veya eklerini takmadan veya çıkarmadan önce cihazın fişini prizden çekin.
- Bu cihaz çocuklar, engelli veya özürli kişiler tarafından, bu kişilerin üzerinde veya yakınında kullanıldığında bu kişilerin yakın gözetim altında tutulması gerekir.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
- Bu cihazı yalnızca bu kılavuzda açıklanan kullanım amacına uygun şekilde kullanın. SKG tarafından tavsiye edilmeyen ek parçaları, özellikle cihazla birlikte verilmeyen ek parçalarını KULLANMAYIN.
- Cihazın güç düğmesi hasar görmüşse, cihaz düzgün çalışmıyorsa, düşürülmüş veya hasar görmüşse ya da suya düşürülmüşse bu cihazı ASLA ÇALIŞTIRMAYIN.
- Cihazın üzerindeki herhangi bir açıklığa ASLA herhangi bir nesne DÜŞÜRMEYİN veya SOKMAYIN.
- Cihazı aerosol (sprey) türü ürünlerin kullanıldığı veya ortama oksijen verilen yerlerde ÇALIŞTIRMAYIN.
- Cihazı bir battaniye veya yastığın altında KULLANMAYIN. Çalışırken cihazın üzerini asla örtmeyin, aksi takdirde aşırı ısınabilir ve yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmalara neden olabilir.
- Elektrik bağlantısını ayırmak için tüm kontrolleri “kapalı” konuma getirin.
- ASLA cihazı hava delikleri tıkalı şekilde ÇALIŞTIRMAYIN. Hava deliklerinde tüy, saç ve benzeri şeyler bulunmasına İZİN VERMEYİN.
- Cihazı ASLA hava deliklerinin tıkanmasına neden olabilecek yatak veya kanepe gibi yumuşak bir yüzey üzerinde ÇALIŞTIRMAYIN.
- Isıtılan yüzeyleri dikkatli bir şekilde kullanın. Cildin hassas olmayan bölgelerinde veya kan dolaşımının zayıf olduğu yerlerde KULLANMAYIN. Isıtmalı cihazın çocuklar veya muhakeme yetisini yitirmiş kişiler tarafından gözetim altında olmadan kullanılması tehlikeli olabilir.
- Bu masaj aletini bol kıyafetlerin, takıların veya uzun saçların yakınında KULLANMAYIN.

DİKKAT—LÜTFEN KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN.

- Bu ürün tıbbi kullanım amaçları olarak tasarlanmamıştır. Sadece lüks bir masaj sağlama amacını taşımaktadır.
- Hamile olmanız, kalp piliniz olması veya sağlığınıza ilgili herhangi bir endişeniz bulunması durumunda bu ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışın.
- Bu ürünün diyabeti olanlar tarafından kullanılması tavsiye edilmez.
- Özellikle etrafta çocuklar bulunduğunda cihazı ASLA gözetimsiz şekilde BIRAKMAYIN.
- Bu ürünü tek seferde 15 dakikadan fazla KULLANMAYIN.
- Bu ürünü ASLA doğrudan cildin kabarmış veya iltihaplı bölgelerinde veya cilt döküntüsü olan yerlerde kullanmayın.
- Bu ürünü tıbbi tedavinin alternatifi olarak KULLANMAYIN.
- Bu ürünü ASLA sırt üstü yatarken veya yatakta KULLANMAYIN.
- Kolye takarken bu ürünü ASLA KULLANMAYIN.
- Bu ürün, kullanıcının kontrolleri kullanma becerilerini sınırlandıracak herhangi bir fiziksel rahatsızlığı olan kişiler tarafından ASLA KULLANILMAMALIDIR.
- Bu ürün yetişkin gözetimi altında olmadıklarında çocuklar veya engelliler tarafından kullanılmamalıdır.
- Bu ürün otomobillerde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Bu ürün sadece evde kullanılmak için tasarlanmıştır.

I-Kullanma Talimatları

Boyun Masaj Aleti, egzersiz veya normal ev ve iş faaliyetleri sırasında oluşan zorlanma nedeniyle boynun arka kısmında ağrıyan ve sıızlayan kaslardaki ağrının geçici olarak giderilmesi için tasarlanmıştır.


II- Temel Ürün Parametreleri

Model: H5 Mini
Ürün Adı: Boyun ve Omuz Masaj Aleti
Nominal Giriş Voltajı: 5V ===
Pil Kapasitesi: 2000mAh/14,8Wh
Nominal Giriş Gücü: 10 W

Çalışma ortamı:
Sıcaklık aralığı: 0°C-40°C
Bağıl Nem: <%80 Bağıl Nem, yoğunlaşmaz
Atmosfer Basıncı: 50Kpa-106Kpa
Depolama ve taşıma ortamı:
Sıcaklık aralığı: -20°C ila +55°C
Bağıl Nem aralığı: <%95 Bağıl Nem, yoğunlaşmaz
Atmosfer Basıncı: 50Kpa-106Kpa

III- Cihaz Açıklaması

1. Genel Açıklama



2.Güç Aç/Kapat

Açmak veya kapatmak için güç düğmesine basın ve basılı tutun.

3.Masaj Modu Kontrolü

Bu masaj cihazında üç hız ayarı bulunur:

- Mod 1: Yüksek hız (Dakikada 25 kere)
- Mod 2: Orta hız (Dakikada 31 kere)
- Mod 3: Titreşimli düşük hız

Kullanma yöntemi:

- Yüksek hızda açmak için basın ve basılı tutun.
 - Orta hız için bir kez basın.
 - Titreşimli düşük hız için iki kez basın.
 - Yüksek hızı geri dönmek için üç kez basın.
- Modlar arasında geçiş yapmak için bu işlem sırasını tekrarlayın.

4.Isı Modu Kontrolü

Bu masaj cihazında iki ısı ayarı bulunur:

- Düşük ısı (turuncu ışık)
- Yüksek ısı (kırmızı ışık)

Isıtma modu kapatıldığında gösterge lambası sönecektir.

Çalıştırmak için:

- Düşük ısı seviyesinden başlayın.
- Yüksek ısı için tekrar basın.
- Isıtmayı kapatmak için üçüncü bir kez basın.

Bu döngüyü istediğiniz kadar tekrarlayın.

5.Güç/Şarj Göstergesi


İşık Rengi	Gösterge Lambası Durumu	çıklama
Mavi ışık	Sürekli yanıyor	Pil seviyesi >%25
Turuncu ışık	Sürekli yanıyor	Pil seviyesi <%24
Turuncu ışık	Yavaşça yanıp sönüyor	Pil şarj oluyor
Mavi ışık	Yavaşça yanıp sönüyor	Pil tamamen dolu

6.Dikkat


Bu masaj aleti ile ilgili tüm servis işlemleri sadece yetkili SKG servis personelleri tarafından yapılmalıdır.

Not: Güvenliğiniz için cihaz 10 dakika sonra otomatik olarak kapanır.


IV-Takma Yöntemi




Masaj aletini boynunuzun etrafına yerleştirin




Aşırı sıkımadan kaynaklanan rahatsızlığı önlemek için kayışı arkaya doğru çekin



Kullandıktan sonra omuz kayışını serbest bırakmak için tokaya basın



Arka klipsleri açın



Düşmesini önlemek için ürünü omzunuzdan dikkatli bir şekilde indirin

V-Bakım

Saklama

Masaj aletini kendi kutusuna veya güvenli, kuru ve serin bir yere yerleştirin. Kumaş yüzeyin kesilmesine veya delinmesine neden olabilecek keskin kenarlar veya sivri nesnelerle temas etmesinden kaçının. Ürünü bebeklerin, çocukların ve bilinci tamamen ya da kısmen kapanmış olan kişilerin erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Temizleme

Temizlemeden önce kapatın ve soğumasını bekleyin. Yumuşak, hafif nemli bir bez kullanarak sadece lekelenen yerleri temizleyin. Su veya diğer sıvıların cihaza temas etmesine asla izin vermeyin. Temizlemek için hiçbir sıvının içine DALDIRMAYIN. Temizlemek için ASLA aşındırıcı temizlik maddeleri, fırça, benzin, gaz yağı, cam / mobilya cilası veya tiner kullanmayın.

VI-Sorun Giderme

Herhangi bir sorunun çözümü için aşağıdaki tabloya bakın. Sorun devam ederse, bu ürünü onarılması için satın aldığınız bayiye geri gönderin.

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Çalışmaya başlamıyor	Düşük pil seviyesi	Ürünü şarj edin
	çalışmıyor	Açmak için güç düğmesine uzun süre basılı tutun
	Ürün hala prize takılıdır	Şarj kablosunu cihazdan çıkarın
Şarj olmuyor veya şarj lambası yanmıyor	Şarj kablosu elektrik prize doğru şekilde takılmamış	Şarj kablosunu prize yeniden takın
	Yanlış şarj kablosu kullanılıyor	Type-C konektörlü bir kablo kullanın

⚠ UYARI

Bu cihaz üzerinde hiçbir değişiklik yapılmasına izin verilmez. Üreticinin izni olmadan bu cihaz üzerinde değişiklik yapmayın. Cihaz üzerinde yapılacak her türlü değişiklikte, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmaya devam etmesini sağlamak için uygun inceleme ve testlerin yapılması gerekir.

VII-Ürün İmhası için Notlar



TEHLİKE

- Lütfen şarj edilebilir pilin (lityum-iyon pil) geri dönüşümünü destekleyin.
Bu üründeki pil, diğer ürünler için tasarlanmamış, bu cihaza özel bir şarj edilebilir pildir.
Lütfen çıkarılan şarj edilebilir pili şarj etmeyin.
- Ateşe ATMAYIN veya yüksek sıcaklıklara ulaşana kadar ISITMAYIN.
 - Çivi ile DELMEYİN, yere çarparak darbe almasına neden OLMAYIN veya üzerinde değişiklik yapmak için parçalarına AYIRMAYIN.
 - Pilin artı ve eksi kutuplarını doğrudan metale BAĞLAMAYIN.
 - Kolyeler, saç tokaları vb. ile birlikte SAKLAMAYIN.
 - Bir söminenin yanı veya doğrudan güneş ışığının altı gibi sıcak yerlerde pili şarj ETMEYİN, KULLANMAYIN veya buralara KOYMAYIN.
 - Yukarıdaki pilin cihazın ısınmasına, yanmasına ve bozulmasına neden olabilir.



UYARI

- Yanlışlıkla yutulmasını önlemek için üründen çıkarılan şarj edilebilir pilleri çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
Pilin yutulması halinde derhal bir doktora başvurun.
Pil sıvısının akması durumunda, sıvıya dokunmaktan kaçının ve güvenlik prosedürlerine uygun şekilde taşıyın.
- Pildeki elektrolitin göze kaçması halinde, gözlerinizi ovuşturmadan temiz su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın.
 - Pildeki elektrolitin cilde temas etmesi halinde, ilgili alanı suyla yıkayın ve gerekirse tıbbi yardım alın.
- Yangın veya elektrik çarpması gibi kazaları önlemek için sadece hurdaya ayrılmış ürünleri parçalarına ayırın.
Pilin onarılması için ürünü satın aldığınız bayiye başvurun. Buna pilin değiştirilmesi dahil değildir.
Bu üründeki lityum-iyon pil geri dönüştürülebilir özelliktedir ve değiştirilmemelidir; ürün hurdaya çıkarıldığında pili profesyonel bir geri dönüşüm kurumuna teslim edin.
Bertaraf etmek için pili çıkarmadan önce daima cihazı kapatın.

- Pili güvenli bir şekilde bertaraf etmek için aşağıdaki basitleştirilmiş adımları izleyin:
Cihazın gövdesini ayırmak için özel takımlar kullanın.
Dahili devre kartını ve motoru sökün.
Pili çıkarın, kablolarını pense ile kesin ve yerinden tamamen çıkarın.

VIII-Sertifika Bildirimi



Not: Bu ürün test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, konut ortamında kullanıldığında zararlı girişime karşı makul koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ürün radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı girişime neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu ürün, radyo veya televizyon yayın alımında, ürünün kapatılıp açılmasıyla belirlenebilecek

- zararlı girişime neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını uygulayarak girişimi düzeltmeye çalışması önerilir: • Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
 - Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki çıkışı bağlayın.
 - Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.



Bu cihaz, (AB)2023/988 Direktifinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygundur.
DİKKAT: PİL YANLIŞ TIPTA BİR PİL DEĞİŞTİRİLİRSE PATLAMA RİSKİ VARDIR.

KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN OLARAK ATIN.

AB Uygunluk Beyanı:

SKG Health Technologies Co., Ltd., bu cihazın (AB)2023/988 Direktifinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanının bir kopyasına <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity> adresinden çevrimiçi olarak ulaşılabilir.



Eski elektrikli cihazlar artık atıklarla birlikte atılmamalıdır; ayrı olarak imha edilmelidirler. Kamuya açık toplama noktalarında imha özel kişiler için ücretsizdir. Eski cihazların sahibi, bunların bu toplama noktalarına veya benzeri tesislere getirilmesinden sorumludur. Bu küçük kişisel çabayı göstererek değerli hammaddelerin geri dönüşümüne ve toksik maddelerin uygun şekilde işlenmesine katkıda bulunmuş olursunuz.

IX-Kayıt ve Destek

En üst düzeyde destek almak için SKG ürününüzü support@skg.com adresinde kaydedin ve cihaz en uygun şekilde kullanılabilecek amacıyla uzman ipuçları, eğitimler ve SSS'lere erişmek için <https://www.skg.com/> adresini ziyaret edin.



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
succeservice2@hotmail.com

OST_EU_20230214000009

LANGKAH KESELAMATAN PENTING



APABILA MENGGUNAKAN PRODUK ELEKTRIK TERUTAMA DENGAN KEHADIRAN KANAK-KANAK, LANGKAH KESELAMATAN ASAS PERLU DIPATUHI, TERMASUK YANG BERIKUT: BACA SEMUA ARAHAN SEBELUM MENGGUNAKAN PERANTI

BAHAYA – UNTUK MENGURANGKAN RISIKO RENJATAN ELEKTRIK:

Sentiasa cabut palam peranti daripada outlet elektrik serta-merta selepas menggunakan dan sebelum membersihkan peranti.

- JANGAN capai peranti yang telah terjatuh ke dalam air. Cabut palam serta-merta.
- JANGAN gunakan peranti semasa mandi atau di bawah pancuran mandi.
- JANGAN letak atau simpan peranti di tempat peranti boleh jatuh atau termasuk ke dalam singki atau tab.
- JANGAN letak atau jatuhkan peranti ke dalam air atau cecair lain.
- JANGAN pasang atau cabut palam kabel pengecas dengan tangan yang basah.

AMARAN – UNTUK MENGURANGKAN RISIKO MELECUR, RENJATAN ELEKTRIK, KEBAKARAN ATAU KECEDERAAN ORANG:

- Peranti tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan apabila dipasang. Cabut palam dari outlet apabila tidak digunakan dan sebelum memasang alat menanggalkan komponen atau alat tambahan.
- Pengawasan rapi diperlukan jika peranti ini digunakan oleh, pada, atau berhampiran kanak-kanak, orang yang sakit atau kurang upaya.
- Kanak-kanak tidak boleh menggunakan peranti ini.
- Gunakan peranti ini hanya untuk kegunaan yang ditentukan seperti yang diterangkan dalam manual ini. JANGAN gunakan alat tambahan yang tidak disyorkan oleh SKG; khususnya sebarang alat tambahan yang tidak disediakan bersama peranti.
- JANGAN sesekali mengendalikan peranti ini jika ia mempunyai butang kuasa yang rosak, tidak berfungsi dengan betul, telah terjatuh atau rosak, atau terjatuh ke dalam air.
- JANGAN sesekali menjatuhkan atau memasukkan sebarang objek ke dalam mana-mana bukaan peranti.
- JANGAN kendalikan peranti di tempat produk aerosol (semburan) digunakan atau di tempat oksigen diberikan.
- JANGAN kendalikan peranti di bawah selimut atau bantal. Jangan sesekali menutup peranti semasa sedang beroperasi, kerana pemanasan yang berlebihan boleh berlaku, menyebabkan kebakaran, kejutan elektrik atau kecederaan seseorang.
- Untuk memutuskan sambungan, tetapkan semua kawalan ke kedudukan "mati".
- JANGAN sesekali mengendalikan peranti dengan bukaan udara terhalang. Pastikan bukaan udara bebas daripada habuk, rambut dan sebagainya.
- JANGAN sesekali mengendalikan peranti pada permukaan yang lembut seperti katil atau sofa di tempat bukaan udara mungkin terhalang.
- Gunakan permukaan panas dengan berhati-hati. JANGAN gunakan di atas kawasan kulit yang tidak sensitif atau dengan peredaran darah yang lemah. Penggunaan peranti panas oleh kanak-kanak atau orang kurang upaya tanpa pengawasan mungkin berbahaya.
- JANGAN gunakan alat pengurut ini berdekatan dengan pakaian longgar, barang kemas atau rambut yang panjang.

SIMPAN ARAHAN INI

AMARAN BERWASPADA—SILA BACA SEMUA ARAHAN DENGAN TELITI SEBELUM MENGGUNAKAN PERANTI.

- Produk ini bukan bertujuan untuk kegunaan perubatan. Ia bertujuan untuk memberikan urutan yang memuaskan sahaja.
- Rujuk doktor anda sebelum menggunakan produk ini jika anda hamil, memakai perentak jantung atau mempunyai sebarang masalah kesihatan.
- Produk ini tidak disyorkan untuk digunakan oleh pesakit kencing manis.
- JANGAN sesekali meninggalkan peranti tanpa pengawasan, terutamanya dengan kehadiran kanak-kanak.
- JANGAN gunakan produk ini dalam tempoh lebih daripada 15 minit pada satu masa.
- JANGAN sesekali gunakan produk ini secara langsung pada kawasan yang bengkok atau radang, atau pada kulit yang bermasalah.
- JANGAN gunakan produk ini sebagai pengganti rawatan perubatan.
- JANGAN sesekali menggunakan produk ini semasa berbaring telentang atau di atas katil.
- JANGAN sesekali menggunakan produk ini dengan rantai leher.
- Produk ini TIDAK BOLEH digunakan oleh mana-mana individu yang menghidap sebarang penyakit fizikal yang akan mengehadkan kapasiti pengguna untuk mengendalikan kawalan.
- Produk ini tidak boleh digunakan oleh kanak-kanak atau orang yang sakit tanpa pengawasan orang dewasa.
- Produk ini tidak bertujuan untuk digunakan dalam kereta.
- Produk ini ditetapkan untuk kegunaan isi rumah sahaja.

I-Arahan Penggunaan

Alat Pengurut Leher direka cipta untuk melegakan kesakitan sementara yang berkaitan dengan nyeri otot dan sakit di belakang leher akibat tekanan selepas senaman atau aktiviti di rumah dan di tempat kerja yang biasa.

II- Parameter Asas Produk

Model: H5 Mini

Nama Produk: Pengurut Leher & Bahu

Kadar Voltan Input: 5V

Kapasiti Bateri: 2000mAh/14,8Wh

Kadar Kuasa Input: 10W

Persekitaran kendalian:

Julat suhu: 0°C-40°C

Kelembapan Relatif: <80% RH, tanpa pemeluwapan

Tekanan Atmosfera: 50Kpa- 106Kpa

Persekitaran penyimpanan dan pengangkutan:


Julat suhu: -20°C-+55°C

Julat Kelembapan Relatif: <95% RH, tanpa pemeluwapan

Tekanan Atmosfera: 50Kpa- 106Kpa

III- Keterangan Peranti

1. Keterangan Am



2.Kuasa Hidup/Mati

Tekan dan tahan butang kuasa untuk menghidupkan atau mematikan.

3.Kawalan Mod Urutan

Pengurut ini menawarkan tetapan tiga kelajuan:

- Mod 1: Kelajuan tinggi (25 kali/minit)
- Mod 2: Kelajuan sederhana (31 kali/minit)
- Mod 3: Kelajuan rendah dengan getaran

Cara Penggunaan:

- Tekan dan tahan untuk menghidupkan alat pada kelajuan tinggi.
 - Tekan sekali untuk kelajuan sederhana.
 - Tekan dua kali untuk kelajuan rendah dengan getaran.
 - Tekan tiga kali untuk kembali ke kelajuan tinggi.
- Ulangi urutan ini untuk kitaran mod.

4.Kawalan Mod Kepanasan

Pengurut ini menawarkan tetapan dua kelajuan:

- Kepanasan rendah (lampu oren)
- Kepanasan tinggi (lampu merah)

Lampu penunjuk akan dimatikan apabila mod haba dinyahpilih.

Untuk menggunakan:

- Mulakan pada tahap kepanasan rendah.
- Tekan sekali lagi untuk kepanasan tinggi.
- Tekan kali ketiga untuk menutup api.

Ulangi kitaran seperti yang dikehendaki.

5.Penunjuk Kuasa/Cas


Warna Lampu	Status Lampu Penunjuk	Deskripsi
Lampu biru	Sentiasa hidup	Paras bateri >25%
Lampu jingga	Sentiasa hidup	Paras bateri <24%
Lampu jingga	Bernafas	Bateri sedang dicas
Lampu biru	Bernafas	Bateri penuh

6.Amaran Berwaspada

Semua servis alat pengurut ini hendaklah dilakukan oleh kakitangan perkhidmatan SKG yang sah sahaja.

Nota: Peranti akan dimatikan secara automatik selepas 10 minit untuk keselamatan anda.


IV--Kaedah Pemakaian




Letakkan alat pengurut di sekitar leher anda




Tarik tali ke belakang untuk mengelakkan ketidakselesaan disebabkan tali yang terlalu ketat



Selepas digunakan, tekan gancu untuk melepaskan tali bahu



Lepaskan klip belakang



Tanggalkan produk dari bahu dengan berhati-hati untuk mengelakkan daripada jatuh.

V-Penyelenggaraan

Penyimpanan

Letakkan alat pengurut di dalam kotaknya atau di tempat yang selamat, kering dan sejuk. Elakkan bersentuh dengan tepi yang tajam atau objek runcing yang boleh memotong atau mengoyakkan permukaan kain. Jauhkan produk daripada jangkauan bayi, kanak-kanak dan sesiapa sahaja yang separa sedar atau tidak sedar.

Pembersihan

Matikan dan biarkan peranti sejuk sebelum dibersihkan. Bersihkan pada tempat yang terjejas sahaja menggunakan kain lembut dengan sedikit kelembapan. Jangan biarkan air atau sebarang cecair lain bersentuhan dengan peranti. JANGAN rendam dalam sebarang cecair untuk membersihkan peranti. JANGAN sesekali menggunakan pencuci lasas, berus, petrol, minyak tanah, pengilat kaca / perabot atau penghakis cat untuk membersihkan peranti.

VI-Penyelesaian masalah

Rujuk jadual untuk menyelesaikan sebarang masalah. Jika masalah berterusan, pulangkan produk kepada pengedar untuk dibaiki.

Masalah	Kemungkinan Punca	Penyelesaian
Tidak boleh dimulakan	Bateri rendah	Cas produk
	Peranti tidak boleh dihidupkan	Tekan lama butang kuasa untuk menghidupkan peranti
	Produk masih bersambung kepada soket kuasa	Tanggalkan kabel pengecasan daripada peranti
Tidak dapat mengecas atau lampu pengecasan tidak hidup	Kabel pengecasan tidak dimasukkan dengan betul ke dalam soket kuasa	Pasangkan semula palam kabel pengecasan
	Kabel pengecasan yang salah digunakan	Gunakan kabel penyambung Jenis-C

AMARAN

Pengubahsuaian peranti ini tidak dibenarkan. Jangan ubah suai peranti ini tanpa kebenaran pengilang. Sebarang pengubahsuaian memerlukan pemeriksaan dan ujian yang betul untuk memastikan peranti kekal selamat untuk digunakan.

VII-Nota untuk Pelupusan Produk

BAHAYA

Sila sokong kitar semula bateri boleh cas semula (bateri litium-ion). Bateri yang disertakan dalam produk ini ialah bateri khas yang boleh dicas semula, tidak bertujuan untuk digunakan dengan produk lain. Sila jangan cas bateri boleh cas semula yang ditanggalkan.

- JANGAN buang ke dalam api, atau panaskan pada suhu tinggi.
- JANGAN dicucuk dengan paku, dihentam dengan graviti atau ditanggalkan untuk pengubahsuaian.
- JANGAN sambungkan kutub positif dan negatif bateri secara terus dengan logam.
- JANGAN simpan bersama-sama dengan rantai leher, penyesit rambut, dll.
- JANGAN cas, gunakan atau letakkan bateri di kawasan yang bersuhu tinggi, seperti berhampiran pendiang atau di bawah cahaya matahari langsung.
- Situasi di atas boleh menyebabkan pemanasan, kebakaran dan peranti pecah.

AMARAN

Sila jauhkan bateri boleh cas semula daripada capaian kanak-kanak untuk mengelakkan daripada tertelan secara tidak sengaja.

Jika bateri tertelan, dapatkan nasihat doktor dengan segera.

Sekiranya berlaku kebocoran cecair bateri, elakkan daripada menyentuh cecair dan kendalikan mengikut prosedur keselamatan.

- Jika elektrolit bateri memasuki mata, bilas dengan air bersih dan dapatkan nasihat doktor tanpa menggosok mata anda.
 - Jika elektrolit bateri menyentuh kulit, bilas kawasan kulit tersebut dengan air dan dapatkan bantuan perubatan jika perlu.
- Tanggalkan hanya produk yang akan dibuang untuk mengelakkan kemalangan seperti kebakaran atau renjatan elektrik.
- Untuk pembaikan bateri, hubungi pengedar di tempat anda membeli produk. Peranti ini tidak disertakan dengan bateri gantian.
- Bateri litium-ion dalam produk ini boleh dikitar semula dan tidak boleh diganti; serahkan kepada agensi kitar semula profesional apabila produk ingin dibuang.
- Sentiasa matikan peranti sebelum mengeluarkan bateri untuk dilupuskan.

Untuk melupuskan bateri dengan selamat, ikut langkah yang mudah ini:

Gunakan alat khas untuk menanggalkan sarung peranti.

Keluarkan papan litar dalaman dan motor.

Keluarkan bateri, putuskan wayar dengan playar dan tanggalkan sepenuhnya.

VIII-Pengesahan Pengesahan



Nota: Produk ini telah melalui pengujian dan dipastikan memenuhi batas-batas untuk peranti digital Kelas B, menurut Peraturan FCC Bagian 15. Batas-batas ini dirancang untuk menyediakan perlindungan yang munasabah terhadap gangguan yang berbahaya apabila digunakan dalam persekitaran perumahan. Produk ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan tenaga frekuensi radio, dan jika tidak dipasang dan digunakan mengikut arahan, mungkin menyebabkan gangguan yang berbahaya kepada komunikasi radio. Walau bagaimanapun,

tidak ada jaminan bahawa gangguan tidak akan berlaku dalam pemasangan tertentu. Jika produk ini menyebabkan gangguan yang berbahaya kepada penerimaan radio atau televisyen, yang boleh ditentukan dengan memadamkan dan menyalaikan produk, pengguna diperankan untuk cuba mengbetulkan gangguan dengan satu atau lebih langkah berikut:

- Tukar arah atau pindahkan antenna penerima.
- Tambahkan jarak antara peranti dan penerima.
- Sambungkan peranti ke soket dalam rangkaian yang berbeza daripada yang disambungkan kepada penerima.
- Hubungi penjual atau teknisi radio/TV berpengalaman untuk bantuan.



Peranti ini mematuhi keperluan pokok dan peruntukan lain yang relevan dalam Arahan (EU)2023/988.

AMARSY: ADA RISIKO LEDAKAN JIKA BATERI DIGANTI DENGAN JENIS YANG TIDAK BETUL. BUANG BATERI YANG TELAH DIGUNAKAN SECARA SELESAI MENURUT ARAHAN. Pengesahan Kesepaduan EU: SKG Health Technologies Sdn. Bhd. dengan ini menyatakan bahawa peranti ini mematuhi keperluan pokok dan peruntukan lain yang relevan dalam Arahan (EU)2023/988. Salinan Pengesahan Kesepaduan EU boleh didapati secara dalam talian di <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



Peranti elektrik lama tidak boleh dibuang dengan sisa-sisa sampah; mereka mesti dibuang secara berasingan. Pembuangan di tempat pengumpulan awam adalah percuma untuk individu peribadi. Pemilik peranti lama bertanggungjawab untuk membawanya ke tempat pengumpulan ini atau kemudahan yang serupa. Dengan melakukan usaha peribadi yang kecil ini, anda menyumbang kepada silangan semula pembuangan bahan mentah berharga dan pengobatan yang betul kepada zat beracun.

IX-Pendaftaran & Sokongan

Daftarkan produk SKG anda di support@skg.com untuk mendapatkan sokongan maksimum dan lawati <https://www.skg.com/> untuk mendapatkan petua pakar, tutorial serta Soalan Lazim untuk mengoptimumkan penggunaan peranti anda.



FR

Cet appareil et sa batterie se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

DÉPLIANT + BARQUETTE + ÉTUI

EU

REP

SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
succeservice2@hotmail.com

OST_EU_20230214000009

PERLINDUNGAN PENTING

ID

KETIKA MENGGUNAKAN PRODUK LISTRIK, TERUTAMA KETIKA ADA ANAK-ANAK, TINDAKAN Pencegahan Keselamatan Dasar harus selalu diikut, termasuk yang berikut ini: BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM MENGGUNAKAN



BAHAYA – UNTUK MENGURANGI RISIKO SENGATAN LISTRIK:

Selalu cabut perangkat dari stopkontak segera setelah digunakan dan sebelum dibersihkan.

- JANGAN meraih perangkat yang jatuh ke dalam air. Segera cabut steker.
- JANGAN gunakan perangkat saat berendam atau mandi.
- JANGAN meletakkan atau menyimpan perangkat di tempat yang dapat menyebabkan perangkat jatuh atau tertarik ke dalam wastafel atau bak.
- JANGAN meletakkan atau menjatuhkan perangkat ke dalam air atau cairan lainnya.
- JANGAN mencolokkan atau mencabut kabel pengisian daya dengan tangan yang basah.



PERINGATAN – UNTUK MENGURANGI RISIKO LUKA BAKAR, SENGATAN LISTRIK, KEBAKARAN, ATAU CEDERA PADA SESEORANG:

- Perangkat TIDAK BOLEH ditinggalkan tanpa pengawasan saat dalam keadaan dicolokkan. Cabut steker dari stopkontak saat tidak digunakan, serta sebelum memasang atau melepas komponen atau alat tambahan.
- Diperlukan pengawasan yang ketat saat perangkat ini digunakan oleh, pada, atau di dekat anak-anak, orang cacat, atau penyandang disabilitas.
- Anak-anak tidak boleh menggunakan perangkat ini.
- Gunakan perangkat ini hanya untuk penggunaan yang ditujukan sesuai yang dijelaskan dalam panduan ini. JANGAN gunakan alat tambahan yang tidak direkomendasikan oleh SKG; khususnya alat tambahan yang tidak disertakan bersama perangkat.
- JANGAN sekali-kali mengoperasikan perangkat ini jika tombol daya rusak, serta perangkat tidak berfungsi dengan baik, terjatuh atau rusak, atau terceburlu ke dalam air.
- JANGAN sekali-kali menjatuhkan atau memasukkan benda apa pun ke dalam lubang perangkat yang mana pun.
- JANGAN mengoperasikan perangkat di tempat yang menggunakan produk aerosol (semprotan) atau di tempat pemberian oksigen.
- JANGAN mengoperasikan perangkat di bawah selimut atau bantal. Jangan sekali-kali menutupi perangkat saat sedang beroperasi, karena perangkat dapat menjadi panas dengan berlebihan dan menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, atau cedera pada orang.
- T.Untuk memutuskan sambungan, putar semua kontrol ke posisi "off" (mati).
- JANGAN sekali-kali mengoperasikan perangkat dengan lubang udara yang terhalang. Jaga agar lubang udara bebas dari serat, rambut, dan sejenisnya.
- JANGAN sekali-kali mengoperasikan perangkat di atas permukaan yang empuk seperti tempat tidur atau sofa yang dapat menghalangi lubang udara.
- Gunakan permukaan yang dipanaskan dengan hati-hati. JANGAN gunakan pada area kulit yang tidak sensitif atau jika sirkulasi buruk. Situasi berbahaya mungkin terjadi jika alat digunakan dalam keadaan panas oleh anak-anak atau orang yang cacat.
- JANGAN gunakan alat pijat ini di dekat pakaian longgar, perhiasan, atau rambut panjang.

SIMPAN PETUNJUK INI

PERHATIAN—BACA SELURUH PETUNJUK DENGAN SAKSAMA SEBELUM PENGGUNAAN.

- Produk ini tidak ditujukan untuk penggunaan medis. Produk ini hanya ditujukan untuk memberikan pijatan yang memanjakan diri.
- Sebelum menggunakan produk ini, lakukan konsultasi dengan dokter jika Anda sedang hamil, menggunakan alat pacu jantung, atau memiliki masalah kesehatan apa pun.
- Produk ini tidak disarankan untuk digunakan oleh penderita diabetes.
- JANGAN sekali-kali meninggalkan perangkat tanpa pengawasan, terutama ketika ada anak-anak.
- JANGAN sekali-kali menggunakan produk ini secara langsung pada area yang sedang bengkak atau meradang, atau pada ruam kulit.
- JANGAN gunakan produk ini sebagai pengganti perawatan medis.
- JANGAN sekali-kali menggunakan produk ini saat berbaring atau di tempat tidur.
- JANGAN sekali-kali menggunakan produk ini saat mengenakan kalung.
- JANGAN sekali-kali menggunakan produk ini saat mengenakan kalung.
- Produk ini TIDAK BOLEH digunakan oleh individu yang menderita penyakit fisik apa pun yang akan membatasi kapasitas pengguna untuk mengoperasikan kontrol pada produk.
- Produk ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak atau orang cacat tanpa pengawasan orang dewasa.
- Produk ini tidak ditujukan untuk digunakan di dalam mobil.
- Produk ini hanya ditujukan untuk penggunaan di rumah.

I-Petunjuk Penggunaan

Pemijat Leher dirancang untuk secara sementara meredakan nyeri yang berhubungan dengan otot-otot yang sakit dan pegal di bagian belakang leher karena ketegangan akibat berolahraga atau aktivitas rumah tangga dan pekerjaan yang normal.

II-Spesifikasi Dasar Produk

Model: H5 Mini

Nama Produk: Alat Pijat Leher & Bahu

Tegangan Input Terukur: 5V

Kapasitas Daya: 2000mAh/14,8Wh

Daya Input Terukur: 10W

Lingkungan pengoperasian:

Rentang suhu: 0°C-40°C

Kelembapan Relatif: <80% RH, tidak kondensasi

Tekanan Atmosfer: 50Kpa-106Kpa

Lingkungan penyimpanan dan pemindahan:


Rentang suhu: -20°C hingga +55°C

Rentang Kelembapan Relatif: <95% RH, tidak kondensasi

Tekanan Atmosfer: 50Kpa-106Kpa

III-Deskripsi Perangkat

1. Deskripsi Umum



2.Nyalakan/Matikan Daya

Tekan dan tahan tombol daya untuk menyalakan atau mematikan.

3.Kontrol Mode Pijat

Alat pijat ini memiliki tiga setelan kecepatan:

- Mode 1: Kecepatan tinggi (25 kali/mnt)
- Mode 2: Kecepatan sedang (31 kali/mnt)
- Mode 3: Kecepatan rendah dengan getaran

Cara penggunaan:

- Tekan dan tahan untuk menyalakan kecepatan tinggi.
 - Tekan satu kali untuk menyalakan kecepatan sedang.
 - Tekan dua kali untuk menyalakan kecepatan rendah dengan getaran.
 - Tekan tiga kali untuk kembali ke kecepatan tinggi.
- Ulangi urutan ini untuk mengganti mode sesuai urutan di atas.

4.Kontrol Mode Panas

Alat pijat ini memiliki dua setelan panas:

- Panas rendah (lampu oranye)
- Panas tinggi (lampu merah)

Lampu indikator akan menjadi nonaktif saat mode panas tidak dipilih.

Untuk mengoperasikannya:

- Mulai dari tingkat panas rendah.
 - Tekan lagi untuk menyalakan tingkat panas tinggi.
 - Tekan lagi untuk yang ketigalnya untuk mematikan panas.
- Ulangi urutan sesuai keinginan.

5.Indikator Daya/Pengisian Daya


Warna Lampu	Status Lampu Indikator	Deskripsi
Lampu biru	Menyala dan stabil	Tingkat daya >25%
Lampu oranye	Menyala dan stabil	Tingkat daya <24%
Lampu oranye	Menyala berkedip	Daya baterai diisi
Lampu biru	Menyala berkedip	Baterai penuh

6.Perhatian

Semua tindakan servis pada alat pijat ini harus dilakukan oleh teknisi servis SKG.

Catatan: Demi keselamatan Anda, perangkat akan mati secara otomatis setelah 10 menit.


IV-Metode Pemakaian




Letakkan alat pijat di sekitar leher




Tarik tali ke belakang untuk menghindari rasa tidak nyaman yang disebabkan oleh pengencangan yang berlebihan



Setelah digunakan, tekan gesper untuk melepaskan tali bahu



Lepaskan klip belakang



Lepaskan produk dari bahu dengan hati-hati agar tidak jatuh

V-Pemeliharaan

Penyimpanan

Letakkan alat pijat di dalam kotaknya atau di tempat yang aman, kering, dan sejuk. Hindari kontak dengan ujung yang tajam atau benda runcing yang dapat memotong atau menusuk permukaan kain. Jauhkan produk dari jangkauan bayi, anak-anak, dan siapa pun yang secara sebagian atau sepenuhnya tidak sadarkan diri.

Pembersihan

Matikan dan biarkan dingin sebelum dibersihkan. Bersihkan noda hanya dengan kain lembut yang sedikit lembap. Jangan biarkan air atau cairan lain mengenai perangkat. JANGAN celupkan ke dalam cairan apa pun untuk membersihkan. JANGAN sekali-kali menggunakan pembersih abrasif, sikat, bensin, minyak tanah, semir kaca/mebel, atau pengencer cat untuk membersihkan.

VI-Pemecahan Masalah

Silakan merujuk pada tabel untuk melihat solusi untuk masalah yang terjadi. Jika masalah berlanjut, harap kembalikan produk ke agen untuk dilakukan perbaikan.

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Tidak dapat memulai	Daya baterai rendah	Isi daya produk
	Tidak dapat dinyalakan	Tekan tombol daya dengan lama untuk menyalakan
Tidak dapat mengisi	Produk masih tersambung ke oket daya	Lepaskan kabel pengisian daya dari perangkat
	Kabel pengisi daya tidak dimasukkan ke soket daya	Pasang kembali kabel pengisi daya
Daya atau lampu pengisian daya tidak menyala (on)	Dengan benar	
	Kabel pengisi daya yang digunakan salah	Gunakan kabel konektor Type-C

⚠ PERINGATAN

Dilarang memodifikasi perangkat ini. Jangan memodifikasi perangkat ini tanpa izin dari produsen. Modifikasi seperti apa pun memerlukan pemeriksaan dan pengujian yang tepat untuk memastikan perangkat tetap aman untuk digunakan.

VII-Catatan untuk Bongkaran Produk



BAHAYA

Dukung daur ulang baterai isi ulang (baterai lithium-ion).

TBaterai yang disertakan dalam produk ini adalah baterai isi ulang khusus dan tidak ditujukan untuk produk lain. Jangan mengisi daya baterai isi ulang yang dilepas.

- JANGAN membuang perangkat ke dalam api, atau memanaskannya hingga suhu tinggi.
- JANGAN menusuk dengan paku, menjatuhkan, atau membongkar perangkat untuk dimodifikasi.
- JANGAN menyambungkan kutub positif dan negatif baterai secara langsung dengan logam.
- JANGAN simpan bersama dengan kalung, jepit rambut, dll.
- JANGAN mengisi daya, menggunakan, atau meletakkan baterai di area bersuhu tinggi seperti di dekat kompor atau di bawah sinar matahari langsung.
- Situasi-situasi di atas dapat menyebabkan panas, kebakaran, dan kerusakan.



PERINGATAN

Jauhkan baterai isi ulang yang telah dilepas dari jangkauan anak-anak untuk mencegah tertelan secara tidak sengaja.

Jika tertelan, segera hubungi dokter.

Jika terjadi kebocoran cairan baterai, jangan menyentuh cairan dan tangani sesuai dengan prosedur keselamatan.

- Jika elektrolit baterai masuk ke mata, bilas dengan air bersih dan minta bantuan medis tanpa mengucek mata.
- Jika elektrolit baterai mengenai kulit, bilas area tersebut dengan air dan minta bantuan medis jika diperlukan.

Hanya bongkar produk yang sudah tidak dapat dipakai untuk mencegah kecelakaan seperti kebakaran atau sengatan listrik.

Untuk memperbaiki baterai, hubungi agen tempat Anda membeli produk. Tidak termasuk penggantian baterai.

Baterai lithium-ion dalam produk ini dapat didaur ulang dan tidak boleh diganti; serahkan ke agen daur ulang profesional saat produk dibuang.

Selalu matikan perangkat sebelum melepas baterai untuk dibuang.

TUntuk membuang baterai dengan aman, ikuti langkah-langkah sederhana berikut ini:

Gunakan alat khusus untuk melepaskan selubung perangkat.

Lepaskan papan sirkuit internal dan motor.

Keluarkan baterai, lepaskan kabelnya dengan tang, dan lepaskan dengan sepenuhnya.

VIII-Pernyataan Sertifikasi



Catatan: Produk ini telah melalui pengujian dan dipastikan memenuhi batas untuk perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Bagian 15 dari Aturan FCC. Batas-batas ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang wajar terhadap gangguan yang berbahaya saat digunakan dalam lingkungan perumahan. Produk ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat melatutkan tenaga frekuensi radio, dan jika tidak diinstal dan digunakan sesuai dengan petunjuk, dapat menyebabkan gangguan yang berbahaya pada komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi pada instalasi tertentu. Jika produk ini menyebabkan gangguan yang berbahaya pada penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan mematikan dan menyalakan produk, pengguna dianjurkan untuk mencoba untuk memperbaiki gangguan dengan satu atau lebih tindakan berikut:

- Ubah orientasi atau pindahkan antenna penerima.
- Tingkatkan jarak antara perangkat dan penerima.
- Hubungkan perangkat ke stop listrik pada arus listrik yang berbeda dari yang terhubung ke penerima.
- Hubungi dealer atau teknisi radio/TV yang berpengalaman untuk bantuan.



Perangkat ini memenuhi persyaratan penting dan provisi relevan lain dari Direktif (EU)2023/988.

PERHATIAN: ADA RISIKO LEDAKAN JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN Tipe YANG

SALAH. BUANG BATERAI YANG TELAH DIGUNAKAN MENURUT INSTRUKSI.

Deklarasi Kesanggupan Uni Eropa:

SKG Health Technologies Co., Ltd. dengan ini menyatakan bahwa perangkat ini memenuhi persyaratan penting dan provisi relevan lain dari Direktif (EU)2023/988. Salinan Deklarasi Kesanggupan Uni Eropa tersedia secara online di <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



Peralatan listrik tua tidak boleh dibuang dengan limbah_residual; mereka harus dibuang secara terpisah. Pembuangan di titik pengumpulan umum gratis untuk individu pribadi. Pemilik peralatan tua bertanggung jawab untuk membawanya ke titik pengumpulan ini atau fasilitas serupa. Dengan melakukan usaha pribadi kecil ini, Anda berkontribusi pada recycling bahan mentah yang berharga dan pengobatan yang tepat dari zat beracun.

IX-Pendaftaran & Dukungan

Daftarkan produk SKG Anda melalui support@skg.com untuk memaksimalkan dukungan yang bisa didapat, dan kunjungi <https://www.skg.com/> untuk mendapatkan tips dari para ahli, tutorial, dan kolom tanya-jawab untuk mengoptimalkan penggunaan perangkat Anda.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

succeservice2@hotmail.com

Ost_EU_20230214000009

มาตรการป้องกันที่สำคัญ

TH

เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า โดยเฉพาะเมื่อมีเด็กอยู่ด้วย จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยพื้นฐานอยู่เสมอ ซึ่งรวมถึง:
อ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน

⚠️ อันตราย – เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต:

- ควรถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกจากเต้าเสียบทันทีหลังใช้งานและก่อนทำความสะอาด
- อย่าพยายามดึงอุปกรณ์ที่ติดลงไปในน้ำ ถอดปลั๊กทันที
- ห้ามใช้อุปกรณ์ขณะอาบน้ำหรือในห้องอาบน้ำ
- ห้ามวางหรือเก็บอุปกรณ์ในที่ที่อาจตกลงมาหรือถูกดึงลงในอ่างล้างจานหรืออ่างล้างจาน
- ห้ามวางหรือวางอุปกรณ์ลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
- ห้ามเสียบหรือถอดสายชาร์จด้วยมือที่เปียก

⚠️ คำเตือน – เพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าไหม้ ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือการบาดเจ็บ:

- ห้ามทิ้งอุปกรณ์ไว้โดยไม่มีใครดูแลในขณะที่เสียบปลั๊กอยู่ ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบเมื่อไม่ได้ใช้งานและก่อนจะประกอบหรือถอดชิ้นส่วน
- จำเป็นต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อใช้อุปกรณ์นี้โดย บ่นหรือใกล้เด็ก บุคคลที่มีความพิการ หรือผู้ที่มิชอบจำกัดด้านการเคลื่อนไหว
- อุปกรณ์นี้ไม่ควรให้เด็กใช้
- ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ในคู่มือเท่านั้น ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่แนะนำโดย SKG โดยเฉพาะอุปกรณ์เสริมใดๆ ที่ไม่ได้มาพร้อมกับอุปกรณ์
- ห้ามใช้งานอุปกรณ์นี้หากปุ่มเปิด/ปิดเครื่องชำรุดเสียหาย หรือทำงานไม่ถูกต้องหรือทำตกหรือเสียหาย หรือดกน้ำ
- ห้ามทำตกหรือเสียบวัตถุใดๆ เข้าไปในช่องเปิดของอุปกรณ์โดยเด็ดขาด
- ห้ามใช้งานอุปกรณ์ในบริเวณที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์ (สเปรย์) หรือบริเวณที่มีการให้ออกซิเจน
- ห้ามใช้งานอุปกรณ์ใต้ผ้าห่มหรือหมอน ห้ามปิดบังอุปกรณ์ขณะทำงาน เนื่องจากอาจร้อนเกินไป ทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บได้
- หากต้องการตัดการเชื่อมต่อ ให้ดึงการควบคุมทั้งหมดไปที่ตำแหน่ง "ปิด"
- ห้ามใช้งานอุปกรณ์ในขณะที่ช่องเปิดอากาศถูกปิดกั้นโดยเด็ดขาด รักษาช่องเปิดระบายอากาศให้สะอาดไม่มีขี้ขี้ สิ้นผม และเศษสิ่งสกปรกอื่นๆ
- ห้ามใช้งานเครื่องบนพื้นผิวที่นุ่ม เช่น เบาะหรือโซฟา เพราะช่องเปิดระบายอากาศอาจถูกปิดกั้น
- จัดการกับพื้นผิวที่ร้อนด้วยความระมัดระวัง ห้ามใช้บริเวณผิวที่อบบางหรือในบริเวณที่เลือดไหลเวียนไม่ดี การใช้เครื่องทำความร้อนโดยเด็กหรือบุคคลที่มีความสามารถในการทำความร้อนจำกัดโดยไม่มีการดูแลอาจเป็นอันตรายได้
- ห้ามใช้เครื่องชนิดนี้ใกล้กับเสื้อผ้าหลวม ๆ เครื่องประดับ หรือผมยาว

เก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ข้อควรระวัง—อ่านคำแนะนำทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนใช้งาน

- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ทางการแพทย์ มีจุดประสงค์เพียงเพื่อมอบประสบการณ์การนวดที่ผ่อนคลายและบรรเทา
- ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้หากคุณกำลังตั้งครรภ์ มีเครื่องกระตุ้นหัวใจ หรือมีปัญหาสุขภาพใดๆ
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่แนะนำสำหรับผู้เป็นโรคเบาหวาน
- ห้ามทิ้งอุปกรณ์ไว้โดยไม่มีใครดูแล โดยเฉพาะเมื่อมีเด็กอยู่ด้วย
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ต่อเนื่องเกินกว่า 15 นาที
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้โดยตรงบนบริเวณที่บวมหรืออักเสบหรือบนผิวหนังที่มีผื่น
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ทดแทนการดูแลสุขภาพทางการแพทย์
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในขณะที่นอนราบหรือบนเตียง
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้โดยสวมสร้อยคอ
- ไม่ควรรใช้ผลิตภัณฑ์นี้โดยผู้ที่มีอาการทางร่างกายที่จำกัดความสามารถในการใช้งานระบบควบคุม
- ไม่ควรรให้เด็กหรือผู้พิการใช้ผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กับรถยนต์
- ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น

I-คำแนะนำการใช้งาน

เครื่องนวดคอมมีจุดประสงค์เพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อคอชั่วคราวที่เกิดจากความเครียดจากการออกกำลังกายหรือกิจกรรมในบ้านหรือที่ทำงานตามปกติ


II-ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์พื้นฐาน

รุ่น: H5 Mini
ชื่อผลิตภัณฑ์: เครื่องนวดคอและไหล่
แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด: 5V ===
ความจุแบตเตอรี่: 2000mAh/14.8Wh
กำลังไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด: 10W

สภาพแวดล้อมการปฏิบัติการณ์:
ช่วงอุณหภูมิ: 0°C-40°C
ความชื้นสัมพัทธ์: <80% RH ไม่มีการควบแน่น
ความดันบรรยากาศ: 50Kpa-106Kpa
สภาพแวดล้อมการจัดเก็บและการขนส่ง:
ช่วงอุณหภูมิ: -20°C ถึง +55°C
ช่วงความชื้นสัมพัทธ์: <95% RH ไม่มีการควบแน่น
ความดันบรรยากาศ: 50Kpa-106Kpa

III-คำอธิบายอุปกรณ์

1. คำอธิบายทั่วไป



2.เปิด/ปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อเปิดหรือปิด

3.การตั้งค่าโหมดการนวด

เครื่องนวดนี้มีตัวเลือกความเร็ว 3 ระดับ:

- โหมด 1: ความเร็วสูง (25 รอบ/นาที)
- โหมด 2: ความเร็วปานกลาง (31 รอบ/นาที)
- โหมด 3: ความเร็วต่ำพร้อมแรงสั่นสะเทือน

คำแนะนำในการใช้:

- กดค้างไว้เพื่อเปิดด้วยความเร็วสูง
 - กดหนึ่งครั้งเพื่อใช้ความเร็วปานกลาง
 - กดสองครั้งสำหรับความเร็วต่ำพร้อมระบบสั่น
 - กดสามครั้งเพื่อสลับกลับสู่ความเร็วสูง
- ทำซ้ำลำดับนี้เพื่อวนผ่านโหมดต่างๆ

4.การตั้งค่าโหมดความร้อน

เครื่องนวดนี้มีการตั้งค่าความร้อน 2 ระดับ:

- ความร้อนต่ำ (แสดงด้วยไฟสีส้ม)
- ความร้อนสูง (แสดงด้วยไฟสีแดง)

ไฟแสดงสถานะจะดับลงเมื่อปิดใช้งานโหมดความร้อน

การใช้งานอุปกรณ์:

- เริ่มต้นด้วยระดับความร้อนต่ำ
- กดอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเป็นความร้อนสูง
- กดครั้งที่ 3 เพื่อปิดความร้อน

ทำซ้ำรอบตามที่จำเป็น


5.ไฟแสดงสถานะพลังงาน/การชาร์จ

สีของ	ไฟแสดงสถานะ	คำอธิบาย
ไฟสีฟ้า	ไฟส่องสว่างคงที่	ระดับแบตเตอรี่ >25%
ไฟสีส้ม	ไฟส่องสว่างคงที่	ระดับแบตเตอรี่ <24%
ไฟสีส้ม	การหายใจ	การชาร์จแบตเตอรี่
ไฟสีฟ้า	การหายใจ	แบตเตอรี่เต็ม

6.คำเตือน

การให้บริการเครื่องนวดนี้ทั้งหมดควรดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่บริการ SKG ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
หมายเหตุ: เพื่อความปลอดภัยของคุณ อุปกรณ์จะปิดอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 10 นาที


IV-วิธีการสวมใส่




วางเครื่องนวดไว้รอบคอของคุณ




ปรับสายรัดด้านหลังเพื่อป้องกันความไม่สบายจากการรัดแน่นเกินไป



หลังใช้งาน ให้กดที่หัวเข็มขัดเพื่อถอดสายสะพาย



ปลดคลิปลังด้านหลังออก



ถอดผลิตภัณฑ์ออกจากไหล่อย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้หล่น

V-การบำรุงรักษา

พื้นที่จัดเก็บ

วางเครื่องนวดไว้ในกล่องหรือในสถานที่ที่ปลอดภัย แห้ง และเย็น หลีกเลี่ยงการสัมผัสด้วยขบคมหรือวัตถุแหลมคมที่อาจบาดหรือเจาะผ้าได้ เก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นจากมือทารก เด็ก และผู้ที่หมดสติบางส่วนหรือทั้งหมด

การทำความสะอาด

ปิดอุปกรณ์และปล่อยให้เย็นลงก่อนทำความสะอาด ทำความสะอาดเฉพาะจุดโดยใช้ผ้านุ่มชุบน้ำหมาดเล็กน้อยเท่านั้น อย่าให้น้ำหรือของเหลวอื่น ๆ สัมผัสกับอุปกรณ์โดยตรง ห้ามจุ่มในของเหลวใดๆ เพื่อทำความสะอาด ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน แปรง น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำยาขัดกระจก หรือฟอีนเจอร์ หรือทินเนอร์สีในการทำความสะอาดโดยเด็ดขาด

VI-การแก้ไขปัญหา

ดูตารางเพื่อดูวิธีแก้ไขปัญหา หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังตัวแทนจำหน่ายเพื่อทำการซ่อมแซม

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
ไม่สามารถเริ่มต้นได้	แบตเตอรี่ต่ำ	การชาร์จผลิตภัณฑ์
	ไม่สามารถเปิดใช้งานได้	กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้เพื่อเปิดเครื่อง
	ผลิตภัณฑ์ยังคงเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบไฟ	ถอดสายชาร์จออกจากอุปกรณ์
ไม่สามารถชาร์จได้หรือไฟแสดงสถานะการชาร์จดับ	สายชาร์จเสียบเข้ากับเต้าเสียบไม่ถูกต้อง	เสียบสายชาร์จกลับเข้าไปใหม่
	ใช้สายชาร์จไม่ถูกต้อง	ใช้สายเคเบิลเชื่อมต่อแบบ Type-C

⚠ คำเตือน

ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์นี้
ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต
การดัดแปลงใดๆ จะต้องผ่านการตรวจสอบและการทดสอบอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ยังคงปลอดภัยต่อการใช้งาน

VII-คำแนะนำการกำจัดผลิตภัณฑ์

⚠️ อันตราย

- โปรดสนับสนุนการใช้เคเบิลชาร์จไร้สาย (แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน) แบตเตอรี่ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้เป็นแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้โดยเฉพาะ และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์อื่น โปรดอย่าชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ที่ถอดออกมา
- ห้ามโยนเข้ากองไฟหรือสัมผัสกับความร้อนสูง
 - ห้ามเจาะด้วยตะปู ห้ามทำตกจากที่สูง หรือถอดประกอบเพื่อตัดแปลง
 - ห้ามเชื่อมต่อขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่โดยตรงกับโลหะ
 - ห้ามเก็บรวมกับสรีรียค, กิบัติคม ฯลฯ
 - ห้ามชาร์จ ชีงงาน หรือวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ใกล้เตาผิงหรือภายใต้แสงแดดโดยตรง
 - สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นอาจทำให้เกิดความร้อน ไฟไหม้ และการแตกหัก

⚠️ คำเตือน

- เก็บแบตเตอรี่ชาร์จไร้สายที่ถอดออกให้พ้นมือเด็ก เพื่อป้องกันการกลืนเข้าไปโดยไม่ตั้งใจ หากกลืนแบตเตอรี่เข้าไป ให้ไปพบแพทย์ทันที
- ในกรณีที่ของเหลวในแบตเตอรี่รั่วไหล ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสของเหลวดังกล่าว และปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยที่เหมาะสมในการจัดการ
- หากอิเล็กทรอนิกส์แบตเตอรี่เข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดและไปพบแพทย์ทันที โดยไม่ต้องชะล้าง
 - หากอิเล็กทรอนิกส์ของแบตเตอรี่สัมผัสผิวหนัง ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำ และขอความช่วยเหลือทางการแพทย์หากจำเป็น
- ควรถอดแยกชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ทิ้งแล้วเท่านั้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เช่น ไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- สำหรับการซ่อมแบตเตอรี่ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้ไม่รวมการเปลี่ยนแบตเตอรี่
- แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในผลิตภัณฑ์นี้สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้และไม่ควรเปลี่ยนใหม่
- โปรดส่งมอบแบตเตอรี่ดังกล่าวให้กับหน่วยงานรีไซเคิลเมื่อจำเป็นต้องกำจัดผลิตภัณฑ์นี้
- โปรดปฏิบัติตามคู่มือการถอดแบตเตอรี่ออกอย่างระมัดระวัง

หากต้องการกำจัดแบตเตอรี่อย่างปลอดภัย ให้ทำตามขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้:

ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อถอดตัวเรือนอุปกรณ์ออกอย่างระมัดระวัง

ถอดแผงวงจรภายในและมอเตอร์ออก

ถอดแบตเตอรี่ออกอย่างระมัดระวัง ตัดสายไฟด้วยคีม แล้วนำออกอย่างสมบูรณ์

VIII-ประกาศรับรอง

FC หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามส่วนที่ 15 ของกฎ FCC ซึ่งจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายเมื่อใช้

สภาพแวดล้อมที่อยู่ ผลิตภัณฑ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบเฉพาะเจาะจง หากผลิตภัณฑ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถระบุได้โดยการปิดและเปิดผลิตภัณฑ์ ขอแนะนำให้ผู้เชี่ยวชาญแก้ไขการรบกวนโดยใช้มาตรการต่อไปนี้อย่างน้อย 1 วิธี:

- ปรับทิศทางหรือย้ายตำแหน่งเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับในวงจรที่แตกต่างจากที่เชื่อมต่อกับเครื่องรับ
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิควิทยุ
- โทรทัศน์ที่มีระบบการกรองเพื่อขอความช่วยเหลือ

CE อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive (EU) 2023/988.

ข้อควรระวัง: อาจมีความเสี่ยงที่จะระเบิดได้หากเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นประเภทที่ไม่ถูกต้อง ทั้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำ.

คำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป:

SKG Health Technologies Co., Ltd. ขอประกาศในที่นี้ว่าอุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของ Directive (EU) 2023/988 สำหรับคำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปมีอยู่ทางออนไลน์ที่ <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>



เครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องไม่ทิ้งรวมกับขยะค่าง ต้องกำจัดแยกกัน การกำจัดที่จตุรรวมสาธารณะนั้นฟรีสำหรับบุคคลทั่วไป เจ้าของอุปกรณ์เหล่านี้ที่นำอุปกรณ์เหล่านี้ไปยังจตุรรวมหรือส่งอำนวยความสะดวกที่คล้ายกัน ด้วยความพยายามส่วนตัวเล็กน้อย คุณมีส่วนร่วมในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างคุ้มค่าและการบำบัดสารพิษอย่างเหมาะสม.

IX-การลงทะเบียนและการสนับสนุน

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ SKG ของคุณที่ support@skg.com เพื่อรับการสนับสนุนเต็มรูปแบบและเขียนชม <https://www.skg.com/> เพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ บทช่วยสอน และคำถามที่พบบ่อยเพื่อใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ของคุณให้ได้มากที่สุด



FR

Cet appareil et sa batterie se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

ou

Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

DÉPLIANT

+ BARQUETTE

+ ÉTUI

BAC DE TRI



SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
succeservice2@hotmail.com

OST_EU_20230214000009

KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM ĐIỆN, ĐẶC BIỆT KHI CÓ MẶT TRẺ NHỎ, PHẢI LUÔN TUÂN THEO CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN CƠ BẢN, BAO GỒM:

ĐỌC TOÀN BỘ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI DÙNG

⚠️ NGUY HIỂM – ĐỂ GIẢM THIỂU NGUY CƠ BỊ ĐIỆN GIẬT:

- Luôn rút thiết bị ra khỏi ổ điện ngay sau khi sử dụng và trước khi vệ sinh.
- KHÔNG với tay lấy thiết bị đã rơi vào nước. Rút điện ngay lập tức.
 - KHÔNG sử dụng thiết bị trong khi tắm.
 - KHÔNG đặt hoặc cất thiết bị ở vị trí có thể rơi vào bồn hoặc chậu.
 - KHÔNG đặt hoặc đánh rơi thiết bị vào nước hoặc chất lỏng khác.
 - KHÔNG cầm hoặc rút cáp sạc bằng tay ướt.

⚠️ CẢNH BÁO – ĐỂ GIẢM THIỂU NGUY CƠ BỊ BỎNG, ĐIỆN GIẬT, CHÁY HOẶC THƯƠNG TÍCH Ở NGƯỜI:

- TUYỆT ĐỐI KHÔNG bỏ mặc thiết bị khi đã cắm điện. Rút dây cắm ổ điện khi không sử dụng và trước khi lắp hoặc tháo các bộ phận hoặc phụ kiện.
- Cần giám sát chặt chẽ khi sử dụng thiết bị này ở, trên hoặc gần trẻ em, người bệnh tật hoặc khuyết tật.
- Trẻ em không được sử dụng thiết bị này.
- Chỉ sử dụng thiết bị theo đúng mục đích được mô tả trong hướng dẫn này. KHÔNG sử dụng phụ kiện ngoài khuyến nghị của SGK; đặc biệt là phụ kiện không đi kèm thiết bị.
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG vận hành thiết bị khi nút nguồn bị hỏng, khi thiết bị không hoạt động bình thường, bị rơi hoặc hư hại, hoặc bị rơi vào nước.
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG bỏ hoặc nhét bất kỳ vật gì vào khe hở của thiết bị.
- KHÔNG vận hành thiết bị ở nơi đang sử dụng sản phẩm khí dung (phun sương) hoặc nơi đang truyền oxy.
- KHÔNG vận hành thiết bị dưới chân hoặc gối. Tuyệt đối không che phủ thiết bị khi đang hoạt động vì hành động đó có thể làm tăng nhiệt quá mức, gây cháy, điện giật hoặc thương tích ở người.
- Để ngắt kết nối, chuyển tất cả nút điều khiển đến vị trí “tắt”.
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG vận hành thiết bị khi các lỗ thông khí bị chặn. Không để xơ vải, lông tóc, v.v. bít lỗ thông khí.
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG vận hành thiết bị trên bề mặt mềm như giường hoặc ghế dài có thể bít chặn lỗ thông khí.
- Sử dụng cẩn thận các bề mặt đã làm nóng. KHÔNG sử dụng trên các vùng da không nhạy cảm hoặc khi có tuần hoàn kém. Việc trẻ em hoặc người khuyết tật sử dụng thiết bị đã làm nóng khi không có sự giám sát có thể gây nguy hiểm.
- KHÔNG sử dụng máy mát xa này ở gần quần áo rộng, đồ trang sức hoặc tóc dài.

CẦN TRỌNG—ĐỌC KỸ TOÀN BỘ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI DÙNG.

- Sản phẩm này không dùng cho mục đích y tế. Sản phẩm chỉ nhằm mang đến trải nghiệm mát xa cao cấp.
- Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm nếu bạn đang mang thai, đã cấy máy tạo nhịp tim hoặc có vấn đề đáng lo ngại về sức khỏe.
- Sản phẩm này không được khuyến dùng cho người mắc bệnh tiểu đường.
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG bỏ mặc thiết bị, đặc biệt là khi có mặt trẻ em.
- KHÔNG sử dụng sản phẩm quá 15 phút mỗi lần.
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG sử dụng sản phẩm trực tiếp trên các vùng bị sưng, viêm hoặc da nổi mẩn.
- KHÔNG sử dụng sản phẩm này thay thế để chăm sóc y tế
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG sử dụng sản phẩm khi nằm thẳng hoặc nằm trên giường.
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG sử dụng sản phẩm khi đang đeo vòng cổ.
- Người mắc các bệnh lý thể chất hạn chế khả năng vận hành nút điều khiển TUYỆT ĐỐI KHÔNG sử dụng sản phẩm này.
- Trẻ em hoặc người khuyết tật không được sử dụng sản phẩm này khi không có sự giám sát của người lớn.
- Sản phẩm này không được thiết kế để sử dụng trong ô tô.
- Sản phẩm này chỉ để sử dụng ở nhà.

I-Hướng dẫn sử dụng

Máy mát xa cổ được thiết kế để tạm thời giảm cơn đau liên quan đến đau nhức gáy do căng cơ khi tập thể dục hoặc sinh hoạt và làm việc thường ngày.


II-Thông số kỹ thuật cơ bản của sản phẩm

Kiểu máy: H5 Mini
Tên sản phẩm: Máy mát xa cổ vai gáy
Điện áp đầu vào định mức: 5V ===
Dung lượng pin: 2000mAh/14,8Wh
Công suất đầu vào định mức: 10W

Môi trường vận hành:
Phạm vi nhiệt độ: 0°C - 40°C
Độ ẩm tương đối: < 80% RH, không ngưng tụ
Áp suất không khí: 50Kpa - 106Kpa
Môi trường bảo quản và vận chuyển:
Phạm vi nhiệt độ: -20°C - +55°C
Phạm vi độ ẩm tương đối: < 95% RH, không ngưng tụ
Áp suất không khí: 50Kpa - 106Kpa

III-Mô tả thiết bị

1. Mô tả chung



2.Bật/Tắt nguồn

Nhấn và giữ nút nguồn để bật hoặc tắt.

3.Điều khiển chế độ mát xa

Máy mát xa này có ba cài đặt tốc độ:

- Chế độ 1: Tốc độ cao (25 lần/phút)
- Chế độ 2: Tốc độ vừa (31 lần/phút)
- Chế độ 3: Tốc độ thấp kèm rung

Cách dùng:

- Nhấn và giữ để bật tốc độ cao.
 - Nhấn một lần để bật tốc độ vừa.
 - Nhấn hai lần để bật tốc độ thấp kèm rung.
 - Nhấn ba lần để trở về tốc độ cao.
- Lặp lại trình tự này để chuyển qua lại giữa các chế độ.

4.Điều khiển chế độ chườm nhiệt

Máy mát xa này có hai cài đặt nhiệt chườm:

- Nhiệt chườm thấp (đèn cam)
 - Nhiệt chườm cao (đèn đỏ)
- Đèn báo sẽ tắt khi không chọn chế độ chườm nhiệt.

Cách vận hành:

- Bắt đầu từ mức nhiệt chườm thấp.
- Nhấn lần nữa để có nhiệt chườm cao.
- Nhấn lần thứ ba để tắt nhiệt chườm.

Lặp lại chu trình theo ý muốn.

5.Đèn báo nguồn/sạc


Màu đèn	Trạng thái đèn báo	Mô tả
Đèn xanh lam	Luôn sáng	Mức pin > 25%
Đèn cam	Luôn sáng	Mức pin < 24%
Đèn cam	Nhấp nháy	Đang sạc pin
Đèn xanh lam	Nhấp nháy	Pin đầy

6.Cẩn trọng

Tất cả hoạt động bảo dưỡng máy mát xa này phải do nhân viên bảo dưỡng được SKG ủy quyền thực hiện.

Lưu ý: Thiết bị sẽ tự động tắt sau 10 phút để đảm bảo an toàn cho người dùng.


IV-Cách đeo




Đặt máy mát xa quanh cổ




Kéo dây đai ra sau lưng để tránh khó chịu do siết quá chặt



Sau khi sử dụng, nhấn khoá để nhả dây đai vai



Tháo kẹp ở lưng



Cẩn thận gỡ sản phẩm ra khỏi vai để tránh bị rơi

V-Bảo quản

Cất giữ
Đặt máy mát xa vào hộp đựng của máy hoặc ở nơi an toàn, khô ráo và thoáng mát. Tránh tiếp xúc với các cạnh sắc hoặc vật nhọn có thể rạch hoặc đâm thủng bề mặt vải. Để sản phẩm ở ngoài tầm tay trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người bị mất hoàn toàn hoặc một phần ý thức.

Làm sạch
Tắt nguồn và chờ máy nguội trước khi làm sạch. Chỉ dùng khăn mềm và hơi ẩm để làm sạch vết bẩn. Tuyệt đối không để nước hoặc chất lỏng khác tiếp xúc với thiết bị. KHÔNG ngâm vào chất lỏng bất kỳ để làm sạch. TUYỆT ĐỐI KHÔNG sử dụng chất tẩy rửa có tính ăn mòn, bàn chải, xăng, dầu hỏa, chất đánh bóng kính/đồ nội thất hoặc chất pha loãng sơn để làm sạch.

VI-Khắc phục sự cố

Refer to the table for solutions to any problems. If the problem persists, please return the product to the dealer for repair.

Vấn đề	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
Không thể khởi động	Pin yếu	Sạc sản phẩm
	Không bật được máy	Nhấn giữ nút nguồn để bật máy
	Sản phẩm vẫn đang kết nối với ổ cắm điện	Rút cáp sạc ra khỏi thiết bị
Không sạc được hoặc đèn sạc không sáng	Không cắm cáp sạc vào ổ điện đúng cách	Cắm lại cáp sạc
	Dùng sai cáp sạc	Dùng cáp nối Type-C

⚠ CẢNH BÁO
Không được phép sửa đổi thiết bị này. Không được sửa đổi thiết bị này khi không có sự cho phép của nhà sản xuất. Mọi sửa đổi đều cần được kiểm tra và thử nghiệm thỏa đáng để đảm bảo thiết bị vẫn an toàn khi sử dụng.

VII-Lưu ý khi vứt bỏ sản phẩm

⚠️ NGUY HIỂM

Hãy ủng hộ việc tái chế pin sạc (pin lithium-ion). Pin có trong sản phẩm này là loại pin sạc chuyên dụng, không dùng cho các sản phẩm khác. Vui lòng không sạc pin sạc đã tháo ra.

- KHÔNG vứt vào lửa hoặc làm nóng pin đến nhiệt độ cao.
- KHÔNG dùng đinh đâm, ném xuống đất hoặc tháo rời để sửa đổi.
- KHÔNG nối trực tiếp cực dương và cực âm của pin bằng kim loại.
- KHÔNG cắt cùng với dây chuyên, kẹp tóc, v.v.
- KHÔNG sạc, sử dụng hoặc đặt pin ở những nơi có nhiệt độ cao, chẳng hạn như gần lò sưởi hoặc dưới ánh nắng trực tiếp.
- Các tình huống trên có thể làm tăng nhiệt, gây cháy và vỡ pin.

⚠️ CẢNH BÁO

Vui lòng để pin sạc đã tháo ở ngoài tầm tay trẻ em để tránh vô tình nuốt phải. Nếu nuốt phải pin, hãy đi khám bác sĩ ngay lập tức. Trong trường hợp chất lỏng trong pin bị rò rỉ, tránh chạm vào chất lỏng và phải xử lý theo quy trình đảm bảo an toàn.

- Nếu chất điện phân trong pin dính vào mắt, hãy rửa bằng nước sạch, không dụi mắt và đi khám bác sĩ.
- Nếu chất điện phân trong pin tiếp xúc với da, hãy rửa vùng da đó bằng nước và đi khám nếu cần.

Chỉ tháo rời sản phẩm bị vứt bỏ để tránh các tai nạn như cháy hoặc điện giật. Nếu muốn sửa chữa pin, vui lòng liên hệ với đại lý nơi bạn mua sản phẩm. Dịch vụ sửa chữa không bao gồm thay pin. Pin lithium-ion trong sản phẩm này có thể tái chế và không nên thay thế, hãy giao pin cho đơn vị tái chế chuyên nghiệp khi vứt bỏ sản phẩm. Luôn tắt thiết bị trước khi tháo pin để vứt bỏ.

Để tháo pin một cách an toàn, hãy làm theo các bước đơn giản sau: Dùng dụng cụ chuyên dụng để tháo vỏ thiết bị. Tháo động cơ và bảng mạch bên trong. Lấy pin ra, dùng kim cắt đứt dây để tháo hoàn toàn.

VIII-Lời khai xác nhận

FC Lưu ý: Sản phẩm này đã được kiểm tra và được tìm thấy tuân thủ với các giới hạn cho một thiết bị số loại B, theo quy định của Phần 15 của quy định FCC. Các giới hạn này được thiết kế để cung cấp bảo vệ hợp lý chống lại sự gián đoạn có hại khi sử dụng trong môi trường nhà ở. Sản phẩm này sinh ra, sử dụng và có thể phát ra năng lượng tần số vô tuyến, và nếu không được cài đặt và sử dụng đúng theo hướng dẫn, có thể gây ra sự gián đoạn có hại đến thông tin truyền hình. Tuy nhiên, không có đảm bảo là gián đoạn sẽ không xảy ra trong một cài đặt cụ thể. Nếu sản phẩm này gây ra sự gián đoạn có hại đến nhận dạng radio hoặc truyền hình, có thể xác định bằng cách tắt và bật sản phẩm, người dùng được khuyến khích để cố gắng sửa chữa sự gián đoạn bằng một hoặc nhiều biện pháp sau:

- Điều chỉnh hoặc di chuyển ăng-ten nhận.
- Tăng khoảng cách giữa thiết bị và bộ nhận.
- Kết nối thiết bị đến một đường điện khác với đường điện mà bộ nhận được kết nối.
- Hỏi ý kiến nhà bán hàng hoặc một kỹ sư truyền hình/TV có kinh nghiệm.

CE Thiết bị này tuân thủ với các yêu cầu thiết yếu và các quy định liên quan khác của Chỉ thị (EU)2023/988. **CẢNH BÁO: CỐ RỜI MẮT KHÍ NẾU ĐỔI BATTERY VỚI LOẠI SÁCH KHÔNG ĐÚNG. VUI LÒNG XỬ LÝ BATTERY SẼ DÙNG THEO HƯỚNG DẪN.**

Tuyên bố phù hợp với EU: Công ty TNHH SKG Health Technologies tuyên bố rằng thiết bị này tuân thủ với các yêu cầu thiết yếu và các quy định liên quan khác của Chỉ thị (EU)2023/988. Bản sao của Tuyên bố phù hợp với EU có thể tìm thấy trực tuyến tại <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>. Về vấn đề liên quan đến trang web, do lý do về mạng internet, việc phân tích trang web trên không thành công. Có thể vấn đề này liên quan đến liên kết hoặc có thể liên quan đến kết nối internet. Bạn nên kiểm tra lại tính hợp lệ của liên kết và thử lại. Nếu vẫn có vấn đề, bạn có thể cần liên hệ với quản trị viên trang web hoặc hỗ trợ kỹ thuật để được giúp đỡ.

 Các thiết bị điện cũ không được Dispose với các loại rác thải; chúng phải được xử lý riêng biệt. Việc xử lý tại các điểm thu thập công cộng là miễn phí đối với cá nhân. Người sở hữu các thiết bị cũ có trách nhiệm mang chúng đến các điểm thu thập này hoặc các tiện ích tương tự. Bằng cách làm việc nhỏ này cá nhân, bạn đang đóng góp vào việc tái chế các nguyên liệu có giá trị và xử lý đúng cách các chất độc hại.

IX-Đăng ký & Hỗ trợ

Đăng ký sản phẩm SKG với support@skg.com để nhận hỗ trợ tối đa. Truy cập <https://www.skg.com/> để xem mẹo của chuyên gia, hướng dẫn và câu hỏi thường gặp giúp sử dụng thiết bị hiệu quả nhất.



FR
Cet appareil et sa batterie se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR
DÉPLIANT
+BARQUETTE
+ÉTI



BAC DE TRI

EU

REP

SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
succeservice2@hotmail.com

OST_EU_20230214000009