




USER MANUAL

* Images and diagrams referenced in this manual are for illustrative purposes only, The actual appearance may differ.


The Instructions can be found at www.skg.com

Table of Content

EN:	1. Let's quickly start the experience	1
	2. Product Function Description	1
	3. Charging/Power Indicator Light Instructions	1
	4. Troubleshooting	1
	5. Product Wearing Instructions	1
	6. After use	1
	7. Notes for Product Scrap	2
	8. Precautions	2
ES:	1. Comencemos rápidamente la experiencia	4
	2. Descripción de las funciones del producto	4
	3. Instrucciones del indicador de carga/energía	4
	4. Solución de problemas	4
	5. Instrucciones para Ponerse el Producto	4
	6. Después de Usar	4
	7. Notas para la eliminación del producto	5
	8. Precauciones	5
CN:	1. 开机体验吧	7
	2. 产品功能说明	7
	3. 产品指示灯说明	7
	4. 故障排除	7
	5. 穿戴方式	7
	6. 使用后	7
	7. 产品废弃处置须知	8
	8. 注意事项	8
MS:	1. Menghidupkan Peranti Dan Terokai	10
	2. Penerangan Fungsi Produk	10
	3. Penunjuk Lampu Produk	10
	4. Penyelesaian Masalah	10
	5. Cara Memakai	10
	6. Selepas menggunakan	10
	7. Peringatan untuk Pembuangan Produk	11
	8. Langkah Keselamatan	11
IN:	1. nyalakan untuk merasakan	13
	2. Deskripsi Fungsi Produk	13
	3. Petunjuk	13
	4. Pemecahan Masalah Lampu Indikator Produk	13
	5. cara pemakaian	13
	6. Setelah penggunaan	13
	7. Catatan untuk Pembuangan Produk	14
	8. Tindakan Pencegahan	14
TH:	1. ลองเปิดเครื่องกันเถอะ	16
	2. คำอธิบายฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์	16
	3. คำอธิบายไฟแสดงสถานะ	16
	4. การแก้ไขปัญหา	16
	5. วิธีการสวมใส่	16
	6. หลังการใช้งาน	16
	7. หมายเหตุสำหรับการกำจัดผลิตภัณฑ์	17
	8. ข้อควรระวัง	17
VI:	1. Mở máy trải nghiệm nào	19
	2. Mô tả chức năng sản phẩm	19
	3. Hướng dẫn đèn báo	19
	4. loại bỏ sự cố của sản phẩm	19
	5. Cách đeo	19
	6. Sau khi sử dụng	19
	7. Lưu ý khi Thái Bỏ Sản Phẩm	20
	8. Biện pháp phòng ngừa	20
PL:	1. Szybko rozpocznijmy doświadczenie	22
	2. Opis funkcji produktu	22
	3. Instrukcje dotyczące wskaźnika ładowania/zasilania	22
	4. Rozwiązywanie problemów	22
	5. Instrukcja Zakładania Produktu	22
	6. Po Użyciu	22
	7. Uwagi dotyczące utylizacji produktu	23
	8. Środki ostrożności	23
DE:	1. Lass uns schnell mit dem Erlebnis beginnen	25
	2. Produktfunktionsbeschreibung	25
	3. Anweisungen zur Lade-/Stromanzeige	25
	4. Fehlerbehebung	25
	5. Anleitung zum Anlegen des Produkts	25
	6. Nach Gebrauch	25
	7. Hinweise zur Produktsorgung	26
	8. Vorsichtsmaßnahmen	26
FR:	1. Commençons rapidement l'expérience	28
	2. Description des fonctions du produit	28
	3. Instructions pour l'indicateur de charge/alimentation	28
	4. Dépannage	28
	5. Comment porter le produit	28
	6. Après utilisation	28
	7. Notes pour l'élimination du produit	29
	8. Précautions	29
IT:	1. Commençons rapidement l'expérience	31
	2. Descrizione delle funzioni del prodotto	31
	3. Istruzioni per l'indicatore di carica/alimentazione	31
	4. Risoluzione dei problemi	31
	5. Istruccionnes para Ponerse el Producto	31
	6. Dopo l'Uso	31
	7. Note per lo Smaltimento del Prodotto	32
	8. Precauzioni	32

Szybko rozpoczniemy doświadczenie

PL



Opis funkcji produktu

PL

Poziom Grzania	
Poziom ciepła	- Niskie ciepło - Średnie ciepło - Wysokie ciepło
Uwaga	Aby uniknąć poparzeń niskotemperaturowych, proszę ostrożnie używać poziomu ciepła. Jeśli odczuwasz jakiegolwiek nieprzyjemności, natychmiast zrób przerwę.
Prędkość Masażu	
Niska	Głowica masująca obraca się na niskich obrotach do masażu.
Wysoka	Głowica masująca obraca się na wysokich obrotach do masażu.
Tryb masażu	
Tryb Mieszania	Dla osób odczuwających dyskomfort w okolicy szyi, ramion i pleców bez nadmiernego nacisku, ten tryb wykorzystuje wolne, powolne mieszanie w celu złagodzenia dyskomfortu, 10 minut na jedno cyklowanie.
Tryb Szczypienia	Tryb ten stosuje masaż rytmiczny, stopniowy, aby wzbogacić doświadczenie użytkownika i złagodzić napięcie mięśni, 10 minut na jedno cyklowanie.
Tryb Push & Pull	Wykorzystując silne techniki push & pull, ten tryb rozwiązuje problemy związane z bólem i obrzękiem, 10 minut na jedno cyklowanie.

Instrukcje dotyczące wskaźnika ładowania/zasilania

PL

Kolor światła	Stan światła	Opis
Zielone światło	Stałe światło	Pojemność baterii > 25%
Pomarańczowe światło	Stałe światło	Pojemność baterii < 25%
Pomarańczowe światło	Oddychanie	Ładowanie baterii
Zielone światło	Oddychanie	Bateria w pełni naładowana


Rozwiązywanie problemów

PL

Stan	Możliwa przyczyna/Sposób postępowania
Nie można uruchomić	Bateria jest rozładowana, naładuj produkt przed użyciem - Upewnij się, że główny przycisk zasilania na produkcie jest wciśnięty
Nie można ładować lub brak wskaźnika ładowania	Sprawdź, czy kabel ładowania jest prawidłowo podłączony i czy specyfikacje ładowarki spełniają wymagania standardowe

Instrukcja Zakładania Produktu

PL



1. Dostosuj położenie guzików na paskach, aby ustawić długość pasków (długość pasków po obu stronach jest regulowana, upewnij się, że długości są symetryczne), tym samym regulując dopasowanie.
2. Umieść urządzenie wokół szyi.
3. Przeprowadź paski z obu stron od przodu ciała pod pachami, pociągnij do tyłu i połącz klamrę.

Po Użyciu

PL



1. Po użyciu naciśnij klamrę, aby zwolnić ramiączka.
2. Poluzuj klamrę z tyłu.
3. Zdejmij produkt z ramion (uwaga: uważaj, aby go nie upuścić).

Uwagi dotyczące utylizacji produktu

Proszę wspierać recykling akumulatorów (akumulatory litowo-jonowe).

 Niebezpieczeństwo	Akumulator w tym produkcie jest dedykowanym akumulatorem wielokrotnego ładowania, który nie jest przeznaczony do użycia w innych produktach. Proszę nie ładować wyjątego akumulatora wielokrotnego ładowania. · Nie wrzucaj go do ognia ani nie podgrzewaj do wysokich temperatur. · Nie przebijaj go gwoździami, nie upuszczaj ani nie rozkładaj na części. · Nie łącz bezpośrednio biegunów dodatniego i ujemnego za pomocą metalu. · Nie przechowuj go razem z naszyjnikiem, spinkami do włosów itp. · Nie ładuj, nie używaj ani nie umieszczaj w miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak w pobliżu ognia. Trzymaj wyjęty akumulator z dala od niemowląt i małych dzieci, aby nie został przypadkowo połknięty. · Jeśli urządzenie zostanie przypadkowo połknięte, natychmiast skonsultuj się z lekarzem. · Jeśli elektrolit z akumulatora wycieknie, nie dotykaj go bez ochrony. · Jeśli dotkniesz płynu, nie pocieraj oczu rękami. Jeśli elektrolit akumulatora dostanie się do oczu, może spowodować ślepotę. Natychmiast przepłucz oczy czystą wodą i zasięgnij porady medycznej. · Jeśli twoje ciało lub odzież zostaną skażone elektrolitem z akumulatora, może to spowodować podrażnienie skóry lub uraz. Proszę przepłukać wodą. Jeśli nadal czujesz się niekomfortowo, natychmiast zasięgnij porady medycznej. · Tylko zużyte produkty mogą być rozkładane na części. W przeciwnym razie może dojść do przypadkowego pożaru, porażenia prądem lub obrażeń. Gdy potrzebujesz naprawić akumulator (nie wymieniać akumulatora), skonsultuj się ze sprzedawcą, od którego zakupiono ten produkt.
 Ostrzeżenie	Utylizacja akumulatora litowo-jonowego Akumulator litowo-jonowy w tym produkcie jest cennym zasobem, który można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać, ale nie można go wymienić. Przy utylizacji tego produktu, przekaż go do profesjonalnej agencji, która zajmuje się recyklingiem akumulatorów. Przed utylizacją tego produktu, usuń akumulator z urządzenia. Przed usunięciem akumulatora, urządzenie musi być wyładowane. Akumulator powinien być usunięty i zutylizowany w sposób bezpieczny, zgodnie z poniższymi krokami: 1. Otwórz górną i dolną obudowę za pomocą narzędzi profesjonalnych. 2. Usuń płytkę obwodów i silnik. 3. Przetnij przewód akumulatora za pomocą profesjonalnych obcęгов i wyjmij akumulator.

Alternatywne kroki usuwania akumulatora:

1. Otwórz obudowę za pomocą narzędzi. 2. Poluzuj śruby na płycie obwodów.
3. Przetnij przewód akumulatora za pomocą nożyczek. 4. Wyjmij akumulator.

Środki ostrożności

⚠ Ograniczenia użytkowania i miejsca

- Aby uniknąć zakłóceń i potencjalnych zagrożeń, nie używaj tego produktu w połączeniu z następującymi urządzeniami medycznymi:
 - Wewnętrzne urządzenia medyczne, takie jak rozruszniki serca;
 - Urządzenia medyczne podtrzymujące życie, takie jak sztuczne płucoserce;
 - Urządzenia medyczne, takie jak elektrokardiografy.
 - Nie używaj tego produktu w łatwopalnych lub wybuchowych środowiskach, takich jak stacje benzynowe, warsztaty z dużą ilością pyłu czy stacje gazowe.
- Urządzenie ma ogrzewaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą być ostrożne podczas korzystania z urządzenia.
- Urządzenie to zawiera baterie, które nie są wymienne

- Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym i nie posiada funkcji diagnozowania ani leczenia chorób szyi. Pacjenci z problemami szyi powinni skonsultować się z personelem medycznym, aby uniknąć opóźnień w leczeniu.
 - Nie używaj tego produktu podczas prowadzenia pojazdu, wspinaczki lub wykonywania innych niebezpiecznych czynności, ponieważ może to spowodować wypadki.
 - Zaleca się używanie produktu nie dłużej niż 20 minut (2 cykle) na raz, aby uniknąć ryzyka oparzeń niskotemperaturowych i dyskomfortu związanego z nadmiernym masażem. Zaczynaj od niskiej prędkości i stopniowo zwiększaj do wyższego ustawienia zgodnie z własnym komfortem, aby uniknąć dyskomfortu lub urazów spowodowanych ustawieniami wysokiej intensywności.
 - Nie używaj produktu podczas snu lub w stanie upośledzonej świadomości. Osoby z chorobami naczyniowo-mózgowymi lub innymi zaburzeniami krążenia, stanami zapalnymi, obrzękami, ropniami w okolicy szyi lub chorobami kręgosłupów szyjnych nie powinny używać tego produktu, ponieważ może to nasilić objawy.
 - Trzymaj produkt poza zasięgiem niemowląt, dzieci i osób całkowicie lub częściowo nieprzytomnych. Nie pozwalaj im używać produktu, aby zapobiec wypadkom.
 - Zaleca się ostrożność dla użytkowników powyżej 70. roku życia (używaj tylko za zgodą i pod nadzorem lekarza). Dla użytkowników powyżej 65. roku życia, z uwagi na delikatniejszą skórę i mniej wrażliwe zakończenia nerwowe, używaj niższego ustawienia i ściśle monitoruj czas użytkowania.
- ### ⚠ Ostrzeżenia
- Ten produkt jest urządzeniem do masażu osobistego i nie zastępuje leków ani urządzeń medycznych.
 - Nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci ani kobiety w ciąży.
 - Kobiety w trakcie menstruacji powinny używać go ostrożnie, biorąc pod uwagę swój stan fizyczny.
 - Zawiera akumulator litowy; nie umieszczaj go w wysokotemperaturowych środowiskach.
 - Osoby o wrażliwej skórze, z zapaleniem skóry na twarzy lub implantami twarzy powinny używać produktu pod nadzorem medycznym.
 - Użytkownicy z alergiami skórnymi na metale lub ciepło powinni zachować ostrożność przy używaniu tego produktu.
 - Produkt ma funkcję grzania; użytkownicy niewrażliwi na ciepło powinni używać niskiego ustawienia ciepła i ściśle kontrolować czas użytkowania.
 - Natychmiast przewij użytkowanie, jeśli podczas korzystania wystąpi dyskomfort.
 - Nie próbuj demontować produktu.
 - Nie próbuj samodzielnie wymienić akumulatora.
 - Osoby z urazami kręgosłupa szyjnego powinny skonsultować się z profesjonalistami przed użyciem tego produktu.
 - Urządzenie ma powierzchnię grzewczą; użytkownicy niewrażliwi na ciepło muszą zachować ostrożność.
 - Używaj w normalnym środowisku: temperatura: 0°C-40°C; wilgotność względna: <80% RH, bez kondensacji; ciśnienie atmosferyczne: 50Kpa-106Kpa.
 - Wybierz normalne warunki transportu i przechowywania: zakres temperatur: -20°C do +55°C; zakres wilgotności względnej: <95% RH, bez kondensacji; ciśnienie atmosferyczne: 50Kpa-106Kpa.
 - Produkt zawiera akumulator litowy; nie demontuj, nie modyfikuj, nie zanurzaj w wodzie ani nie wrzucaj do ognia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub wybuch.
 - Nie aplikuj nacisku na serce podczas użytkowania, ponieważ może to spowodować wypadki lub dyskomfort.
 - Nie używaj z urządzeniami medycznymi ani więcej niż jednego takiego produktu jednocześnie, ponieważ może to spowodować mdłości lub dyskomfort.
 - Nie używaj w celach innych niż określone w instrukcji obsługi, ponieważ może to spowodować wypadki.
 - Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie, ponieważ może to prowadzić do awarii lub porażenia prądem.
 - Aby uzyskać optymalne doświadczenie, nie ciągnij ani nie opieraj się na produkcie na siłę!
- ### ⚠ Konsultacja z lekarzem przed użyciem w następujących sytuacjach, ponieważ mogą wystąpić ryzyka wypadków lub dyskomfortu:
- Pacjenci obecnie poddawani leczeniu medycznemu lub czujący się źle, w tym osoby z chorobami zakaźnymi
 - Pacjenci z zaburzeniami serca lub neurologicznymi
 - Pacjenci z zaburzeniami sensorycznymi lub nieprawidłowościami w skórze
 - Pacjenci z temperaturą ciała przekraczającą 38 stopni Celsjusza (gorączka)
 - Pacjenci obecnie przyjmujący leki
 - Pacjenci z nieprawidłowym ciśnieniem krwi
 - Pacjenci, którzy nie są w stanie wyrazić swojej woli
 - Pacjenci z zaburzeniami sensorycznymi spowodowanymi ciężkimi obwodowymi zaburzeniami krążenia, takimi jak cukrzyca

⚠ Nie używaj w następujących sytuacjach:

- Pacjenci z nowotworami złośliwymi
- W pobliżu okolic serca
- Pacjenci z metalowymi implantami
- Kobiety w ciąży lub w okresie poporodowym
- Użytkownicy rozruszników serca
- Pacjenci z ostrym zapaleniem ropnym
- Pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia krwi
- Pacjenci z tendencją do krwawień
- Pacjenci z porażeniem spastycznym
- Pacjenci z ciężkimi upośledzeniami pożąłowczymi
- Pacjenci w fazie spastycznej po udarze mózgu
- Osoby z nieprawidłowymi reakcjami stresowymi neurogenicznymi
- Osoby z niejasną świadomością lub z deformacjami stawów kończyn

⚠ Środki ostrożności:

- Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi
- Jeśli poczujesz się źle z powodu nieprawidłowości produktu, natychmiast zaprzestań jego używania. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe odczucia w ciele lub skórze, skonsultuj się z lekarzem i postępuj zgodnie z jego zaleceniami
- W przypadku awarii, która uniemożliwia działanie produktu, natychmiast odłącz zasilanie i usuń produkt, aby zapobiec ryzyku przegrzania lub zwarcia. Skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy
- Nie podłączaj ani nie odłączaj kabla ładującego mokrymi rękami, ponieważ może to prowadzić do porażenia prądem lub wypadków
- Nie nosić naszyjników podczas korzystania z produktu
- Nie używaj produktu leżąc na płasko
- Używaj produktu prawidłowo, umieszczając go na odcinku szyjnym i zapewniając symetryczne rozmieszczenie po obu stronach, aby uniknąć wypadków lub dyskomfortu
- Przy odłączaniu kabla ładującego od produktu nie ciągnij za przewód; zamiast tego chwyć wtyczkę, aby ją usunąć, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia produktu
- Jeśli używasz produktu po raz pierwszy lub po dłuższym okresie nieużywania, naładuj baterię zgodnie z instrukcjami, aby upewnić się, że działa prawidłowo
- Jest normalne, że powierzchnia produktu staje się ciepła podczas długotrwałej pracy
- Produkt będzie odpowiednio masować obszar szyi; nie masuj ciągle przez długie okresy czasu. Jeśli wystąpi dyskomfort, zrób przerwę przed ponownym użyciem

⚠ Sugestie:

- Upewnij się, że przyciski na głównym urządzeniu działają prawidłowo przed użyciem
- Aby uniknąć urazów spowodowanych przytrzaśnięciem, bądź ostrożny i unikaj umieszczania palców lub innych części ciała w wąskich częściach urządzenia
- Przy użyciu produktu należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska
- Zalecane dla osób w wieku 16 lat i starszych

⚠ Proszę nie używać ani nie przechowywać tego produktu w następujących miejscach:

- Miejsca narażone na bezpośrednie działanie światła słonecznego
- Obszary o wysokiej temperaturze i wilgotności
- Miejsca z obecnością wody
- Środowiska zapylone
- W pobliżu otwartego ognia
- W silnych polach elektromagnetycznych
- Miejsca, gdzie produkt może być narażony na wibracje lub wstrząsy

CE 2023/988

OSTRZEŻENIE: RYZYKO WYBUCHU, JEŚLI BATERIA ZOSTANIE ZASTĄPIONA NIEWŁAŚCIWYM TYPEM. ZUŻYTE BATERIE Należy UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI

Oświadczenie o zgodności z EU:


SKG Health Technology Co., Ltd. niniejszym deklaruje, że to urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi istotnymi przepisami Dyrektywy (EU) 2023/988. Kopię Deklaracji Zgodności UE można znaleźć online pod adresem: <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>



Stare urządzenia elektryczne nie mogą być utylizowane razem z odpadami komunalnymi, ale muszą być utylizowane oddzielnie. Utylizacja w punktach zbiórki wspólnej jest bezpłatna dla osób prywatnych. Właściciel starych urządzeń jest odpowiedzialny za dostarczenie urządzeń do tych punktów zbiórki lub podobnych punktów zbiórki. Dzięki temu małemu osobistemu wysiłkowi przyczyniasz się do recyklingu cennych surowców i utylizacji substancji toksycznych.

Ostrzeżenia:

- Jeśli podczas używania masażera ciała doświadczysz podrażnienia skóry, przestań go używać i poczekaj dwa do trzech dni, aby sprawdzić, czy objawy ustąpią. Jeśli objawy utrzymują się lub nasilają, skonsultuj się z lekarzem.
- Jeśli masz egzeme, alergię lub astmę, możesz być bardziej narażony na podrażnienia skóry lub reakcje alergiczne związane z używaniem masażera.
- To urządzenie musi być zasilane tylko niskim napięciem bezpieczeństwa zgodnie z oznaczeniem na urządzeniu.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, lub brakującym doświadczeniem i wiedzą, jeśli są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Nigdy nie pozwól dzieciom bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru



Parametry techniczne

Nazwa produktu	Masażer szyi i ramion	Moc znamionowa wejścia	10W
Model	H7 Ultra E	Napięcie znamionowe wejścia	5V=
Pojemność baterii	2500mAh/18.5Wh		

Uwaga: Produkt jest ładowalny i jest przeznaczony do ładowania za pomocą portu USB typu C. Użytkownicy powinni ładować go za pomocą standardowej ładowarki o wyjściu 5V = 2A



SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1. PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
succeservice2@hotmail.com

OST_EU_20230214000009