



SKG

Waist Massager
W7Pro



USER MANUAL


Front of belt



Back of belt



Massager



Indicator lights

(power indicator lights)

When fully charged, all 4 lights are on, and the number of white indicator lights represents the remaining battery charge;

Only one indicator light remaining on in red means low battery, and it is recommended to charge it in time;



- Step 1: After receiving the product, download the App-Future Wear (refer to the smart control procedures on APP). If you have purchased the remote control, please pair and use it to control the belt (please refer to the package insert of the remote control for how to use);
- Step 2: Press and hold the On/Off button for 1.5 seconds to turn it on. After the electrode pads are warm, wear the massage belt around the waist, and then tighten the belt, so that the massage head electrode pads can be pressed tightly against the skin (if your skin is dry, please moisturize the skin before wearing);
- Step 3: Open the mobile APP for smart control, e.g., intensity, mode and hot compress intensity level;
- Step 4: Remove the belt after use.

* Please insert in the following direction:



Charging instructions/power supply **EN**

No.	Indicator Status	Status Description
1	White light steady On	Remaining battery charge
2	Red light steady On	Low battery
3	Flashing red light	Extremely low battery
4	White lights turn On in cycles	Charging
5	White light steady On	Fully charged

Product basic parameters

Product name	Waist Massager
Model	W7Pro
Rated charging voltage	5V $\equiv$
Battery capacity	2000mAh/7.4Wh
Rated input power	10W

Please support the recycling of rechargeable batteries (lithium-ion batteries)

 Danger	This product's battery is a dedicated rechargeable battery that should not be used in other products. Do not charge the battery once it has been removed. • Do not throw into the fire or expose to excessive heat. • Do not puncture with nails, subject to heavy impact, or disassemble • Do not directly connect the battery's positive and negative terminals with metal • Do not store it with necklaces, hairpins, etc. • Do not charge, use, or store in high-temperature locations such as near a stove or under direct sunlight • All of the abovementioned scenarios can result in overheating, fire, or bursting.
 Warning	Place the removed rechargeable battery out of the reach of infants to prevent accidental ingestion • If swallowed, seek medical attention immediately. • If battery leakage occurs, do not touch the liquid with bare hands. • Follow the safety instructions below: • There is the risk of blindness if battery fluid contacts the eyes. Do not rub the eye with your hands. Rinse with clean water immediately and seek medical attention. If battery liquid gets on the body or clothing, it may cause skin inflammation or injury. Rinse with clean water, and if discomfort persists, seek medical attention immediately. • Disassembly is only permitted when the product is being discarded. Failure to comply may result in fire, electric shock, injury, or other accidents. Please contact the retailer where you purchased the product for repairs (except battery replacement).

The lithium-ion battery used in this product is a valuable recyclable resource. Please remove the lithium-ion battery prior to disposal and hand over it to a professional organization capable of recycling and processing rechargeable batteries.

- The battery must be removed from the device before discarding the appliance.
- The device must be turned off before removing the battery.
- The battery should be disposed of safely.

Removal Steps:

1. Open the shell using a tool.
2. Unscrew the screws at the circuit board.
3. Disconnect the battery terminal plug.
4. Remove the battery.



Cautious

To mitigate its impacts and possible harm, do not use the product with the following medical electronic devices:

- Implanted medical electronic devices such as pacemakers.
- Life-sustaining medical electronic devices such as artificial hearts and lungs.
- Medical electronic devices such as electrocardiograms.
- Use is prohibited in flammable and explosive areas such as gas stations, high-dust workshops, and gas stations.
- This product is not equipment and does not diagnose or treat neck disorders. Patients with neck ailments should consult healthcare professionals to avoid delaying treatment.
- Do not use this product while driving, climbing, or engaging in other dangerous activities, as it may lead to accidents.
- Do not use near the heart, above the neck, head, mouth, genital areas, or on skin disorders, and avoid massaging both soles of the feet simultaneously.
- The hot compress period for this product must not exceed 15 minutes (please confirm the time), as there is a risk of low-temperature burns. Do not use while asleep or in an unconscious state, and users who are sensitive to heat should use a lower heat setting and strictly control the use time.
- Individuals with circulatory disorders such as cerebral vascular diseases, inflamed or swollen neck skin, suppuration, or neck-related ailments should not use this product, as it may worsen symptoms.
- Keep this product out of reach of infants, children, or individuals who are entirely or partially unconscious. Do not let them use it, as it may lead to accidents.
- Individuals over 70 years old are prohibited from using this product. Please select a lower setting and strictly control the usage duration since those over 65 have more delicate skin and less sensitive nerve endings.
- Gradually increase the massage setting according to personal comfort; otherwise, the discomfort from a higher setting might cause muscle strain.



Warning

- This is a personal care massage product and cannot be used to substitute medicines or medical devices.
- Children, pregnant women, and women on their menstrual period are prohibited from using this product.
- Contains a lithium battery. Do not place it in a high-temperature environment.
- Use this product under the supervision of a doctor if you have a sensitive skin, facial allergic dermatitis, or facial areas containing cosmetic materials.
- Users allergic to metal or heat must take precautions.
- This product has a heating function; please be cautious if you are insensitive to heat.

- If discomfort occurs during use, please stop using immediately.
- Do not disassemble this product yourself.
- Do not attempt to replace the battery yourself.
- If you have a neck injury, consult healthcare professionals before using this product.
- The device has a heating surface, so those who are insensitive to heat must take caution while using it.
- Use within the normal operating environment: Temperature: 0°C to 40°C; Relative Humidity: <80%RH, no condensation; Atmospheric Pressure: 50Kpa to 106Kpa.
- Please choose normal transportation and storage conditions: Temperature Range: -20°C to +55°C; Relative Humidity Range: ≤95%RH, no condensation; Atmospheric Pressure: 50Kpa to 106Kpa.
- This product contains a lithium battery. Do not disassemble, modify, immerse in water, or expose to open flame, as it may result in damage or explosion.
- Do not press on the heart when using, as this may cause an accident or physical discomfort.
- Do not use this product with medical devices or with more than two of this product simultaneously, as it may cause nausea or physical discomfort.
- Do not use for purposes other than those specified in the instruction manual, as it may cause accidents.
- Do not disassemble, repair, or modify this product yourself, as it may lead to a malfunction or an electric shock accident.
- Do not use to massage parts of the body other than the neck.
- If a patient simultaneously uses high-frequency surgical equipment and this massager, it may cause burns at the massager's electrode location and may also damage this massager.
- If this product is used near shortwave or microwave therapy equipment (within 1 meter), the output of this massager may be unstable.
- Electrode pads should avoid contact with wounds and scars during massage.
- While massaging, the electrode pads must not be placed near the heart area of the chest, as this could increase the risk of cardiac fibrillation.

In the following situations, please consult with a physician before use, otherwise accidents or discomfort may occur:

- Patients currently under medical treatment and experiencing abnormal physical symptoms.
- Patients with infectious diseases.
- Patients allergic to stainless steel electrode pads.
- Patients with heart or brain nerve abnormalities.
- Patients with sensory impairments or skin abnormalities.
- Patients with a body temperature above 38 degrees Celsius (during a fever).
- Patients taking medications.
- Patients with abnormal blood pressure.
- Patients who are unable to express their own will freely.
- Patients with perception disorders due to severe peripheral circulation problems caused by conditions such as diabetes.

The following situations prohibit use:

- Patients with malignant tumors.
- Pregnant women and women in childbirth.
- Patients with acute suppurative inflammation.
- Individuals with severe cognitive impairments.
- Persons with spastic paralysis.
- Individuals with abnormal nervous stress.
- Individuals in a spasm phase following a cerebrovascular accident.
- Individuals with unclear consciousness, and limb and joint contracture deformities.
- Patients with a tendency to bleed.
- Users of cardiac pacemakers.
- Eye care
- Patients with metal implants.
- Individuals with clotting disorders.
- Near the human heart.



Note

- Please read the instruction manual thoroughly before using this product.
- If you feel physical discomfort due to abnormalities in this product, please stop using it immediately. Consult a doctor if you are experiencing unusual sensations in your body or skin, and follow medical advice.
- Do not massage with electronic devices, as it may cause malfunctions (such as a disruption in the electronic watch's timing).
- If a fault occurs and the device cannot operate, immediately disconnect the power and remove it; otherwise, it may cause overheating or short circuits, resulting in an accident. Contact customer service for after-sales consultation.
- Do not plug or unplug the charging cable with wet hands, as it may cause electric shock or accidents.
- Do not use while sleeping, as it may cause the device to malfunction and the electrode pads to move to other parts of the body, causing discomfort.
- Please wear this product correctly for the cervical spine area, placing it symmetrically on both sides to avoid accidents or discomfort.
- When disconnecting the charging cable from the device, hold the plug rather than the cable, since pulling may cause an electric shock or damage the product.
- Charge the product according to the instruction manual the first time you use it or if the battery has been drained from long-term storage to ensure it works properly.
- It is normal for the product's surface to get heated after extended use.
- When the product is working, it will moderately knead the neck area; do not massage for an extended period of time. If discomfort is felt, take a break before using again.
- Do not forcefully fold the product when using or storing it to prevent damaging its components.
- During the folding process of the product, avoid hair or skin contact to prevent pinching.

Please do not use or store this product in the following locations:

In places exposed to direct sunlight

In places with water

In strong electromagnetic fields

Near fireworks

In hot and humid locations

In places with excessive dust

In locations susceptible to vibration and shock

 Recommendation

- Prior to use, please ensure the main host buttons are working properly.
- If using the product for the first time or after the battery has been depleted from long-term storage, charge the product according to the instruction manual to ensure it works properly.
- Please dispose of this product in line with applicable city environmental protection standards to prevent environmental pollution.
- Recommended for use by individuals aged 16 and above.

 Caution:

- If you experience skin irritation when using the body massager, please refrain from using it, and wait two to three days to see if your symptoms ease. If symptoms persist or worsen, please consult a physician.

- If you have eczema, allergies or asthma, you may be more likely to experience a skin irritation or allergy from using the massager.

* The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.

* This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

* Children shall not play with the appliance.

* Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance

could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

RSS-Gen Issue 4 December 2014" & "CNR-Gen 4e Décembre 2014:

- English:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- French:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0cm must be maintained between the user's body and the handset, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories used by this device should not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna. This device in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. All essential radio test suites have been carried out.

1. CAUTION : RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

2. The device complies with RF specifications when the device used at 0mm from your body EU Compliance Statement:

SKG Health technology Co.,Ltd. Here by declares that this device is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU. A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.



FR

**Cet appareil
et sa batterie
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN

ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

**DÉPLIANT
+ BARQUETTE
+ ÉTUI**

**BAC
DE
TRI**




SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

succeservice2@hotmail.com

OST_EU_20230214000009


Przód pasa



Tył pasa




Masażer



Lampki kontrolne (lampki kontrolne zasilania)

Gdy bateria jest w pełni naładowana, wszystkie 4 lampki są włączone, a liczba białych lampek kontrolnych przedstawia pozostałą moc baterii. Tylko jedna lampka kontrolna świecąca na czerwono oznacza niski poziom naładowania baterii i zaleca się naładowanie baterii w czasie.



- Krok 1: Po otrzymaniu produktu pobierz aplikację Future Wear (zapoznaj się z procedurami inteligentnego sterowania w aplikacji). Jeśli kupiłeś pilota, sparuj i użyj go do sterowania pasem (zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania pilota, aby dowiedzieć się, jak z niego korzystać);
- Krok 2: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wł./wył. przez 1,5 s, aby włączyć produkt. Po tym, jak elektrody się rozgrzeją, załóż pas do masażu wokół talii, a następnie zaciśnij pas, aby elektrody głowicy masującej mogły być mocno dociśnięte do skóry (jeśli Twoja skóra jest sucha, nawilż skórę przed założeniem);
- Krok 3: Otwórz aplikację mobilną do inteligentnego sterowania, np. kontroli intensywności, trybu i poziomu intensywności gorącego kompresu; oraz
- Krok 4: Zdejmij pas po użyciu.

* Proszę włożyć pas w następującym kierunku:



Instrukcje ładowania / zasilanie

Nr	Wskaźnik lampki kontrolnej	Opis statusu
1	Białe światło ciągle świeci	Pozostała moc baterii
2	Czerwone światło ciągle świeci	Niski poziom naładowania baterii
3	Czerwone światło miga	Bardzo niski poziom naładowania baterii
4	Białe światło cyklicznie włączone	Ładowanie
5	Białe światło ciągle świeci	W pełni naładowane

Podstawowe parametry produktu

Nazwa produktu	Masażer talii
Model	W7Pro
Znamionowe napięcie ładowania	5V $\equiv$
Pojemność baterii	2000mAh/7.4Wh
Znamionowa moc wejściowa	10W

Podдай akumulator (baterię litowo-jonową) recyklingowi

 Niebezpieczeństwo	Bateria w tym produkcie to dedykowany akumulator, który nie jest przeznaczony do innych produktów. Nie ładuj wyjętego akumulatora. • Nie wrzucaj go do ognia ani nie podgrzewaj do wysokiej temperatury. • Nie przebijaj go gwoździami, nie uderzaj ani nie rozmontowuj w celu modyfikacji • Nie podłączaj dodatnich i ujemnych biegunów baterii bezpośrednio do metalu • Nie przechowuj jej razem z naszyjnikami, spinkami do włosów itp. • Nie ładuj, nie używaj ani nie umieszczaj jej w miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak przy kominku lub w palącym słońcu • Powyższe sytuacje mogą spowodować przegrzanie, pożar i pęknięcie.
 Ostrzeżenie	Wyjęty akumulator należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i małych dzieci na wypadek, gdyby został połknięty przez pomyłkę • W przypadku omyłkowego połknięcia urządzenia należy natychmiast skonsultować się z lekarzem • Gdy z baterii wycieka płyn, nie dotykaj płynu ręcznie i możesz go przetworzyć w następujący sposób • Nie pocieraj oczu rękami, gdy elektrolit z akumulatora dostanie się do oczu, ponieważ może to spowodować ślepotę. Natychmiast przepłucz oczy czystą wodą i zasięgnij porady lekarza. Gdy Twoje ciało lub ubranie jest zanieczyszczone elektrolitem baterii, może to spowodować podrażnienie skóry lub obrażenia. Oplukaj je wodą. Jeśli nadal odczuwasz dyskomfort, natychmiast zasięgnij porady lekarza. Tylko złomowane produkty mogą zostać rozłożone. W przeciwnym razie może • dojść do wypadku pożaru, porażenia prądem, obrażeń. Gdy trzeba naprawić baterię (nie, aby wymienić baterię), proszę skonsultować się ze sprzedawcą, gdzie zakupiono ten produkt

Bateria litowo-jonowa zastosowana w tym produkcie jest cennym surowcem nadającym się do recyklingu. Przed utylizacją należy wyjąć baterię litowo-jonową i przekazać ją profesjonalnej organizacji odpowiedzialnej za recykling i przetwarzanie akumulatorów.

- Baterię należy wyjąć z urządzenia przed wyrzuceniem urządzenia.
- Urządzenie należy wyłączyć przed wyjęciem baterii.
- Baterię należy bezpiecznie zutylizować.

Kroki wyjmowania:

1. Podważ wewnętrzną i zewnętrzną osłonę jednostki głównej za pomocą profesjonalnych narzędzi.
2. Odkręć stałe śruby wspornika wewnętrznego za pomocą śrubokręta.
3. Odkręć śruby na płycie obwodu drukowanego.
4. Wytnij przewody baterii za pomocą nożyczek.
5. Wyjmij baterię.



Uwaga

Aby złagodzić skutki i możliwe szkody, nie używaj produktu z następującymi elektronicznymi urządzeniami medycznymi:

- wszczepialne elektroniczne urządzenia medyczne, takie jak rozruszniki serca;
- podtrzymujące życie elektroniczne urządzenia medyczne, takie jak sztuczne serca i płuca; oraz - elektroniczne urządzenia medyczne, takie jak elektrokardiografy.
- Nigdy nie używaj produktu w miejscach łatwopalnych i wybuchowych, takich jak stacje benzynowe i zapyłone warsztaty.
- Należy pamiętać, że ten produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania ani leczenia zaburzeń szyi.
- W przypadku pacjentów z zaburzeniami szyi należy skonsultować się z pracownikami służby zdrowia, aby uniknąć opóźnień leczenia.
- Nie używaj tego produktu podczas jazdy, wspinaczki lub wykonywania innych niebezpiecznych czynności; w przeciwnym razie może to prowadzić do wypadków.
- Nie używaj tego produktu w pobliżu obszaru serca, nad szyją, głową lub ustami, wokół narządów płciowych lub w pobliżu obszarów z zaburzeniami skóry i nie masuj obu stóp jednocześnie.
- Nie używaj funkcji gorącego kompresu przez długi czas, ponieważ istnieje ryzyko oparzeń w niskiej temperaturze. Nie używaj tego produktu podczas snu lub w stanie nieprzytomności, a w przypadku użytkowników wrażliwych na ciepło używać ustawienia niskiego ciepła i ściśle kontrolować czas użytkowania.
- W przypadku pacjentów z zaburzeniami krążenia, takimi jak choroby naczyń mózgowych, guzki szyi, ropienie skóry szyi lub zaburzenia związane z szyją, nie należy używać tego produktu, ponieważ może to pogorszyć objawy.
- Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla niemowląt, dzieci lub osób, które są całkowicie lub częściowo nieprzytomne. Nie pozwól, aby takie osoby z niego korzystały, ponieważ może to prowadzić do wypadków.
- W przypadku osób powyżej 70. roku życia należy zachować ostrożność podczas korzystania z tego produktu (zasięgnąć porady i wskazówek lekarza). Ponieważ zakończenia nerwowe osób powyżej 65. roku życia są mniej wrażliwe, a ich skóra jest bardziej delikatna, powinny one ściśle kontrolować czas użytkowania. Jeśli produkt ma regulowaną intensywność masażu lub poziomy prędkości, wybierz ustawienia niskiej intensywności lub prędkości.
- Stopniowo zwiększaj intensywność masażu zgodnie z osobistym komfortem; w przeciwnym razie niewłaściwe ustawienie może powodować dyskomfort i napięcie mięśni.



Ostrzeżenie

- Ten produkt służy do samodzielnego masażu i nie może być stosowany jako substytut leków lub urządzeń medycznych.
- Dzieci, kobiety w ciąży i kobiety miesiączkujące nie mogą używać tego produktu.

- Produkt zawiera baterię litową. Nie umieszczaj go w środowisku o wysokiej temperaturze.
- Jeśli masz wrażliwą skórę lub alergiczne zapalenie skóry twarzy lub stosujesz makijaż twarzy, używaj tego produktu pod nadzorem lekarza.
- Użytkownicy uczuleni na metale lub ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z tego produktu.
- Ten produkt ma funkcję ogrzewania. Zachowaj ostrożność, jeśli jesteś niewrażliwy na ciepło.
- Jeśli poczujesz się niekomfortowo podczas użytkowania, natychmiast przestań używać urządzenia.
- Nie demontuj tego produktu bez pozwolenia.
- Nie próbuj wymieniać baterii bez pozwolenia.
- Jeśli masz uraz szyi, skonsultuj się z pracownikami służby zdrowia przed użyciem tego produktu.
- Osoby niewrażliwe na ciepło powinny zachować ostrożność podczas korzystania z tego produktu, ponieważ ma on powierzchnię grzewczą.
- Pamiętaj, aby używać tego produktu w normalnym środowisku pracy:
temperatura: 0 °C do 40 °C; wilgotność względna: < 80% RH, bez kondensacji;
ciśnienie atmosferyczne: 50 kPa do 106 kPa.
- Należy transportować i przechowywać ten produkt w normalnych warunkach:
temperatura: 20 °C do +55 °C; wilgotność względna: < 95% RH, bez kondensacji;
ciśnienie atmosferyczne: 50 kPa do 106 kPa.
- Produkt zawiera baterię litową. Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie zanurzaj go w wodzie ani nie wystawiaj na działanie otwartego ognia; w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie lub wybuch.
- Nie naciskaj tego produktu na obszar serca podczas użytkowania; w przeciwnym razie może to spowodować wypadek lub fizyczny dyskomfort.
- Nie używaj tego produktu z urządzeniami medycznymi ani nie używaj dwóch lub więcej produktów jednocześnie; w przeciwnym razie może powodować nudności lub dyskomfort fizyczny.
- Nie używaj tego produktu do celów innych niż określone w instrukcji obsługi; w przeciwnym razie może to spowodować wypadki.
- Nie należy demontować, naprawiać ani modyfikować tego produktu bez pozwolenia; w przeciwnym razie może to doprowadzić do awarii lub porażenia prądem.
- Nie używaj tego produktu do masażu części ciała innych niż szyja.
- Jeśli pacjent jednocześnie używa sprzętu chirurgicznego o wysokiej częstotliwości i tego produktu, mogą wystąpić oparzenia w miejscu elektrody produktu i uszkodzić produkt.
- Jeśli ten produkt jest używany w pobliżu sprzętu do terapii krótkofalowej lub mikrofalowej (w promieniu 1 m), wydajność produktu może być niestabilna.
- Nie pozwól, aby elektrody stykały się z ranami i bliznami podczas masażu.
- Nie umieszczaj elektrod w pobliżu obszaru serca; w przeciwnym razie może to zwiększyć ryzyko migotania serca.

W następujących sytuacjach przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem; w przeciwnym razie mogą wystąpić wypadki lub dyskomfort:

- pacjenci obecnie leczeni i doświadczający nieprawidłowych objawów fizycznych;
- pacjenci z chorobami zakaźnymi;

- pacjenci uczuleni na elektrody ze stali nierdzewnej;
- pacjenci z zaburzeniami serca lub nerwów czaszkowych;
- pacjenci z zaburzeniami czucia lub zaburzeniami skórnymi;
- pacjenci z temperaturą ciała powyżej 38 °C (podczas gorączki);
- pacjenci otrzymujący leki;
- pacjenci z nieprawidłowym ciśnieniem krwi;
- pacjenci, którzy nie są w stanie swobodnie wyrażać własnej woli; oraz
- pacjenci z zaburzeniami percepcji spowodowanymi poważnymi problemami z krążeniem obwodowym spowodowanymi stanami takimi jak cukrzyca.

Pamiętaj, aby nie używać produktu u następujących pacjentów:

- pacjenci z nowotworami złośliwymi;
- kobiety w ciąży i rodzące;
- pacjenci z ostrym ropnym zapaleniem;
- osoby z poważnymi zaburzeniami poznawczymi;
- osoby z porażeniem spastycznym;
- pacjenci z tendencją do krwawień;
- użytkownicy rozruszników serca;
- pacjenci stosujący produkty do pielęgnacji oczu;
- pacjenci z metalowymi implantami;
- osoby z zaburzeniami krzepnięcia;
- używaj w pobliżu obszaru serca;
- osoby z nieprawidłowym stresem nerwowym;
- osoby w fazie skurczu po wypadku naczyniowo-mózgowym; i
- osoby z zaburzoną świadomością oraz deformacjami przykurczów kończyn i stawów.



Uwaga

- Przed użyciem tego produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Jeśli odczuwasz fizyczny dyskomfort z powodu nieprawidłowości w tym produkcie, natychmiast przestań go używać. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli doświadczasz niezwykłych wrażeń w ciele lub skórze i postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza.
- Nie masuj urządzeniami elektronicznymi; w przeciwnym razie może to spowodować awarie (takie jak zakłócenie funkcji pomiaru czasu w zegarku elektronicznym).
- Jeśli wystąpi usterka i produkt nie może działać, natychmiast odłącz zasilanie; w przeciwnym razie może to spowodować przegrzanie lub zwarcie, powodując wypadek. W razie potrzeby skontaktuj się z obsługą klienta w celu konsultacji posprzedażowej.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj kabla ładującego mokrymi rękami; w przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem lub wypadki.
- Nie używaj tego produktu podczas snu; w przeciwnym razie może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu i przesunięcie elektrod do innych części ciała, powodując dyskomfort.
- Proszę nosić ten produkt prawidłowo wokół kręgosłupa szyjnego i umieścić go symetrycznie po obu stronach, aby uniknąć wypadków lub dyskomfortu.

Odcinając kabel ładujący od produktu, trzymaj wtyczkę zamiast kabla, ponieważ pociągnięcie może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie produktu.

- Ładuj produkt zgodnie z instrukcją obsługi, gdy używasz go po raz pierwszy lub jeśli bateria wyczerpała się po długotrwałym przechowywaniu, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- To normalne, że powierzchnia produktu nagrzewa się po dłuższym użytkowaniu.
- Gdy produkt działa, umiarkowanie ugniata okolice szyi; nie używaj funkcji masowania przez długi czas. Jeśli odczuwasz dyskomfort, zrób sobie przerwę przed ciągłym użyciem.
- Nie składaj produktu na siłę podczas używania lub przechowywania, aby zapobiec uszkodzeniu jego elementów.
- Podczas składania produktu należy unikać kontaktu włosów lub skóry, aby zapobiec uszczyknięciu.

Nie używaj ani nie przechowuj tego produktu w następujących lokalizacjach:

- w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych;
- w silnych polach elektromagnetycznych;
- w miejscach gorących i wilgotnych;
- w wilgotnych miejscach;
- w pobliżu fajerwerków;
- w zakurzonych miejscach; oraz
- w miejscach podatnych na wibracje i wstrząsy.



Rekomendacje:

- Przed użyciem upewnij się, że przyciski hosta działają prawidłowo.
- Jeśli używasz tego produktu po raz pierwszy lub po wyczerpaniu się baterii po długotrwałym przechowywaniu, naładuj produkt zgodnie z instrukcją obsługi, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Używaj ten produkt zgodnie z obowiązującymi miejscowymi normami ochrony środowiska, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska.
- Ten produkt jest przeznaczony dla osób w wieku 16 lat lub starszych.



Uwaga:

- Jeśli odczuwasz podrażnienie skóry podczas korzystania z masażera ciała, powstrzymaj się od jego używania i odczekaj dwa do trzech dni, aby sprawdzić, czy objawy ustąpią. Jeśli objawy utrzymują się lub nasilają, należy skonsultować się z lekarzem.
- Jeśli masz egzemę, alergie lub astmę, możesz być bardziej narażony na podrażnienie skóry lub alergię podczas używania masażu.
- * Urządzenie może być zasilany tylko przy bezpiecznym bardzo niskim napięciu odpowiadającym oznaczeniu na urządzeniu.
- * To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli otrzymały nadzór lub instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z nim zagrożenia.
- * Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- * Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega warunkowi, że (1) urządzenie nie powoduje szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie akceptuje wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność

mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkalnej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które można określić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

--Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.

--Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.

--Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

--Aby uzyskać pomoc, skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnego wymogu ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w przenośnych warunkach ekspozycji bez ograniczeń.

RSS-Gen Wydanie 4 grudzień 2014, „&” CNR-Gen-4e grudzień 2024:

- Polski:

To urządzenie jest zgodne ze standardami RSS zwolnionymi z licencji Industry Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

- Francuski:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CE Urządzenie to zostało przetestowane pod kątem typowych operacji noszenia na ciele. Aby spełnić wymagania dotyczące ekspozycji RF, minimalna odległość separacji 0 cm musi być utrzymywany między ciałem użytkownika a słuchawką, w tym anteną. Zewnętrzne klipsy do paska, kabury i inne podobne akcesoria używane z tym urządzeniem nie powinny zawierać żadnych metalowych elementów. Akcesoria noszone na ciele, które nie spełniają tych wymagań, mogą nie spełniać wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe i należy ich unikać. Używaj tylko dostarczonej lub zatwierdzonej anteny. To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy 2014/53/UE. Przeprowadzono wszystkie niezbędne zestawy testów radiowych.

1. Uwaga : RYZYKO WYBUCHU, JEŚLI BATERIA ZOSTANIE WYMIENIONA NA NIEPRAWIDŁOWY TYP. ZUŻYTE BATERIE NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ

2. Urządzenie jest zgodne z wymogami RF, gdy jest używane w odległości 0 mm od ciała użytkownika:

SKG Health Technologies Co., Ltd. Niniejszym oświadczam się, że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Kopia deklaracji zgodności UE jest dostępna online pod adresem <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



Starych urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami reszkowymi - należy je utylizować osobno. Utylizacja w gminnym punkcie

zbiórki przez osoby prywatne jest bezpłatna. Właściciel starych urządzeń jest odpowiedzialny za dostarczenie urządzeń do tych punktów zbiórki lub podobnych punktów zbiórki. Dzięki temu niewielkiemu osobistemu wysiłkowi przyczyniasz się do recyklingu cennych surowców i przetwarzania substancji toksycznych.



FR

Cet appareil
et sa batterie
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

DÉPLIANT
+ BARQUETTE
+ ÉTUI



SUCCESS COURIER SL


CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

OST_EU_20230214000009

successservice2@hotmail.com

Vorderseite des Gürtels

Tragen Sie das Produkt mit dieser Seite nach außen




Rückseite des Gürtels

Tragen Sie das Produkt mit dieser Seite nach innen und an Ihre Taille angepasst




Massagegerät



Anzeigenleuchten
(Die Stromanzeige leuchtet)

Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten alle 4 Anzeigen, und die Anzahl der weißen Anzeigenlichter zeigt die verbleibende Akkuleistung an. Wenn nur eine Anzeigeleuchte rot leuchtet, bedeutet dies, dass der Akku schwach ist, und es wird empfohlen, den Akku rechtzeitig aufzuladen.



Ladeanschluss


Schritt 1: Laden Sie nach Erhalt des Produkts die Future Wear App herunter (siehe Smart-Control-Verfahren auf der APP). Wenn Sie die Fernbedienung erworben haben, verbinden Sie sie bitte und verwenden Sie sie zur Gurtsteuerung (siehe Packungsbeilage der Fernbedienung);

Schritt 2: Halten Sie die Ein/Aus-Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Nachdem die Elektrodenpads sich erwärmt haben, tragen Sie den Massagegürtel um die Taille, und ziehen Sie den Gürtel fest, so dass die Elektrodenpads des Massagekopfes fest auf die Haut gedrückt werden können (wenn Ihre Haut trocken ist, befeuchten Sie sie bitte vor dem Tragen);

Schritt 3: Öffnen Sie die mobile APP für die intelligente Steuerung, z. B., zur Regelung der Intensität, des Modus und der Heizkompressionsintensitätsstufe; und"

Schritt 4: Entfernen Sie den Gürtel nach der Verwendung.

* Bitte legen Sie den Gurt in der folgenden Richtung ein:



Anweisungen zum Aufladen/Stromversorgung

No.	Status der Anzeigeleuchten	Statusbeschreibung
1	Das weiße Licht leuchtet kontinuierlich	Verbleibende Akkuleistung
2	Das rote Licht leuchtet ständig	Niedrige Akkuspannung
3	Das rote Licht blinkt	Extrem niedrige Akkuspannung
4	Das weiße Licht leuchtet zyklisch	Der Akku wird geladen
5	Das weiße Licht leuchtet kontinuierlich	Vollständig aufgeladen

Grundlegende Produktparameter

Produktbezeichnung	Tailen-Massagegerät
Modell	W7Pro
Nennladespannung	5V $\equiv$
Akkuleistung	2000mAh/7.4Wh
Eingangsnennleistung	10W

Unterstützen Sie bitte das Recycling von wiederaufladbaren Akkus (Lithium-Ionen-Akkus)

 Gefahr	Beim Akku dieses Produkts handelt es sich um einen speziellen wiederaufladbaren Akku, der nicht in anderen Geräten verwendet werden sollte. Der Akku sollte nach seiner Entnahme nicht mehr geladen werden. • Setzen Sie ihn nicht dem Feuer oder übermäßiger Hitze aus. • Nicht mit Nägeln durchbohren, starken Stößen aussetzen oder zerlegen • Verbinden Sie den Plus- und Minuspol des Akkus nicht direkt mit Metall • Bewahren Sie ihn nicht zusammen mit Halsketten, Haarnadeln, usw., auf. • Laden, verwenden oder lagern Sie ihn nicht an Orten mit hohen Temperaturen, z. B., in der Nähe eines Ofens oder unter der direkten Sonneneinstrahlung • Alle oben genannten Umstände können Überhitzung, Brand oder Berstung verursachen.
 Warnung	Bitte lagern Sie den entnommenen Akku außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kindern, um ein versehentliches Verschlucken zu verhindern • Bei Verschlucken suchen Sie sofort einen Arzt auf. • Wenn der Akku ausläuft, berühren Sie die Flüssigkeit nicht mit den bloßen Händen. • Befolgen Sie die nachstehenden Sicherheitshinweise: • Es besteht Erblindungsgefahr, wenn Akkuflüssigkeit mit den Augen in Berührung kommt. Reiben Sie das Auge nicht mit den Händen. Spülen Sie es sofort mit klarem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. Wenn Akkuflüssigkeit auf den Körper oder die Kleidung gelangt, kann sie Hautentzündungen oder Verletzungen verursachen. Spülen Sie sie sofort mit klarem Wasser ab und suchen Sie bei anhaltenden Beschwerden sofort einen Arzt auf. • Die Demontage ist nur zulässig, wenn das Produkt entsorgt werden soll. Die Nichtbeachtung kann zu Bränden, elektrischem Schlag, Verletzungen oder anderen Unfällen führen. Bitte wenden Sie sich bei Reparaturen an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben (außer für den Akkuwechsel).

Beim in diesem Produkt verwendeten Lithium-Ionen-Akku handelt es sich um eine recycelbare, wertvolle Ressource. Bitte entfernen Sie den Lithium-Ionen-Akku vor der Entsorgung und übergeben Sie ihn einer professionellen Organisation, die dazu fähig ist, wiederaufladbare Akkus zu recyceln und zu verarbeiten.

- Die Akkus müssen aus dem Gerät entnommen werden, bevor es entsorgt wird.
- Vor dem Entfernen des Akkus muss das Gerät ausgeschaltet werden.
- Der Akku muss sicher entsorgt werden.

Schritte zur Entnahme:

1. Hebeln Sie das Innen- und Außengehäuse des Hauptgeräts mit professionellem Werkzeug auf.
2. Lösen Sie die festen Schrauben der internen Halterung mit einem Schraubenzieher.
3. Lösen Sie die Schrauben an der Leiterplatte.
4. Schneiden Sie die Akkukabel mit einer Schere ab.
5. Entfernen Sie den Akku.



Vorsicht

Um Auswirkungen und mögliche Schäden zu minimieren, verwenden Sie das Produkt nicht zusammen mit den folgenden elektronischen Medizinprodukten:

- implantierbare elektronische medizinische Geräte, wie z. B., Herzschrittmacher;
- lebenserhaltende elektronische medizinische Produkte wie künstliche Herzen und Lungen; und - elektronische Medizinprodukte, wie z. B., Elektrokardiographen.
- Verwenden Sie das Produkt niemals in entflammbaren und explosiven Bereichen, wie z. B., Tankstellen und staubigen Werkstätten.
- Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nicht für die Diagnose oder Behandlung von Nackenbeschwerden bestimmt ist.
- Patienten mit Nackenbeschwerden sollten sich an medizinisches Fachpersonal wenden, um eine Behandlungsverzögerung zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht beim Autofahren, Klettern oder bei anderen gefährlichen Aktivitäten, da dies möglicherweise Unfälle verursacht.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht nahe des Herzbereichs, oberhalb dem Hals, dem Kopf oder dem Mund, in der Nähe der Genitalien oder Bereichen, die von Hauterkrankungen betroffen sind und massieren Sie nicht beide Füße gleichzeitig.
- Verwenden Sie die „Heiße Kompresse“-Funktion nicht über einen längeren Zeitraum hinweg, aufgrund des Risikos von Verbrennungen bei niedrigen Temperaturen. Verwenden Sie dieses Produkt nicht während des Schlafs oder in einem bewusstlosen Zustand, und für Benutzer, die hitzeempfindlich sind, verwenden Sie eine niedrige Heizstufe und überwachen Sie die Nutzungszeit präzise.
- Bei Patienten mit Durchblutungsstörungen, wie z.B., zerebralen Gefäßerkrankungen, Halsgeschwülste, Hautvereiterungen oder Erkrankungen im Nackenbereich sollten dieses Produkt nicht verwenden, da es möglicherweise die Symptome verschlimmert.
- Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern, Kindern oder Personen auf, die ganz oder teilweise bewusstlos sind. Lassen Sie solche Personen das Produkt nicht verwenden, um Unfälle zu vermeiden.
- Personen, die älter als 70 Jahre sind, sollten dieses Produkt vorsichtig verwenden (lassen Sie sich von einem Arzt beraten und anleiten). Da die Nervenenden von Personen über 65 Jahren weniger empfindlich und ihre Haut empfindlicher ist, sollten sie die Nutzungszeit strikt kontrollieren. Falls das Gerät über eine einstellbare Massageintensität oder verschiedene Geschwindigkeitsstufen verfügt, wählen Sie bitte die niedrige Intensität oder Geschwindigkeit.
- Erhöhen Sie die Massageintensität allmählich, je nach persönlichem Wohlbefinden; andernfalls kann eine unangemessen hohe Einstellung Unbehagen und Muskelverspannungen verursachen.

Warnung

- Dieses Produkt ist für die Selbstmassage bestimmt und ist nicht für die Verwendung als Ersatz für Medikamente oder medizinische Geräte bestimmt.
- Kinder, schwangere Frauen und Frauen während der Menstruationsperiode dürfen dieses Produkt nicht verwenden.
- Dieses Produkt enthält ein Lithiumakku. Vermeiden Sie, es in einer Umgebung mit hohen Temperaturen zu positionieren.
- Bei empfindlicher Haut, Gesichtsekzemen oder wenn Sie Make-up aufgetragen haben, verwenden Sie dieses Produkt bitte nur unter ärztlicher Aufsicht.
- Bei Benutzern, die allergisch auf Metalle oder Hitze reagieren, ist bei der Verwendung dieses Produkts Vorsicht geboten.
- Dieses Produkt verfügt über eine Heizfunktion. Seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie hitzeunempfindlich sind.
- Wenn Sie sich während der Anwendung unwohl fühlen, stellen Sie die Verwendung bitte sofort ein.
- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung.
- Versuchen Sie nicht, den Akku ohne Genehmigung zu ersetzen.
- Bei Nackenverletzungen lassen Sie sich von medizinischem Fachpersonal beraten, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Personen, die hitzeunempfindlich sind, sollten bei der Verwendung dieses Produkts vorsichtig vorgehen, da es über eine Heizfläche verfügt.
- Achten Sie darauf, dieses Produkt in einer normalen Betriebsumgebung zu verwenden: Temperatur: 0°C bis 40°C; relative Luftfeuchtigkeit: < 80% RH, ohne Kondensation; atmosphärischer Druck: 50 kPa bis 106 kPa.
- Bitte transportieren und lagern Sie dieses Produkt unter normalen Bedingungen: Temperatur: 20°C bis +55°C; relative Luftfeuchtigkeit: < 95% RH, ohne Kondensation; atmosphärischer Druck: 50 kPa bis 106 kPa.
- Dieses Produkt enthält ein Lithiumakku. Zerlegen Sie das Gerät nicht, ändern Sie es nicht, tauchen Sie es nicht in Wasser und setzen Sie es nicht offenen Flammen aus; andernfalls können Schäden oder Explosionen auftreten.
- Drücken Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht gegen den Herzbereich, andernfalls können Unfälle oder körperlichen Beschwerden auftreten.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zusammen mit medizinischen Geräten oder mit zwei oder mehr Produkten gleichzeitig; andernfalls können Übelkeit oder körperliches Unbehagen auftreten.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Zwecke als in der Bedienungsanleitung angegeben; andernfalls kann es Unfälle verursachen.
- Zerlegen, reparieren oder ändern Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung; andernfalls können Fehlfunktionen oder Elektroschocks auftreten.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zur Massage anderer Körperteile als des Nackens.
- Wenn ein Patient gleichzeitig Hochfrequenz-Chirurgiegeräte und dieses Produkt verwendet, können Verbrennungen an der Elektrodenstelle des Produkts auftreten und das Produkt beschädigen.

- Wenn dieses Produkt in der Nähe von Kurzwellen- oder Mikrowellentherapiegeräten (im Umkreis von 1 m) verwendet wird, kann dies die Produktleistung destabilisieren.
- Achten Sie darauf, dass die Elektrodenpads während der Massage nicht mit Wunden und Narben in Berührung kommen.
- Platzieren Sie die Elektrodenpads nicht in der Nähe des Herzbereichs; um das Risiko von Herzrhythmusstörungen nicht zu erhöhen.

Unter den folgenden Umständen sollten Sie sich vor der Anwendung von einem Arzt beraten lassen, andernfalls können Unfälle oder Beschwerden auftreten:

- Patienten, die sich in ärztlicher Behandlung befinden und anormale körperliche Symptome aufweisen;
- Patienten mit Infektionskrankheiten;
- Patienten, die auf Elektrodenpads aus rostfreiem Stahl allergisch reagieren;
- Patienten mit Herz- oder Hirnnervenerkrankungen;
- Patienten mit sensorischen Beeinträchtigungen oder Hautanomalien;
- Patienten mit einer Körpertemperatur von über 38°C (während eines Fiebers);
- Patienten, die Medikamente einnehmen;
- Patienten mit abnormalem Blutdruck;
- Patienten, die nicht in der Lage sind, ihren eigenen freien Willen zu äußern; und
- Patienten mit Wahrnehmungsstörungen aufgrund von schweren peripheren Durchblutungsstörungen, z. B., bei Diabetes.

Unter den folgenden Umständen sollten Sie die Einnahme dieses Produkts vermeiden:

- Patienten mit bösartigen Tumoren;
- schwangere und stillende Frauen;
- Patienten mit akuter eitriger Entzündung;
- Personen mit schweren kognitiven Beeinträchtigungen;
- Personen mit spastischen Lähmungen;
- Patienten, die zu Blutungen neigen;
- Herzschrittmacherbenutzer;
- Patienten, die Augenpflegeprodukte verwenden;
- Patienten mit Metallimplantaten;
- Personen mit Gerinnungsstörungen;
- Verwenden Sie es in der Nähe des Herzbereichs;
- Personen mit abnormem Nervenstress;
- Personen in einer Krampfphase nach einem Schlaganfall; und
- Personen mit eingeschränktem Bewusstsein sowie mit Kontrakturen an Gliedmaßen und Gelenken.



Hinweis

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Wenn Sie aufgrund von Anomalien in diesem Produkt körperliche Beschwerden verspüren, stellen Sie bitte sofort die Verwendung ein. Suchen Sie einen Arzt auf, falls Sie ungewöhnliche Empfindungen in Ihrem Körper oder auf Ihrer Haut verspüren, und befolgen Sie die medizinischen Ratschläge.

- Massieren Sie nicht mit elektronischen Geräten; andernfalls können Fehlfunktionen auftreten (z. B., Unterbrechung der Zeitmessfunktion einer elektronischen Uhr).
- Beim Auftreten eines Fehlers oder einer Geräte-Fehlfunktion, unterbrechen Sie umgehend die Stromzufuhr; andernfalls können eine Überhitzung oder Kurzschlüsse auftreten und Unfälle verursachen. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Kundendienst, um sich beraten zu lassen.
- Trennen oder verbinden Sie das Ladekabel nicht mit nassen Händen; andernfalls können Elektroschocks oder Unfälle auftreten.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht während des Schlafs. Andernfalls können Produkt-Fehlfunktionen auftreten und die Elektrodenpads können in andere Körperteile wandern und Unbehagen verursachen.
- Bitte tragen Sie dieses Produkt ordnungsgemäss im Halswirbelsäulenbereich und legen Sie es symmetrisch auf beiden Seiten an, um Unfälle oder Unbehagen zu vermeiden. Wenn Sie das Ladekabel vom Gerät trennen, halten Sie es am Stecker und nicht am Kabel fest, da ein Ziehen am Kabel möglicherweise einen Elektroschock verursachen oder das Gerät beschädigen kann.
- Laden Sie das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung auf, wenn Sie es zum ersten Mal in Betrieb nehmen oder wenn sich der Akku nach einer längeren Lagerzeit entleert hat, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäss funktioniert.
- Es ist normal, dass sich die Produktoberfläche nach längerem Verwendung erwärmt.
- Während des Betriebs knetet das Produkt den Nackenbereich mäßig durch; massieren Sie nicht über einen längeren Zeitraum hinweg. Wenn Sie Unbehagen verspüren, legen Sie eine Pause ein, bevor Sie die Anwendung fortsetzen.
- Falten Sie das Gerät nicht gewaltsam zusammen, wenn Sie es benutzen oder lagern, um eine Beschädigung der Komponenten zu vermeiden.
- Vermeiden Sie beim Falten des Produkts den Kontakt mit Haaren oder der Haut, um Quetschungen zu vermeiden.

Bitte verwenden oder lagern Sie dieses Produkt nicht an den folgenden Orten:

- an Stellen, die dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind;
- in starken elektromagnetischen Feldern; - an heißen und feuchten Stellen;
- an nassen Stellen; - in der Nähe von Feuerwerk; - an staubigen Stellen; und
- in Bereichen, die anfällig für Vibrationen und Stöße sind.



Empfehlungen:

- Bitte vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die Host-Tasten ordnungsgemäss funktionieren.
- Wenn Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen oder wenn sich der Akku nach einer längeren Lagerzeit entleert hat, laden Sie das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung auf, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
- Bitte entsorgen Sie dieses Produkt in Übereinstimmung mit dem geltenden städtischen Umweltschutz Normen zur Vermeidung der Umweltverschmutzung.
- Dieses Produkt ist für Personen ab 16 Jahren bestimmt.



Vorsicht:

- Wenn Sie bei der Verwendung des Massagegeräts Hautreizungen verspüren, verwenden Sie es bitte nicht und warten Sie zwei bis drei Tage ab, um zu sehen, ob Ihre Symptome nachlassen. Wenn die Symptome anhalten oder sich verschlimmern, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Vorsicht:

- Wenn Sie unter Ekzemen, Allergien oder Asthma leiden, können bei der Verwendung des Massagegeräts eher Hautreizungen oder Allergien auftreten.
- * Das Gerät darf nur mit einer Sicherheitsniedrigspannung betrieben werden, die der Gerätekennzeichnung entspricht.
- * Dieses Gerät kann von Personen im Alter von 8 Jahren und älter sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie mit einer Aufsicht oder Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts versorgt wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- * Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- * Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern unbeaufsichtigt durchgeführt werden.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt der Bedingung, dass dieses Gerät keine schädlichen Interferenzen verursacht. (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung zuständigen Partei genehmigt wurden

könnten möglicherweise das Recht des Benutzers zur Betreibung des Geräts erlöschen lassen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und es wurde befunden, dass es den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften entspricht. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung anhand einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen zu beheben:

--Die Empfangsantenne neu auszurichten oder an einen anderen Ort zu verlegen.

--Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger zu vergrößern.

--Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an dem der Empfänger angeschlossen ist.

--Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Unterstützung zu erhalten.

Gemäss der Bewertung erfüllt das Gerät die allgemeinen RF-Expositionsanforderungen. Das Gerät kann unter mobilen Expositionsbedingungen ohne Einschränkung verwendet werden.

RSS-Allg Ausgabe 4. Dezember 2014, „&“ CNR-Gen 4e Décembre 2014:

- Englisch:

Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreien RSS-Norm(en) der Industry Canada.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

- Französisch:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Dieses Gerät wurde für typische am Körper getragene Vorgänge getestet. Um die Anforderungen an die RF-Exposition zu erfüllen, muss ein Mindestabstand von 0 cm zwischen dem Körper des Benutzers und dem Mobilteil, einschließlich der Antenne, eingehalten werden. Gürtelclips, Holster und ähnliches Zubehör von Drittanbietern, die mit diesem Gerät verwendet werden, dürfen keine metallischen Bestandteile enthalten. Am Körper getragenes Zubehör, das diese Anforderungen nicht erfüllt, entspricht möglicherweise nicht den Anforderungen an die RF-Exposition und sollte vermieden werden. Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte oder eine zugelassene Antenne. Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU. Alle wesentlichen Funktestsuiten wurden durchgeführt.

1. VORSICHT: EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD. ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE AKKUS GEMÄSS DEN ANWEISUNGEN

2. Das Gerät entspricht den RF-Spezifikationen, wenn es in einem Abstand von 0 mm von Ihrem Körper verwendet wird

EU-Konformitätserklärung:
SKG Health Technologies Co., Ltd. Erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist online verfügbar unter <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



Elektroaltgeräte dürfen nicht mit dem Restmüll entsorgt werden, sondern müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an der kommunalen



Sammelstelle durch Privatpersonen ist kostenlos. Der Besitzer von Altgeräten ist dafür verantwortlich, die Geräte zu diesen oder ähnlichen Sammelstellen zu bringen. Mit diesem geringen persönlichen Aufwand tragen Sie dazu bei, wertvolle Rohstoffe zu recyceln und Giftstoffe zu behandeln.



FR

Cet appareil et sa batterie se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

DÉPLIANT

+ BARQUETTE

+ ÉTUI

BAC DE TRI



SUCCESS COURIER SL


CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

succeservice2@hotmail.com

OST_EU_20230214000009

Devant de la ceinture

Porter le produit avec ce côté tourné vers l'extérieur.



Derrière de la ceinture

Portez le produit ce côté vers l'intérieur et ajustez-le en fonction de votre taille.



Masseur


Bouton Marche/Arrêt/Mode

Intensité de la pulsation+

Intensité de la pulsation-

Tête de massage (électrodes)


Tête de massage (électrodes)



Indicateurs lumineux

(Voyant d'alimentation)

Une fois la batterie complètement chargée, les 4 voyants sont allumés et le nombre de voyants blancs représente la puissance restante de la batterie. Un seul voyant restant allumé en rouge signifie une batterie faible, et il est recommandé de recharger la batterie.



Port de chargement

Étape 1 : Après avoir reçu le produit, téléchargez l'application Future Wear (reportez-vous aux procédures de contrôle intelligent sur l'application). Si vous avez acheté la télécommande, veuillez l'appareiller et l'utiliser pour contrôler la ceinture (veuillez vous référer à la notice de la télécommande pour découvrir comment l'utiliser) ;

Étape 2 : Appuyez et maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 1,5 s pour allumer l'appareil. Une fois que les électrodes sont chaudes, placez la ceinture de massage autour de votre taille, puis serrez la ceinture, de sorte que les électrodes de la tête de massage puissent être fermement fixées sur la peau (veuillez hydrater votre peau si elle est sèche avant de porter la ceinture) ;

Étape 3 : Ouvrez l'application mobile pour le contrôle intelligent, par exemple le contrôle intelligent de l'intensité, du mode et du niveau d'intensité de la compresse chaude ; et

Étape 4 : Retirez la ceinture après toute utilisation.

* Veuillez insérer la ceinture dans le sens suivant



Instructions concernant le chargement/l'alimentation

N°	État des voyants	Description de l'état
1	Voyant blanc allumé fixe	Puissance restante de la batterie
2	Voyant rouge fixe allumé	Batterie faible
3	Le voyant rouge clignote	Batterie extrêmement faible
4	Voyant blanc allumé cyclique	Chargement en cours
5	Voyant blanc allumé fixe	Complètement chargé

Paramètres de base du produit

Nom du produit	Masseur pour la taille
Modèle	W7Pro
Tension nominale de charge	5V $\equiv$
Capacité de la batterie	2000mAh/7.4Wh
Puissance nominale en entrée	10W

Veillez soutenir le recyclage des batteries rechargeables (batteries lithium-ion)

 Danger	Bateria w tym produkcie to dedykowany akumulator, który nie jest przeznaczony do innych produktów. Nie ładuj wyjętego akumulatora. • Nie wrzucaj go do ognia ani nie podgrzewaj do wysokiej temperatury. • Nie przebijaj go gwoździami, nie uderzaj ani nie rozbieraj w celu modyfikacji • Nie podłączaj dodatnich i ujemnych biegunów baterii bezpośrednio do metalu • Nie przechowuj jej razem z naszyjnikami, spinkami do włosów itp. • Nie ładuj, nie używaj ani nie umieszczaj jej w miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak przy kominku lub w palącym słońcu • Powyższe sytuacje mogą spowodować przegrzanie, pożar i pęknięcie.
 Avertissement	Wyjęty akumulator należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i małych dzieci na wypadek, gdyby został połknięty przez pomyłkę • W przypadku omyłkowego połknięcia urządzenia należy natychmiast skonsultować się z lekarzem • Gdy z baterii wycieka płyn, nie dotykaj płynu ręcznie i możesz go przetworzyć w następujący sposób • Nie pocieraj oczu rękami, gdy elektrolit z akumulatora dostanie się do oczu, ponieważ może to spowodować ślepotę. Natychmiast przepłucz oczy czystą wodą i zasięgnij porady lekarza. Gdy Twoje ciało lub ubranie jest zanieczyszczone elektrolitem baterii, może to spowodować podrażnienie skóry lub obrażenia. Opłukaj je wodą. Jeśli nadal odczuwasz dyskomfort, natychmiast zasięgnij porady lekarza. Tylko złomowane produkty mogą zostać rozłożone. W przeciwnym razie może • dojść do wypadku pożaru, porażenia prądem, obrażeń. Gdy trzeba naprawić baterię (nie, aby wymienić baterię), proszę skonsultować się ze sprzedawcą, gdzie zakupiono ten produkt

Bateria litowo-jonowa zastosowana w tym produkcie jest cennym surowcem nadającym się do recyklingu. Przed utylizacją należy wyjąć baterię litowo-jonową i przekazać ją profesjonalnej organizacji odpowiedzialnej za recykling i przetwarzanie akumulatorów.

- Baterię należy wyjąć z urządzenia przed wyrzuceniem urządzenia.
- Urządzenie należy wyłączyć przed wyjęciem baterii.
- Baterię należy bezpiecznie zutylizować.

Kroki wyjmowania:

1. Podważ wewnętrzną i zewnętrzną osłonę jednostki głównej za pomocą profesjonalnych narzędzi.
2. Odkręć stałe śruby wspornika wewnętrznego za pomocą śrubokręta.
3. Odkręć śruby na płycie obwodu drukowanego.
4. Wytnij przewody baterii za pomocą nożyczek.
5. Wyjmij baterię.



Attention

Afin de prévenir toute conséquence ou risque, évitez d'utiliser le produit avec les dispositifs médicaux électroniques suivants :

- Dispositifs médicaux électroniques implantables tels que les stimulateurs cardiaques ;
- les dispositifs médicaux électroniques de maintien en vie tels que les cœurs et les poumons artificiels ; et - appareils médicaux électroniques tels que les électrocardiographes
- il est interdit d'utiliser le produit dans des zones inflammables et explosives telles que les stations-service et les ateliers poussiéreux.
- Veuillez noter que ce produit ne permet pas le diagnostic ou le traitement des troubles du cou.
- Pour les patients souffrant de troubles du cou, consultez un médecin pour une prise en charge précoce.
- Il est interdit d'utiliser ce produit en conduisant, en grimpant ou en pratiquant toute autre activité risquée, afin de prévenir tout accident.
- Évitez d'utiliser ce produit près du cœur, au-dessus du cou, de la tête ou de la bouche, autour des parties génitales ou près de zones présentant des troubles cutanés, et évitez de masser les deux pieds en même temps.
- Évitez de longues périodes d'utilisation de la fonction de compresse chaude, afin de prévenir tout risque de brûlure à basse température. Évitez d'utiliser ce produit pendant le sommeil ou dans un état d'inconscience, et pour les utilisateurs sensibles à la chaleur, utilisez un réglage de chaleur faible tout en contrôlant strictement le temps d'utilisation.
- Les patients souffrant de troubles circulatoires tels que des maladies vasculaires cérébrales, des bosses au niveau du cou, des suppurations cutanées au niveau du cou ou des troubles liés au cou ne doivent pas utiliser ce produit, car il pourrait aggraver les symptômes.
- Tenez ce produit hors de portée des nourrissons, des enfants ou des personnes totalement ou partiellement inconscientes. Ne les laissez pas non plus l'utiliser, afin de prévenir tout risque d'accident.
- Les personnes âgées de plus de 70 ans peuvent utiliser ce produit, mais avec précaution (avec l'avis et les conseils d'un médecin). Les terminaisons nerveuses des personnes de plus de 65 ans étant moins sensibles et leur peau plus fragile, elles doivent contrôler strictement le temps d'utilisation. Si le produit est doté de niveaux d'intensité ou de vitesse de massage réglables, choisissez les réglages d'intensité ou de vitesse les plus faibles.
- Augmentez progressivement l'intensité du massage en fonction de votre confort ; un niveau de réglage élevé non approprié pourrait entraîner une gêne et une tension musculaire.

Avertissement

- Ce produit est destiné à l'auto-massage et ne peut remplacer les médicaments ou les appareils médicaux.
- Il est interdit aux enfants, aux femmes enceintes et aux femmes en période menstruelle d'utiliser ce produit.
- Ce produit contient une batterie au lithium. Évitez de poser cet appareil dans un environnement à température élevée.
- Si vous avez une peau sensible ou une dermatite allergique faciale, ou si vous vous maquillez le visage, veuillez suivre les recommandations d'un médecin pour utiliser ce produit.
- Les utilisateurs allergiques aux métaux ou à la chaleur doivent utiliser ce produit avec prudence.
- Ce produit est doté d'une fonction chauffante. Soyez prudent si vous êtes insensible à la chaleur.
- En cas de gêne pendant l'utilisation, cessez immédiatement de l'utiliser.
- Ne démontez pas ce produit sans en avoir l'autorisation.
- N'essayez pas de remplacer la batterie sans autorisation.
- Si vous souffrez d'une blessure au cou, obtenez un avis médical avant d'utiliser ce produit.
- Les personnes insensibles à la chaleur doivent utiliser ce produit avec prudence, car il comporte une surface chauffante.
- Ce produit doit être utilisé dans un environnement normal : Température : 0 °C à 40 °C ; humidité relative : < 80 % HR, sans condensation ; Pression atmosphérique : 50 kPa à 106 kPa.
- Veuillez transporter et stocker ce produit dans des conditions normales : Température : 20 °C à +55 °C ; humidité relative : < 95 % HR, sans condensation ; Pression atmosphérique : 50 kPa à 106 kPa.
- Ce produit contient une batterie au lithium. Évitez de la démonter, de la modifier, de l'immerger dans l'eau ou de l'exposer à des flammes nues, car cela pourrait l'endommager ou la faire exploser.
- Évitez d'utiliser ce produit en l'appuyant contre la zone du cœur, car cela pourrait provoquer un accident ou vous mettre mal à l'aise.
- Évitez d'utiliser ce produit avec d'autres appareils médicaux ou d'utiliser deux ou plusieurs produits simultanément, car cela pourrait provoquer des nausées ou vous mettre mal à l'aise.
- Évitez d'utiliser ce produit à des fins autres que celles spécifiées dans le mode d'emploi, sous peine de provoquer des accidents.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas ce produit sans avoir obtenu une autorisation préalable, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement, ou des chocs électriques.
- Évitez d'utiliser ce produit pour masser des parties du corps autres que le cou.
- L'utilisation simultanée d'un équipement chirurgical à haute fréquence et ce produit peut entraîner des brûlures à l'emplacement de l'électrode du produit et endommager le produit.
- La sortie du masseur peut être instable si le produit est utilisé à proximité d'un équipement de thérapie à ondes courtes ou à micro-ondes (1 m).
- Évitez tout contact des électrodes avec les plaies et les cicatrices pendant le massage.
- Ne placez pas d'électrodes près du cœur dans la zone de la poitrine, car cela augmente le risque de fibrillation cardiaque.

Les scénarios suivants nécessitent un avis médical avant l'utilisation du produit, afin d'éviter tout risque d'accident :

- patients sous traitement médical et présentant des symptômes physiques anormaux ;
- patients atteints de maladies infectieuses ;
- patients allergiques aux électrodes en acier inoxydable ;
- patients souffrant de troubles cardiaques ou des nerfs crâniens ;
- patients souffrant de déficiences sensorielles ou d'anomalies cutanées ;
- patients dont la température corporelle est supérieure à 38°C (en cas de fièvre) ;
- patients sous traitement médicamenteux ;
- patients présentant une tension artérielle anormale ;
- patients incapables d'exprimer librement leur volonté ; et
- patients présentant des troubles de la perception dus à de graves problèmes de circulation périphérique causés par des affections telles que le diabète.

L'utilisation de l'appareil est strictement interdit dans les scénarios suivants :

- patients atteints de tumeurs malignes ;
- femmes enceintes ou parturientes ;
- patients présentant une inflammation suppurée aiguë ;
- personnes souffrant de troubles cognitifs sévères ;
- personnes atteintes de paralysie spastique ;
- patients ayant tendance à saigner ;
- utilisateurs de stimulateurs cardiaques ;
- patients utilisant des produits de soins oculaires ;
- patients avec implant métallique ;
- personnes souffrant de troubles de la coagulation ;
- utilisation à proximité de la zone cardiaque ;
- personnes présentant un stress nerveux anormal ;
- personnes en phase de spasme à la suite d'un accident vasculaire cérébral ; et
- personnes souffrant de troubles de la conscience et de déformations des membres et des articulations.



Remarque

- Veuillez lire entièrement le Manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser ce produit si vous ressentez une gêne en raison d'une anomalie de ce dernier. Consultez un médecin si vous avez des sensations inhabituelles au niveau du corps ou de la peau et suivez ses conseils.
- Évitez de masser en portant des appareils électroniques. Cela pourrait causer un dysfonctionnement (par exemple, une perturbation de la fonction de chronométrage d'une montre électronique).
- En cas de panne ou de dysfonctionnement du produit, débranchez-le immédiatement afin d'éviter la surchauffe ou les courts-circuits qui pourraient entraîner des accidents. Contactez le service clientèle pour une consultation après-vente si nécessaire.

- Ne branchez pas et ne débranchez pas le câble de chargement avec les mains mouillées, car cela pourrait provoquer des chocs électriques ou des accidents.
- N'utilisez pas ce produit pendant le sommeil, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit, et les électrodes pourraient se déplacer vers d'autres parties du corps et créer des maux.
- Veuillez porter ce produit correctement autour de la colonne cervicale et le placer symétriquement des deux côtés afin d'éviter tout accident ou inconfort.
- Débranchez le câble de charge de cet appareil en tenant la fiche plutôt que le câble, car tirer sur la câble vous expose au risque de décharge électrique ou d'endommagement du produit.
- Chargez le produit conformément au manuel d'utilisation lors de sa première utilisation, ou si la batterie est épuisée après un stockage prolongé, afin de garantir son bon fonctionnement.
- La surface du produit devient chaude après une utilisation prolongée, ce qui est normal.
- Au cours de son processus de fonctionnement, l'appareil masse modérément la région du cou ; évitez de masser pendant une période prolongée. Si vous ressentez une gêne, faites une pause avant de continuer.
- Ne pliez pas le produit avec force lorsque vous l'utilisez ou le rangez afin d'éviter d'endommager ses composants.
- Pliez le produit en évitant tout contact avec les cheveux ou la peau qui pourraient s'y coincer.

N'utilisez pas et ne stockez pas ce produit dans les endroits suivants :

- endroit exposé à la lumière directe du soleil ;
- dans des champs électromagnétiques puissants ;
- dans des endroits chauds et humides
- dans des endroits humides ;
- à proximité de feux d'artifice ;
- dans des endroits poussiéreux ; et
- dans des endroits sensibles aux vibrations et aux chocs.



Recommandations :

- Avant d'utiliser le produit, vérifiez que les boutons de l'hôte fonctionnent correctement.
- Si vous utilisez ce produit pour la première fois ou si la batterie est épuisée après un stockage prolongé, chargez le produit conformément au manuel d'utilisation afin d'en garantir un bon fonctionnement.
- La mise au rebut de ce produit doit respecter les normes urbaines de protection de l'environnement en vigueur, afin d'éviter toute pollution de l'environnement.
- Ce produit est réservé aux personnes âgées de 16 ans ou plus.



Précaution :

- En cas d'irritation de la peau lors de l'utilisation du masseur corporel, cessez de l'utiliser et patientez deux à trois jours pour voir l'évolution des symptômes. En cas de persistance ou d'aggravation des symptômes, consultez un médecin.
- L'utilisation du masseur peut entraîner une irritation de la peau ou une allergie chez les personnes souffrant d'eczéma, d'allergies ou d'asthme.

- * L'appareil doit être alimenté uniquement avec une très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
- * Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués.
- * Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil.
- * Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis à la condition que cet appareil ne provoque pas d'interférences nuisibles (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage radioélectrique, et (2) cet appareil doit tolérer toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non souhaité.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité

peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'est cependant pas garanti qu'aucune interférence ne sera générée dans le cadre d'une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

--Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.

--Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.

--Brancher l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

--Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide. L'appareil a été testé pour respecter les exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portable.

RSS-Gen du 4 décembre 2014« & »CNR-Gen 4e décembre 2014 :

- English:

Cet appareil est conforme à la (aux) norme(s) RSS d'Industrie Canada

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit produire aucune interférence, et (2) cet appareil doit tolérer toute interférence reçues, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

- Français :

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'enc ompromettre le fonctionnement.



Cet appareil a été testé pour des opérations typiques. Pour respecter les exigences en matière d'exposition aux RF, une distance de séparation minimale de 0 cm doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et l'appareil, y compris l'antenne. Les attaches de ceinture, les étuis et les accessoires similaires utilisés par cet appareil ne doivent pas contenir de composants métalliques. L'utilisation d'accessoires qui ne satisfont pas à ces exigences risque d'invalider la conformité aux exigences en matière d'exposition aux RF et doit être évitée. Utilisez uniquement l'antenne fournie ou une antenne approuvée. Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Tous les tests radio essentiels ont été effectués.

1. PRÉCAUTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE NON ADAPTÉ. ÉLIMINEZ LES BATTERIES USAGÉES EN RESPECTANT LES CONSIGNES.

2. L'appareil respecte les exigences de RF lorsqu'il est utilisé à 0 mm du corps. Déclaration de conformité UE :

SKG Health Technologies Co., Ltd. Déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité de l'UE est consultable en ligne à l'adresse <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



Les appareils électriques hors d'usage ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais séparément. L'élimination au point de collecte communal par des particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des vieux appareils de les apporter à ces points de collecte ou à tout autre point de collecte similaire. Vous contribuez par ce petit effort personnel au recyclage de matières premières précieuses et au traitement de substances toxiques.



FR

Cet appareil
et sa batterie
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

DÉPLIANT
+ BARQUETTE
+ ÉTUI




SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

succeservice2@hotmail.com

OST_EU_20230214000009


Frontal del cinturón



Parte trasera del cinturón




Masajeador



Luces indicadoras (luces indicadoras)

Cuando la batería esté completamente cargada, las 4 luces estarán encendidas, y el número de luces blancas representan la carga de batería restante. Cuando solo quede una luz indicadora encendida en rojo, significa que la batería está baja, y se recomienda cargarla a tiempo.



Instrucciones de uso

ES

- Paso 1: Una vez recibido el producto, descargue la aplicación Future Wear (consulte los procedimientos de control inteligente en la aplicación). Si ha adquirido el mando a distancia, emparéjelo y utilícelo para controlar el cinturón (consulte el prospecto del mando a distancia para saber cómo utilizarlo);
- Paso 2: Pulse y mantenga el botón de encendido/apagado durante 1,5 segundos para encenderlo. Cuando los electrodos estén calientes, colóquese el cinturón de masaje alrededor de la cintura y, a continuación, apriételo para que los electrodos del cabezal de masaje queden bien apretados contra la piel (si tiene la piel seca, humidézcala antes de ponérselo);
- Paso 3: Abra la app móvil para el control inteligente, p. ej. la intensidad, el modo y el nivel de intensidad de compresión caliente; y
- Paso 4: Retire el cinturón tras el uso.
- * Inserte el cinturón en la dirección indicada



Instrucciones de carga/alimentación

ES

Núm.	Estado de luz indicadora	Descripción de estado
1	Luz blanca fija encendida	Potencia de batería restante
2	Luz roja fija encendida	Batería baja
3	Luz roja parpadeando	Batería extremadamente baja
4	Luz blanca cíclica encendida	Cargando
5	Luz blanca fija encendida	Completamente cargado

Parámetros básicos del producto

ES

Nombre del producto	Masajeador de cintura
Modelo	W7Pro
Tensión de carga nominal	5V =
Capacidad de la batería	2000mAh/7.4Wh
Potencia de entrada nominal	10W

Apoye el reciclaje de baterías recargables (baterías de ion litio)

 Peligro	La batería de este producto es una batería recargable dedicada que no debería utilizarse en otros productos. No cargue la batería una vez haya sido retirada. • No la tire al fuego o la exponga a temperaturas excesivas. • No la perfore, haga sufrir impactos fuertes o la desmonte • No conecte las terminales negativa y positiva de la batería con metal • No la almacene con collares, horquillas, etc. • No la cargue, utilice o almacene en ubicaciones de altas temperaturas como cerca de un horno o bajo la luz del sol • Todos los escenarios anteriores podrían resultar en un sobrecalentamiento, fuego o explosión.
 Ostrzeżenie	Mantenga la batería recargable extraída fuera del alcance de niños pequeños para evitar la ingesta accidental • Si se tragan, busque atención médica inmediata. • Si ocurre una fuga de la batería, no toque el líquido con las manos expuestas. • Siga las instrucciones de seguridad siguientes: • Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos, podría causar ceguera. No se frote el ojo con las manos. Lávese con agua inmediatamente y busque ayuda médica. Si el líquido de la batería entra en contacto con el cuerpo o la ropa, puede provocar inflamaciones o heridas en la piel. Lávese con agua inmediatamente y, si persisten las molestias, busque ayuda médica. • Desmonte el producto solo cuando vaya a desecharlo. Si no se cumple esta recomendación, se pueden provocar incendios, descargas eléctricas, lesiones y otros accidentes. Póngase en contacto con el minorista donde adquirió el producto para su reparación (a excepción de sustituciones de batería).

La batería de iones de litio utilizada en este producto es un recurso valioso que se puede reciclar. Por favor, retire la batería de iones de litio antes de desecharla y entréguela a una organización profesional capaz de reciclar y procesar pilas recargables.

- La batería debe retirarse del aparato antes de desecharlo.
- El dispositivo debe apagarse antes de retirar la batería.
- Las baterías deben desecharse de forma segura.

Pasos de eliminación:

1. Haga palanca para abrir las carcasas interior y exterior de la unidad principal utilizando herramientas profesionales.
2. Desatornille los tornillos fijos del soporte interno con un destornillador.
3. Desatornille los tornillos de la placa.
4. Corte el cable de batería utilizando unas tijeras.
5. Retire la batería.



Precaución

Para mitigar los impactos y posibles daños, no utilice el producto con los siguientes dispositivos médicos electrónicos:

- dispositivos médicos implantables, tales como marcapasos;
- dispositivos médicos electrónicos de soporte vital como corazones y pulmones artificiales; y dispositivos médicos electrónicos como electrocardiógrafos.
- No utilice nunca el producto en zonas inflamables y explosivas como gasolineras y talleres polvorientos.
- Tenga en cuenta que este producto no está destinado a diagnosticar o tratar trastornos del cuello.
- En el caso de pacientes con trastornos cervicales, consulte a profesionales sanitarios para evitar retrasos en el tratamiento.
- No utilice este producto mientras conduce, escala o realiza otras actividades peligrosas; de lo contrario, podría provocar accidentes.
- No utilice este producto cerca de la zona del corazón, por encima del cuello, la cabeza o la boca, alrededor de las zonas genitales o cerca de zonas con trastornos cutáneos, y no masajee ambos pies simultáneamente.
- No use la función de compresa caliente durante un largo tiempo, dado que hay riesgo de quemaduras de baja temperatura. No utilice este producto mientras duerme o en estado de inconsciencia, y para los usuarios sensibles al calor, utilice un ajuste de calor bajo y controle estrictamente el tiempo de uso.
- Para pacientes con trastornos circulatorios como enfermedades vasculares cerebrales, bultos en el cuello, supuración de la piel del cuello o trastornos relacionados con el cuello, no utilice este producto, ya que puede empeorar los síntomas.
- Mantenga este producto fuera del alcance de bebés, niños o personas total o parcialmente inconscientes. No permita que dichas personas lo utilicen, ya que puede provocar accidentes.
- Para las personas mayores de 70 años, tenga cuidado al utilizar este producto (solicite el consejo y la orientación de un médico). Dado que las terminaciones nerviosas de los mayores de 65 años son menos sensibles y su piel es más frágil, deben controlar estrictamente el tiempo de uso. Si el producto dispone de niveles ajustables de intensidad o velocidad de masaje, elija los de intensidad o velocidad bajas.
- Aumente la intensidad del masaje gradualmente según su comodidad personal; de lo contrario, establecer una configuración alta podría causar molestias o dolor muscular.

Advertencia

- Este producto es para masajes de autocuidado y no puede utilizarse como sustituto de medicamentos o dispositivos médicos.
- Se prohíbe el uso de este producto a niños, mujeres embarazadas y mujeres en periodo menstrual.
- Este producto contiene una batería de litio. No lo coloque en un entorno con altas temperaturas.
- Si tiene piel sensible, dermatitis alérgica o se ha aplicado maquillaje, deberá utilizar este producto bajo la supervisión de un médico.
- Los usuarios alérgicos a los metales o al calor deben tener cuidado al utilizar este producto.
- Este producto tiene función de calefacción. Tenga cuidado si no tiene sensibilidad al calor.
- Si se siente incómodo durante su uso, deje de utilizarlo inmediatamente.
- No desmonte este producto sin permiso.
- No intente sustituir la batería sin permiso.
- Si tiene alguna lesión en el cuello, consulte a un médico antes de utilizar el producto.
- Las personas insensibles al calor deben tener cuidado al usar este producto, dado que tiene una superficie de calefacción.
- Asegúrese de utilizar este producto en un entorno operativo normal: temperatura: 0 °C a 40 °C; humedad relativa: < 80 % HR, sin condensación; presión atmosférica: 50 kPa a 106 kPa.
- Transporte y utilice este producto en condiciones normales: temperatura: 20 °C a +55 °C; humedad relativa: < 95 % HR, sin condensación; presión atmosférica: 50 kPa a 106 kPa.
- Este producto contiene una batería de litio. No lo desmonte, modifique, sumerja en agua ni arroje al fuego, de lo contrario el producto podría dañarse y explotar.
- No presione este producto contra la zona del corazón durante su uso; de lo contrario, podría provocar un accidente o malestar físico.
- No utilice este producto con dispositivos médicos ni utilice dos o más productos simultáneamente; de lo contrario, podría provocar náuseas o malestar físico.
- No utilice este producto para fines distintos de los especificados en el manual de instrucciones; de lo contrario, podría provocar accidentes.
- No desmonte, repare ni modifique este producto sin permiso; de lo contrario, podría provocar fallos de funcionamiento o una descarga eléctrica.
- No utilice este producto para masajear otras partes del cuerpo distintas del cuello.
- Si un paciente utiliza simultáneamente un equipo quirúrgico de alta frecuencia y este producto, pueden producirse quemaduras en la zona de los electrodos y dañar el producto.
- Si el producto se utiliza cerca de un equipo terapéutico de onda corta o microondas (1 metro), la potencia del producto puede ser inestable.
- Evite el contacto de las almohadillas de los electrodos con heridas y cicatrices durante el masaje.
- No coloque las almohadillas de los electrodos cerca del corazón, ya que aumenta el riesgo de fibrilación cardíaca.

En las siguientes situaciones, consulte a un médico antes de usarlo; de lo contrario, pueden producirse accidentes o molestias:

- pacientes bajo tratamiento médico y que experimentan síntomas físicos inusuales;
- pacientes con enfermedades infecciosas;
- pacientes alérgicos a las almohadillas de electrodos de acero inoxidable;
- pacientes con trastornos cardíacos o de los nervios craneales;
- pacientes con deficiencias sensoriales o anomalías cutáneas;
- pacientes con una temperatura corporal superior a 38°C (durante la fiebre);
- pacientes que reciben medicación;
- pacientes con una tensión arterial anormal;
- pacientes incapaces de expresar libremente su voluntad; y
- pacientes con trastornos de la percepción debidos a problemas graves de circulación periférica causados por afecciones como la diabetes.

En las siguientes situaciones, asegúrese de no utilizar este producto:

- pacientes con tumores malignos;
- mujeres embarazadas y en periodo de lactancia;
- pacientes con inflamación supurativa aguda;
- individuos con trastornos cognitivos graves;
- individuos con parálisis espástica;
- pacientes con tendencia a sangrar;
- usuarios de marcapasos cardíacos;
- pacientes utilizando productos de cuidados oculares;
- pacientes con implantes metálicos;
- personas con trastornos de la coagulación;
- uso cerca de la zona del corazón;
- individuos con tensión nerviosa anormal;
- individuos en fase de espasmo tras un accidente cerebrovascular; e
- individuos con conciencia poco clara y deformidades por contractura de extremidades y articulaciones.



Nota

- Lea el manual de instrucciones antes de utilizar el producto.
- Si se siente indispuesto debido a alguna anomalía en este producto, deje de utilizarlo inmediatamente. Consulte a un médico si experimenta sensaciones inusuales en la piel o el cuerpo, y siga su consejo médico.
- No masajee con dispositivos electrónicos; de lo contrario, podría provocar averías (como la interrupción de la función de cronometraje de un reloj electrónico).
- Si se produce una avería y el producto no puede funcionar, desconecte inmediatamente la alimentación; de lo contrario, podría provocar un sobrecalentamiento o un cortocircuito, con el consiguiente riesgo de accidente. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para una consulta posventa si es necesario.

- No enchufe ni desenchufe el cable de carga con las manos mojadas, ya que podría provocar descargas eléctricas o accidentes.
- No utilice este producto mientras duerme; de lo contrario, puede provocar un mal funcionamiento del producto y que las almohadillas de los electrodos se desplacen a otras partes del cuerpo, causando molestias.
- Por favor, lleve este producto correctamente alrededor de la zona de la columna cervical y colóquelo simétricamente a ambos lados para evitar accidentes o molestias. Cuando desconecte el cable de carga del producto, sujete el enchufe en lugar del cable, ya que si tira de él puede provocar una descarga eléctrica o dañar el producto.
- Cargue el producto de acuerdo con el manual de instrucciones cuando lo utilice por primera vez o si la batería se ha agotado tras un almacenamiento prolongado para asegurarse de que funciona correctamente.
- Es normal que la superficie del producto se caliente tras un uso prolongado.
- Cuando el producto esté funcionando, amasará moderadamente la zona del cuello; no masajee durante un periodo de tiempo prolongado. Si siente molestias, tómese un descanso antes de seguir utilizándolo.
- No doble el producto a la fuerza cuando lo utilice o lo guarde para evitar dañar sus componentes.
- Al doblar el producto, evite el pelo o la piel para evitar pellizcos.

No utilice ni almacene el producto en los siguientes lugares:

- Lugares expuestos a la luz de sol directa;
- Lugares con campos electromagnéticos fuertes;
- Lugares húmedos y calurosos;
- Lugares de alta humedad;
- Cerca de fuegos artificiales;
- Lugares con polvo; y
- Lugares propensos a las vibraciones.



Recomendaciones:

- Antes de su uso, asegúrese que los botones del cuerpo principal funcionen correctamente.
- Si va a utilizar el producto por primera vez o tras haberse acabado la batería después de almacenarlo un largo tiempo, cargue el producto de acuerdo al manual de instrucciones para garantizar que funcione correctamente.
- Por favor, elimine este producto de acuerdo con las normas de protección medioambiental urbana aplicables para evitar la contaminación medioambiental.
- Este producto se ha diseñado para personas de 16 o más años de edad.



Precaución:

- Si experimenta irritación cutánea al usar el masajeador corporal, por favor, absténgase de usarlo y espere dos o tres días para ver si los síntomas remiten. Si los síntomas persisten o empeoran, consulte a un médico.
- Si padece eccemas, alergias o asma, es más probable que experimente una irritación cutánea o una alergia al utilizar el masajeador.

- * El aparato solo debe alimentarse a la tensión extra baja de seguridad correspondiente a la marcada en el aparato.
- * Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
- * Los niños no deberán jugar con el aparato.
- * La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deberán ser realizados por niños sin supervisión.

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a la condición de que este dispositivo no cause interferencias perjudiciales, (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de normas podría invalidar la autoridad del usuario sobre el equipamiento.

NOTA: Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta.

Si este dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el dispositivo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar de manera portátil sin restricciones.

RSS-Gen Número 4 de diciembre de 2014 "y" CNR-Gen 4e de diciembre de 2014:

- Español:

Este aparato cumple la(s) norma(s) RSS exenta(s) de licencia de Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

- Francés:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectriques ubi, même si le brouillage est susceptible d'encompromettre le fonctionnement.



Este dispositivo ha sido probado para funcionamientos de uso corporal. Para cumplir los requisitos de exposición a RF, debe mantenerse una distancia mínima de separación de 0 cm entre el cuerpo del usuario y el aparato, incluida la antena. Las pinzas de cinturón, fundas y accesorios similares de terceros que se utilicen con este dispositivo no deben contener componentes metálicos. Los accesorios corporales que no cumplan estos requisitos pueden incumplir los requisitos de exposición a RF y deben evitarse. Utilice únicamente la antena suministrada o una aprobada. Este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Se han llevado a cabo todas las pruebas de radio esenciales.

1. PRECAUCIÓN: PUEDE HABER RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS UTILIZADAS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES

2. El aparato cumple las especificaciones de radiofrecuencia cuando se utiliza a 0 mm de su cuerpo. Declaración de conformidad de la UE:

SKG Health Technologies Co., Ltd. Declara que este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva (UE)2014/53. Hay disponible una copia de la Declaración de conformidad de la UE en <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



Los aparatos eléctricos viejos no deben eliminarse junto con los residuos, sino por separado. La eliminación en el punto de recogida común a través de particulares es gratuita. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos de recogida o a otros similares. Con este pequeño esfuerzo personal, contribuye a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de sustancias tóxicas.

Precaución:



FR
Cet appareil et sa batterie se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR
DÉPLIANT
+ BARQUETTE
+ ÉTUI




SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

OST_EU_20230214000009

successservice2@hotmail.com


Parte anteriore della fascia



Parte posteriore della fascia




Massaggiatore



Spie luminose (spie di alimentazione)

Quando la batteria è completamente carica, tutte e 4 le spie sono accese e il numero di spie bianche rappresenta la carica rimanente della batteria altri. Quando una sola spia rimane accesa in rosso indica che la batteria è scarica e si consiglia di ricaricarla.



Porta di ricarica

Passaggio 1: Dopo aver ricevuto il prodotto, scaricare l'App Future Wear (si rimanda alle procedure di controllo intelligente su APP). Se è stato acquistato il telecomando, associarlo e usarlo per controllare la fascia (si rimanda al foglio di istruzioni del telecomando per le modalità di utilizzo);

Passaggio 2: Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 1,5 s per accendere il prodotto. Quando gli elettrodi diventano caldi, indossare la fascia massaggiante intorno alla vita, quindi stringerla in modo che gli elettrodi delle testine massaggianti possano essere premuti saldamente contro la cute (se la secca è secca, idratarla prima di indossare il dispositivo);

Passaggio 3: Aprire l'APP mobile per il controllo intelligente, ad esempio controllo intensità, modalità e livello di intensità dell'impacco caldo; e

Passaggio 4: Dopo l'uso, rimuovere la fascia.

* Inserire la fascia nella seguente direzione



Istruzioni di ricarica/alimentazione

N.	Stato della spia luminosa	Descrizione dello stato
1	Spia bianca accesa fissa	Energia rimanente della batteria
2	Spia rossa accesa fissa	Carica della batteria ridotta
3	Spia rossa lampeggiante	Carica della batteria estremamente ridotta
4	Spia bianca accesa ciclicamente	In ricarica
5	Spia bianca accesa fissa	Completamente carica

Parametri base del prodotto

Nome del prodotto	Massaggiatore addominale
Modello	W7Pro
Tensione di ricarica nominale	5V $\equiv$
Capacità della batteria	2000mAh/7.4Wh
Potenza nominale in ingresso	10W

Sostenere il riciclaggio delle batterie al litio ricaricabili (batterie agli ioni di litio)

 Pericolo	La batteria di questo prodotto è una batteria ricaricabile dedicata e non è deve essere utilizzata in altri prodotti. Non caricare la batteria una volta che è stata rimossa. • Non esporla a fiamme dirette o a fonti di calore eccessive. • Non praticarvi buchi con chiodi, sottoporla a impatti violenti o disassemblarla. • Non collegare il polo positivo e quello negativo con del metallo. • Non conservarla con collane, forcine, ecc. • Non caricarla, utilizzarla o conservarla in ambienti con temperatura elevata come vicino a stufe o sotto la luce diretta del sole. • Tutti gli scenari sopra menzionati possono condurre a surriscaldamento, fuoco o esplosioni.
 Avvertenze	Una volta rimossa, posizionare la batteria ricaricabile fuori dalla portata di bambini per evitare che possano ingerirla accidentalmente. • Se ingerita, chiedere immediata assistenza medica. • Se la batteria presenta perdite, non toccare il liquido a mani nude. • Seguire le istruzioni di sicurezza di seguito riportate: • Rischio di cecità in caso di contatto del liquido con gli occhi. Non sfregarsi gli occhi con le mani. Sciacquare immediatamente con acqua pulita e richiedere assistenza medica. Se il liquido della batteria entra in contatto con il corpo o con gli indumenti, potrebbe causare infiammazioni o lesioni cutanee. Sciacquare immediatamente con acqua pulita e richiedere assistenza medica se si continua ad avvertire fastidio o dolore. • Il disassemblamento del prodotto è consentito solo in caso di smaltimento. Il mancato adempimento potrebbe causare fuoco, elettrocuzione, danni fisici o altri incidenti. Per riparazioni, contattare il distributore dove si è acquistato il prodotto (ad eccezione di sostituzione della batteria).

La batteria agli ioni di litio utilizzata in questo prodotto è una risorsa che può essere riciclata. Rimuovere la batteria agli ioni di litio prima dello smaltimento e consegnarla a un'organizzazione professionale in grado di riciclare e processare batterie ricaricabili.

- Prima di smaltire l'apparecchio, la batteria deve essere rimossa dal dispositivo.
- Il dispositivo deve essere spento prima di rimuovere la batteria.
- La batteria deve essere smaltita in sicurezza.

Passaggi per la rimozione:

1. Aprire la scocca interna ed esterna dell'unità principale utilizzando attrezzi professionali.
2. Svitare le viti del supporto interno utilizzando un cacciavite.
3. Svitare le viti della scheda dei circuiti.
4. Tagliare i cavi della batteria con le forbici.
5. Rimuovere la batteria.



Precauzioni

Per mitigare impatti e possibili danni, non usare il prodotto con i seguenti dispositivi medici elettronici:

- Dispositivi elettromedicali impiantabili come pacemaker;
- Dispositivi elettromedicali di supporto vitale come cuori e polmoni artificiali; e - dispositivi elettromedicali come elettrocardiografi.
- Non utilizzare mai il prodotto in aree infiammabili e/o a rischio esplosione come distributori di benzina e laboratori in cui è presente polvere.
- Si ricorda che questo prodotto non è concepito per diagnosticare o trattare disturbi al collo.
- Ai pazienti con disturbi al collo, si consiglia di consultare un professionista dell'assistenza sanitaria per evitare ritardo nel processo di cura.
- Non utilizzare questo prodotto durante la guida, l'arrampicata o durante altre attività pericolose, al fine di non incorrere in incidenti.
- Non utilizzare questo prodotto vicino all'area del cuore, sopra il collo, sulla testa o sulla bocca, vicino all'area dei genitali o ad aree con disturbi cutanei e non massaggiare entrambi i piedi contemporaneamente.
- Non utilizzare la funzione impacco caldo per lungo periodo, in quanto si rischia di subire ustioni da bassa temperatura. Non utilizzare questo prodotto durante il sonno o in altri stati in cui si è privi di sensi. Agli utilizzatori sensibili al calore si consiglia di utilizzarla a calore basso e tenere d'occhio attentamente il tempo di utilizzo.
- Ai pazienti con disturbi circolatori come malattie cerebrovascolari, bozzi sul collo, idrosadenite suppurativa o disturbi connessi al collo, si consiglia di non utilizzare questo prodotto, in quanto potrebbe aggravare i sintomi.
- Mantenere il prodotto lontano dalla portata di bambini, o individui interamente o parzialmente privi di sensi. Non lasciare che suddette persone lo utilizzino, al fine di evitare incidenti.
- Per gli individui di età superiore ai 70 anni, si raccomanda di utilizzare questo prodotto con cautela (chiedendo consiglio o facendosi guidare da un medico). Poiché le terminazioni nervose degli individui di età superiore ai 65 anni sono meno sensibili e la loro pelle è più fragile, si consiglia a tali persone di tenere d'occhio attentamente loro tempo di utilizzo. Qualora il prodotto permetta di regolarle, selezionare intensità o velocità di massaggio basse.
- Aumentare l'intensità del massaggio gradualmente, in base al proprio benessere; altrimenti, impostando subito un massaggio a velocità elevata si potrebbe incorrere in malessere e stiramenti muscolari.

Avvertenze

- Questo prodotto è ad uso per il benessere personale e non può essere utilizzato come sostituto di farmaci o dispositivi medici.
- L'utilizzo di questo prodotto è vietato a bambini, a donne incinte e donne in fase di ciclo mestruale.
- Questo prodotto contiene una batteria al litio. Non porlo in un ambiente caratterizzato da temperatura elevata.
- Coloro che hanno pelle sensibile, dermatite allergica o fanno uso di trucchi per il viso, devono utilizzare questo prodotto sotto la guida di un medico.
- Si raccomanda agli utenti allergici a metalli o sensibili al calore di utilizzare questo prodotto con cautela.
- Questo prodotto è dotato di una funzione riscaldamento. Si prega di fare attenzione se si è privi di sensibilità al calore.
- Se si avverte disturbo o fastidio durante l'uso, smettere di usarlo immediatamente.
- Non smontare il prodotto senza autorizzazione.
- Non cercare di sostituire la batteria senza autorizzazione.
- Se si hanno lesioni al collo, consultare un professionista dell'assistenza sanitaria prima di utilizzare questo prodotto.
- Si raccomanda agli individui che non hanno sensibilità al calore di prestare attenzione durante l'utilizzo di questo prodotto, in quanto possiede una superficie riscaldante.
- Assicurarsi di utilizzare questo prodotto all'interno di un ambiente di funzionamento normale: temperatura: da 0°C a 40°C; umidità relativa: < 80% RH, senza condensa; pressione atmosferica: da 50 kPa a 106 kPa.
- Si prega di trasportare e conservare questo prodotto in condizioni normali: temperatura: Da 20°C a +55°C; umidità relativa: < 95% RH, senza condensa; pressione atmosferica: da 50 kPa a 106 kPa.
- Questo prodotto contiene una batteria al litio. Non smontare, modificare, immergere in acqua, esporre a fiamme libere questo prodotto, in quanto ciò potrebbe causare danneggiamenti o esplosioni.
- Non premere questo prodotto contro l'area del cuore durante l'uso, in quanto ciò potrebbe causare incidenti o malessere fisico.
- Non utilizzare questo prodotto con dispositivi medici o con due o più prodotti contemporaneamente, in quanto ciò potrebbe causare nausea o malessere fisico.
- Non utilizzare questo prodotto per fini diversi da quelli specificati nel manuale di istruzioni, in quanto ciò potrebbe causare incidenti.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto senza previa autorizzazione, in quanto ciò potrebbe causare malfunzionamenti o folgorazioni.
- Non utilizzare questo prodotto per massaggiare parti del corpo diverse dal collo.
- Se un paziente utilizza simultaneamente attrezzatura chirurgica ad alta frequenza e questo prodotto, si potrebbe incorrere in ustioni in corrispondenza degli elettrodi del prodotto e danneggiamento di quest'ultimo.

- Se il prodotto viene utilizzato vicino ad apparecchiature per terapia a onde corte o a microonde (entro 1 m di distanza), l'emissione dal massaggiatore potrebbe essere instabile.
- Durante il massaggio, evitare che gli elettrodi entrino in contatto con ferite e cicatrici.
- Non posizionare gli elettrodi nell'area vicino al cuore durante il massaggio, in quanto ciò aumenta il rischio di fibrillazione cardiaca.

Nelle seguenti situazioni, consultare un medico prima dell'uso, al fine di evitare incidenti o malessere:

- pazienti sotto trattamento medico e con sintomi fisici anormali;
- pazienti affetti da malattie infettive;
- pazienti allergici a elettrodi di acciaio inossidabile;
- pazienti con disturbi cardiaci o del nervo cranico;
- pazienti con invalidità visiva o anomalie cutanee;
- pazienti con temperatura corporea sopra i 38°C (febbre);
- pazienti che assumono farmaci;
- pazienti con anomalie della pressione sanguigna;
- pazienti che non sono in grado di esprimere liberamente la propria volontà; e
- pazienti con disturbi della percezione dovuti a gravi problemi alla circolazione periferica causati da sindromi quali il diabete.

Non utilizzare il prodotto nelle seguenti situazioni:

- pazienti affetti da tumori maligni;
- donne incinte o partorienti;
- pazienti affetti da infiammazione acuta suppurativa;
- individui affetti da grave insufficienza cognitiva;
- individui affetti da paralisi spastica;
- pazienti con tendenza a emorragie;
- utilizzatori di pacemaker cardiaci;
- pazienti che usano prodotti atti al trattamento degli occhi;
- pazienti portatori di impianti metallici;
- individui con coagulopatie;
- utilizzo vicino all'area del cuore;
- individui con stress nervoso anormale;
- individui con spasmi a seguito di un incidente cerebrovascolare; e
- individui con stato di coscienza alterato e deformità da contrattura ad arti e articolazioni.



Note

- Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il manuale d'istruzioni.
- Se si avvertono disagi dovuti ad anomalie con questo prodotto, interromperne immediatamente l'uso. Consultare un medico se si provano sensazioni inusuali nel corpo o sulla pelle e seguirne i consigli.
- Non massaggiare con dispositivi elettronici, in quanto ciò potrebbe causare malfunzionamenti (ad esempio, interruzione delle funzioni di indicazione del tempo di orologi elettronici).

- Se si presenta un malfunzionamento e non si riesce a utilizzare il prodotto, scollegarlo immediatamente dalla corrente, in quanto potrebbero verificarsi surriscaldamenti o corto circuiti che potrebbero indurre ad incidenti. Contattare il servizio clienti per una consulenza post-vendita se necessario.
- Non collegare o scollegare il cavo di ricarica con le mani bagnate, in quanto ciò potrebbe causare elettrocuzioni o incidenti.
- Non utilizzare questo prodotto durante il sonno, al fine di evitare malfunzionamenti e che gli elettrodi si muovano verso altre parti del corpo, causando malessere.
- Indossare questo prodotto nella maniera corretta attorno all'area rachide cervicale e posizionarlo in maniera simmetrica su entrambi i lati al fine di evitare incidenti o malessere. Durante lo scollegamento del cavo di corrente dal prodotto, tirare tenendo la spina e non il cavo, in quanto, in caso contrario si potrebbe incorrere in elettrocuzione o danneggiamenti del prodotto.
- Ricaricare il prodotto in base alle istruzioni quando si utilizza per la prima volta o se la batteria si è scaricata dopo un lungo periodo di utilizzo, per assicurarsi che funzioni adeguatamente.
- È normale che la superficie del prodotto si riscaldi dopo l'utilizzo per un lungo periodo di tempo.
- Quando il prodotto è in funzione, lavorerà moderatamente l'area del collo; non massaggiarla per un periodo di tempo prolungato. Se si avverte malessere, fare una pausa prima di continuare l'uso.
- Non fare forza per piegare il prodotto durante l'uso o per conservarlo, al fine di non danneggiare i suoi componenti.
- Quando si piega il prodotto, il contatto con capelli o pelle per evitare pizzichi o tiramenti.

Non utilizzare o conservare questo prodotto nei seguenti luoghi:

- luoghi esposti alla luce solare diretta;
- all'interno di potenti campi elettromagnetici;
- in luoghi caldi e umidi;
- in posti umidi;
- vicino a fuochi d'artificio;
- in posti impolverati; e
- in posizioni suscettibili a vibrazioni e scosse.



Raccomandazioni:

- Prima dell'utilizzo, assicurarsi che i pulsanti host funzionino correttamente.
- Se si utilizza questo prodotto per la prima volta o dopo che la batteria si è esaurita a seguito di un periodo di inutilizzo prolungato, ricaricare il prodotto seguendo le istruzioni del manuale per assicurarsi che funzioni correttamente.
- Smaltire questo prodotto in linea con le regole di protezione ambientale urbana vigenti standard per prevenire l'inquinamento ambientale.
- Questo prodotto è progettato per individui di età uguale o superiore ai 16 anni.



Precauzione:

- Se si riscontra irritazione cutanea quando si utilizza il massaggiatore per il corpo, interrompere l'utilizzo e attendere due o tre giorni per vedere se i sintomi si attenuano. Se i sintomi persistono o peggiorano, consultare un medico.
- Se si soffre di eczema, allergie o asma, si potrebbero avere maggiori probabilità di riscontrare irritazione cutanea o allergia causata dall'uso di un massaggiatore.

- * L'apparecchio deve essere alimentato solo a bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.
- * Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se sono sorvegliate o hanno ricevuto istruzioni relative all'utilizzo dell'apparecchio in modo sicuro e ne abbiano compreso i rischi coinvolti.
- * I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- * La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini non sorvegliati.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. L'utilizzo è soggetto alle condizioni che il dispositivo non causi interferenze pericolose (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose, (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare funzionamento indesiderato.

Qualsiasi modifica o cambiamento non espressamente approvato dall'ente responsabile per il rispetto degli standard

potrebbe annullare l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo di tale strumento.

NOTE: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere verificata spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.

- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

- L'apparecchiatura a una presa su un impianto diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per ricevere assistenza.

È stato valutato che il dispositivo soddisfa i requisiti generici di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza limitazioni.

RSS-Gen Versione 4 Dicembre 2014" & "CNR-Gen 4e Décembre 2014:

- Italiano:

Questo dispositivo è conforme alle norme RSS esenti da licenza di Industry Canada. L'utilizzo è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze, (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che potrebbero causare funzionamento indesiderato di altri dispositivi.

- Francese:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Questo dispositivo è stato testato nel funzionamento tipico indossato sul corpo. Al fine della conformità a requisiti di esposizione a RF, è necessario mantenere una distanza di separazione minima di 0 cm tra il corpo dell'utente e il telefono, inclusa l'antenna. Clip da cintura, fondine e accessori simili di terzi utilizzati da questo dispositivo non devono contenere componenti metallici. Eventuali accessori indossati sul corpo che non soddisfano queste qualifiche potrebbero non essere conformi ai requisiti di esposizione a RF e dovrebbero essere evitati. Utilizzare solo l'antenna in dotazione o una approvata. Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. Sono state effettuate tutte le serie di test radio essenziali.

1. **ATTENZIONE: SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI TIPO NON CORRETTO, SUSSISTE IL RISCHIO DI ESPLOSIONE. SMALTIRE LE BATTERIE USATE COME INDICATO NELLE ISTRUZIONI**

2. Il dispositivo è conforme alle specifiche RF quando utilizzato a 0 mm dal corpo.
Dichiarazione di conformità UE:

SKG Health Technologies Co., Ltd. Con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. Una copia della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile online all'indirizzo <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



Gli elettrodomestici obsoleti non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti generici, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento presso un punto di raccolta comunale da parte di privati è gratuito. Il proprietario degli elettrodomestici obsoleti è tenuto a portare gli apparecchi presso questi punti di raccolta o altri centri simili. Con questo piccolo sforzo personale si contribuisce al riciclaggio di materie prime preziose e al trattamento delle sostanze tossiche.



FR

**Cet appareil
et sa batterie
se recyclent**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

**DÉPLIANT
+ BARQUETTE
+ ÉTUI**



SUCCESS COURIER SL

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA,
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain

OST_EU_20230214000009

successservice2@hotmail.com

SKG Health Technologies Co., Ltd.

Address: 23A Floor, Building 3, Zhongke R&D Park, No. 009,
Gaoxin South 1st Road, High-tech Zone Community, Yuehai Street,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China.

Website : <https://global.skg.com/>



Made in China