

tria[®]

HAIR REMOVAL LASER 4X

Instructions for Use

SKIN TONE CHART

CHECK YOUR SKIN TONE to find out if you can safely use the Tria Hair Removal Laser 4X. Match the skin in the area you wish to treat to the range of skin tones shown on this chart. If your skin tone matches any of the skin tones labeled "Not Safe" for treatment, then **DO NOT USE** the Tria Laser 4X.

INTENDED SKIN TONES:



NOT SAFE:



READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE

Before you use your new Tria Laser 4X, read this booklet for important information:

- Confirm that the Tria Laser 4X is safe for you.
- Learn how to use the Tria Laser 4X.
- View our treatment results timeline.
- Read our tips for best results.
- Review contraindications and warnings, which are marked with the symbol below:

 This **Warning Symbol** appears next to information about possible safety risks. Be sure to read and follow all the warnings and safety information.

We recommend that you save these instructions for future reference. If you have questions or concerns, please contact Tria Beauty Customer Care (see back cover).

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION	3
GETTING TO KNOW YOUR TRIA LASER 4X	4
WHAT THE TRIA LASER 4X IS USED FOR (INDICATIONS)	6
WHO SHOULD NOT USE THE TRIA LASER 4X (CONTRAINDICATIONS)	7
WARNINGS	8
BENEFITS AND RISKS	10
TRIA LASER 4X TREATMENT OVERVIEW	12
WHAT TO EXPECT	13
BEFORE YOUR FIRST TREATMENT	14
BEFORE EVERY TREATMENT	16
HOW TO TREAT	18
TAKING CARE OF YOUR TRIA LASER 4X	20
TROUBLESHOOTING	21
WARRANTY	25
TREATMENT SCHEDULE	30

CONGRATULATIONS ON YOUR NEW TRIA LASER 4X

The Tria Hair Removal Laser 4X gives you permanent results at home. The Tria Laser 4X works in the same way as professional laser hair removal. Unlike temporary solutions such as shaving or waxing, it treats the hair follicle, not just the hair, giving you permanent hair reduction after a series of treatments.

LET'S GET STARTED!



INTRODUCTION

HOW DOES LASER HAIR REMOVAL WORK?

The Tria Laser 4X deactivates the follicles in your skin that produce hair. It emits a pulse of laser light, which heats up the dark pigment inside the hair and deactivates the hair follicle. That's why it can deliver permanent results and works only on naturally brown or black hair.

To be most effective, the Tria Laser 4X needs to treat each hair follicle during its active growth period. Hair grows in cycles, so multiple treatments are necessary. For best results, treat every two weeks for up to 3 months or until you are satisfied with the amount of hair reduction.

GETTING TO KNOW YOUR TRIA LASER 4X



WHAT THE TRIA LASER 4X IS USED FOR (INDICATIONS)

The Tria Hair Removal Laser 4X is used to remove unwanted hair. It is an over-the-counter system intended for adjunctive use with shaving for hair removal sustained with periodic treatments. It is also intended for permanent reduction in hair regrowth defined as long-term, stable reduction in the number of hairs regrowing when measured out to 6, 9 and 12 months after the completion of the treatment regimen.

It is intended for use only on light to medium skin tones (see the Skin Tone Chart on the inside front cover) and naturally brown or black hair. It will not work on white, grey, blonde or red hair.

WHO SHOULD NOT USE THE TRIA LASER 4X (CONTRAINDICATIONS)

DO NOT use the Tria Laser 4X if your skin tone matches one listed as “Not Safe” on the Skin Tone Chart on the inside front cover of this booklet. If you use the Tria Laser 4X on skin “Not Safe” for treatment, the skin may absorb too much laser light and be injured (burned, discolored or scarred).

PLEASE NOTE: The skin sensor is a safety feature that unlocks the Tria Laser 4X. If it is not safe for you to use the Tria Laser 4X, you won't be able to unlock it with the skin sensor.

DO NOT use the Tria Laser 4X if you are under the age of 18 or use it on anyone else under the age of 18. The use of the Tria Laser 4X on or by children has not been studied and could result in serious injury.

DO NOT use the Tria Laser 4X if you have a lighter hair color, such as blonde, white, red or grey. In order for the laser to work, you must have naturally dark hair where you are treating. Lighter hair pigments will not absorb enough of the laser's energy to disable the hair follicle.

WARNINGS

 **DO NOT use the Tria Laser 4X** on or around the eyes, eyebrows or eyelashes. Doing so can cause permanent eye injury.

 **DO NOT use the Tria Laser 4X** if the Skin Tone Chart shows that your skin tone is not suitable. If you have African, Indian, Native American or Pacific Island heritage, you may have a skin tone that is not suitable—be sure to check the Skin Tone Chart. Darker skin tones can absorb too much laser light, which can injure the skin.

 **DO NOT use the Tria Laser 4X** on a man's face, jaw or neck. The hair in a man's beard area is too dense, and using the Tria Laser 4X in these areas may result in skin injury.

 **DO NOT use the Tria Laser 4X** anywhere on the ears, nipples, genitals or around the anus. These areas may have more sensitive skin, a darker skin tone, and/or a greater hair density, and using the Tria Laser 4X there may cause serious skin injury.

 **DO NOT use the Tria Laser 4X** on parts of your skin that are darker than your usual skin tone: tattoos, dark brown or black spots (such as large freckles, birthmarks or moles), or skin that is red or swollen from a previous treatment. Dark skin may absorb too much laser light, which can injure the skin.

 Hair removal by laser can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern and South Asian heritage treated on the face and neck.

 **DO NOT use the Tria Laser 4X** on damaged skin, including open wounds, cold sores, sunburns or areas where you have had a skin peel or other skin resurfacing procedure within the last 6-8 weeks (check with your doctor). These conditions can make the skin more susceptible to injury.

 **DO NOT use the Tria Laser 4X** if you are pregnant or breast-feeding. The Tria Laser 4X has not been tested on pregnant women. Hormonal changes could increase skin sensitivity and the risk of skin injury.

 **DO NOT use the Tria Laser 4X** if it appears damaged, and **DO NOT** attempt to open or repair the Tria Laser 4X. These actions increase the risk of skin or eye injury. Please contact Customer Care for assistance.

 Always follow the basic safety precautions for electrical devices: **DO NOT** get the Tria Laser 4X or the charger damp or wet. **DO NOT** use the Tria Laser 4X while bathing or put it next to a tub or sink. **DO NOT** operate a charger with a damaged plug or cord. **ALWAYS** keep the cord away from heated surfaces. Failure to follow these precautions can cause electrocution or electric shock.

 **DO NOT use the Tria Laser 4X** for any purpose other than hair removal.

 The Tria Laser 4X is for personal use. The Tria Laser 4X is not for use in a medical office, clinic, salon or other commercial setting.

 **DO NOT use the Tria Laser 4X** on any area where you may someday want your hair to grow back. The results may be permanent and irreversible.

 Laser Radiation. Do Not View Directly with Optical Instruments. Class 1 Laser Product.

 Viewing the laser output with certain optical instruments (for example eye loupes, magnifiers, and microscopes) within a distance of 100 mm may pose an eye hazard.

BENEFITS AND RISKS

A medically supervised clinical study has shown that the Tria Laser 4X is safe and works when used as directed.

Seventy-nine (79) users performed a 6-week course of treatment (3 treatments) and all side effects were observed. The number of hairs at each treatment site was counted before each treatment and at 1, 2, 3, 6 and 12 months after the last treatment. No additional treatments were performed after the third treatment.

BENEFITS

When used as directed, the Tria Laser 4X gives you permanent results. The results vary from person-to-person and depend on which body area is treated and how closely treatment instructions are followed. The clinical study demonstrated the following benefits:

- 61% average reduction in hair count 3 weeks after the first treatment
- 70% average reduction in hair count 3 weeks after the second treatment

- 60% average reduction in hair count 1 month after the third treatment
- 6% average reduction in hair count 3 months after the third treatment
- 33% average reduction in hair count 12 months following the third treatment

In the study, 69 of 79 users (87%) reported finer hair at 1 month after the last treatment than before any treatment. And 55 of 79 users (70%) reported lighter hair at 1 month after the last treatment than before any treatment.

These results were obtained with only 3 treatments. **For best results, treat every 2 weeks for 3 months** or until you are satisfied with the amount of hair reduction.

RISKS

 It is important to use the Tria Laser 4X properly. Make sure that you understand and follow all warnings (see page 8-9). The skin sensor will prevent use of the device on contraindicated skin types (see page 7).

If you use the Tria Laser 4X as directed, the risks are low:

- In the clinical study, almost all users reported mild to moderate pain or discomfort during their first treatment, with a reduction in sensitivity reported in their later treatments. This is normal. You may feel warmth, burning, tingling or itching; some users described feeling the same level of discomfort as when a rubber band snaps against the skin. If the pain is too intense or persists after a treatment, stop using the Tria Laser 4X and check with your doctor before using it again.
- Your skin may become red right after treatment or within 24 hours. This redness generally clears up within a few hours. See your doctor if the redness does not go away within 2-3 days.
- In rare cases, some users may see an increase in the number of hairs in the treated area after the initial treatment.

If this increase persists over several treatments, stop using the Tria Laser 4X and see your doctor.

The following symptoms affected no users in the clinical study (0 out of 88) but have been reported with other hair removal lasers:

- Skin swelling, especially around the hair follicle. If the swelling doesn't go away within 2-3 days, stop using the Tria Laser 4X and see your doctor.
- Temporary or permanent skin discoloration. If your skin color changes, stop using the Tria Laser 4X and see your doctor.
- Blisters. This is very unlikely for people with a light or medium skin tone. If you do develop a blister, stop using the Tria Laser 4X and don't let the blister become infected. Consult your doctor if needed.

TRIA LASER TREATMENT OVERVIEW

BEFORE YOUR FIRST TREATMENT

- 6 weeks before your treatment, stop waxing or plucking hair and do not get a skin peel.
- Activate your Tria Laser 4X on our website or by calling Customer Care (see back cover)
- At least 1 day before treatment, perform a patch test on your skin (see page 15).

BEFORE EVERY TREATMENT

- Charge your Tria Laser 4X (see page 14).
- Unplug it from the battery charger.
- Cleanse, shave and dry your skin (see page 16).
- Turn on the Tria Laser 4X (see page 16).
- Unlock it with the skin sensor (see page 16).
- Set the treatment level (see page 17).

BETWEEN TREATMENTS

- Shave, but don't wax or pluck hair.

TREAT UNTIL YOU'RE DONE

- Be consistent and follow treatment instructions.
- For best results, treat every two weeks for up to 3 months or until you see the desired results.

WHAT TO EXPECT

WHILE USING THE TRIA LASER 4X

- The sensation varies, depending on the person, treatment area and treatment level. Some users may feel the sensation of a rubber band snapping on the skin. Others will feel a warm, prickling sensation.
- As the amount of hair in the treated areas decreases, the sensation will also decrease. For this reason, you may be able to use a higher treatment level after your initial treatments.
- Some users experience mild redness that goes away within 24 hours.

DURING YOUR FIRST 3 MONTHS OF TREATMENT

- After your first treatment, there will be no visible change to the hair. Laser hair removal does not cause hair to immediately fall out.
- With additional treatments, there will be a gradual reduction in the number of hairs with each treatment.
- The hair that does regrow will also begin to lighten and become finer.

AFTER 3 MONTHS OF TREATMENT

- Hair follicles that have been deactivated by the Tria Laser 4X will not grow back.
- Do occasional touch-ups or additional treatments if necessary.

BEFORE YOUR FIRST TREATMENT


CHARGE THE TRIA LASER 4X

Charge the Tria Laser 4X for at least 2 hours before you use it or anytime the battery indicator is “empty” and blinking. If you are covering a large area or have the Tria Laser 4X set to a high energy level, you may need to charge the Tria Laser 4X in the middle of a treatment. This is normal.

TO CHARGE:

1. Plug the battery charger into the Tria Laser 4X charger socket and into a power outlet.
2. The battery indicator will show it is “filling up” while the Tria Laser 4X is charging.
3. Once fully charged, the battery light will stay on and you may unplug the charger. The Tria Laser 4X can remain plugged in for extended periods of time without damage.

NOTE: To prevent damage to your Tria Laser 4X, use only the included Tria battery charger. If you lose the charger, please contact Customer Care.



NOTE: You may charge the laser in Quiet mode (charges without the sound of cooling fan), but it will take longer. To change charging modes, press **and hold** the power button while charging, **until you hear a tone**.

ACTIVATE THE TRIA LASER 4X

A one-time online or telephone activation is required before you can use the Tria Laser 4X. Before your first treatment, please have your Tria Laser 4X ready and go to our website or call Customer Care (see back cover). The activation takes less than 5 minutes. The Tria Laser 4X will not work until it has been activated.

TEST THE LASER ON A PATCH OF SKIN

Before your first full treatment on a new area of your body, we recommend you test the Tria Laser 4X on a patch of skin there and try different energy levels.

1. Prepare your skin and unlock the Tria Laser 4X (see pages 16-17). The Tria Laser 4X will be set to Level 1 (low).
2. Place the treatment window flat against your skin, and test one laser pulse.
3. If Level 1 was tolerable for you, then move to another test area and increase to Level 2, testing a patch at that level with one laser pulse. To adjust the Tria Laser 4X setting up or down, press the power button (see page 17).
4. If Level 2 was tolerable for you, change test locations and increase by one level until you find the highest setting that is still tolerable.

5. Wait 24 hours and then examine the test areas. If the skin appears normal, start your first treatment at the highest level you are comfortable using.

Retest your skin if your skin tone changes dramatically (due to tanning).

 If you notice blistering, burns, changes in your skin tone or any other side effects, or if you are not sure about the outcome of the test, **DO NOT USE** your Tria Laser 4X. Contact Customer Care or your doctor.

BEFORE EVERY TREATMENT

PREPARE YOUR SKIN


1. Cleanse the treatment area, removing all cosmetics, lotions and creams that may block the laser light.
2. Shave the treatment area. This removes the surface hair, which improves comfort and allows the light to better reach the hair in the follicle.
3. Dry the treatment area.

UNLOCK THE LASER

The Tria Laser 4X will lock when it's not in use. To unlock the Tria Laser 4X, use the skin sensor, which helps confirm that the Tria Laser 4X is safe for your skin tone. To unlock:

1. Unplug the Tria Laser 4X from the battery charger and press the power button to turn it on. The display will show the lock and skin sensor icons.

2. Hold the skin sensor (red light at the base of the Tria Laser 4X) against the skin in the area you wish to treat. The skin sensor will automatically sense and check your skin. If the Tria Laser 4X is safe for your skin tone, the Tria Laser 4X will emit a series of beeps and unlock.




3. If the lock icon is still visible and you do not hear a series of beeps, then it may not be safe for you to use the Tria Laser 4X. Or, you may be using the skin sensor incorrectly and need to try again. To try again, lift the skin sensor from your skin and follow Steps 1 and 2 above. If you still cannot unlock the Tria Laser 4X, please contact Customer Care for assistance.

SET THE TREATMENT LEVEL

The Tria Laser 4X has different energy levels. In a clinical study, higher levels were found to be 2-3 times more effective. **So for best results, we recommend you use the highest setting that you can tolerate.**

When the Tria Laser 4X is on and unlocked, press the power button to select your desired level. Each time you press the power button, the level will increase. Once the Tria Laser 4X is at the maximum level, pressing the power button again will return it to the lowest level.



HOW TO TREAT


1. TURN ON THE LASER, UNLOCK IT AND SET THE TREATMENT LEVEL (SEE PAGES 16-17).



2. TOUCH AND HOLD THE TREATMENT WINDOW TO THE SKIN UNTIL YOU HEAR TWO BEEPS.

- If you do not hear beeps, make sure that the treatment window is flat against your skin. The laser will only pulse when the whole window is touching your skin.
- If you hear a buzzing tone instead of the second beep, you lifted the device from the skin before the pulse was over.



- Do not move the treatment window between the first and second beep because this will disrupt the laser pulse and reduce its effectiveness.



3. LIFT THE LASER AND PLACE IT BACK ON THE SKIN SO THAT IT OVERLAPS THE PREVIOUS SPOT.

- Each time you reposition the treatment window, move it about half the distance of the window (about 1/4 inch or 5 mm).
- This creates an overlapping pattern in the treatment area, which ensures you cover all the hair follicles. This works out to about 25 laser pulses per square inch or 40 pulses per 10 square cm.

⚠ DO NOT treat repeatedly in the same spot. Always move the treatment window to a new area after each laser pulse. Failure to do so may result in discomfort or skin heating, which could cause skin injury.



4. KEEP GOING UNTIL YOU HAVE COMPLETELY COVERED THE AREA YOU WANT TO TREAT.

Always follow the treatment instructions and warnings provided in this booklet.

NOTE: When treating larger areas like legs and back, you may need to recharge the Tria Laser 4X and continue treating until you've covered the desired treatment area.

5. TURN OFF THE LASER BY HOLDING DOWN THE POWER BUTTON.

Repeat treatment every 2 weeks for up to 3 months or until you reach the desired results.

NOTE: The cooling fan may go on and off during your treatment. This is normal and nothing to worry about.

TAKING CARE OF YOUR TRIA LASER 4X

The Tria Laser 4X doesn't require special care, but we do recommend that you keep it clean, especially the treatment window and skin sensor.

CLEANING INSTRUCTIONS

- Make sure that the Tria Laser 4X is turned off and unplug the battery charger from the Tria Laser 4X and the power outlet.
- To clean the Tria Laser 4X and battery charger, moisten a soft cloth with water and mild soap, and wipe the treatment window and the exterior of the device. Be careful not to damage the treatment window. Allow to dry completely before charging or turning on your Tria Laser 4X.
- To clean the skin sensor located at the base of the Tria Laser 4X, wipe it gently with a dry, lint-free cloth.

 **DO NOT** get the Tria Laser 4X or battery charger wet. If it gets wet, **DO NOT** use the Tria Laser 4X or the battery charger. Call Customer Care. **Performing a treatment with a wet Tria Laser 4X (or component) can cause electrocution or electric shock.**

LONG-TERM STORAGE

If you do not plan on using your device for a long period of time, we recommend that you recharge the device every 3 months to maintain the life of the battery.

RECYCLING/DISPOSAL

The Tria Laser 4X contains lithium batteries that cannot be replaced. To recycle or dispose, please follow the regulations where you live or contact Customer Care for information.

TROUBLESHOOTING

Please call Customer Care for additional help.

YOUR QUESTION	IT'S POSSIBLE THAT	HOW TO TROUBLESHOOT
My Tria Laser 4X won't turn on.	Your Tria Laser 4X needs to be activated.	Complete the one-time activation process. (see page 14)
	Your Tria Laser 4X is not charged.	Charge your Tria Laser 4X. (see page 14)
While I'm charging my Tria Laser 4X, the battery indicator on the display doesn't "fill up."	Your Tria Laser 4X is not connected properly.	Confirm that your Tria Laser 4X is firmly plugged into the charger and the wall outlet.
	Your Tria Laser 4X is already fully charged and ready to use.	Unplug the battery charger from the wall and from the Tria Laser 4X.
Even after I charge my Tria Laser 4X, the battery indicator is still "filling up."	Your Tria Laser 4X isn't fully charged.	Charge your Tria Laser 4X. (see page 14)

YOUR QUESTION	IT'S POSSIBLE THAT	HOW TO TROUBLESHOOT
When I put my Tria Laser 4X against my skin, nothing happens.	Your Tria Laser 4X is locked.	The Tria Laser 4X will lock when it's not in use. Unlock your Tria Laser 4X with the skin sensor. (see page 16)
	Your Tria Laser 4X is plugged into the battery charger.	Your Tria Laser 4X will not work when it is plugged in to the battery charger. Unplug your Tria Laser 4X.
	The treatment window isn't completely in contact with your skin.	Confirm that the treatment window is completely flat against your skin.
	The area you're trying to treat is too small, curved or bony to treat.	Try again, pulling the skin flat. If you can't get the whole treatment window to touch the treatment area, then the Tria Laser 4X won't work.

YOUR QUESTION	IT'S POSSIBLE THAT	HOW TO TROUBLESHOOT
I can't use my Tria Laser 4X, and an image of a lock shows on the display.	Your Tria Laser 4X is locked.	The Tria Laser 4X will lock when it's not in use. Unlock your Tria Laser 4X with the skin sensor. (see page 16)
The display is flashing quickly.	Your Tria Laser 4X is not working properly.	Please contact Customer Care for assistance.
Dirt or debris is stuck to the treatment window.	Your Tria Laser 4X needs to be cleaned.	See cleaning instructions on page 20. If you can't get the area clean, contact Customer Care for assistance.
I tried to unlock the Tria Laser 4X, but it's still locked.	It may not be safe for you to use the Tria Laser 4X.	Match your skin tone to the Skin Tone Chart on the inside cover of this booklet, and contact Customer Care with any questions.
	You didn't use the skin sensor correctly.	Try again, holding the skin sensor flat and firm against your skin. (see page 16)

YOUR QUESTION	IT'S POSSIBLE THAT	HOW TO TROUBLESHOOT
When I reposition the Tria Laser 4X, it seems to take a long time before the next pulse of laser light.	The room is warm. The Tria Laser 4X may pulse at a slower rate in a warm environment.	Use the Tria Laser 4X in a cooler environment.
My Tria Laser 4X was working properly, but then it stopped working. The display is off and does not turn on even when I press the power button.	The battery needs to be charged.	Charge your Tria Laser 4X. (see page 14)
When I'm using my Tria Laser 4X, I can hear a fan working.	This is normal.	Continue your treatment.

LIMITED WARRANTY

The Tria Laser 4X comes with a 1-year limited warranty detailed below.

What is covered by the limited warranty?

This 1-year limited warranty covers defects in materials and workmanship in your Tria Laser 4X if you purchased it from an authorized partner or directly from the manufacturer (Tria Beauty). Your 1-year limited warranty is valid for you alone, the original purchaser, and cannot be transferred.

What is not covered by this limited warranty?

This limited warranty is effective only if the Tria Laser 4X is purchased and used in the United States, Canada or the United Kingdom. This limited warranty does not cover damage, defects, or failure caused by abuse or misuse; improper care; impact or insertion of foreign objects; vandalism; improper storage; improper or incorrectly performed maintenance or repair; application of harmful chemicals; Acts of God, fire, or water; abrasives; negligence; failure to follow manufacturer's instructions;

loss of the Tria Laser 4X; normal wear and tear; alteration; overuse; professional use; or commercial use.

How long does this limited warranty last?

The limited warranty begins on the date of purchase and expires one year later. The warranty period is not extended for any period during which the Tria Laser 4X (or any parts thereof) is in repair or if your Tria Laser 4X is replaced by Tria Beauty during the warranty period.

What will Tria Beauty do if your Tria Laser 4X is defective?

If you discover a covered defect in your Tria Laser 4X before the 1-year warranty period expires, contact Customer Care for assistance.

If we confirm a defect covered by this limited warranty, it will be Tria Beauty's decision as to whether we will: (i) replace your Tria Laser 4X with either a new or a refurbished Tria Laser 4X that is the same as or similar

to the Tria Laser 4X you purchased; or
(ii) repair your Tria Laser 4X using either
new or refurbished parts.

If we find that the defect in your Tria
Laser 4X is not covered under this limited
warranty, we will notify you about the
service alternatives that are available
on a fee basis.

If we find that your Tria Laser 4X is not
defective, we will notify you and return
your Tria Laser 4X to you.

All Limited Warranty services must be
authorized and performed by Tria Beauty
or a service provider authorized by
Tria Beauty.

WARRANTY LIMITATIONS AND DISCLAIMERS

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC
LEGAL RIGHTS, AND IS IN ADDITION TO
YOUR STATUTORY RIGHTS.

YOUR REMEDIES FOR THE BREACH OF THIS
LIMITED WARRANTY ARE LIMITED SOLELY
TO THE REPAIR AND REPLACEMENT OF
YOUR TRIA LASER 4X AS SET FORTH IN
THIS WARRANTY STATEMENT.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED
BY APPLICABLE LAW, TRIA BEAUTY
DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES.
IF APPLICABLE LAW DOES NOT PERMIT
THE DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES,
THEN THE DURATION OF IMPLIED
WARRANTIES ARE HEREBY EXPRESSLY
LIMITED TO THE DURATION OF THE
EXPRESS LIMITED WARRANTY SET FORTH
ABOVE. IN NO EVENT SHALL TRIA BEAUTY
BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL,
CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, OR INDIRECT
DAMAGES BASED UPON BREACH OF
WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR STRICT
PRODUCT LIABILITY), OR OTHERWISE,
EVEN IF TRIA BEAUTY IS ADVISED OR
AWARE THAT SUCH DAMAGES MIGHT
ARISE. SUCH DAMAGES INCLUDE, BUT

ARE NOT LIMITED TO, LOSS OF USE
OF THE TRIA LASER 4X, COST OF ANY
SUBSTITUTE EQUIPMENT, THE CLAIMS
OF THIRD PARTIES, OR DAMAGE TO
PROPERTY.

IF THE APPLICABLE LAW DOES NOT
ALLOW LIMITS ON WARRANTIES, OR
ON REMEDIES FOR BREACH IN CERTAIN
TRANSACTIONS, THE LIMITS IN THIS
PARAGRAPH AND THE DISCLAIMER OR
EXCEPTIONS FROM WARRANTY MAY NOT
APPLY. THIS LIMITATION DOES NOT APPLY
TO CLAIMS FOR DEATH OR PERSONAL
INJURY CAUSED BY A DEFECT IN THE
TRIA LASER 4X OR ANY OTHER LIABILITY
THAT CANNOT BE EXCLUDED OR LIMITED
BY LAW.

THESE WARRANTY TERMS, CONDITIONS,
AND LIMITATIONS ALLOCATE THE RISKS
OF PRODUCT FAILURE BETWEEN TRIA
BEAUTY AND YOU, THE PURCHASER OF
THE TRIA LASER 4X. THIS ALLOCATION
IS RECOGNIZED BY BOTH PARTIES AND

IS REFLECTED IN THE PRICE OF THE TRIA
LASER 4X. BY USING THE TRIA LASER 4X
YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE
READ THESE TERMS, CONDITIONS, AND
LIMITATIONS, UNDERSTAND THEM, AND
ARE BOUND BY THEM.

PRODUCT CHANGES

Tria Beauty reserves the right to make changes
and improvements to its products without
incurring any obligation to incorporate such
improvements in products previously sold.

DISPUTES

This warranty and any dispute or claim
arising out of or in connection with it or
its subject matter or formation (including
non-contractual disputes or claims) shall be
governed by and construed in accordance
with the law of the country of purchase
(US, Canada, England, or Wales).

You agree that the courts of the country
where you purchased the Tria Laser 4X
shall have non-exclusive jurisdiction to

settle any dispute or claim that arises out of or in connection with this warranty or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims).

TIME FOR FILING CLAIMS

Any claim for breach of this limited warranty must be commenced by within twelve (12) months from the original purchase date of the Tria Laser 4X.

NO OTHER WARRANTIES

Unless modified in writing signed by both parties, these warranty terms, conditions, and limitations are understood to be the complete and exclusive agreement between the parties, superseding all prior agreements and representations, oral or written and all other communications between the parties relating to the subject matter of these warranty terms. No employee of Tria Beauty or any other party (including without limitation distributors, dealers, and retailers) is authorized to make any warranty in addition to those made herein.

MISCELLANEOUS TERMS

As used in this contract, “our”, “we”, and “us” refer to Tria Beauty. “You” refers to the original purchaser of the Tria Laser 4X. A waiver of strict compliance with any term herein shall not be deemed a continuing waiver or waive any other terms or conditions. We shall be excused from performance to the extent of any delay or inability to perform arising due to weather events, disasters, acts of terror, governmental action or regulation, labor or materials shortages or disputes, or other circumstances not under our control. If any term herein is illegal, invalid, or unenforceable, then such term shall be ignored, but the remaining terms and conditions shall remain in effect.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LASER TYPE: Diode laser

LASER CLASS: 1

According with IEC 60825-1:2014

OUTPUT WAVELENGTH: 810 nm

OUTPUT FLUENCE: 7-20 J/cm²

BATTERY CHARGER INPUT:

100-240 V - 50/60 Hz, 29 VA

BATTERY CHARGER OUTPUT:

5.0 V DC 2.0 A

EXPECTED SERVICE LIFE:

3 years minimum

PHYSICAL



Operating Temperature:
5°C to 30°C

Operating Relative Humidity:
Non-condensing 15-85%

Operating Atmospheric Pressure:
700 hPa to 1060 hPa



Transport and Storage Temperatures:
-20°C to 50°C

Transport Relative Humidity:
Non-condensing 0-93%

TREATMENT SCHEDULE

Use this helpful schedule to keep track of your Tria Laser 4X treatments.

DATE	BODY AREA	NUMBER OF PULSES

SYMBOL GLOSSARY



Warning Symbol



Laser Warning Symbol



WEEE Symbol



Type BF Symbol



Serial Number Symbol



CE Mark



Date of Manufacture Symbol



Manufacturer Symbol



Temperature Limitation Symbol



Accompanying Documentation
Must be Consulted Symbol



Class II Equipment



Keep Dry



RoHS Compliance Symbol



Recycling Symbol



Class 1 Laser Product

ÉPILATEUR LASER 4X

Instructions d'utilisation

TABLEAU DES TEINTS DE PEAU

IDENTIFIEZ VOTRE TEINT DE PEAU

pour vous assurer de pouvoir utiliser l'épilateur laser 4X de Tria. Agencez le teint de peau de la région à traiter aux teints de peau qui se trouvent dans ce tableau. Si votre teint de peau correspond à un teint identifié « risqué », **N'UTILISEZ PAS** le laser 4X de Tria.

TEINTS DE PEAU VISÉS :



RISQUÉ :



LISEZ CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

Avant d'utiliser votre nouveau laser 4X de Tria, lisez les informations importantes contenues dans ce document.

- Assurez-vous que le laser 4X est sécuritaire pour vous.
- Apprenez le fonctionnement du laser 4X de Tria.
- Consultez le calendrier des résultats de traitement.
- Lisez les conseils pour l'obtention de meilleurs résultats.
- Prenez connaissance des contre-indications et des avertissements accompagnés du symbole ci-dessous :



Ce **symbole d'avertissement** accompagne

les informations concernant les risques de sécurité possibles. Assurez-vous de lire et de respecter les avertissements et les informations de sécurité.

Nous vous recommandons de conserver ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Tria Beauty (voir la couverture arrière).

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	37
APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE LASER 4X DE TRIA	38
UTILISATIONS DU LASER 4X DE TRIA (INDICATIONS)	40
QUI NE DEVRAIT PAS UTILISER LE LASER 4X DE TRIA (CONTRE-INDICATIONS) ...	41
AVERTISSEMENTS	42
AVANTAGES ET RISQUES	45
APERÇU DU TRAITEMENT AU LASER 4X DE TRIA	47
À QUOI S'ATTENDRE	48
AVANT D'ENTAMER VOTRE PREMIER TRAITEMENT	50
AVANT CHAQUE TRAITEMENT	52
MÉTHODE DE TRAITEMENT	54
ENTRETIEN DE VOTRE LASER 4X DE TRIA	56
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES	57
GARANTIE	62
HORAIRE DES TRAITEMENTS	68

NOUS VOUS FÉLICITONS D'AVOIR FAIT L'ACHAT DU NOUVEAU LASER 4X DE TRIA.

L'épilateur laser 4X de Tria vous permet d'obtenir des résultats permanents à la maison. Le laser 4X de Tria fonctionne de la même façon que les lasers d'épilation de niveau professionnel. Contrairement aux solutions temporaires comme le rasage et l'épilation à la cire, il traite le follicule pileux en plus du poil, ce qui se traduit par une réduction de pilosité permanente à la suite d'une série de traitements.

COMMENÇONS!



INTRODUCTION

COMMENT FONCTIONNE L'ÉPILATION AU LASER?

Le laser 4X de Tria désactive les follicules qui produisent les poils sous la peau. Il émet une impulsion de lumière laser qui chauffe le pigment foncé du poil et qui désactive le follicule pileux. C'est pourquoi il procure un effet permanent et fonctionne seulement sur les poils naturellement bruns ou noirs.

Afin d'être le plus efficace possible, le laser 4X de Tria doit traiter chaque follicule pileux en croissance active. Les poils ont des cycles de croissance, donc ils doivent être traités plusieurs fois. Pour obtenir de meilleurs résultats, traitez les régions désirées toutes les deux semaines sur une période maximum de trois mois ou jusqu'à ce que vous soyez satisfait de la réduction de pilosité.

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE LASER 4X DE TRIA



UTILISATION DU LASER 4X DE TRIA (INDICATIONS)

L'épilateur laser 4X de Tria est conçu pour éliminer les poils indésirables. Cet appareil est vendu sans ordonnance et est conçu pour être utilisé périodiquement en combinaison avec le rasoir pour l'élimination des poils. Il est aussi conçu pour diminuer la régénération des poils de façon permanente, c'est-à-dire qu'il réduit, à long terme et progressivement, le nombre de poils qui réapparaissent 6, 9 et 12 mois après la fin du traitement.

Il peut être utilisé seulement pour les teints pâles à moyen (référez-vous au tableau des teints de peau au verso de la couverture) et pour les poils bruns ou noirs. Il ne fonctionne pas pour les poils blancs, gris, blonds ou roux.

QUI NE DEVRAIT PAS UTILISER LE LASER 4X DE TRIA (CONTRINDICATIONS)

N'UTILISEZ PAS le Laser 4X de Tria si votre teint de peau fait partie des teints marqués « risqué » dans le tableau des teints de peau au verso de la page couverture de ce document. Si vous utilisez le laser 4X de Tria sur un teint de peau « risqué » pour le traitement, la peau pourrait absorber trop de lumière laser et être blessée (brûlure, décoloration ou cicatrice).

VEUILLEZ NOTER : Le détecteur de peau est une caractéristique de sécurité qui déverrouille le laser 4X de Tria. Si le laser 4X de Tria n'est pas sécuritaire pour votre peau, vous ne serez pas en mesure de le déverrouiller à l'aide du détecteur de peau.

Le laser 4X de Tria NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ sur une personne de moins de 18 ans ni par une personne de moins de 18 ans. Les effets du laser 4X de Tria n'ont pas été étudiés sur les enfants, donc des blessures pourraient être causées.

N'UTILISEZ PAS le laser 4X de Tria si vos poils sont de couleur pâle, c'est-à-dire, blonds, blancs, roux ou gris. Afin que le laser fonctionne, vos poils doivent être naturellement foncés sur la région que vous traitez. Les pigmentations pâles n'absorbent pas suffisamment d'énergie laser pour désactiver le follicule pileux.

AVERTISSEMENTS

 **N'UTILISEZ PAS le Laser 4X de Tria** sur ou autour des yeux, des sourcils ou des cils. Vous pourriez vous blesser de façon permanente.

 **N'UTILISEZ PAS le Laser 4X de Tria** si le tableau des teints de peau indique que celui-ci n'est pas approprié pour votre teint. Si vous êtes de descendance africaine, indienne, amérindienne ou des îles du Pacifique, le laser pourrait être inapproprié pour votre teint de peau. Assurez-vous de consulter le tableau des teints de peau. La peau foncée pourrait absorber une trop grande quantité de lumière laser, ce qui pourrait l'endommager.

 **N'UTILISEZ PAS le Laser 4X de Tria** sur les oreilles, les mamelons, les organes génitaux ou l'anus. La peau de ces régions peut être plus sensible, être plus foncée ou avoir une pilosité plus dense, c'est pourquoi l'utilisation du laser 4X de Tria sur ces régions pourrait occasionner des blessures cutanées graves.

 **N'UTILISEZ PAS le Laser 4X de Tria** sur le visage, la mâchoire ou le cou d'un homme. La pilosité de la barbe d'un homme est trop dense, donc l'utilisation du laser 4X de Tria sur ces régions pourrait occasionner des blessures cutanées.

 **N'UTILISEZ PAS le Laser 4X de Tria** sur des zones de votre peau qui sont plus foncées que votre teint habituel : les tatouages, les taches brun foncé ou noires (comme les grosses taches de rousseur, les taches de naissance ou les grains de beauté), ou sur une peau rouge ou enflée en raison d'un traitement antérieur. La peau foncée pourrait absorber une trop grande quantité de lumière laser, ce qui pourrait l'endommager.

 Chez certaines personnes, l'épilation au laser peut augmenter la pilosité. Selon les données présentement disponibles, les groupes de personnes les plus à risque sont originaires de la Méditerranée, du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud et les

régions les plus à risque sont le visage et le cou.

 **N'UTILISEZ PAS le Laser 4X de Tria** sur une peau blessée (plaie ouverte, feu sauvage, coup de soleil) ou sur une région ayant subi une dermabrasion ou toute autre intervention de relissage dans les 6 à 8 dernières semaines (consultez votre docteur). Ces affections peuvent rendre la peau plus fragile.

 **N'UTILISEZ PAS le Laser 4X de Tria** si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Le laser 4X de Tria n'a pas été testé sur les femmes enceintes. Les changements hormonaux peuvent augmenter la sensibilité de la peau ou le risque de blessures cutanées.

 **N'UTILISEZ PAS le Laser 4X de Tria** s'il semble endommagé et **N'ESSAYEZ PAS** de l'ouvrir ou de le réparer puisque vous augmenteriez ainsi les risques de blessures aux yeux et à la peau. Veuillez

communiquer avec le service à la clientèle pour obtenir de l'aide.

 Respectez toujours les consignes de sécurité de base concernant les appareils électriques : **NE LAISSEZ PAS** le laser 4X de Tria ou son chargeur entrer en contact avec de l'eau. **N'UTILISEZ PAS** le laser 4X de Tria dans le bain ou près d'un bain ou d'un lavabo. **N'UTILISEZ PAS** un chargeur dont la prise ou le câble est abîmé. Gardez TOUJOURS le câble loin des surfaces chaudes. Le non-respect de ces consignes peut causer une électrocution ou une décharge électrique.

 **N'UTILISEZ PAS le Laser 4X de Tria** à d'autres effets que l'épilation.

 Le laser 4X de Tria est destiné à un usage personnel. Le laser 4X de Tria n'est pas destiné aux cabinets médicaux, aux cliniques, aux salons d'esthétique ni à tout autre commerce.

 **N'UTILISEZ PAS le Laser 4X de Tria** sur une région de peau où vous voudrez peut-être un jour que vos poils repoussent. Les résultats peuvent être permanents et irréversibles.

 Rayonnement laser. Ne regardez pas directement avec des instruments optiques. Laser de classe 1.

 Il est dangereux pour les yeux de regarder l'embout du laser avec certains instruments optiques (par exemple un verre grossissant, une loupe ou un microscope) à une distance de 100 mm.

AVANTAGES ET RISQUES

Une étude clinique supervisée par des professionnels de la santé a démontré que le laser 4X de Tria est sécuritaire et efficace lorsqu'il est utilisé selon les instructions.

Soixante-dix-neuf (79) utilisateurs ont fait une période de traitement de 6 semaines (3 traitements) durant laquelle tous les effets secondaires ont été observés. Avant chaque séance de traitement, le nombre de poils était compté. Les poils ont aussi été recomptés 1, 2, 3, 6 et 12 mois après le dernier traitement. Aucun traitement supplémentaire n'a été effectué après le troisième.

AVANTAGES

Lorsque le laser 4X de Tria est utilisé selon les instructions, il offre des résultats permanents. Les résultats varient d'une personne à l'autre et dépendent de la région traitée et de la rigueur du respect des instructions d'utilisation. L'étude clinique a démontré les avantages suivants :

- Une réduction de 61 % du nombre de poils 3 semaines après le premier traitement
- Une réduction de 70 % du nombre de poils 3 semaines après le deuxième traitement
- Une réduction de 60 % du nombre de poils 1 mois après le troisième traitement
- Une réduction de 6 % du nombre de poils 3 mois après le troisième traitement
- Une réduction de 33 % du nombre de poils 12 mois après le troisième traitement

Selon l'étude, 69 des 79 utilisateurs (87 %) ont remarqué que leurs poils étaient plus fins 1 mois après le dernier traitement qu'avant tout traitement. Selon l'étude, 55 des 79 utilisateurs (70 %) ont remarqué que leurs poils étaient plus pâles 1 mois après le dernier traitement qu'avant tout traitement.

Ces résultats ont été obtenus avec 3 traitements seulement. **Pour obtenir de meilleurs résultats, traitez les régions désirées toutes les 2 semaines sur une période de 3 mois** ou jusqu'à ce que vous soyez satisfait de la réduction de pilosité.

RISQUES

⚠ Il est primordial d'utiliser le laser 4X de Tria correctement. Assurez-vous de comprendre et de respecter tous les avertissements (voir pages 42 et 44). Le détecteur de peau empêche que l'appareil soit utilisé sur les types de peau à risque (voir page 41).

Si vous utilisez le laser 4X de Tria correctement, le niveau de risque est faible :

- Durant l'étude clinique, presque tous les utilisateurs ont dit ressentir une douleur légère ou modérée ou un inconfort lors des premiers traitements. Par contre, une diminution de la sensibilité a aussi été remarquée lors des traitements ultérieurs. C'est normal. Il est possible que vous ressentiez une sensation de chaleur, de brûlure, des picotements ou des démangeaisons. Certains utilisateurs ont dit avoir la même sensation que lorsqu'un élastique de caoutchouc est étiré et relâché sur la peau. Si la douleur est trop intense ou si elle persiste à la suite d'un

traitement, cessez d'utiliser le laser 4X de Tria et consultez votre docteur avant de l'utiliser de nouveau.

- Des rougeurs peuvent apparaître sur votre peau immédiatement après le traitement ou dans les 24 heures suivantes. Les rougeurs s'estompent habituellement en quelques heures. Consultez votre docteur si les rougeurs ne se dissipent pas en 2 ou 3 jours.
- Dans de rares cas, certains utilisateurs observent une augmentation de la pilosité sur la région traitée après le tout premier traitement. Si l'augmentation perdure après plusieurs traitements, cessez d'utiliser le laser 4X de Tria et consultez votre docteur.

Les symptômes suivants n'ont pas été observés lors de l'étude clinique (0 participant sur 88), mais l'ont été pour d'autres épilateurs lasers :

- Enflure de la peau, plus précisément autour du follicule pileux : Si l'enflure ne s'estompe pas en 2 ou 3 jours, cessez d'utiliser le laser 4X de Tria et consultez votre docteur.

- Décoloration temporaire ou permanente de la peau : Si la couleur de votre peau change, cessez d'utiliser le laser 4X de Tria et consultez votre docteur.
- Cloques : Il est très peu probable que cet effet secondaire se présente sur une peau au teint pâle ou moyen. Si une cloque apparaît, cessez d'utiliser le laser 4X de Tria et faites attention de ne pas laisser la cloque s'infecter. Consultez votre docteur au besoin.

APERÇU DU TRAITEMENT LASER DE TRIA

AVANT D'ENTAMER VOTRE PREMIER TRAITEMENT

- Six semaines avant le début de vos traitements, cessez l'épilation par arrachage, l'épilation à la cire et ne subissez pas de dermabrasions.
- Activez votre laser 4X de Tria sur notre site Web ou en appelant le service à la clientèle (voir la couverture arrière).
- Au moins 1 jour avant le traitement, effectuez un test sur une petite région de peau (voir page 51).

AVANT CHAQUE TRAITEMENT

- Chargez votre laser 4X de Tria (voir page 50).
- Débranchez-le du chargeur de batterie.
- Nettoyez, rasez et séchez votre peau (voir page 52).

- Allumez le laser 4X de Tria (voir page 52).
- Déverrouillez-le à l'aide du détecteur de peau (voir page 52).
- Réglez le niveau de traitement (voir page 53).

ENTRE LES TRAITEMENTS

- Rasez les poils, mais ne les épilez pas par arrachage ou à la cire.

EFFECTUEZ LE TRAITEMENT COMPLET

- Soyez constant et suivez les instructions de traitement.
- Pour obtenir les meilleurs résultats possible, effectuez un traitement toutes les deux semaines sur une période de 3 mois maximum ou jusqu'à l'obtention des résultats souhaités.

À QUOI S'ATTENDRE

LORSQUE VOUS UTILISEZ LE LASER 4X DE TRIA

- La sensation varie selon la personne, la région traitée et le niveau de traitement. Certains utilisateurs peuvent avoir l'impression qu'un élastique de caoutchouc est étiré et relâché sur leur peau. D'autres peuvent ressentir de la chaleur ou des picotements.
- La sensation diminue au fur et à mesure que le nombre de poils diminue sur les régions traitées. Vous serez donc probablement en mesure d'utiliser un niveau de traitement plus élevé après les premiers traitements.
- Certains utilisateurs ont des rougeurs qui disparaissent dans les 24 heures suivant le traitement.

DURANT VOS 3 PREMIERS MOIS DE TRAITEMENT

- Après votre premier traitement, vous ne verrez pas de changement de pilosité. L'épilation au laser ne fait pas tomber les poils de façon immédiate.
- À la suite de traitements supplémentaires, le nombre de poils diminuera graduellement.
- Les poils qui repoussent deviendront rapidement plus pâles et plus fins.

APRÈS 3 MOIS DE TRAITEMENT

- Les follicules pileux qui sont désactivés par le laser 4X de Tria ne repoussent pas.
- Vous pouvez faire des retouches ou des traitements supplémentaires au besoin.

AVANT D'ENTAMER VOTRE PREMIER TRAITEMENT


CHARGEZ LE LASER 4X DE TRIA

Chargez le laser 4X de Tria pendant un minimum de 2 heures avant de l'utiliser ou chaque fois que le témoin lumineux de la batterie indique « vide » et qu'il clignote. Si vous traitez une grande région ou si votre laser 4X de Tria est réglé à haute intensité, vous devrez peut-être recharger le laser 4X de Tria avant la fin de votre traitement. C'est normal.

MÉTHODE DE CHARGEMENT:

Branchez le chargeur de batterie dans la prise du chargeur du Laser 4X de Tria et dans une prise électrique.

1. Branchez le chargeur de batterie dans la prise de chargement du laser 4X de Tria et dans la prise murale.
2. Le témoin lumineux de la batterie indique « chargement » lorsque le laser 4X de Tria se recharge.
3. Une fois que le laser est complètement rechargé, le témoin lumineux demeure allumé



et vous pouvez débrancher le chargeur. Le laser 4X de Tria peut rester branché pendant de longues périodes sans s'endommager.

REMARQUE : Pour éviter d'endommager votre laser 4X de Tria, utilisez exclusivement le chargeur de batterie Tria fourni. Si vous égarez le chargeur, veuillez communiquer avec le service à la clientèle.

REMARQUE : Vous pouvez charger le laser en mode « silencieux » (charge sans le bruit du ventilateur de refroidissement), mais il mettra plus de temps à se recharger. Pour modifier le mode de chargement, appuyez sur le bouton d'alimentation et **tenez-le enfoncé** pendant que le laser charge **jusqu'à l'émission d'un son**.

ACTIVEZ LE LASER 4X DE TRIA

Une activation unique par internet ou par téléphone est requise pour pouvoir utiliser votre laser 4X de Tria. Avant d'entamer votre premier traitement, préparez votre laser 4X de Tria et visitez notre site web ou téléphonez au service à la clientèle (voir la couverture arrière). L'activation prend moins de 5 minutes. Le laser 4X de Tria ne fonctionne pas s'il n'a pas été activé.

FAITES UN TEST SUR UNE PETITE RÉGION DE VOTRE CORPS

Avant votre premier traitement complet sur une nouvelle région de votre corps, nous vous conseillons de tester le laser 4X de Tria sur une petite région de peau et d'essayer différents niveaux de traitement.

1. Préparez votre peau et déverrouillez le laser 4X de Tria (voir pages 52 et 53). Le laser 4X de Tria est réglé au niveau 1 (faible).
2. Placez la fenêtre de traitement à plat sur votre peau et faites l'essai d'une impulsion laser.

3. Si vous tolérez aisément le niveau 1, essayez une seconde impulsion laser au niveau 2 sur une région de peau différente. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour régler le niveau du laser 4X de Tria (voir page 53).

4. Si vous tolérez le niveau 2, changez de région d'essai et augmentez le niveau jusqu'à ce que vous atteigniez le plus haut niveau tolérable pour vous.

5. Attendez 24 heures, puis examinez les régions d'essai. Si votre peau est normale, commencez votre premier traitement au niveau tolérable le plus élevé.

Refaites un test si votre teint de peau change dramatiquement (dû au bronzage).

⚠ Si vous remarquez des cloques, des brûlures, des changements sur votre peau ou tout autre effet secondaire, ou si vous n'êtes pas certain du résultat du test, **N'UTILISEZ PAS** votre laser 4X de Tria. Communiquez avec le service à la clientèle ou votre docteur.

AVANT CHAQUE TRAITEMENT

PRÉPAREZ VOTRE PEAU

1. Nettoyez la région à traiter pour éliminer tout produit cosmétique, toute lotion ou crème qui pourrait faire entrave à la lumière laser.
2. Rasez les poils de la région à traiter. Cette action élimine les poils à la surface de la peau, rend le traitement plus confortable et aide la lumière à atteindre le follicule pileux.
3. Séchez la région à traiter.


DÉVERROUILLEZ LE LASER

Le Laser 4X de Tria se verrouille lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour déverrouiller le laser 4X de Tria, utilisez le détecteur de peau, qui confirme que le laser 4X de Tria est sécuritaire pour votre teint de peau. Méthode de déverrouillage :

1. Débranchez le Laser 4X de Tria du chargeur de batterie et appuyez sur le bouton d'alimentation pour le mettre en marche.

Les icônes « verrou » et « détecteur de peau » apparaissent sur le tableau d'affichage.

2. Posez le détecteur de peau (la lumière rouge qui se trouve à la base du laser 4X de Tria) sur la peau de la région que vous désirez traiter. Le détecteur de peau détecte et vérifie automatiquement votre peau. Si le laser 4X de Tria est approprié pour votre teint de peau, le laser 4X de Tria émet une série de bips et il se déverrouille.




3. Si l'icône « verrou » s'affiche toujours et que vous n'entendez pas une série de bips, il se peut que le laser 4X de Tria ne soit pas sécuritaire pour vous, ou alors, vous utilisez le détecteur de peau incorrectement et vous devez essayer de nouveau. Pour essayer de nouveau, soulevez le détecteur de votre peau et suivez les étapes 1 et 2 décrites ci-dessus. Si vous êtes toujours dans l'incapacité de déverrouiller le laser 4X de Tria, veuillez communiquer avec le service à la clientèle pour obtenir de l'aide.

RÉGLEZ LE NIVEAU DE TRAITEMENT

Le laser 4X de Tria comporte différents niveaux d'intensité. Lors de l'étude clinique, nous avons remarqué que les niveaux supérieurs sont 2 à 3 fois plus efficaces. **Donc, pour obtenir les meilleurs résultats possible, nous vous conseillons d'utiliser le niveau le plus élevé que vous êtes en mesure de supporter.**

Lorsque le laser 4X de Tria est en marche et déverrouillé, appuyez sur le bouton d'alimentation pour choisir le niveau désiré. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le niveau augmente. Lorsque le laser 4X de Tria est à son niveau le plus élevé et que vous appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation, il revient à son niveau le plus faible.



MÉTHODE DE TRAITEMENT


1. METTEZ LE LASER EN MARCHÉ, DÉVERROUILLEZ-LE ET RÉGLEZ LE NIVEAU DE TRAITEMENT (VOIR PAGES 52 ET 53).



2. POSEZ ET GARDEZ LA FENÊTRE DE TRAITEMENT SUR LA PEAU JUSQU'À CE QUE VOUS ENTENDIEZ DEUX BIPS.

- Si vous n'entendez pas de bips, assurez-vous que la fenêtre de traitement est bien à plat sur votre peau. Une impulsion laser n'est émise que si la fenêtre entière est en contact avec la peau.

- Si vous entendez un son de vibration plutôt qu'un deuxième bip, vous avez retiré l'appareil avant la fin de l'impulsion.
- Gardez la fenêtre de traitement immobile entre le premier et le deuxième bip. Sinon, le fonctionnement du laser sera perturbé et son effet réduit.





3. SOULEVEZ LE LASER ET POSEZ-LE DE NOUVEAU SUR LA PEAU DE FAÇON À CE QU'IL CHEVAUCHE LA ZONE PRÉCÉDENTE.

- Chaque fois que vous repositionnez la fenêtre de traitement, déplacez-la d'une demi-fenêtre (environ 1/4 po ou 5 mm).
- Cette méthode de chevauchement permet de s'assurer d'atteindre tous les follicules pileux de la région. Avec cette méthode, vous

obtiendrez environ 25 impulsions laser par pouce carré ou 40 impulsions par 10 cm carrés.

⚠ NE TRAITEZ PAS la même zone à répétition. Après une impulsion laser, déplacez toujours la fenêtre de traitement sur une nouvelle zone. Sinon, vous pourriez ressentir de l'inconfort ou surchauffer votre peau, ce qui pourrait occasionner des blessures cutanées.



4. CONTINUEZ LE TRAITEMENT JUSQU'À CE QUE VOUS AYEZ COUVERT TOUTE LA RÉGION DÉSIRÉE.

Respectez toujours les instructions de traitement et les avertissements fournis dans ce document.

REMARQUE : Lorsque vous traitez de grandes régions telles que les jambes ou le dos, il se peut que vous deviez recharger le laser 4X de Tria, puis reprendre le traitement pour pouvoir traiter la région entièrement.

5. ÉTEIGNEZ LE LASER EN TENANT LE BOUTON D'ALIMENTATION ENFONCÉ.

Effectuez un traitement toutes les 2 semaines sur une période de 3 mois maximum ou jusqu'à l'obtention des résultats souhaités.

REMARQUE : Le ventilateur de refroidissement peut se mettre en marche et s'éteindre durant votre traitement. Il s'agit d'un fonctionnement normal. Vous ne devez pas vous en inquiéter.

ENTRETIEN DE VOTRE LASER 4X DE TRIA

Le laser 4X de Tria ne nécessite pas d'entretien particulier, mais nous vous conseillons tout de même de le garder propre, la fenêtre de traitement et le détecteur de peau.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

- Assurez-vous que le laser 4X de Tria est éteint et débranchez le chargeur de batterie du laser 4X de Tria et de la prise murale.
- Pour nettoyer le laser 4X de Tria et le chargeur de batterie, humectez un chiffon doux avec de l'eau et du savon doux et essuyez la fenêtre de traitement et l'extérieur de l'appareil. Faites attention de ne pas endommager la fenêtre de traitement. Laissez sécher votre laser 4X de Tria complètement avant de le recharger ou de le mettre en marche.
- Pour nettoyer le détecteur de peau qui se trouve à la base du laser 4X de Tria, essuyez-le délicatement avec un chiffon sec sans peluche.

 **NE LAISSEZ PAS** le laser 4X de Tria ou le chargeur de batterie entrer en contact

avec de l'eau. Si le laser 4X de Tria ou le chargeur entre en contact avec l'eau, **NE L'UTILISEZ PAS**. Communiquez avec le service à la clientèle. **Si vous effectuez un traitement avec un laser 4X de Tria (ou un de ses composants) ayant été en contact avec l'eau, vous pourriez subir une électrocution ou une décharge électrique.**

ENTREPOSAGE À LONG TERME

Si vous prévoyez cesser l'usage de votre appareil pour une longue période de temps, nous vous conseillons de charger votre laser une fois tous les 3 mois pour maintenir la durée de vie de la batterie.

RECYCLAGE/ÉLIMINATION

Le laser 4X de Tria contient des piles au lithium qui ne peuvent pas être remplacées. Pour les recycler ou pour en disposer, veuillez respecter les règlements établis dans votre ville ou communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir plus d'informations.obtenir des informations.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Veuillez téléphoner au service à la clientèle pour obtenir de l'aide supplémentaire.

VOTRE QUESTION	IL EST POSSIBLE QUE...	COMMENT RÉSOUDRE LE PROBLÈME
Mon laser 4X de Tria ne s'allume pas.	Vous devez activer votre laser 4X de Tria.	Effectuez le processus d'activation unique. (voir page 51)
	Votre laser 4X de Tria n'est pas chargé.	Chargez votre laser 4X de Tria. (voir page 50)
Pendant que je charge mon laser 4X de Tria, le témoin lumineux de la batterie sur le tableau d'affichage ne se remplit pas.	Votre laser 4X de Tria n'est pas branché correctement.	Assurez-vous que votre laser 4X de Tria est bien branché dans le chargeur et dans la prise murale.
	Votre laser 4X de Tria est déjà complètement chargé et prêt à être utilisé.	Débranchez le chargeur de batterie de la prise murale et du laser 4X de Tria.
Même lorsque j'ai terminé de charger mon laser 4X de Tria, l'icône de batterie continue de se remplir.	Votre laser 4X de Tria n'est pas chargé complètement.	Chargez votre laser 4X de Tria. (voir page 50)

VOTRE QUESTION	IL EST POSSIBLE QUE...	COMMENT RÉSOUDRE LE PROBLÈME
Il ne se passe rien lorsque je pose mon laser 4X de Tria sur ma peau.	Votre laser 4X de Tria est verrouillé.	Le laser 4X de Tria se verrouille lorsqu'il n'est pas utilisé. Déverrouillez votre laser 4X de Tria à l'aide du détecteur de peau. (voir page 52).
	Votre laser 4X de Tria est branché au chargeur de batterie.	Votre laser 4X de Tria ne fonctionne pas s'il est branché au chargeur de batterie. Débranchez le laser 4X de Tria.
	Une partie de la fenêtre de traitement n'est pas en contact avec votre peau.	Assurez-vous que la fenêtre de traitement est bien à plat sur votre peau.
	La région que vous essayez de traiter est trop petite, trop courbée ou comporte trop de saillies osseuses.	Essayez de nouveau en tirant la peau pour l'aplanir. Si vous ne parvenez pas à ce que toutes les parties de la fenêtre de traitement touchent à la peau, alors le laser 4X de Tria ne fonctionnera pas pour cette région.

VOTRE QUESTION	IL EST POSSIBLE QUE...	COMMENT RÉSOUDRE LE PROBLÈME
Je n'arrive pas à utiliser mon laser 4X de Tria et une image de verrou apparaît sur le tableau d'affichage.	Votre laser 4X de Tria est verrouillé.	Le laser 4X de Tria se verrouille lorsqu'il n'est pas utilisé. Déverrouillez votre laser 4X de Tria à l'aide du détecteur de peau. (voir page 52).
Le tableau d'affichage clignote rapidement.	Votre laser 4X de Tria ne fonctionne pas correctement.	Veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir de l'aide.
De la poussière ou des saletés se trouvent sur la fenêtre de traitement.	Il faut nettoyer l'appareil.	Consultez les instructions de nettoyage à la page 56. Si vous n'arrivez pas à le nettoyer correctement, communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir de l'aide.

VOTRE QUESTION	IL EST POSSIBLE QUE...	COMMENT RÉSOUDRE LE PROBLÈME
J'essaie de déverrouiller mon laser 4X de Tria, mais il demeure verrouillé.	Il se peut que le laser 4X de Tria ne soit pas sécuritaire pour vous.	Vérifiez que votre teint de peau se trouve bien dans les teints de peau visés par cet appareil dans le tableau des teints de peau au verso de la page couverture de ce document et communiquez avec le service à la clientèle si vous avez des questions.
	Vous n'avez pas utilisé le détecteur de peau correctement.	Essayez de nouveau en tenant fermement le détecteur de peau bien à plat sur votre peau. (voir page 52)

VOTRE QUESTION	IL EST POSSIBLE QUE...	COMMENT RÉSOUDRE LE PROBLÈME
Lorsque je repositionne le laser 4X de Tria, un long délai s'écoule avant l'impulsion de lumière laser suivante.	Il fait chaud dans la pièce où vous vous trouvez. Le laser 4X de Tria peut fonctionner plus lentement lorsqu'il est utilisé dans un environnement chaud.	Utilisez le laser 4X de Tria dans un environnement plus frais.
Mon laser 4X de Tria fonctionnait correctement, mais il a cessé de fonctionner. Le tableau d'affichage est éteint et il ne s'allume pas lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation.	Vous devez charger la batterie.	Chargez votre laser 4X de Tria. (page 50).
Lorsque j'utilise mon laser 4X de Tria, j'entends un ventilateur.	C'est normal.	Poursuivez votre traitement.

GARANTIE LIMITÉE

Le laser 4X de Tria est vendu avec une garantie limitée d'un an détaillée ci-dessous.

Que couvre la garantie limitée?

Cette garantie limitée d'un an couvre les défauts de matériau et de fabrication de votre laser 4X de Tria si vous l'avez acheté auprès d'un partenaire autorisé ou directement auprès du fabricant (Tria Beauty). Votre garantie limitée d'un an n'est valide que pour vous seul, l'acheteur initial, et ne peut pas être transférée.

Que couvre cette garantie limitée?

Cette garantie limitée s'applique seulement si le laser 4X de Tria est acheté et utilisé aux États-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni. Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, les défauts ou les défaillances causés par un abus ou un mauvais usage; le mauvais entretien; les impacts ou l'insertion de corps étrangers; le vandalisme; l'entreposage inadéquat; l'entretien ou les réparations inappropriés ou mal exécutés; l'application de substances chimiques nocives;

les cas de force majeure; les incendies ou l'eau; les produits abrasifs; la négligence; le non-respect des instructions du fabricant; la perte du laser 4X de Tria; l'usure normale; la modification; la surutilisation; l'utilisation professionnelle; ou l'utilisation commerciale.

Combien de temps dure cette garantie limitée?

La garantie limitée commence à la date de l'achat et prend fin un an plus tard. La période de garantie n'est pas prolongée pour toute période pendant laquelle le laser 4X de Tria (ou une de ses pièces) est réparé ou si votre laser 4X de Tria est remplacé par Tria Beauty pendant la période de garantie.

Que fera Tria Beauty si votre laser 4X de Tria est défectueux?

Si vous découvrez que votre laser 4X de Tria a un défaut couvert avant que la période de garantie d'un an prenne fin, communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir de l'aide.

Si nous confirmons un défaut couvert par cette garantie limitée, Tria Beauty décidera de : i) remplacer votre laser 4X de Tria avec un laser 4X de Tria neuf ou remis à neuf identique ou similaire au laser 4X de Tria que vous avez acheté; ou ii) réparer votre laser 4X de Tria en utilisant des pièces neuves ou remises à neuf.

Si nous déterminons que le défaut de votre laser 4X de Tria n'est pas couvert en vertu de cette garantie limitée, nous vous informerons des autres services qui vous sont offerts moyennant des frais.

Si nous déterminons que votre laser 4X de Tria n'est pas défectueux, nous vous en informerons et nous vous renverrons votre laser 4X de Tria.

Tous les services couverts par la garantie limitée doivent être autorisés et exécutés par Tria Beauty ou un fournisseur de services autorisé par Tria Beauty.

LIMITATIONS DE GARANTIE ET DÉNI DE RESPONSABILITÉ

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET S'AJOUTE À VOS DROITS PRÉVUS PAR LA LOI.

EN CAS DE VIOLATION DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, VOS RECOURS SE LIMITENT EXCLUSIVEMENT À LA RÉPARATION ET AU REMPLACEMENT DE VOTRE LASER 4X DE TRIA COMME L'INDIQUE CETTE DÉCLARATION DE GARANTIE.

DANS TOUTE LA LIMITE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, TRIA BEAUTY DÉNIE TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES. SI LA LOI APPLICABLE N'AUTORISE PAS LE DÉNI DE GARANTIES IMPLICITES, LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES EN VERTU DES PRÉSENTES SERA EXPRESSÉMENT LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE EXPLICITE SUSMENTIONNÉE. TRIA BEAUTY NE SERA

EN AUCUN CAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS LIÉS À UNE VIOLATION DE LA GARANTIE, UNE RUPTURE DE CONTRAT, UN PRÉJUDICE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU LA STRICTE RESPONSABILITÉ DU PRODUIT) OU UN AUTRE MOTIF, MÊME SI TRIA BEAUTY EST INFORMÉE OU AU COURANT QUE DE TELS DOMMAGES PEUVENT SURVENIR. CES DOMMAGES COMPRENNENT, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE JOUISSANCE DU LASER 4X DE TRIA, LE COÛT DE TOUT ÉQUIPEMENT DE REMPLACEMENT, LES DEMANDES D'INDEMNISATION DE TIERCES PARTIES OU LES DOMMAGES MATÉRIELS.

SI LA LOI APPLICABLE N'AUTORISE PAS LES LIMITATIONS DE GARANTIES, NI LES RECOURS EN CAS DE VIOLATION POUR CERTAINES TRANSACTIONS, LES LIMITATIONS DU PRÉSENT ALINÉA ET LE DÉNI DE RESPONSABILITÉ OU LES

EXCEPTIONS À LA GARANTIE PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER. CETTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS AUX DEMANDES D'INDEMNISATION POUR DÉCÈS OU BLESSURES CORPORELLES DUS À UNE DÉFAILLANCE DU LASER 4X DE TRIA OU TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ QUI NE PEUT PAS ÊTRE EXCLUE OU LIMITÉE EN VERTU DE LA LOI.

CES MODALITÉS ET LIMITATIONS DE LA GARANTIE RÉPARTISSENT LES RISQUES DE DÉFAILLANCE DU PRODUIT ENTRE TRIA BEAUTY ET VOUS, L'ACHETEUR DU LASER 4X DE TRIA. CETTE RÉPARTITION EST RECONNUE PAR LES DEUX PARTIES ET EST PRISE EN COMPTE DANS LE PRIX DU LASER 4X DE TRIA. DE PAR VOTRE UTILISATION DU LASER 4X DE TRIA, VOUS RECONNAISSEZ QUE VOUS AVEZ LU CES MODALITÉS ET LIMITATIONS, VOUS LES AVEZ COMPRIS ET VOUS CONSENTEZ À VOUS Y CONFORMER.

MODIFICATIONS DU PRODUIT

Tria Beauty se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à ses produits sans contracter d'obligation d'incorporer lesdites améliorations aux produits déjà vendus.

LITIGES

La présente garantie, tous les litiges et toutes les demandes d'indemnisation en découlant ou s'y rapportant ou liés à son objet ou à sa formation (y compris les litiges ou les demandes d'indemnisation non contractuels) seront régis et interprétés en vertu de la loi du pays d'achat (É.-U., Canada ou Angleterre et Pays de Galles).

Vous convenez que les tribunaux du pays où vous avez acheté le laser 4X de Tria jouissent de la juridiction non exclusive pour régler un litige ou une demande d'indemnisation qui découle ou se rapporte à la présente garantie ou est lié à son objet ou à sa formation (y compris les litiges ou les demandes d'indemnisation non contractuels).

DÉLAI POUR DÉPOSER UNE DEMANDE D'INDEMNISATION

Toute demande d'indemnisation pour une violation de la présente garantie limitée doit commencer dans les douze (12) mois suivant l'achat initial du laser 4X de Tria.

AUCUNE AUTRE GARANTIE

Sauf modification contraire écrite et signée par les deux parties, il est entendu que ces modalités et limitations de la garantie constituent l'entente intégrale et exclusive entre les parties, remplacent toutes les ententes et représentations antérieures, verbales ou écrites, et toutes les autres communications entre les parties eu égard auxdites modalités. Aucun employé de Tria Beauty ou aucune autre partie (y compris, mais de façon non limitative, ses distributeurs, dépositaires et détaillants) n'est autorisé à donner une garantie supplémentaire aux garanties susmentionnées.

TERMES DIVERS

Dans le présent contrat, « nous » et « notre » font référence à Tria Beauty. « Vous » fait référence à l'acheteur initial du laser 4X de Tria. Une renonciation au strict respect d'une des modalités des présentes ne sera pas considérée comme permanente, ni comme une renonciation aux autres modalités. Nous serons exemptés de l'exécution dans la mesure où un retard ou l'impossibilité d'exécution découle d'événements météorologiques, de catastrophes, d'actes de terrorisme, de mesures ou règlements gouvernementaux, de pénuries ou litiges liés à la main-d'œuvre ou aux matériaux ou d'autres circonstances indépendantes de notre volonté. Si une des modalités des présentes est illicite, nulle ou inexécutoire, cette modalité sera ignorée, mais les autres modalités demeureront en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE LASER : Diode laser

CLASSE DE LASER : 1

Selon IEC 60825-1 : 2014

LONGUEUR D'ONDE DE SORTIE : 810 nm

FLUENCE DE SORTIE : 7-20 J/cm²

ENTRÉE DE CHARGEUR DE BATTERIE :

100-240 V - 50/60 Hz, 29 VA

SORTIE DU CHARGEUR DE BATTERIE :

5,0 V DC 2.0 A

DURÉE DE VIE ESTIMÉE :

3 ans minimum

PHYSIQUE

 Température de fonctionnement :
5 °C à 30 °C

Humidité relative en fonctionnement :
Sans condensation 15-85 %

Pression atmosphérique en
fonctionnement :
700 hPa à 1060 hPa

 Températures de transport et
d'entreposage : -20 °C à 50 °C

Humidité relative en transport :
Sans condensation 0-93 %

HORAIRE DES TRAITEMENTS

Utilisez cet horaire afin de faire le suivi de vos traitements au laser 4X de Tria.

DATE	RÉGION DU CORPS	NOMBRE D'IMPULSIONS

GLOSSAIRE DES SYMBOLES



Symbole d'avertissement



Symbole de fabricant



Symbole d'avertissement du laser



Symbole de limite de température



Symbole DEEE



Symbole indiquant que la documentation fournie doit être consultée



Symbole de type BF



Appareil de classe II



Symbole de numéro de série



Garder au sec



Marque CE



RoHS symbole de conformité



Symbole de date de fabrication



Symbole de recyclage



Produit laser de classe 1

Tria Beauty Customer Care / Service à la clientèle de Tria Beauty:

United States / États-Unis
877-321-8742
customercare@tribeauty.com
tribeauty.com

Canada
877-321-8742
customercare@tribeauty.ca
tribeauty.ca

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 18 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Déclaration de conformité à la FCC

Cet appareil est conforme à la Section 18 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et 2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues même celles qui pourraient causer un fonctionnement non désiré.

Complies with 21 CFR Part 1010 & 1040 Except Deviations pursuant to Laser Notice No. 50 dated June 24, 2007.

Conforme aux exigences 21 CFR 1010 et 1040 sauf les exceptions citées dans le document « Laser Notice No. 50 » daté du 24 juin 2007.

Covered by one or more of the following patents: U.S. patents D535,746; 7,250,045; 7,413,567; 7,452,356.
Additional patents pending.

Couvert par un ou plusieurs des brevets suivants : Brevets américains D535,746; 7,250,045; 7,413,567; 7,452,356.
Brevets supplémentaires en instance.



Tria Beauty, a company of Channel Investments, LLC
14796 Wicks Blvd., San Leandro, CA 94577 USA

All rights reserved. Tria, Tria Beauty, and the Tria logo are trademarks of Tria Beauty.
Tous droits réservés. Tria, Tria Beauty et le logo de Tria sont des marques déposées de Tria Beauty.
©2021



15014E

