




For FAQs and more information, please visit:

www.eufy.com



Smart Scale A1

Owner's Manual

English	1
تَیْبَر عَل	16

Table of Contents

02	Important Safety Instructions
07	What's in the Box
07	Inserting the Batteries
08	Installing the EufyLife App and Pairing
09	Starting a Measurement
	For body weight measurement
	For body composition analysis
11	Weight-Only Measurement
11	Maintenance
12	Troubleshooting
	Error Message
13	When Measuring
14	Specifications
15	Customer Service

Thank you for purchasing Smart Scale A1. Carefully read all the instructions below before using this device, and keep this manual for future reference.

Important Safety Instructions

- Read all instructions before using the device. Keep the manual for future reference.
- Only use the device as described in this user manual. Any misuse may cause electric shocks, burns, start a fire or other unexpected hazards.
- Be aware that this device is designed for individuals to measure their weight and to monitor their body composition. Any information provided by this device is in no way meant to treat, cure, or prevent diseases or illnesses from happening.
- DO NOT use this device if you are pregnant or if you suspect you may be pregnant. The effects of this device on a fetus are unknown and untested.
- DO NOT use this device if you use a wearable or implanted electronic device such as a defibrillator or pacemaker.
- The device is equipped with a data transmission function that emits electromagnetic energy. Portable Radio Frequency (RF) communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should not be used within 30 cm (12 inches) of the device, otherwise, performance may be affected.
- Do not modify this device.
- Do not expose this device to extreme temperatures,

direct sunlight, moisture, or corrosive environments.

- To prevent slipping, do not step on the device after bathing or showering.
- This device should not be used when it is adjacent to or stacked on top of another device because it could cause the device to operate improperly. If such use is necessary, this device and the other device should be observed to verify that they are operating normally.
- This device is powered by three AAA batteries. Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries as this can cause the batteries to leak or explode.
- Do not mix and use different types of batteries together e.g. lithium-ion (Li-ion) and nickel-metal hydride (NiMH) batteries.
- Do not mix new and used batteries.
- If the device will not be used for an extended period of time, remove batteries before storing the device in a cool and dry place.
- This device can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be done by children without supervision.
- Used batteries should be placed in a sealed plastic bag and disposed of safely according to local

environmental regulations.

Usage Tips

- To ensure measurement accuracy, follow the instructions below when you start your measurement:
- Place the scale on a flat, hard surface. Soft surfaces such as carpeting will affect the performance of the scale.
- Step on the platform with bare feet. Stand still and keep full contact with the electrodes until the measurement is complete.
- For the most consistent measurements, weigh yourself at the same time of day and location.
- Avoid weighing yourself immediately after strenuous exercise, sitting in the sauna, taking a bath, or drinking and eating.
- The condition of the skin on the bottom of your feet can affect the measurement. The natural effects of aging or activity can make this skin hard. Take the reading with clean, slightly damp feet for best accuracy.
- Body fat percentage estimates will vary with the amount of water in the body, and can be affected by dehydration or overhydration due to factors such as alcohol consumption, menstruation, illness, intense exercise etc.

Notice



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Declaration of Conformity

This product complies with the radio interference requirements of the European Community. Hereby, Anker Innovations Limited declares that the radio equipment type T9120 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.eufy.com/>.

GB Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that the device is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017 and The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

The full text of the GB Declaration of Conformity is available at the following website: <https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=Download>

Maximum output power: -3.07 dBm

Frequency band: 2.4G band (2402 MHz - 2480 MHz)

The following importer is the responsible party (contract for EU and UK matters)

Anker Technology (UK) Limited, GNR8, 49 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1HP, United Kingdom

Anker Innovations Deutschland GmbH
Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany




Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon,
Hong Kong

UK PSTI Statement


Hereby, Anker Innovations Limited declares that this device is in compliance with The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. For the Statement of Compliance, visit the website: <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.

What's in the Box

		
Smart Scale	AAA Battery (x3)	Owner's Manual

Inserting the Batteries

- 1 Turn the scale over and place it on a flat surface.
- 2 Open the battery door and insert three AAA batteries. Make sure the positive and negative ends are facing the correct polarity directions marked in the battery compartment.
 - The digits "8888" will show on the LED display.
- 3 Close the battery door and wait until the digits "0.0" are shown on the LED display.






LO will appear on the LED display when the batteries are low. Replace all three batteries at the same time. Do not mix new and used batteries.

Installing the EufyLife App and Pairing


- 1 Download the EufyLife app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices), or by scanning the QR code.
- 2 Enable Bluetooth on your smartphone.
- 3 Open the EufyLife app and follow the on-screen instructions to pair the scale with your device.
 - Once paired, the app and scale will automatically connect the next time the app is opened.



1



2



3



Status Icon

Indicates

Flashing

Pairing

Solid

Connected



- This scale is compatible with devices running iOS 11.0 and above or Android 6.0 and above.
- Do not pair the scale from your smartphone's Bluetooth menu. Use the EufyLife app to pair the scale with your smartphone.

Starting a Measurement

Before taking your first measurement, you will need to create and set up a user ID in the EufyLife app.

- 1 Place the scale on a hard and flat surface.
- 2 Open the EufyLife app and select Smart Scale on the device homepage.
- 3 Step barefoot onto the scale. An analysis of your body's composition will begin automatically.





- Step on the center of the scale barefoot. Stand still and keep full contact with the electrodes until the measurement is complete.



For body weight measurement:

Place the scale on a hard and flat surface.



For body composition analysis:

Stand still and uniformly touch the electrodes with bare and dry feet.




Weight-Only Measurement

This scale can also be used as a conventional weight-reading scale. You can simply step on the scale to measure your current weight without opening the EufyLife app.

Maintenance

Regularly clean the scale with a dry or slightly dampened soft cloth.





- Do not wash the scale with water or immerse it in water.
- Never use detergents to clean the scale as this may cause it to malfunction or discolor.

Troubleshooting

Error Message

Error Display	Description	Solution
OL	Overload. The device will power off.	Stop using this scale for measurement.
Lo	Low battery. The device will power off.	Replace all three batteries at the same time.
Err	Measurement failure.	• Step barefoot and keep full contact with the electrodes. • Stand still until the measurement on the LED display locks.

When Measuring

Issue	Cause	Solution
Abnormal measurement results: • Too high • Too low • Huge difference between two recent measurements	• Incorrect posture.	• Step onto the scale barefoot and stand still.
	• Device is placed on soft carpeting or uneven surface.	• Place the device on a hard and flat surface.
LED display does not turn on after stepping onto the scale.	• Batteries not installed.	• Install three new batteries.
	• Worn batteries.	• Replace all three batteries at the same time.
Scale does not proceed to analyse body composition.	• Taking a measurement while wearing shoes or socks.	• Stand barefoot on the scale and keep feet in full contact with the electrodes when taking a measurement.

Specifications

Product Model	T9120
Power Source	4.5 V (3 x AAA batteries)
Measurement Units	Kilogram
Unit Increments	5–75 kg 0.1 kg 75–150 kg 0.2 kg
Body Fat Unit Increments	0.1 %
Body Water Unit Increments	0.1 %
Muscle Mass Unit Increments	0.1 %
Measurement Range	5–150 kg
Working Environment	Temperature: 5 – 40 °C Humidity: 20 – 90% RH
Storage Environment	Temperature: -20 – 50 °C Humidity: <= 90% RH
Operating Frequency Range	2402 MHz – 2480 MHz
Radio-Frequency Power	-3.07 dBm
Dimension	260 × 260 × 23 mm
Net Weight	1.1 kg

Customer Service

Contact Us

Lifetime technical support

- ✉ support.mea@eufy.com (For Middle East and Africa Only)
support@eufy.com (Global)
- 💬 www.eufy.com
- 🗨 WhatsApp Chat: +971 529750842
- ☎ (UAE) +971 8000320817
(KSA) +966 8008500030
(Kuwait) +965 22069086
(Egypt) +20 8000000826
(MENA) +971 529750842

For more support phone numbers,
please visit:
<https://support.eufy.com/s/>
phonecontactus
Or scan the QR code below:

For tutorial videos, FAQs, manuals,
and more information, please visit:
<https://support.eufy.com>
Or scan the QR code below:



دعم فني مدى الحياة

support.mea@eufy.com (For Middle East and Africa Only) 

support@eufy.com (Global)

www.eufy.com 

WhatsApp Chat: +971 529750842 

(UAE) +971 8000320817 

(KSA) +966 8008500030

(Kuwait) +965 22069086

(Egypt) +20 8000000826

(MENA) +971 529750842

لمقاطع الفيديو التعليمية والأسئلة الشائعة والكتيبات
والمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة:
<https://support.eufy.com>
أو امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا أدناه:



لمزيد من أرقام هواتف الدعم؛ تفضل بزيارة:
<https://support.eufy.com/s/phonecontactus>
أو امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا أدناه:



 @EufyOfficial  @EufyOfficial  @EufyOfficial  @EufyOfficial

مصدر الطاقة	4.5 فولت (3 بطاريات من نوع AAA)
وحدة القياس	كيلوغرام
وحدة الزيادة	0.1 كجم 0.2 كجم 75-150 كجم
وحدة زيادة دهون الجسم	0.1 %
وحدة زيادة المياه في الجسم	0.1 %
وحدة زيادة الكتلة العضلية	0.1 %
معدل القياس	5-150 كيلوغرام
بيئة العمل	درجة الحرارة: 5 - 40 درجة مئوية نسبة الرطوبة: 20-90% رطوبة نسبية
بيئة التخزين	درجة الحرارة: 20- - 50 درجة مئوية نسبة الرطوبة: أقل من أو تساوي 90% رطوبة نسبية
نطاق التردد أثناء التشغيل	2402 - 2480 ميجاهرتز
طاقة التردد اللاسلكي	-3.07 ديسيبل ميلي واط
الأبعاد	260 × 260 × 23 مم
الوزن الصافي	1.1 كجم

خدمة العملاء

اتصل بنا

• اصعد فوق الميزان حافي القدمين وقف بثبات.	• وضعية خاطئة.	نتائج قياس غير عادية: • عالية للغاية • منخفضة للغاية • فارق هائل بين قياسين حديثين
• قم بوضع الجهاز على سطح صلب ومستوي.	• تم وضع الجهاز فوق سجادة ناعمة، أو سطح غير مستوي.	
• قم بتركيب ثلاث بطاريات جديدة.	• لم يتم تركيب البطاريات.	لم يتم تشغيل شاشة LED بعد الوقوف على الميزان.
• استبدل الثلاث بطاريات في ذات الوقت.	• بطاريات مُستهلكة.	
• اصعد فوق الميزان حافي القدمين، والمس بقدميك الأقطاب الكهربائية عند أخذ القياس.	• إجراء القياس أثناء ارتداء الأحذية، أو الجوارب.	لم يواصل الميزان تحليل تكوين الجسم.

المواصفات

طرز المنتج	T9120
------------	-------


استكشاف الأخطاء وإصلاحها

رسالة الخطأ

عرض الخطأ الوصف	الحل
0L حمل زائد. سيتم إيقاف تشغيل الجهاز.	توقف عن استخدام هذا الميزان للقياس.
L0 البطارية منخفضة. سيتم إيقاف تشغيل الجهاز.	استبدل الثلاث بطاريات في ذات الوقت.
Err فشل القياس.	- اصعد حافي القدمين وكن على تلامس كامل مع الأقطاب الكهربائية. - قف بثبات لحين غلق القياس على شاشة LED.

عند القياس

الحل	السبب	المشكلة
------	-------	---------




قياس الوزن فقط

يُمكن أن يُستخدم هذا الميزان كميزان تقليدي لقراءة الوزن. يمكنك ببساطة الصعود على الميزان لقياس وزنك الحالي دون فتح تطبيق EufyLife.


الصيانة

قم بتنظيف الميزان بقطعة قماش مجففة، وناعمة، أو مُرطبة قليلاً.



- لا تغسل الميزان أبداً بالماء أو تغمره فيه.
- لا تستخدم أبداً المنظفات لتنظيف الميزان لأن ذلك قد يتسبب في تعطله أو تغيير لونه.






أيقونة الحالة	توضح	
وميض	الاقتران	
صلب	متصل	

- هذا الميزان متوافق مع الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 11.0 فما فوق أو Android 6.0 والإصدارات الأحدث.
- لا تقم بإقران الميزان من قائمة Bluetooth بهاتفك الذكي. استخدم تطبيق EufyLife لإقران الميزان مع هاتفك الذكي.



لقياس وزن الجسم:

قم بوضع الميزان على سطح صلب ومستوي



لتحليل تكوين الجسم:

قف ثابتًا وقم بلمس الأقطاب الكهربائية بشكل موحد بأقدام عارية وجافة.

بدء القياس

قبل الحصول على قياسك الأول، ستحتاج إلى إنشاء وتعيين معرف المستخدم في تطبيق EufyLife.

- 1 ضع الميزان على سطح مستوي وصلب.
- 2 افتح تطبيق EufyLife وحدد Smart Scale على الصفحة الرئيسية للجهاز.
- 3 يجب أن تقف حافي القدمين فوق الميزان. سيتم البدء بتحليل تكوين جسمك تلقائيًا.


- اصعد على منتصف الميزان حافي القدمين. قف بثبات وحافظ على الاتصال الكامل مع الأقطاب الكهربائية لحين انتهاء القياس.



LO سيظهر على شاشة LED عندما تكون البطاريات منخفضة.
استبدل الثلاث بطاريات في ذات الوقت. تجنب مزج البطاريات الجديدة والمستعملة.

تنزيل تطبيق EufyLife والاقتران


- 1 قم بتنزيل تطبيق EufyLife من متجر التطبيقات (أجهزة iOS) أو Google Play (أجهزة Android)، أو عن طريق مسح الرمز الشريطي QR.
 - 2 قم بتنفيذ البلوتوث على هاتفك الذكي.
 - 3 افتح تطبيق EufyLife واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإقران الميزان بجهازك.
- بمجرد أن يتم الاقتران، سيتم الاتصال بين التطبيق والميزان تلقائيًا عند فتح التطبيق في المرة التالية.



الميزان الذكي	عدد (3) بطاريات من نوع AAA	دليل المالك

إدخال البطاريات

- 1 ضع الميزان على سطح مستو.
- 2 افتح باب البطارية وأدخل ثلاث بطاريات من نوع AAA. تأكد من أن الطرفين الموجب والسالب موجهان لاتجاه القطبية الصحيح كما هو مبين في حجرة البطارية.
- 3 - ستظهر الأرقام "8888" على شاشة LED. - أغلق باب البطارية وانتظر حتى تظهر الأرقام "00" على شاشة LED.



- آخر لأن ذلك قد يتسبب في تشغيله بشكل غير صحيح. إذا كان هذا الاستخدام ضرورياً؛ فيجب ملاحظة هذا الجهاز والأجهزة الأخرى للتأكد من أنهم يعملون بشكل طبيعي.
- يعمل هذا الجهاز بواسطة ثلاث بطاريات من نوع AAA. لا تحاول إعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن حيث قد يؤدي ذلك إلى ثقب البطاريات، أو انفجارها.
- لا تخطط الأنواع المختلفة من البطاريات، أو تستخدمها معاً، على سبيل المثال؛ البطاريات من نوع أيونات الليثيوم (Li-ion)، وهيدريد النيكل المعدني (NiMH).
- تجنب مزج البطاريات الجديدة والمستعملة.
- إذا لن يتم استخدام الجهاز لفترة زمنية طويلة، قم بإزالة البطاريات قبل تخزين الجهاز في مكان بارد وجاف.
- يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأشخاص أصحاب القدرات البدنية، أو الحسية، أو الذهنية المحدودة، أو الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة الكافيتين هذا الجهاز، في حال تم الإشراف عليهم، أو إرشادهم فيما يتعلق باستخدام هذا الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي قد تنجم عنه. لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز. يجب ألا يقوم الأطفال بالتنظيف والصيانة دون إشراف.
- ينبغي وضع البطاريات المستعملة في كيس بلاستيكي مُحكم الغلق والتخلص منها بأمان وفقاً للتنظيمات البيئية المحلية.

نصائح الاستخدام

- للتأكد من دقة القياس، اتبع التعليمات أدناه عند البدء في القياس الخاص بك:
- قم بوضع الميزان على سطح مستو وصلب. تؤثر الأسطح الناعمة، مثل السجاد، على أداء الميزان.
- اصعد فوق القاعدة بأرجل حافية. قف بثبات وحافظ على الاتصال

الكامل مع الأقطاب الكهربائية لحين انتهاء القياس.

- لقياس أكثر اتساقاً، قم بوزن نفسك كل يوم في نفس الوقت، والموقع.
- تجنب وزن نفسك مباشرة بعد التمرين الشاق، أو الجلوس في حمام البخار، أو الاستحمام، أو الأكل، أو الشرب.
- قد تؤثر حالة الجلد في أسفل قدميك على القياس. التأثيرات الطبيعية للتقدم في السن، أو النشاط قد تجعل هذا الجلد قاسي. قم بالقياس باستخدام أقدم نظيفة ورطبة قليلاً للحصول على دقة أفضل.
- تختلف تقديرات النسبة المئوية للدهون في الجسم بحسب كمية المياه داخل الجسم، وقد تتأثر بالجفاف، أو فرط وجود السوائل بسبب وجود عوامل مثل الإفراط في تناول الكحول، أو الحيض، أو المرض، أو التمارين الرياضية المكثفة، وما إلى ذلك.

إشعار



يشير هذا الرمز إلى أنه يجب عدم التخلص من المنتج باعتباره من النفايات المنزلية العادية، بل يجب تسليمه إلى المنشأة المناسبة لتجميع النفايات بغرض إعادة التدوير. ويساعد التخلص من المنتج وإعادة تدويره بشكل صحيح على حماية الموارد الطبيعية وصحة الإنسان والبيئة. ولمزيد من المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، اتصل بالبلدية المحلية أو خدمة التخلص من النفايات أو المتجر الذي اشتريت منه هذا المنتج.

جدول المحتويات

17	تعليمات السلامة الهامة
20	محتوى العلبة
20	إدخال البطاريات
21	تنزيل تطبيق EufyLife والاقتران
22	بدء القياس
	لقياس وزن الجسم
	لتحليل تكوين الجسم
24	قياس الوزن فقط
24	الصيانة
25	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	رسالة الخطأ
26	عند القياس
27	المواصفات
28	خدمة العملاء

تعليمات السلامة الهامة

- اقرأ كل التعليمات قبل استخدام الجهاز. احتفظ بالدليل للرجوع إليه مُستقبلاً.
- استخدم فقط الجهاز كما هو موصوف في دليل المستخدم هذا.
- قد يتسبب أي سوء الاستخدام في حدوث الصدمات، أو الحروق الكهربائية، أو اندلاع الحرائق، أو أي مخاطر غير متوقعة.
- كن على دراية بأن هذا الجهاز مُصمم للأفراد لقياس أوزانهم ومراقبة تكوين أجسامهم. لا تهدف المعلومات المُقدمة بواسطة هذا الجهاز، بأي حال من الأحوال، إلى علاج الأوبئة، أو الأمراض، أو شفاؤها، أو منع حدوثها.
- لا يجب استخدام هذا الجهاز في حالات الحمل، أو الشك في حدوث الحمل. أثار هذا الجهاز على الجنين غير معروفة وغير مُختبرة.
- لا يجب استخدام هذا الجهاز في حالة ارتداء، أو زرع الأجهزة الإلكترونية مثل مزيل الرجفان، أو جهاز تنظيم ضربات القلب.
- الجهاز مزود بوظيفة نقل البيانات التي يتم إرسالها عن طريق الطاقة الكهرومغناطيسية. لا يجب استخدام جهاز الاتصال عن طريق التردد اللاسلكي المحمول (شاملاً الملحقات مثل كابلات الهواء والهواء الخارجي) في محيط 30 سم (12 بوصة) من الجهاز، عدا ذلك، قد يتأثر الأداء.
- لا تقم بتغيير هذا الجهاز.
- لا تُعرض هذا الجهاز إلى الحرارة العالية، أو أشعة الشمس المباشرة، أو الرطوبة، أو عوامل البيئة المُسببة للتآكل.
- لتجنب الانزلاق، لا تصعد على الجهاز بعد الاغتسال أو الاستحمام.
- لا يجب استخدام هذا الجهاز عند مجاورته، أو تكديسه فوق جهاز

شكراً لشرائك Smart Scale A1. يُرجى الاطلاع على التعليمات الواردة أدناه بعناية قبل استخدام الجهاز، كما يُرجى الاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه مُستقبلاً.